

[de]	Produktdatenblatt ZAHNBÜRSTEN	Seite 2
[en]	Product data sheet TOOTHBRUSHES	Page 5
[nl]	Productgegevensformulier TANDENBORSTELS	Zijde 8
[fr]	Fiche produit BROSSES À DENTS	Page 11
[es]	Hoja de datos del producto CEPILLOS DE DIENTES	Página 14
[it]	Scheda prodotto SPAZZOLINI DA DENTI	Pagina 17
[el]	Δελτίο δεδομένων προϊόντος ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ	Σελίδα 20
[tr]	Ürün Bilgi Formu DIŞ FIRÇALARI	Sayfa 23
[ru]	Техническая спецификация ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ	Сторона 26
[pl]	Karta produktu SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW	Strona 29
[da]	Produktdatablad TANDBØRSTER	Side 32
[sv]	Produktdatablad TANDBORSTAR	Sida 35
[no]	Produktdatablad TANNBØRSTER	Side 38
[cs]	Informační list výrobku ZUBNÍ KARTÁČKY	Strana 41
[hu]	Termékadatlap FOGKEFÉK	Oldal: 44
[sk]	Informačný list výrobku ZUBNÉ KEFKY	Strana 47
[sl]	Podatkovni list izdelka ZOBNE ŠČETKE	Stran 50
[ro]	Fișa produsului PERIUȚE DE DINȚI	Pagina 53
[pt]	Folha de dados do produto ESCOVAS DE DENTES	Página 56
[lt]	Gaminio duomenų lapas DANTŲ ŠEPETĖLIAI	Puslapis 59
[lv]	Produkta datu lapa ZOBU SUKAS	Lappuse 62
[bg]	Информационен лист за продукта ЧЕТКИ ЗА ЗЪБИ	Страница 65
[uk]	Технічний лист ЗУБНІ ЩІТКИ	Сторінка 68
[et]	Toote teabeleht HAMBAHARJAD	Lk 71
[fi]	Tuotetietolehti HAMMASHARJAT	Sivu 74




ZAHNBÜRSTEN

Integrierte Zahnpasta

PREMIUM+






Produktdatenblatt

wiroDENTAL



Hersteller	
Firma + Anschrift	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmarke	care & serve®
Produktbeschreibung	
Kategorie	PREMIUM+
Produktbezeichnung	care & serve® PREMIUM+ wiroDENTAL Zahnbürsten Integrierte Zahnpasta
Produkteigenschaften	Integrierte Zahnpasta
Verwendung	
Verwendungszweck	Einweg-Zahnbürsten für eine Zahnreinigung ohne die Notwendigkeit von Wasser oder Zahnpasta.
Verwendungshinweis	Einwegprodukt 
Einsatzgebiete	Krankenhaus Altenheim u.a. Fachkreise Arztpraxen Kosmetik Wellness Schönheitsindustrie   
Materialzusatzinfo	latexfrei 
Standards	
VO (EU) 2023/988	Verordnung (EU) Nr. 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit
Anwendung	
Gebrauchsanweisung	Vor dem Gebrauch Entnehmen Sie die Einweg-Zahnbürste aus der Verpackung und überprüfen Sie sie auf Beschädigungen oder Defekte. Stellen Sie sicher, dass sie sauber und hygienisch ist. Handhabung Befeuchten Sie die Borsten der Einweg-Zahnbürste unter fließendem Wasser, sofern möglich, um das Putzen zu erleichtern. Da Zahnpasta in den Borsten integriert ist, benötigen Sie keine zusätzliche Zahnpasta. Führen Sie die Einweg-Zahnbürste in einem 45-Grad-Winkel zu den Zähnen. Putzen Sie Ihre Zähne mit einer sanften kreisenden Bewegung oder mit kurzen Auf- und Ab-Bewegungen. Reinigen Sie alle Zahnflächen, einschließlich der Außen-, Innen- und Kauflächen, sowie die Zunge und das Zahnfleisch. Putzen Sie Ihre Zähne für mindestens zwei Minuten, um sicherzustellen, dass alle Bereiche gründlich gereinigt werden. Spülen Sie Ihren Mund gründlich mit Wasser aus, um gelöste Speisereste und Zahnpasta zu entfernen. Einweg-Zahnbürsten sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt und sollten nach dem Putzen entsorgt werden.
Sicherheitshinweis	Nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet! Zahnpasta nicht schlucken!
Entsorgung	Unbenutzte und nicht kontaminierte Produkte können umweltgerecht verbrannt oder auf Deponien entsorgt werden. Kontaminierte Produkte müssen, gemäß der geltenden nationalen Gesetze und Vorschriften je Kontaminationsart, entsorgt werden.
Haltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum, sofern unbenutzt und bei korrekter Lagerung.
Lagerung	Vor Sonneneinstrahlung schützen. Trocken lagern. Unsachgemäße Lagerung kann zur Reduktion der Haltbarkeit führen.  
Rückverfolgbarkeit	Chargenbezogene Rückverfolgbarkeit von der Bedarfsermittlung bis zum Lagerabgang. Produktdatenblatt Version 2 gültig ab Charge 2617 +





Produktdatenblatt

wiroDENTAL



Verpackung

Recycling	Lizenziert gemäß VerpackG, Lizenznummer DE1618662887322. Bitte führen Sie die Verpackung dem Recycling zu.	
-----------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hygieneprodukte/zahnbuersten/wirodental/
-----	---

Variante 1

Verkaufseinheit	2000 Stück/Karton				
Verpackungsebene 1 2	100 Stück/Spender				
	1 Stück/Polybeutel				
Mindestbestellmenge	1 Karton				
Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Länge		
	85201420	hellblau	≈ 16 cm		
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Verpackungsebene	Verpackungsebene	Karton
	85201420	-----	4051642375038	-----	4051642875033

Die Zahlenangaben zu Maßen, Gewichten, Stärken und Toleranzen sind als Sollwerte zu verstehen und können abweichen.
Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Angaben, die älter als 2 Jahre sind, bitte erneut bestätigen lassen.
Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.
Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter sind Eigentum der WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Die WIROS Wilfried Rosbach GmbH ist Inhaberin aller Urheber-/Nutzungs- und Verwertungsrechte der Produktdatenblätter. Es ist nicht gestattet die Produktdatenblätter zu ändern oder die Piktogramme zu nutzen. Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter dürfen nur im Zusammenhang mit Original-WIROS-Produkten zu Grunde gelegt werden.




TOOTHBRUSHES

Integrated toothpaste



PREMIUM+



Product data sheet

wiroDENTAL



Manufacturer	
Company + Address	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germany
Trademark	care & serve®
Product description	
Category	PREMIUM+
Product description	care & serve® PREMIUM+ wiroDENTAL Toothbrushes Integrated toothpaste
Product features	Integrated toothpaste
Application	
Intended use	Disposable toothbrushes for brushing teeth without the need for water or toothpaste.
Notes on use	Disposable product 
Application areas	Hospital Old people's home inc. specialist circles Medical practices Cosmetics Wellness Beauty industry   
Supplementary material info	Latex-free 
Standards	
VO (EU) 2023/988	Regulation (EU) No 2023/988 on general product safety
Use	
Instructions for use	Before use Remove the disposable toothbrush from the packaging and check it for damage or defects. Make sure that it is clean and hygienic. Use Moisten the bristles on the disposable toothbrush under running water, if possible, to make brushing easier. As the toothpaste is integrated into the bristles, no additional toothpaste is needed. Move the disposable toothbrush at a 45 degree angle to your teeth. Brush your teeth in gentle, circular motions or with short up and down movements. Brush all the tooth surfaces, including the outer, inner and chewing surfaces as well as your tongue and gums. Brush your teeth for at least two minutes to make sure that all areas are cleaned thoroughly. Rinse your mouth out thoroughly with water in order to remove any food residue and toothpaste. Disposable toothbrushes are designed for single use and should be disposed of after use.
Safety notice	
Disposal	Unused and uncontaminated products can be incinerated in an environmentally friendly manner or disposed of at a waste disposal site. Contaminated products must be disposed of in accordance with the national laws and regulations valid for the respective type of contamination.
Shelf life	5 years from the production date, if unused and stored correctly.
Storage	Keep out of direct sunlight. Store in a dry place. Incorrect storage can lead to a reduction in the shelf life.  
Traceability	Batch-related traceability from the determination of requirements to issuing. Product data sheet Version 2 Valid from Batch 2617 +



Product data sheet

wiroDENTAL



Packaging

Recycling	Licensed in accordance with VerpackG (German Packaging Act), Licence number DE1618662887322. Please recycle the packaging.	 VerpackG
-----------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hygieneprodukte/zahnbuersten/wirodental/
-----	---

Variant 1

Sales unit	2000 Unit/Cardboard box				
Packaging level 1 2	100 Unit/Dispenser box				
	1 Unit/Polybag				
Minimum order quantity	1 Cardboard box				
Item numbers	Item number	Colour	Length		
	85201420	light blue	≈ 16 cm		
GTINs	Item number	Unit of Use	Packaging level	Packaging level	Cardboard box
	85201420	-----	4051642375038	-----	4051642875033

The numerical data for the measurements, weights, thicknesses and tolerances are target values, and there may be some deviation.
The information represents the current state of our knowledge. It offers no guarantee of the product characteristics and does not form the basis of a contractual legal understanding. Please reconfirm any information that is older than 2 years.
Typographical and other errors excepted.
The product data sheets provided are the property of WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is the owner of all copyrights and rights of use and exploitation for the product data sheets. It is not permitted to change the product data sheets or to use the pictograms. The product data sheets provided may only be used in conjunction with original WIROS products.




TANDENBORSTELS

Geïntegreerde tandpasta



PREMIUM+



Productgegevensformulier

wiroDENTAL



Fabrikant

Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland		
Handelsmerk	care & serve®		

Productbeschrijving

Categorie	PREMIUM+		
Productomschrijving	care & serve® PREMIUM+ wiroDENTAL Tandенborstels Geïntegreerde tandpasta		
Producteigenschappen	Geïntegreerde tandpasta		

Gebruik

Toepassing	Wegwerptandenborstels voor tandenpoetsen zonder dat water of tandpasta nodig zijn.		
Gebruiksaanwijzingen	Wegwerpproduct		
Toepassingsgebieden	ziekenhuis verzorgingshuis o.a. specialisten Medische praktijken cosmetica wellness schoonheidsindustrie		
Extra materiaal informatie	latexvrij		

Standaards

VO (EU) 2023/988	Verordening (EU) Nr. 2023/988 inzake algemene productveiligheid		
------------------	---	--	--

Gebruik

Gebruiksaanwijzing	Vóór gebruik Neem de wegwerptandenborstel uit de verpakking en controleer hem op beschadigingen of gebreken. Verzekert u zich ervan dat hij schoon en hygiënisch is. Gebruik Bevochtig de borstelharen van de wegwerptandenborstel onder stromend water - voor zover dat mogelijk is - dat maakt het poetsen gemakkelijker. Omdat de tandpasta in de borstelharen geïntegreerd is, heeft u geen extra tandpasta nodig. Zorg voor een hoek van 45 graden tussen de tandenborstel en uw tanden. Poets uw tanden met zachte, cirkelvormige bewegingen of met kort op-en-neer-bewegen. Poets alle tandvlakken, inclusief de buitenste, binnenste en kauwvlakken, evenals de tong en het tandvlees. Poets uw tanden minstens twee minuten, zodat u zeker weet dat alle vlakken goed schoon zijn. Spoel uw mond grondig uit met water om etensresten en tandpasta te verwijderen. Wegwerptandenborstels zijn bedoeld voor eenmalig gebruik, gooi ze daarom weg na het poetsen.		
Veiligheidsvoorschriften			
Verwijdering	Ongebruikte en niet besmette producten kunnen milieuvriendelijk worden verbrand of op vuilstortplaatsen worden verwerkt. Besmette producten moeten volgens de geldende nationale wetten en voorschriften, naargelang de besmettingsaard, worden vernietigd.		
Houdbaarheid	5 jaren na productiedatum, voor zover ongebruikt en bij correcte opslag.		
Opslag	Beschermen tegen direct zonlicht Droog bewaren Onjuiste opslag kan leiden tot een kortere houdbaarheid.		
Traceerbaarheid	Traceerbaarheid van de charges, vanaf het onderzoek naar de behoeften tot aan de levering Productgegevensformulier Versie 2 geldig vanaf charge 2617 +		





Verpakking

Recycling	Licentie verleend volgens VerpackG, licentienummer DE1618662887322. Recycle de verpakking.	 §VerpackG
-----------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hygieneprodukte/zahnbuersten/wirodental/
-----	---

Variant 1

Verkoopeenheid	2000 Stuks/Doos				
Verpakkingslaag 1 2	100 Stuks/dispenserdoos				
	1 Stuks/Polyethyleen zak				
Minimum bestelhoeveelheid	1 Doos				
Artikelnummers	Artikelnummer	Kleur	Lengte		
	85201420	lichtblauw	≈ 16 cm		
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Verpakkingsniveau	Verpakkingsniveau	Doos
	85201420	-----	4051642375038	-----	4051642875033

De cijfers aangaande maten, gewichten, sterkte en toleranties dienen als normen te worden begrepen en kunnen afwijken.
Deze gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Ze zijn geen gegarandeerde toezegging van producteigenschappen en zijn niet gebaseerd op een wettelijke overeenkomst. Informatie die ouder is dan 2 jaar dient opnieuw bevestigd te worden.
Invoerfouten en vergissingen voorbehouden.
De ter beschikking gestelde productinformatiebladen zijn eigendom van WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is houder van alle auteurs-/gebruiks- en exploitatierechten van de productinformatiebladen. Het is niet toegestaan de productinformatiebladen te wijzigen of de pictogrammen te gebruiken. De ter beschikking gestelde productinformatiebladen mogen alleen gebruikt worden in combinatie met originele WIROS-producten.

BROSSES À DENTS

Dentifrice intégré



PREMIUM+

Fiche produit

wiroDENTAL



Fabricant	
Société + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Allemagne
Marque commerciale	care & serve®
Description du produit	
Catégorie	PREMIUM+
Désignation du produit	care & serve® PREMIUM+ wiroDENTAL Brosses à dents Dentifrice intégré
Caractéristiques du produit	Dentifrice intégré
Utilisation	
Usage prévu	Brosses à dents à usage unique pour un nettoyage des dents sans avoir besoin d'eau ou de dentifrice.
Remarque d'utilisation	Produit à usage unique
Domaines d'utilisation	Hôpital maison de retraite autres groupes spécialisés Cabinets médicaux Cosmétologie Bien être Industrie de la beauté
Infos supplémentaires sur les matériaux	sans latex
standards	
VO (EU) 2023/988	Règlement (UE) n° 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits
Utilisation	
Mode d'emploi	Avant utilisation Retirez la brosse à dents à usage unique de son emballage et vérifiez qu'elle n'est pas endommagée ou défectueuse. Assurez-vous qu'elle est propre et hygiénique. Manipulation Si possible, humidifiez les poils de la brosse à dents à usage unique sous l'eau courante pour faciliter le brossage. Comme le dentifrice est intégré aux poils, vous n'avez pas besoin de dentifrice supplémentaire. Dirigez la brosse à dents à usage unique vers les dents en formant un angle de 45 degrés. Brossez-vous les dents avec un mouvement circulaire doux ou avec de courts mouvements de haut en bas. Nettoyez toutes les surfaces des dents, y compris les surfaces externes, internes et de mastication, ainsi que la langue et les gencives. Brossez-vous les dents pendant au moins deux minutes pour vous assurer que toutes les zones sont bien nettoyées. Rincez-vous soigneusement la bouche avec de l'eau pour éliminer les résidus alimentaires et le dentifrice dissous. Les brosses à dents à usage unique sont destinées à un usage unique et doivent être jetées en toute sécurité après le brossage.
Consigne de sécurité	
Élimination	Les produits non utilisés et non contaminés peuvent être incinérés dans le respect de l'environnement ou mis en décharge. Les produits contaminés doivent être éliminés conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur pour chaque type de contamination.
Durabilité	5 années à compter de la date de production, si non utilisé et stocké correctement.
Stockage	Protéger du rayonnement solaire. Stocker à sec. Un stockage inapproprié peut réduire la durabilité.
Traçabilité	Traçabilité relative aux lots, de l'évaluation des besoins à la sortie du stock. Fiche produit Version 2 valable à partir du lot 2617 +



Fiche produit

wiroDENTAL



Emballage		
Recyclage	Licencié selon VerpackG, numéro de licence DE1618662887322. Veuillez procéder au recyclage de l'emballage.	

www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/hygieneprodukte/zahnbuersten/wirodental/

Variante 1					
Unité de vente	2000 pièce/Carton				
Niveau d'emballage 1 2	100 pièce/Distributeur				
	1 pièce/Sachet poly				
Quantité minimale commandée	1 Carton				
Numéros d'articles	Numéro d'article	Couleur	Longueur		
	85201420	bleu clair	≈ 16 cm		
GTINs	Numéro d'article	Unit of Use	Niveau d'emballage	Niveau d'emballage	Carton
	85201420	-----	4051642375038	-----	4051642875033

Les valeurs de dimensions, poids, épaisseurs et tolérances doivent être considérées comme des valeurs nominales et peuvent différer.

Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne garantissent pas les propriétés des produits et ne constituent pas une interprétation contractuelle de la loi. Veuillez faire confirmer les données de plus de 2 ans.

Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

Les fiches de données de produits mises à disposition appartiennent à l'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH. L'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH détient tous les droits d'auteur, d'utilisation et de reproduction des fiches de données produits. Il est interdit de modifier les fiches de données produits ou d'utiliser les pictogrammes. Il ne faut pas faire référence aux fiches de données de produits mises à disposition sans les produits WIROS d'origine.



CEPILLOS DE DIENTES

Pasta de dientes integrada



PREMIUM+

Hoja de datos del producto

wiroDENTAL



Fabricante	
Empresa + Dirección	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemania
Marca registrada	care & serve®
Descripción del producto	
Categoría	PREMIUM+
Denominación del producto	care & serve® PREMIUM+ wirosDENTAL Cepillos de dientes Pasta de dientes integrada
Características del producto	Pasta de dientes integrada
Uso	
Finalidad	Cepillos de dientes desechables para limpiar los dientes sin necesidad de agua ni dentífrico.
Información de uso	Producto desechable
Campos de aplicación	Hospital Residencia de ancianos Otros grupos especialistas Consultas médicas Cosméticos Bienestar Sector de la belleza
Información adicional sobre el material	sin látex
Normas	
VO (EU) 2023/988	Reglamento (UE) n.º 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos
Uso	
Instrucciones de uso	Antes de usar Saque el cepillo de dientes desechable del embalaje y compruebe si presenta daños o defectos. Asegúrese de que está limpio e higiénico. Manipulación Para facilitar el cepillado, siempre que sea posible, moje las cerdas del cepillo de dientes desechable con agua corriente. El dentífrico ya está integrado en las cerdas, por lo que no necesitará más dentífrico. Coloque el cepillo de dientes desechable en un ángulo de 45 grados con respecto a los dientes. Cepíllese los dientes realizando un suave movimiento circular o con movimientos cortos hacia arriba y hacia abajo. Limpie todas las superficies de los dientes, incluidas las superficies externas, internas y masticatorias, así como la lengua y las encías. Para garantizar que todas las zonas queden bien limpias, cepíllese los dientes durante al menos dos minutos. Enjuáguese bien la boca con agua para eliminar los posibles restos de comida y dentífrico. Los cepillos de dientes desechables están diseñados para un único uso y deben desecharse de forma segura después del cepillado.
Indicación de seguridad	
Eliminación	Los productos no utilizados y no contaminados pueden incinerarse de forma respetuosa con el medio ambiente o eliminarse en vertederos. Los productos contaminados deben eliminarse de acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales aplicables a cada tipo de contaminación.
Durabilidad	5 años a partir de la fecha de producción, si no se utiliza y además se almacena correctamente.
Almacenamiento	Proteger de la radiación solar. Almacenar siempre secos. La vida útil podría reducirse en caso de un almacenamiento inadecuado.
Trazabilidad	Trazabilidad de lotes desde que se evalúan las necesidades hasta la salida de la mercancía. Hoja de datos del producto Versión 2 válido a partir de lote 2617 +





Embalaje

Reciclaje	Licencia según VerpackG, número de licencia DE1618662887322. Rogamos que recicle el embalaje.	
-----------	--	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hygieneprodukte/zahnbuersten/wirodental/
-----	---

Variante 1

Unidad de venta	2000 Unidad/Cartón				
Nivel de embalaje 1 2	100 Unidad/Caja expendedora				
	1 Unidad/Bolsa de polietileno				
Cantidad mínima de pedido	1 Cartón				
Números de artículo	Número de artículo	Color	Longitud		
	85201420	azul claro	≈ 16 cm		
GTINs	Número de artículo	Unit of Use	Nivel de embalaje	Nivel de embalaje	Cartón
	85201420	-----	4051642375038	-----	4051642875033

Las cifras de dimensiones, pesos, espesores y tolerancias deben entenderse como valores nominales y pueden variar.
La información se basa en nuestros conocimientos actuales. No constituye una garantía de las propiedades del producto y no implica ningún tipo de relación contractual. Vuelva a confirmar los datos que tengan más de 2 años de antigüedad.
Reservado el derecho a errores y omisiones.
Las fichas técnicas de los productos facilitadas son propiedad de WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH es propietaria de todos los derechos de autor, de uso y explotación de las fichas técnicas de los productos. No está permitido modificar las fichas técnicas de los productos ni utilizar los pictogramas. Las fichas técnicas de los productos que se facilitan solo pueden utilizarse junto con los productos originales de WIROS.

SPAZZOLINI DA DENTI

Dentifricio integrato



PREMIUM+

Scheda prodotto

wiroDENTAL



Produttore	
Azienda + Indirizzo	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
Marchio commerciale	care & serve®
Descrizione del prodotto	
Categoria	PREMIUM+
Descrizione del prodotto	care & serve® PREMIUM+ wiroDENTAL Spazzolini da denti Dentifricio integrato
Caratteristiche del prodotto	Dentifricio integrato
Utilizzo	
Scopo dell'utilizzo	Spazzolini monouso per la pulizia dei denti senza acqua o dentifricio.
Istruzioni per l'uso	Prodotto monouso
Campi di applicazione	Ospedale Casa di riposo Altri gruppi specializzati Studi medici Cosmetici Wellness Industria della bellezza
Informazioni supplementari sul	privo di lattice
Standard	
VO (EU) 2023/988	Regolamento (UE) n. 2023/988 sulla sicurezza generale del prodotto
Utilizzo	
Istruzioni per l'uso	Prima dell'uso Rimuovere lo spazzolino monouso per i denti dalla confezione e verificare che non presenti danni o difetti. Assicurarsi che sia pulita e igienizzata. Utilizzo Se possibile, inumidire le setole dello spazzolino monouso per i denti sotto l'acqua corrente per facilitare lo spazzolamento. Poiché il dentifricio è integrato nelle setole, non è necessario aggiungere altro dentifricio. Guidare lo spazzolino monouso con un angolo di 45 gradi rispetto ai denti. Lavare i denti con un leggero movimento circolare o con brevi movimenti verso l'alto e verso il basso. Pulire tutte le superfici dei denti, comprese quelle esterne, interne e masticatorie, nonché la lingua e le gengive. Spazzolare i denti per almeno due minuti per garantire una pulizia completa di tutte le aree. Sciacquare accuratamente il cavo orale con acqua per rimuovere i residui di cibo e di dentifricio disciolti. Gli spazzolini monouso per i denti sono destinati a essere utilizzati una sola volta e devono essere smaltiti dopo la pulizia.
Avvertenza di sicurezza	
Smaltimento	I prodotti non utilizzati e non contaminati possono essere inceneriti in modo ecologico o smaltiti nelle discariche. I prodotti contaminati devono essere smaltiti in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore per tipo di contaminazione.
Durata	5 anni dalla data di produzione, se non utilizzati e correttamente conservati.
Conservazione	Proteggere dalla luce del sole. Conservare all'asciutto. La conservazione impropria può provocare una riduzione della durata.
Tracciabilità	Tracciabilità del lotto dalla determinazione dei requisiti all'uscita dal magazzino. Scheda prodotto Versione 2 valido da lotto 2617 +



Scheda prodotto

wiroDENTAL



Confezionamento

Riciclaggio
Licenza in conformità a VerpackG, numero di licenza DE1618662887322.
Portare l'imballaggio al riciclaggio.



www.wiros.de

WEB
<https://www.wiros.de/shop/hygieneprodukte/zahnbuersten/wirodental/>

Variante 1

Unità di vendita	2000 Pezzo/Cartone				
Livello di imballaggio 1 2	100 Pezzo/Scatola dispender				
	1 Pezzo/Sacchetto di plastica				
Unità minima di ordine	1 Cartone				
Numeri articolo	Numero di articolo	Colore	Lunghezza		
	85201420	azzurro	≈ 16 cm		
GTINs	Numero di articolo	Unit of Use	Livello di imballaggio	Livello di imballaggio	Cartone
	85201420	-----	4051642375038	-----	4051642875033

Le cifre relative a dimensioni, pesi, spessori e tolleranze vanno intese come valori nominali e possono differire.
Le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Non rappresentano una garanzia sulle caratteristiche del prodotto e non giustificano un aspetto legale contrattuale. Le indicazioni più vecchie di 2 anni devono essere riconfermate.
Con riserva di errori di immissione ed errori.
Le schede tecniche dei prodotti fornite sono di proprietà di WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH è proprietaria di tutti i diritti di creazione, utilizzo e sfruttamento delle schede tecniche dei prodotti. La modifica delle schede tecniche dei prodotti o l'uso dei pittogrammi non è consentito. Le schede tecniche dei prodotti fornite possono essere utilizzate solo per i prodotti WIROS originali.

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ

Ενσωματωμένη οδοντόκρεμα



PREMIUM+

Κατασκευαστής

Εταιρεία + Διεύθυνση	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Γερμανία
Εμπορικό σήμα	care & serve®

Περιγραφή προϊόντος

Κατηγορία	PREMIUM+
Ονομασία προϊόντος	care & serve® PREMIUM+ wiroDENTAL Οδοντόβουρτσες Ενσωματωμένη οδοντόκρεμα
Ιδιότητες προϊόντος	Ενσωματωμένη οδοντόκρεμα

Χρήση

Ενδεδειγμένη χρήση	Οδοντόβουρτσα μίας χρήσης για το πλύσιμο των δοντιών χωρίς να απαιτείται χρήση νερού ή οδοντόκρεμας.			
Υπόδειξη χρήσης	Προϊόν μίας χρήσης			
Τομείς χρήσης	Νοσοκομείο Οίκος ευγηρίας κ.α. κύκλοι ειδικών Ιδιωτικά ιατρεία Κοσμετολογία Ευεξία Βιομηχανία ομορφιάς			
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το υλικό	δεν περιέχει λατέξ			

Πρότυπα

VO (EU) 2023/988	Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 2023/988 σχετικά με τη γενική ασφάλεια προϊόντων
------------------	--

Εφαρμογή

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης	Πριν τη χρήση Αφαιρέστε την οδοντόβουρτσα μίας χρήσης από τη συσκευασία και ελέγξτε εάν παρουσιάζει ζημιές ή ελαττώματα. Βεβαιωθείτε πως είναι καθαρή και πληροί τις απαιτήσεις υγιεινής. Χειρισμός Βρέξτε τις τρίχες της οδοντόβουρτσας μίας χρήσης σε τρεχούμενο νερό, εφόσον αυτό είναι δυνατό, για πιο εύκολο πλύσιμο. Επειδή υπάρχει ενσωματωμένη στις τρίχες οδοντόκρεμα δεν χρειάζεστε πρόσθετη οδοντόκρεμα. Φέρετε την οδοντόβουρτσα μίας χρήσης στα δόντια σας υπό γωνία 45 μοιρών. Πλύνετε τα δόντια σας κάνοντας απαλές, κυκλικές κινήσεις ή σύντομες κινήσεις άνω-κάτω. Πλύνετε όλες τις επιφάνειες συμπ. τις εξωτερικές, τις εσωτερικές, τις μασητικές καθώς επίσης τη γλώσσα και τα ούλα. Πλύνετε τα δόντια σας για τουλάχιστον δύο λεπτά προκειμένου να διασφαλίσετε ότι έχουν πλυθεί σχολαστικά όλα τα σημεία. Ξεπλύνετε καλά το στόμα σας με νερό για να απομακρύνετε αποκολλημένα υπολείμματα τροφής και οδοντόκρεμας. Οι οδοντόβουρτσες μίας χρήσης προορίζονται για μία χρήση και μετά το πλύσιμο πρέπει να απορρίπτονται.		
Υπόδειξη ασφαλείας			
Απόρριψη	Τα μη χρησιμοποιημένα ή μη επιμολυσμένα προϊόντα μπορούν να καίγονται με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο σε κιβάνους ή να απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Τα επιμολυσμένα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας ανάλογα με το είδος της		
Διάρκεια ζωής	5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και διασφαλίζεται η σωστή αποθήκευση.		
Αποθήκευση	Να προστατεύονται από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος. Ο μη ορθός τρόπος αποθήκευσης μπορεί να έχει ως επακόλουθο τη μείωση της διάρκειας ζωής.		
Ιχνηλασιμότητα	Ιχνηλασιμότητα παρτίδων από την καταγραφή των αναγκών έως την έξοδο από την αποθήκη. Δελτίο δεδομένων προϊόντος Έκδοση 2 Ισχύει από παρτίδα 2617 +		



Συσκευασία		
Ανακύκλωση	Αδειοδότηση κατά τον γερμανικό νόμο περί συσκευασιών (VerpackG), αριθμός αδείας DE1618662887322. Παραδώστε τη συσκευασία προς ανακύκλωση.	

www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/hygieneprodukte/zahnbuersten/wirodental/

Παραλλαγή 1					
Μονάδα πώλησης	2000 Τεμάχιο/Κουτί				
Επίπεδο συσκευασίας 1 2	100 Τεμάχιο/Κουτί διανομέα				
	1 Τεμάχιο/Σακούλα				
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	1 Κουτί				
Κωδικοί είδους	Κωδ. είδους	Χρώμα	Μήκος		
	85201420	ανοιχτό μπλε	≈ 16 cm		
GTINs	Κωδ. είδους	Unit of Use	Επίπεδο συσκευασίας	Επίπεδο συσκευασίας	Κουτί
	85201420	-----	4051642375038	-----	4051642875033

Οι αναφερόμενες τιμές που αφορούν σε διαστάσεις, βάρος, πάχος και ανοχές πρέπει να νοούνται ως ονομαστικές τιμές και ενδέχεται να παρουσιάζουν αποκλίσεις.
Τα αναφερόμενα στοιχεία βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας. Δεν εξασφαλίζουν εγγυημένα την ύπαρξη των ιδιοτήτων του προϊόντος και δεν θεμελιώνουν καμία συμβατική υποχρέωση κατά την έννοια του Δικαίου. Στοιχεία παλαιότερα των 2 ετών χρήζουν επιβεβαίωσης.
Με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών.
Τα διαθέσιμα φύλλα δεδομένων προϊόντων είναι ιδιοκτησία της WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Η εταιρεία WIROS Wilfried Rosbach GmbH είναι ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων δημιουργού/χρήσης και εκμετάλλευσης των φύλλων δεδομένων προϊόντων. Δεν

DIŞ FIRÇALARI

Entegre diş macunu



PREMIUM+

Ürün Bilgi Formu

wiroDENTAL



Üretici

Şirket + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Almanya
Ticari marka	care & serve®

Ürün açıklaması

Kategori	PREMIUM+
Ürün tanımı	care & serve® PREMIUM+ wiroDENTAL Diş fırçaları Entegre diş macunu
Ürün özellikleri	Entegre diş macunu

Kullanım

Kullanım amacı	Suya veya diş macununa ihtiyaç olmadan diş temizliği için tek kullanımlık diş fırçası.
Kullanım İle ilgili Notlar	Tek kullanımlık ürün
Kullanım alanları	Hastane Yaşlı Bakım Evleri ve diğer Uzman Kurumlar Doktor muayenahaneleri Kozmetik Sağlık Güzellik Endüstrisi
Ek malzeme bilgisi	lateks içermez

Standartlar

VO (EU) 2023/988	Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (AB) 2023/988
------------------	--

Kullanım

Kullanım Kılavuzu	Kullanmadan önce Tek kullanımlık diş fırçasını ambalajından çıkartın ve hasarlara veya kusurlara dair kontrol edin. Temiz ve hijyenik olduğundan emin olun. Kullanım Fırçalamayı kolaylaştırmak için, tek kullanımlık diş fırçasını, mümkünse, akan suyun altında ıslatın. Fırça kıllarının içinde diş macunu entegre olduğu için ayrıca diş macununa ihtiyaç duymazsınız. Tek kullanımlık diş fırçasını 45 derecelik açıyla dişlerinize tutun. Dişlerinizi yumuşak, dairesel hareket veya kısa yukarı-aşağı hareketlerle fırçalayın. İç, dış ve çiğneme yüzeyleri, aynı zamanda dil ve diş eti dahil tüm diş yüzeylerini temizleyin. Tüm kısımların derinlemesine temizlenmesini garanti etmek için dişlerinizi en az iki dakika fırçalayın. Çözülmüş yemek artıklarını ve diş macununu temizlemek için ağızınızı suyla iyice çalkalayın. Tek kullanımlık diş fırçaları bir seferlik kullanım için öngörülmüştür ve fırçalamanın ardından bertaraf edilmelidir.
Güvenlik Uyarısı	
Bertaraf	Kullanılmayan ve kirlenmemiş ürünler çevreye zarar vermeyecek şekilde yakılabilir veya bertaraf edilebilir. Kirlenmiş ürünler, kirlilik türüne göre yürürlükteki ulusal yasa ve talimatlara uygun olarak bertaraf edilmelidir.
Kullanım Süresi	5 yıl , üretim tarihinden itibaren, kullanılmadığı ve doğru depolandığı takdirde.
Saklama	Güneş ışınlarından koruyun. Kuru bir yerde depolayın. Yanlış depolama dayanıklılığın azalmasına neden olabilir.
İzlenebilirlik	Gereksinimlerin belirlenmesinden depo çıkışına kadar parti ile ilgili izlenebilirlik sağlanmaktadır. Ürün Bilgi Formu Versiyon 2 Geçerli parti başlangıcı 2617 +

Ürün Bilgi Formu

wiroDENTAL



Ambalaj

Geri Dönüşüm VerpackG uyarınca lisanslı, Lisans No. DE1618662887322.
Lütfen ambalajı geri dönüşüme aktarın.



www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/hygieneprodukte/zahnbuersten/wirodental/>

Varyant 1

Satış birimi	2000 Adet/Karton				
Ambalaj düzeyi 1 2	100 Adet/Dispenser kutu 1 Adet/Poli torba				
Minimum sipariş miktarı	1 Karton				
Ürün Numarası	Ürün numarası	Renk	Uzunluk		
	85201420	açık mavi	≈ 16 cm		
GTINs	Ürün numarası	Unit of Use	Ambalaj seviyesi	Ambalaj seviyesi	Karton
	85201420	-----	4051642375038	-----	4051642875033

Boyut, ağırlık, kalınlık ve toleranslar için belirtilen rakamlar nominal değerler olarak anlaşılmalıdır ve farklılık gösterebilir.

Verilen bilgiler, bilgilerimizin mevcut durumuna dayanmaktadır. Bunlar, ürün özelliklerinin garantisini teşkil etmemektedir ve sözleşmeye ilişkin yasal bir anlayışı haklı çıkarmaz. 2 yıldan eski bilgileri lütfen teyit edin.

Şirketimiz tipografik hata ve yanlışlardan sorumlu değildir.


Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları WIROS Wilfried Rosbach GmbH şirketinin mülkiyetidir. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ürün veri sayfalarının tüm telif/kullanım ve değerlendirme haklarının sahibidir. Ürün veri sayfalarının değiştirilmesi veya piktogramların kullanılması yasaktır. Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları sadece WIROS ürünleriyle bağlantılı olarak temel alınabilir.

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

Интегрированная зубная паста



PREMIUM+



Техническая спецификация

wiroDENTAL



Производитель	
Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
Торговая марка	care & serve®

Описание изделия	
Категория	PREMIUM+
Обозначение продукции	care & serve® PREMIUM+ wiroDENTAL Зубные щетки Интегрированная зубная паста
Характеристики продукци	Интегрированная зубная паста

Использование	
Назначение	Одноразовые зубные щетки для чистки зубов, не требующие воды или зубной пасты.
Инструкция по применению	Одноразовый продукт 
Области применения	Больница Дом престарелых в том числе группы специалистов Врачебные практики Косметика Велнес Индустрия красоты   
Информация о добавках в составе материала	без латекса 

Стандарты	
VO (EU) 2023/988	Регламент ЕС № 2023/988 об общей безопасности продукции

Использование	
Инструкция по использованию	Перед использованием Извлеките одноразовую зубную щетку из упаковки и проверьте её на повреждения или дефекты. Убедитесь, что она чистая и гигиеничная. Использование Намочите щетину одноразовой зубной щетки под проточной водой, если это возможно, чтобы облегчить процесс чистки. Поскольку зубная паста уже нанесена на щетину щетки, дополнительная зубная паста не требуется. Расположите одноразовую зубную щетку под углом 45 градусов к зубам. Чистите зубы мягкими круговыми движениями или короткими движениями вверх и вниз. Очистите все поверхности зубов, включая внешние, внутренние и жевательные поверхности, а также язык и десны. Чистите зубы не менее двух минут, чтобы убедиться, что все участки тщательно очищены. Тщательно прополощите рот водой, чтобы удалить остатки пищи и зубную пасту. Одноразовые зубные щетки предназначены для одноразового использования и должны быть утилизированы после чистки.
Инструкция по технике безопасности	
Утилизация	Неиспользованные и незагрязненные изделия можно сжигать экологически безопасным образом или утилизировать в местах для сбора мусора. Загрязненные изделия следует утилизировать в соответствии с действующим национальным законодательством и нормативно-правовыми актами, в зависимости от типа загрязнения.
Срок службы	5 лет с даты изготовления, если они не были в употреблении и при правильном хранении.
Хранение	Защищать от солнечных лучей. Хранить сухим. Неправильное хранение может привести к снижению долговечности.  
Прослеживаемость	Прослеживаемость партии от определения потребностей до выхода со склада. Техническая спецификация Версия 2 действительный, начиная с партии 2617 +



Техническая спецификация

wiroDENTAL



Упаковка		
Переработка	Лицензировано согласно Закону об упаковке, номер лицензии DE1618662887322. Пожалуйста, отправьте упаковку на переработку.	

www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/hygieneprodukte/zahnbuersten/wirodental/

Вариант 1					
Торговая единица	2000 шт./Коробка				
Уровень упаковки 1 2	100 шт./коробка диспенсера				
	1 шт./Полиэтиленовый пакет				
Минимальное количество заказа	1 Коробка				
Номера артикула	Номер артикула	Цвет	Длина		
	85201420	светло-синий	≈ 16 cm		
GTINs	Номер артикула	Unit of Use	Уровень упаковки	Уровень упаковки	Коробка
	85201420	-----	4051642375038	-----	4051642875033

Цифровые данные размеров, веса, толщины и допустимых отклонений следует понимать как номинальные величины и они могут отличаться. Данные основаны на текущем уровне наших знаний. Они не являются гарантированным заверением о характеристиках товара и не создают договорного правового понимания. Информацию, которой больше 2 лет, необходимо подтвердить повторно. Возможны опечатки и другие ошибки. Предоставленные технические паспорта изделий продукции являются собственностью компании WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компания WIROS Wilfried Rosbach GmbH является владельцем всех авторских прав/прав на использование и реализацию технических паспортов изделий. Запрещается вносить изменения в технические паспорта изделий или использовать пиктограммы. Предоставленные технические паспорта изделий могут использоваться только в связи с оригинальными изделиями



SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW

Zintegrowana pasta do zębów



PREMIUM+

Karta produktu

wiroDENTAL



Producent	
Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Niemcy
Znak towarowy	care & serve®
Opis produktu	
Kategoria	PREMIUM+
Nazwa produktu	care & serve® PREMIUM+ wiroDENTAL Szczoteczki do zębów Zintegrowana pasta do zębów
Właściwości produktu	Zintegrowana pasta do zębów
Zastosowanie	
Zamierzone przeznaczenie	Jednorazowe szczoteczki do czyszczenia zębów bez użycia wody i pasty.
Instrukcja użytkowania	Produkt jednorazowego użytku
Obszary zastosowania	Szpitala Domy opieki w tym Ośrodki specjalistyczne Gabinety lekarskie Salony urody Wellness Przemysł kosmetyczny
Dodatkowe informacje o materiałach	nie zawiera lateksu
Standardy	
VO (EU) 2023/988	Rozporządzenie (UE) nr 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
Stosowanie	
Instrukcja obsługi	Przed użyciem Wyjąć jednorazową szczoteczkę do zębów z opakowania i sprawdzić, czy nie jest uszkodzona lub wadliwa. Upewnić się, że jest czysta i higieniczna. Użycie Jeśli to możliwe, zwilżyć pod bieżącą wodą włosie jednorazowej szczoteczki do zębów, aby ułatwić szczotkowanie. Ponieważ pasta do zębów jest osadzona na włosiu, nie trzeba używać dodatkowej pasty. Prowadzić jednorazową szczoteczkę do zębów pod kątem 45 stopni. Szczotkować zęby delikatnymi ruchami okrężnymi lub krótkimi ruchami w górę i w dół. Czyścić wszystkie powierzchnie zębów, w tym zewnętrzne, wewnętrzne i żujące, a także język i dziąsła. Szczotkować zęby przez co najmniej dwie minuty, aby upewnić się, że wszystkie obszary zostały dokładnie wyczyszczone. Dokładnie wypłukać usta wodą, aby usunąć resztki jedzenia i pasty do zębów. Jednorazowe szczoteczki do zębów są przeznaczone do jednorazowego użytku i należy je wyrzucać po zakończeniu szczotkowania.
Wskazówka bezpieczeństwa	
Utylizacja	Produkty, który nie były użytkowane ani skażone, mogą zostać spalone lub zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Skażone produkty należy zutylizować w sposób zgodny z obowiązującym krajowymi zaleceniami i przepisami prawnymi.
Trwałość	5 lat od daty produkcji, jeśli produkt był prawidłowo przechowywany i nieużywany
Przechowywanie	Chronić przed promieniowaniem słońca Przechowywać w suchym miejscu. Niewłaściwe przechowywanie może obniżać trwałość produktu.
Identyfikowalność	Możliwość identyfikacji konkretnej partii od zgłoszenia zapotrzebowania do opuszczenia magazynu. Karta produktu Wersja 2 ważne od partii 2617 +



Karta produktu

wiroDENTAL



Opakowanie		
Recykling	Licencjonowane przez VerpackG, numer licencji DE1618662887322. Opakowanie należy zwrócić do ponownego przetworzenia.	

www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/hygieneprodukte/zahnbuersten/wirodental/

Wariant 1					
jednostka sprzedaży	2000 sztuka/karton				
Poziom pakowania 1 2	100 sztuka/Dozownik				
	1 sztuka/Torebka foliowa				
Minimalna ilość zamówienia	1 karton				
Numer artykułu	Numer artykułu	kolor	Długość		
	85201420	jasnoniebieski	≈ 16 cm		
GTINs	Numer artykułu	Unit of Use	Poziom pakowania	Poziom pakowania	karton
	85201420	-----	4051642375038	-----	4051642875033

Wartości liczbowe dotyczące rozmiarów, masy, grubości i tolerancji należy rozumieć jako wartości nominalne, które mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.
Podane informacje są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Nie stanowią gwarancji właściwości produktu oraz nie stanowią umownego rozumienia prawa. Informacje, które zostały podane przed okresem 2 lat, wymagają ponownego potwierdzenia.
Błędy i pomyłki zastrzeżone.
Udostępnione karty informacyjne produktów są własnością firmy WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Firma WIROS Wilfried Rosbach GmbH jest właścicielem wszelkich praw autorskich/praw do używania i wykorzystywania kart informacyjnych produktów. Zabronione jest dokonywanie zmian w kartach informacyjnych produktów oraz wykorzystywanie piktogramów. Udostępnionych kart informacyjnych produktów można używać wyłącznie w połączeniu z oryginalnymi produktami firmy WIROS.




TANDBØRSTER

Integreret tandpasta




PREMIUM+



Producent	
Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmærke	care & serve®
Produktbeskrivelse	
Kategori	PREMIUM+
Produktbetegnelse	care & serve® PREMIUM+ wiroDENTAL Tandbørster Integreret tandpasta
Produktegenskaber	Integreret tandpasta
Anvendelse	
Anvendelsesformål	Engangstandbørster til rensning af tænder uden behov for vand eller tandpasta.
Anvendeshenvisning	Engangsprodukt 
Anvendelsesområder	Hospital Plejehjem herunder faggrupper Lægeklinikker Kosmetik Wellness Skønhedsindustri   
Yderligere oplysninger om materialet	latexfri 
Standarder	
VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 vedr. generel produktsikkerhed
Anvendelse	
Brugsanvisning	Før brug Tag engangstandbørsten ud af emballagen og kontrollér den for skader eller defekter. Sørg for, at den er ren og hygiejnisk. Håndtering Fugt om muligt børstehårene på engangstandbørsten under rindende vand for at gøre det nemmere at børste. Da tandpasta er integreret i børsterne, behøver du ikke ekstra tandpasta. Før engangstandbørsten i en 45 graders vinkel i forhold til tænderne. Børst dine tænder med en blid cirkulær bevægelse eller korte op- og nedadgående bevægelser. Rengør alle tandoverflader, inklusive de ydre, indre og tyggeoverflader, samt tungen og tandkødet. Børst dine tænder i mindst to minutter for at sikre, at alle områder er grundigt rengjorte. Skyl munden grundigt med vand for at fjerne eventuelle løse madpartikler og tandpasta. Engangstandbørster er beregnede til engangsbrug og skal bortskaffes efter børstning.
Sikkerhedshenvisning	
Bortskaffelse	Ubrugte og ukontaminerede produkter kan forbrændes på miljøvenlig vis eller bortskaffes via et deponeringsanlæg. Kontaminerede produkter skal bortskaffes i henhold til nationale love og forskrifter alt efter den pågældende kontamineringstype.
Holdbarhed	5 år efter produktionsdatoen, hvis ubrugte og under forudsætning af korrekt opbevaring.
Opbevaring	Skal beskyttes mod direkte sol. Skal opbevares tørt. Forkert opbevaring kan medføre reduceret holdbarhed.  
Sporbarhed	Charge-baseret sporbarhed fra meddelelse om behov frem til forsendelse fra lageret. Produktdatablad Version 2 gyldig fra charge 2617 +





Produktdatablad

wiroDENTAL



Emballage		
Genbrug	Licenseret i henhold til VerpackG, licensnummer DE1618662887322. Aflever emballagen på en genbrugsstation.	

www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/hygieneprodukte/zahnbuersten/wirodental/

Variant 1					
Salgsenhed	2000 Styk/Kasse				
Emballageniveau 1 2	100 Styk/Dispenserboks				
	1 Styk/Plasticpose				
Minimumsbestillingsmængde	1 Kasse				
Varenumre	Artikelnummer	Farve	Længde		
	85201420	lyseblå	≈ 16 cm		
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Emballageniveau	Emballageniveau	Kasse
	85201420	-----	4051642375038	-----	4051642875033

Talangivelserne vedrørende mål, vægt, tykkelse og tolerancer skal forstås som målværdier og kan afvige.
Angivelserne er baseret på vores aktuelle viden. De udgør ikke nogen garanti for bestemte produkttegenskaber og danner ikke noget grundlag for et juridisk kontraktforhold. Angivelser ældre end 2 år bør søges bekræftet på ny.
Med forbehold for fejl.
Produktdatabladene er WIROS Wilfried Rosbach GmbH's ejendom. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er indehaver af alle ophavsrettigheder/rettigheder til brug og udnyttelse af produktdatabladene. Det er ikke tilladt at ændre produktdatabladene eller at bruge piktogrammerne. De medfølgende produktdatablade må kun anvendes i forbindelse med originale WIROS produkter.




TANDBORSTAR

Integrerad tandkräm



PREMIUM+



Produktdatablad

wiroDENTAL



Tillverkare	
Företag + Adress	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
Varumärke	care & serve®

Produktbeskrivning	
Kategori	PREMIUM+
Produktbeteckning	care & serve® PREMIUM+ wiroDENTAL Tandborstar Integrerad tandkräm
Produktegenskaper	Integrerad tandkräm

Användning	
Användningsområde	Engångstandborstar för rengöring av tänder utan vatten eller tandkräm krävs.
Anvisningarna för användandet	Produkt för engångsbruk 
Användningsområden	Sjukhus Äldershem inkl. Expertkretsar Läkarpraxis Kosmetik Wellness Skönhetsindustri   
Ytterligare materialinformation	Latexfri 

Standarder	
VO (EU) 2023/988	EU-förordning nr 2023/988 om allmän produktsäkerhet

Användning	
Bruksanvisning	Före användning Ta ut engångstandborsten ur förpackningen och kontrollera om den är skadad eller defekt. Se till att den är ren och hygienisk. Användning Om möjligt, fukta borsten på engångstandborsten under rinnande vatten för att göra borstningen lättare. Eftersom tandkräm är integrerat i borsten behöver du ingen extra tandkräm. För engångstandborsten i 45 graders vinkel mot tänderna. Borsta tänderna med mjuka rörelser i cirklar eller korta upp- och nedrörelser. Rengör alla tandyt, inklusive de yttre, inre och tuggytorna, samt tungan och tandköttet. Borsta tänderna i minst två minuter för att säkerställa att alla områden är noggrant rengjorda. Skölj munnen noggrant med vatten för att ta bort eventuella lösa matrester och tandkräm. Engångstandborstar är avsedda för engångsbruk och ska kasseras efter borstning.
Säkerhetsanvisning	
Avfallshantering	Oanvända och okontaminerade produkter kan miljövänligt förbrännas eller avfallshanteras på en deponi. Kontaminerade produkter måste avfallshanteras i enlighet med gällande lagar och förordningar utifrån typ av kontaminering.
Hållbarhet	5 år från produktionsdatumet, om den är oanvänd och har förvarats korrekt.
Förvaring	Undvik direkt solljus. Förvaras torrt. Felaktig förvaring kan leda till en minskad hållbarhet.  
Spårbarhet	Batchrelaterad spårbarhet från behovsbedömning till lagerutgång. Produktdatablad Version 2 Giltigt fr.o.m. batch 2617 +



Produktdatablad

wiroDENTAL



Förpackning

Återvinning Licensierad enligt VerpackG (tysk förpackningslag), licensnummer DE1618662887322.
Vänligen lämna in förpackningen för återvinning.



www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/hygieneprodukte/zahnbuersten/wirodental/>

Varianter 1

Försäljningsenhet	2000 Antal/Kartong				
Förpackningsnivå 1 2	100 Antal/Dispenserbox				
	1 Antal/Polypåse				
Minsta ordervolym	1 Kartong				
Artikelnummer	Artikelnummer	Färg	Längd		
	85201420	ljusblå	≈ 16 cm		
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Förpackningsnivå	Förpackningsnivå	Kartong
	85201420	-----	4051642375038	-----	4051642875033

Siffrorna för mått, vikter, tjocklekar och toleranser ska förstås som börvärden och kan variera.
Uppgifterna är baserade på vår nuvarande kunskapsnivå. De är inte någon garanterad försäkras om produktfunktioner och motiverar inte någon avtalsenlig tolkning av lagen. Var god och inhämta bekräftelse för uppgifter som är äldre än 2 år.
Inmatningsfel och fel förbehållna.
De bifogade produktdatablad tillhör WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH är innehavare av alla upphovs-/användnings-/nyttjanderättigheter till produktdatablad. Det är inte tillåtet att ändra produktdatablad eller använda piktogrammen. De bifogade produktdatablad får endast användas i samband med original WIROS-produkter.




TANNBØRSTER

Integrert tannkrem



PREMIUM+



Produktdatablad

wiroDENTAL



Produsent	
Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
Varemerke	care & serve®


Produktbeskrivelse	
Kategori	PREMIUM+
Produktnavn	care & serve® PREMIUM+ wiroDENTAL Tannbørster Integrert tannkrem
Produktegenskaper	Integrert tannkrem

Bruk	
Bruksområde	Engangstannbørster for rengjøring av tenner uten vann eller tannkrem.
Veiledning ang. bruk	Engangsprodukt 
Bruksområder	Sykehus Aldershjem Bl.a. spesialistgrupper Legekontorer Kosmetikk Velvære Skjønnhetsindustri   
Ytterligere informasjon om materialet	uten lateks 

Standarder	
VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 om generell produktsikkerhet

Bruk	
Bruksanvisning	Før bruk Ta engangstannbørsten ut av emballasjen, og se om det er skader eller feil. Sørg for at det er rent og hygienisk. Håndtering Hvis mulig, fukt børsten på engangstannbørsten under rennende vann for å gjøre det enklere å børste. Siden tannkrem er integrert i børsten, trenger du ikke ekstra tannkrem. Før engangstannbørsten i en 45-graders vinkel mot tennene. Puss tennene med milde sirkulære bevegelser eller korte opp og ned bevegelser. Rengjør alle tannoverflater, inkludert ytre, indre og tyggeflater, samt tunge og tannkjøtt. Børst tennene i minst to minutter for å sikre at alle områder er grundig rengjort. Skyll munnen grundig med vann for å fjerne løse matpartikler og tannkrem. Engangstannbørster er beregnet for engangsbruk, og bør kastes etter børsting.
Sikkerhetshenvisninger	
Avfallshåndtering	Produkter som ikke er brukte eller ikke er kontaminerte kan brennes i henhold til lovverket eller leveres til avfallshåndtering. Kontaminerte produkter må avhendes etter gjeldende lovverk og forskrifter i henhold til type forurensning.
Holdbarhet	5 år etter produksjonsdato, så lenge produktet er ubrukt og korrekt oppbevart.
Oppbevaring	Beskyttes mot direkte sollys. Skal oppbevares tørt. Feil oppbevaring kan føre til en reduksjon av holdbarheten.  
Sporbarhet	Sporbarhet for batcher fra behovsbestemmelse til transport fra lager. Produktdatablad Versjon 2 gyldig fra batch 2617 +





Produktdatablad

wiroDENTAL



Forpakning		
Gjenvinning	Lisensiert i henhold til VerpackG, lisensnummer DE1618662887322. Lever også forpakningen til gjenvinning.	

www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/hygieneprodukte/zahnbuersten/wirodental/

Variant 1					
Salgsenhet	2000 Stk./Kartong				
Emballasjenivå 1 2	100 Stk./Dispensereske 1 Stk./Plastpose				
Minste bestillingsvolum	1 Kartong				
Artikkelnumre	Varenummer	Farge	Lengde		
	85201420	lyseblått	≈ 16 cm		
GTINs	Varenummer	Unit of Use	Emballasjenivå	Emballasjenivå	Kartong
	85201420	-----	4051642375038	-----	4051642875033

Tallverdiene for størrelser, vekt, styrke og toleranser er å anse som nominelle verdier og kan være avvikende.
Angivelsene er basert på vår nåværende kunnskap. De er ingen garantert forsikring om produktegenskaper og er ikke å forstå som en rettskraftig kontrakt. Informasjon som er eldre enn 2 år skal bekreftes på nytt.
Med forbehold om feil og mangler.
Produktdatabladene som tilbys tilhører WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er eier av alle opphavsrettigheter, utnyttings- og bruksrettigheter av produktdatabladene. Det er ikke tillatt å endre produktdatabladene eller bruke piktogrammene.
Produktdatabladene som leveres kan kun brukes sammen med originale WIROS-produkter.

ZUBNÍ KARTÁČKY

Integrovaná zubní pasta



PREMIUM+

Informační list výrobku

wiroDENTAL



Výrobce	
Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Německo
Obchodní značka	care & serve®

Popis výrobku	
Kategorie	PREMIUM+
Označení výrobku	care & serve® PREMIUM+ wiroDENTAL Zubní kartáčky Integrovaná zubní pasta
Vlastnosti výrobku	Integrovaná zubní pasta

Použití	
Účel použití	Jednorázové zubní kartáčky pro čištění zubů bez použití vody nebo zubní pasty.
Pokyny pro použití	Jednorázový výrobek
Oblasti použití	Nemocnice Domov důchodců a jiné odborné kruhy Lékařské ordinace Kosmetika Wellness Estetický průmysl
Další informace o materiálu	bez latexu

Standardy	
VO (EU) 2023/988	Nařízení (EU) č. 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků

Použití	
Návod k použití	Před použitím Vyjměte jednorázový zubní kartáček z obalu a zkontrolujte, zda není poškozený nebo vadný. Ujistěte se, že je čistý a hygienicky nezávadný. Manipulace Pokud je to možné, navlhčete štětiny jednorázového zubního kartáčku pod tekoucí vodou, abyste si usnadnili čištění zubů. Jelikož je zubní pasta integrovaná ve štětínách, nepotřebujete žádnou další zubní pastu. Jednorázový zubní kartáček vedte pod úhlem 45 stupňů k zubům. Zuby si čistíte jemnými krouživými pohyby nebo krátkými pohyby nahoru a dolů. Vyčistíte všechny plochy zubů, včetně vnější, vnitřní a žvýkací plochy, a také jazyk a dásně. Zuby si čistíte alespoň dvě minuty, abyste zajistili důkladné vyčištění všech oblastí. Důkladně si vypláchněte ústa vodou, abyste odstranili uvolněné zbytky jídla a zubní pastu. Jednorázové zubní kartáčky jsou určeny k jednorázovému použití a po vyčištění zubů by měly být zlikvidovány.
Bezpečnostní upozornění	
Likvidace	Nepoužité a nekontaminované výrobky lze spálit způsobem šetrným k životnímu prostředí nebo uložit na skládku. Kontaminované výrobky je nutné zlikvidovat v souladu s platnými vnitrostátními zákony a předpisy v závislosti na typu kontaminace.
Životnost	5 let od data výroby, pokud je zboží nepoužité a bylo skladováno správně.
Skladování	Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladujte v suchu. Nevhodné skladování může vést ke snížení životnosti.
Vysledovatelnost	Vysledovatelnost šarže od zjištění potřeb až po odběr ze skladu. Informační list výrobku Verze 2 platí od šarže 2617 +



Informační list výrobku

wiroDENTAL



Obal		
Recyklace	Licence podle zákona VerpackG, číslo licence: DE1618662887322. Obal prosím předejte k recyklaci.	

www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/hygieneprodukte/zahnbuersten/wirodental/

Varianta 1					
Prodejní jednotka	2000 kus/Kartón				
Úroveň obalu 1 2	100 kus/Dávkovač 1 kus/Sáček				
Minimální objednáci množství	1 Kartón				
Číslo výrobků	Číslo výrobku	Barva	Délka		
	85201420	světle modrá	≈ 16 cm		
GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use	Úroveň obalu	Úroveň obalu	Kartón
	85201420	-----	4051642375038	-----	4051642875033

Číselné údaje o rozměrech, hmotnostech, tloušťkách a tolerancích je nutné chápat jako cílové hodnoty, a proto mohou být odlišné.
Veškeré údaje jsou založeny na aktuálním stavu našich vědomostí. Nejsou ujištěním o vlastnostech výrobku a nevyplývá z nich žádný právní vztah smluvní povahy. Údaje starší než 2 roky nechte prosím znovu ověřit.
Chyby při zadávání a omyly vyhrazeny.
Poskytnuté informační listy výrobků jsou majetkem společnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Společnost WIROS Wilfried Rosbach GmbH vlastní veškerá autorská/uživatelská a užívací práva k informačním listům výrobků. Není dovoleno informační listy výrobků měnit nebo používat jejich piktogramy. Poskytnuté informační listy výrobků smějí být použity pouze v souvislosti s originálními výrobky WIROS.



FOGKEFÉK

Integrált fogkrém



PREMIUM+

Termékadatlap

wiroDENTAL



Gyártó	
Cég + Cím	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Németország
Márkanév	care & serve®
Termékleírás	
Kategória	PREMIUM+
Termék megnevezése	care & serve® PREMIUM+ wiroDENTAL Fogkefék Integrált fogkrém
Termékjellemzők	Integrált fogkrém
Használat	
Felhasználási cél	Egyszer használatos fogkefe egyszeri, víz és fogkrém nélküli fogtisztításhoz.
Felhasználásra vonatkozó előírás	Egyszer használatos termék
Felhasználási területek	Kórház idősotthon többek között szakmai körök Orvosi rendelők Szépségápolás wellness szépségipar
Az anyagra vonatkozó további információk	latex-mentes
Szabványok	
VO (EU) 2023/988	988/2023 sz., az általános termékbiztonságról szóló EU-rendelet
Alkalmazás	
Használati utasítás	Használat előtt Vegye ki a csomagolásból az egyszer használatos fogkefét, és ellenőrizze az épségét. Győződjék meg arról, hogy tiszta és higiénikus. Kezelés Nedvesítse meg folyóvíz alatt a fogkefe sörtét, ha lehetséges, megkönnyítendő a fogtisztítást. A fogkrém a sörtékbe van integrálva, így nincs szükség további fogkrémre. A fogkefét 45 fokban tartsa a fogsorához. Tisztítsa a fogát lágy körkörös mozgással, vagy rövid föl-le mozgással. Mossa meg az összes fogfelületet, külső, belső és rágófelületeket, valamint a nyelvét és a fogínyét. Legalább két percen át mossa a fogát, ezzel biztosítható, hogy minden területet alaposan megtisztít. Alaposan öblítse ki a száját, azzal eltávolítja az ételmaradékokat és a fogrémet a szájából. Az egyszer használatos fogkefe egyetlen használatra készült, fogmosás után a hulladékba kell tenni.
Biztonsági figyelmeztetés	
Ártalmatlanítás	A fel nem használt és nem kontaminált termékeket környezetbarát módon el lehet égetni vagy ártalmatlanítani. A szennyezett termékeket a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően, a kontamináció típusa szerint kell megsemmisíteni.
Eltarthatóság	5 év a gyártás dátumától számítva, amennyiben nem használják fel és helyesen tárolják.
Tárolás	Védje a napfénytől. Száras helyen tárolandó. A szakszerűtlen tárolás csökkentheti az eltarthatóságot.
Visszakövethetőség	A tételekkel kapcsolatos nyomon-követhetőség a szükségletek megadásától a raktárból történő kilépéséig. Termékadatlap Verzió 2 érvényes ettől a tételtől 2617 +



Termékadatlap

wiroDENTAL



Csomagolás		
Recycling	Engedélyezve a VerpackV szerint, licensz-szám: DE1618662887322. Kérjük, adja le a csomagolást újrahasznosítás céljából.	 §VerpackG

www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/hygieneprodukte/zahnbuersten/wirodental/

Változatok 1					
Eladási egység	2000 Darab/Karton				
1. Csomagolási szint 2	100 Darab/Adagolódoboz				
	1 Darab/Polybag				
Minimális rendelési mennyiség	1 Karton				
Cikkszámok	Cikkszám	RAL	Hossz		
	85201420	világoskék	≈ 16 cm		
GTINs	Cikkszám	Unit of Use	Csomagolási szintek	Csomagolási szintek	Karton
	85201420	-----	4051642375038	-----	4051642875033

A méretekre, súlyokra, vastagságokra és tűrésekre vonatkozó számadatokat névleges értékeként kell érteni, és azok eltérhetnek.
Az információ ismereteink jelenlegi állásán alapul. Ezek nem garantálják a termék tulajdonságait, és nem indokolják a jog szerződéses megértését. A 2 évnél régebbi információkra, kérjük, kérjen ismételt megerősítést.
Fenntartjuk a hibák és a tévedések jogát.
A rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlapok a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonát képezik. A termékismertető adatlapokhoz tartozó minden szerzői/használati és értékesítési jog a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonában áll. Tilos a termékismertető adatlapok módosítása vagy a piktogramok használata. A rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlapok csak az eredeti WIROS termékekre vonatkoznak.



ZUBNÉ KEFKY

Integrovaná zubná pasta



PREMIUM+

Informačný list výrobku

wiroDENTAL



Výrobca	
Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemecko
Ochranná známka	care & serve®
Opis výrobku	
Kategória	PREMIUM+
Označenie výrobku	care & serve® PREMIUM+ wiroDENTAL Zubné kefky Integrovaná zubná pasta
Vlastnosti výrobku	Integrovaná zubná pasta
Použitie	
Účel použitia	Jednorazové zubné kefky na čistenie zubov bez potreby vody alebo zubnej pasty.
Pokyn na použitie	Jednorazový výrobok
Oblasti použitia	Nemocnica domov dôchodcov a iné odborné odvetvia Lekárske praxe Kozmetika wellness skrášľovací priemysel
Doplňujúce informácie o materiáli	bez latexu
Štandardy	
VO (EU) 2023/988	Nariadenie (EÚ) č. 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov
Použitie	
Návod na použitie	Pred použitím Vyberte jednorazovú zubnú kefku z obalu a skontrolujte, či nie je poškodená alebo chybná. Uistite sa, že je čistá a hygienická. Manipulácia Ak je to možné, navlhčite štetiny jednorazovej zubnej kefky pod tečúcou vodou, aby ste si uľahčili čistenie. Keďže zubná pasta je už v štetinách, nepotrebujete ďalšiu zubnú pastu. Jednorazovú zubnú kefku vedte k zubom pod uhlom 45 stupňov. Čistite si zuby jemným krúživým pohybom alebo krátkymi pohybmi nahor a nadol. Vyčistite všetky povrchy zubov vrátane vonkajších, vnútorných a žuvacích plôch, ako aj jazyk a ďasná. Čistite si zuby aspoň dve minúty, aby ste zaistili dôkladné vyčistenie všetkých oblastí. Dôkladne si vypláchnite ústa vodou na odstránenie uvoľnených častočiek jedla a zubnej pasty. Jednorazové zubné kefky sú určené na jednorazové použitie a po čistení by sa mali zlikvidovať.
Bezpečnostné upozornenie	
Likvidácia	Nepoužité a nekontaminované výrobky je možné spáliť ekologickým spôsobom alebo uložiť na skládku. Kontaminované výrobky musia byť zlikvidované podľa platných národných zákonov a predpisov v závislosti od druhu kontaminácie.
Trvanlivosť	5 rokov od dátumu výroby, pokiaľ výrobok nebol použitý a bol správne skladovaný.
Skladovanie	Chráňte pred slnečným žiarením. Skladujte na suchom mieste. Nevhodné skladovanie môže spôsobiť skrátenie trvanlivosti.
Vysledovateľnosť	Vysledovateľnosť vzťahujúca sa na šaržu od zistenia potrieb až po odber zo skladu. Informačný list výrobku Verzia 2 platné od šarže 2617 +





Balenie

Recyklácia Licencované podľa zákona VerpackG, číslo licencie DE1618662887322.
Obal odovzdajte na recykláciu.



www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/hygieneprodukte/zahnbuersten/wirodental/>

Variant 1

Predajná jednotka	2000 Kus/Kartón			
Úroveň balenia 1 2	100 Kus/Dávkovacia škatuľa 1 Kus/Polyetylénové vrečko			
Minimálne objednané množstvo	1 Kartón			
Číslo výrobkov	Číslo výrobku	Farba	Dĺžka	
	85201420	svetlomodrá	≈ 16 cm	
GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use	Úroveň balenia	Kartón
	85201420	-----	4051642375038	4051642875033

Číselné údaje o rozmeroch, hmotnostiach, hrúbkach a toleranciách je potrebné chápať ako požadované hodnoty a môžu sa líšiť.

Údaje vychádzajú z aktuálneho stavu našich znalostí. Nepredstavujú garantovaný prísľub vlastností výrobku, a preto nezakladajú žiadny právny vzťah zmluvnej povahy. Údaje, ktoré sú staršie ako 2 roky, si nechajte potvrdiť nanovo.

Chyby pri zadávaní a omyly sú vyhradené.


Poskytnuté karty údajov o výrobku sú vlastníctvom spoločnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Spoločnosť WIROS Wilfried Rosbach GmbH je vlastníkom všetkých autorských práv/práv na používanie a práv na využitie kariet údajov o výrobku. Karty údajov o výrobku nie je dovolené meniť alebo používať piktogramy. Poskytnuté karty údajov o výrobku sa môžu používať len v súvislosti s originálnymi výrobkami WIROS.

ZOBNE ŠČETKE

Integrirana zobna pasta



PREMIUM+



Podatkovni list izdelka

wiroDENTAL



Proizvajalec	
Podjetje + Naslov	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemčija
Blagovna znamka	care & serve®

Opis izdelka	
Kategorija	PREMIUM+
Opis izdelka	care & serve® PREMIUM+ wiroDENTAL Zobne ščetke Integrirana zobna pasta
Lastnosti izdelka	Integrirana zobna pasta

Uporaba	
Namen uporabe	Zobne ščetke za enkratno uporabo za čiščenje zob brez vode ali zobne paste.
Napotek za uporabo	Izdelek za enkratno uporabo 
Področja uporabe	Bolnišnice Domovi za ostarele in druge strokovne ustanove Zdravniške ordinacije Kozmetika Dobro počutje Lepotna industrija   
Dodatne informacije o materialu	ne vsebuje lateksa 

Standardi	
VO (EU) 2023/988	Uredba (EU) št. 2023/988 o splošni varnosti proizvodov

Uporaba	
Navodila za uporabo	Pred uporabo Zobno ščetko za enkratno uporabo vzemite iz embalaže in preverite, ali je poškodovana ali okvarjena. Prepričajte se, da je čista in higienska. Ravnanje Ščetine zobne ščetke za enkratno uporabo navlažite pod tekočo vodo, če je to mogoče, da bo ščetkanje lažje. Ker je zobna pasta dodana v ščetine, ne potrebujete dodatne zobne paste. Zobno ščetko za enkratno uporabo približajte zobem pod kotom 45 stopinj. Zobe ščetkajte z nežnimi krožnimi gibi ali s kratkimi gibi navzgor in navzdol. Očistite vse površine zob, vključno z zunanjo, notranjo in žvekalno površino, pa tudi jezik in dlesni. Zobe ščetkajte vsaj dve minuti, da so vse površine temeljito očiščene. Ustno votlino temeljito sperite z vodo, da odstranite sproščene ostanke hrane in zobno pasto. Zobne ščetke za enkratno uporabo so namenjene enkratni uporabi in jih je treba po ščetkanju zavreči.
Varnostni napotek	
Odlaganje	Neuporabljene izdelke in izdelke, ki niso kontaminirani, lahko zažgete na okolju prijazen način ali pa jih odložite na deponijo. Kontaminirane izdelke je treba odložiti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo in predpisi glede na vrsto onesnaženosti.
Rok trajanja	5 let od datuma proizvodnje, če so neuporabljene in pravilno skladiščene.
Skladiščenje	Zaščititi pred sončnim sevanjem. Skladiščiti na suhem. Nepravilno skladiščenje lahko pripelje do zmanjšanja obstojnosti.  
Sledljivost	Sledljivost, ki se nanaša na posamezne serije, od ugotavljanja potreb do zmanjšanja zalog Podatkovni list izdelka Različica 2 veljavno od serije 2617 +



Podatkovni list izdelka

wiroDENTAL



Embalaža		
Recikliranje	Licenca v skladu z zakonom o embalaži, številka licence DE1618662887322. Prosimo, da embalažo oddate v recikliranje.	

www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/hygieneprodukte/zahnbuersten/wirodental/

Različica 1					
Prodajna enota	2000 kos/Karton				
Raven pakiranja 1 2	100 kos/Boks za razdeljevanje				
	1 kos/Poliestrska vrečka				
Minimalna količina naročila	1 Karton				
Številke artiklov	Številka proizvoda	Barva	Dolžina		
	85201420	svetlomodra	≈ 16 cm		
GTINs	Številka proizvoda	Unit of Use	Raven pakiranja	Raven pakiranja	Karton
	85201420	-----	4051642375038	-----	4051642875033

Številčne navedbe k meram, težam, debelinam in tolerancam, se razumejo kot predvidene vrednosti in lahko odstopajo.
Navedbe se opirajo na aktualno stanje našega znanja. Niso zagotovilo o lastnostih izdelka in ne utemeljujejo nobenega pogodbenega pravnega razumevanja. Za navedbe, starejše od 2 let, zagotovite ponovno potrditev.
Pridržana pravica do napak pri vnosu in pomot.
Razpoložljivi podatkovni listi proizvodov so last podjetja WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Podjetje WIROS Wilfried Rosbach GmbH je lastnik vseh avtorskih pravic/pravic uporabe in pravic do izkoriščanja podatkovnih listov proizvoda. Informativnih listov proizvodov ni dovoljeno spreminjati ali uporabljati piktogramov. Razpoložljivi podatkovni listi izdelka se lahko uporabljajo samo v povezavi z originalnimi izdelki WIROS.



PERIUȚE DE DINȚI

Pastă de dinți integrată



PREMIUM+

Fișa produsului

wiroDENTAL



Producător	
Firmă + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
Marca comercială	care & serve®

Descrierea produsului	
Categorie	PREMIUM+
Denumire produs	care & serve® PREMIUM+ wirosDENTAL Periuțe de dinți Pastă de dinți integrată
Proprietăți produs	Pastă de dinți integrată

Utilizare	
Scopul utilizării	Periuțe de dinți de unică folosință, pentru curățarea dinților, fără să fie necesară apă sau pastă de dinți.
Indicații de utilizare	Produs de unică folosință
Domenii de utilizare	Spital Azil de bătrâni și alte grupuri de specialitate Cabinete medicale Cosmetică Wellness Industria frumuseții
Informații suplimentare referitoare la materiale	fără latex

Standarde	
VO (EU) 2023/988	Regulamentul (UE) nr. 2023/988 referitor la siguranța generală a produsului

Utilizare	
Instrucțiuni de utilizare	Înainte de utilizare Scoateți periuța de dinți de unică folosință din ambalaj și verificați dacă prezintă deteriorări sau defecte. Asigurați-vă că este curată și igienică. Manipulare Dacă este posibil, umeziți perii sub apă de la robinet pentru a facilita curățarea. Nu aveți nevoie de pastă de dinți separată, întrucât aceasta este integrată în periuță. Ghidați periuța de dinți de unică folosință la un unghi de 45 de grade în raport cu dinții. Spălați-vă pe dinți cu mișcări circulare delicate și cu mișcări scurte sus-jos. Curățați întreaga suprafață a dinților, inclusiv zonele interioare, exterioare și masticatorii, precum și limba și gingiile. Spălați-vă pe dinți cel puțin două minute, pentru a vă asigura că toate zonele sunt curățate temeinic. Clătiți bine gura cu apă pentru a îndepărta resturile de mâncare desprinse și pasta de dinți rămasă. Periuțele de dinți de unică folosință sunt concepute pentru o singură utilizare și trebuie eliminate la deșeuri după spălare.
Indicație de siguranță	
Înlăturare	Produsele neutilizate și necontaminate pot fi arse conform prevederilor mediului sau pot fi eliminate la punctele de colectare. Produsele contaminate trebuie eliminate conform legilor și prevederilor naționale în vigoare în funcție de tipul de contaminare.
Durată de valabilitate	5 ani de la data fabricației, în măsura în care sunt neutilizate și în cazul unei depozitări corecte.
Depozitare	A se proteja contra radiațiilor solare. Depozitare uscată Depozitarea necorespunzătoare poate duce la reducerea valabilității.
Trasabilitatea	Trasabilitatea în funcție de lot de la redarea necesarului până la ieșirea din depozit. Fișa produsului Versiune 2 valabil de la lotul 2617 +



Fișa produsului

wiroDENTAL



Ambalaj		
Reciclare	Licențiat conform ambalajului, număr licență DE1618662887322. Vă rugăm să duceți ambalajul la reciclare.	

www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/hygieneprodukte/zahnbursten/wirodental/

Variantă 1					
Unitate de vânzare	2000 bucată/Carton				
Strat de ambalaj 1 2	100 bucată/Cutie de dozare				
	1 bucată/Pungă din plastic				
Cantitate minimă de comandă	1 Carton				
Număr articole	Nr. articol	Vopsea	Lungime		
	85201420	albastru deschis	≈ 16 cm		
GTINs	Nr. articol	Unit of Use	Strat de ambalaj	Strat de ambalaj	Carton
	85201420	-----	4051642375038	-----	4051642875033

Cifrele referitoare la dimensiuni, greutate, grosimi și toleranțe trebuie înțelese ca valori nominale și pot varia.
Datele se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre. Nu reprezintă o asigurare garantată a caracteristicilor produsului și nu reprezintă un drept contractual. Datele care sunt mai vechi de 2 ani trebuie confirmate din nou.
Ne asumăm dreptul la erorile de introducere și la greșeli.
Fișele produsului puse la dispoziție sunt proprietatea WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH este proprietarul tuturor drepturilor de autor/utilizare și exploatare ale fișelor cu datele produselor. Nu este permisă modificarea fișelor cu datele produsului sau modificarea pictogramei. Fișele cu datele produsului puse la dispoziție pot fi utilizate doar împreună cu produsele originale WIROS.



ESCOVAS DE DENTES

Pasta de dentes integrada



PREMIUM+

Folha de dados do produto

wiroDENTAL



Fabricante	
Empresa + Morada	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemanha
Marca comercial	care & serve®

Descrição do produto	
Categoria	PREMIUM+
Designação do produto	care & serve® PREMIUM+ wiroDENTAL Escovas de dentes Pasta de dentes integrada
Características do produto	Pasta de dentes integrada

Utilização	
Uso pretendido	Escovas de dentes descartáveis para limpeza dos dentes sem necessidade de água ou pasta de dentes.
Indicação de utilização	Produto descartável.
Áreas de aplicação	Hospitais lares da terceira idade e outros meios profissionais Consultórios médicos Cosmética spas indústria da beleza
Informações adicionais sobre o material	sem látex

Normas	
VO (EU) 2023/988	Regulamento (UE) n.º 2023/988 relativo à segurança geral dos produtos

Utilização	
Instruções de utilização	Antes da utilização Retire a escova de dentes descartável da embalagem e verifique se existem danos ou defeitos. Certifique-se de que está limpa e higiénica. Manuseamento Se possível, humedeca as cerdas da escova de dentes descartável em água corrente para facilitar a escovagem. Como a pasta de dentes está integrada nas cerdas, não precisa de pasta de dentes adicional. Guie a escova de dentes descartável num ângulo de 45 graus em relação aos dentes. Escove os dentes com movimentos circulares suaves ou movimentos curtos para cima e para baixo. Limpe todas as superfícies dos dentes, incluindo as superfícies externa, interna e de mastigação, bem como a língua e as gengivas. Escove os dentes durante pelo menos dois minutos para garantir que todas as áreas estão completamente limpas. Bocheche bem a boca com água para remover quaisquer partículas de alimentos soltas e pasta de dentes. As escovas de dentes descartáveis destinam-se a uma utilização única e devem ser descartadas após a escovagem.
Nota de Segurança	
Eliminação	Os produtos não utilizados e não contaminados podem ser incinerados ou descartados de maneira ambientalmente correta. Os produtos contaminados devem ser descartados de acordo com as leis e regulamentos nacionais aplicáveis a cada tipo de contaminação.
Validade	5 anos a partir da data de produção, se não for usado e armazenado corretamente.
Armazenagem	Proteger da exposição ao sol. Armazenar a seco. Um armazenamento inadequado pode levar a uma redução na validade.
Rastreabilidade	Rastreabilidade relacionada ao lote desde a determinação de requisitos até a saída do armazém Folha de dados do produto Versão 2 Válido a partir do lote 2617 +



Folha de dados do produto

wiroDENTAL



Embalagem

Reciclagem	Licenciado de acordo com a norma alemã VerpackG, número de licença DE1618662887322. Por favor, devolva a embalagem para reciclagem.	
------------	--	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hygieneprodukte/zahnbuersten/wirodental/
-----	---

Variante 1

Unidade de venda	2000 unidade/Cartão				
Nível de embalagem 1 2	100 unidade/Caixa dispensadora				
	1 unidade/Saco poli				
Quantidade mínima	1 Cartão				
Números de artigo	Número de artigo	Cor	Comprimento		
	85201420	azul claro	≈ 16 cm		
GTINs	Número de artigo	Unit of Use	Nível de embalagem	Nível de embalagem	Cartão
	85201420	-----	4051642375038	-----	4051642875033

Os valores das dimensões, pesos, espessuras e tolerâncias devem ser entendidos como valores nominais e podem diferir.
As informações são baseadas no estado atual do nosso conhecimento. Elas não são uma garantia dos recursos do produto e não fundamentam um entendimento contratual da lei Por favor, reconfirme as informações com mais de 2 anos.
Erros ortográficos e equívocos reservados.
As fichas técnicas do produto fornecidas são propriedade da WIROS Wilfried Rosbach GmbH. A WIROS Wilfried Rosbach GmbH é detentora de todos os direitos de autor, de utilização e exploração das fichas técnicas do produto. Não são permitidas quaisquer alterações às fichas técnicas do produto ou a utilização de pictogramas. As fichas técnicas do produto fornecidas só podem ser utilizadas em conjunto com os produtos originais WIROS.



DANTŲ ŠEPETĖLIAI

Integruota dantų pasta



PREMIUM+


Gaminio duomenų lapas

wiroDENTAL



Gamintojas	
Firma + Adresas	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vokietija
Prekiniai ženklai	care & serve®
Gaminio aprašymas	
Kategorija	PREMIUM+
Gaminio pavadinimas	care & serve® PREMIUM+ wirosDENTAL Dantų šepetėliai Integruota dantų pasta
Gaminio savybės	Integruota dantų pasta
Naudojimas	
Naudojimo paskirtis	Vienartiniai dantų šepetėliai dantų valymui be vandens ir be dantų pastos.
Naudojimo nurodymas	Vienartinis gaminys
Naudojimo sritys	Ligoninė Slaugos namai ir kiti specialistai Gydytojų kabinetai Kosmetika Sveikatingumas Grožio pramonė
Papildoma informacija apie medžiagas	be latekso
Standartai	
VO (EU) 2023/988	Reglamentas (ES) Nr. 2023/988 dėl bendros gaminių saugos
Naudojimas	
Naudojimo instrukcija	Prieš naudojant Išimkite vienartinį dantų šepetėlį iš pakuotės ir patikrinkite, ar nėra pažeidimų ar defektų. Įsitinkite, kad jis švarus ir higieniškas. Naudojimas Jei įmanoma, sudrėkinkite vienartinio dantų šepetėlio šerelius po tekančiu vandeniu, kad būtų lengviau valyti. Kadangi dantų pasta yra integruota į šerelius, nereikia papildomai naudoti dantų pastos. Vienartinį dantų šepetėlį nukreipkite 45 laipsnių kampu į dantis. Valykite dantis švelniais sukamaisiais judesiais arba trumpais judesiais aukštyn ir žemyn. Nuvalykite visus dantų paviršius, įskaitant išorinį, vidinį ir kramtomąjį paviršių, taip pat liežuvį ir dantenas. Valykite dantis mažiausiai dvi minutes, kad įsitikintumėte, jog visos vietos yra kruopščiai išvalytos. Kruopščiai išskalaukite burną vandeniu, kad pašalintumėte visas atsiskyrusias maisto daleles ir dantų pastą. Vienartiniai dantų šepetėliai skirti vienkartiniam naudojimui ir po naudojimo juos reikia išmesti.
Saugos nurodymas	
Utilizavimas	Nepanaudoti ir neužteršti gaminiai gali būti deginami aplinkai saugiu būdu arba utilizuojami saugykloje. Užteršti gaminiai privalo būti utilizuojami pagal galiojančius nacionalinius įstatymus ir potvarkius atsižvelgiant į jų užterštumo pobūdį.
Tinkamumas naudoti	5 metai nuo pagaminimo datos, jei nenaudotos ir tinkamai sandėliuotos.
Laikymo sąlygos	Saugokite nuo saulės spindulių. Laikykite sausoje vietoje. Netinkamos laikymo sąlygos gali sutrumpinti tinkamumo naudoti trukmę.
Atsekamumas	Prekės partijos atsekamumas nuo paklausos tyrimo iki atsargų sumažinimo. Gaminio duomenų lapas Versija 2 galioja nuo prekės partijos 2617 +





Gaminio duomenų lapas

wiroDENTAL



Pakuotė		
Perdirbama	Licencija išduota pagal „VerpackG“, licencijos numeris DE1618662887322. Prašome pakuotę pristatyti perdirbti.	

www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/hygieneprodukte/zahnbuersten/wirodental/

Variantas 1					
Pardavimo pakuotė	2000 vienetų/Kartono dėžutė				
1 pakuotės lygis 2	100 vienetų/Dalytuvas 1 vienetų/Polietileno maišelis				
Mažiausias galimas užsakyti kiekis	1 Kartono dėžutė				
Gaminio numeris	Gaminio numeris	Spalva	Ilgis		
	85201420	šviesiai mėlynas	≈ 16 cm		
GTINs	Gaminio numeris	Unit of Use	Lygių pakuotė	Lygių pakuotė	Kartono dėžutė
	85201420	-----	4051642375038	-----	4051642875033

Išmatavimų, svorio, storio ir tolerancijos duomenys yra tik formalūs ir gali skirtis.
Duomenys paremti mūsų turima dabartine informacija. Jie neužtikrina gaminio savybių ir nepagrindžia sutartinių teisinių santykių. Informaciją, kuri yra senesnė nei 2 metai, prašome patvirtinti iš naujo.
Galimi klaidingi duomenys ir neatitikimai.
Pristatomi gaminio duomenų lapai yra „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ nuosavybė. „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ yra gaminio duomenų lapų visų autorių (arba) naudojimo teisių savininkas. Draudžiama keisti gaminio duomenų lapus arba naudoti piktogramas.
Pristatomus gaminio duomenų lapus leidžiama naudoti tik su originaliais WIROS gaminiais.

Produkta datu lapa

wiroDENTAL



ZOBU SUKAS

Integrēta zobu pasta



PREMIUM+

Produkta datu lapa

wiroDENTAL



Ražotājs	
Uzņēmums + Adrese	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vācija
Preču zīme	care & serve®

Produkta apraksts	
Kategorija	PREMIUM+
Produkta nosaukums	care & serve® PREMIUM+ wiroDENTAL Zobu suku Integrēta zobu pasta
Produkta īpašības	Integrēta zobu pasta

Lietošana	
Lietošanas mērķis	Vienreizējās lietošanas zobu suku zobu tīrīšanai, neizmantojot ūdeni vai zobu pastu.
Lietošanas norādījums	Vienreizlietojams produkts
Pielietojuma jomas	Slimnīca Veco ļaužu pansionāts u.c. speciālistu aprindas Ārstu prakses Kosmētika Labsajūta Skaistumkopšanas industrija
Papildu informācija par materiālu	nesatur lateksu

Standarti	
VO (EU) 2023/988	Regula (ES) Nr. 2023/988 par ražojumu vispārēju drošumu

Lietošana	
Lietošanas instrukcija	Pirms lietošanas Izņemiet vienreizējās lietošanas zobu suku no iepakojuma un pārbaudiet, vai nav bojājumu vai defektu. Pārliecinieties, vai tā ir tīra un higiēniska. Lietošana Ja iespējams, samitriniet vienreizējās lietošanas zobu suku sarus tekoša ūdenī, lai atvieglotu zobu tīrīšanu. Tā kā zobu pasta ir iestrādāta saros, jums nav nepieciešama papildu zobu pasta. Virziet vienreizējās lietošanas zobu suku 45 grādu leņķī pret zobiem. Tīriet zobus, izmantojot vieglas aplveida kustības vai īsas kustības uz augšu un uz leju. Notīriet visas zobu virsmas, tostarp ārējo, iekšējo un kožamo virsmu, kā arī mēli un smaganas. Tīriet zobus vismaz divas minūtes, lai nodrošinātu, ka visas vietas ir rūpīgi notīrītas. Rūpīgi izskalojiet muti ar ūdeni, lai noņemtu visas vaļīgās pārtikas daļiņas un zobu pastu. Vienreizējās lietošanas zobu suku ir paredzētas vienreizējai lietošanai, un pēc zobu tīrīšanas tās ir jāiznīcina.
Drošības norāde	
Utilizācija	Nelietotus un nekontaminētus produktus var sadedzināt vai utilizēt izgāztuvē vidi saudzējošā veidā. Kontaminēti produkti ir jāutilizē saskaņā ar spēkā esošajiem nacionālajiem likumiem un noteikumiem un atbilstoši kontaminācijas veidam.
Derīguma termiņš	5 gadi no ražošanas datuma, ja produkts nav lietots un ir pareizi uzglabāts.
Glabāšana	Sargājiet no saules stariem. Glabājiet sausā vietā. Nepareiza glabāšana var izraisīt derīguma termiņa saīsināšanos.
Izsekojamība	Izsekojamas partijas no pieprasījuma noteikšanas līdz preču izsūtīšanai. Produkta datu lapa Versija 2 spēkā no partijas 2617 +



Produkta datu lapa

wiroDENTAL



Iepakojums		
Pārstrāde	Licencēts saskaņā ar Vācijas Likumu par iepakojumiem (VerpackG), licences numurs DE1618662887322. Lūdzu, nododiet iepakojumu otrreizējai pārstrādei.	 \$VerpackG

www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/hygieneprodukte/zahnbuersten/wirodental/

Variants 1					
Pārdošanas vienība	2000 Gab./Kartona kaste				
Iepakojuma līmenis 1 2	100 Gab./izsniegšanas kastīte				
	1 Gab./Polietilēna maisiņš				
Minimālais pasūtīšanas daudzums	1 Kartona kaste				
Preču numuri	Preces numurs	Krāsa	Garums		
	85201420	gaiši zila	≈ 16 cm		
GTINs	Preces numurs	Unit of Use	Iepakojuma līmenis	Iepakojuma līmenis	Kartona kaste
	85201420	-----	4051642375038	-----	4051642875033

Izmēru, svara, stiprības un pielaižu skaitliskās vērtības ir uzskatāmas par nominālajām vērtībām un var atšķirties no faktiskajām vērtībām.
Dati ir balstīti uz mūsu jaunākajām zināšanām. Tie negarantē produktu īpašības un nepamato līgumiskas saistības. Lūdziet apstiprināt datus, kas ir vecāki par 2 gadiem.
Ir iespējamas ievades kļūdas un kļūdaina informācija.
Sniegtās produktu datu lapas ir uzņēmuma WIROS Wilfried Rosbach GmbH īpašums. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ir visu autortiesību, lietošanas tiesību un produktu datu lapu izmantošanas tiesību īpašnieks. Nav atļauts mainīt produktu datu lapas vai izmantot piktogrammas. Nodrošinātās produktu datu lapas drīkst izmantot tikai saistībā ar oriģinālajiem WIROS produktiem.



ЧЕТКИ ЗА ЗЪБИ

Интегрирана паста за зъби



PREMIUM+

Информационен лист за продукта

wiroDENTAL



Производител	
Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
Търговска марка	care & serve®
Описание на продукта	
Категория	PREMIUM+
Наименование на продукта	care & serve® PREMIUM+ wiroDENTAL Четки за зъби Интегрирана паста за зъби
Характеристики на продукту	Интегрирана паста за зъби
Употреба	
Употреба по предназначение	Четки за зъби за еднократна употреба за почистване на зъби без нужда от вода или паста за зъби.
Указание за употреба	Продукт за еднократна употреба 
Области на приложение	Болница Дом за възрастни и др. специализирани кръгове Лекарски практики Козметика Уелнес Индустрия за красота   
Допълнителна информация за	не съдържа латекс 
Стандарти	
VO (EU) 2023/988	Регламент (ЕС) № 2023/988 относно общата безопасност на продуктите
Приложение	
Инструкция за употреба	Преди употреба Извадете четката за зъби за еднократна употреба от опаковката и я проверете за повреди или дефекти. Уверете се, че е чиста и хигиенична. Начин на използване Ако е възможно, навлажнете влакната на четката за зъби за еднократна употреба под течаща вода, за да улесните миенето. Тъй като пастата за зъби е вградена във влакната, нямате нужда от допълнителна паста за зъби. Поставете четката за зъби за еднократна употреба под ъгъл от 45 градуса спрямо зъбите. Почистете зъбите си с нежни кръгови движения или с кратки движения нагоре и надолу. Почистете всички зъбни повърхности, включително външните, вътрешните и дъвкателните повърхности, както и езика и венците. Мийте зъбите си поне две минути, за да сте сигурни, че всички зони са напълно почистени. Изплакнете устата си обилно с вода, за да премахнете разтворените частици храна и пастата за зъби. Четки за зъби за еднократна употреба са предназначени за еднократно използване и трябва да се изхвърлят след миене.
Указание за безопасност	
Изхвърляне	Неизползвани и незамърсени продукти могат да бъдат изгорени по екологосъобразен начин или предадени в пункт за отпадъци. Замярсени продукти трябва да бъдат изхвърлени съгласно вважашите национални закони и предписания в зависимост от вида на замърсяването.
Срок на годност	5 години от датата на производство, ако не са използвани и при правилно съхранение.
Съхранение	Пазете от слънчево лъчение. Съхранявайте на сухо място. Неправилно съхранение може да доведе до намаляване на срока на годност.  



Информационен лист за продукта

wiroDENTAL



Обратна проследимост	Отнесена към партидите обратна проследимост от определянето на нуждата до излизането от склада. Информационен лист за продукта Версия 2 важи от партида 2617 +
----------------------	---

Опаковка

Рециклиране	Лицензирани съгласно Закона за опаковките VerpackG, номер на лиценз DE1618662887322. Моля, предайте опаковката за рециклиране.	
-------------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hygieneprodukte/zahnbuersten/wirodental/
-----	---

Вариант 1

Продажна единица	2000 броя/Кашон				
Ниво на опаковката 1 2	100 броя/Дозираща кутия				
	1 броя/Полиетиленова торбичка				
Минимално количество за поръчка	1 Кашон				
Каталожни номера	Номер на артикул	Цвят	Дължина		
	85201420	светло син	≈ 16 cm		
GTINs	Номер на артикул	Unit of Use	Плоска опаковка	Плоска опаковка	Кашон
	85201420	-----	4051642375038	-----	4051642875033

Цифровите данни за размерите, теглата, дебелините и допуските трябва да се разбират като зададени стойности и могат да се различават.
Данните се базират на текущото ниво на нашите знания. Те не представляват гаранция за продуктови характеристики и не обосновават договорно правно разбиране. Моля, поискайте повторно потвърждение на данни, които са по-стари от 2 години.
Не се поема отговорност за печатни грешки.
Предоставените на разположение продуктови спецификации са собственост на фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH е собственик на всички авторски права и права за употреба и експлоатация на продуктовите спецификации. Промяна на продуктовите спецификации или използване на пиктограмите не са разрешени. Предоставените на разположение продуктови спецификации могат да се използват само във връзка с оригиналните продукти на фирма WIROS.



ЗУБНІ ЩІТКИ

Інтегрована зубна паста



PREMIUM+

Технічний лист

wiroDENTAL



Виробник	
Фірма + Адреса	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Німеччина
Торговельна марка	care & serve®

Опис продукту	
Категорія	PREMIUM+
Найменування продукту	care & serve® PREMIUM+ wirosDENTAL Зубні щітки Інтегрована зубна паста
Властивості продукту	Інтегрована зубна паста

Використання	
Призначення	Одноразові зубні щітки для чищення зубів без потреби у воді або зубній пасті.
Інструкція щодо використання	Виріб одноразового використання 
Галузі застосування	Лікарня Будинок пристарілих в тому числі групи фахівців Лікарські практики Косметика Велнес Індустрія краси   
Інформація про добавки до матеріалу	без латексу 

Стандарти	
VO (EU) 2023/988	Регламент (ЄС) № 2023/988 про загальну безпеку виробу

Використання	
Інструкція з використання	Перед використанням Вийміть одноразову зубну щітку з пакування та перевірте її на предмет пошкоджень та дефектів. Переконайтеся, що вона чиста та гігієнічна. Використання Зволожите щетину одноразової зубної щітки під проточною водою, наскільки можливо, щоб полегшити чищення. Оскільки зубну пасту вже нанесено на щетину щітки, додаткова паста не потрібна. Проводьте одноразовою зубною щіткою під кутом 45 градусів до зубів. Чистіть зуби плавними коловими рухами або короткими рухами вгору і вниз. Очистіть всі поверхні зубів, в т. ч. зовнішні, внутрішні та жувальні поверхні, а також язик та ясна. Чистіть зуби принаймні впродовж двох хвилин, щоб переконатися, що всі ділянки ретельно очищені. Прополощіть ретельно рот водою, щоб видалити залишки їжі та зубної пасти. Одноразові зубні щітки призначені для одноразового використання, і після чищення їх потрібно утилізувати.
Інструкція з безпеки	
Утилізація	Невикористані та незабруднені вироби можна спалювати екологічно безпечним чином або утилізувати в місцях для збору сміття. Забруднені вироби слід утилізувати відповідно до чинного національного законодавства та нормативно-правових актів, в залежності від типу забруднення.
Термін служби	5 років з дати виготовлення, якщо вони не використовуються та правильно зберігаються.
Зберігання	Захищати від сонячних променів. Зберігати в сухому місці. Неправильне зберігання може призвести до зниження терміну служби.  
Простежуваність	Простежуваність партії від визначення потреб аж до виходу зі складу. Технічний лист Версія 2 дійсний з партії 2617 +



Технічний лист

wiroDENTAL



Упаковка		
Переробка	Ліцензовано згідно Закону про упаковку, номер ліцензії DE1618662887322. Будь ласка, поверніть упаковку для переробки.	

www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/hygieneprodukte/zahnbuersten/wirodental/

Варіант 1					
Торгова одиниця	2000 штук/Коробка				
Рівень упаковки 1 2	100 штук/коробка диспенсера				
	1 штук/Поліетиленовий мішок				
Мінімальна кількість замовлення	1 Коробка				
Номери артикулу	Номер артикулу	Колір	Довжина		
	85201420	світло синій	≈ 16 cm		
GTINs	Номер артикулу	Unit of Use	Рівень упаковки	Рівень упаковки	Коробка
	85201420	-----	4051642375038	-----	4051642875033

Цифрові дані розмірів, ваги, товщини та допустимих відхилень слід розуміти як номінальні величини, що можуть відрізнятися.
Дані базуються на поточному стані наших знань. Вони не є гарантованим запевненням щодо характеристик товару і не створюють договірною правового розуміння. Необхідно повторно засвідчити інформацію, якій більше ніж 2 роки.
Можливі друкарські та інші помилки.
Надані технічні паспорти продукту є власністю компанії WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компанія WIROS Wilfried Rosbach GmbH є власником усіх авторських прав, прав на використання та реалізацію технічних паспортів продукту. Не дозволяється змінювати технічні паспорти продукту або використовувати піктограми. Надані технічні паспорти продукту дозволяється використовувати лише у зв'язку з оригінальними продуктами WIROS.



Toote teabeleht

wiroDENTAL




HAMBAHARJAD

Integreeritud hambapasta



PREMIUM+



Toote teabeleht

wiroDENTAL



Tootja	
Ettevõtte + Aadress:	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksamaa
Kaubamärk	care & serve®

Tootekirjeldus	
Kategooria	PREMIUM+
Toote nimetus	care & serve® PREMIUM+ wirosDENTAL Hambaharjad Integreeritud hambapasta
Toote omadused	Integreeritud hambapasta

Kasutamine	
Kasutusotstarve	Hammaste veeta ja hambapastata pesemiseks ettenähtud ühekorra-hambaharjad.
Kasutusjuhised	Ühekordselt kasutatav toode 
Kasutusvaldkonnad	Haigla vanadekodu jt erialased ringkonnad Arstipraksised Kosmeetika heaolu ilutööstus   
Lisateave materjali kohta	ei sisalda lateksit 

Standardid	
VO (EU) 2023/988	ELi direktiiv nr 2023/988 üldise tooteohutuse kohta

Kasutamine	
Kasutusjuhend	Enne kasutamist Võtke ühekorra-hambahari pakendist välja ja kontrollige, et sellel ei oleks kahjustusi ega defekte. Veenduge, et see oleks puhas ja hügieeniline Kasutamine Niisutage hambaharja võimaluse korral jooksva vee all, et harjamine oleks lihtsam. Kuna hambapasta on harjaste sisse läinud, ei ole teil vaja rohkem hambapastat peale panna. Peske hambaharjaga nii, et see jääks hammaste suhtes 45-kraadise nurga alla. Harjake hambaid õrnalt ringikujuliste või lühikeste üles-alla liigutustega. Peske kõik hambapinnad, sealhulgas välis-, sise- ja närimispinnad, samuti keel ja igemed. Harjake hambaid vähemalt kaks minutit, et kõik pinnad oleks põhjalikult puhastatud. Loputage suud põhjalikult veega, et eemaldada lahtised toidujäätmad ja hambapasta. Hambaharjad on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks ja need tuleb pärast harjamist ära visata.
Ohutusjuhised	
Kasutusest kõrvaldamine	Kasutamata ja saastumata tooted võib põletada keskkonnasõbralikult või ladestada prügilasse. Saastunud tooted tuleb olenevalt saastumisviisist kõrvaldada vastavalt kehtivatele riiklikele seadustele ja määrustele.
Säilivus	5 Viis aastat alates tootekuupäevast, kui on kasutamata ja õigesti hoiustatud.
Hoiustamine	Kaitsta päikesekiirguse eest. Hoiustada kuivas keskkonnas. Mittevastav hoiustamine võib vähendada säilivust.  
Jälgitavus	Partiipõhine jälgitavus alates vajaduste hindamisest kuni laost väljaminekuni. Toote teabeleht Versioon 2 Kehtib alates partiist 2617 +



Toote teabeleht

wiroDENTAL



Pakendamine

Taaskasutus	Litsentseeritud vastavalt Saksa pakendiseadusele, litsentsinumber DE1618662887322. Palun viige pakend taaskasutusse.	 \$VerpackG
-------------	---	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hygieneprodukte/zahnbuersten/wirodental/
-----	---

Variant 1

Müügiühik	2000 Tk/Kartong				
Pakkimistasand 1 2	100 Tk/Jaoturkarp 1 Tk/Kilekott				
Tellimuse miinimumkogus	1 Kartong				
Toote number	Tootenumber	Värvus	Pikkus		
	85201420	helesinine	≈ 16 cm		
GTINs	Tootenumber	Unit of Use	Pakkimistasand	Pakkimistasand	Kartong
	85201420	-----	4051642375038	-----	4051642875033

Mõõtmeid, raskust, tugevust ja hälbeid iseloomustavad arvandmed on sihtväärtused ja võivad erineda.
Andmed tuginevad meie praegustele teadmistele. Need ei taga tootemaduste üldhinnangut ega põhjenda lepingujärgset õigust. Laske üle kahe aasta vanused andmed uuesti kinnitada.
Sisestusvead ja vead on reserveeritud.
Esitatud toote andmelehed on ettevõtte WIROS Wilfried Rosbach GmbH omand. WIROS Wilfried Rosbach GmbH on toote andmelehtede kõikide autori- ja kasutusõiguste omanik. Toote andmelehti pole lubatud muuta ega piktogramme kasutada. Esitatud toote andmelehti tohib kasutada ainult koos ettevõtte WIROS originaaltoodetega.




HAMMASHARJAT

Integroitu hammastahna



PREMIUM+



Valmistaja	
Yritys + Osoite	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksa
Tavaramerkki	care & serve®
Tuotekuvaus	
Kategoria	PREMIUM+
Tuotenimike	care & serve® PREMIUM+ wiroDENTAL Hammasharjat Integroitu hammastahna
Tuotteen ominaisuudet	Integroitu hammastahna
Käyttö	
Käyttötarkoitus	Kertakäyttöiset hammasharjat hampaiden puhdistamiseen ilman vettä tai hammastahnaa.
Käyttöohje	Kertakäyttötuote 
Käyttöalueet	Sairaalat Vanhainkodit Muut alan yritykset Lääkäriasemat Kosmetiikka Hyvinvointi Kauneusteollisuus   
Materiaalin lisätiedot	Lateksiton 
Standardit	
VO (EU) 2023/988	Yleisestä tuoteturvallisuudesta annettu asetus (EU) N:o 2023/988
Käyttö	
Käyttöohje	Ennen käyttöä Poista kertakäyttöinen hammasharja pakkauksesta, ja tarkista, onko siinä vaurioita tai vikoja. Varmista, että se on puhdas ja hygieeninen. Käsittely Puhdistuksen helpottamiseksi kostuta kertakäyttöinen hammasharja juoksevan veden alla, jos mahdollista. Koska hammastahna on integroitu harjaksiin, et tarvitse lisäksi hammastahnaa. Kuljeta kertakäyttöistä hammasharjaa 45 asteen kulmassa hampaisiin. Puhdista hampaat pehmeillä, pyörivillä liikkeillä tai lyhyillä edestakaisilla liikkeillä. Puhdista hampaiden kaikki pinnat, mukaan luettuna ulko-, sisä- ja purupinnat, sekä kieli ja ikenet. Puhdista hampaita vähintään kaksi minuuttia varmistaaksesi, että kaikki alueet puhdistuvat perusteellisesti. Huuhtelee suu huolellisesti vedellä poistaaksesi irronneet ruokajäämät ja hammastahnan. Kertakäyttöiset hammasharjat on tarkoitettu käytettäväksi vain kerran, ja ne on hävitettävä pesun jälkeen.
Turvallisuusohjeet	
Hävittäminen	Käyttämättömät ja kontaminoitumattomat tuotteet voidaan polttaa ympäristöä säästävällä tavalla tai toimittaa kaatopaikalle. Kontaminoituneet tuotteet täytyy hävittää kontaminoitumistavan mukaan voimassa olevia kansallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen.
Säilyvyysaika	5 vuotta valmistuspäivästä, mikäli tuote on käyttämätön ja varastoitu oikein.
Varastointi	Suojaa auringonvalolta. Säilytettävä kuivassa. Epäasianmukainen varastointi voi lyhentää säilyvyysaikaa.  
Jäljitettävyyttä	Eräkohtainen jäljitettävyyttä tarvearvioinnista aina varastosta poistumiseen. Tuotetietolehti Versio 2 voimassa alkaen erästä 2617 +



Tuotetietolehti

wiroDENTAL



Pakkaus		
Kierrätys	Lisensoitu Saksan pakkauslain (VerpackG) mukaisesti, lisenssinumero DE1618662887322. Toimita pakkaus kierrätykseen.	 §VerpackG

www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/hygieneprodukte/zahnbuersten/wirodental/

Vaihtoehdot 1					
Myyntiyksikkö	2000 Kappale/Pahvilaatikko				
Pakkaustaso 1 2	100 Kappale/Annostelulaatikko 1 Kappale/Muovipussi				
Minimitilausmäärä	1 Pahvilaatikko				
tuotenumero	Tuotenumero	Väri	Pituus		
	85201420	vaaleansininen	≈ 16 cm		
GTINs	Tuotenumero	Unit of Use	Pakkaustaso	Pakkaustaso	Pahvilaatikko
	85201420	-----	4051642375038	-----	4051642875033

Mittoja, painoja, vahvuuksia ja toleransseja koskevat luvut ovat ohjearvoja ja voivat poiketa todellisista arvoista.
Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta. Jos tiedot ovat yli kaksi vuotta vanhoja, pyydä niille vahvistus.
Mahdollisuus näppäily- ja muihin virheisiin varataan.
Saatavilla olevat tuotteen tietolehdet ovat WIROS Wilfried Rosbach GmbH:n omaisuutta. WIROS Wilfried Rosbach GmbH omistaa kaikki tuotteen tietolehtien tekijän-, käyttö- ja hyödyntämisoikeudet. Tuotteen tietolehtien muuttaminen tai piktogrammien käyttäminen on kielletty. Saatavilla olevia tuotteen tietolehtiä saa käyttää vain yhdessä alkuperäisten WIROS-tuotteiden kanssa.

