



wiroBRACE



[de]	Produktdatenblatt PP BARETTHAUBEN	Seite 2
[en]	Product data sheet PP BOUFFANT CAPS	Page 7
[nl]	Productgegevensformulier PP HAARNET BARETMODEL	Zijde 12
[fr]	Fiche produit CHARLOTTE BOUFFANTE PP	Page 17
[es]	Hoja de datos del producto GORROS DESECHABLES DE PP	Página 22
[it]	Scheda prodotto CUFFIE IN PP	Pagina 27
[el]	Δελτίο δεδομένων προϊόντος ΣΚΟΥΦΟΙ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΡΕ PP	Σελίδα 32
[tr]	Ürün Bilgi Formu PP BAŞLIK	Sayfa 37
[ru]	Техническая спецификация ШАПОЧКИ-БЕРЕТЫ ИЗ ПП	Сторона 42
[pl]	Karta produktu CZEPEK TYPU BERET PP	Strona 47
[da]	Produktdatablad PP-BERETHÆTTER	Side 52
[sv]	Produktdatablad PP-BARETTUVA	Sida 57
[no]	Produktdatablad PP-BERETHETTER	Side 62
[cs]	Informační list výrobku PP ČEPICE TYPU BARET	Strana 67
[hu]	Termékadatlap PP BARETT MŰTŐS SAPKA	Oldal: 72
[sk]	Informačný list výrobku PP BARETKA	Strana 77
[sl]	Podatkovni list izdelka PP BARETNE KAPE	Stran 82
[ro]	Fișa produsului BONETĂ PP	Pagina 87
[pt]	Folha de dados do produto TOUCA DE PP	Página 92
[lt]	Gaminio duomenų lapas PP BERETĖS FORMOS KEPURAITĖ	Puslapis 97
[lv]	Produkta datu lapa PP BERETES FORMAS CEPURES	Lappuse 102
[bg]	Информационен лист за продукта PP БАРЕТНИ ШАПКИ	Страница 107
[uk]	Технічний лист ШАПОЧКИ-БЕРЕТИ З ПП	Сторінка 112
[et]	Toote teabeleht PP BARETID	Lk 117
[fi]	Tuotetietolehti PP-BARETTIPÄÄHINE	Sivu 122





PP BARETTHAUBEN



EFFICIENT





Produktdatenblatt

wiroBRACE



Hersteller	
Firma + Anschrift	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmarke	care & serve®
Produktbeschreibung	
Kategorie	EFFICIENT
Produktbezeichnung	care & serve® EFFICIENT wirosBRACE PP Baretthauben
Material	
Material	Polypropylen-Spinnvlies
Materialgewicht	≈ 10 g/m² (± 2 g/m²)
Verwendung	
Verwendungszweck	Einweg-Haube zum vollständigen Abdecken der Haare als Barriere.
Lebensmittelkontakt	Ein kurzzeitiger indirekter Kontakt mit Lebensmitteln ist zulässig.
Verwendungshinweis	Einwegprodukt nicht steril
Einschränkung	Nicht zum Einpacken und Lagern von Lebensmitteln geeignet.
Einsatzgebiete	Krankenhaus Altenheim u.a. Fachkreise Arztpraxen Industrie Pharmaindustrie Labor Nahrungsmittelverarbeitung Service Gastronomie HoReCa Reinigung Hygiene Kosmetik Wellness Schönheitsindustrie
Materialzusatzinfo	latexfrei
Gesundheitshinweis	Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen sofort die Verwendung einstellen und ärztlichen Rat einholen. Soweit nach aktuellem Stand der Technik bekannt, enthalten die Produkte keine toxischen, karzinogenen oder mutagenen Substanzen, wenn sie gemäß ihrer vorgesehenen Verwendung eingesetzt werden. Diese Produkte enthalten keine Latexbestandteile und gelten als hypoallergen. Sie können jedoch bei empfindlicher Haut Irritationen verursachen. Bei längerem Tragen kann die Belüftung der Haut eingeschränkt werden, was zu Hautreizungen führen kann.
Standards	
VO (EU) 2023/988	Verordnung (EU) Nr. 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit
VO (EG) 1935/2004	Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
VO (EU) 10/2011	Verordnung über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen





Produktdatenblatt

wiroBRACE



Anwendung

Gebrauchsanweisung	Vor dem Gebrauch Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie für Ihre Bedürfnisse und Anwendungsbereiche das passende Produkt ausgewählt haben. Bitte tragen Sie medizinische Schutzkleidung nicht, wenn sie Mängel aufweisen oder bereits benutzt wurden. Medizinische Schutzkleidung ist für einen kurzzeitigen Gebrauch vorgesehen. Im medizinischen Bereich ist die Nutzung auf einen Patienten/eine Patientin begrenzt. Handhabung Ziehen Sie die Einweg-Haube über den Kopf. Achten Sie dabei darauf, dass alle Haare von der Einweg-Haube abgedeckt werden. Auch längere Haare sollten komplett in der Einweg-Haube liegen.
Sicherheitshinweis	Gemäß unserer Risikoanalyse nach EN ISO 14971:2019 + A11:2021 sind für dieses Produkt keine zusätzlichen Sicherheitshinweise erforderlich.
Entsorgung	Unbenutzte und nicht kontaminierte Produkte können umweltgerecht verbrannt oder auf Deponien entsorgt werden. Kontaminierte Produkte müssen, gemäß der geltenden nationalen Gesetze und Vorschriften je Kontaminationsart, entsorgt werden.
Haltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum, sofern unbenutzt und bei korrekter Lagerung.
Lagerung	Vor Sonneneinstrahlung schützen. Trocken lagern. Unsachgemäße Lagerung kann zur Reduktion der Haltbarkeit führen.
Rückverfolgbarkeit	Chargenbezogene Rückverfolgbarkeit von der Bedarfsermittlung bis zum Lagerabgang. Produktdatenblatt Version 3 gültig ab Charge 2617 +



Verpackung

Recycling	Lizenziert gemäß VerpackG, Lizenznummer DE1618662887322. Bitte führen Sie die Verpackung dem Recycling zu.
-----------	--



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-baretthauben/wirobrace/
-----	---

Variante 1

Verkaufseinheit	2000 Stück/Karton				
Verpackungsebene 1	100 Stück/Polybeutel				
Mindestbestellmenge	1 Karton				
Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Größe	Größe (Ø)	Toleranz
	10000102	weiß	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000112	grün	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000122	blau	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000105	weiß	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000115	grün	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000125	blau	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000108	weiß	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000118	grün	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000128	blau	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





Produktdatenblatt

wiroBRACE



GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Verpackungsebene	Verpackungsebene	Karton
	10000102	4051642003719	4051642000015	-----	4051642500010
	10000112	4051642003870	4051642000053	-----	4051642500058
	10000122	4051642003887	4051642000084	-----	4051642500089
	10000105	4051642003900	4051642000039	-----	4051642500034
	10000115	4051642003917	4051642000060	-----	4051642500065
	10000125	4051642003924	4051642000091	-----	4051642500096
	10000108	4051642003948	4051642000046	-----	4051642500041
	10000118	4051642003955	4051642000077	-----	4051642500072
	10000128	4051642006536	4051642000107	-----	4051642500102

Variante 2

Verkaufseinheit	1000 Stück/Karton				
Verpackungsebene 1	100 Stück/Polybeutel				
Mindestbestellmenge	1 Karton				
Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Größe	Größe (Ø)	Toleranz
	10000103	weiß	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10000123	blau	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Verpackungsebene	Verpackungsebene	Karton
	10000103	4051642003726	4051642000022	-----	4051642500027
	10000123	4051642003894	4051642000855	-----	4051642500850

Variante 3

Verkaufseinheit	1000 Stück/Karton				
Verpackungsebene 1	100 Stück/Spender				
Mindestbestellmenge	1 Karton				
Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Größe	Größe (Ø)	Toleranz
	10000202	weiß	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000212	grün	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Verpackungsebene	Verpackungsebene	Karton
	10000202	4051642003962	4051642000114	-----	4051642500119
	10000212	4051642003979	4051642000138	-----	4051642500133

Variante 4

Verkaufseinheit	1000 Stück/Karton				
Verpackungsebene 1	100 Stück/Spender				
Mindestbestellmenge	1 Karton				





Produktdatenblatt

wiroBRACE



Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Größe	Größe (Ø)	Toleranz	
	10000205	weiß	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000215	grün	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000225	blau	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Verpackungsebene	Verpackungsebene	Karton	
	10000205	4051642003986	4051642000121	-----	4051642500126	
	10000215	4051642003993	4051642000145	-----	4051642500140	
	10000225	4051642004006	4051642000169	-----	4051642500164	

Die Zahlenangaben zu Maßen, Gewichten, Stärken und Toleranzen sind als Sollwerte zu verstehen und können abweichen.
Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Angaben, die älter als 2 Jahre sind, bitte erneut bestätigen lassen.
Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.
Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter sind Eigentum der WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Die WIROS Wilfried Rosbach GmbH ist Inhaberin aller Urheber-/Nutzungs- und Verwertungsrechte der Produktdatenblätter. Es ist nicht gestattet die Produktdatenblätter zu ändern oder die Piktogramme zu nutzen. Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter dürfen nur im Zusammenhang mit Original-WIROS-Produkten zu Grunde gelegt werden.





PP BOUFFANT CAPS



EFFICIENT





Product data sheet

wiroBRACE



Manufacturer	
Company + Address	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germany
Trademark	care & serve®
Product description	
Category	EFFICIENT
Product description	care & serve® EFFICIENT wirosBRACE PP bouffant caps
Material	
Material	Non-woven polypropylene
Material weight	≈ 10 g/m² (± 2 g/m²)
Application	
Intended use	Cap to completely cover the hair as a barrier.
Contact with food produce	Short-term indirect contact with foodstuffs is permitted.
Notes on use	Disposable product Not sterile
Limitation	Not suitable for packing or storing food.
Application areas	Hospital Old people's home inc. specialist circles Medical practices Industry Pharmaceutical industry Laboratory Food processing Service Food & drink Hospitality Cleaning Hygiene Cosmetics Wellness Beauty industry
Supplementary material info	Latex-free
Health advice	If skin irritation or allergic reactions occur, discontinue use immediately and seek medical advice. As far as is known according to the current state of the art, the products do not contain any toxic, carcinogenic or mutagenic substances when used in accordance with their intended use. These products do not contain latex components and are considered hypoallergenic. However, they can cause irritation in sensitive skin. Long-term wear may restrict skin ventilation, which can cause skin irritation.
Standards	
VO (EU) 2023/988	Regulation (EU) No 2023/988 on general product safety
VO (EG) 1935/2004	Regulation regarding plastic materials and articles intended to come into contact with food.
VO (EU) 10/2011	Regulation on plastic materials and articles intended to come into contact with food





Product data sheet

wiroBRACE



Use	
Instructions for use	Before use Please make sure that you have selected the right product for your needs and areas of use. Please do NOT wear medical protective clothing if it is faulty or has already been used. Medical protective clothing is designed for short-term use. In the medical sector, use is limited to one patient. Use Pull the cap over the head. Ensure that all hair is covered by the cap. Longer hair should also fit entirely inside the cap.
Safety notice	According to our risk analysis under EN ISO 14971:2019 + A11:2021, no additional safety instructions are required for this product.
Disposal	Unused and uncontaminated products can be incinerated in an environmentally friendly manner or disposed of at a waste disposal site. Contaminated products must be disposed of in accordance with the national laws and regulations valid for the respective type of contamination.
Shelf life	5 years from the production date, if unused and stored correctly.
Storage	Keep out of direct sunlight. Store in a dry place. Incorrect storage can lead to a reduction in the shelf life. 
Traceability	Batch-related traceability from the determination of requirements to issuing. Product data sheet Version 3 Valid from Batch 2617 +

Packaging	
Recycling	Licensed in accordance with VerpackG (German Packaging Act), Licence number DE1618662887322. Please recycle the packaging.  \$VerpackG

www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-baretthauben/wirobeace/

Variant 1																																																			
Sales unit	2000 Unit/Cardboard box																																																		
Packaging level 1	100 Unit/Polybag																																																		
Minimum order quantity	1 Cardboard box																																																		
Item numbers	<table><tr><th>Item number</th><th>Colour</th><th>Size</th><th>Size (Ø)</th><th>Tolerance</th></tr><tr><td>10000102</td><td>white</td><td>M</td><td>Ø ≈ 48 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10000112</td><td>green</td><td>M</td><td>Ø ≈ 48 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10000122</td><td>blue</td><td>M</td><td>Ø ≈ 48 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10000105</td><td>white</td><td>L</td><td>Ø ≈ 53 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10000115</td><td>green</td><td>L</td><td>Ø ≈ 53 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10000125</td><td>blue</td><td>L</td><td>Ø ≈ 53 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10000108</td><td>white</td><td>XL</td><td>Ø ≈ 58 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10000118</td><td>green</td><td>XL</td><td>Ø ≈ 58 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10000128</td><td>blue</td><td>XL</td><td>Ø ≈ 58 cm</td><td>± 2 cm</td></tr></table>	Item number	Colour	Size	Size (Ø)	Tolerance	10000102	white	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm	10000112	green	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm	10000122	blue	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm	10000105	white	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	10000115	green	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	10000125	blue	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	10000108	white	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm	10000118	green	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm	10000128	blue	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	Item number	Colour	Size	Size (Ø)	Tolerance																																														
	10000102	white	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm																																														
	10000112	green	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm																																														
	10000122	blue	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm																																														
	10000105	white	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm																																														
	10000115	green	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm																																														
	10000125	blue	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm																																														
	10000108	white	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm																																														
	10000118	green	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm																																														
10000128	blue	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm																																															





Product data sheet

wiroBRACE



GTINs	Item number	Unit of Use	Packaging level	Packaging level	Cardboard box
	10000102	4051642003719	4051642000015	-----	4051642500010
	10000112	4051642003870	4051642000053	-----	4051642500058
	10000122	4051642003887	4051642000084	-----	4051642500089
	10000105	4051642003900	4051642000039	-----	4051642500034
	10000115	4051642003917	4051642000060	-----	4051642500065
	10000125	4051642003924	4051642000091	-----	4051642500096
	10000108	4051642003948	4051642000046	-----	4051642500041
	10000118	4051642003955	4051642000077	-----	4051642500072
	10000128	4051642006536	4051642000107	-----	4051642500102

Variant 2

Sales unit	1000 Unit/Cardboard box				
Packaging level 1	100 Unit/Polybag				
Minimum order quantity	1 Cardboard box				
Item numbers	Item number	Colour	Size	Size (Ø)	Tolerance
	10000103	white	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10000123	blue	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
GTINs	Item number	Unit of Use	Packaging level	Packaging level	Cardboard box
	10000103	4051642003726	4051642000022	-----	4051642500027
	10000123	4051642003894	4051642000855	-----	4051642500850

Variant 3

Sales unit	1000 Unit/Cardboard box				
Packaging level 1	100 Unit/Dispenser box				
Minimum order quantity	1 Cardboard box				
Item numbers	Item number	Colour	Size	Size (Ø)	Tolerance
	10000202	white	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000212	green	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
GTINs	Item number	Unit of Use	Packaging level	Packaging level	Cardboard box
	10000202	4051642003962	4051642000114	-----	4051642500119
	10000212	4051642003979	4051642000138	-----	4051642500133

Variant 4

Sales unit	1000 Unit/Cardboard box				
Packaging level 1	100 Unit/Dispenser box				
Minimum order quantity	1 Cardboard box				





Product data sheet

wiroBRACE



Item numbers	Item number	Colour	Size	Size (Ø)	Tolerance	
	10000205	white	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000215	green	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000225	blue	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
GTINs	Item number	Unit of Use	Packaging level	Packaging level	Cardboard box	
	10000205	4051642003986	4051642000121	-----	4051642500126	
	10000215	4051642003993	4051642000145	-----	4051642500140	
	10000225	4051642004006	4051642000169	-----	4051642500164	

The numerical data for the measurements, weights, thicknesses and tolerances are target values, and there may be some deviation.

The information represents the current state of our knowledge. It offers no guarantee of the product characteristics and does not form the basis of a contractual legal understanding. Please reconfirm any information that is older than 2 years.

Typographical and other errors excepted.

The product data sheets provided are the property of WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is the owner of all copyrights and rights of use and exploitation for the product data sheets. It is not permitted to change the product data sheets or to use the pictograms. The product data sheets provided may only be used in conjunction with original WIROS products.





PP HAARNET BARETMODEL



EFFICIENT





Productgegevensformulier

wiroBRACE



Fabrikant	
Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmerk	care & serve®
Productbeschrijving	
Categorie	EFFICIENT
Productomschrijving	care & serve® EFFICIENT wirosBRACE PP haarnet baretmodel
Materiaal	
Materiaal	Polypropyleen-spinvlies
Materiaalgewicht	≈ 10 g/m² (± 2 g/m²)
Gebruik	
Toepassing	Haarnet om het haar volledig af te dekken als barrière.
Voedselcontact	Kort indirect contact met voedingsmiddelen is toegestaan.
Gebruiksaanwijzingen	Wegwerpproduct niet steriel
Voorbehoud/beperking	Niet geschikt voor het verpakken en opslaan van levensmiddelen.
Toepassingsgebieden	ziekenhuis verzorgingshuis o.a. specialisten Medische praktijken Industrie farmaceutische industrie Laboratorium Voedingsmiddelverwerking service gastronomie horeca Schoonmaken hygiëne cosmetica wellness schoonheidsindustrie
Extra materiaal informatie	latexvrij
Gezondheidsinformatie	Bij huidirritatie of allergische reacties het gebruik onmiddellijk staken en een arts raadplegen. Voor zover bekend volgens de huidige stand van de techniek, bevatten de producten geen giftige, kankerverwekkende of mutagene stoffen als ze worden gebruikt overeenkomstig hun beoogde doel. Deze producten bevatten geen latex bestanddelen en worden beschouwd als hypoallergeen. Ze kunnen echter irritatie veroorzaken op een gevoelige huid. Langdurig dragen kan de ventilatie van de huid beperken, wat kan leiden tot huidirritatie.
Standards	
VO (EU) 2023/988	Verordening (EU) Nr. 2023/988 inzake algemene productveiligheid
VO (EG) 1935/2004	Verordening voor materialen en kunststof voorwerpen die bestemd zijn voor contact met levensmiddelen.
VO (EU) 10/2011	Verordening over materialen en voorwerpen van kunststof die bedoeld zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen





Productgegevensformulier

wiroBRACE



Gebruik

Gebruiksaanwijzing	Vóór gebruik Zorg ervoor dat u het juiste product heeft gekozen, passend bij uw wensen en het beoogde gebruik. Draag medische beschermende kleding NIET als deze kapot is of al eerder is gebruikt. Medische beschermende kleding is bedoeld voor een kortstondig gebruik. Voor medisch gebruik is het gebruik beperkt tot 1 patiënt. Gebruik Het haarnet over het hoofd trekken. Zorg ervoor dat alle haren bedekt zijn door het haarnet. Ook lang haar moet volledig bedekt zijn door het haarnet.
Veiligheidsvoorschriften	Volgens onze risicoanalyse in overeenstemming met EN ISO 14971:2019 + A11:2021 zijn er geen aanvullende veiligheidsvoorschriften vereist voor dit product.
Verwijdering	Ongebruikte en niet besmette producten kunnen milieuvriendelijk worden verbrand of op vuilstortplaatsen worden verwerkt. Besmette producten moeten volgens de geldende nationale wetten en voorschriften, naargelang de besmettingsaard, worden vernietigd.
Houdbaarheid	5 jaren na productiedatum, voor zover ongebruikt en bij correcte opslag.
Opslag	Beschermen tegen direct zonlicht Droog bewaren Onjuiste opslag kan leiden tot een kortere houdbaarheid. 
Traceerbaarheid	Traceerbaarheid van de charges, vanaf het onderzoek naar de behoeften tot aan de levering Productgegevensformulier Versie 3 geldig vanaf charge 2617 +

Verpakking

Recycling	Licentie verleend volgens VerpackG, licentienummer DE1618662887322. Recycle de verpakking. 
-----------	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-baretthauben/wirobrace/
-----	---

Variant 1

Verkoopeenheid	2000 Stuks/Doos				
Verpakkingslaag 1	100 Stuks/Polyethyleen zak				
Minimum bestelhoeveelheid	1 Doos				
Artikelnummers	Artikelnummer	Kleur	Maat	Afmeting (Ø)	Tolerantie
	10000102	wit	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000112	groen	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000122	blauw	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000105	wit	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000115	groen	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000125	blauw	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000108	wit	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000118	groen	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000128	blauw	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Verpakkingsniveau	Verpakkingsniveau	Doos
	10000102	4051642003719	4051642000015	-----	4051642500010
	10000112	4051642003870	4051642000053	-----	4051642500058
	10000122	4051642003887	4051642000084	-----	4051642500089
	10000105	4051642003900	4051642000039	-----	4051642500034
	10000115	4051642003917	4051642000060	-----	4051642500065
	10000125	4051642003924	4051642000091	-----	4051642500096
	10000108	4051642003948	4051642000046	-----	4051642500041
	10000118	4051642003955	4051642000077	-----	4051642500072
	10000128	4051642006536	4051642000107	-----	4051642500102

Variant 2

Verkoopenheid	1000 Stuks/Doos				
Verpakkingslaag 1	100 Stuks/Polyethyleen zak				
Minimum bestelhoeveelheid	1 Doos				
Artikelnummers	Artikelnummer	Kleur	Maat	Afmeting (Ø)	Tolerantie
	10000103	wit	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10000123	blauw	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Verpakkingsniveau	Verpakkingsniveau	Doos
	10000103	4051642003726	4051642000022	-----	4051642500027
	10000123	4051642003894	4051642000855	-----	4051642500850

Variant 3

Verkoopenheid	1000 Stuks/Doos				
Verpakkingslaag 1	100 Stuks/dispenserdoos				
Minimum bestelhoeveelheid	1 Doos				
Artikelnummers	Artikelnummer	Kleur	Maat	Afmeting (Ø)	Tolerantie
	10000202	wit	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000212	groen	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Verpakkingsniveau	Verpakkingsniveau	Doos
	10000202	4051642003962	4051642000114	-----	4051642500119
	10000212	4051642003979	4051642000138	-----	4051642500133

Variant 4

Verkoopenheid	1000 Stuks/Doos				
Verpakkingslaag 1	100 Stuks/dispenserdoos				
Minimum bestelhoeveelheid	1 Doos				





Productgegevensformulier

wiroBRACE



Artikelnummers	Artikelnummer	Kleur	Maat	Afmeting (Ø)	Tolerantie	
	10000205	wit	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000215	groen	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000225	blauw	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Verpakkingsniveau	Verpakkingsniveau	Doos	
	10000205	4051642003986	4051642000121	-----	4051642500126	
	10000215	4051642003993	4051642000145	-----	4051642500140	
	10000225	4051642004006	4051642000169	-----	4051642500164	

De cijfers aangaande maten, gewichten, sterkte en toleranties dienen als normen te worden begrepen en kunnen afwijken.
Deze gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Ze zijn geen gegarandeerde toezegging van producteigenschappen en zijn niet gebaseerd op een wettelijke overeenkomst. Informatie die ouder is dan 2 jaar dient opnieuw bevestigd te worden.
Invoerfouten en vergissingen voorbehouden.
De ter beschikking gestelde productinformatiebladen zijn eigendom van WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is houder van alle auteurs-/gebruiks- en exploitatierechten van de productinformatiebladen. Het is niet toegestaan de productinformatiebladen te wijzigen of de pictogrammen te gebruiken. De ter beschikking gestelde productinformatiebladen mogen alleen gebruikt worden in combinatie met originele WIROS-producten.





Fiche produit

wiroBRACE



CHARLOTTE BOUFFANTE PP



EFFICIENT






Fiche produit

wiroBRACE



Fabricant	
Société + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Allemagne
Marque commerciale	care & serve®
Description du produit	
Catégorie	EFFICIENT
Désignation du produit	care & serve® EFFICIENT wirosBRACE Charlottes bouffante PP
Matériau	
Matériau	Non tissé en polypropylène
Poids des matériaux	≈ 10 g/m² (± 2 g/m²)
Utilisation	
Usage prévu	Charlotte pour couvrir complètement les cheveux en guise de barrière.
Contact avec les aliments	Un contact indirect de courte durée avec les aliments est autorisé.
Remarque d'utilisation	Produit à usage unique Non stérile
limitation	Déconseillé pour l'emballage et le stockage d'aliments
Domaines d'utilisation	Hôpital maison de retraite autres groupes spécialisés Cabinets médicaux Industrie Industrie pharmaceutique Laboratoires Traitement des aliments Service Restauration HoReCa Nettoyage Hygiène Cosmétologie Bien être Industrie de la beauté
Infos supplémentaires sur les matériaux	sans latex
Conseils en matière de san	En cas d'irritation cutanée ou de réaction allergique, cesser immédiatement l'utilisation et demander conseil à un médecin. Dans la mesure où l'état actuel de la technique le permet, les produits ne contiennent aucune substance toxique, cancérigène ou mutagène lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur usage prévu. Ces produits ne contiennent pas de composants en latex et sont considérés comme hypoallergéniques. Ils peuvent toutefois provoquer des irritations sur les peaux sensibles. Un port prolongé peut limiter l'aération de la peau, ce qui peut entraîner des irritations cutanées.
standards	
VO (EU) 2023/988	Règlement (UE) n° 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits
VO (EG) 1935/2004	Ordonnance relative aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des produits alimentaires.
VO (EU) 10/2011	Ordonnance sur les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires





Fiche produit

wiroBRACE



Utilisation

Mode d'emploi	Avant utilisation Veuillez vous assurer d'avoir choisi le produit adapté à vos besoins et domaines d'utilisation. Veuillez ne PAS porter de vêtements de protection à usage médical s'ils présentent des défauts ou ont déjà été utilisés. Les vêtements de protection médicaux sont destinés à un usage de courte durée. Dans le domaine médical, l'utilisation est réservée au traitement d'une seule personne.
	Maniement Mettre la charlotte sur la tête. Il convient de s'assurer que la chevelure est entièrement recouverte par la charlotte. Même les cheveux longs doivent être entièrement recouverts par la charlotte
Consigne de sécurité	Selon notre analyse des risques selon EN ISO 14971:2019 + A11:2021, aucune consigne de sécurité supplémentaire n'est requise pour ce produit.
Élimination	Les produits non utilisés et non contaminés peuvent être incinérés dans le respect de l'environnement ou mis en décharge. Les produits contaminés doivent être éliminés conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur pour chaque type de contamination.
Durabilité	5 années à compter de la date de production, si non utilisé et stocké correctement.
Stockage	Protéger du rayonnement solaire.
	Stocker à sec. Un stockage inapproprié peut réduire la durabilité.
Traçabilité	Traçabilité relative aux lots, de l'évaluation des besoins à la sortie du stock. Fiche produit Version 3 valable à partir du lot 2617 +



Emballage

Recyclage	Licencié selon VerpackG, numéro de licence DE1618662887322. Veuillez procéder au recyclage de l'emballage.
-----------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-baretthauben/wirobrace/
-----	---

Variante 1

Unité de vente	2000 pièce/Carton				
Niveau d'emballage 1	100 pièce/Sachet poly				
Quantité minimale commandée	1 Carton				
Numéros d'articles	Numéro d'article	Couleur	Taille	Taille (Ø)	Tolérance
	10000102	blanc	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000112	vert	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000122	bleu	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000105	blanc	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000115	vert	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000125	bleu	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000108	blanc	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000118	vert	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000128	bleu	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm



Fiche produit

wiroBRACE



GTINs	Numéro d'article	Unit of Use	Niveau d'emballage	Niveau d'emballage	Carton
	10000102	4051642003719	4051642000015	-----	4051642500010
	10000112	4051642003870	4051642000053	-----	4051642500058
	10000122	4051642003887	4051642000084	-----	4051642500089
	10000105	4051642003900	4051642000039	-----	4051642500034
	10000115	4051642003917	4051642000060	-----	4051642500065
	10000125	4051642003924	4051642000091	-----	4051642500096
	10000108	4051642003948	4051642000046	-----	4051642500041
	10000118	4051642003955	4051642000077	-----	4051642500072
	10000128	4051642006536	4051642000107	-----	4051642500102

Variante 2

Unité de vente	1000 pièce/Carton				
Niveau d'emballage 1	100 pièce/Sachet poly				
Quantité minimale commandée	1 Carton				
Numéros d'articles	Numéro d'article	Couleur	Taille	Taille (Ø)	Tolérance
	10000103	blanc	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10000123	bleu	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
GTINs	Numéro d'article	Unit of Use	Niveau d'emballage	Niveau d'emballage	Carton
	10000103	4051642003726	4051642000022	-----	4051642500027
	10000123	4051642003894	4051642000855	-----	4051642500850

Variante 3

Unité de vente	1000 pièce/Carton				
Niveau d'emballage 1	100 pièce/Distributeur				
Quantité minimale commandée	1 Carton				
Numéros d'articles	Numéro d'article	Couleur	Taille	Taille (Ø)	Tolérance
	10000202	blanc	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000212	vert	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
GTINs	Numéro d'article	Unit of Use	Niveau d'emballage	Niveau d'emballage	Carton
	10000202	4051642003962	4051642000114	-----	4051642500119
	10000212	4051642003979	4051642000138	-----	4051642500133

Variante 4

Unité de vente	1000 pièce/Carton				
Niveau d'emballage 1	100 pièce/Distributeur				
Quantité minimale commandée	1 Carton				





Fiche produit

wiroBRACE



Numéros d'articles	Numéro d'article	Couleur	Taille	Taille (Ø)	Tolérance	
	10000205	blanc	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000215	vert	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000225	bleu	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
GTINs	Numéro d'article	Unit of Use	Niveau d'emballage	Niveau d'emballage	Carton	
	10000205	4051642003986	4051642000121	-----	4051642500126	
	10000215	4051642003993	4051642000145	-----	4051642500140	
	10000225	4051642004006	4051642000169	-----	4051642500164	

Les valeurs de dimensions, poids, épaisseurs et tolérances doivent être considérées comme des valeurs nominales et peuvent différer.

Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne garantissent pas les propriétés des produits et ne constituent pas une interprétation contractuelle de la loi. Veuillez faire confirmer les données de plus de 2 ans.

Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

Les fiches de données de produits mises à disposition appartiennent à l'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH. L'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH détient tous les droits d'auteur, d'utilisation et de reproduction des fiches de données produits. Il est interdit de modifier les fiches de données produits ou d'utiliser les pictogrammes. Il ne faut pas faire référence aux fiches de données de produits mises à disposition sans les produits WIROS d'origine.





GORROS DESECHABLES DE PP



EFFICIENT





Hoja de datos del producto

wiroBRACE



Fabricante	
Empresa + Dirección	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemania
Marca registrada	care & serve®
Descripción del producto	
Categoría	EFFICIENT
Denominación del producto	care & serve® EFFICIENT wirosBRACE Gorros desechables de PP
Material	
Material	Tela no tejida de polipropileno
Peso del material	≈ 10 g/m² (± 2 g/m²)
Uso	
Finalidad	Gorro para cubrir completamente el cabello formando una barrera.
Contacto con alimentos	Se admite un contacto indirecto a corto plazo con alimentos.
Información de uso	Producto desechable sin esterilizar 
Limitación	No es apto para empaquetar y almacenar alimentos.
Campos de aplicación	Hospital Residencia de ancianos Otros grupos especialistas Consultas médicas Industria Industria farmacéutica Laboratorio Procesamiento de alimentos Servicio Gastronomía HoReCa Limpieza Higiene Cosméticos Bienestar Sector de la belleza 
Información adicional sobre el material	sin látex 
Mensaje de carácter sanitario	En caso de irritación cutánea o reacciones alérgicas, interrumpir inmediatamente el uso y consultar a un médico. Por lo que se sabe según el estado actual de la técnica, los productos no contienen sustancias tóxicas, cancerígenas o mutágenas si se utilizan de acuerdo con su finalidad prevista. Estos productos no contienen componentes de látex y se consideran hipoalergénicos. No obstante, pueden causar irritaciones en pieles sensibles. El uso prolongado puede restringir la ventilación de la piel, lo que puede provocar irritaciones cutáneas.
Normas	
VO (EU) 2023/988	Reglamento (UE) n.º 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos
VO (EG) 1935/2004	Reglamento relativo a materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con los alimentos. 
VO (EU) 10/2011	Reglamento sobre materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con alimentos





Hoja de datos del producto

wiroBRACE



Uso	
Instrucciones de uso	Antes de utilizar Asegúrese de que ha escogido el producto adecuado para sus necesidades y aplicaciones. NO use la ropa de protección quirúrgica si presenta algún defecto o si ya se ha utilizado. La ropa de protección quirúrgica está diseñada para ser utilizada durante un corto espacio de tiempo. En el sector sanitario, su uso está limitado a una sola persona en tratamiento. Manipulación Poner el gorro en la cabeza. Al hacerlo, procurar que el gorro cubra todo el cabello. También el cabello largo debería quedar completamente dentro del gorro.
Indicación de seguridad	Según nuestro análisis de riesgos conforme a la norma EN ISO 14971:2019 + A11:2021, no se requieren instrucciones de seguridad adicionales para este producto.
Eliminación	Los productos no utilizados y no contaminados pueden incinerarse de forma respetuosa con el medio ambiente o eliminarse en vertederos. Los productos contaminados deben eliminarse de acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales aplicables a cada tipo de contaminación.
Durabilidad	5 años a partir de la fecha de producción, si no se utiliza y además se almacena correctamente.
Almacenamiento	Proteger de la radiación solar. Almacenar siempre secos. La vida útil podría reducirse en caso de un almacenamiento inadecuado. 
Trazabilidad	Trazabilidad de lotes desde que se evalúan las necesidades hasta la salida de la mercancía. Hoja de datos del producto Versión 3 válido a partir de lote 2617 +

Embalaje	
Reciclaje	Licencia según VerpackG, número de licencia DE1618662887322. Rogamos que recicle el embalaje. 

www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-baretthauben/wirobrace/

Variante 1

Unidad de venta	2000 Unidad/Cartón				
Nivel de embalaje 1	100 Unidad/Bolsa de polietileno				
Cantidad mínima de pedido	1 Cartón				
Números de artículo	Número de artículo	Color	Tamaño	Tamaño (Ø)	Tolerancia
	10000102	blanco	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000112	verde	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000122	azul	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000105	blanco	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000115	verde	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000125	azul	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000108	blanco	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000118	verde	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000128	azul	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





Hoja de datos del producto

wiroBRACE



GTINs	Número de artículo	Unit of Use	Nivel de embalaje	Nivel de embalaje	Cartón
	10000102	4051642003719	4051642000015	-----	4051642500010
	10000112	4051642003870	4051642000053	-----	4051642500058
	10000122	4051642003887	4051642000084	-----	4051642500089
	10000105	4051642003900	4051642000039	-----	4051642500034
	10000115	4051642003917	4051642000060	-----	4051642500065
	10000125	4051642003924	4051642000091	-----	4051642500096
	10000108	4051642003948	4051642000046	-----	4051642500041
	10000118	4051642003955	4051642000077	-----	4051642500072
	10000128	4051642006536	4051642000107	-----	4051642500102

Variante 2

Unidad de venta	1000 Unidad/Cartón				
Nivel de embalaje 1	100 Unidad/Bolsa de polietileno				
Cantidad mínima de pedido	1 Cartón				
Números de artículo	Número de artículo	Color	Tamaño	Tamaño (Ø)	Tolerancia
	10000103	blanco	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10000123	azul	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
GTINs	Número de artículo	Unit of Use	Nivel de embalaje	Nivel de embalaje	Cartón
	10000103	4051642003726	4051642000022	-----	4051642500027
	10000123	4051642003894	4051642000855	-----	4051642500850

Variante 3

Unidad de venta	1000 Unidad/Cartón				
Nivel de embalaje 1	100 Unidad/Caja expendedora				
Cantidad mínima de pedido	1 Cartón				
Números de artículo	Número de artículo	Color	Tamaño	Tamaño (Ø)	Tolerancia
	10000202	blanco	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000212	verde	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
GTINs	Número de artículo	Unit of Use	Nivel de embalaje	Nivel de embalaje	Cartón
	10000202	4051642003962	4051642000114	-----	4051642500119
	10000212	4051642003979	4051642000138	-----	4051642500133

Variante 4

Unidad de venta	1000 Unidad/Cartón				
Nivel de embalaje 1	100 Unidad/Caja expendedora				
Cantidad mínima de pedido	1 Cartón				





Hoja de datos del producto

wiroBRACE



Números de artículo	Número de artículo	Color	Tamaño	Tamaño (Ø)	Tolerancia	
	10000205	blanco	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000215	verde	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000225	azul	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
GTINs	Número de artículo	Unit of Use	Nivel de embalaje	Nivel de embalaje	Cartón	
	10000205	4051642003986	4051642000121	-----	4051642500126	
	10000215	4051642003993	4051642000145	-----	4051642500140	
	10000225	4051642004006	4051642000169	-----	4051642500164	

Las cifras de dimensiones, pesos, espesores y tolerancias deben entenderse como valores nominales y pueden variar.
La información se basa en nuestros conocimientos actuales. No constituye una garantía de las propiedades del producto y no implica ningún tipo de relación contractual. Vuelva a confirmar los datos que tengan más de 2 años de antigüedad.
Reservado el derecho a errores y omisiones.
Las fichas técnicas de los productos facilitadas son propiedad de WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH es propietaria de todos los derechos de autor, de uso y explotación de las fichas técnicas de los productos. No está permitido modificar las fichas técnicas de los productos ni utilizar los pictogramas. Las fichas técnicas de los productos que se facilitan solo pueden utilizarse junto con los productos originales de WIROS.



Scheda prodotto

wiroBRACE



CUFFIE IN PP



EFFICIENT





Scheda prodotto

wiroBRACE



Produttore	
Azienda + Indirizzo	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
Marchio commerciale	care & serve®
Descrizione del prodotto	
Categoria	EFFICIENT
Descrizione del prodotto	care & serve® EFFICIENT wirosBRACE Cuffie in PP
Materiale	
Materiale	Spunbond in polipropilene
Peso del materiale	≈ 10 g/m² (± 2 g/m²)
Utilizzo	
Scopo dell'utilizzo	Cuffia come barriera per coprire completamente i capelli.
Contatto con gli alimentari	È consentito un contatto indiretto di breve durata con gli alimenti.
Istruzioni per l'uso	Prodotto monouso non sterile
Limitazione	Non adatto all'imballaggio e alla conservazione di alimenti.
Campi di applicazione	Ospedale Casa di riposo Altri gruppi specializzati Studi medici Industria Industria farmaceutica Laboratorio Trattamento di prodotti alimentari Assistenza Gastronomia HoReCa Pulizia Igiene Cosmetici Wellness Industria della bellezza
Informazioni supplementari sul	privo di lattice
Indicazioni sulla salute	In caso di irritazioni cutanee o reazioni allergiche interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico. Per quanto è noto in base allo stato attuale della tecnica, i prodotti non contengono sostanze tossiche, cancerogene o mutagene se utilizzati in conformità alla loro destinazione d'uso. Questi prodotti non contengono componenti in lattice e sono da considerarsi ipoallergenici. Possono tuttavia causare irritazioni in caso di pelle sensibile. L'uso prolungato può limitare la ventilazione della pelle, con conseguenti irritazioni cutanee.
Standard	
VO (EU) 2023/988	Regolamento (UE) n. 2023/988 sulla sicurezza generale del prodotto
VO (EG) 1935/2004	Regolamento sui materiali e sugli oggetti di plastica destinati al contatto con alimenti.
VO (EU) 10/2011	Regolamento relativo alle materie e agli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari





Scheda prodotto

wiroBRACE



Utilizzo

Istruzioni per l'uso	Prima dell'uso Assicurarsi di aver selezionato il prodotto adeguato alle proprie esigenze e per gli ambiti di applicazione. NON indossare indumenti di protezione medica se presentano difetti o sono già stati usati. Gli indumenti di protezione medica sono previsti per un utilizzo breve. In campo medico, l'uso è limitato ad una persona da trattare. Utilizzo Indossare la cuffia in testa. Fare in modo che tutti i capelli siano coperti dalla cuffia. Anche i capelli lunghi devono stare tutti sotto la cuffia.
Avvertenza di sicurezza	Secondo la nostra analisi dei rischi in conformità alla norma EN ISO 14971:2019 + A11:2021 per questo prodotto non sono necessarie ulteriori istruzioni di sicurezza.
Smaltimento	I prodotti non utilizzati e non contaminati possono essere inceneriti in modo ecologico o smaltiti nelle discariche. I prodotti contaminati devono essere smaltiti in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore per tipo di contaminazione.
Durata	5 anni dalla data di produzione, se non utilizzati e correttamente conservati.
Conservazione	Proteggere dalla luce del sole. Conservare all'asciutto. La conservazione impropria può provocare una riduzione della durata.
Tracciabilità	Tracciabilità del lotto dalla determinazione dei requisiti all'uscita dal magazzino. Scheda prodotto Versione 3 valido da lotto 2617 +



Confezionamento

Riciclaggio	Licenza in conformità a VerpackG, numero di licenza DE1618662887322. Portare l'imballaggio al riciclaggio.
-------------	--



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-baretthauben/wirobrace/
-----	---

Variante 1

Unità di vendita	2000 Pezzo/Cartone				
Livello di imballaggio 1	100 Pezzo/Sacchetto di plastica				
Unità minima di ordine	1 Cartone				
Numeri articolo	Numero di articolo	Colore	Taglia	Dimensioni (Ø)	Tolleranza
	10000102	bianco	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000112	verde	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000122	blu	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000105	bianco	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000115	verde	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000125	blu	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000108	bianco	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000118	verde	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000128	blu	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





Scheda prodotto

wiroBRACE



GTINs	Numero di articolo	Unit of Use	Livello di imballaggio	Livello di imballaggio	Cartone
	10000102	4051642003719	4051642000015	-----	4051642500010
	10000112	4051642003870	4051642000053	-----	4051642500058
	10000122	4051642003887	4051642000084	-----	4051642500089
	10000105	4051642003900	4051642000039	-----	4051642500034
	10000115	4051642003917	4051642000060	-----	4051642500065
	10000125	4051642003924	4051642000091	-----	4051642500096
	10000108	4051642003948	4051642000046	-----	4051642500041
	10000118	4051642003955	4051642000077	-----	4051642500072
	10000128	4051642006536	4051642000107	-----	4051642500102

Variante 2

Unità di vendita	1000 Pezzo/Cartone				
Livello di imballaggio 1	100 Pezzo/Sacchetto di plastica				
Unità minima di ordine	1 Cartone				
Numeri articolo	Numero di articolo	Colore	Taglia	Dimensioni (Ø)	Tolleranza
	10000103	bianco	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10000123	blu	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
GTINs	Numero di articolo	Unit of Use	Livello di imballaggio	Livello di imballaggio	Cartone
	10000103	4051642003726	4051642000022	-----	4051642500027
	10000123	4051642003894	4051642000855	-----	4051642500850

Variante 3

Unità di vendita	1000 Pezzo/Cartone				
Livello di imballaggio 1	100 Pezzo/Scatola dispender				
Unità minima di ordine	1 Cartone				
Numeri articolo	Numero di articolo	Colore	Taglia	Dimensioni (Ø)	Tolleranza
	10000202	bianco	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000212	verde	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
GTINs	Numero di articolo	Unit of Use	Livello di imballaggio	Livello di imballaggio	Cartone
	10000202	4051642003962	4051642000114	-----	4051642500119
	10000212	4051642003979	4051642000138	-----	4051642500133

Variante 4

Unità di vendita	1000 Pezzo/Cartone				
Livello di imballaggio 1	100 Pezzo/Scatola dispender				





Scheda prodotto

wiroBRACE



Unità minima di ordine	1 Cartone				
Numeri articolo	Numero di articolo	Colore	Taglia	Dimensioni (Ø)	Tolleranza
	10000205	bianco	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000215	verde	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000225	blu	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
GTINs	Numero di articolo	Unit of Use	Livello di imballaggio	Livello di imballaggio	Cartone
	10000205	4051642003986	4051642000121	-----	4051642500126
	10000215	4051642003993	4051642000145	-----	4051642500140
	10000225	4051642004006	4051642000169	-----	4051642500164

Le cifre relative a dimensioni, pesi, spessori e tolleranze vanno intese come valori nominali e possono differire.

Le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Non rappresentano una garanzia sulle caratteristiche del prodotto e non giustificano un aspetto legale contrattuale. Le indicazioni più vecchie di 2 anni devono essere riconfermate.

Con riserva di errori di immissione ed errori.

Le schede tecniche dei prodotti fornite sono di proprietà di WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH è proprietaria di tutti i diritti di creazione, utilizzo e sfruttamento delle schede tecniche dei prodotti. La modifica delle schede tecniche dei prodotti o l'uso dei pittogrammi non è consentito. Le schede tecniche dei prodotti fornite possono essere utilizzate solo per i prodotti WIROS originali.





Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroBRACE



ΣΚΟΪΦΟΙ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΡΈ ΡΡ



EFFICIENT





Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroBRACE



Κατασκευαστής	
Εταιρεία + Διεύθυνση	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Γερμανία
Εμπορικό σήμα	care & serve®
Περιγραφή προϊόντος	
Κατηγορία	EFFICIENT
Ονομασία προϊόντος	care & serve® EFFICIENT wiroBRACE Σκούφοι τύπου μπερέ PP
Υλικό	
Υλικό	Μη υφασμένο ύφασμα πολυπροπυλενίου τύπου Sprunbond
Βάρος υλικού	≈ 10 g/m² (± 2 g/m²)
Χρήση	
Ενδεδειγμένη χρήση	Καλύπτρα για πλήρη κάλυψη των μαλλιών ως περιορισμός.
Επαφή με τρόφιμα	Επιτρέπεται η σύντομη, έμμεση επαφή με τρόφιμα.
Υπόδειξη χρήσης	Προϊόν μίας χρήσης μη αποστειρωμένα
Περιορισμός	Δεν είναι κατάλληλο για συσκευασία και αποθήκευση τροφίμων.
Τομείς χρήσης	Νοσοκομείο Οίκος ευγηρίας κ.α. κύκλοι ειδικών Ιδιωτικά ιατρεία Βιομηχανία Φαρμακευτική βιομηχανία Εργαστήριο Επεξεργασία τροφίμων Υπηρεσίες Εστίαση HoReCa Καθαρισμός Υγιεινή Κοσμετολογία Ευεξία Βιομηχανία ομορφιάς
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το υλικό	δεν περιέχει λατέξ
Υπόδειξη σχετικά με την υγ	Σε περίπτωση δερματικών ερεθισμών ή αλλεργικών αντιδράσεων σταματήστε αμέσως τη χρήση να αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Στον βαθμό που είναι γνωστό σύμφωνα με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις, τα προϊόντα δεν περιέχουν τοξικές, καρκινογόνες, ή μεταλλαξιογόνες ουσίες, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ενδεδειγμένη χρήση τους. Αυτά τα προϊόντα δεν περιέχουν συστατικά από λατέξ και θεωρούνται υποαλλεργικά. Μπορεί, ωστόσο, να προκαλέσει ερεθισμό σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Σε παρατεταμένη χρήση μπορεί να περιορίσει τον αερισμό της επιδερμίδας και να προκαλέσει ερεθισμό.
Πρότυπα	
VO (EU) 2023/988	Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 2023/988 σχετικά με τη γενική ασφάλεια προϊόντων
VO (EG) 1935/2004	Κανονισμός σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα από πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.
VO (EU) 10/2011	Κανονισμός σχετικά με τα υλικά & αντικείμενα από πλαστικό που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.





Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroBRACE



Εφαρμογή	
Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης	Πριν τη χρήση Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει το κατάλληλο για τις ανάγκες σας και τους τομείς χρήσης προϊόν. Παρακαλούμε να ΜΗΝ φοράτε ιατρική προστατευτική ενδυμασία, εφόσον αυτή παρουσιάζει ελαττώματα ή έχει ήδη χρησιμοποιηθεί. Η ιατρική προστατευτική ενδυμασία προβλέπεται για βραχυχρόνια χρήση. Στον ιατρικό τομέα, η χρήση περιορίζεται σε ένα άτομο προς περίθαλψη. Χρήση Τραβήξτε την καλύπτρα επάνω από το κεφάλι. Εδώ πρέπει να προσέξετε ώστε όλα τα μαλλιά να είναι καλυμμένα από την καλύπτρα. Ακόμα και τα μακρύτερα μαλλιά πρέπει να βρίσκονται πλήρως μέσα στην καλύπτρα.
Υπόδειξη ασφαλείας	Σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνου που διενεργήσαμε κατά το πρότυπο EN ISO 14971:2019 + A11:2021 για το συγκεκριμένο προϊόν δεν απαιτούνται πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας.
Απόρριψη	Τα μη χρησιμοποιημένα ή μη επιμολυσμένα προϊόντα μπορούν να καίγονται με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο σε κλιβάνους ή να απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Τα επιμολυσμένα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας ανάλογα με το είδος της
Διάρκεια ζωής	5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και διασφαλίζεται η σωστή αποθήκευση.
Αποθήκευση	Να προστατεύονται από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος. Ο μη ορθός τρόπος αποθήκευσης μπορεί να έχει ως επακόλουθο τη μείωση της διάρκειας ζωής.
Ιχνηλασιμότητα	Ιχνηλασιμότητα παρτίδων από την καταγραφή των αναγκών έως την έξοδο από την αποθήκη. Δελτίο δεδομένων προϊόντος Έκδοση 3 Ισχύει από παρτίδα 2617 +



Συσκευασία	
Ανακύκλωση	Αδειοδότηση κατά τον γερμανικό νόμο περί συσκευασιών (VerpackG), αριθμός αδείας DE1618662887322. Παραδώστε τη συσκευασία προς ανακύκλωση.



www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-baretthauben/wirobrace/

Παραλλαγή 1

Μονάδα πώλησης	2000 Τεμάχιο/Κουτί				
Επίπεδο συσκευασίας 1	100 Τεμάχιο/Σακούλα				
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	1 Κουτί				
Κωδικοί είδους	Κωδ. είδους	Χρώμα	Μέγεθος	Μέγεθος (Ø)	Ανοχή
	10000102	λευκό	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000112	πράσινο	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000122	μπλε	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000105	λευκό	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000115	πράσινο	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000125	μπλε	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000108	λευκό	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000118	πράσινο	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000128	μπλε	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





GTINs	Κωδ. είδους	Unit of Use	Επίπεδο συσκευασίας	Επίπεδο συσκευασίας	Κουτί
	10000102	4051642003719	4051642000015	-----	4051642500010
	10000112	4051642003870	4051642000053	-----	4051642500058
	10000122	4051642003887	4051642000084	-----	4051642500089
	10000105	4051642003900	4051642000039	-----	4051642500034
	10000115	4051642003917	4051642000060	-----	4051642500065
	10000125	4051642003924	4051642000091	-----	4051642500096
	10000108	4051642003948	4051642000046	-----	4051642500041
	10000118	4051642003955	4051642000077	-----	4051642500072
	10000128	4051642006536	4051642000107	-----	4051642500102

Παραλλαγή 2

Μονάδα πώλησης	1000 Τεμάχιο/Κουτί				
Επίπεδο συσκευασίας 1	100 Τεμάχιο/Σακούλα				
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	1 Κουτί				
Κωδικοί είδους	Κωδ. είδους	Χρώμα	Μέγεθος	Μέγεθος (Ø)	Ανοχή
	10000103	λευκό	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10000123	μπλε	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
GTINs	Κωδ. είδους	Unit of Use	Επίπεδο συσκευασίας	Επίπεδο συσκευασίας	Κουτί
	10000103	4051642003726	4051642000022	-----	4051642500027
	10000123	4051642003894	4051642000855	-----	4051642500850

Παραλλαγή 3

Μονάδα πώλησης	1000 Τεμάχιο/Κουτί				
Επίπεδο συσκευασίας 1	100 Τεμάχιο/Κουτί διανομέα				
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	1 Κουτί				
Κωδικοί είδους	Κωδ. είδους	Χρώμα	Μέγεθος	Μέγεθος (Ø)	Ανοχή
	10000202	λευκό	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000212	πράσινο	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
GTINs	Κωδ. είδους	Unit of Use	Επίπεδο συσκευασίας	Επίπεδο συσκευασίας	Κουτί
	10000202	4051642003962	4051642000114	-----	4051642500119
	10000212	4051642003979	4051642000138	-----	4051642500133

Παραλλαγή 4

Μονάδα πώλησης	1000 Τεμάχιο/Κουτί				
Επίπεδο συσκευασίας 1	100 Τεμάχιο/Κουτί διανομέα				





Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroBRACE



Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	1 Κουτί				
Κωδικοί είδους	Κωδ. είδους	Χρώμα	Μέγεθος	Μέγεθος (Ø)	Ανοχή
	10000205	λευκό	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000215	πράσινο	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000225	μπλε	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
GTINs	Κωδ. είδους	Unit of Use	Επίπεδο συσκευασίας	Επίπεδο συσκευασίας	Κουτί
	10000205	4051642003986	4051642000121	-----	4051642500126
	10000215	4051642003993	4051642000145	-----	4051642500140
	10000225	4051642004006	4051642000169	-----	4051642500164

Οι αναφερόμενες τιμές που αφορούν σε διαστάσεις, βάρος, πάχος και ανοχές πρέπει να νοούνται ως ονομαστικές τιμές και ενδέχεται να παρουσιάζουν αποκλίσεις.
Τα αναφερόμενα στοιχεία βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας. Δεν εξασφαλίζουν εγγυημένα την ύπαρξη των ιδιοτήτων του προϊόντος και δεν θεμελιώνουν καμία συμβατική υποχρέωση κατά την έννοια του Δικαίου. Στοιχεία παλαιότερα των 2 ετών χρήζουν επιβεβαίωσης.
Με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών.
Τα διαθέσιμα φύλλα δεδομένων προϊόντων είναι ιδιοκτησία της WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Η εταιρεία WIROS Wilfried Rosbach GmbH είναι ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων δημιουργού/χρήσης και εκμετάλλευσης των φύλλων δεδομένων προϊόντων. Δεν

PP BAŞLIK



EFFICIENT



Ürün Bilgi Formu

wiroBRACE



Üretici

Şirket + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Almanya
Ticari marka	care & serve®

Ürün açıklaması

Kategori	EFFICIENT
Ürün tanımı	care & serve® EFFICIENT wirosBRACE PP başlık

Malzeme

Malzeme	Polipropilen Spunbond Nonwoven
Malzeme ağırlığı	≈ 10 g/m ² (± 2 g/m ²)

Kullanım

Kullanım amacı	Saçı bariyer olarak tamamen örten başlık.
Gıda teması	Gıdalarla kısa süreli dolaylı temasa izin verilir.
Kullanım ile ilgili Notlar	Tek kullanımlık ürün steril değil
Kısıtlama	Gıda maddelerinin paketlenmesi ve depolanması için uygun değildir.
Kullanım alanları	Hastane Yaşlı Bakım Evleri ve diğer Uzman Kurumlar Doktor muayenehaneleri Sanayi İlaç endüstrisi Laboratuvar Gıda işleme Hizmet Gastronomi HoReCa Temizlik Hijyen Kozmetik Sağlık Güzellik Endüstrisi
Ek malzeme bilgisi	lateks içermez
Sağlık ile ilgili uyarı	Cilt tahrişlerinde veya alerjik reaksiyonlarda kullanımı hemen bırakın ve bir hekime danışın. Tekniğin güncel durumuna göre bilindiği kadarıyla, ürünler, öngörülen amaca uygun kullanıldıklarında, toksik, kanserojen veya mutajenik maddeler içermemektedir. Bu ürünler lateks bileşenleri içermez ve hipoalerjenik sayılır. Ancak hassas ciltte tahrişlere neden olabilirler. Uzun süre takıldığında cildin hava alması kısıtlanabilir, bu da cilt tahrişlerine yol açabilir.

Standartlar

VO (EU) 2023/988	Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (AB) 2023/988
VO (EG) 1935/2004	Gıda maddeleriyle temas etmek için olan plastikten üretilmiş malzemeler ve cisimlerle ilgili düzenleme.
VO (EU) 10/2011	Gıda maddeleriyle temas etmesi amaçlanan plastik malzemeler ve eşyalarla ilgili düzenleme

Ürün Bilgi Formu

wiroBRACE



Kullanım

Kullanım Kılavuzu	Kullanmadan önce Lütfen ihtiyaçlarınız ve uygulama alanlarınız için doğru ürünü seçtiğinizden emin olun. Tıbbi koruyucu giysileri kusurlu veya daha önce kullanılmışlarsa lütfen GİYMİYİN. Tıbbi koruyucu giysiler kısa süreli kullanım için tasarlanmıştır. Tıbbi alanda kullanım, tedavi edilecek bir kişi ile sınırlıdır. Kullanım Başlığı başınızın üzerinden geçirin. Bu esnada, başlığın saçların tamamını kapattığından emin olunmalı. Uzun saçlar da başlıkla tamamen kapatılmalıdır.
Güvenlik Uyarısı	EN ISO 14971:2019 + A11:2021 uyarınca yaptığımız risk analizine göre bu ürün için ek güvenlik uyarıları gerekli değildir.
Bertaraf	Kullanılmayan ve kirlenmemiş ürünler çevreye zarar vermeyecek şekilde yakılabilir veya bertaraf edilebilir. Kirlenmiş ürünler, kirlilik türüne göre yürürlükteki ulusal yasa ve talimatlara uygun olarak bertaraf edilmelidir.
Kullanım Süresi	5 yıl , üretim tarihinden itibaren, kullanılmadığı ve doğru depolandığı takdirde.
Saklama	Güneş ışınlarından koruyun. Kuru bir yerde depolayın. Yanlış depolama dayanıklılığın azalmasına neden olabilir.
İzlenebilirlik	Gereksinimlerin belirlenmesinden depo çıkışına kadar parti ile ilgili izlenebilirlik sağlanmaktadır. Ürün Bilgi Formu Versiyon 3 Geçerli parti başlangıcı 2617 +



Ambalaj

Geri Dönüşüm	VerpackG uyarınca lisanslı, Lisans No. DE1618662887322. Lütfen ambalajı geri dönüşüme aktarın.
--------------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-baretthauben/wirobrace/
-----	---

Varyant 1

Satış birimi	2000 Adet/Karton				
Ambalaj düzeyi 1	100 Adet/Poli torba				
Minimum sipariş miktarı	1 Karton				
Ürün Numarası	Ürün numarası	Renk	Beden	Boyutu (Ø)	Tolerans
	10000102	beyaz	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000112	yeşil	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000122	mavi	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000105	beyaz	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000115	yeşil	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000125	mavi	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000108	beyaz	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000118	yeşil	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000128	mavi	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm

Ürün Bilgi Formu

wiroBRACE



GTINs	Ürün numarası	Unit of Use	Ambalaj seviyesi	Ambalaj seviyesi	Karton
	10000102	4051642003719	4051642000015	-----	4051642500010
	10000112	4051642003870	4051642000053	-----	4051642500058
	10000122	4051642003887	4051642000084	-----	4051642500089
	10000105	4051642003900	4051642000039	-----	4051642500034
	10000115	4051642003917	4051642000060	-----	4051642500065
	10000125	4051642003924	4051642000091	-----	4051642500096
	10000108	4051642003948	4051642000046	-----	4051642500041
	10000118	4051642003955	4051642000077	-----	4051642500072
	10000128	4051642006536	4051642000107	-----	4051642500102

Varyant 2

Satış birimi	1000 Adet/Karton
Ambalaj düzeyi 1	100 Adet/Poli torba
Minimum sipariş miktarı	1 Karton

Ürün Numarası	Ürün numarası	Renk	Beden	Boyutu (Ø)	Tolerans
	10000103	beyaz	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10000123	mavi	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Ürün numarası	Unit of Use	Ambalaj seviyesi	Ambalaj seviyesi	Karton
	10000103	4051642003726	4051642000022	-----	4051642500027
	10000123	4051642003894	4051642000855	-----	4051642500850

Varyant 3

Satış birimi	1000 Adet/Karton
Ambalaj düzeyi 1	100 Adet/Dispenser kutu
Minimum sipariş miktarı	1 Karton

Ürün Numarası	Ürün numarası	Renk	Beden	Boyutu (Ø)	Tolerans
	10000202	beyaz	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000212	yeşil	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm

GTINs	Ürün numarası	Unit of Use	Ambalaj seviyesi	Ambalaj seviyesi	Karton
	10000202	4051642003962	4051642000114	-----	4051642500119
	10000212	4051642003979	4051642000138	-----	4051642500133

Varyant 4

Satış birimi	1000 Adet/Karton
Ambalaj düzeyi 1	100 Adet/Dispenser kutu
Minimum sipariş miktarı	1 Karton

Ürün Bilgi Formu

wiroBRACE



Ürün Numarası	Ürün numarası	Renk	Beden	Boyutu (Ø)	Tolerans	
	10000205	beyaz	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000215	yeşil	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000225	mavi	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
GTINs	Ürün numarası	Unit of Use	Ambalaj seviyesi	Ambalaj seviyesi	Karton	
	10000205	4051642003986	4051642000121	-----	4051642500126	
	10000215	4051642003993	4051642000145	-----	4051642500140	
	10000225	4051642004006	4051642000169	-----	4051642500164	

Boyut, ağırlık, kalınlık ve toleranslar için belirtilen rakamlar nominal değerler olarak anlaşılmalıdır ve farklılık gösterebilir.

Verilen bilgiler, bilgilerimizin mevcut durumuna dayanmaktadır. Bunlar, ürün özelliklerinin garantisini teşkil etmemektedir ve sözleşmeye ilişkin yasal bir anlayışı haklı çıkarmaz. 2 yıldan eski bilgileri lütfen teyit edin.

Şirketimiz tipografik hata ve yanlışlardan sorumlu değildir.

Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları WIROS Wilfried Rosbach GmbH şirketinin mülkiyetidir. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ürün veri sayfalarının tüm telif/kullanım ve değerlendirme haklarının sahibidir. Ürün veri sayfalarının değiştirilmesi veya piktogramların kullanılması yasaktır. Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları sadece WIROS ürünleriyle bağlantılı olarak temel alınabilir.



Техническая спецификация

wiroBRACE



ШАПОЧКИ-БЕРЕТЫ ИЗ ПП



EFFICIENT





Техническая спецификация

wiroBRACE



Производитель	
Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
Торговая марка	care & serve®
Описание изделия	
Категория	EFFICIENT
Обозначение продукции	care & serve® EFFICIENT wirosBRACE Шапочки-береты из ПП
Материал	
Материал	Полипропиленовый спанбонд
Вес материала	≈ 10 г/м² (± 2 г/м²)
Использование	
Назначение	Полностью покрывающий волосы колпак в качестве барьера.
Контакт с пищевыми про	Допускается кратковременный непрямой контакт с продуктами питания.
Инструкция по применению	Одноразовый продукт нестерильные
Ограничения	Не предназначено для упаковки и хранения пищевых продуктов.
Области применения	Больница Дом престарелых в том числе группы специалистов Врачебные практики Промышленность фармацевтическая промышленность Лаборатории Пищевая промышленность Сервис Гастрономия HoReCa Уборка гигиена Косметика Велнес Индустрия красоты
Информация о добавках в составе материала	без латекса
Предупреждение о возмо	При раздражении кожи или аллергических реакциях необходимо немедленно прекратить использование и обратиться к врачу. На основании актуальных научных знаний, данные изделия не содержат токсичных, канцерогенных или мутагенных веществ, если используются по назначению. Данные изделия не содержат латексных компонентов и считаются гипоаллергенными. Тем не менее, они могут вызвать раздражение чувствительной кожи. Длительное ношение изделия может ограничить поступление воздуха к коже, что, в свою очередь, может привести к её раздражению.
Стандарты	
VO (EU) 2023/988	Регламент ЕС № 2023/988 об общей безопасности продукции
VO (EG) 1935/2004	Регламент о материалах и изделиях из пластмасс, контактирующих с пищевыми продуктами.
VO (EU) 10/2011	Распоряжение о материалах и изделиях из пластмасс, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами





Техническая спецификация

wiroBRACE



Использование

Инструкция по использованию	Перед использованием Убедитесь, что выбрали правильное изделие для своих потребностей и сфер применения. Ни в коем случае НЕ надевайте медицинскую защитную одежду, у которой были обнаружены дефекты или которой уже пользовались. Медицинская защитная одежда предназначена для кратковременного использования. При использовании изделия в медицинских целях следует менять его после каждого обслуженного пациента. Пользование Натяните колпак на голову. При этом следите, чтобы все волосы были спрятаны под колпак. Длинные волосы также должны быть полностью спрятаны под колпак.
Инструкция по технике безопасности	По результатам анализа рисков в соответствии со стандартом EN ISO 14971:2019 + A11:2021, дополнительные рекомендации по безопасности для данного изделия не требуются.
Утилизация	Неиспользованные и незагрязненные изделия можно сжигать экологически безопасным образом или утилизировать в местах для сбора мусора. Загрязненные изделия следует утилизировать в соответствии с действующим национальным законодательством и нормативно-правовыми актами, в зависимости от типа загрязнения.
Срок службы	5 лет с даты изготовления, если они не были в употреблении и при правильном хранении.
Хранение	Защищать от солнечных лучей. Хранить сухим. Неправильное хранение может привести к снижению долговечности.
Прослеживаемость	Прослеживаемость партии от определения потребностей до выхода со склада. Техническая спецификация Версия 3 действительный, начиная с партии 2617 +



Упаковка

Переработка	Лицензировано согласно Закону об упаковке, номер лицензии DE1618662887322. Пожалуйста, отправьте упаковку на переработку.
-------------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-baretthauben/wirobrace/
-----	---

Вариант 1

Торговая единица	2000 шт./Коробка				
Уровень упаковки 1	100 шт./Полиэтиленовый пакет				
Минимальное количество заказа	1 Коробка				
Номера артикула	Номер артикула	Цвет	Размер	Размер (Ø)	допустимое отклонение
	10000102	белый	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000112	зеленый	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000122	синие	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000105	белый	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000115	зеленый	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000125	синие	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000108	белый	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000118	зеленый	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000128	синие	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





Техническая спецификация

wiroBRACE



GTINs	Номер артикула	Unit of Use	Уровень упаковки	Уровень упаковки	Коробка
	10000102	4051642003719	4051642000015	-----	4051642500010
	10000112	4051642003870	4051642000053	-----	4051642500058
	10000122	4051642003887	4051642000084	-----	4051642500089
	10000105	4051642003900	4051642000039	-----	4051642500034
	10000115	4051642003917	4051642000060	-----	4051642500065
	10000125	4051642003924	4051642000091	-----	4051642500096
	10000108	4051642003948	4051642000046	-----	4051642500041
	10000118	4051642003955	4051642000077	-----	4051642500072
	10000128	4051642006536	4051642000107	-----	4051642500102

Вариант 2

Торговая единица	1000 шт./Коробка				
Уровень упаковки 1	100 шт./Полиэтиленовый пакет				
Минимальное количество заказа	1 Коробка				
Номера артикула	Номер артикула	Цвет	Размер	Размер (Ø)	допустимое отклонение
	10000103	белый	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10000123	синие	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
GTINs	Номер артикула	Unit of Use	Уровень упаковки	Уровень упаковки	Коробка
	10000103	4051642003726	4051642000022	-----	4051642500027
	10000123	4051642003894	4051642000855	-----	4051642500850

Вариант 3

Торговая единица	1000 шт./Коробка				
Уровень упаковки 1	100 шт./коробка диспенсера				
Минимальное количество заказа	1 Коробка				
Номера артикула	Номер артикула	Цвет	Размер	Размер (Ø)	допустимое отклонение
	10000202	белый	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000212	зеленый	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
GTINs	Номер артикула	Unit of Use	Уровень упаковки	Уровень упаковки	Коробка
	10000202	4051642003962	4051642000114	-----	4051642500119
	10000212	4051642003979	4051642000138	-----	4051642500133

Вариант 4

Торговая единица	1000 шт./Коробка				
Уровень упаковки 1	100 шт./коробка диспенсера				
Минимальное количество заказа	1 Коробка				





Техническая спецификация

wiroBRACE



Номера артикула	Номер артикула	Цвет	Размер	Размер (Ø)	допустимое отклонение	
	10000205	белый	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000215	зеленый	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000225	синие	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
GTINs	Номер артикула	Unit of Use	Уровень упаковки	Уровень упаковки	Коробка	
	10000205	4051642003986	4051642000121	-----	4051642500126	
	10000215	4051642003993	4051642000145	-----	4051642500140	
	10000225	4051642004006	4051642000169	-----	4051642500164	

Цифровые данные размеров, веса, толщины и допустимых отклонений следует понимать как номинальные величины и они могут отличаться. Данные основаны на текущем уровне наших знаний. Они не являются гарантированным заверением о характеристиках товара и не создают договорного правового понимания. Информацию, которой больше 2 лет, необходимо подтвердить повторно. Возможны опечатки и другие ошибки.

Предоставленные технические паспорта изделий продукции являются собственностью компании WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компания WIROS Wilfried Rosbach GmbH является владельцем всех авторских прав/прав на использование и реализацию технических паспортов изделий. Запрещается вносить изменения в технические паспорта изделий или использовать пиктограммы. Предоставленные технические паспорта изделий могут использоваться только в связи с оригинальными изделиями





Karta produktu

wiroBRACE



CZEPEK TYPU BERET PP



EFFICIENT





Karta produktu

wiroBRACE



Producent	
Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Niemcy
Znak towarowy	care & serve®
Opis produktu	
Kategoria	EFFICIENT
Nazwa produktu	care & serve® EFFICIENT wirosBRACE Czepek typu beret PP
Materiał	
Materiał	Włóknina polipropylenowa
Waga materiału	≈ 10 g/m² (± 2 g/m²)
Zastosowanie	
Zamierzone przeznaczenie	Czepek medyczny jako bariera całkowicie zarywająca włosy.
Kontakt z żywnością	Dopuszczony krótkotrwały, pośredni kontakt z produktami spożywczymi.
Instrukcja użytkowania	Produkt jednorazowego użytku niesterylne
Zastrzeżenia	Nie nadaje się do pakowania i przechowywania żywności.
Obszary zastosowania	Szpital Domy opieki w tym Ośrodki specjalistyczne Gabinety lekarskie przemysł przemysł farmaceutyczny laboratorium przygotowanie produktów spożywczych Usługi Gastronomia HoReCa sprzątanie higiena Salony urody Wellness Przemysł kosmetyczny
Dodatkowe informacje o materiałach	nie zawiera lateksu
Wskazówki dotyczące zdrowia	W przypadku podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych należy natychmiast przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, produkty nie zawierają żadnych substancji toksycznych, rakotwórczych ani mutagennych, jeśli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Produkty nie zawierają składników lateksowych i są uważane za hipoalergiczne. Mogą one jednak powodować podrażnienia wrażliwej skóry. Długotrwałe noszenie może ograniczać wentylację skóry, co może prowadzić do jej podrażnienia.
Standardy	
VO (EU) 2023/988	Rozporządzenie (UE) nr 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
VO (EG) 1935/2004	Rozporządzenie w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi.
VO (EU) 10/2011	Rozporządzenie w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych dopuszczonych do kontaktu z żywnością





Karta produktu

wiroBRACE



Stosowanie

Instrukcja obsługi	Przed użyciem Przed zastosowaniem produktu należy upewnić się, że jest on dostosowany do potrzeb oraz obszarów zastosowania. NIE należy nosić medycznej odzieży ochronnej, jeśli jest ona uszkodzona lub była już używana. Medyczna odzież ochronna przeznaczona jest do krótkotrwałego użytku. Przy zastosowaniach medycznych należy używać produktu jedynie w kontakcie z osobą poddawaną zabiegowi. Użytkowanie Czepek należy założyć na głowę. Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie włosy znalazły się pod czepek. Także dłuższe włosy należy całkowicie włożyć pod czepek.
Wskazówka bezpieczeństwa	Zgodnie z naszą analizą ryzyka przeprowadzoną zgodnie z normą EN ISO 14971:2019 + A11:2021, dla tego produktu nie są wymagane żadne dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa.
Utylizacja	Produkty, który nie były użytkowane ani skażone, mogą zostać spalone lub zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Skażone produkty należy zutylizować w sposób zgodny z obowiązującym krajowymi zaleceniami i przepisami prawnymi.
Trwałość	5 lat od daty produkcji, jeśli produkt był prawidłowo przechowywany i nieużywany
Przechowywanie	Chronić przed promieniowaniem słońca Przechowywać w suchym miejscu. Niewłaściwe przechowywanie może obniżyć trwałość produktu.
Identyfikowalność	Możliwość identyfikacji konkretnej partii od zgłoszenia zapotrzebowania do opuszczenia magazynu. Karta produktu Wersja 3 ważne od partii 2617 +



Opakowanie

Recykling	Licencjonowane przez VerpackG, numer licencji DE1618662887322. Opakowanie należy zwrócić do ponownego przetworzenia.
-----------	--



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-baretthauben/wirobrace/
-----	---

Wariant 1

jednostka sprzedaży	2000 sztuka/karton				
Poziom pakowania 1	100 sztuka/Torebka foliowa				
Minimalna ilość zamówienia	1 karton				
Numer artykułu					
	Numer artykułu	kolor	Rozmiar	Rozmiar (Ø)	tolerancja
	10000102	biały	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000112	zielony	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000122	niebieski	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000105	biały	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000115	zielony	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000125	niebieski	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000108	biały	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000118	zielony	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
10000128	niebieski	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm	





Karta produktu

wiroBRACE



GTINs	Numer artykułu	Unit of Use	Poziom pakowania	Poziom pakowania	karton
	10000102	4051642003719	4051642000015	-----	4051642500010
	10000112	4051642003870	4051642000053	-----	4051642500058
	10000122	4051642003887	4051642000084	-----	4051642500089
	10000105	4051642003900	4051642000039	-----	4051642500034
	10000115	4051642003917	4051642000060	-----	4051642500065
	10000125	4051642003924	4051642000091	-----	4051642500096
	10000108	4051642003948	4051642000046	-----	4051642500041
	10000118	4051642003955	4051642000077	-----	4051642500072
	10000128	4051642006536	4051642000107	-----	4051642500102

Wariant 2

jednostka sprzedaży	1000 sztuka/karton				
Poziom pakowania 1	100 sztuka/Torebka foliowa				
Minimalna ilość zamówienia	1 karton				
Numer artykułu	Numer artykułu	kolor	Rozmiar	Rozmiar (Ø)	tolerancja
	10000103	biały	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10000123	niebieski	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
GTINs	Numer artykułu	Unit of Use	Poziom pakowania	Poziom pakowania	karton
	10000103	4051642003726	4051642000022	-----	4051642500027
	10000123	4051642003894	4051642000855	-----	4051642500850

Wariant 3

jednostka sprzedaży	1000 sztuka/karton				
Poziom pakowania 1	100 sztuka/Dozownik				
Minimalna ilość zamówienia	1 karton				
Numer artykułu	Numer artykułu	kolor	Rozmiar	Rozmiar (Ø)	tolerancja
	10000202	biały	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000212	zielony	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
GTINs	Numer artykułu	Unit of Use	Poziom pakowania	Poziom pakowania	karton
	10000202	4051642003962	4051642000114	-----	4051642500119
	10000212	4051642003979	4051642000138	-----	4051642500133

Wariant 4

jednostka sprzedaży	1000 sztuka/karton				
Poziom pakowania 1	100 sztuka/Dozownik				
Minimalna ilość zamówienia	1 karton				





Karta produktu

wiroBRACE



Numer artykułu	Numer artykułu	kolor	Rozmiar	Rozmiar (Ø)	tolerancja	
	10000205	biały	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000215	zielony	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000225	niebieski	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
GTINs	Numer artykułu	Unit of Use	Poziom pakowania	Poziom pakowania	karton	
	10000205	4051642003986	4051642000121	-----	4051642500126	
	10000215	4051642003993	4051642000145	-----	4051642500140	
	10000225	4051642004006	4051642000169	-----	4051642500164	

Wartości liczbowe dotyczące rozmiarów, masy, grubości i tolerancji należy rozumieć jako wartości nominalne, które mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Podane informacje są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Nie stanowią gwarancji właściwości produktu oraz nie stanowią umownego rozumienia prawa. Informacje, które zostały podane przed okresem 2 lat, wymagają ponownego potwierdzenia.

Błędy i pomyłki zastrzeżone.

Udostępnione karty informacyjne produktów są własnością firmy WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Firma WIROS Wilfried Rosbach GmbH jest właścicielem wszelkich praw autorskich/praw do używania i wykorzystywania kart informacyjnych produktów. Zabronione jest dokonywanie zmian w kartach informacyjnych produktów oraz wykorzystywanie piktogramów. Udostępnionych kart informacyjnych produktów można używać wyłącznie w połączeniu z oryginalnymi produktami firmy WIROS.





PP-BERETHÆTTER



EFFICIENT





Produktdatablad

wiroBRACE



Producent	
Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmærke	care & serve®
Produktbeskrivelse	
Kategori	EFFICIENT
Produktbetegnelse	care & serve® EFFICIENT wirosBRACE PP-berethætter
Materiale	
Materiale	Spunbond materiale af polypropylen
Materialets vægt	≈ 10 g/m² (± 2 g/m²)
Anvendelse	
Anvendelsesformål	OP-hue til fuldstændig tildækning af hårene
Fødevarekontakt	Kortvarig, indirekte kontakt med fødevarer er tilladt.
Anvendeshenvisning	Engangsprodukt ikke steril
Begrænsning	Ikke egnet til indpakning og opbevaring af fødevarer.
Anvendelsesområder	Hospital Plejehjem herunder faggrupper Lægeklinikker Industri farmaindustri Laboratorium Levnedsmiddelforarbejdning Service Gastronomi HoReSta Rengøring Hygiejne Kosmetik Wellness Skønhedsindustri
Yderligere oplysninger om materialet	latexfri
Sundhedshenvisning	Hvis der opstår hudirritation eller allergiske reaktioner, skal du straks afbryde brugen og søge læge. Så vidt det er kendt i henhold til det aktuelle tekniske niveau, indeholder produkterne ingen giftige, kræftfremkaldende eller mutagene stoffer, når de anvendes i overensstemmelse med deres tilsigtede anvendelse. Disse produkter indeholder ingen latexkomponenter og betragtes som hypoallergene. De kan dog forårsage irritation på følsom hud. Ved længere tids anvendelse kan ventilationen af huden være begrænset, hvilket kan føre til hudirritation.
Standarder	
VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 vedr. generel produktsikkerhed
VO (EG) 1935/2004	Forordning vedrørende materialer og genstande af kunststof, som er tiltænkt kontakt med levnedsmidler.
VO (EU) 10/2011	Forordning om plastmaterialer- og genstande bestemt til kontakt med fødevarer





Produktdatablad

wiroBRACE



Anvendelse

Brugsanvisning	Før brug Inden brug bedes du sikre dig, at du har valgt det passende produkt i henhold til den forestående arbejdsopgave og det relevante anvendelsesområde. Brug ALDRIG medicinske værneudstyr, der udviser mangler eller allerede er blevet brugt. Medicinsk værneudstyr er beregnet til kortvarig anvendelse. Inden for det medicinske område er brugen begrænset til én enkelt patient. Håndtering Træk OP-huen over hovedet. Sørg for at dække samtligt hår med OP-huen. Længere hår skal ligeledes dækkes komplet af OP-huen.		
Sikkerhedshenvisning	Ifølge vores risikoanalyse i henhold til EN ISO 14971:2019 + A11:2021 kræves ingen yderligere sikkerhedsanvisninger for dette produkt.		
Bortskaffelse	Ubrugte og ukontaminerede produkter kan forbrændes på miljøvenlig vis eller bortskaffes via et deponeringsanlæg. Kontaminerede produkter skal bortskaffes i henhold til nationale love og forskrifter alt efter den pågældende kontamineringstype.		
Holdbarhed	5 år efter produktionsdatoen, hvis ubrugte og under forudsætning af korrekt opbevaring.		
Opbevaring	Skal beskyttes mod direkte sol. Skal opbevares tørt. Forkert opbevaring kan medføre reduceret holdbarhed.		 
Sporbarhed	Charge-baseret sporbarhed fra meddelelse om behov frem til forsendelse fra lageret. Produktdatablad Version 3 gyldig fra charge 2617 +		

Emballage

Genbrug	Licenseret i henhold til VerpackG, licensnummer DE1618662887322. Aflever emballagen på en genbrugsstation.	
---------	--	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-baretthauben/wirobrace/
-----	---

Variant 1

Salgsenhed	2000 Styk/Kasse				
Emballageniveau 1	100 Styk/Plasticpose				
Minimumsbestillingsmængde	1 Kasse				
Varenumre	Artikelnummer	Farve	Størrelse	Størrelse (Ø)	Tolerance
	10000102	hvid	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000112	grøn	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000122	blå	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000105	hvid	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000115	grøn	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000125	blå	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000108	hvid	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000118	grøn	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000128	blå	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





Produktdatablad

wiroBRACE



GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Emballageniveau	Emballageniveau	Kasse
	10000102	4051642003719	4051642000015	-----	4051642500010
	10000112	4051642003870	4051642000053	-----	4051642500058
	10000122	4051642003887	4051642000084	-----	4051642500089
	10000105	4051642003900	4051642000039	-----	4051642500034
	10000115	4051642003917	4051642000060	-----	4051642500065
	10000125	4051642003924	4051642000091	-----	4051642500096
	10000108	4051642003948	4051642000046	-----	4051642500041
	10000118	4051642003955	4051642000077	-----	4051642500072
	10000128	4051642006536	4051642000107	-----	4051642500102

Variant 2

Salgsenhed	1000 Styk/Kasse				
Emballageniveau 1	100 Styk/Plasticpose				
Minimumsbestillingsmængde	1 Kasse				
Varenumre	Artikelnummer	Farve	Størrelse	Størrelse (Ø)	Tolerance
	10000103	hvid	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10000123	blå	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Emballageniveau	Emballageniveau	Kasse
	10000103	4051642003726	4051642000022	-----	4051642500027
	10000123	4051642003894	4051642000855	-----	4051642500850

Variant 3

Salgsenhed	1000 Styk/Kasse				
Emballageniveau 1	100 Styk/Dispenserboks				
Minimumsbestillingsmængde	1 Kasse				
Varenumre	Artikelnummer	Farve	Størrelse	Størrelse (Ø)	Tolerance
	10000202	hvid	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000212	grøn	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Emballageniveau	Emballageniveau	Kasse
	10000202	4051642003962	4051642000114	-----	4051642500119
	10000212	4051642003979	4051642000138	-----	4051642500133

Variant 4

Salgsenhed	1000 Styk/Kasse				
Emballageniveau 1	100 Styk/Dispenserboks				
Minimumsbestillingsmængde	1 Kasse				





Produktdatablad

wiroBRACE



Varenumre	Artikelnummer	Farve	Størrelse	Størrelse (Ø)	Tolerance	
	10000205	hvid	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000215	grøn	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000225	blå	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Emballageniveau	Emballageniveau	Kasse	
	10000205	4051642003986	4051642000121	-----	4051642500126	
	10000215	4051642003993	4051642000145	-----	4051642500140	
	10000225	4051642004006	4051642000169	-----	4051642500164	

Talangivelserne vedrørende mål, vægt, tykkelse og tolerancer skal forstås som målværdier og kan afvige.
Angivelserne er baseret på vores aktuelle viden. De udgør ikke nogen garanti for bestemte produkttegenskaber og danner ikke noget grundlag for et juridisk kontraktforhold. Angivelser ældre end 2 år bør søges bekræftet på ny.
Med forbehold for fejl.
Produktdatabladene er WIROS Wilfried Rosbach GmbH's ejendom. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er indehaver af alle ophavsrettigheder/rettigheder til brug og udnyttelse af produktdatabladene. Det er ikke tilladt at ændre produktdatabladene eller at bruge piktogrammerne. De medfølgende produktdatablade må kun anvendes i forbindelse med originale WIROS produkter.



PP-BARETTHUVA



EFFICIENT





Produktdatablad

wiroBRACE



Tillverkare	
Företag + Adress	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
Varumärke	care & serve®
Produktbeskrivning	
Kategori	EFFICIENT
Produktbeteckning	care & serve® EFFICIENT wiroBRACE PP-barethhuva
Material	
Material	Spritsbondad polypropen
Materialets vikt	≈ 10 g/m² (± 2 g/m²)
Användning	
Användningsområde	Huva som täcker håret helt som en barriär.
Kontakt med livsmedel	Kortvarig indirekt kontakt med livsmedel är tillåten.
Anvisningarna för användandet	Produkt för engångsbruk ej steril 
Begränsning	Inte lämpligt för packning och förvaring av livsmedel.
Användningsområden	Sjukhus Ålderdomshem inkl. Expertkretsar Läkarpraxis Industrin Läkemedelsindustrin Laboratorier Livsmedelsförädling Service Gastronomi HoReCa Rengöring Hygien Kosmetik Wellness Skönhetsindustri 
Ytterligare materialinformation	Latexfri 
Hälsovarningar	Om hudirritation eller allergiska reaktioner uppstår, avbryt användningen omedelbart och uppsök läkare. Enligt vad som är känt enligt den senaste tekniken innehåller produkterna inga giftiga, cancerframkallande eller mutagena ämnen när de används enligt avsedd användning. Dessa produkter innehåller inga latexkomponenter och anses vara hypoallergen. De kan dock orsaka irritation på känslig hud. Om den bärs under långa perioder kan ventilationen av huden begränsas, vilket kan leda till hudirritation.
Standarder	
VO (EU) 2023/988	EU-förordning nr 2023/988 om allmän produktsäkerhet
VO (EG) 1935/2004	Förordning om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel 
VO (EU) 10/2011	Förordning om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel





Produktdatablad

wiroBRACE



Användning	
Bruksanvisning	Före användning Se till att du har rätt produkt för dina behov och användningsområden. Använd inte medicinska skyddskläder om de är defekta eller redan har använts. Medicinska skyddskläder är avsedda för användning under en kort tid. Inom sjukvården får produkten inte användas för behandling av mer än en patient. Hantering Dra huvan över huvudet. Se till att allt hår täcks av huvan. Även längre hår ska vara helt i huvan.
Säkerhetsanvisning	Enligt vår riskanalys, enligt EN ISO 14971:2019 + A11:2021 krävs inga ytterligare säkerhetsinstruktioner för denna produkt.
Avfallshantering	Oanvända och okontaminerade produkter kan miljövänligt förbrännas eller avfallshanteras på en deponi. Kontaminerade produkter måste avfallshanteras i enlighet med gällande lagar och förordningar utifrån typ av kontaminering.
Hållbarhet	5 år från produktionsdatumet, om den är oanvänd och har förvarats korrekt.
Förvaring	Undvik direkt solljus. Förvaras torrt. Felaktig förvaring kan leda till en minskad hållbarhet.
Spårbarhet	Batchrelaterad spårbarhet från behovsbedömning till lagerutgång. Produktdatablad Version 3 Giltigt fr.o.m. batch 2617 +



Förpackning	
Återvinning	Licensierad enligt VerpackG (tysk förpackningslag), licensnummer DE1618662887322. Vänligen lämna in förpackningen för återvinning.



www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-baretthauben/wirobrace/

Varianter 1

Försäljningsenhet	2000 Antal/Kartong				
Förpackningsnivå 1	100 Antal/Polypåse				
Minsta ordervolym	1 Kartong				
Artikelnummer	Artikelnummer	Färg	Storlek	Storlek (Ø)	Tolerans
	10000102	vit	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000112	grön	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000122	blå	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000105	vit	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000115	grön	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000125	blå	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000108	vit	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000118	grön	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000128	blå	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





Produktdatablad

wiroBRACE



GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Förpackningsnivå	Förpackningsnivå	Kartong
	10000102	4051642003719	4051642000015	-----	4051642500010
	10000112	4051642003870	4051642000053	-----	4051642500058
	10000122	4051642003887	4051642000084	-----	4051642500089
	10000105	4051642003900	4051642000039	-----	4051642500034
	10000115	4051642003917	4051642000060	-----	4051642500065
	10000125	4051642003924	4051642000091	-----	4051642500096
	10000108	4051642003948	4051642000046	-----	4051642500041
	10000118	4051642003955	4051642000077	-----	4051642500072
	10000128	4051642006536	4051642000107	-----	4051642500102

Varianter 2

Försäljningsenhet	1000 Antal/Kartong				
Förpackningsnivå 1	100 Antal/Polypåse				
Minsta ordervolym	1 Kartong				
Artikelnummer	Artikelnummer	Färg	Storlek	Storlek (Ø)	Tolerans
	10000103	vit	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10000123	blå	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Förpackningsnivå	Förpackningsnivå	Kartong
	10000103	4051642003726	4051642000022	-----	4051642500027
	10000123	4051642003894	4051642000855	-----	4051642500850

Varianter 3

Försäljningsenhet	1000 Antal/Kartong				
Förpackningsnivå 1	100 Antal/Dispenserbox				
Minsta ordervolym	1 Kartong				
Artikelnummer	Artikelnummer	Färg	Storlek	Storlek (Ø)	Tolerans
	10000202	vit	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000212	grön	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Förpackningsnivå	Förpackningsnivå	Kartong
	10000202	4051642003962	4051642000114	-----	4051642500119
	10000212	4051642003979	4051642000138	-----	4051642500133

Varianter 4

Försäljningsenhet	1000 Antal/Kartong				
Förpackningsnivå 1	100 Antal/Dispenserbox				
Minsta ordervolym	1 Kartong				





Produktdatablad

wiroBRACE



Artikelnummer	Artikelnummer	Färg	Storlek	Storlek (Ø)	Tolerans	
	10000205	vit	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000215	grön	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000225	blå	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Förpackningsnivå	Förpackningsnivå	Kartong	
	10000205	4051642003986	4051642000121	-----	4051642500126	
	10000215	4051642003993	4051642000145	-----	4051642500140	
	10000225	4051642004006	4051642000169	-----	4051642500164	

Siffrorna för mått, vikter, tjocklekar och toleranser ska förstås som börvärden och kan variera.
Uppgifterna är baserade på vår nuvarande kunskapsnivå. De är inte någon garanterad försäkran om produktfunktioner och motiverar inte någon avtalsenlig tolkning av lagen. Var god och inhämta bekräftelse för uppgifter som är äldre än 2 år.
Inmatningsfel och fel förbehållna.
De bifogade produktdatabladen tillhör WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH är innehavare av alla upphovs-/användnings-/nyttjanderättigheter till produktdatabladen. Det är inte tillåtet att ändra produktdatabladen eller använda piktogrammen. De bifogade produktdatabladen får endast användas i samband med original WIROS-produkter.



PP-BERETHETTER



EFFICIENT





Produktdatablad

wiroBRACE



Produsent	
Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
Varemerke	care & serve®
Produktbeskrivelse	
Kategori	EFFICIENT
Produktnavn	care & serve® EFFICIENT wirosBRACE PP-berethetter
Materiale	
Materiale	Polypropylen-spunnet vevd stoff
Materialvekt	≈ 10 g/m² (± 2 g/m²)
Bruk	
Bruksområde	Medisinsk hette for å dekke håret helt til som en barriere.
Matkontakt	Kortvarig indirekte kontakt med matvarer er tillatt.
Veiledning ang. bruk	Engangsprodukt Ikke-sterile 
Begrensning	Ikke egnet for pakking og oppbevaring av matvarer.
Bruksområder	Sykehus Aldershjem Bl.a. spesialistgrupper Legekontorer Industri Farmasøytisk industri Laboratorier Bearbeiding av næringsmidler Service Gastronomi HoReCa Rengjøring Hygiene Kosmetikk Velvære Skjønnhetsindustri 
Ytterligere informasjon om materialet	uten lateks 
Veiledning ang. helse	Hvis det oppstår hudirritasjon eller allergiske reaksjoner, må du umiddelbart avbryte bruken, og søke legehjelp. Så langt det er kjent i henhold til den nåværende teknikken, inneholder produktene ingen giftige, kreftfremkallende, mutagene stoffer når de brukes i henhold til tiltenkt bruk. Disse produktene inneholder ingen latekskomponenter, og anses som hypoallergene. Imidlertid kan de forårsake irritasjon på sensitiv hud. Hvis den brukes over lengre tid, kan ventilasjonen av huden være begrenset, noe som kan føre til hudirritasjon.
Standarder	
VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 om generell produktsikkerhet
VO (EG) 1935/2004	Direktiv ang. plastmaterialer og -gjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med matvarer. 
VO (EU) 10/2011	Forordning om materialer og gjenstander av kunststoff, som er laget for å komme i kontakt med matvarer.





Produktdatablad

wiroBRACE



Bruk	
Bruksanvisning	Før bruk Vennligst forsikre deg om at du har valgt riktig produkt for dine behov og anvendelsesområder. Vennligst IKKE bruk medisinsk arbeidstøy dersom det oppviser defekter eller allerede er brukt. Medisinsk arbeidstøy er ment for kortvarig bruk. I det medisinske feltet er bruken begrenset til kun en pasient. Håndtering Trekk hetten over hodet. Forsikre deg om at alt hår er dekket av hetten. Lengre hår skal også være helt inne i hetten.
Sikkerhetshenvisninger	I følge vår risikoanalyse i henhold til EN ISO 14971:2019 + A11:2021, er det ikke nødvendig med ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for dette produktet.
Avfallshåndtering	Produkter som ikke er brukte eller ikke er kontaminerte kan brennes i henhold til lowerket eller leveres til avfallshåndtering. Kontaminerte produkter må avhendes etter gjeldende lovverk og forskrifter i henhold til type forurensning.
Holdbarhet	5 år etter produksjonsdato, så lenge produktet er ubrukt og korrekt oppbevart.
Oppbevaring	Beskyttes mot direkte sollys. Skal oppbevares tørt. Feil oppbevaring kan føre til en reduksjon av holdbarheten.
Sporbarhet	Sporbarhet for batcher fra behovsbestemmelse til transport fra lager. Produktdatablad Versjon 3 gyldig fra batch 2617 +



Forpakning	
Gjenvinning	Lisensiert i henhold til VerpackG, lisensnummer DE1618662887322. Lever også forpakningen til gjenvinning.



www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-baretthauben/wirobrace/

Variant 1

Salgsenhet	2000 Stk./Kartong				
Emballasjenivå 1	100 Stk./Plastpose				
Minste bestillingsvolum	1 Kartong				
Artikkelnumre	Varenummer	Farge	Størrelse	Størrelse (Ø)	Toleranse
	10000102	hvit	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000112	grønn	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000122	blå	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000105	hvit	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000115	grønn	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000125	blå	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000108	hvit	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000118	grønn	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000128	blå	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





Produktdatablad

wiroBRACE



GTINs	Varenummer	Unit of Use	Emballasjenivå	Emballasjenivå	Kartong
	10000102	4051642003719	4051642000015	-----	4051642500010
	10000112	4051642003870	4051642000053	-----	4051642500058
	10000122	4051642003887	4051642000084	-----	4051642500089
	10000105	4051642003900	4051642000039	-----	4051642500034
	10000115	4051642003917	4051642000060	-----	4051642500065
	10000125	4051642003924	4051642000091	-----	4051642500096
	10000108	4051642003948	4051642000046	-----	4051642500041
	10000118	4051642003955	4051642000077	-----	4051642500072
	10000128	4051642006536	4051642000107	-----	4051642500102

Variant 2

Salgsenhet	1000 Stk./Kartong				
Emballasjenivå 1	100 Stk./Plastpose				
Minste bestillingsvolum	1 Kartong				
Artikkelnumre	Varenummer	Farge	Størrelse	Størrelse (Ø)	Toleranse
	10000103	hvit	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10000123	blå	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
GTINs	Varenummer	Unit of Use	Emballasjenivå	Emballasjenivå	Kartong
	10000103	4051642003726	4051642000022	-----	4051642500027
	10000123	4051642003894	4051642000855	-----	4051642500850

Variant 3

Salgsenhet	1000 Stk./Kartong				
Emballasjenivå 1	100 Stk./Dispensereske				
Minste bestillingsvolum	1 Kartong				
Artikkelnumre	Varenummer	Farge	Størrelse	Størrelse (Ø)	Toleranse
	10000202	hvit	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000212	grønn	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
GTINs	Varenummer	Unit of Use	Emballasjenivå	Emballasjenivå	Kartong
	10000202	4051642003962	4051642000114	-----	4051642500119
	10000212	4051642003979	4051642000138	-----	4051642500133

Variant 4

Salgsenhet	1000 Stk./Kartong				
Emballasjenivå 1	100 Stk./Dispensereske				
Minste bestillingsvolum	1 Kartong				





Produktdatablad

wiroBRACE



Artikkelnumre	Varenummer	Farge	Størrelse	Størrelse (Ø)	Toleranse	
	10000205	hvit	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000215	grønn	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000225	blå	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
GTINs	Varenummer	Unit of Use	Emballasjenivå	Emballasjenivå	Kartong	
	10000205	4051642003986	4051642000121	-----	4051642500126	
	10000215	4051642003993	4051642000145	-----	4051642500140	
	10000225	4051642004006	4051642000169	-----	4051642500164	

Tallverdiene for størrelser, vekt, styrke og toleranser er å anse som nominelle verdier og kan være avvikende.
Angivelsene er basert på vår nåværende kunnskap. De er ingen garantert forsikring om produktegenskaper og er ikke å forstå som en rettskraftig kontrakt. Informasjon som er eldre enn 2 år skal bekreftes på nytt.
Med forbehold om feil og mangler.
Produktdatabladene som tilbys tilhører WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er eier av alle opphavsrettigheter, utnyttings- og bruksrettigheter av produktdatabladene. Det er ikke tillatt å endre produktdatabladene eller bruke piktogrammene.
Produktdatabladene som leveres kan kun brukes sammen med originale WIROS-produkter.



Informační list výrobku

wiroBRACE



PP ČEPICE TYPU BARET



EFFICIENT





Informační list výrobku

wiroBRACE



Výrobce	
Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Německo
Obchodní značka	care & serve®
Popis výrobku	
Kategorie	EFFICIENT
Označení výrobku	care & serve® EFFICIENT wirosBRACE PP čepice typu baret
Materiál	
Materiál	Polypropylen zpracovaný technologií spunbond
Hmotnost materiálu	≈ 10 g/m² (± 2 g/m²)
Použití	
Účel použití	Čepice pro úplné zakrytí vlasů, působící jako bariéra.
Styk s potravinami	Krátkodobý nepřímý styk s potravinami je povolen.
Pokyny pro použití	Jednorázový výrobek nesterilní
Omezení	Nevhodné pro balení a skladování potravin.
Oblasti použití	Nemocnice Domov důchodců a jiné odborné kruhy Lékařské ordinace Průmysl Farmaceutický průmysl Laboratoř Zpracování potravin Služby Gastronomie HoReCa Čištění Hygiena Kosmetika Wellness Estetický průmysl
Další informace o materiálu	bez latexu
Informace týkající se zdraví	V případě podráždění kůže nebo alergických reakcí okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc. Podle současného stavu techniky výroby neobsahují žádné toxické, karcinogenní ani mutagenní látky, pokud jsou používány v souladu se svým určením. Tyto výrobky neobsahují latexové složky a jsou považovány za hypoalergenní. Mohou však způsobit podráždění citlivé pokožky. Dlouhodobé nošení může omezit větrání pokožky, což může vést k jejímu podráždění.
Standardy	
VO (EU) 2023/988	Nařízení (EU) č. 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků
VO (EG) 1935/2004	Vyhláška o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
VO (EU) 10/2011	Nařízení o materiálech a předmětech z plastu určených pro styk s potravinami





Informační list výrobku

wiroBRACE



Použití	
Návod k použití	Před použitím Ujistěte se prosím, že jste zvolili výrobek vhodný pro vaše potřeby a oblasti použití. Zdravotnický ochranný oděv NENOSTE, pokud vykazuje nedostatky nebo již byl použit. Zdravotnický ochranný oděv je určen pouze pro krátkodobé použití. Ve zdravotnictví je použití omezeno na jednoho pacienta. Manipulace Nasadte si čepici na hlavu. Dbejte přitom na to, aby všechny vlasy byly dobře zakryté. I delší vlasy by měly být zcela skryté pod čepicí.
Bezpečnostní upozornění	Podle naší analýzy rizik v souladu s normou EN ISO 14971:2019 + A11:2021 nevyžaduje tento výrobek žádné další bezpečnostní pokyny.
Likvidace	Nepoužité a nekontaminované výrobky lze spálit způsobem šetrným k životnímu prostředí nebo uložit na skládku. Kontaminované výrobky je nutné zlikvidovat v souladu s platnými vnitrostátními zákony a předpisy v závislosti na typu kontaminace.
Životnost	5 let od data výroby, pokud je zboží nepoužité a bylo skladováno správně.
Skladování	Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladujte v suchu. Nevhodné skladování může vést ke snížení životnosti.
Vysledovatelnost	Vysledovatelnost šarže od zjištění potřeb až po odběr ze skladu. Informační list výrobku Verze 3 platí od šarže 2617 +



Obal	
Recyklace	Licence podle zákona VerpackG, číslo licence: DE1618662887322. Obal prosím předejte k recyklaci.



www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-baretthauben/wirobeace/

Varianta 1					
Prodejní jednotka	2000 kus/Kartón				
Úroveň obalu 1	100 kus/Sáček				
Minimální objednáací množství	1 Kartón				
Číslo výrobků	Číslo výrobku	Barva	Velikost	Velikost (Ø)	Tolerance
	10000102	bílá	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000112	zelená	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000122	modrá	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000105	bílá	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000115	zelená	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000125	modrá	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000108	bílá	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000118	zelená	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000128	modrá	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm



Informační list výrobku

wiroBRACE



GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use	Úroveň obalu	Úroveň obalu	Kartón
	10000102	4051642003719	4051642000015	-----	4051642500010
	10000112	4051642003870	4051642000053	-----	4051642500058
	10000122	4051642003887	4051642000084	-----	4051642500089
	10000105	4051642003900	4051642000039	-----	4051642500034
	10000115	4051642003917	4051642000060	-----	4051642500065
	10000125	4051642003924	4051642000091	-----	4051642500096
	10000108	4051642003948	4051642000046	-----	4051642500041
	10000118	4051642003955	4051642000077	-----	4051642500072
	10000128	4051642006536	4051642000107	-----	4051642500102

Varianta 2

Prodejní jednotka	1000 kus/Kartón				
Úroveň obalu 1	100 kus/Sáček				
Minimální objednáčí množství	1 Kartón				
Číslo výrobků	Číslo výrobku	Barva	Velikost	Velikost (Ø)	Tolerance
	10000103	bílá	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10000123	modrá	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use	Úroveň obalu	Úroveň obalu	Kartón
	10000103	4051642003726	4051642000022	-----	4051642500027
	10000123	4051642003894	4051642000855	-----	4051642500850

Varianta 3

Prodejní jednotka	1000 kus/Kartón				
Úroveň obalu 1	100 kus/Dávkovač				
Minimální objednáčí množství	1 Kartón				
Číslo výrobků	Číslo výrobku	Barva	Velikost	Velikost (Ø)	Tolerance
	10000202	bílá	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000212	zelená	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use	Úroveň obalu	Úroveň obalu	Kartón
	10000202	4051642003962	4051642000114	-----	4051642500119
	10000212	4051642003979	4051642000138	-----	4051642500133

Varianta 4

Prodejní jednotka	1000 kus/Kartón				
Úroveň obalu 1	100 kus/Dávkovač				
Minimální objednáčí množství	1 Kartón				





Informační list výrobku

wiroBRACE



Číslo výrobků	Číslo výrobku	Barva	Velikost	Velikost (Ø)	Tolerance	
	10000205	bílá	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000215	zelená	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000225	modrá	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use	Úroveň obalu	Úroveň obalu	Kartón	
	10000205	4051642003986	4051642000121	-----	4051642500126	
	10000215	4051642003993	4051642000145	-----	4051642500140	
	10000225	4051642004006	4051642000169	-----	4051642500164	

Číselné údaje o rozměrech, hmotnostech, tloušťkách a tolerancích je nutné chápat jako cílové hodnoty, a proto mohou být odlišné.
Veškeré údaje jsou založeny na aktuálním stavu našich vědomostí. Nejsou ujištěním o vlastnostech výrobku a nevyplývá z nich žádný právní vztah smluvní povahy. Údaje starší než 2 roky nechte prosím znovu ověřit.
Chyby při zadávání a omyly vyhrazeny.
Poskytnuté informační listy výrobků jsou majetkem společnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Společnost WIROS Wilfried Rosbach GmbH vlastní veškerá autorská/uživatelská a užívací práva k informačním listům výrobků. Není dovoleno informační listy výrobků měnit nebo používat jejich piktogramy. Poskytnuté informační listy výrobků smějí být použity pouze v souvislosti s originálními výrobky WIROS.



Termékadatlap

wiroBRACE



PP BARETT MŰTŐS SAPKA



EFFICIENT





Termékadatlap

wiroBRACE



Gyártó	
Cég + Cím	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Németország
Márkanév	care & serve®
Termékleírás	
Kategória	EFFICIENT
Termék megnevezése	care & serve® EFFICIENT wiroBRACE PP barett műtős sapka
Anyaga	
Anyaga	Sodorva hurkolt polipropilén
Anyag tömege	≈ 10 g/m² (± 2 g/m²)
Használat	
Felhasználási cél	A hajat teljesen eltakaró műtéti sapka.
Élelmiszerrel való érintkezé	Rövid ideig tartó közvetett érintkezés élelmiszerrel megengedett.
Felhasználásra vonatkozó előírás	Egyszer használatos termék nem steril
Korlátozás	Nem alkalmas élelmiszer csomagolására és tárolására.
Felhasználási területek	Kórház idősothton többek között szakmai körök Orvosi rendelők Ipar gyógyszeripar Labor Élelmiszer-feldolgozás Szervizelés gasztronómia HORECA Tisztítás higiénia Szépségápolás wellness szépségipar
Az anyagra vonatkozó további információk	latex-mentes
Egészségügyi megjegyzés	Bőrirritáció vagy allergiás reakció esetén a használatot azonnal le kell állítani, és orvosi tanácsot kell kérni. A technika jelen állása szerinti ismeretek értelmében a rendeltetésszerűen használt termékeink nem tartalmaznak mérgező, rákkeltő vagy mutagén anyagokat. Ezek a termékek nem tartalmaznak latex-összetevőket, és hipoallergénnek minősülnek. Azonban az érzékeny bőrön irritációkat okozhatnak. A hosszabb ideig tartó viselés korlátozhatja a bőr szellőzését, ami bőrirritációhoz vezethet.
Szabványok	
VO (EU) 2023/988	988/2023 sz., az általános termékbiztonságról szóló EU-rendelet
VO (EG) 1935/2004	Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyokról szóló rendelet
VO (EU) 10/2011	Rendelet az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyokról



Termékadatlap

wiroBRACE



Alkalmazás	
Használati utasítás	Használat előtt Győződjön meg arról, hogy a szükségleteinek és az alkalmazási területnek megfelelő terméket választotta ki. NE viseljen hiányosságokat felmutató vagy már használt orvosi védőruházatot. Az orvosi védőruházatot rövid ideig tartó használatra tervezték. Orvosi használat esetén egy adott védőruházat használata egyetlen páciensre korlátozódik. Használat Tegye fel a műtős sapkát. Eközben figyeljen arra, hogy a műtős sapka az összes hajszálát eltakarja. A sapkának a hosszabb hajszálakat is el kell takarnia.
Biztonsági figyelmeztetés	Az EN ISO 14971:2019 + A11:2021 szerint végzett kockázatelemzésünk értelmében erre a termékre vonatkozóan nincs szükség további biztonsági utasításokra.
Ártalmatlanítás	A fel nem használt és nem kontaminált termékeket környezetbarát módon el lehet égetni vagy ártalmatlanítani. A szennyezett termékeket a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően, a kontamináció típusa szerint kell megsemmisíteni.
Eltarthatóság	5 év a gyártás dátumától számítva, amennyiben nem használják fel és helyesen tárolják.
Tárolás	Védje a napfénytől. Száraz helyen tárolandó. A szakszerűtlen tárolás csökkentheti az eltarthatóságot. 
Visszakövethetőség	A tételekkel kapcsolatos nyomon-követhetőség a szükségletek megadásától a raktárból történő kilépéséig. Termékadatlap Verzió 3 érvényes ettől a tételtől 2617 +

Csomagolás	
Recycling	Engedélyezve a VerpackV szerint, licenz-szám: DE1618662887322. Kérjük, adja le a csomagolást újrahasznosítás céljából.  §VerpackG

www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-baretthauben/wirobrace/

Változatok 1					
Eladási egység		2000 Darab/Karton			
1. Csomagolási szint		100 Darab/Polybag			
Minimális rendelési mennyiség		1 Karton			
Cikkszámok	Cikkszám	RAL	Méret	Méret (Ø)	Tűrés
	10000102	fehér	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000112	zöld	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000122	kék	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000105	fehér	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000115	zöld	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000125	kék	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000108	fehér	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000118	zöld	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000128	kék	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm



Termékadatlap

wiroBRACE



GTINs	Cikkszám	Unit of Use	Csomagolási szintek	Csomagolási szintek	Karton
	10000102	4051642003719	4051642000015	-----	4051642500010
	10000112	4051642003870	4051642000053	-----	4051642500058
	10000122	4051642003887	4051642000084	-----	4051642500089
	10000105	4051642003900	4051642000039	-----	4051642500034
	10000115	4051642003917	4051642000060	-----	4051642500065
	10000125	4051642003924	4051642000091	-----	4051642500096
	10000108	4051642003948	4051642000046	-----	4051642500041
	10000118	4051642003955	4051642000077	-----	4051642500072
	10000128	4051642006536	4051642000107	-----	4051642500102

Változatok 2

Eladási egység	1000 Darab/Karton				
1. Csomagolási szint	100 Darab/Polybag				
Minimális rendelési mennyiség	1 Karton				
Cikkszámok	Cikkszám	RAL	Méret	Méret (Ø)	Tűrés
	10000103	fehér	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10000123	kék	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
GTINs	Cikkszám	Unit of Use	Csomagolási szintek	Csomagolási szintek	Karton
	10000103	4051642003726	4051642000022	-----	4051642500027
	10000123	4051642003894	4051642000855	-----	4051642500850

Változatok 3

Eladási egység	1000 Darab/Karton				
1. Csomagolási szint	100 Darab/Adagolódoboz				
Minimális rendelési mennyiség	1 Karton				
Cikkszámok	Cikkszám	RAL	Méret	Méret (Ø)	Tűrés
	10000202	fehér	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000212	zöld	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
GTINs	Cikkszám	Unit of Use	Csomagolási szintek	Csomagolási szintek	Karton
	10000202	4051642003962	4051642000114	-----	4051642500119
	10000212	4051642003979	4051642000138	-----	4051642500133

Változatok 4

Eladási egység	1000 Darab/Karton				
1. Csomagolási szint	100 Darab/Adagolódoboz				
Minimális rendelési mennyiség	1 Karton				





Termékadatlap

wiroBRACE



Cikkszámok	Cikkszám	RAL	Méret	Méret (Ø)	Tűrés
	10000205	fehér	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000215	zöld	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000225	kék	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
GTINs	Cikkszám	Unit of Use	Csomagolási szintek	Csomagolási szintek	Karton
	10000205	4051642003986	4051642000121	-----	4051642500126
	10000215	4051642003993	4051642000145	-----	4051642500140
	10000225	4051642004006	4051642000169	-----	4051642500164

A méretekre, súlyokra, vastagságokra és tűrésekre vonatkozó számadatokat névleges értékeként kell érteni, és azok eltérhetnek.

Az információ ismereteink jelenlegi állásán alapul. Ezek nem garantálják a termék tulajdonságait, és nem indokolják a jog szerződéses megértését. A 2 évnél régebbi információkra, kérjük, kérjen ismételt megerősítést.

Fenntartjuk a hibák és a tévedések jogát.

A rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlapok a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonát képezik. A termékismertető adatlapokhoz tartozó minden szerzői/használati és értékesítési jog a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonában áll. Tilos a termékismertető adatlapok módosítása vagy a piktogramok használata. A rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlapok csak az eredeti WIROS termékekre vonatkoznak.





Informačný list výrobku

wiroBRACE



PP BARETKA



EFFICIENT





Informačný list výrobku

wiroBRACE



Výrobca	
Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemecko
Ochranná známka	care & serve®
Opis výrobku	
Kategória	EFFICIENT
Označenie výrobku	care & serve® EFFICIENT wirosBRACE PP baretka
Materiál	
Materiál	Polypropylénová tkanina
Hmotnosť materiálu	≈ 10 g/m² (± 2 g/m²)
Použitie	
Účel použitia	Čiapka na úplne zakrytie vlasov ako bariéra.
Kontakt s potravinami	Krátkodobý nepriamy kontakt s potravinami je prípustný.
Pokyn na použitie	Jednorazový výrobok nesterilné
Obmedzenie	Nevhodné na balenie a skladovanie potravín.
Oblasti použitia	Nemocnica domov dôchodcov a iné odborné odvetvia Lekárske praxe Priemysel Farmaceutický priemysel Laboratórium Spracovanie potravín Služby gastronómia hotely, reštaurácie, kaviarne Čistenie Hygiena Kozmetika wellness skrášľovací priemysel
Doplňujúce informácie o materiáli	bez latexu
Zdravotné upozornenie	Ak dôjde k podráždeniu pokožky alebo alergickým reakciám, okamžite prestaňte výrobok používať a vyhľadajte lekársku pomoc. Podľa súčasného stavu techniky neobsahujú výrobky žiadne toxické, karcinogénne ani mutagénne látky, ak sa používajú v súlade s ich zamýšľaným použitím. Tieto výrobky neobsahujú žiadne latexové zložky a sú považované za hypoalergénne. Na citlivej pokožke však môžu spôsobiť podráždenia. Pri dlhšom nosení môže byť obmedzené vetranie pokožky, čo môže viesť k podráždeniu pokožky.



Štandardy	
VO (EU) 2023/988	Nariadenie (EÚ) č. 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov
VO (EG) 1935/2004	Nariadenie o materiáloch a predmetoch z plastu, ktoré sú určené na kontakt s potravinami
VO (EU) 10/2011	Nariadenie o materiáloch a predmetoch z umelej hmoty, ktoré sú určené na styk s potravinami





Informačný list výrobku

wiroBRACE



Použitie	
Návod na použitie	Pred použitím Uistite sa, že ste si zvolili vhodný výrobok na vaše potreby a oblasti použitia. NENOSTE zdravotnícky ochranný odev, keď vykazuje nedostatky alebo už bol použitý. Zdravotnícky ochranný odev je určený na krátkodobé použitie. V medicínskej oblasti je použitie obmedzené na jednu ošetrovanú osobu. Manipulácia Čiapku si natiahnite na hlavu. Pritom dbajte o to, aby boli čiapkou zakryté všetky vlasy. Aj dlhé vlasy by mali byť úplne skryté pod čiapkou.
Bezpečnostné upozornenie	Podľa našej analýzy rizík v zmysle EN ISO 14971:2019 + A11:2021 nie sú pre tento výrobok potrebné žiadne ďalšie bezpečnostné pokyny.
Likvidácia	Nepoužité a nekontaminované výrobky je možné spáliť ekologickým spôsobom alebo uložiť na skládku. Kontaminované výrobky musia byť zlikvidované podľa platných národných zákonov a predpisov v závislosti od druhu kontaminácie.
Trvanlivosť	5 rokov od dátumu výroby, pokiaľ výrobok nebol použitý a bol správne skladovaný.
Skladovanie	Chráňte pred slnečným žiarením. Skladujte na suchom mieste. Nevhodné skladovanie môže spôsobiť skrátenie trvanlivosti.
Vysledovateľnosť	Vysledovateľnosť vzťahujúca sa na šaržu od zistenia potrieb až po odber zo skladu. Informačný list výrobku Verzia 3 platné od šarže 2617 +



Balenie	
Recyklácia	Licencované podľa zákona VerpackG, číslo licencie DE1618662887322. Obal odovzdajte na recykláciu.



www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-baretthauben/wirobrace/

Variant 1					
Predajná jednotka	2000 Kus/Kartón				
Úroveň balenia 1	100 Kus/Polyetylénové vrečko				
Minimálne objednané množstvo	1 Kartón				
Číslo výrobkov	Číslo výrobku	Farba	Veľkosť	Veľkosť (Ø)	Tolerancia
	10000102	biely	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000112	zelená	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000122	modré	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000105	biely	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000115	zelená	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000125	modré	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000108	biely	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000118	zelená	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000128	modré	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use	Úroveň balenia	Úroveň balenia	Kartón
	10000102	4051642003719	4051642000015	-----	4051642500010
	10000112	4051642003870	4051642000053	-----	4051642500058
	10000122	4051642003887	4051642000084	-----	4051642500089
	10000105	4051642003900	4051642000039	-----	4051642500034
	10000115	4051642003917	4051642000060	-----	4051642500065
	10000125	4051642003924	4051642000091	-----	4051642500096
	10000108	4051642003948	4051642000046	-----	4051642500041
	10000118	4051642003955	4051642000077	-----	4051642500072
	10000128	4051642006536	4051642000107	-----	4051642500102

Variant 2

Predajná jednotka	1000 Kus/Kartón				
Úroveň balenia 1	100 Kus/Polyetylénové vrecko				
Minimálne objednané množstvo	1 Kartón				
Číslo výrobkov	Číslo výrobku	Farba	Veľkosť	Veľkosť (Ø)	Tolerancia
	10000103	biely	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10000123	modré	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use	Úroveň balenia	Úroveň balenia	Kartón
	10000103	4051642003726	4051642000022	-----	4051642500027
	10000123	4051642003894	4051642000855	-----	4051642500850

Variant 3

Predajná jednotka	1000 Kus/Kartón				
Úroveň balenia 1	100 Kus/Dávkovacia škatuľa				
Minimálne objednané množstvo	1 Kartón				
Číslo výrobkov	Číslo výrobku	Farba	Veľkosť	Veľkosť (Ø)	Tolerancia
	10000202	biely	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000212	zelená	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use	Úroveň balenia	Úroveň balenia	Kartón
	10000202	4051642003962	4051642000114	-----	4051642500119
	10000212	4051642003979	4051642000138	-----	4051642500133

Variant 4

Predajná jednotka	1000 Kus/Kartón				
Úroveň balenia 1	100 Kus/Dávkovacia škatuľa				
Minimálne objednané množstvo	1 Kartón				





Informačný list výrobku

wiroBRACE



Číslo výrobkov	Číslo výrobku	Farba	Veľkosť	Veľkosť (Ø)	Tolerancia	
	10000205	biely	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000215	zelená	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000225	modré	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use	Úroveň balenia	Úroveň balenia	Kartón	
	10000205	4051642003986	4051642000121	-----	4051642500126	
	10000215	4051642003993	4051642000145	-----	4051642500140	
	10000225	4051642004006	4051642000169	-----	4051642500164	

Číselné údaje o rozmeroch, hmotnostiach, hrúbkach a toleranciách je potrebné chápať ako požadované hodnoty a môžu sa líšiť.
Údaje vychádzajú z aktuálneho stavu našich znalostí. Nepredstavujú garantovaný prísľub vlastností výrobku, a preto nezakladajú žiadny právny vzťah zmluvnej povahy. Údaje, ktoré sú staršie ako 2 roky, si nechajte potvrdiť nanovo.
Chyby pri zadávaní a omyly sú vyhradené.
Poskytnuté karty údajov o výrobku sú vlastníctvom spoločnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Spoločnosť WIROS Wilfried Rosbach GmbH je vlastníkom všetkých autorských práv/práv na používanie a práv na využitie kariet údajov o výrobku. Karty údajov o výrobku nie je dovolené meniť alebo používať piktogramy. Poskytnuté karty údajov o výrobku sa môžu používať len v súvislosti s originálnymi výrobkami WIROS.



Podatkovni list izdelka

wiroBRACE



PP BARETNE KAPE



EFFICIENT





Podatkovni list izdelka

wiroBRACE



Proizvajalec	
Podjetje + Naslov	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemčija
Blagovna znamka	care & serve®
Opis izdelka	
Kategorija	EFFICIENT
Opis izdelka	care & serve® EFFICIENT wirosBRACE PP baretne kape
Material	
Material	Polipropilenski preden flis
Teža materiala	≈ 10 g/m² (± 2 g/m²)
Uporaba	
Namen uporabe	Medicinska kapa za popolno prekrivanje las kot zaščita.
Stik z živili	Dovoljen je kratek posredni stik z živili.
Napotek za uporabo	Izdelek za enkratno uporabo nesterilno 
Omejitev	Ni primerno za pakiranje in shranjevanje hrane.
Področja uporabe	Bolnišnice Domovi za ostarele in druge strokovne ustanove Zdravniške ordinacije Industrija Farmacevtska industrija Laboratorij Predelava živil Storitve Gastronomija HoReCa Čiščenje Higiena Kozmetika Dobro počutje Lepotna industrija 
Dodatne informacije o materialu	ne vsebuje lateksa 
Napotek za zdravje	V primeru draženja kože ali alergijskih reakcij takoj prenehajte z uporabo in poiščite zdravniško pomoč. Kolikor je znano glede na trenutno tehnološko stanje, izdelki ne vsebujejo strupenih, rakotvornih ali mutagenih snovi, če se uporabljajo v skladu s predvidenim namenom. Ti izdelki ne vsebujejo sestavin lateksa in veljajo za hipoalergene. Vendar pa lahko povzročijo draženje občutljive kože. Dolgotrajno nošenje lahko omeji zračenje kože, kar lahko povzroči draženje kože.
Standardi	
VO (EU) 2023/988	Uredba (EU) št. 2023/988 o splošni varnosti proizvodov
VO (EG) 1935/2004	Uredba o materialih in izdelkih iz plastike, namenjenih stiku z živili 
VO (EU) 10/2011	Uredba o polimernih materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili





Podatkovni list izdelka

wiroBRACE



Uporaba

Navodila za uporabo	Pred použitím Uistite sa, že ste si zvolili vhodný výrobok na vaše potreby a oblasti použitia. NENOSTE zdravotnícky ochranný odev, keď vykazuje nedostatky alebo už bol použitý. Zdravotnícky ochranný odev je určený na krátkodobé použitie. V medicínskej oblasti je použitie obmedzené na jednu ošetrovanú osobu. Manipulácia Čiapku si natiahnite na hlavu. Pritom dbajte o to, aby boli čiapkou zakryté všetky vlasy. Aj dlhé vlasy by mali byť úplne skryté pod čiapkou.
Varnostni napotek	Glede na našo analizo tveganja v skladu s standardom EN ISO 14971:2019 + A11:2021 za ta izdelek niso potrebna dodatna varnostna navodila.
Odlaganje	Neuporabljene izdelke in izdelke, ki niso kontaminirani, lahko zažgete na okolju prijazen način ali pa jih odložite na deponijo. Kontaminirane izdelke je treba odložiti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo in predpisi glede na vrsto onesnaženosti.
Rok trajanja	5 let od datuma proizvodnje, če so neuporabljene in pravilno skladiščene.
Skladiščenje	Zaščititi pred sončnim sevanjem. Skladiščiti na suhem. Nepravilno skladiščenje lahko pripelje do zmanjšanja obstojnosti.
Sledljivost	Sledljivost, ki se nanaša na posamezne serije, od ugotavljanja potreb do zmanjšanja zalog Podatkovni list izdelka Različica 3 veljavno od serije 2617 +



Embalaža

Recikliranje	Licenca v skladu z zakonom o embalaži, številka licence DE1618662887322. Prosim, da embalažo oddate v recikliranje.
--------------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-baretthauben/wirobrace/
-----	---

Različica 1

Prodajna enota	2000 kos/Karton				
Raven pakiranja 1	100 kos/Poliestrska vrečka				
Minimalna količina naročila	1 Karton				
Številke artiklov	Številka proizvoda	Barva	Velikost	Velikost (Ø)	Toleranca
	10000102	bela	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000112	zelena	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000122	modro	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000105	bela	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000115	zelena	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000125	modro	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000108	bela	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000118	zelena	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000128	modro	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm



Podatkovni list izdelka

wiroBRACE



GTINs	Številka proizvoda	Unit of Use	Raven pakiranja	Raven pakiranja	Karton
	10000102	4051642003719	4051642000015	-----	4051642500010
	10000112	4051642003870	4051642000053	-----	4051642500058
	10000122	4051642003887	4051642000084	-----	4051642500089
	10000105	4051642003900	4051642000039	-----	4051642500034
	10000115	4051642003917	4051642000060	-----	4051642500065
	10000125	4051642003924	4051642000091	-----	4051642500096
	10000108	4051642003948	4051642000046	-----	4051642500041
	10000118	4051642003955	4051642000077	-----	4051642500072
	10000128	4051642006536	4051642000107	-----	4051642500102

Različica 2

Prodajna enota	1000 kos/Karton				
Raven pakiranja 1	100 kos/Poliestrska vrečka				
Minimalna količina naročila	1 Karton				
Številke artiklov	Številka proizvoda	Barva	Velikost	Velikost (Ø)	Toleranca
	10000103	bela	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10000123	modro	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
GTINs	Številka proizvoda	Unit of Use	Raven pakiranja	Raven pakiranja	Karton
	10000103	4051642003726	4051642000022	-----	4051642500027
	10000123	4051642003894	4051642000855	-----	4051642500850

Različica 3

Prodajna enota	1000 kos/Karton				
Raven pakiranja 1	100 kos/Boks za razdeljevanje				
Minimalna količina naročila	1 Karton				
Številke artiklov	Številka proizvoda	Barva	Velikost	Velikost (Ø)	Toleranca
	10000202	bela	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000212	zelena	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
GTINs	Številka proizvoda	Unit of Use	Raven pakiranja	Raven pakiranja	Karton
	10000202	4051642003962	4051642000114	-----	4051642500119
	10000212	4051642003979	4051642000138	-----	4051642500133

Različica 4

Prodajna enota	1000 kos/Karton				
Raven pakiranja 1	100 kos/Boks za razdeljevanje				
Minimalna količina naročila	1 Karton				





Podatkovni list izdelka

wiroBRACE



Številke artiklov	Številka proizvoda	Barva	Velikost	Velikost (Ø)	Toleranca	
	10000205	bela	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000215	zelena	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000225	modro	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
GTINs	Številka proizvoda	Unit of Use	Raven pakiranja	Raven pakiranja	Karton	
	10000205	4051642003986	4051642000121	-----	4051642500126	
	10000215	4051642003993	4051642000145	-----	4051642500140	
	10000225	4051642004006	4051642000169	-----	4051642500164	

Številčne navedbe k meram, težam, debelinam in tolerancam, se razumejo kot predvidene vrednosti in lahko odstopajo.
Navedbe se opirajo na aktualno stanje našega znanja. Niso zagotovilo o lastnostih izdelka in ne utemeljujejo nobenega pogodbenega pravnega razumevanja. Za navedbe, starejše od 2 let, zagotovite ponovno potrditev.
Pridržana pravica do napak pri vnosu in pomot.
Razpoložljivi podatkovni listi proizvodov so last podjetja WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Podjetje WIROS Wilfried Rosbach GmbH je lastnik vseh avtorskih pravic/pravic uporabe in pravic do izkoriščanja podatkovnih listov proizvoda. Informativnih listov proizvodov ni dovoljeno spreminjati ali uporabljati piktogramov. Razpoložljivi podatkovni listi izdelka se lahko uporabljajo samo v povezavi z originalnimi izdelki WIROS.



Fişa produsului

wiroBRACE



BONETĂ PP



EFFICIENT





Fișa produsului

wiroBRACE



Producător	
Firmă + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
Marca comercială	care & serve®
Descrierea produsului	
Categorie	EFFICIENT
Denumire produs	care & serve® EFFICIENT wirosBRACE Bonetă PP
Material	
Material	Polipropilenă cu filare directă
Greutate material	≈ 10 g/m² (± 2 g/m²)
Utilizare	
Scopul utilizării	Boneta pentru acoperirea completă a părului ca barieră.
Contactul cu alimentele	Este permis un contact indirect, de scurtă durată, cu produsele alimentare.
Indicații de utilizare	Produs de unică folosință nesteril 
Limitare	Nu sunt adecvate pentru ambalarea și depozitarea alimentelor.
Domenii de utilizare	Spital Azil de bătrâni și alte grupuri de specialitate Cabinete medicale Industrie Industria farmaceutică Laborator Prelucrarea alimentelor Service Gastronomie HoReCa Curățare Igienă Cosmetică Wellness Industria frumuseții 
Informații suplimentare referitoare la materiale	fără latex 
Indicații de sănătate	Dacă apar iritații ale pielii sau reacții alergice, opriți imediat utilizarea și solicitați sfatul medicului. Conform stadiului actual al tehnologiei, produsele nu conțin substanțe toxice, cancerigene sau mutagene, cu condiția să fie utilizate conform scopului lor prevăzut. Aceste produse nu conțin componente din latex și sunt considerate hipoalergene. Totuși, ele pot cauza iritații în cazul pielii sensibile. Purtarea îndelungată poate împiedica pielea să respire, ceea ce poate duce la iritarea pielii.
Standarde	
VO (EU) 2023/988	Regulamentul (UE) nr. 2023/988 referitor la siguranța generală a produsului
VO (EG) 1935/2004	Regulament privind materialele și obiectele din plastic care sunt prevăzute pentru a intra în contact cu alimentele. 
VO (EU) 10/2011	Regulament privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare





Fișa produsului

wiroBRACE



Utilizare	
Instrucțiuni de utilizare	Înainte de utilizare Vă rugăm să vă asigurați că ați ales produsul adecvat pentru nevoile dvs. și pentru domeniile de utilizare. Vă rugăm NU purtați îmbrăcămintea de protecție, dacă prezintă urme de deteriorare sau de uzură. Îmbrăcămintea medicală de protecție este prevăzută pentru o utilizare de scurtă durată. În domeniul medical utilizarea este limitată la persoana consultată. Manipulare Boneta se pune pe cap. Trebuie să aveți grijă ca tot părul să fie acoperit de bonetă. Și părul lung trebuie să fie complet introdus în bonetă.
Indicație de siguranță	Conform analizei noastre de risc ce respectă EN ISO 14971:2019 + A11:2021, acest produs nu necesită indicații suplimentare de siguranță.
Înlăturare	Produsele neutilizate și necontaminate pot fi arse conform prevederilor mediului sau pot fi eliminate la punctele de colectare. Produsele contaminate trebuie eliminate conform legilor și prevederilor naționale în vigoare în funcție de tipul de contaminare.
Durată de valabilitate	5 ani de la data fabricației, în măsura în care sunt neutilizate și în cazul unei depozitări corecte.
Depozitare	A se proteja contra radiațiilor solare. Depozitare uscată Depozitarea necorespunzătoare poate duce la reducerea valabilității.
Trasabilitatea	Trasabilitatea în funcție de lot de la redarea necesarului până la ieșirea din depozit. Fișa produsului Versiune 3 valabil de la lotul 2617 +



Ambalaj	
Reciclare	Licențiat conform ambalajului, număr licență DE1618662887322. Vă rugăm să duceți ambalajul la reciclare.



www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-baretthauben/wirobrace/

Variantă 1

Unitate de vânzare	2000 bucată/Carton				
Strat de ambalaj 1	100 bucată/Pungă din plastic				
Cantitate minimă de comandă	1 Carton				
Număr articole	Nr. articol	Vopsea	Mărime	Mărime (diametru)	Toleranță
	10000102	alb	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000112	verde	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000122	albastru	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000105	alb	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000115	verde	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000125	albastru	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000108	alb	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000118	verde	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000128	albastru	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm



Fișa produsului

wiroBRACE



GTINs	Nr. articol	Unit of Use	Strat de ambalaj	Strat de ambalaj	Carton
	10000102	4051642003719	4051642000015	-----	4051642500010
	10000112	4051642003870	4051642000053	-----	4051642500058
	10000122	4051642003887	4051642000084	-----	4051642500089
	10000105	4051642003900	4051642000039	-----	4051642500034
	10000115	4051642003917	4051642000060	-----	4051642500065
	10000125	4051642003924	4051642000091	-----	4051642500096
	10000108	4051642003948	4051642000046	-----	4051642500041
	10000118	4051642003955	4051642000077	-----	4051642500072
	10000128	4051642006536	4051642000107	-----	4051642500102

Variantă 2

Unitate de vânzare	1000 bucată/Carton				
Strat de ambalaj 1	100 bucată/Pungă din plastic				
Cantitate minimă de comandă	1 Carton				
Număr articole	Nr. articol	Vopsea	Mărime	Mărime (diametru)	Toleranță
	10000103	alb	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10000123	albastru	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
GTINs	Nr. articol	Unit of Use	Strat de ambalaj	Strat de ambalaj	Carton
	10000103	4051642003726	4051642000022	-----	4051642500027
	10000123	4051642003894	4051642000855	-----	4051642500850

Variantă 3

Unitate de vânzare	1000 bucată/Carton				
Strat de ambalaj 1	100 bucată/Cutie de dozare				
Cantitate minimă de comandă	1 Carton				
Număr articole	Nr. articol	Vopsea	Mărime	Mărime (diametru)	Toleranță
	10000202	alb	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000212	verde	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
GTINs	Nr. articol	Unit of Use	Strat de ambalaj	Strat de ambalaj	Carton
	10000202	4051642003962	4051642000114	-----	4051642500119
	10000212	4051642003979	4051642000138	-----	4051642500133

Variantă 4

Unitate de vânzare	1000 bucată/Carton				
Strat de ambalaj 1	100 bucată/Cutie de dozare				
Cantitate minimă de comandă	1 Carton				





Fișa produsului

wiroBRACE



Număr articole	Nr. articol	Vopsea	Mărime	Mărime (diametru)	Toleranță	
	10000205	alb	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000215	verde	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000225	albastru	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
GTINs	Nr. articol	Unit of Use	Strat de ambalaj	Strat de ambalaj	Carton	
	10000205	4051642003986	4051642000121	-----	4051642500126	
	10000215	4051642003993	4051642000145	-----	4051642500140	
	10000225	4051642004006	4051642000169	-----	4051642500164	

Cifrele referitoare la dimensiuni, greutate, grosimi și toleranțe trebuie înțelese ca valori nominale și pot varia.
Datele se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre. Nu reprezintă o asigurare garantată a caracteristicilor produsului și nu reprezintă un drept contractual. Datele care sunt mai vechi de 2 ani trebuie confirmate din nou.
Ne asumăm dreptul la erorile de introducere și la greșeli.
Fișele produsului puse la dispoziție sunt proprietatea WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH este proprietarul tuturor drepturilor de autor/utilizare și exploatare ale fișelor cu datele produselor. Nu este permisă modificarea fișelor cu datele produsului sau modificarea pictogramei. Fișele cu datele produsului puse la dispoziție pot fi utilizate doar împreună cu produsele originale WIROS.



TOUCA DE PP



EFFICIENT





Folha de dados do produto

wiroBRACE



Fabricante	
Empresa + Morada	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemanha
Marca comercial	care & serve®
Descrição do produto	
Categoria	EFFICIENT
Designação do produto	care & serve® EFFICIENT wirosBRACE Touca de PP
Material	
Material	Não-tecido de polipropileno
Peso do material	≈ 10 g/m² (± 2 g/m²)
Utilização	
Uso pretendido	Touca para cobrir completamente o cabelo, como barreira.
Contacto com alimentos	É permitido um contacto indireto breve com os alimentos.
Indicação de utilização	Produto descartável. não estéril
Limitação	Não é adequado para embalar e armazenar alimentos.
Áreas de aplicação	Hospitais lares da terceira idade e outros meios profissionais Consultórios médicos Indústria Indústria farmacêutica Laboratório Processamento de alimentos Serviços gastronomia HoReCa Limpeza Higiene Cosmética spas indústria da beleza
Informações adicionais sobre o material	sem látex
Indicação sobre a saúde	Se ocorrerem irritações cutâneas ou reações alérgicas, interrompa imediatamente a utilização e procure aconselhamento médico. Tanto quanto se sabe, de acordo com o estado atual da tecnologia, os produtos não contêm qualquer substância tóxica, cancerígena ou mutagénica quando utilizados de acordo com a utilização prevista. Estes produtos não contêm quaisquer componentes de látex e são considerados hipoalergénicos. No entanto, podem causar irritação em peles sensíveis. Em caso de utilização prolongada, a ventilação da pele pode ser restrita, o que pode causar irritações cutâneas.
Normas	
VO (EU) 2023/988	Regulamento (UE) n.º 2023/988 relativo à segurança geral dos produtos
VO (EG) 1935/2004	Regulamento relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os géneros alimentícios
VO (EU) 10/2011	Regulamento sobre materiais e objetos de plástico destinados a entrar em contato com alimentos





Folha de dados do produto

wiroBRACE



Utilização

Instruções de utilização	Antes da utilização Por favor, assegure-se de que optou pelo produto adequado para as suas necessidades e áreas de aplicação. Por favor, NÃO use vestuário de proteção médico se este apresentar defeitos ou já tiver sido usado. O vestuário de proteção médico destina-se a um uso por um curto período de tempo. Na área médica, a sua utilização está limitada a uma pessoa. Manuseamento Colocar a touca sobre a cabeça. Deve certificar-se de que todos os cabelos estão cobertos pela touca. Os cabelos compridos também devem ficar completamente cobertos pela touca.		
Nota de Segurança	De acordo com a nossa análise de riscos de acordo com a EN ISO 14971:2019 + A11:2021, não são necessárias quaisquer instruções de segurança adicionais para este produto.		
Eliminação	Os produtos não utilizados e não contaminados podem ser incinerados ou descartados de maneira ambientalmente correta. Os produtos contaminados devem ser descartados de acordo com as leis e regulamentos nacionais aplicáveis a cada tipo de contaminação.		
Validade	5 anos a partir da data de produção, se não for usado e armazenado corretamente.		
Armazenagem	Proteger da exposição ao sol. Armazenar a seco. Um armazenamento inadequado pode levar a uma redução na validade.		
Rastreabilidade	Rastreabilidade relacionada ao lote desde a determinação de requisitos até a saída do armazém Folha de dados do produto Versão 3 Válido a partir do lote 2617 +		

Embalagem

Reciclagem	Licenciado de acordo com a norma alemã VerpackG, número de licença DE1618662887322. Por favor, devolva a embalagem para reciclagem.	
------------	--	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-baretthauben/wirobrace/
-----	---

Variante 1

Unidade de venda	2000 unidade/Cartão				
Nível de embalagem 1	100 unidade/Saco poli				
Quantidade mínima	1 Cartão				
Números de artigo	Número de artigo	Cor	Tamanho	Tamanho (Ø)	Tolerância
	10000102	brancas	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000112	verde	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000122	azul	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000105	brancas	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000115	verde	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000125	azul	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000108	brancas	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000118	verde	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000128	azul	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





Folha de dados do produto

wiroBRACE



GTINs	Número de artigo	Unit of Use	Nível de embalagem	Nível de embalagem	Cartão
	10000102	4051642003719	4051642000015	-----	4051642500010
	10000112	4051642003870	4051642000053	-----	4051642500058
	10000122	4051642003887	4051642000084	-----	4051642500089
	10000105	4051642003900	4051642000039	-----	4051642500034
	10000115	4051642003917	4051642000060	-----	4051642500065
	10000125	4051642003924	4051642000091	-----	4051642500096
	10000108	4051642003948	4051642000046	-----	4051642500041
	10000118	4051642003955	4051642000077	-----	4051642500072
	10000128	4051642006536	4051642000107	-----	4051642500102

Variante 2

Unidade de venda	1000 unidade/Cartão				
Nível de embalagem 1	100 unidade/Saco poli				
Quantidade mínima	1 Cartão				
Números de artigo	Número de artigo	Cor	Tamanho	Tamanho (Ø)	Tolerância
	10000103	brancas	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10000123	azul	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
GTINs	Número de artigo	Unit of Use	Nível de embalagem	Nível de embalagem	Cartão
	10000103	4051642003726	4051642000022	-----	4051642500027
	10000123	4051642003894	4051642000855	-----	4051642500850

Variante 3

Unidade de venda	1000 unidade/Cartão				
Nível de embalagem 1	100 unidade/Caixa dispensadora				
Quantidade mínima	1 Cartão				
Números de artigo	Número de artigo	Cor	Tamanho	Tamanho (Ø)	Tolerância
	10000202	brancas	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000212	verde	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
GTINs	Número de artigo	Unit of Use	Nível de embalagem	Nível de embalagem	Cartão
	10000202	4051642003962	4051642000114	-----	4051642500119
	10000212	4051642003979	4051642000138	-----	4051642500133

Variante 4

Unidade de venda	1000 unidade/Cartão				
Nível de embalagem 1	100 unidade/Caixa dispensadora				
Quantidade mínima	1 Cartão				





Folha de dados do produto

wiroBRACE



Números de artigo	Número de artigo	Cor	Tamanho	Tamanho (Ø)	Tolerância	
	10000205	brancas	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000215	verde	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000225	azul	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
GTINs	Número de artigo	Unit of Use	Nível de embalagem	Nível de embalagem	Cartão	
	10000205	4051642003986	4051642000121	-----	4051642500126	
	10000215	4051642003993	4051642000145	-----	4051642500140	
	10000225	4051642004006	4051642000169	-----	4051642500164	

Os valores das dimensões, pesos, espessuras e tolerâncias devem ser entendidos como valores nominais e podem diferir.
As informações são baseadas no estado atual do nosso conhecimento. Elas não são uma garantia dos recursos do produto e não fundamentam um entendimento contratual da lei Por favor, reconfirme as informações com mais de 2 anos.
Erros ortográficos e equívocos reservados.
As fichas técnicas do produto fornecidas são propriedade da WIROS Wilfried Rosbach GmbH. A WIROS Wilfried Rosbach GmbH é detentora de todos os direitos de autor, de utilização e exploração das fichas técnicas do produto. Não são permitidas quaisquer alterações às fichas técnicas do produto ou a utilização de pictogramas. As fichas técnicas do produto fornecidas só podem ser utilizadas em conjunto com os produtos originais WIROS.



Gaminio duomenų lapas

wiroBRACE



PP BERETĖS FORMOS KEPURAITĖ



EFFICIENT





Gaminio duomenų lapas

wiroBRACE



Gamintojas	
Firma + Adresas	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vokietija
Prekiniai ženklai	care & serve®
Gaminio aprašymas	
Kategorija	EFFICIENT
Gaminio pavadinimas	care & serve® EFFICIENT wirosBRACE PP beretės formos kepuraitė
Medžiaga	
Medžiaga	Polipropileno spunbondas
Medžiagos svoris	≈ 10 g/m² (± 2 g/m²)
Naudojimas	
Naudojimo paskirtis	Kepuraitė kaip barjeras visiškai uždengti plaukus.
Kontaktas su maisto produ	Leidžiamas trumpalaikis, netiesioginis kontaktas su maisto produktais.
Naudojimo nurodymas	Vienkartinis gaminys nesterilus
Apribojimai	Netinka pakuoti ir saugoti maisto produktus.
Naudojimo sritys	Ligoninė Slaugos namai ir kiti specialistai Gydytojų kabinetai Gamybos farmacijos pramonė Laboratorija Maisto produktų apdorojimas Paslaugos Gastronomija HoReCa Valymas Higiena Kosmetika Sveikatingumas Grožio pramonė
Papildoma informacija apie medžiagas	be latekso
Nurodymai dėl sveikatos	Jei sudirginama oda ar pasireiškia alerginės reakcijos, nedelsiant nutraukite naudojimą ir kreipkitės į gydytoją. Kiek žinoma pagal esamą technikos lygį, gaminiuose nėra jokių toksiškų, kancerogeninių, mutageninių medžiagų, kai jie naudojami pagal paskirtį. Šių gaminių sudėtyje nėra latekso ir jie laikomi hipoalergiškais. Tačiau jie gali sudirginti jautrią odą. Dėvint ilgą laiką, gali būti apribota odos ventiliacija, o tai gali sudirginti odą.
Standartai	
VO (EU) 2023/988	Reglamentas (ES) Nr. 2023/988 dėl bendros gaminių saugos
VO (EG) 1935/2004	Potvarkis dėl medžiagų ir objektų, pagamintų iš plastiko, kurie skirti liestis su maisto produktais
VO (EU) 10/2011	Potvarkis dėl medžiagų ir daiktų iš plastiko, skirtų sąlyčiui su maisto produktais





Gaminio duomenų lapas

wiroBRACE



Naudojimas

Naudojimo instrukcija	Prieš naudojimą Įsitikinkite, kad pasirinkote jūsų poreikius ir naudojimo sritis atitinkantį gaminį. NEDĖVĖKITE medicininių apsauginių drabužių, jeigu pastebėjote trūkumų arba jie jau buvo naudoti. Medicininiai apsauginiai drabužiai skirti trumpalaikiam naudojimui. Medicinos srityje naudojimas apribotas iki vieno gydomo asmens. Naudojimas Kepuraitę užtraukite ant galvos. Stebėkite, kad kepuraitė uždengtų visus plaukus. Net ir ilgesni plaukai taip pat turėtų būti po kepuraitė.
Saugos nurodymas	Pagal mūsų rizikos analizę remiantis EN ISO 14971:2019 + A11:2021, šiam gaminiui nereikalingi jokie papildomi saugos nurodymai.
Utilizavimas	Nepanaudoti ir neužteršti gaminiai gali būti deginami aplinkai saugiu būdu arba utilizuojami saugykloje. Užteršti gaminiai privalo būti utilizuojami pagal galiojančius nacionalinius įstatymus ir potvarkius atsižvelgiant į jų užterštumo pobūdį.
Tinkamumas naudoti	5 metai nuo pagaminimo datos, jei nenaudotos ir tinkamai sandėliuotos.
Laikymo sąlygos	Saugokite nuo saulės spindulių. Laikykite sausoje vietoje. Netinkamos laikymo sąlygos gali sutrumpinti tinkamumo naudoti trukmę.
Atsekamumas	Prekės partijos atsekamumas nuo paklausos tyrimo iki atsargų sumažinimo. Gaminio duomenų lapas Versija 3 galioja nuo prekės partijos 2617 +



Pakuotė

Perdirbama	Licencija išduota pagal „VerpackG“, licencijos numeris DE1618662887322. Prašome pakuotę pristatyti perdirbti.	
------------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-baretthauben/wirobrace/
-----	---

Variantas 1

Pardavimo pakuotė	2000 vienetas/Kartono dėžutė				
1 pakuotės lygis	100 vienetas/Polietileno maišelis				
Mažiausias galimas užsakyti kiekis	1 Kartono dėžutė				
Gaminio numeris	Gaminio numeris	Spalva	Dydis	Dydis (skersmuo)	Tolerancija
	10000102	balta	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000112	žalia	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000122	mėlyna	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000105	balta	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000115	žalia	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000125	mėlyna	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000108	balta	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000118	žalia	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000128	mėlyna	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm



GTINs	Gaminio numeris	Unit of Use	Lygių pakuotė	Lygių pakuotė	Kartono dėžutė
	10000102	4051642003719	4051642000015	-----	4051642500010
	10000112	4051642003870	4051642000053	-----	4051642500058
	10000122	4051642003887	4051642000084	-----	4051642500089
	10000105	4051642003900	4051642000039	-----	4051642500034
	10000115	4051642003917	4051642000060	-----	4051642500065
	10000125	4051642003924	4051642000091	-----	4051642500096
	10000108	4051642003948	4051642000046	-----	4051642500041
	10000118	4051642003955	4051642000077	-----	4051642500072
	10000128	4051642006536	4051642000107	-----	4051642500102

Variantas 2

Pardavimo pakuotė	1000 vienetas/Kartono dėžutė				
1 pakuotės lygis	100 vienetas/Polietileno maišelis				
Mažiausias galimas užsakyti kiekis	1 Kartono dėžutė				
Gaminio numeris	Gaminio numeris	Spalva	Dydis	Dydis (skersmuo)	Tolerancija
	10000103	balta	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10000123	mėlyna	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
GTINs	Gaminio numeris	Unit of Use	Lygių pakuotė	Lygių pakuotė	Kartono dėžutė
	10000103	4051642003726	4051642000022	-----	4051642500027
	10000123	4051642003894	4051642000855	-----	4051642500850

Variantas 3

Pardavimo pakuotė	1000 vienetas/Kartono dėžutė				
1 pakuotės lygis	100 vienetas/Dalytuvas				
Mažiausias galimas užsakyti kiekis	1 Kartono dėžutė				
Gaminio numeris	Gaminio numeris	Spalva	Dydis	Dydis (skersmuo)	Tolerancija
	10000202	balta	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000212	žalia	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
GTINs	Gaminio numeris	Unit of Use	Lygių pakuotė	Lygių pakuotė	Kartono dėžutė
	10000202	4051642003962	4051642000114	-----	4051642500119
	10000212	4051642003979	4051642000138	-----	4051642500133

Variantas 4

Pardavimo pakuotė	1000 vienetas/Kartono dėžutė				
1 pakuotės lygis	100 vienetas/Dalytuvas				
Mažiausias galimas užsakyti kiekis	1 Kartono dėžutė				





Gaminio numeris	Gaminio numeris	Spalva	Dydis	Dydis (skersmuo)	Tolerancija	
	10000205	balta	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000215	žalia	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000225	mėlyna	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
GTINs	Gaminio numeris	Unit of Use	Lygių pakuotė	Lygių pakuotė	Kartono dėžutė	
	10000205	4051642003986	4051642000121	-----	4051642500126	
	10000215	4051642003993	4051642000145	-----	4051642500140	
	10000225	4051642004006	4051642000169	-----	4051642500164	

Išmatavimų, svorio, storio ir tolerancijos duomenys yra tik formalūs ir gali skirtis.
Duomenys paremti mūsų turima dabartine informacija. Jie neužtikrina gaminio savybių ir nepagrindžia sutartinių teisinių santykių. Informaciją, kuri yra senesnė nei 2 metai, prašome patvirtinti iš naujo.
Galimi klaidingi duomenys ir neatitikimai.
Pristatomi gaminio duomenų lapai yra „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ nuosavybė. „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ yra gaminio duomenų lapų visų autorių (arba) naudojimo teisių savininkas. Draudžiama keisti gaminio duomenų lapus arba naudoti piktogramas.
Pristatomus gaminio duomenų lapus leidžiama naudoti tik su originaliais WIROS gaminiais.



PP BERETES FORMAS CEPURES



EFFICIENT





Produkta datu lapa

wiroBRACE



Ražotājs	
Uzņēmums + Adrese	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vācija
Preču zīme	care & serve®
Produkta apraksts	
Kategorija	EFFICIENT
Produkta nosaukums	care & serve® EFFICIENT wirosBRACE PP beretes formas cepures
Materiāls	
Materiāls	Neausts polipropilēna materiāls
Materiāla svars	≈ 10 g/m² (± 2 g/m²)
Lietošana	
Lietošanas mērķis	Kapuce pilnīgai matu noseģšanai, lai nodrošinātu aizsardzību.
Saskare ar pārtikas produk	Ir pieļaujama īslaicīga netieša saskare ar pārtiku.
Lietošanas norādījums	Vienreizlietojams produkts nav sterili
Ierobežojums	Nav piemērots pārtikas produktu iepakojšanai un uzglabāšanai.
Pielietojuma jomas	Slimnīca Veco ļaužu pansionāts u.c. speciālistu aprindas Ārstu prakses Rūpniecība farmaceitiskā rūpniecība Laboratorijas Pārtikas produktu apstrāde Pakalpojumi Gastronomija HoReCa Tīrīšana higiēna Kosmētika Labsajūta Skaistumkopšanas industrija
Papildu informācija par materiālu	nesatur lateksu
Norāde attiecībā uz veselīb	Ja rodas ādas kairinājums vai alerģiskas reakcijas, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un meklējiet medicīnisku palīdzību. Cik zināms saskaņā ar pašreizējo tehnikas attīstības līmeni, produkti nesatur toksiskas, kancerogēnas vai mutagēnas vielas, ja tos izmanto atbilstoši paredzētajam lietojumam. Šie produkti nesatur lateksa komponentus un tiek uzskatīti par hipoalerģiskiem. Tomēr tie var kairināt jutīgu ādu. Ja to valkā ilgstoši, var tikt ierobežota ādas ventilācija, kas var izraisīt ādas kairinājumu.
Standarti	
VO (EU) 2023/988	Regula (ES) Nr. 2023/988 par ražojumu vispārēju drošumu
VO (EG) 1935/2004	Regula par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem
VO (EU) 10/2011	Direktīva par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem





Produkta datu lapa

wiroBRACE



Lietošana	
Lietošanas instrukcija	Pirms lietošanas Lūdzu, pārliedzinieties, ka izvēlētais produkts ir piemērots jūsu vajadzībām un lietošanas jomām. Lūdzu, NEVALKĀJ IET medicīnisko aizsargapģērbu, ja tam ir defekti vai ja tas ir lietots. Medicīniskais aizsargapģērbs ir paredzēts īslaicīgai lietošanai. Medicīnas nozarē ir atļauts lietot tikai vienai medicīniskās aprūpes personai. Lietošana Uzvelciet kapuci uz galvas. Pārliedzinieties, lai kapuce nosegtu visus matus. Garākiem matiem ir pilnībā jāatrodas zem kapuces.
Drošības norāde	Saskaņā ar mūsu riska analīzi, kas veikta atbilstoši EN ISO 14971:2019 + A11:2021, šim produktam nav nepieciešami papildu drošības norādījumi.
Utilizācija	Nelietotus un nekontaminētus produktus var sadedzināt vai utilizēt izgāztuvē vidi saudzējošā veidā. Kontaminēti produkti ir jāutilizē saskaņā ar spēkā esošajiem nacionālajiem likumiem un noteikumiem un atbilstoši kontaminācijas veidam.
Derīguma termiņš	5 gadi no ražošanas datuma, ja produkts nav lietots un ir pareizi uzglabāts.
Glabāšana	Sargājiet no saules stariem. Glabājiet sausā vietā. Nepareiza glabāšana var izraisīt derīguma termiņa saīsināšanos.
Izsekojamība	Izsekojamas partijas no pieprasījuma noteikšanas līdz preču izsūtīšanai. Produkta datu lapa Versija 3 spēkā no partijas 2617 +



Iepakojums	
Pārstrāde	Licencēts saskaņā ar Vācijas Likumu par iepakojumiem (VerpackG), licences numurs DE1618662887322. Lūdzu, nododiet iepakojumu otrreizējai pārstrādei.



www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-baretthauben/wirobrace/

Variants 1																																																			
Pārdošanas vienība	2000 Gab./Kartona kaste																																																		
Iepakojuma līmenis 1	100 Gab./Polietilēna maisiņš																																																		
Minimālais pasūtīšanas daudzums	1 Kartona kaste																																																		
Preču numuri	<table><tr><th>Preces numurs</th><th>Krāsa</th><th>Izmērs</th><th>Izmērs (Ø)</th><th>Pielaipe</th></tr><tr><td>10000102</td><td>balti</td><td>M</td><td>Ø ≈ 48 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10000112</td><td>zaļa</td><td>M</td><td>Ø ≈ 48 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10000122</td><td>zilā krāsā</td><td>M</td><td>Ø ≈ 48 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10000105</td><td>balti</td><td>L</td><td>Ø ≈ 53 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10000115</td><td>zaļa</td><td>L</td><td>Ø ≈ 53 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10000125</td><td>zilā krāsā</td><td>L</td><td>Ø ≈ 53 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10000108</td><td>balti</td><td>XL</td><td>Ø ≈ 58 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10000118</td><td>zaļa</td><td>XL</td><td>Ø ≈ 58 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10000128</td><td>zilā krāsā</td><td>XL</td><td>Ø ≈ 58 cm</td><td>± 2 cm</td></tr></table>	Preces numurs	Krāsa	Izmērs	Izmērs (Ø)	Pielaipe	10000102	balti	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm	10000112	zaļa	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm	10000122	zilā krāsā	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm	10000105	balti	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	10000115	zaļa	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	10000125	zilā krāsā	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	10000108	balti	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm	10000118	zaļa	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm	10000128	zilā krāsā	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	Preces numurs	Krāsa	Izmērs	Izmērs (Ø)	Pielaipe																																														
	10000102	balti	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm																																														
	10000112	zaļa	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm																																														
	10000122	zilā krāsā	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm																																														
	10000105	balti	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm																																														
	10000115	zaļa	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm																																														
	10000125	zilā krāsā	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm																																														
	10000108	balti	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm																																														
	10000118	zaļa	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm																																														
10000128	zilā krāsā	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm																																															





Produkta datu lapa

wiroBRACE



GTINs	Preces numurs	Unit of Use	Iepakojuma līmenis	Iepakojuma līmenis	Kartona kaste
	10000102	4051642003719	4051642000015	-----	4051642500010
	10000112	4051642003870	4051642000053	-----	4051642500058
	10000122	4051642003887	4051642000084	-----	4051642500089
	10000105	4051642003900	4051642000039	-----	4051642500034
	10000115	4051642003917	4051642000060	-----	4051642500065
	10000125	4051642003924	4051642000091	-----	4051642500096
	10000108	4051642003948	4051642000046	-----	4051642500041
	10000118	4051642003955	4051642000077	-----	4051642500072
	10000128	4051642006536	4051642000107	-----	4051642500102

Variants 2

Pārdošanas vienība	1000 Gab./Kartona kaste				
Iepakojuma līmenis 1	100 Gab./Polietilēna maisiņš				
Minimālais pasūtīšanas daudzums	1 Kartona kaste				
Preču numuri	Preces numurs	Krāsa	Izmērs	Izmērs (Ø)	Pielaide
	10000103	balti	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10000123	zilā krāsā	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
GTINs	Preces numurs	Unit of Use	Iepakojuma līmenis	Iepakojuma līmenis	Kartona kaste
	10000103	4051642003726	4051642000022	-----	4051642500027
	10000123	4051642003894	4051642000855	-----	4051642500850

Variants 3

Pārdošanas vienība	1000 Gab./Kartona kaste				
Iepakojuma līmenis 1	100 Gab./izsniegšanas kastīte				
Minimālais pasūtīšanas daudzums	1 Kartona kaste				
Preču numuri	Preces numurs	Krāsa	Izmērs	Izmērs (Ø)	Pielaide
	10000202	balti	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000212	zaļa	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
GTINs	Preces numurs	Unit of Use	Iepakojuma līmenis	Iepakojuma līmenis	Kartona kaste
	10000202	4051642003962	4051642000114	-----	4051642500119
	10000212	4051642003979	4051642000138	-----	4051642500133

Variants 4

Pārdošanas vienība	1000 Gab./Kartona kaste				
Iepakojuma līmenis 1	100 Gab./izsniegšanas kastīte				
Minimālais pasūtīšanas daudzums	1 Kartona kaste				





Produkta datu lapa

wiroBRACE



Preču numuri	Preces numurs	Krāsa	Izmērs	Izmērs (Ø)	Pielaide	
	10000205	balti	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000215	zaļa	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000225	zilā krāsā	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
GTINs	Preces numurs	Unit of Use	Iepakojuma līmenis	Iepakojuma līmenis	Kartona kaste	
	10000205	4051642003986	4051642000121	-----	4051642500126	
	10000215	4051642003993	4051642000145	-----	4051642500140	
	10000225	4051642004006	4051642000169	-----	4051642500164	

Izmēru, svara, stiprības un pielaižu skaitliskās vērtības ir uzskatāmas par nominālajām vērtībām un var atšķirties no faktiskajām vērtībām.
Dati ir balstīti uz mūsu jaunākajām zināšanām. Tie negarantē produktu īpašības un nepamato līgumiskas saistības. Lūdziet apstiprināt datus, kas ir vecāki par 2 gadiem.
Ir iespējamas ievades kļūdas un kļūdaina informācija.
Sniegtās produktu datu lapas ir uzņēmuma WIROS Wilfried Rosbach GmbH īpašums. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ir visu autortiesību, lietošanas tiesību un produktu datu lapu izmantošanas tiesību īpašnieks. Nav atļauts mainīt produktu datu lapas vai izmantot piktogrammas. Nodrošinātās produktu datu lapas drīkst izmantot tikai saistībā ar oriģinālajiem WIROS produktiem.



Информационен лист за продукта

wiroBRACE



PP БАРЕТНИ ШАПКИ



EFFICIENT





Информационен лист за продукта

wiroBRACE



Производител	
Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
Търговска марка	care & serve®
Описание на продукта	
Категория	EFFICIENT
Наименование на продукта	care & serve® EFFICIENT wirosBRACE PP баретни шапки
Материал	
Материал	Полипропиленов нетъкан флис
Тегло на материала	≈ 10 g/m² (± 2 g/m²)
Употреба	
Употреба по предназначение	Шапка за пълно покриване на косите като бариера.
Контакт с хранителни про	Допуска се краткотраен индиректен контакт с хранителни продукти.
Указание за употреба	Продукт за еднократна употреба нестерилни
Ограничение	Не са подходящи за опаковане и съхранение на хранителни продукти.
Области на приложение	Болница Дом за възрастни и др. специализирани кръгове Лекарски практики Индустрия Фармацевтична индустрия Лаборатория Преработка на хранителни продукти Сервиз Гастрономия HoReCa Почистване Хигиена Козметика Уелнес Индустрия за красота
Допълнителна информация за	не съдържа латекс
Указание за здравето	При кожни раздразнения или алергични реакции спрете незабавно употребата и потърсете лекарска помощ. Доколкото е известно съгласно актуалното ниво на техниката, продуктите не съдържат токсични, канцерогенни или мутагенни вещества, ако се използват според предназначението им. Тези продукти не съдържат латексови съставки и се считат за хипоалергенни. Те обаче могат да причинят дразнения при чувствителна кожа. При по-дълго носене вентилацията на кожата може да бъде ограничена, което може да доведе до кожни раздразнения.
Стандарти	
VO (EU) 2023/988	Регламент (ЕС) № 2023/988 относно общата безопасност на продуктите
VO (EG) 1935/2004	Разпоредба за материали и предмети от синтетичен материал, които са предназначени за контакт с хранителни продукти
VO (EU) 10/2011	Разпоредба за материали и предмети от пластмаса, които са предназначени за контакт с хранителни продукти





Информационен лист за продукта

wiroBRACE



Приложение

Инструкция за употреба	Преди употреба Моля, уверете се, че сте избрали подходящия за Вашите нужди и области на приложение продукт. Моля, НЕ носете медицинско защитно облекло, ако то е дефектно или вече е било използвано. Медицинското защитно облекло е предвидено за кратковременна употреба. В медицинската област използването е ограничено до едно лице за лечение. Боравене Издърпайте шапката върху главата. При това внимавайте, всички коси да бъдат покрити от шапката. Също и по-дългите коси трябва да са обхванати изцяло от шапката.
Указание за безопасност	Съобразно нашия анализ на риска съгласно EN ISO 14971:2019 + A11:2021 не са необходими допълнителни указания за безопасност за този продукт.
Изхвърляне	Неизползвани и незамърсени продукти могат да бъдат изгорени по екологосъобразен начин или предадени в пункт за отпадъци. Замърсени продукти трябва да бъдат изхвърлени съгласно висящите национални закони и предписания в зависимост от вида на замърсяването.
Срок на годност	5 години от датата на производство, ако не са използвани и при правилно съхранение.
Съхранение	Пазете от слънчево лъчение. Съхранявайте на сухо място. Неправилно съхранение може да доведе до намаляване на срока на годност.
Обратна проследимост	Отнесена към партидите обратна проследимост от определянето на нуждата до излизането от склада. Информационен лист за продукта Версия 3 важи от партида 2617 +



Опаковка

Рециклиране	Лицензирани съгласно Закона за опаковките VerpackG, номер на лиценз DE1618662887322. Моля, предайте опаковката за рециклиране.
-------------	--



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-baretthauben/wirobrace/
-----	---

Вариант 1

Продажна единица	2000 броя/Кашон				
Ниво на опаковката 1	100 броя/Полиетиленова торбичка				
Минимално количество за поръчка	1 Кашон				
Каталожни номера	Номер на артикул	Цвят	Размер	размер (Ø)	Допуск
	10000102	бяло	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000112	зелен	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000122	сини	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000105	бяло	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000115	зелен	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000125	сини	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000108	бяло	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000118	зелен	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000128	сини	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm



Информационен лист за продукта

wiroBRACE



GTINs	Номер на артикул	Unit of Use	Плоска опаковка	Плоска опаковка	Кашон
	10000102	4051642003719	4051642000015	-----	4051642500010
	10000112	4051642003870	4051642000053	-----	4051642500058
	10000122	4051642003887	4051642000084	-----	4051642500089
	10000105	4051642003900	4051642000039	-----	4051642500034
	10000115	4051642003917	4051642000060	-----	4051642500065
	10000125	4051642003924	4051642000091	-----	4051642500096
	10000108	4051642003948	4051642000046	-----	4051642500041
	10000118	4051642003955	4051642000077	-----	4051642500072
	10000128	4051642006536	4051642000107	-----	4051642500102

Вариант 2

Продажна единица	1000 броя/Кашон				
Ниво на опаковката 1	100 броя/Полиетиленова торбичка				
Минимално количество за поръчка	1 Кашон				
Каталожни номера	Номер на артикул	Цвят	Размер	размер (Ø)	Допуск
	10000103	бяло	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10000123	сини	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
GTINs	Номер на артикул	Unit of Use	Плоска опаковка	Плоска опаковка	Кашон
	10000103	4051642003726	4051642000022	-----	4051642500027
	10000123	4051642003894	4051642000855	-----	4051642500850

Вариант 3

Продажна единица	1000 броя/Кашон				
Ниво на опаковката 1	100 броя/Дозираща кутия				
Минимално количество за поръчка	1 Кашон				
Каталожни номера	Номер на артикул	Цвят	Размер	размер (Ø)	Допуск
	10000202	бяло	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000212	зелен	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
GTINs	Номер на артикул	Unit of Use	Плоска опаковка	Плоска опаковка	Кашон
	10000202	4051642003962	4051642000114	-----	4051642500119
	10000212	4051642003979	4051642000138	-----	4051642500133

Вариант 4

Продажна единица	1000 броя/Кашон				
Ниво на опаковката 1	100 броя/Дозираща кутия				
Минимално количество за поръчка	1 Кашон				





Информационен лист за продукта

wiroBRACE



Каталожни номера	Номер на артикул	Цвят	Размер	размер (Ø)	Допуск
	10000205	бяло	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000215	зелен	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000225	сини	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
GTINs	Номер на артикул	Unit of Use	Плоска опаковка	Плоска опаковка	Кашон
	10000205	4051642003986	4051642000121	-----	4051642500126
	10000215	4051642003993	4051642000145	-----	4051642500140
	10000225	4051642004006	4051642000169	-----	4051642500164

Цифровите данни за размерите, теглата, дебелините и допуските трябва да се разбират като зададени стойности и могат да се различават.
Данните се базират на текущото ниво на нашите знания. Те не представляват гаранция за продуктови характеристики и не обосновават договорно правно разбиране. Моля, поискайте повторно потвърждение на данни, които са по-стари от 2 години.
Не се поема отговорност за печатни грешки.
Предоставените на разположение продуктови спецификации са собственост на фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH е собственик на всички авторски права и права за употреба и експлоатация на продуктовите спецификации. Промяна на продуктовите спецификации или използване на пиктограмите не са разрешени. Предоставените на разположение продуктови спецификации могат да се използват само във връзка с оригиналните продукти на фирма WIROS.





Технічний лист

wiroBRACE



ШАПОЧКИ-БЕРЕТИ З ПП



EFFICIENT





Технічний лист

wiroBRACE



Виробник	
Фірма + Адреса	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Німеччина
Торговельна марка	care & serve®
Опис продукту	
Категорія	EFFICIENT
Найменування продукту	care & serve® EFFICIENT wirosBRACE Шапочки-берети з ПП
Матеріал	
Матеріал	Поліпропіленовий спанбонд
Вага матеріалу	≈ 10 г/м² (± 2 г/м²)
Використання	
Призначення	Медичний ковпак для повного покриття волосся в якості бар'єру.
Контакт з харчовими про	Припустимий короточасний непрямий контакт з харчовими продуктами.
Інструкція щодо використання	Виріб одноразового використання не стерильний
Обмеження	Не придатні для пакування та зберігання харчових продуктів.
Галузі застосування	Лікарня Будинок пристарілих в тому числі групи фахівців Лікарські практики Промисловість Фармацевтична промисловість Лабораторії Харчова промисловість Сервіс Гастрономія HoReCa Прибирання Гігієна Косметика Велнес Індустрія краси
Інформація про добавки до матеріалу	без латексу
Вказівка щодо охорони з	При подразненні шкіри або алергічних реакціях негайно припинити використання та звернутися за консультацією лікаря. Наскільки відомо з сучасного рівня техніки, продукція не містить жодних токсичних, канцерогенних або мутагенних речовин, якщо вона використовується відповідно до свого призначення. Ці вироби не містять латексні компоненти та вважаються гіпоалергенними. Проте у випадку чутливої шкіри вони можуть викликати подразнення. При тривалому носінні може обмежуватися вентиляція шкіри, що спричиняє подразнення шкіри.
Стандарти	
VO (EU) 2023/988	Регламент (ЄС) № 2023/988 про загальну безпеку виробу
VO (EG) 1935/2004	Розпорядження щодо матеріалів та виробів з пластмас, призначених для контакту з харчовими продуктами
VO (EU) 10/2011	Розпорядження щодо матеріалів та виробів з пластмас, призначених для контакту з харчовими продуктами





Технічний лист

wiroBRACE



Використання

Інструкція з використання	Перед використанням Переконайтеся, що обрали правильний виріб для своїх потреб та областей застосування. В жодному разі НЕ носіть медичний захисний одяг, у якому були виявлені дефекти або яким вже користувалися. Медичний захисний одяг призначений для короточасного використання. При використанні виробу в медичних цілях слід міняти його після обслуговування одного пацієнта. Застосування Натягніть ковпак на голову. При цьому стежте, щоб все волосся було сховане під ковпак. Довге волосся також має бути повністю сховане під ковпак.
Інструкція з безпеки	Відповідно до нашого аналізу ризиків за EN ISO 14971:2019 + A11:2021 для цього виробу не потрібні додаткові вказівки з техніки безпеки.
Утилізація	Невикористані та незабруднені вироби можна спалювати екологічно безпечним чином або утилізувати в місцях для збору сміття. Забруднені вироби слід утилізувати відповідно до чинного національного законодавства та нормативно-правових актів, в залежності від типу забруднення.
Термін служби	5 років з дати виготовлення, якщо вони не використовуються та правильно зберігаються.
Зберігання	Захищати від сонячних променів. Зберігати в сухому місці. Неправильне зберігання може призвести до зниження терміну служби.
Простежуваність	Простежуваність партії від визначення потреб аж до виходу зі складу. Технічний лист Версія 3 дійсний з партії 2617 +



Упаковка

Переробка	Ліцензовано згідно Закону про упаковку, номер ліцензії DE1618662887322. Будь ласка, поверніть упаковку для переробки.
-----------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-baretthauben/wirobrace/
-----	---

Варіант 1

Торгова одиниця	2000 штук/Коробка				
Рівень упаковки 1	100 штук/Поліетиленовий мішок				
Мінімальна кількість замовлення	1 Коробка				
Номери артикулу	Номер артикулу	Колір	Розмір	Розмір (Ø)	Допустиме відхилення
	10000102	білий	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000112	зелений	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000122	синій	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000105	білий	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000115	зелений	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000125	синій	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000108	білий	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000118	зелений	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000128	синій	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





Технічний лист

wiroBRACE



GTINs	Номер артикулу	Unit of Use	Рівень упаковки	Рівень упаковки	Коробка
	10000102	4051642003719	4051642000015	-----	4051642500010
	10000112	4051642003870	4051642000053	-----	4051642500058
	10000122	4051642003887	4051642000084	-----	4051642500089
	10000105	4051642003900	4051642000039	-----	4051642500034
	10000115	4051642003917	4051642000060	-----	4051642500065
	10000125	4051642003924	4051642000091	-----	4051642500096
	10000108	4051642003948	4051642000046	-----	4051642500041
	10000118	4051642003955	4051642000077	-----	4051642500072
	10000128	4051642006536	4051642000107	-----	4051642500102

Варіант 2

Торгова одиниця	1000 штук/Коробка				
Рівень упаковки 1	100 штук/Поліетиленовий мішок				
Мінімальна кількість замовлення	1 Коробка				
Номери артикулу	Номер артикулу	Колір	Розмір	Розмір (Ø)	Допустиме відхилення
	10000103	білий	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10000123	синій	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
GTINs	Номер артикулу	Unit of Use	Рівень упаковки	Рівень упаковки	Коробка
	10000103	4051642003726	4051642000022	-----	4051642500027
	10000123	4051642003894	4051642000855	-----	4051642500850

Варіант 3

Торгова одиниця	1000 штук/Коробка				
Рівень упаковки 1	100 штук/коробка диспенсера				
Мінімальна кількість замовлення	1 Коробка				
Номери артикулу	Номер артикулу	Колір	Розмір	Розмір (Ø)	Допустиме відхилення
	10000202	білий	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000212	зелений	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
GTINs	Номер артикулу	Unit of Use	Рівень упаковки	Рівень упаковки	Коробка
	10000202	4051642003962	4051642000114	-----	4051642500119
	10000212	4051642003979	4051642000138	-----	4051642500133

Варіант 4

Торгова одиниця	1000 штук/Коробка				
Рівень упаковки 1	100 штук/коробка диспенсера				
Мінімальна кількість замовлення	1 Коробка				





Технічний лист

wiroBRACE



Номери артикулу	Номер артикулу	Колір	Розмір	Розмір (Ø)	Допустиме відхилення	
	10000205	білий	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000215	зелений	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000225	синій	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
GTINs	Номер артикулу	Unit of Use	Рівень упаковки	Рівень упаковки	Коробка	
	10000205	4051642003986	4051642000121	-----	4051642500126	
	10000215	4051642003993	4051642000145	-----	4051642500140	
	10000225	4051642004006	4051642000169	-----	4051642500164	

Цифрові дані розмірів, ваги, товщини та допустимих відхилень слід розуміти як номінальні величини, що можуть відрізнятися.
Дані базуються на поточному стані наших знань. Вони не є гарантованим запевненням щодо характеристик товару і не створюють договірної правового розуміння. Необхідно повторно засвідчити інформацію, якій більше ніж 2 роки.
Можливі друкарські та інші помилки.
Надані технічні паспорти продукту є власністю компанії WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компанія WIROS Wilfried Rosbach GmbH є власником усіх авторських прав, прав на використання та реалізацію технічних паспортів продукту. Не дозволяється змінювати технічні паспорти продукту або використовувати піктограми. Надані технічні паспорти продукту дозволяється використовувати лише у зв'язку з оригінальними продуктами WIROS.



Toote teabeleht

wiroBRACE



PP BARETID



EFFICIENT





Toote teabeleht

wiroBRACE



Tootja	
Ettevõte + Aadress:	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksamaa
Kaubamärk	care & serve®
Tootekirjeldus	
Kategooria	EFFICIENT
Toote nimetus	care & serve® EFFICIENT wirosBRACE PP baretid
Materjal:	
Materjal:	Orienteerimata polüetüleenkiududest riie
Materjali kaal	≈ 10 g/m² (± 2 g/m²)
Kasutamine	
Kasutusotstarve	Müts juuste täielikuks katmiseks barjääri moodustamise eesmärgil.
Kokkupuude toiduainetega	Lühiajaline kaudne kokkupuude toiduainetega on lubatud.
Kasutusjuhised	Ühekordselt kasutatav toode mittesteriilne
Piirangud	Ei sobi toiduainete pakkimiseks ega hoiustamiseks.
Kasutusvaldkonnad	Haigla vanadekodu jt erialased ringkonnad Arstipraksised Tööstus farmaatsiatööstus Labor Toiduainetööstus Teenindus gastronoomia HoReCa (hotellid, restoranid ja toitlustus) Puhastus hügieen Kosmeetika heaolu ilutööstus
Lisateave materjali kohta	ei sisalda lateksit
Tervisega seotud märkus	Nahaärrituste või allergiliste reaktsioonide korral lõpetage kohe kasutamine ja küsige arstilt nõu. Praeguse tehnika taseme kohaselt ei sisalda tooted toksilisi, kantserogeenseid ega mutageenseid aineid, kui neid kasutatakse otstarbe kohaselt. Need tooted ei sisalda lateksi osi ja on hüpoallergeensed. Tundliku naha korral võivad need põhjustada ärritust. Pikemaajalise kandmise korral võib naha õhuvarustus olla pärsitud, mis võib tekitada nahaärritust.
Standardid	
VO (EU) 2023/988	ELi direktiiv nr 2023/988 üldise tooteohutuse kohta
VO (EG) 1935/2004	Määrus toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta
VO (EU) 10/2011	Määrus toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta





Toote teabeleht

wiroBRACE



Kasutamine	
Kasutusjuhend	Enne kasutamist Palun veenduge, et te olete valinud välja oma vajaduste ja rakendusvaldkondade jaoks sobiva toote. Ärge kandke meditsiinilist kaitseriietust, juhul kui sellel esineb puudusi või kui seda on juba kasutatud. Meditsiiniline kaitseriietus on mõeldud lühiajaliseks kasutamiseks. Meditsiini valdkonnas on kasutamine piiratud ühe patsiendiga. Käsitsemine Tõmmake müts pähe. Seejuures jälgige, et juuksed oleks täielikult mütsiga kaetud. Ka pikad juuksed peavad olema täiesti mütsi all.
Ohutusjuhised	Meie riskianalüüsi kohaselt, mis tehti standardi EN ISO 14971:2019 + A11:2021 järgi, ei ole selle toote jaoks vaja rohkem lisaohutusjuhiseid.
Kasutusest kõrvaldamine	Kasutamata ja saastumata tooted võib põletada keskkonnasõbralikult või ladestada prügilasse. Saastunud tooted tuleb olenevalt saastumisviisist kõrvaldada vastavalt kehtivatele riiklikele seadustele ja määrustele.
Säilivus	5 Viis aastat alates tootekuupäevast, kui on kasutamata ja õigesti hoiustatud.
Hoiustamine	Kaitsta päikese kiirguse eest. Hoiustada kuivas keskkonnas. Mittevastav hoiustamine võib vähendada säilivust.
Jälgitavus	Partiipõhine jälgitavus alates vajaduste hindamisest kuni laost väljaminekuni. Toote teabeleht Versioon 3 Kehtib alates partiist 2617 +



Pakendamine	
Taaskasutus	Litsentseeritud vastavalt Saksa pakendiseadusele, litsentsinumber DE1618662887322. Palun viige pakend taaskasutusse.



www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-baretthauben/wirobrace/

Variant 1

Müügiühik	2000 Tk/Kartong				
Pakkimistasand 1	100 Tk/Kilekott				
Tellimuse miinimumkogus	1 Kartong				
Toote number	Tootenumber	Värvus	Suurus	Suurus (Ø)	Hälve
	10000102	valge	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000112	roheline	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000122	sinine	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000105	valge	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000115	roheline	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000125	sinine	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000108	valge	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000118	roheline	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000128	sinine	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





Toote teabeleht

wiroBRACE



GTINs	Tootenumber	Unit of Use	Pakkimistasand	Pakkimistasand	Kartong
	10000102	4051642003719	4051642000015	-----	4051642500010
	10000112	4051642003870	4051642000053	-----	4051642500058
	10000122	4051642003887	4051642000084	-----	4051642500089
	10000105	4051642003900	4051642000039	-----	4051642500034
	10000115	4051642003917	4051642000060	-----	4051642500065
	10000125	4051642003924	4051642000091	-----	4051642500096
	10000108	4051642003948	4051642000046	-----	4051642500041
	10000118	4051642003955	4051642000077	-----	4051642500072
	10000128	4051642006536	4051642000107	-----	4051642500102

Variant 2

Müügiühik	1000 Tk/Kartong				
Pakkimistasand 1	100 Tk/Kilekott				
Tellimuse miinimumkogus	1 Kartong				
Toote number	Tootenumber	Värvus	Suurus	Suurus (Ø)	Hälve
	10000103	valge	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10000123	sinine	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
GTINs	Tootenumber	Unit of Use	Pakkimistasand	Pakkimistasand	Kartong
	10000103	4051642003726	4051642000022	-----	4051642500027
	10000123	4051642003894	4051642000855	-----	4051642500850

Variant 3

Müügiühik	1000 Tk/Kartong				
Pakkimistasand 1	100 Tk/Jaoturkarp				
Tellimuse miinimumkogus	1 Kartong				
Toote number	Tootenumber	Värvus	Suurus	Suurus (Ø)	Hälve
	10000202	valge	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000212	roheline	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
GTINs	Tootenumber	Unit of Use	Pakkimistasand	Pakkimistasand	Kartong
	10000202	4051642003962	4051642000114	-----	4051642500119
	10000212	4051642003979	4051642000138	-----	4051642500133

Variant 4

Müügiühik	1000 Tk/Kartong				
Pakkimistasand 1	100 Tk/Jaoturkarp				
Tellimuse miinimumkogus	1 Kartong				





Toote teabeleht

wiroBRACE



Toote number	Tootenumber	Värvus	Suurus	Suurus (Ø)	Hälve	
	10000205	valge	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000215	roheline	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000225	sinine	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
GTINs	Tootenumber	Unit of Use	Pakkimistasand	Pakkimistasand	Kartong	
	10000205	4051642003986	4051642000121	-----	4051642500126	
	10000215	4051642003993	4051642000145	-----	4051642500140	
	10000225	4051642004006	4051642000169	-----	4051642500164	

Mõõtmeid, raskust, tugevust ja hälbeid iseloomustavad arvandmed on sihtväärtused ja võivad erineda.
Andmed tuginevad meie praegustele teadmistele. Need ei taga tooteomaduste üldhinnangut ega põhjenda lepingujärgset õigust. Laske üle kahe aasta vanused andmed uuesti kinnitada.
Sisestusvead ja vead on reserveeritud.
Esitatud toote andmelehed on ettevõtte WIROS Wilfried Rosbach GmbH omand. WIROS Wilfried Rosbach GmbH on toote andmelehtede kõikide autori- ja kasutusõiguste omanik. Toote andmelehti pole lubatud muuta ega piktogramme kasutada. Esitatud toote andmelehti tohib kasutada ainult koos ettevõtte WIROS originaaltoodetega.



Tuotetietolehti

wiroBRACE



PP-BARETTIPÄÄHINE



EFFICIENT





Tuotetietolehti

wiroBRACE



Valmistaja	
Yritys + Osoite	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksa
Tavaramerkki	care & serve®
Tuotekuvaus	
Kategoria	EFFICIENT
Tuotenimike	care & serve® EFFICIENT wiroBRACE PP-barettipäähine
Materiaali	
Materiaali	PP-kuitu
Materiaalin paino	≈ 10 g/m² (± 2 g/m²)
Käyttö	
Käyttötarkoitus	Päähine hiusten kokonaisvaltaiseen suojaukseen.
Elintarvikekosketus	Lyhytaikainen, epäsuora kosketus elintarvikkeiden kanssa on sallittu.
Käyttöohje	Kertakäyttötuote Ei steriili
Rajoitukset	Ei sovellu elintarvikkeiden pakkaamiseen ja varastointiin.
Käyttöalueet	Sairaalat Vanhainkodit Muut alan yritykset Lääkäriasemat Teollisuus Lääketeollisuus Laboratoriot Elintarvikkeiden jalostus Palveluala Gastronomia HoReCa Puhdistus Hygienia Kosmetiikka Hyvinvointi Kauneusteollisuus
Materiaalin lisätiedot	Lateksiton
Terveysteen liittyviä tietoja	Ihoärsytysten tai allergisten reaktioiden tapauksessa lopeta käyttö heti ja neuvottele lääkärisi kanssa. Sikäli kuin tekniikan uusimman tason mukaan tiedetään, tuotteet eivät sisällä myrkyllisiä, karsinogeenisia tai mutageenisia aineita, jos niitä käytetään käyttötarkoituksen mukaisesti. Nämä tuotteet eivät sisällä lateksiainesosia, ja ne ovat hypoallergeenisia. Ne voivat kuitenkin aiheuttaa ärsytyksiä herkällä iholla. Pitkään käytettäessä ihon ilmanvaihto voi rajoittua, mikä voi johtaa ihoärsytyksiin.
Standardit	
VO (EU) 2023/988	Yleisestä tuoteturvallisuudesta annettu asetus (EU) N:o 2023/988
VO (EG) 1935/2004	Muovista valmistettujen, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja ja esineitä koskeva määräys
VO (EU) 10/2011	Asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista





Tuotetietolehti

wiroBRACE



Käyttö	
Käyttöohje	Ennen käyttöä Varmista, että olet valinnut tarpeisiisi ja käyttöalueisiisi sopivan tuotteen. ÄLÄ käytä lääketieteellisiä suojavaatteita, mikäli ne ovat viallisia tai niitä on jo käytetty. Lääketieteelliset suojavaatteet on tarkoitettu lyhytkestoiseen käyttöön. Terveystieteiden alalla käyttö on rajattu yhteen hoidettavaan henkilöön. Käyttö Vedä päähine päälle. Varmista, että päähine peittää kaikki hiukset. Myös pitkien hiusten on oltava kokonaan päähineen sisällä.
Turvallisuusohjeet	Standardin EN ISO 14971:2019 + A11:2021 mukaan tehdyn riskianalyysimme perusteella tälle tuotteelle ei tarvita lisäturvatoimia.
Hävittäminen	Käyttämättömät ja kontaminoitumattomat tuotteet voidaan polttaa ympäristöä säästävällä tavalla tai toimittaa kaatopaikalle. Kontaminoituneet tuotteet täytyy hävittää kontaminoitumattomien kanssa voimassa olevia kansallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen.
Säilyvyysaika	5 vuotta valmistuspäivästä, mikäli tuote on käyttämätön ja varastoitu oikein.
Varastointi	Suojaa auringonvalolta. Säilytettävä kuivassa. Epäasianmukainen varastointi voi lyhentää säilyvyysaikaa.
Jäljitettävyy	Eräkohtainen jäljitettävyy tarvearvioinnista aina varastosta poistumiseen. Tuotetietolehti Versio 3 voimassa alkaen erästä 2617 +



Pakkaus	
Kierrätys	Lisensioitu Saksan pakkauslain (VerpackG) mukaisesti, lisenssinumero DE1618662887322. Toimita pakkaus kierrätykseen.



www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-baretthauben/wirobrace/

Vaihtoehdot 1

Myyntiyksikkö	2000 Kappale/Pahvilaatikko				
Pakkaustaso 1	100 Kappale/Muovipussi				
Minimitilauusmäärä	1 Pahvilaatikko				
tuotenumero	Tuotenumero	Väri	Koko	Koko (Ø)	Toleranssi
	10000102	valkoinen	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000112	vihreä	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000122	sininen	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000105	valkoinen	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000115	vihreä	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000125	sininen	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm
	10000108	valkoinen	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000118	vihreä	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10000128	sininen	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





Tuotetietolehti

wiroBRACE



GTINs	Tuotenumero	Unit of Use	Pakkaustaso	Pakkaustaso	Pahvilaatikko
	10000102	4051642003719	4051642000015	-----	4051642500010
	10000112	4051642003870	4051642000053	-----	4051642500058
	10000122	4051642003887	4051642000084	-----	4051642500089
	10000105	4051642003900	4051642000039	-----	4051642500034
	10000115	4051642003917	4051642000060	-----	4051642500065
	10000125	4051642003924	4051642000091	-----	4051642500096
	10000108	4051642003948	4051642000046	-----	4051642500041
	10000118	4051642003955	4051642000077	-----	4051642500072
	10000128	4051642006536	4051642000107	-----	4051642500102

Vaihtoehdot 2

Myyntiyksikkö	1000 Kappale/Pahvilaatikko				
Pakkaustaso 1	100 Kappale/Muovipussi				
Minimitilausmäärä	1 Pahvilaatikko				
tuotenumero	Tuotenumero	Väri	Koko	Koko (Ø)	Toleranssi
	10000103	valkoinen	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10000123	sininen	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
GTINs	Tuotenumero	Unit of Use	Pakkaustaso	Pakkaustaso	Pahvilaatikko
	10000103	4051642003726	4051642000022	-----	4051642500027
	10000123	4051642003894	4051642000855	-----	4051642500850

Vaihtoehdot 3

Myyntiyksikkö	1000 Kappale/Pahvilaatikko				
Pakkaustaso 1	100 Kappale/Annostelulaatikko				
Minimitilausmäärä	1 Pahvilaatikko				
tuotenumero	Tuotenumero	Väri	Koko	Koko (Ø)	Toleranssi
	10000202	valkoinen	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
	10000212	vihreä	M	Ø ≈ 48 cm	± 2 cm
GTINs	Tuotenumero	Unit of Use	Pakkaustaso	Pakkaustaso	Pahvilaatikko
	10000202	4051642003962	4051642000114	-----	4051642500119
	10000212	4051642003979	4051642000138	-----	4051642500133

Vaihtoehdot 4

Myyntiyksikkö	1000 Kappale/Pahvilaatikko				
Pakkaustaso 1	100 Kappale/Annostelulaatikko				
Minimitilausmäärä	1 Pahvilaatikko				





Tuotetietolehti

wiroBRACE



tuotenumero	Tuotenumero	Väri	Koko	Koko (Ø)	Toleranssi	
	10000205	valkoinen	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000215	vihreä	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
	10000225	sininen	L	Ø ≈ 53 cm	± 2 cm	
GTINs	Tuotenumero	Unit of Use	Pakkaustaso	Pakkaustaso	Pahvilaatikko	
	10000205	4051642003986	4051642000121	-----	4051642500126	
	10000215	4051642003993	4051642000145	-----	4051642500140	
	10000225	4051642004006	4051642000169	-----	4051642500164	

Mittoa, painoja, vahvuuksia ja toleransseja koskevat luvut ovat ohjearvoja ja voivat poiketa todellisista arvoista.
Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta. Jos tiedot ovat yli kaksi vuotta vanhoja, pyydä niille vahvistus.
Mahdollisuus näppäily- ja muihin virheisiin varataan.
Saatavilla olevat tuotteen tietolehdet ovat WIROS Wilfried Rosbach GmbH:n omaisuutta. WIROS Wilfried Rosbach GmbH omistaa kaikki tuotteen tietolehtien tekijän-, käyttö- ja hyödyntämisoikeudet. Tuotteen tietolehtien muuttaminen tai piktogrammien käyttäminen on kielletty. Saatavilla olevia tuotteen tietolehtiä saa käyttää vain yhdessä alkuperäisten WIROS-tuotteiden kanssa.