

wiroCLASSIC KNIT



[de]	Produktdatenblatt PP KITTEL	Seite 2
[en]	Product data sheet PP GOWNS	Page 6
[nl]	Productgegevensformulier PP JASSEN	Zijde 10
[fr]	Fiche produit BLOUSES PP	Page 14
[es]	Hoja de datos del producto BATAS DE PP	Página 18
[it]	Scheda prodotto CAMICIE IN PP	Pagina 22
[el]	Δελτίο δεδομένων προϊόντος ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΟΔΙΤΕΣ PP	Σελίδα 26
[tr]	Ürün Bilgi Formu PP ÖNLÜKLER	Sayfa 30
[ru]	Техническая спецификация ХАЛАТЫ ИЗ ПП	Сторона 34
[pl]	Karta produktu KITL PP	Strona 38
[da]	Produktdatablad PP-KITLER	Side 42
[sv]	Produktdatablad PP-SKYDDSRÖCKAR	Sida 46
[no]	Produktdatablad PP-KITLER	Side 50
[cs]	Informační list výrobku PP PLÁŠTĚ	Strana 54
[hu]	Termékatlap PP LÁTOGATÓI KÖPENYEK	Oldal: 58
[sk]	Informačný list výrobku PP PLÁŠTE	Strana 62
[sl]	Podatkovni list izdelka PP HALJE	Stran 66
[ro]	Fișa produsului HALATE PP	Pagina 70
[pt]	Folha de dados do produto BATAS PP	Página 74
[lt]	Gaminio duomenų lapas PP DARBINIAI CHALATAI	Puslapis 78
[lv]	Produkta datu lapa PP UZSVĀRČĪ	Lappuse 82
[bg]	Информационен лист за продукта PP ПРЕСТИЛКИ	Страница 86
[uk]	Технічний лист ХАЛАТИ З ПП	Сторінка 90
[et]	Toote teabeleht PP KITLID	Lk 94
[fi]	Tuotetietolehti PP-TAKIT	Sivu 98





wiroCLASSIC KNIT

PP KITTEL


Strickbündchen | Bindebänder in Nacken & Taille



EFFICIENT



Hersteller	
Firma + Anschrift	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
SRN	DE-MF-000004956
Handelsmarke	care & serve®
Bevollmächtigungen	
CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Schweiz
Produktbeschreibung	
Kategorie	EFFICIENT
Produktbezeichnung	care & serve® EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT PP Kittel Strickbündchen Bindebänder in Nacken & Taille
Produkteigenschaften	Strickbündchen Bindebänder in Nacken & Taille
Material	
Material	Polypropylen-Spinnvlies
Materialgewicht	≈ 23 g/m ² (± 2 g/m ²)
Verwendung	
Verwendungszweck	Medizinische Schutzkleidung im Sinne der Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA 250) zur Vermeidung von Kontamination der Arbeits- oder Privatkleidung bei Eingriffen oder Pflegemaßnahmen durch direkten Kontakt mit Blut, Sekreten, Exkreten oder anderem kontaminiertem Material.
Lebensmittelkontakt	Ein kurzzeitiger indirekter Kontakt mit Lebensmitteln ist zulässig.
Anwendungsbereich	Es erfolgt keine direkte medizinische Anwendung am Patienten. Medizinische Schutzkleidung dient der Abdeckung von Kleidung und/oder Haaren.
Anwendungsgruppe	Mitarbeiter und Besucher von Laboren, der Pharmaindustrie, Krankenhäusern oder ähnlichen Einrichtungen.
Patientengruppe	Medizinische Schutzkleidung sind für alle Patientengruppen geeignet.
Indikation	Medizinische Kleidung als Barriere zum Abdecken der Kleidung und/oder der Haare.
Kontraindikation	Keine bekannten Kontraindikationen.
Verwendungshinweis	Einwegprodukt nicht steril
Einschränkung	Keine PSA (persönliche Schutzausrüstung) Nicht zum Einpacken und Lagern von Lebensmitteln geeignet.
Hinweis	Alle schwerwiegenden Vorfälle im direkten Zusammenhang mit diesem Produkt sind dem Hersteller und den zuständigen Behörden zu melden.
Einsatzgebiete	Krankenhaus Altenheim u.a. Fachkreise Arztpraxen Industrie Pharmaindustrie Nahrungsmittelverarbeitung Kosmetik Wellness Schönheitsindustrie
Materialzusatzinfo	latexfrei






Produktdatenblatt

wiroCLASSIC KNIT





Gesundheitshinweis Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen sofort die Verwendung einstellen und ärztlichen Rat einholen.
Soweit nach aktuellem Stand der Technik bekannt, enthalten die Produkte keine toxischen, karzinogenen oder mutagenen Substanzen, wenn sie gemäß ihrer vorgesehenen Verwendung eingesetzt werden.
Diese Produkte enthalten keine Latexbestandteile und gelten als hypoallergen. Sie können jedoch bei empfindlicher Haut Irritationen verursachen. Bei längerem Tragen kann die Belüftung der Haut eingeschränkt werden, was zu Hautreizungen führen kann.


Standards

CE-Kennzeichnung	Medizinprodukt der Klasse I gemäß (EU) 2017/745	 
SRN	DE-MF-000004956	
Basis UDI DI	4051642-wiroCLASSICKNI-UZ	
	CE-Kennzeichnung Die CE Kennzeichnung garantiert den freien Verkehr von Produkten und Waren innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Das CE-gekennzeichnete Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der angegebenen Europäischen Verordnungen.	
VO (EU) 2023/988	Verordnung (EU) Nr. 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit	
VO (EG) 1935/2004	Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen	
VO (EU) 10/2011	Verordnung über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen	

Anwendung


Gebrauchsanweisung	<p>Vor dem Gebrauch Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie für Ihre Bedürfnisse und Anwendungsbereiche das passende Produkt ausgewählt haben. Bitte tragen Sie medizinische Schutzkleidung nicht, wenn sie Mängel aufweisen oder bereits benutzt wurden. Medizinische Schutzkleidung ist für einen kurzzeitigen Gebrauch vorgesehen. Im medizinischen Bereich ist die Nutzung auf einen Patienten/eine Patientin begrenzt.</p> <p>Handhabung Diese Kittel werden mit der geschlossenen Seite nach vorne getragen und hinten oder seitlich verschlossen. Schlüpfen Sie mit den Armen in die Ärmel und verschließen Sie die Bindebänder im Nacken und in der Taille. Um beim Ausziehen eine Kontamination mit der Kleidung zu verhindern, wird empfohlen, dass eine zweite Person den Kittel hinten öffnet und ihn nach vorne über die Schultern schiebt. Fassen Sie die oberen Kittelenden und drehen Sie den Kittel beim Ausziehen auf links.</p>	
Sicherheitshinweis	Gemäß unserer Risikoanalyse nach EN ISO 14971:2019 + A11:2021 sind für dieses Produkt keine zusätzlichen Sicherheitshinweise erforderlich.	
Entsorgung	Unbenutzte und nicht kontaminierte Produkte können umweltgerecht verbrannt oder auf Deponien entsorgt werden. Kontaminierte Produkte müssen, gemäß der geltenden nationalen Gesetze und Vorschriften je Kontaminationsart, entsorgt werden.	
Haltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum, sofern unbenutzt und bei korrekter Lagerung.	
Lagerung	Vor Sonneneinstrahlung schützen. Trocken lagern. Unsachgemäße Lagerung kann zur Reduktion der Haltbarkeit führen.	 
Rückverfolgbarkeit	Chargenbezogene Rückverfolgbarkeit von der Bedarfsermittlung bis zum Lagerabgang. Produktdatenblatt Version 2 gültig ab Charge 2617 +	

Verpackung

Recycling	Lizenziert gemäß VerpackG, Lizenznummer DE1618662887322. Bitte führen Sie die Verpackung dem Recycling zu.	 §VerpackG
-----------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pp-kittel/wiroclassic-knit/
-----	---





wiroCLASSIC KNIT

Variante 1

Verkaufseinheit	100 Stück/Karton				
Verpackungsebene 1	10 Stück/Polybeutel				
Mindestbestellmenge	1 Karton				
Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Größe	Größe (U x L)	Toleranz
	25005114	grün	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005124	blau	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005144	gelb	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpackungsebene 1 UDI	Verpackungsebene 2 UDI	Karton UDI
	25005114	4051642003757	4051642075204	-----	4051642575209
	25005124	4051642008745	4051642075488	-----	4051642575483
	25005144	4051642008707	4051642008691	-----	4051642008684


Variante 2

Verkaufseinheit	100 Stück/Karton				
Verpackungsebene 1	10 Stück/Polybeutel				
Mindestbestellmenge	1 Karton				
Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Größe	Größe (U x L)	Toleranz
	25005116	grün	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005126	blau	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005146	gelb	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpackungsebene 1 UDI	Verpackungsebene 2 UDI	Karton UDI
	25005116	4051642004723	4051642075211	-----	4051642575216
	25005126	4051642004730	4051642075648	-----	4051642575643
	25005146	4051642004747	4051642001494	-----	4051642501499

Die Zahlenangaben zu Maßen, Gewichten, Stärken und Toleranzen sind als Sollwerte zu verstehen und können abweichen.

Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Angaben, die älter als 2 Jahre sind, bitte erneut bestätigen lassen. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.

Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter sind Eigentum der WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Die WIROS Wilfried Rosbach GmbH ist Inhaberin aller Urheber-/Nutzungs- und Verwertungsrechte der Produktdatenblätter. Es ist nicht gestattet die Produktdatenblätter zu ändern oder die Piktogramme zu nutzen. Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter dürfen nur im Zusammenhang mit Original-WIROS-Produkten zu Grunde gelegt werden.






wiroCLASSIC KNIT

PP GOWNS

Knitted cuffs | Neck & waist ties



EFFICIENT




Product data sheet

wiroCLASSIC KNIT



Manufacturer	
Company + Address	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germany
SRN	DE-MF-000004956
Trademark	care & serve®
Authorisation	
CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Switzerland
Product description	
Category	EFFICIENT
Product description	care & serve® EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT PP gowns Knitted cuffs Neck & waist ties
Product features	Knitted cuffs Neck & waist ties
Material	
Material	Non-woven polypropylene
Material weight	≈ 23 g/m ² (± 2 g/m ²)
Application	
Intended use	Medical protective clothing as defined in the Technical Rules for Biological Agents (TRBA 250) to prevent contamination of work or normal clothes during interventions or care measures resulting from direct contact with blood, secretions, excretions or other contaminated material.
Contact with food produce	Short-term indirect contact with foodstuffs is permitted.
Scope of application	There is no direct medical application on the patient. Medical protective clothing is intended to cover clothing and/or hair.
Application group	Employees and visitors from laboratories, the pharmaceutical industry, hospitals or similar institutions.
Patient group	Medical protective clothing is suitable for all patient groups.
Indication	Medical clothing as a barrier to cover clothing and/or hair.
Contraindication	No known contraindications.
Notes on use	Disposable product Not sterile
Limitation	No PPE (personal protective equipment) Not suitable for packing or storing food.
Note	All serious incidents directly related to this product must be reported to the manufacturer and the competent authorities.
Application areas	Hospital Old people's home inc. specialist circles Medical practices Industry Pharmaceutical industry Food processing Cosmetics Wellness Beauty industry
Supplementary material info	Latex-free



Product data sheet

wiroCLASSIC KNIT





Health advice	<p>If skin irritation or allergic reactions occur, discontinue use immediately and seek medical advice.</p> <p>As far as is known according to the current state of the art, the products do not contain any toxic, carcinogenic or mutagenic substances when used in accordance with their intended use.</p> <p>These products do not contain latex components and are considered hypoallergenic. However, they can cause irritation in sensitive skin. Long-term wear may restrict skin ventilation, which can cause skin irritation.</p>
---------------	---


Standards

CE marking	Class I medical device in accordance with EU 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroCLASSICKNI-UZ		
	CE marking		
	The CE mark guarantees the free movement of products and goods within the European Economic Community. All products with the CE mark comply with the essential requirements of the European regulations specified.		
VO (EU) 2023/988	Regulation (EU) No 2023/988 on general product safety		
VO (EG) 1935/2004	Regulation regarding plastic materials and articles intended to come into contact with food.		
VO (EU) 10/2011	Regulation on plastic materials and articles intended to come into contact with food		

Use

Instructions for use	<p>Before use</p> <p>Please make sure that you have selected the right product for your needs and areas of use. Please do not wear medical protective clothing if it is faulty or has already been used. Medical protective clothing is intended for short-term use and use is limited to one patient in the medical field.</p> <p>Use</p> <p>Gowns are worn with the closed side at the front and are fastened at the back or side. To do this, slide your arms into the sleeves and fasten the ties on your neck and waist.</p> <p>In order to prevent contamination with clothing when taking the gown off, it is recommended for a second person to untie the gown from behind and slide it forwards over your shoulders. The person wearing the gown grasps the upper ends of the gown and turns it inside out when removing it.</p>		
Safety notice	According to our risk analysis under EN ISO 14971:2019 + A11:2021, no additional safety instructions are required for this product.		
Disposal	Unused and uncontaminated products can be incinerated in an environmentally friendly manner or disposed of at a waste disposal site. Contaminated products must be disposed of in accordance with the national laws and regulations valid for the respective type of contamination.		
Shelf life	5 years from the production date, if unused and stored correctly.		
Storage	Keep out of direct sunlight. Store in a dry place. Incorrect storage can lead to a reduction in the shelf life.		
Traceability	Batch-related traceability from the determination of requirements to issuing. Product data sheet Version 2 Valid from Batch 2617 +		

Packaging


Recycling	Licensed in accordance with VerpackG (German Packaging Act), Licence number DE1618662887322. Please recycle the packaging.	
-----------	---	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pp-kittel/wiroclassic-knit/
-----	---

Variant 1

Sales unit	100 Unit/Cardboard box
------------	------------------------



Product data sheet



wiroCLASSIC KNIT

Packaging level 1	10 Unit/Polybag				
Minimum order quantity	1 Cardboard box				
Item numbers	Item number	Colour	Size	Size (circumference x length)	Tolerance
	25005114	green	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005124	blue	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005144	yellow	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
GTINs	Item number	Unit of Use UDI	Packaging level 1 UDI	Packaging level 2 UDI	Cardboard box UDI
	25005114	4051642003757	4051642075204	-----	4051642575209
	25005124	4051642008745	4051642075488	-----	4051642575483
	25005144	4051642008707	4051642008691	-----	4051642008684

Variant 2


Sales unit	100 Unit/Cardboard box				
Packaging level 1	10 Unit/Polybag				
Minimum order quantity	1 Cardboard box				
Item numbers	Item number	Colour	Size	Size (circumference x length)	Tolerance
	25005116	green	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005126	blue	XXXL	≈ 160 x 140 cm	
	25005146	yellow	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
GTINs	Item number	Unit of Use UDI	Packaging level 1 UDI	Packaging level 2 UDI	Cardboard box UDI
	25005116	4051642004723	4051642075211	-----	4051642575216
	25005126	4051642004730	4051642075648	-----	4051642575643
	25005146	4051642004747	4051642001494	-----	4051642501499

The numerical data for the measurements, weights, thicknesses and tolerances are target values, and there may be some deviation.

The information represents the current state of our knowledge. It offers no guarantee of the product characteristics and does not form the basis of a contractual legal understanding. Please reconfirm any information that is older than 2 years.

Typographical and other errors excepted.

The product data sheets provided are the property of WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is the owner of all copyrights and rights of use and exploitation for the product data sheets. It is not permitted to change the product data sheets or to use the pictograms. The product data sheets provided may only be used in conjunction with original WIROS products.





wiroCLASSIC KNIT

PP JASSEN

Gebreide boorden | Strikbanden bij hals & taille



EFFICIENT

Productgegevensformulier

wiroCLASSIC KNIT



Fabrikant

Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
SRN	DE-MF-000004956
Handelsmerk	care & serve®

Autorisaties

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Zwitserland
--------	--

Productbeschrijving

Categorie	EFFICIENT
Productomschrijving	care & serve® EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT PP jassen Gebreide boorden Strikbanden bij hals & taille
Producteigenschappen	Gebreide boorden Strikbanden bij hals & taille

Materiaal

Materiaal	Polypropyleen-spinvlies
Materiaalgewicht	≈ 23 g/m ² (± 2 g/m ²)

Gebruik

Toepassing	Medische beschermende kleding zoals bedoeld in de Technische vereisten voor biologische agentia (TRBA 250) ter voorkoming van contaminatie van werk- of privékleiding bij ingrepen of verpleging door direct contact met bloed, secretie, excretie of ander gecontamineerd materiaal.
Voedselcontact	Kort indirect contact met voedingsmiddelen is toegestaan.
Toepassingsgebied	Tijdens medische behandelingen komt de patiënt niet direct in aanraking met medische beschermende kleding. Medische beschermende kleding is bedoeld voor het afdekken van kleding en/of haren.
Doelgroep	Medewerkers en bezoekers van laboratoria, de farmaceutische industrie, ziekenhuizen en vergelijkbare instellingen.
patiëntengroep	Medische beschermende kleding is geschikt voor alle patiëntengroepen.
indicatie	Medische kleding als barrière voor het afdekken van kleding en/of haren.
contra-indicatie	Geen bekende contra-indicaties.
Gebbruksinstructies	Wegwerpproduct niet steriel
Voorbehoud/beperking	Geen PSA (persoonlijk beschermingsmiddel) Niet geschikt voor het verpakken en opslaan van levensmiddelen.
Aanwijzing	Alle ernstige incidenten in direct verband met dit product moeten worden gemeld aan de fabrikant en de verantwoordelijke autoriteiten.
Toepassingsgebieden	ziekenhuis verzorgingshuis o.a. specialisten Medische praktijken Industrie farmaceutische industrie Voedingsmiddelverwerking cosmetica wellness schoonheidsindustrie
Extra materiaal informatie	latexvrij



Productgegevensformulier

wiroCLASSIC KNIT



Gezondheidsinformatie Bij huidirritatie of allergische reacties het gebruik onmiddellijk staken en een arts raadplegen.
Voor zover bekend volgens de huidige stand van de techniek, bevatten de producten geen giftige, kankerverwekkende of mutagene stoffen als ze worden gebruikt overeenkomstig hun beoogde doel.
Deze producten bevatten geen latex bestanddelen en worden beschouwd als hypoallergeen. Ze kunnen echter irritatie veroorzaken op een gevoelige huid. Langdurig dragen kan de ventilatie van de huid beperken, wat kan leiden tot huidirritatie.


Standards

CE-markering	Geneeskundig product dat behoort tot klasse I overeenkomstig EU 2017/745	 
SRN	DE-MF-000004956	
Basis UDI DI	4051642-wiroCLASSICKNI-UZ	
	CE-markering De CE-markering garandeert het vrije verkeer van producten en goederen binnen de Europese Economische Gemeenschap. Het CE-gemarkeerde product voldoet aan de elementaire eisen van de vermelde Europese verordeningen.	
VO (EU) 2023/988	Verordening (EU) Nr. 2023/988 inzake algemene productveiligheid	
VO (EG) 1935/2004	Verordening voor materialen en kunststof voorwerpen die bestemd zijn voor contact met levensmiddelen.	
VO (EU) 10/2011	Verordening over materialen en voorwerpen van kunststof die bedoeld zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen	

Gebruik


Gebruiksaanwijzing	Vóór gebruik Zorg ervoor dat u het juiste product heeft gekozen, passend bij uw wensen en het beoogde gebruik. Draag medische beschermende kleding niet als deze kapot is of al eerder gebruikt is. Medische beschermende kleding is bedoeld voor kortdurend gebruik, in een medische situatie mag de kleding alleen worden gebruikt bij één patiënt. Gebruik Schorten worden met de gesloten kant naar voren gedragen en aan de achter- of zijkant dichtgemaakt. Steek uw armen door de mouwen en strik de koorden in uw hals en in de taille vast. Om bij het uittrekken een contaminatie met de kleding te voorkomen, wordt geadviseerd dat een tweede persoon de schort aan de achterkant opent en naar voren over de schouders schuift. De drager pakt de bovenste uiteinden van de schort vast en keert de schort bij het uittrekken binnenstebuiten.	
Veiligheidsvoorschriften	Volgens onze risicoanalyse in overeenstemming met EN ISO 14971:2019 + A11:2021 zijn er geen aanvullende veiligheidsvoorschriften vereist voor dit product.	
Verwijdering	Ongebruikte en niet besmette producten kunnen milieuvriendelijk worden verbrand of op vuilstortplaatsen worden verwerkt. Besmette producten moeten volgens de geldende nationale wetten en voorschriften, naargelang de besmettingsaard, worden vernietigd.	
Houdbaarheid	5 jaren na productiedatum, voor zover ongebruikt en bij correcte opslag.	
Opslag	Beschermen tegen direct zonlicht Droog bewaren Onjuiste opslag kan leiden tot een kortere houdbaarheid.	 
Traceerbaarheid	Traceerbaarheid van de charges, vanaf het onderzoek naar de behoeften tot aan de levering Productgegevensformulier Versie 2 geldig vanaf charge 2617 +	

Verpakking

Recycling	Licentie verleend volgens VerpackG, licentienummer DE1618662887322. Recycle de verpakking.	 §VerpackG
-----------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pp-kittel/wiroclassic-knit/
-----	---





wiroCLASSIC KNIT

Variant 1

Verkoopenheid	100 Stuks/Doos				
Verpakkingslaag 1	10 Stuks/Polyethyleen zak				
Minimum bestelhoeveelheid	1 Doos				
Artikelnummers	Artikelnummer	Kleur	Maat	Maat (omvang x lengte)	Tolerantie
	25005114	groen	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005124	blauw	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005144	geel	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpakkingsniveau 1 UDI	Verpakkingsniveau 2 UDI	Doos UDI
	25005114	4051642003757	4051642075204	-----	4051642575209
	25005124	4051642008745	4051642075488	-----	4051642575483
	25005144	4051642008707	4051642008691	-----	4051642008684


Variant 2

Verkoopenheid	100 Stuks/Doos				
Verpakkingslaag 1	10 Stuks/Polyethyleen zak				
Minimum bestelhoeveelheid	1 Doos				
Artikelnummers	Artikelnummer	Kleur	Maat	Maat (omvang x lengte)	Tolerantie
	25005116	groen	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005126	blauw	XXXL	≈ 160 x 140 cm	
	25005146	geel	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpakkingsniveau 1 UDI	Verpakkingsniveau 2 UDI	Doos UDI
	25005116	4051642004723	4051642075211	-----	4051642575216
	25005126	4051642004730	4051642075648	-----	4051642575643
	25005146	4051642004747	4051642001494	-----	4051642501499

De cijfers aangaande maten, gewichten, sterkte en toleranties dienen als normen te worden begrepen en kunnen afwijken.

Deze gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Ze zijn geen gegarandeerde toezegging van producteigenschappen en zijn niet gebaseerd op een wettelijke overeenkomst. Informatie die ouder is dan 2 jaar dient opnieuw bevestigd te worden. Invoerfouten en vergissingen voorbehouden.

De ter beschikking gestelde productinformatiebladen zijn eigendom van WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is houder van alle auteurs-/gebruiks- en exploitatierechten van de productinformatiebladen. Het is niet toegestaan de productinformatiebladen te wijzigen of de pictogrammen te gebruiken. De ter beschikking gestelde productinformatiebladen mogen alleen gebruikt worden in combinatie met originele WIROS-producten.



Fiche produit

wiroCLASSIC KNIT



BLOUSES PP

Poignets tricotés | Liens à nouer au cou et à la taille



EFFICIENT

Fiche produit

wiroCLASSIC KNIT



Fabricant

Société + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Allemagne
SRN	DE-MF-000004956
Marque commerciale	care & serve®

Procurations

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Suisse
--------	---

Description du produit


Catégorie	EFFICIENT
Désignation du produit	care & serve® EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT Blouses PP Poignets tricotés Liens à nouer au cou et à la taille
Caractéristiques du produit	Poignets tricotés Liens à nouer au cou et à la taille

Matériau

Matériau	Non tissé en polypropylène
Poids des matériaux	≈ 23 g/m ² (± 2 g/m ²)

Utilisation

Usage prévu	Vêtements de protection médicale conformes aux exigences techniques relatives aux agents biologiques (TRBA 250) pour éviter la contamination des vêtements professionnels ou privés lors d'interventions ou de traitements par contact direct avec du sang, des sécrétions, des excréments ou d'autres matières contaminées.
Contact avec les aliments	Un contact indirect de courte durée avec les aliments est autorisé.
Champ d'application	Il n'y a pas d'application médicale directe pour le patient. Les vêtements de protection médicaux servent à couvrir les vêtements et/ou les cheveux.
Groupe d'application	Employés et visiteurs de laboratoires, de l'industrie pharmaceutique, d'hôpitaux ou d'établissements similaires.
Groupe de patients	Les vêtements de protection médicaux conviennent à tous les groupes de patients.
Indication	Vêtements médicaux en tant que barrière pour couvrir les vêtements et / ou les cheveux.
Contre-indication	Aucune contre-indication connue.
Remarque d'utilisation	Produit à usage unique Non stérile
limitation	Pas d'EPI (équipement de protection individuelle) Déconseillé pour l'emballage et le stockage d'aliments
Remarque	Tous les incidents graves directement liés à ce produit doivent être signalés au fabricant et aux autorités compétentes.
Domaines d'utilisation	Hôpital maison de retraite autres groupes spécialisés Cabinets médicaux Industrie Industrie pharmaceutique Traitement des aliments Cosmétologie Bien être Industrie de la beauté
Infos supplémentaires sur les matériaux	sans latex






Fiche produit

wiroCLASSIC KNIT





Conseils en matière de santé En cas d'irritation cutanée ou de réaction allergique, cesser immédiatement l'utilisation et demander conseil à un médecin.
Dans la mesure où l'état actuel de la technique le permet, les produits ne contiennent aucune substance toxique, cancérigène ou mutagène lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur usage prévu.
Ces produits ne contiennent pas de composants en latex et sont considérés comme hypoallergéniques. Ils peuvent toutefois provoquer des irritations sur les peaux sensibles. Un port prolongé peut limiter l'aération de la peau, ce qui peut entraîner des irritations cutanées.


standards

Marquage CE	Dispositif médical de classe 1 selon la norme EU 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroCLASSICKNI-UZ		
	Marquage CE Le marquage CE garantit la libre circulation des produits et des marchandises au sein de la Communauté économique européenne. Le produit marqué CE est conforme aux exigences essentielles des directives européennes spécifiées.		
VO (EU) 2023/988	Règlement (UE) n° 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits		
VO (EG) 1935/2004	Ordonnance relative aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des produits alimentaires.		
VO (EU) 10/2011	Ordonnance sur les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires		

Utilisation

Mode d'emploi	Avant utilisation Veuillez vous assurer d'avoir choisi le produit adapté à vos besoins et domaines d'utilisation. Veuillez ne pas porter de vêtements de protection à usage médical s'ils présentent des défauts ou ont déjà été utilisés. Les vêtements de protection à usage médical sont destinés à une utilisation de courte durée ; en milieu médical, l'utilisation est limitée à un seul patient. Maniement Les blouses sont portées côté fermé vers l'avant et se ferment à l'arrière ou sur le côté. Pour ce faire, glisser les bras dans les manches et nouer les rubans d'attache au niveau du cou et de la taille. Pour éviter toute contamination en retirant la blouse, il est recommandé qu'une deuxième personne l'ouvre dans le dos et la fasse glisser vers l'avant, par-dessus les épaules. Celui qui porte la blouse la saisit par le haut en la retournant pour la retirer.		
Consigne de sécurité	Selon notre analyse des risques selon EN ISO 14971:2019 + A11:2021, aucune consigne de sécurité supplémentaire n'est requise pour ce produit.		
Élimination	Les produits non utilisés et non contaminés peuvent être incinérés dans le respect de l'environnement ou mis en décharge. Les produits contaminés doivent être éliminés conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur pour chaque type de contamination.		
Durabilité	5 années à compter de la date de production, si non utilisé et stocké correctement.		
Stockage	Protéger du rayonnement solaire. Stocker à sec. Un stockage inapproprié peut réduire la durabilité.		
Traçabilité	Traçabilité relative aux lots, de l'évaluation des besoins à la sortie du stock. Fiche produit Version 2 valable à partir du lot 2617 +		

Emballage

Recyclage	Licencié selon VerpackG, numéro de licence DE1618662887322. Veuillez procéder au recyclage de l'emballage.	
-----------	---	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pp-kittel/wiroclassic-knit/
-----	---



Variante 1

Unité de vente	100 pièce/Carton				
Niveau d'emballage 1	10 pièce/Sachet poly				
Quantité minimale commandée	1 Carton				
Numéros d'articles	Numéro d'article	Couleur	Taille	Dimension (V x L)	Tolérance
	25005114	vert	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005124	bleu	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005144	jaune	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
GTINs	Numéro d'article	Unit of Use UDI	Niveau d'emballage 1 UDI	Niveau d'emballage 2 UDI	Carton UDI
	25005114	4051642003757	4051642075204	-----	4051642575209
	25005124	4051642008745	4051642075488	-----	4051642575483
	25005144	4051642008707	4051642008691	-----	4051642008684

Variante 2


Unité de vente	100 pièce/Carton				
Niveau d'emballage 1	10 pièce/Sachet poly				
Quantité minimale commandée	1 Carton				
Numéros d'articles	Numéro d'article	Couleur	Taille	Dimension (V x L)	Tolérance
	25005116	vert	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005126	bleu	XXXL	≈ 160 x 140 cm	
	25005146	jaune	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
GTINs	Numéro d'article	Unit of Use UDI	Niveau d'emballage 1 UDI	Niveau d'emballage 2 UDI	Carton UDI
	25005116	4051642004723	4051642075211	-----	4051642575216
	25005126	4051642004730	4051642075648	-----	4051642575643
	25005146	4051642004747	4051642001494	-----	4051642501499

Les valeurs de dimensions, poids, épaisseurs et tolérances doivent être considérées comme des valeurs nominales et peuvent différer.

Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne garantissent pas les propriétés des produits et ne constituent pas une interprétation contractuelle de la loi. Veuillez faire confirmer les données de plus de 2 ans.

Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

Les fiches de données de produits mises à disposition appartiennent à l'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH. L'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH détient tous les droits d'auteur, d'utilisation et de reproduction des fiches de données produits. Il est interdit de modifier les fiches de données produits ou d'utiliser les pictogrammes. Il ne faut pas faire référence aux fiches de données de produits mises à disposition sans les produits WIROS d'origine.





wiroCLASSIC KNIT

BATAS DE PP

Puños de punto | Cintas para atar en cuello y cintura



EFFICIENT

Hoja de datos del producto

wiroCLASSIC KNIT



Fabricante

Empresa + Dirección	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemania
SRN	DE-MF-000004956
Marca registrada	care & serve®

Autorizaciones

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Suiza
--------	--

Descripción del producto


Categoría	EFFICIENT
Denominación del producto	care & serve® EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT Batas de PP Puños de punto Cintas para atar en cuello y cintura
Características del producto	Puños de punto Cintas para atar en cuello y cintura

Material

Material	Tela no tejida de polipropileno
Peso del material	≈ 23 g/m ² (± 2 g/m ²)

Uso

Finalidad	Ropa de protección sanitaria conforme a las Normas Técnicas para Agentes Biológicos (TRBA 250) para evitar la contaminación de ropa laboral o particular en caso de intervenciones o medidas de cuidado debida al contacto directo con sangre, secreciones, excreciones y otras sustancias contaminadas.
Contacto con alimentos	Se admite un contacto indirecto a corto plazo con alimentos.
Campo de aplicación	Sin aplicación médica directa en pacientes. La ropa de protección sanitaria sirve para cubrir prendas y/o cabello.
Grupo de aplicaciones	Empleados y visitantes de laboratorios, de la industria farmacéutica, hospitales o instituciones similares.
Grupo de pacientes	La ropa de protección sanitaria es apropiada para todos los grupos de pacientes.
Indicación	Ropa sanitaria con función de barrera para cubrir prendas y/o cabello.
Contraindicación	Sin contraindicaciones conocidas.
Información de uso	Producto desechable sin esterilizar
Limitación	No es un EPI (equipo de protección individual) No es apto para empaquetar y almacenar alimentos.
Nota	Todos los incidentes graves relacionados directamente con este producto deben informarse al fabricante y a las autoridades responsables.
Campos de aplicación	Hospital Residencia de ancianos Otros grupos especialistas Consultas médicas Industria Industria farmacéutica Procesamiento de alimentos Cosméticos Bienestar Sector de la belleza
Información adicional sobre el material	sin látex






Hoja de datos del producto

wiroCLASSIC KNIT





Mensaje de carácter sanitario En caso de irritación cutánea o reacciones alérgicas, interrumpir inmediatamente el uso y consultar a un médico.
Por lo que se sabe según el estado actual de la técnica, los productos no contienen sustancias tóxicas, cancerígenas o mutágenas si se utilizan de acuerdo con su finalidad prevista.
Estos productos no contienen componentes de látex y se consideran hipoalergénicos. No obstante, pueden causar irritaciones en pieles sensibles. El uso prolongado puede restringir la ventilación de la piel, lo que puede provocar irritaciones cutáneas.


Normas

Marcado CE	Producto sanitario de clase I según UE 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroCLASSICKNI-UZ		
	Marcado CE El mercado CE garantiza la libre circulación de productos y mercancías en la Comunidad Económica Europea. El producto con marcado CE cumple con los requisitos esenciales de la normativa europea especificada.		
VO (EU) 2023/988	Reglamento (UE) n.º 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos		
VO (EG) 1935/2004	Reglamento relativo a materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con los alimentos.		
VO (EU) 10/2011	Reglamento sobre materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con alimentos		

Uso

Instrucciones de uso	<p>Antes de utilizar Asegúrese de que ha escogido el producto adecuado para sus necesidades y aplicaciones. No use la ropa de protección quirúrgica si presenta algún defecto o si ya se ha utilizado. La ropa de protección quirúrgica está prevista para utilizarse durante poco tiempo y, en el ámbito sanitario, su uso se limita a un solo paciente.</p> <p>Manipulación Las batas se llevan con la parte cerrada hacia delante y abiertas por detrás o por el lateral. Para ponérsela, pasar los brazos por las mangas y atar las cintas al cuello y a la cintura. Para evitar contaminar la ropa al quitárselas, se recomienda que sea otra persona quien abra la bata por detrás y la deslice hacia delante sobre los hombros. La persona que lleva la bata deberá coger la bata por la parte superior y ponerla del revés al quitársela.</p>		
Indicación de seguridad	Según nuestro análisis de riesgos conforme a la norma EN ISO 14971:2019 + A11:2021, no se requieren instrucciones de seguridad adicionales para este producto.		
Eliminación	Los productos no utilizados y no contaminados pueden incinerarse de forma respetuosa con el medio ambiente o eliminarse en vertederos. Los productos contaminados deben eliminarse de acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales aplicables a cada tipo de contaminación.		
Durabilidad	5 años a partir de la fecha de producción, si no se utiliza y además se almacena correctamente.		
Almacenamiento	Proteger de la radiación solar. Almacenar siempre secos. La vida útil podría reducirse en caso de un almacenamiento inadecuado.		
Trazabilidad	Trazabilidad de lotes desde que se evalúan las necesidades hasta la salida de la mercancía. Hoja de datos del producto Versión 2 válido a partir de lote 2617 +		

Embalaje

Reciclaje	Licencia según VerpackG, número de licencia DE1618662887322. Rogamos que recicle el embalaje.	
-----------	--	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pp-kittel/wiroclassic-knit/
-----	---



Hoja de datos del producto



wiroCLASSIC KNIT

Variante 1

Unidad de venta	100 Unidad/Cartón				
Nivel de embalaje 1	10 Unidad/Bolsa de polietileno				
Cantidad mínima de pedido	1 Cartón				
Números de artículo	Número de artículo	Color	Tamaño	Talla (perímetro x largo)	Tolerancia
	25005114	verde	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005124	azul	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005144	amarillo	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
GTINs	Número de artículo	Unit of Use UDI	Nivel de embalaje 1 UDI	Nivel de embalaje 2 UDI	Cartón UDI
	25005114	4051642003757	4051642075204	-----	4051642575209
	25005124	4051642008745	4051642075488	-----	4051642575483
	25005144	4051642008707	4051642008691	-----	4051642008684

Variante 2

Unidad de venta	100 Unidad/Cartón				
Nivel de embalaje 1	10 Unidad/Bolsa de polietileno				
Cantidad mínima de pedido	1 Cartón				
Números de artículo	Número de artículo	Color	Tamaño	Talla (perímetro x largo)	Tolerancia
	25005116	verde	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005126	azul	XXXL	≈ 160 x 140 cm	
	25005146	amarillo	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
GTINs	Número de artículo	Unit of Use UDI	Nivel de embalaje 1 UDI	Nivel de embalaje 2 UDI	Cartón UDI
	25005116	4051642004723	4051642075211	-----	4051642575216
	25005126	4051642004730	4051642075648	-----	4051642575643
	25005146	4051642004747	4051642001494	-----	4051642501499

Las cifras de dimensiones, pesos, espesores y tolerancias deben entenderse como valores nominales y pueden variar.

La información se basa en nuestros conocimientos actuales. No constituye una garantía de las propiedades del producto y no implica ningún tipo de relación contractual. Vuelva a confirmar los datos que tengan más de 2 años de antigüedad. Reservado el derecho a errores y omisiones.

Las fichas técnicas de los productos facilitadas son propiedad de WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH es propietaria de todos los derechos de autor, de uso y explotación de las fichas técnicas de los productos. No está permitido modificar las fichas técnicas de los productos ni utilizar los pictogramas. Las fichas técnicas de los productos que se facilitan solo pueden utilizarse junto con los productos originales de WIROS.

Scheda prodotto

wiroCLASSIC KNIT




CAMICI IN PP

Polsini | Lacci su collo e vita



EFFICIENT



Scheda prodotto

wiroCLASSIC KNIT



Produttore

Azienda + Indirizzo	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
SRN	DE-MF-000004956
Marchio commerciale	care & serve®

Autorizzazioni

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Svizzera
--------	---

Descrizione del prodotto


Categoria	EFFICIENT
Descrizione del prodotto	care & serve® EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT Camici in PP Polsini Lacci su collo e vita
Caratteristiche del prodotto	Polsini Lacci su collo e vita

Materiale

Materiale	Spunbond in polipropilene
Peso del materiale	≈ 23 g/m ² (± 2 g/m ²)

Utilizzo

Scopo dell'utilizzo	Indumenti di protezione medica ai sensi delle regole tecniche per agenti biologici (TRBA 250) per evitare la contaminazione di indumenti da lavoro o privati durante interventi o azioni di cura attraverso il contatto diretto con sangue, secrezioni, escrementi o altro materiale contaminato.
Contatto con gli alimentari	È consentito un contatto indiretto di breve durata con gli alimenti.
Campo di applicazione	Non c'è un'applicazione medica diretta sul paziente. L'abbigliamento medico protettivo viene utilizzato per coprire i vestiti e/o i capelli.
Gruppo di applicazione	Impiegati e visitatori di laboratori, dell'industria farmaceutica, ospedali o istituzioni simili.
Gruppo di pazienti	L'abbigliamento medico protettivo è adatto a tutti i gruppi di pazienti.
Indicazione	Abbigliamento medico come barriera per coprire i vestiti e/o i capelli.
Controindicazione	Nessuna controindicazione nota.
Istruzioni per l'uso	Prodotto monouso non sterile
Limitazione	Nessun DPI (dispositivi di protezione individuale) Non adatto all'imballaggio e alla conservazione di alimenti.
Nota	Tutti gli incidenti gravi in connessione diretta con questo prodotto devono essere segnalati al produttore e alle autorità responsabili.
Campi di applicazione	Ospedale Casa di riposo Altri gruppi specializzati Studi medici Industria Industria farmaceutica Trattamento di prodotti alimentari Cosmetici Wellness Industria della bellezza
Informazioni supplementari sul	privo di lattice



Scheda prodotto

wiroCLASSIC KNIT



Indicazioni sulla salute

In caso di irritazioni cutanee o reazioni allergiche interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.
Per quanto è noto in base allo stato attuale della tecnica, i prodotti non contengono sostanze tossiche, cancerogene o mutagene se utilizzati in conformità alla loro destinazione d'uso.
Questi prodotti non contengono componenti in lattice e sono da considerarsi ipoallergenici. Possono tuttavia causare irritazioni in caso di pelle sensibile. L'uso prolungato può limitare la ventilazione della pelle, con conseguenti irritazioni cutanee.

Standard

Marchio CE

Dispositivo medico della classe I secondo EU 2017/745



SRN

DE-MF-000004956

Basis UDI DI

4051642-wiroCLASSICKNI-UZ

Marchio CE

La marcatura CE garantisce la libera circolazione dei prodotti e delle merci all'interno della Comunità Economica Europea. Il prodotto con marchio CE è conforme ai requisiti essenziali dei regolamenti europei indicati.

VO (EU) 2023/988

Regolamento (UE) n. 2023/988 sulla sicurezza generale del prodotto

VO (EG) 1935/2004

Regolamento sui materiali e sugli oggetti di plastica destinati al contatto con alimenti.



VO (EU) 10/2011

Regolamento relativo alle materie e agli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Utilizzo

Istruzioni per l'uso

Prima dell'uso

Assicuratevi di aver selezionato il prodotto giusto per le vostre esigenze e per gli ambiti di applicazione. Non indossare indumenti di protezione medica se hanno difetti o sono già stati usati. Gli indumenti di protezione medica sono previsti per un utilizzo di breve durata; in ambito clinico il loro uso è limitato a un paziente.

Utilizzo

I camici sono indossati con il lato chiuso rivolto in avanti e chiuso sul retro o sul lato. Per fare ciò bisogna infilare le braccia nelle maniche e chiudere i lacci al collo e in vita.

Per evitare la contaminazione con i vestiti quando ci si spoglia, si raccomanda che una seconda persona apra il camice sul retro e lo faccia scivolare in avanti sulle spalle. Chi lo indossa afferra le estremità superiori del camice e lo gira al contrario quando lo toglie.

Avvertenza di sicurezza

Secondo la nostra analisi dei rischi in conformità alla norma EN ISO 14971:2019 + A11:2021 per questo prodotto non sono necessarie ulteriori istruzioni di sicurezza.

Smaltimento

I prodotti non utilizzati e non contaminati possono essere inceneriti in modo ecologico o smaltiti nelle discariche. I prodotti contaminati devono essere smaltiti in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore per tipo di contaminazione.

Durata

5 anni dalla data di produzione, se non utilizzati e correttamente conservati.

Conservazione

Proteggere dalla luce del sole.

Conservare all'asciutto.

La conservazione impropria può provocare una riduzione della durata.



Tracciabilità

Tracciabilità del lotto dalla determinazione dei requisiti all'uscita dal magazzino.

Scheda prodotto Versione 2 valido da lotto 2617 +

Confezionamento

Riciclaggio

Licenza in conformità a VerpackG, numero di licenza DE1618662887322.

Portare l'imballaggio al riciclaggio.



www.wiros.de

WEB

<https://www.wiros.de/shop/kittel/pp-kittel/wiroclassic-knit/>

Scheda prodotto

wiroCLASSIC KNIT



Variante 1

Unità di vendita	100 Pezzo/Cartone				
Livello di imballaggio 1	10 Pezzo/Sacchetto di plastica				
Unità minima di ordine	1 Cartone				
Numeri articolo	Numero di articolo	Colore	Taglia	Dimensioni (U x L)	Tolleranza
	25005114	verde	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005124	blu	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005144	giallo	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
GTINs	Numero di articolo	Unit of Use UDI	Livello di imballaggio 1 UDI	Livello di imballaggio 2 UDI	Cartone UDI
	25005114	4051642003757	4051642075204	-----	4051642575209
	25005124	4051642008745	4051642075488	-----	4051642575483
	25005144	4051642008707	4051642008691	-----	4051642008684

Variante 2

Unità di vendita	100 Pezzo/Cartone				
Livello di imballaggio 1	10 Pezzo/Sacchetto di plastica				
Unità minima di ordine	1 Cartone				
Numeri articolo	Numero di articolo	Colore	Taglia	Dimensioni (U x L)	Tolleranza
	25005116	verde	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005126	blu	XXXL	≈ 160 x 140 cm	
	25005146	giallo	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
GTINs	Numero di articolo	Unit of Use UDI	Livello di imballaggio 1 UDI	Livello di imballaggio 2 UDI	Cartone UDI
	25005116	4051642004723	4051642075211	-----	4051642575216
	25005126	4051642004730	4051642075648	-----	4051642575643
	25005146	4051642004747	4051642001494	-----	4051642501499

Le cifre relative a dimensioni, pesi, spessori e tolleranze vanno intese come valori nominali e possono differire.

Le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Non rappresentano una garanzia sulle caratteristiche del prodotto e non giustificano un aspetto legale contrattuale. Le indicazioni più vecchie di 2 anni devono essere riconfermate.

Con riserva di errori di immissione ed errori.

Le schede tecniche dei prodotti fornite sono di proprietà di WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH è proprietaria di tutti i diritti di creazione, utilizzo e sfruttamento delle schede tecniche dei prodotti. La modifica delle schede tecniche dei prodotti o l'uso dei pittogrammi non è consentito. Le schede tecniche dei prodotti fornite possono essere utilizzate solo per i prodotti WIROS originali.



Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroCLASSIC KNIT



ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ PP

Πλεκτές μανσέτες | Ιμάντες δεσίματος σε αυχένα & μέση



EFFICIENT

Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroCLASSIC KNIT



Κατασκευαστής

Εταιρεία + Διεύθυνση	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Γερμανία
SRN	DE-MF-000004956
Εμπορικό σήμα	care & serve®

Πληρεξουσιότητες

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Ελβετία
--------	--

Περιγραφή προϊόντος

Κατηγορία	EFFICIENT
Ονομασία προϊόντος	care & serve® EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT Ιατρικές ποδιές PP Πλεκτές μανσέτες Ιμάντες δεσίματος σε αυχένα & μέση
Ιδιότητες προϊόντος	Πλεκτές μανσέτες Ιμάντες δεσίματος σε αυχένα & μέση

Υλικό

Υλικό	Μη υφασμένο ύφασμα πολυπροπυλενίου τύπου Sprunbond
Βάρος υλικού	≈ 23 g/m ² (± 2 g/m ²)

Χρήση

Ενδεδειγμένη χρήση	Ιατρικός ιματισμός προστασίας κατά την έννοια των Τεχνικών Κανονισμών για την Εργασία με Βιολογικούς Παράγοντες (TRBA 250) για την προστασία του επαγγελματικού ή ιδιωτικού ρουχισμού από μόλυνση κατά την διενέργεια επεμβάσεων ή εργασιών περίθαλψης, από την απευθείας επαφή με αίμα, εκκρίσεις, απεκκρίσεις ή άλλο επιμολυσμένο υλικό.
Επαφή με τρόφιμα	Επιτρέπεται η σύντομη, έμμεση επαφή με τρόφιμα.
Πεδίο εφαρμογής	Δεν χρησιμοποιείται σε ιατρικές εφαρμογές απευθείας επαφής με ασθενείς. Ιατρικός ιματισμός προστασίας για κάλυψη των ρούχων ή/και μαλλιών.
Ομάδα εφαρμογής	Εργαζόμενοι και επισκέπτες εργαστηρίων, της φαρμακοβιομηχανίας, νοσοκομείων ή παρόμοιων εγκαταστάσεων.
Ομάδα ασθενών	Ιατρικός ιματισμός προστασίας κατάλληλος για όλες τις ομάδες ασθενών.
Ένδειξη	Ιατρικός ιματισμός ως φραγμός για την κάλυψη των ρούχων ή/και των μαλλιών.
Αντένδειξη	Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις.
Υπόδειξη χρήσης	Προϊόν μίας χρήσης μη αποστειρωμένα
Περιορισμός	Δεν είναι ΜΑΠ (μέσο ατομικής προστασίας) Δεν είναι κατάλληλο για συσκευασία και αποθήκευση τροφίμων.
Σημείωση	Όλα τα σοβαρά περιστατικά που σχετίζονται άμεσα με αυτό το προϊόν πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και στις αρμόδιες αρχές.
Τομείς χρήσης	Νοσοκομείο Οίκος ευγηρίας κ.α. κύκλοι ειδικών Ιδιωτικά ιατρεία Βιομηχανία Φαρμακευτική βιομηχανία Επεξεργασία τροφίμων Κοσμητολογία Ευεξία Βιομηχανία ομορφιάς
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το υλικό	δεν περιέχει λατέξ






Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroCLASSIC KNIT





Υπόδειξη σχετικά με την υγεία Σε περίπτωση δερματικών ερεθισμών ή αλλεργικών αντιδράσεων σταματήστε αμέσως τη χρήση να αναζητήσετε ιατρική συμβουλή. Στον βαθμό που είναι γνωστό σύμφωνα με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις, τα προϊόντα δεν περιέχουν τοξικές, καρκινογόνες, ή μεταλλαξιογόνες ουσίες, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ενδεδειγμένη χρήση τους. Αυτά τα προϊόντα δεν περιέχουν συστατικά από λατέξ και θεωρούνται υποαλλεργικά. Μπορεί, ωστόσο, να προκαλέσει ερεθισμό σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Σε παρατεταμένη χρήση μπορεί να περιορίσει τον αερισμό της επιδερμίδας και να προκαλέσει ερεθισμό.


Πρότυπα

Σήμανση CE	Ιατροτεχνολογικό προϊόν της κατηγορίας I σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2017/745	 
SRN	DE-MF-000004956	
Basis UDI DI	4051642-wiroCLASSICKNI-UZ	
	Σήμανση CE Η σήμανση CE διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και εμπορευμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης. Το προϊόν που φέρει τη σήμανση CE πληροί τις βασικές απαιτήσεις των αναφερόμενων Ευρωπαϊκών Οδηγιών.	
VO (EU) 2023/988	Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 2023/988 σχετικά με τη γενική ασφάλεια προϊόντων	
VO (EG) 1935/2004	Κανονισμός σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα από πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.	
VO (EU) 10/2011	Κανονισμός σχετικά με τα υλικά & αντικείμενα από πλαστικό που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.	

Εφαρμογή

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης	<p>Πριν τη χρήση Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει το κατάλληλο για τις ανάγκες σας και τους τομείς χρήσης προϊόν. Μην φοράτε ιματισμό προστασίας ιατρικού τύπου, εφόσον παρουσιάζει ελαττώματα ή έχει ήδη χρησιμοποιηθεί. Ο ιματισμός προστασίας ιατρικού τύπου προορίζεται μόνο για σύντομη χρήση, στον ιατρικό τομέα η χρήση πρέπει να περιορίζεται σε έναν/μία ασθενή.</p> <p>Χρήση Οι μπλούζες φοριούνται με την κλειστή πλευρά εμπρός και κλείνουν πίσω ή στο πλάι. Για τον σκοπό αυτό περάστε τους βραχίονες στα μανίκια και κλείστε τους ιμάντες δεσίματος στον αυχένα και στη μέση. Προς αποφυγή μόλυνσης κατά την αφαίρεση, συνιστάται το άνοιγμα της μπλούζας από πίσω με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου το οποίο θα την ωθήσει προς τα εμπρός πάνω από τους ώμους. Για να την βγάλει, ο χρήστης πιάνει τα άνω άκρα της μπλούζας και γυρίζει την μπλούζα προς τα αριστερά.</p>	
Υπόδειξη ασφαλείας	Σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνου που διενεργήσαμε κατά το πρότυπο EN ISO 14971:2019 + A11:2021 για το συγκεκριμένο προϊόν δεν απαιτούνται πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας.	
Απόρριψη	Τα μη χρησιμοποιημένα ή μη επιμολυσμένα προϊόντα μπορούν να καίγονται με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο σε κιβάνους ή να απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Τα επιμολυσμένα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας ανάλογα με το είδος της	
Διάρκεια ζωής	5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και διασφαλίζεται η σωστή αποθήκευση.	
Αποθήκευση	Να προστατεύονται από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος. Ο μη ορθός τρόπος αποθήκευσης μπορεί να έχει ως επακόλουθο τη μείωση της διάρκειας ζωής.	 
Ιχνηλασιμότητα	Ιχνηλασιμότητα παρτίδων από την καταγραφή των αναγκών έως την έξοδο από την αποθήκη. Δελτίο δεδομένων προϊόντος Έκδοση 2 Ισχύει από παρτίδα 2617 +	

Συσκευασία

Ανακύκλωση	Αδειοδότηση κατά τον γερμανικό νόμο περί συσκευασιών (VerpackG), αριθμός αδείας DE1618662887322. Παραδώστε τη συσκευασία προς ανακύκλωση.	 §VerpackG
------------	--	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pp-kittel/wiroclassic-knit/
-----	---



Παραλλαγή 1

Μονάδα πώλησης	100 Τεμάχιο/Κουτί				
Επίπεδο συσκευασίας 1	10 Τεμάχιο/Σακούλα				
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	1 Κουτί				
Κωδικοί είδους	Κωδ. είδους	Χρώμα	Μέγεθος	Μέγεθος (Π x Μ)	Ανοχή
	25005114	πράσινο	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005124	μπλε	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005144	κίτρινο	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
GTINs	Κωδ. είδους	Unit of Use UDI	Επίπεδο συσκευασίας 1 UDI	Επίπεδο συσκευασίας 2 UDI	Κουτί UDI
	25005114	4051642003757	4051642075204	-----	4051642575209
	25005124	4051642008745	4051642075488	-----	4051642575483
	25005144	4051642008707	4051642008691	-----	4051642008684

Παραλλαγή 2

Μονάδα πώλησης	100 Τεμάχιο/Κουτί				
Επίπεδο συσκευασίας 1	10 Τεμάχιο/Σακούλα				
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	1 Κουτί				
Κωδικοί είδους	Κωδ. είδους	Χρώμα	Μέγεθος	Μέγεθος (Π x Μ)	Ανοχή
	25005116	πράσινο	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005126	μπλε	XXXL	≈ 160 x 140 cm	
	25005146	κίτρινο	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
GTINs	Κωδ. είδους	Unit of Use UDI	Επίπεδο συσκευασίας 1 UDI	Επίπεδο συσκευασίας 2 UDI	Κουτί UDI
	25005116	4051642004723	4051642075211	-----	4051642575216
	25005126	4051642004730	4051642075648	-----	4051642575643
	25005146	4051642004747	4051642001494	-----	4051642501499

Οι αναφερόμενες τιμές που αφορούν σε διαστάσεις, βάρος, πάχος και ανοχές πρέπει να νοούνται ως ονομαστικές τιμές και ενδέχεται να παρουσιάζουν αποκλίσεις.

Τα αναφερόμενα στοιχεία βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας. Δεν εξασφαλίζουν εγγυημένα την ύπαρξη των ιδιοτήτων του προϊόντος και δεν θεμελιώνουν καμία συμβατική υποχρέωση κατά την έννοια του Δικαίου. Στοιχεία παλαιότερα των 2 ετών χρήζουν επιβεβαίωσης.

Με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών.

Τα διαθέσιμα φύλλα δεδομένων προϊόντων είναι ιδιοκτησία της WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Η εταιρεία WIROS Wilfried Rosbach GmbH είναι ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων δημιουργού/χρήσης και εκμετάλλευσης των φύλλων δεδομένων προϊόντων. Δεν

wiroCLASSIC KNIT

PP ÖNLÜKLER

Örme manşetler | Boyun ve bel bölgesinde bağlama bantları



EFFICIENT

Ürün Bilgi Formu

wiroCLASSIC KNIT



Üretici

Şirket + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Almanya
SRN	DE-MF-000004956
Ticari marka	care & serve®

Yetkilendirmeler

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, İsviçre
--------	--

Ürün açıklaması

Kategori	EFFICIENT
Ürün tanımı	care & serve® EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT PP önlükler Örme manşetler Boyun ve bel bölgesinde bağlama bantları
Ürün özellikleri	Örme manşetler Boyun ve bel bölgesinde bağlama bantları

Malzeme

Malzeme	Polipropilen Spunbond Nonwoven
Malzeme ağırlığı	≈ 23 g/m ² (± 2 g/m ²)

Kullanım

Kullanım amacı	Müdahaleler veya bakım önlemleri sırasında kan, salgı, dışkı veya diğer kontamine malzemelerle doğrudan temas yoluyla iş veya özel giysilerin kontaminasyonunu önlemek için Biyolojik Ajanlara Yönelik Teknik Kurallar (TRBA 250) anlamında tıbbi koruyucu giysiler.
Gıda teması	Gıdalarla kısa süreli dolaylı temasa izin verilir.
Uygulama alanı	Hastaya doğrudan tıbbi uygulama yapılmamaktadır. Tıbbi koruyucu giysiler, giysileri korumak ve/veya saç örtmek için kullanılır.
Uygulama grubu	Çalışanlar ve laboratuvarlara, ilaç endüstrisine, hastanelere veya benzeri kurumlara gelen ziyaretçiler.
Hasta grubu	Tıbbi koruyucu giysiler tüm hasta grupları için uygundur.
İndikasyon	Giysileri korumak ve/veya saç örtmek için bir bariyer olarak kullanılabilen tıbbi giysiler.
Kontrendikasyon	Bilinen bir kontrendikasyon yok.

Kullanım İle ilgili Notlar
Tek kullanımlık ürün
steril değil



Kısıtlama
KKD (kişisel korunma donanımı) değildir
Gıda maddelerinin paketlenmesi ve depolanması için uygun değildir.



Açıklama
Bu ürünle doğrudan bağlantılı tüm ciddi olaylar üreticiye ve sorumlu yetkililere bildirilmelidir.

Kullanım alanları
Hastane | Yaşlı Bakım Evleri | ve diğer Uzman Kurumlar
Doktor muayenehaneleri
Sanayi | İlaç endüstrisi
Gıda işleme
Kozmetik | Sağlık | Güzellik Endüstrisi



Ek malzeme bilgisi
lateks içermez



Ürün Bilgi Formu

wiroCLASSIC KNIT



Sağlık ile ilgili uyarı

Cilt tahrişlerinde veya alerjik reaksiyonlarda kullanımı hemen bırakın ve bir hekime danışın.

Tekniğin güncel durumuna göre bilindiği kadarıyla, ürünler, öngörülen amaca uygun kullanıldıklarında, toksik, kanserojen veya mutajenik maddeler içermemektedir.

Bu ürünler lateks bileşenleri içermez ve hipoalerjenik sayılır. Ancak hassas ciltte tahrişlere neden olabilirler. Uzun süre takıldığında cildin hava alması kısıtlanabilir, bu da cilt tahrişlerine yol açabilir.

Standartlar

CE işareti

AB 2017/745 uyarınca I sınıfı medikal üründür.



SRN

DE-MF-000004956

Basis UDI DI

4051642-wiroCLASSICKNI-UZ

CE işareti

CE işareti, ürünlerin ve malların Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde serbest dolaşımını

garanti eder. CE işaretli ürün, belirtilen Avrupa yönetmeliklerinin temel taleplerini karşılar.

VO (EU) 2023/988

Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (AB) 2023/988

VO (EG) 1935/2004

Gıda maddeleriyle temas etmek için olan plastikten üretilmiş malzemeler ve cisimlerle ilgili düzenleme.



VO (EU) 10/2011

Gıda maddeleriyle temas etmesi amaçlanan plastik malzemeler ve eşyalarla ilgili düzenleme

Kullanım

Kullanım Kılavuzu

Kullanmadan önce

Lütfen ihtiyaçlarınız ve uygulama alanlarınız için doğru ürünü seçtiğinizden emin olun. Tıbbi koruyucu giysileri kusurlularsa veya daha önce kullanılmışlarsa lütfen giymeyin. Tıbbi koruyucu giysiler kısa süreli kullanım için tasarlanmıştır, tıbbi alanda kullanımları bir hasta ile sınırlıdır.

Kullanım

Önlükler kapalı taraf öne bakacak şekilde giyilir ve arkada veya yandan kapatılır. Bunun için kollarınızı kolların içine kaydırın ve boyun ve beldeki bağları bağlayın.

Çıkarma sırasında giysiler ile bulaşmasını önlemek için, ikinci bir kişinin arkadan önlüğü açması ve omuzlar üzerinden öne doğru itmesi önerilir. Giyen kişi önlüğün üst uçlarını kavrar ve önlüğü çıkarırken ters çevirir.

Güvenlik Uyarısı

EN ISO 14971:2019 + A11:2021 uyarınca yaptığımız risk analizine göre bu ürün için ek güvenlik uyarıları gerekli değildir.

Bertaraf

Kullanılmayan ve kirlenmemiş ürünler çevreye zarar vermeyecek şekilde yakılabilir veya bertaraf edilebilir. Kirlenmiş ürünler, kirlilik türüne göre yürürlükteki ulusal yasa ve talimatlara uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Kullanım Süresi

5 yıl , üretim tarihinden itibaren, kullanılmadığı ve doğru depolandığı takdirde.

Saklama

Güneş ışınlarından koruyun.

Kuru bir yerde depolayın.

Yanlış depolama dayanıklılığın azalmasına neden olabilir.



İzlenebilirlik

Gereksinimlerin belirlenmesinden depo çıkışına kadar parti ile ilgili izlenebilirlik sağlanmaktadır.

Ürün Bilgi Formu Versiyon 2 Geçerli parti başlangıcı 2617 +

Ambalaj

Geri Dönüşüm

VerpackG uyarınca lisanslı, Lisans No. DE1618662887322.

Lütfen ambalajı geri dönüşüme aktarın.



www.wiros.de

WEB

<https://www.wiros.de/shop/kittel/pp-kittel/wiroclassic-knit/>

Varyant 1

Satış birimi

100 Adet/Karton



Ürün Bilgi Formu



wiroCLASSIC KNIT

Ambalaj düzeyi 1	10 Adet/Poli torba				
Minimum sipariş miktarı	1 Karton				
Ürün Numarası	Ürün numarası	Renk	Beden	Beden (Ç x U)	Tolerans
	25005114	yeşil	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005124	mavi	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005144	sarı	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
GTINs	Ürün numarası	Unit of Use UDI	Ambalaj seviyesi 1 UDI	Ambalaj seviyesi 2 UDI	Karton UDI
	25005114	4051642003757	4051642075204	-----	4051642575209
	25005124	4051642008745	4051642075488	-----	4051642575483
	25005144	4051642008707	4051642008691	-----	4051642008684

Varyant 2

Satış birimi	100 Adet/Karton				
Ambalaj düzeyi 1	10 Adet/Poli torba				
Minimum sipariş miktarı	1 Karton				
Ürün Numarası	Ürün numarası	Renk	Beden	Beden (Ç x U)	Tolerans
	25005116	yeşil	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005126	mavi	XXXL	≈ 160 x 140 cm	
	25005146	sarı	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
GTINs	Ürün numarası	Unit of Use UDI	Ambalaj seviyesi 1 UDI	Ambalaj seviyesi 2 UDI	Karton UDI
	25005116	4051642004723	4051642075211	-----	4051642575216
	25005126	4051642004730	4051642075648	-----	4051642575643
	25005146	4051642004747	4051642001494	-----	4051642501499

Boyut, ağırlık, kalınlık ve toleranslar için belirtilen rakamlar nominal değerler olarak anlaşılmalıdır ve farklılık gösterebilir.

Verilen bilgiler, bilgilerimizin mevcut durumuna dayanmaktadır. Bunlar, ürün özelliklerinin garantisini teşkil etmemektedir ve sözleşmeye ilişkin yasal bir anlayışı haklı çıkarmaz. 2 yıldan eski bilgileri lütfen teyit edin.

Şirketimiz tipografik hata ve yanlışlardan sorumlu değildir.

Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları WIROS Wilfried Rosbach GmbH şirketinin mülkiyetindedir. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ürün veri sayfalarının tüm telif/kullanım ve değerlendirme haklarının sahibidir. Ürün veri sayfalarının değiştirilmesi veya piktogramların kullanılması yasaktır. Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları sadece WIROS ürünleriyle bağlantılı olarak temel alınabilir.

Техническая спецификация

wiroCLASSIC KNIT



ХАЛАТЫ ИЗ ПП

Вязаные манжеты | Завязки на шее и талии



EFFICIENT



Техническая спецификация

wiroCLASSIC KNIT



Производитель

Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
SRN	DE-MF-000004956
Торговая марка	care & serve®

Полномочия

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Швейцария
--------	--

Описание изделия


Категория	EFFICIENT
Обозначение продукции	care & serve® EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT Халаты из ПП Вязаные манжеты Завязки на шее и талии
Характеристики продукции	Вязаные манжеты Завязки на шее и талии

Материал

Материал	Полипропиленовый спанбонд
Вес материала	≈ 23 г/м ² (± 2 г/м ²)

Использование

Назначение	Медицинская защитная одежда в значении Технических правил для биологических рабочих веществ (TRBA 250) для предотвращения загрязнения рабочей или личной одежды во время операций или санитарно-гигиенических мероприятий вследствие прямого контакта с кровью, выделениями, экскрементами или другими загрязненными материалами.
Контакт с пищевыми продуктами	Допускается кратковременный непрямой контакт с продуктами питания.
Область применения	Не применяется в медицинских целях непосредственно на пациенте. Медицинская защитная одежда служит для покрытия одежды и/или волос.
Группа применения	Сотрудники и посетители лабораторий, фармацевтических предприятий, больниц или аналогичных учреждений.
Группа пациентов	Медицинская защитная одежда подходит для всех групп пациентов.
Показание	Медицинская одежда в качестве барьера для покрытия одежды и/или волос.
Противопоказание	Противопоказаний нет.
Инструкция по применению	Одноразовый продукт нестерильные
Ограничения	Не является СИЗ (средством индивидуальной защиты) Не предназначено для упаковки и хранения пищевых продуктов.
Примечание	Обо всех серьезных инцидентах, непосредственно связанных с этим продуктом, необходимо сообщать производителю и ответственным органам.
Области применения	Больница Дом престарелых в том числе группы специалистов Врачебные практики Промышленность фармацевтическая промышленность Пищевая промышленность Косметика Велнес Индустрия красоты
Информация о добавках в составе материала	без латекса



Техническая спецификация

wiroCLASSIC KNIT





Предупреждение о возм При раздражении кожи или аллергических реакциях необходимо немедленно прекратить использование и обратиться к врачу.
На основании актуальных научных знаний, данные изделия не содержат токсичных, канцерогенных или мутагенных веществ, если используются по назначению.
Данные изделия не содержат латексных компонентов и считаются гипоаллергенными. Тем не менее, они могут вызвать раздражение чувствительной кожи. Длительное ношение изделия может ограничить поступление воздуха к коже, что, в свою очередь, может привести к её раздражению.


Стандарты

CE-маркировка	Медицинское изделие класса I согласно (ЕС) 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroCLASSICKNI-UZ		
	CE-маркировка Маркировка CE гарантирует свободное обращение изделий и товаров на территории ЕЭС. Изделие с маркировкой CE соответствует основным требованиям указанных европейских регламентов.		
VO (EU) 2023/988	Регламент ЕС № 2023/988 об общей безопасности продукции		
VO (EG) 1935/2004	Регламент о материалах и изделиях из пластмасс, контактирующих с пищевыми продуктами.		
VO (EU) 10/2011	Распоряжение о материалах и изделиях из пластмасс, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами		

Использование


Инструкция по использованию	<p>Перед использованием Убедитесь, что выбрали правильное изделие для своих потребностей и сфер применения. Ни в коем случае не надевайте медицинскую защитную одежду, у которой были обнаружены дефекты или бывшей в употреблении. Медицинская защитная одежда предназначена для кратковременного использования; в сфере медицины использование ограничено одним пациентом.</p> <p>Применение Халаты носят сплошной стороной вперед и закрытыми сзади или сбоку. Для этого просуньте руки в рукава и завяжите завязки на шее и талии. Чтобы при снятии избежать загрязнения одежды, рекомендуется, чтобы второй человек распахнул халат сзади и сдвинул его через плечи вперед. Носитель халата берется за верхние концы халата и, снимая, выворачивает его наизнанку.</p>		
Инструкция по технике безопасности	По результатам анализа рисков в соответствии со стандартом EN ISO 14971:2019 + A11:2021, дополнительные рекомендации по безопасности для данного изделия не требуются.		
Утилизация	Неиспользованные и незагрязненные изделия можно сжигать экологически безопасным образом или утилизировать в местах для сбора мусора. Загрязненные изделия следует утилизировать в соответствии с действующим национальным законодательством и нормативно-правовыми актами, в зависимости от типа загрязнения.		
Срок службы	5 лет с даты изготовления, если они не были в употреблении и при правильном хранении.		
Хранение	Защищать от солнечных лучей. Хранить сухим. Неправильное хранение может привести к снижению долговечности.		
Прослеживаемость	Прослеживаемость партии от определения потребностей до выхода со склада. Техническая спецификация Версия 2 действительный, начиная с партии 2617 +		

Упаковка

Переработка	Лицензировано согласно Закону об упаковке, номер лицензии DE1618662887322. Пожалуйста, отправьте упаковку на переработку.	
-------------	--	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pp-kittel/wiroclassic-knit/
-----	---



Техническая спецификация

wiroCLASSIC KNIT



Вариант 1

Торговая единица	100 шт./Коробка				
Уровень упаковки 1	10 шт./Полиэтиленовый пакет				
Минимальное количество заказа	1 Коробка				
Номера артикула	Номер артикула	Цвет	Размер	Размеры (обхват x длина)	допустимое отклонение
	25005114	зеленый	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005124	синие	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005144	желтые	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
GTINs	Номер артикула	Unit of Use UDI	Уровень упаковки 1 UDI	Уровень упаковки 2 UDI	Коробка UDI
	25005114	4051642003757	4051642075204	-----	4051642575209
	25005124	4051642008745	4051642075488	-----	4051642575483
	25005144	4051642008707	4051642008691	-----	4051642008684

Вариант 2

Торговая единица	100 шт./Коробка				
Уровень упаковки 1	10 шт./Полиэтиленовый пакет				
Минимальное количество заказа	1 Коробка				
Номера артикула	Номер артикула	Цвет	Размер	Размеры (обхват x длина)	допустимое отклонение
	25005116	зеленый	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005126	синие	XXXL	≈ 160 x 140 cm	
	25005146	желтые	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
GTINs	Номер артикула	Unit of Use UDI	Уровень упаковки 1 UDI	Уровень упаковки 2 UDI	Коробка UDI
	25005116	4051642004723	4051642075211	-----	4051642575216
	25005126	4051642004730	4051642075648	-----	4051642575643
	25005146	4051642004747	4051642001494	-----	4051642501499

Цифровые данные размеров, веса, толщины и допустимых отклонений следует понимать как номинальные величины и они могут отличаться. Данные основаны на текущем уровне наших знаний.

Они не являются гарантированным заверением о характеристиках товара и не создают договорного правового понимания. Информацию, которой больше 2 лет, необходимо подтвердить повторно.

Возможны опечатки и другие ошибки.

Предоставленные технические паспорта изделий продукции являются собственностью компании WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компания WIROS Wilfried Rosbach GmbH является владельцем всех авторских прав/прав на использование и реализацию технических паспортов изделий. Запрещается вносить изменения в технические паспорта изделий или использовать пиктограммы. Предоставленные технические паспорта изделий могут использоваться только в связи с оригинальными изделиями



Karta produktu

wiroCLASSIC KNIT



KITLE PP

Dzianinowe mankiety | Tasiemki do wiązania przy szyi i w talii



EFFICIENT

Karta produktu

wiroCLASSIC KNIT



Producent

Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Niemcy
SRN	DE-MF-000004956
Znak towarowy	care & serve®

Upoważnienia

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Szwajcaria
--------	---

Opis produktu

Kategoria	EFFICIENT
Nazwa produktu	care & serve® EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT Kitle PP Dzianinowe mankiety Tasiemki do wiązania przy szyi i w talii
Właściwości produktu	Dzianinowe mankiety Tasiemki do wiązania przy szyi i w talii

Materiał

Materiał	Włóknina polipropylenowa
Waga materiału	≈ 23 g/m ² (± 2 g/m ²)

Zastosowanie

Zamierzone przeznaczenie	Medyczna odzież ochronna zgodna z przepisami technicznymi dla środków biologicznych (TRBA 250), używana w celu uniknięcia zanieczyszczenia odzieży roboczej lub prywatnej podczas wykonywania zabiegów i czynności pielęgnacyjnych w bezpośrednim kontakcie z krwią, wydzielinami, odchodami lub innym zanieczyszczonym materiałem.
Kontakt z żywnością	Dopuszczony krótkotrwały, pośredni kontakt z produktami spożywczymi.
Zakres zastosowania	Nie ma bezpośredniego zastosowania medycznego dla pacjentów. Medyczna odzież ochronna służy do przykrycia odzieży i/lub włosów.
Grupa zastosowania	Pracownicy i goście laboratoriów, przemysłu farmaceutycznego, szpitali lub podobnych instytucji.
Grupa pacjentów	Medyczna odzież ochronna jest odpowiednia dla wszystkich grup pacjentów.
Wskazania	Odzież medyczna jako bariera przykrywająca odzież i/lub włosy.
Przeciwwskazania	Brak znanych przeciwwskazań.
Instrukcja użytkowania	Produkt jednorazowego użytku niesterylne
Zastrzeżenia	Produkt nie jest ŚOI (środkiem ochrony indywidualnej) Nie nadaje się do pakowania i przechowywania żywności.
Informacja	Wszystkie poważne incydenty związane bezpośrednio z tym produktem należy zgłaszać producentowi i odpowiednim władzom.
Obszary zastosowania	Szpitala Domy opieki w tym Ośrodki specjalistyczne Gabinety lekarskie przemysł przemysł farmaceutyczny przygotowanie produktów spożywczych Salony urody Wellness Przemysł kosmetyczny
Dodatkowe informacje o materiałach	nie zawiera lateksu






Karta produktu

wiroCLASSIC KNIT





Wskazówki dotyczące zdrowia W przypadku podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych należy natychmiast przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza.
Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, produkty nie zawierają żadnych substancji toksycznych, rakotwórczych ani mutagennych, jeśli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Produkty nie zawierają składników lateksowych i są uważane za hipoalergiczne. Mogą one jednak powodować podrażnienia wrażliwej skóry. Długotrwałe noszenie może ograniczać wentylację skóry, co może prowadzić do jej podrażnienia.


Standardy

Oznakowanie CE	Wyrób medyczny klasy I zgodny z normą UE 2017/745	 
SRN	DE-MF-000004956	
Basis UDI DI	4051642-wiroCLASSICKNI-UZ	
	Oznakowanie CE Oznaczenie CE gwarantuje swobodny przepływ produktów i towarów w obrębie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Produkt oznaczony znakiem CE spełnia zasadnicze wymagania określone w przepisach europejskich.	
VO (EU) 2023/988	Rozporządzenie (UE) nr 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów	
VO (EG) 1935/2004	Rozporządzenie w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi.	
VO (EU) 10/2011	Rozporządzenie w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych dopuszczonych do kontaktu z żywnością	

Stosowanie

Instrukcja obsługi	<p>Przed użyciem</p> <p>Prosimy, by upewnić się że wybrany przez Państwa produkt jest dopasowany do Państwa potrzeb oraz obszarów zastosowania. Nie należy nosić medycznej odzieży ochronnej, jeśli jest ona uszkodzona lub była używana. Medyczna odzież ochronna jest przeznaczona do krótkotrwałego użytku; w medycynie jej stosowanie jest ograniczone do jednego pacjenta/pacjentki.</p> <p>Użytkowanie</p> <p>Kitle należy nosić z zamkniętą stroną skierowaną do przodu i zapięty z tyłu lub z boku. Aby to zrobić, wsuń ręce w rękawy i zawiąż tasemki na szyi i w talii. Aby zapobiec zanieczyszczeniu odzieży podczas zdejmowania, zaleca się, aby druga osoba rozpięła kitel z tyłu i zsunęła go do przodu przez ramiona. Użytkownik chwytając górne końce kitla i podczas zdejmowania wywraca go na lewą stronę.</p>	
Wskazówka bezpieczeństwa	Zgodnie z naszą analizą ryzyka przeprowadzoną zgodnie z normą EN ISO 14971:2019 + A11:2021, dla tego produktu nie są wymagane żadne dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa.	
Utylizacja	Produkty, który nie były użytkowane ani skażone, mogą zostać spalone lub zutyliczowane w sposób przyjazny dla środowiska. Skażone produkty należy zutyliczować w sposób zgodny z obowiązującym krajowymi zaleceniami i przepisami prawnymi.	
Trwałość	5 lat od daty produkcji, jeśli produkt był prawidłowo przechowywany i nieużywany	
Przechowywanie	Chronić przed promieniowaniem słońca Przechowywać w suchym miejscu. Niewłaściwe przechowywanie może obniżyć trwałość produktu.	 
Identyfikowalność	Możliwość identyfikacji konkretnej partii od zgłoszenia zapotrzebowania do opuszczenia magazynu. Karta produktu Wersja 2 ważne od partii 2617 +	

Opakowanie

Recykling	Licencjonowane przez VerpackG, numer licencji DE1618662887322. Opakowanie należy zwrócić do ponownego przetworzenia.	 §VerpackG
-----------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pp-kittel/wiroclassic-knit/
-----	---





Wariant 1

jednostka sprzedaży	100 sztuka/karton				
Poziom pakowania 1	10 sztuka/Torebka foliowa				
Minimalna ilość zamówienia	1 karton				
Numer artykułu	Numer artykułu	kolor	Rozmiar	Rozmiar (obwód x długość)	tolerancja
	25005114	zielony	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005124	niebieski	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005144	żółty	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
GTINs	Numer artykułu	Unit of Use UDI	Poziom pakowania 1 UDI	Poziom pakowania 2 UDI	karton UDI
	25005114	4051642003757	4051642075204	-----	4051642575209
	25005124	4051642008745	4051642075488	-----	4051642575483
	25005144	4051642008707	4051642008691	-----	4051642008684

Wariant 2

jednostka sprzedaży	100 sztuka/karton				
Poziom pakowania 1	10 sztuka/Torebka foliowa				
Minimalna ilość zamówienia	1 karton				
Numer artykułu	Numer artykułu	kolor	Rozmiar	Rozmiar (obwód x długość)	tolerancja
	25005116	zielony	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005126	niebieski	XXXL	≈ 160 x 140 cm	
	25005146	żółty	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
GTINs	Numer artykułu	Unit of Use UDI	Poziom pakowania 1 UDI	Poziom pakowania 2 UDI	karton UDI
	25005116	4051642004723	4051642075211	-----	4051642575216
	25005126	4051642004730	4051642075648	-----	4051642575643
	25005146	4051642004747	4051642001494	-----	4051642501499

Wartości liczbowe dotyczące rozmiarów, masy, grubości i tolerancji należy rozumieć jako wartości nominalne, które mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Podane informacje są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Nie stanowią gwarancji właściwości produktu oraz nie stanowią umownego rozumienia prawa. Informacje, które zostały podane przed okresem 2 lat, wymagają ponownego potwierdzenia. Błędy i pomyłki zastrzeżone.

Udostępnione karty informacyjne produktów są własnością firmy WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Firma WIROS Wilfried Rosbach GmbH jest właścicielem wszelkich praw autorskich/praw do użytkowania i wykorzystywania kart informacyjnych produktów. Zabronione jest dokonywanie zmian w kartach informacyjnych produktów oraz wykorzystywanie piktogramów. Udostępnionych kart informacyjnych produktów można używać wyłącznie w połączeniu z oryginalnymi produktami firmy WIROS.



wiroCLASSIC KNIT

PP-KITLER

Strikkant | Bindestropper i nakke og talje



EFFICIENT



Producent

Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
SRN	DE-MF-000004956
Handelsmærke	care & serve®

Fuldmagter

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Schweiz
--------	--

Produktbeskrivelse


Kategori	EFFICIENT
Produktbetegnelse	care & serve® EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT PP-kitler Strikkant Bindestropper i nakke og talje
Produktegenskaber	Strikkant Bindestropper i nakke og talje

Materiale

Materiale	Spunbond materiale af polypropylen
Materialets vægt	≈ 23 g/m ² (± 2 g/m ²)

Anvendelse

Anvendelsesformål	Medicinsk beskyttelsesbeklædning som defineret i de tekniske regler for biologiske stoffer (TRBA 250) for at undgå kontaminering af arbejde eller privat beklædning under indgreb eller plejeforanstaltninger gennem direkte kontakt med blod, sekreter, udskillelse eller andet forurenede materiale.
Fødevarerkontakt	Kortvarig, indirekte kontakt med fødevarer er tilladt.
Anvendelsesområde	Der er ingen direkte medicinsk anvendelse på patienten. Medicinsk beskyttelsestøj bruges til at dække tøj og/eller hår.
Applikationsgruppe	Medarbejdere og besøgende på laboratorier, medicinalindustrien, hospitaler eller lignende institutioner.
Patientgruppe	Medicinsk beskyttelsesbeklædning er velegnet til alle patientgrupper.
Indikation	Medicinsk tøj som en barriere for at dække tøj og/eller hår.
Kontraindikation	Ingen kendte kontraindikationer.
Anvendeshenvisning	Engangsprodukt ikke steril
Begrænsning	Ingen PSA (personligt værneudstyr) Ikke egnet til indpakning og opbevaring af fødevarer.
Bemærk	Alle alvorlige hændelser i direkte forbindelse med dette produkt skal rapporteres til producenten og de ansvarlige myndigheder.
Anvendelsesområder	Hospital Plejehjem herunder faggrupper Lægeklinikker Industri farmaindustri Levnedsmiddelforarbejdning Kosmetik Wellness Skønhedsindustri
Yderligere oplysninger om materialet	latexfri







Sundhedshenvisning Hvis der opstår hudirritation eller allergiske reaktioner, skal du straks afbryde brugen og søge læge. Så vidt det er kendt i henhold til det aktuelle tekniske niveau, indeholder produkterne ingen giftige, kræftfremkaldende eller mutagene stoffer, når de anvendes i overensstemmelse med deres tilsigtede anvendelse. Disse produkter indeholder ingen latexkomponenter og betragtes som hypoallergene. De kan dog forårsage irritation på følsom hud. Ved længere tids anvendelse kan ventilationen af huden være begrænset, hvilket kan føre til hudirritation.


Standarder

CE-mærkning	Medicinsk produkt klasse I i henhold til EU 2017/745	 
SRN	DE-MF-000004956	
Basis UDI DI	4051642-wiroCLASSICKNI-UZ	
	CE-mærkning CE-mærkningen garanterer fri bevægelighed for produkter og varer inden for det Europæiske Økonomiske Fællesskab. Det CE-mærkede produkt opfylder de grundlæggende krav i de angivne europæiske regulativer.	
VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 vedr. generel produktsikkerhed	
VO (EG) 1935/2004	Forordning vedrørende materialer og genstande af kunststof, som er tiltænkt kontakt med levnedsmidler.	
VO (EU) 10/2011	Forordning om plastmaterialer- og genstande bestemt til kontakt med fødevarer	

Anvendelse

Brugsanvisning	<p>Før brug Kontrollér, at du har valgt det passende produkt til dine behov og anvendelsesområder. Anvend ikke medicinske beskyttelsesbeklædning, hvis det udviser mangler eller allerede har været brugt. Medicinske beskyttelsesbeklædning er beregnet til kortvarig anvendelse, på det medicinske område er anvendelsen begrænset til én patient.</p> <p>Håndtering Kittel bæres med den lukkede side vendt fremad og lukket på bagsiden eller siden. For at gøre dette skal du skyde armene ind i ærmerne og lukke bindebåndene i nakken og i taljen. For at forhindre forurening med tøjet når den tages af, anbefales det, at en anden person åbner kitlen bagpå og skubber den frem over skuldrene. Bæreren griber fat i de øverste ender af kitlen og vender kitlen udad, når den tages af.</p>	
Sikkerhedshenvisning	Ifølge vores risikoanalyse i henhold til EN ISO 14971:2019 + A11:2021 kræves ingen yderligere sikkerhedsanvisninger for dette produkt.	
Bortskaffelse	Ubrugte og ukontaminerede produkter kan forbrændes på miljøvenlig vis eller bortskaffes via et deponeringsanlæg. Kontaminerede produkter skal bortskaffes i henhold til nationale love og forskrifter alt efter den pågældende kontamineringstype.	
Holdbarhed	5 år efter produktionsdatoen, hvis ubrugte og under forudsætning af korrekt opbevaring.	
Opbevaring	Skal beskyttes mod direkte sol. Skal opbevares tørt. Forkert opbevaring kan medføre reduceret holdbarhed.	 
Sporbarhed	Charge-baseret sporbarhed fra meddelelse om behov frem til forsendelse fra lageret. Produktdatablad Version 2 gyldig fra charge 2617 +	

Emballage

Genbrug	Licenseret i henhold til VerpackG, licensnummer DE1618662887322. Aflever emballagen på en genbrugsstation.	 §VerpackG
---------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pp-kittel/wiroclassic-knit/	
-----	---	--



wiroCLASSIC KNIT

Variant 1

Salgsenhed	100 Styk/Kasse				
Emballageniveau 1	10 Styk/Plasticpose				
Minimumsbestillingsmængde	1 Kasse				
Varenumre	Artikelnummer	Farve	Størrelse	Størrelse (O x L)	Tolerance
	25005114	grøn	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005124	blå	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005144	gul	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Emballageniveau 1 UDI	Emballageniveau 2 UDI	Kasse UDI
	25005114	4051642003757	4051642075204	-----	4051642575209
	25005124	4051642008745	4051642075488	-----	4051642575483
	25005144	4051642008707	4051642008691	-----	4051642008684

Variant 2

Salgsenhed	100 Styk/Kasse				
Emballageniveau 1	10 Styk/Plasticpose				
Minimumsbestillingsmængde	1 Kasse				
Varenumre	Artikelnummer	Farve	Størrelse	Størrelse (O x L)	Tolerance
	25005116	grøn	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005126	blå	XXXL	≈ 160 x 140 cm	
	25005146	gul	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Emballageniveau 1 UDI	Emballageniveau 2 UDI	Kasse UDI
	25005116	4051642004723	4051642075211	-----	4051642575216
	25005126	4051642004730	4051642075648	-----	4051642575643
	25005146	4051642004747	4051642001494	-----	4051642501499

Talangivelserne vedrørende mål, vægt, tykkelse og tolerancer skal forstås som målværdier og kan afvige.

Angivelserne er baseret på vores aktuelle viden. De udgør ikke nogen garanti for bestemte produkttegenskaber og danner ikke noget grundlag for et juridisk kontraktforhold. Angivelser ældre end 2 år bør søges bekræftet på ny. Med forbehold for fejl.

Produktdatabladene er WIROS Wilfried Rosbach GmbH's ejendom. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er indehaver af alle ophavsrettigheder/rettigheder til brug og udnyttelse af produktdatabladene. Det er ikke tilladt at ændre produktdatabladene eller at bruge piktogrammerne. De medfølgende produktdatablade må kun anvendes i forbindelse med originale WIROS produkter.





wiroCLASSIC KNIT

PP-SKYDDSRÖCKAR

Stickade muddar | Knytbänd i nacke och midja



EFFICIENT



Tillverkare

Företag + Adress	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
SRN	DE-MF-000004956
Varumärke	care & serve®

Tillstånd

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Schweiz
--------	--

Produktbeskrivning


Kategori	EFFICIENT
Produktbeteckning	care & serve® EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT PP-skyddsrockar Stickade muddar Knytbånd i nacke och midja
Produktegenskaper	Stickade muddar Knytbånd i nacke och midja

Material

Material	Spritsbondad polypropen
Materialets vikt	≈ 23 g/m ² (± 2 g/m ²)

Användning




Användningsområde	Medicinsk skyddsbeklädnad i den mening som avses i Tekniska regler för biologiska medel (TRBA 250). Den används för att undvika, under ingrepp eller vårdåtgärder, kontaminering av arbets- eller privata kläder från direktkontakt med blod, avsöndringar, sekret eller annat förorenat material.
Kontakt med livsmedel	Kortvarig indirekt kontakt med livsmedel är tillåten.
Användningsområde	Det finns ingen direkt medicinsk användning för patienten. Medicinska skyddskläder används för att täcka kläder och/eller hår.
Användningsgrupp	Anställda och besökare på laboratorier, läkemedelsindustrin, sjukhus eller liknande institutioner.
Patientgrupp	Medicinsk skyddskläder är lämplig för alla patientgrupper.
Indikation	Medicinska kläder som barriär för att täcka kläder och/eller hår.
Kontraindikation	Inga kända kontraindikationer.
Anvisningarna för användandet	Produkt för engångsbruk ej steril
Begränsning	Ingen personlig skyddsutrustning (PSU) Inte lämpligt för packning och förvaring av livsmedel.
Obs	Alla allvarliga händelser i direkt anslutning till denna produkt måste rapporteras till tillverkaren och de ansvariga myndigheterna.
Användningsområden	Sjukhus Ålderdomshem inkl. Expertkretsar Läkarpraxis Industrin Läkemedelsindustrin Livsmedelsförädling Kosmetik Wellness Skönhetsindustri
Ytterligare materialinformation	Latexfri







Hälsovarningar	Om hudirritation eller allergiska reaktioner uppstår, avbryt användningen omedelbart och uppsök läkare. Enligt vad som är känt enligt den senaste tekniken innehåller produkterna inga giftiga, cancerframkallande eller mutagena ämnen när de används enligt avsedd användning. Dessa produkter innehåller inga latexkomponenter och anses vara hypoallergen. De kan dock orsaka irritation på känslig hud. Om den bärs under långa perioder kan ventilationen av huden begränsas, vilket kan leda till hudirritation.
----------------	---

Standarder

CE-märkning	Medicinsk produkt av klass I enligt förordning (EU) 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroCLASSICKNI-UZ		
	CE-märkning CE-märkningen garanterar fri handel med produkter och varor inom Europeiska ekonomiska gemenskapen. Den CE-märkta produkten uppfyller de grundläggande kraven i de angivna europeiska förordningarna.		
VO (EU) 2023/988	EU-förordning nr 2023/988 om allmän produktsäkerhet		
VO (EG) 1935/2004	Förordning om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel		
VO (EU) 10/2011	Förordning om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel		

Användning

Bruksanvisning	Före användning Se till att du har rätt produkt för dina behov och användningsområden. Använd inte medicinska skyddskläder om de är defekta eller redan har använts. Medicinska ansiktsmasker för engångsbruk är avsedda för kortvarig användning, inom det medicinska området är användningen begränsad till en patient. Hantering Skyddsrockar bärs med den stängda sidan framåt och stängs på baksidan eller på sidan. För att göra detta, för in armarna i ärmarna och stäng banden i nacke och midja. För att förhindra kontaminering med kläder vid avklädning, rekommenderas att en andra person öppnar klänningen på baksidan och skjuter den framåt över axlarna. Bäraren tar tag i de övre skyddsrocksändarna och vänder skyddsrocken åt vänster vid avklädning.		
Säkerhetsanvisning	Enligt vår riskanalys, enligt EN ISO 14971:2019 + A11:2021 krävs inga ytterligare säkerhetsinstruktioner för denna produkt.		
Avfallshantering	Oanvända och okontaminerade produkter kan miljövänligt förbrännas eller avfallshanteras på en deponi. Kontaminerade produkter måste avfallshanteras i enlighet med gällande lagar och förordningar utifrån typ av kontaminering.		
Hållbarhet	5 år från produktionsdatumet, om den är oanvänd och har förvarats korrekt.		
Förvaring	Undvik direkt solljus. Förvaras torrt. Felaktig förvaring kan leda till en minskad hållbarhet.		
Spårbarhet	Batchrelaterad spårbarhet från behovsbedömning till lagerutgång. Produktdatablad Version 2 Giltigt fr.o.m. batch 2617 +		

Förpackning

Återvinning	Licensierad enligt VerpackG (tysk förpackningslag), licensnummer DE1618662887322. Vänligen lämna in förpackningen för återvinning.	
-------------	---	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pp-kittel/wiroclassic-knit/
-----	---

Varianter 1

Försäljningsenhet	100 Antal/Kartong
-------------------	-------------------



wiroCLASSIC KNIT

Förpackningsnivå 1	10 Antal/Polypåse				
Minsta ordervolym	1 Kartong				
Artikelnummer	Artikelnummer	Färg	Storlek	Storlek (O x L)	Tolerans
	25005114	grön	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005124	blå	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005144	gul	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Förpackningsnivå 1 UDI	Förpackningsnivå 2 UDI	Kartong UDI
	25005114	4051642003757	4051642075204	-----	4051642575209
	25005124	4051642008745	4051642075488	-----	4051642575483
	25005144	4051642008707	4051642008691	-----	4051642008684

Varianter 2

Försäljningsenhet	100 Antal/Kartong				
Förpackningsnivå 1	10 Antal/Polypåse				
Minsta ordervolym	1 Kartong				
Artikelnummer	Artikelnummer	Färg	Storlek	Storlek (O x L)	Tolerans
	25005116	grön	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005126	blå	XXXL	≈ 160 x 140 cm	
	25005146	gul	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Förpackningsnivå 1 UDI	Förpackningsnivå 2 UDI	Kartong UDI
	25005116	4051642004723	4051642075211	-----	4051642575216
	25005126	4051642004730	4051642075648	-----	4051642575643
	25005146	4051642004747	4051642001494	-----	4051642501499

Siffrorna för mått, vikter, tjocklekar och toleranser ska förstås som börvärden och kan variera.

Uppgifterna är baserade på vår nuvarande kunskapsnivå. De är inte någon garanterad försäkran om produktfunktioner och motiverar inte någon avtalsenlig tolkning av lagen. Var god och inhämta bekräftelse för uppgifter som är äldre än 2 år. Inmatningsfel och fel förbehållna.

De bifogade produktdatabladen tillhör WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH är innehavare av alla upphovs-/användnings-/nyttjanderättigheter till produktdatabladen. Det är inte tillåtet att ändra produktdatabladen eller använda piktogrammen. De bifogade produktdatabladen får endast användas i samband med original WIROS-produkter.





wiroCLASSIC KNIT

PP-KITLER


Strikkemansjetter | Bånd i hals og midje



EFFICIENT



Produsent	
Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
SRN	DE-MF-000004956
Varemerke	care & serve®
Autorisasjoner	
CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Sveits
Produktbeskrivelse	
Kategori	EFFICIENT
Produktnavn	care & serve® EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT PP-kitler Strikkemansjetter Bånd i hals og midje
Produktegenskaper	Strikkemansjetter Bånd i hals og midje
Materiale	
Materiale	Polypropylen-spunnet vevd stoff
Materialvekt	≈ 23 g/m ² (± 2 g/m ²)
Bruk	
Bruksområde	Medisinsk vernetøy i henhold til de tekniske reglene for biologisk arbeidsutstyr (TRBA 250) for å unngå forurensning av arbeidstøy eller private klær under inngrep eller tiltak knyttet til helsetjenester gjennom direkte kontakt med blod, sekreter, utskilte væsker eller annet forurensende materiale.
Matkontakt	Kortvarig indirekte kontakt med matvarer er tillatt.
Bruksområde	Det er ingen direkte medisinsk anvendelse på pasienten. Medisinsk vernetøy brukes til å dekke til klær og/eller hår.
Anvendelsesgruppe	Medarbeidere og besøkende på laboratorier, i farmasøytisk industri, på sykehus eller liknende institusjoner.
Pasientgruppe	Medisinsk vernetøy egner seg til alle pasientgrupper.
Indikasjon	Medisinsk tøy som en barriere for å dekke til klær og/eller hår.
Kontraindikasjon	Ingen kjente kontraindikasjoner.
Veiledning ang. bruk	Engangsprodukt Ikke-sterile
Begrensning	Intet PPE (personlig verneutstyr) Ikke egnet for pakking og oppbevaring av matvarer.
Merk	Alle alvorlige hendelser i direkte forbindelse med dette produktet må rapporteres til produsenten og ansvarlige myndigheter.
Bruksområder	Sykehus Aldershjem Bl.a. spesialistgrupper Legekontorer Industri Farmasøytisk industri Bearbeiding av næringsmidler Kosmetikk Velvære Skjønnhetsindustri
Ytterligere informasjon om materialet	uten lateks








wiroCLASSIC KNIT

Veiledning ang. helse Hvis det oppstår hudirritasjon eller allergiske reaksjoner, må du umiddelbart avbryte bruken, og søke legehjelp. Så langt det er kjent i henhold til den nåværende teknikken, inneholder produktene ingen giftige, kreftfremkallende, mutagene stoffer når de brukes i henhold til tiltenkt bruk. Disse produktene inneholder ingen latekskomponenter, og anses som hypoallergene. Imidlertid kan de forårsake irritasjon på sensitiv hud. Hvis den brukes over lengre tid, kan ventilasjonen av huden være begrenset, noe som kan føre til hudirritasjon.


Standarder

CE-merking	Medisinsk produkt av klasse I iht. EU 2017/745	 
SRN	DE-MF-000004956	
Basis UDI DI	4051642-wiroCLASSICKNI-UZ	
	CE-merking CE-merkingen garanterer fri bevegelse av produkter og varer innenfor Det europeiske økonomiske fellesskapet. Det CE-merkede produktet oppfyller de grunnleggende kravene i de europeiske bestemmelsene som er oppgitt.	
VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 om generell produktsikkerhet	
VO (EG) 1935/2004	Direktiv ang. plastmaterialer og -gjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med matvarer.	
VO (EU) 10/2011	Forordning om materialer og gjenstander av kunststoff, som er laget for å komme i kontakt med matvarer.	

Bruk

Bruksanvisning	Før bruk Vennligst forsikre deg om at du har valgt riktig produkt for dine behov og anvendelsesområder. Vennligst ikke bruk medisinsk vernetøy dersom det oppviser defekter eller allerede er brukt. Medisinsk vernetøy er beregnet på kortvarig bruk. På det medisinske området er bruken begrenset til én enkelt pasient. Håndtering En går i kittler med den lukkede siden vendt fremover og lukket bak eller på siden. For å gjøre dette, så stikk armene inn i ermene og lukk i nakken og midjen båndene til knytning. For å forhindre forurensning med klær når du tar kittelen av, anbefales det at en annen person åpner kittelen bak og skyver den fremover over skuldrene. Den som har plagget på seg, griper tak i kittelens øvre ender og vender kittelen mot venstre når den tas av.	
Sikkerhetshenvisninger	I følge vår risikoanalyse i henhold til EN ISO 14971:2019 + A11:2021, er det ikke nødvendig med ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for dette produktet.	
Avfallshåndtering	Produkter som ikke er brukte eller ikke er kontaminerte kan brennes i henhold til lowerket eller leveres til avfallshåndtering. Kontaminerte produkter må avhendes etter gjeldende lovverk og forskrifter i henhold til type forurensning.	
Holdbarhet	5 år etter produksjonsdato, så lenge produktet er ubrukt og korrekt oppbevart.	
Oppbevaring	Beskyttes mot direkte sollys. Skal oppbevares tørt. Feil oppbevaring kan føre til en reduksjon av holdbarheten.	 
Sporbarhet	Sporbarhet for batcher fra behovsbestemmelse til transport fra lager. Produktdatablad Versjon 2 gyldig fra batch 2617 +	

Forpakning

Gjenvinning	Lisensiert i henhold til VerpackG, lisensnummer DE1618662887322. Lever også forpakningen til gjenvinning.	 VerpackG
-------------	--	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pp-kittel/wiroclassic-knit/
-----	---



wiroCLASSIC KNIT

Variant 1

Salgsenhet	100 Stk./Kartong				
Emballasjenivå 1	10 Stk./Plastpose				
Minste bestillingsvolum	1 Kartong				
Artikkelnumre	Varenummer	Farge	Størrelse	Størrelse (O x L)	Toleranse
	25005114	grønn	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005124	blå	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005144	gul	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
GTINs	Varenummer	Unit of Use UDI	Emballasjenivå 1 UDI	Emballasjenivå 2 UDI	Kartong UDI
	25005114	4051642003757	4051642075204	-----	4051642575209
	25005124	4051642008745	4051642075488	-----	4051642575483
	25005144	4051642008707	4051642008691	-----	4051642008684

Variant 2


Salgsenhet	100 Stk./Kartong				
Emballasjenivå 1	10 Stk./Plastpose				
Minste bestillingsvolum	1 Kartong				
Artikkelnumre	Varenummer	Farge	Størrelse	Størrelse (O x L)	Toleranse
	25005116	grønn	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005126	blå	XXXL	≈ 160 x 140 cm	
	25005146	gul	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
GTINs	Varenummer	Unit of Use UDI	Emballasjenivå 1 UDI	Emballasjenivå 2 UDI	Kartong UDI
	25005116	4051642004723	4051642075211	-----	4051642575216
	25005126	4051642004730	4051642075648	-----	4051642575643
	25005146	4051642004747	4051642001494	-----	4051642501499

Tallverdiene for størrelser, vekt, styrke og toleranser er å anse som nominelle verdier og kan være avvikende.

Angivelsene er basert på vår nåværende kunnskap. De er ingen garantert forsikring om produktegenskaper og er ikke å forstå som en rettskraftig kontrakt. Informasjon som er eldre enn 2 år skal bekreftes på nytt.

Med forbehold om feil og mangler.

Produktdatabladene som tilbys tilhører WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er eier av alle opphavsrettigheter, utnyttings- og bruksrettigheter av produktdatabladene. Det er ikke tillatt å endre produktdatabladene eller bruke piktogrammene. Produktdatabladene som leveres kan kun brukes sammen med originale WIROS-produkter.





wiroCLASSIC KNIT

PP PLÁŠTĚ

Pletené manžety | Tkanice v oblasti šije a pasu



EFFICIENT

Informační list výrobku

wiroCLASSIC KNIT



Výrobce

Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Německo
SRN	DE-MF-000004956
Obchodní značka	care & serve®

Zmocnění

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Švýcarsko
--------	--

Popis výrobku

Kategorie	EFFICIENT
Označení výrobku	care & serve® EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT PP pláště Pletené manžety Tkanice v oblasti šíše a pasu
Vlastnosti výrobku	Pletené manžety Tkanice v oblasti šíše a pasu

Materiál

Materiál	Polypropylen zpracovaný technologií spunbond
Hmotnost materiálu	≈ 23 g/m ² (± 2 g/m ²)

Použití

Účel použití	Lékařský ochranný oděv ve smyslu technických předpisů pro biologické činitele (TRBA 250) k prevenci kontaminace pracovního nebo civilního oděvu při zákrocích nebo provádění péče v důsledku kontaktu s krví, sekrety, exkrementy nebo jiným kontaminovaným materiálem.
Styk s potravinami	Krátkodobý nepřímý styk s potravinami je povolen.
Oblast použití	Neprovádí se přímé léčebné použití na pacientovi. Zdravotnický ochranný oděv slouží k zakrytí oděvu a/nebo vlasů.
Skupina použití	Zaměstnanci a návštěvníci laboratoří, farmaceutického průmyslu, nemocnic nebo podobných institucí.
Skupina pacientů	Zdravotnické ochranné oděvy jsou vhodné pro všechny skupiny pacientů.
Indikace	Zdravotnický oděv jako bariéra k zakrytí oděvu a/nebo vlasů.
Kontraindikace	Žádné známé kontraindikace.
Pokyny pro použití	Jednorázový výrobek nesterilní
Omezení	Nejedná se o osobní ochranné prostředky (OOP) Nevhodné pro balení a skladování potravin.
Informace	Všechny závažné nehody v přímé souvislosti s tímto výrobkem musí být nahlášeny výrobcí a odpovědným orgánům.
Oblasti použití	Nemocnice Domov důchodců a jiné odborné kruhy Lékařské ordinace Průmysl Farmaceutický průmysl Zpracování potravin Kosmetika Wellness Estetický průmysl
Další informace o materiálu	bez latexu






Informační list výrobku

wiroCLASSIC KNIT





Informace týkající se zdraví V případě podráždění kůže nebo alergických reakcí okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc.
Podle současného stavu techniky výroby neobsahují žádné toxické, karcinogenní ani mutagenní látky, pokud jsou používány v souladu se svým určením.
Tyto výrobky neobsahují latexové složky a jsou považovány za hypoalergenní. Mohou však způsobit podráždění citlivé pokožky. Dlouhodobé nošení může omezit větrání pokožky, což může vést k jejímu podráždění.


Standardy

Označení CE	Zdravotnický prostředek třídy I podle EU 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroCLASSICKNI-UZ		
	Označení CE Označení CE zaručuje volný pohyb výrobků a zboží v rámci Evropského hospodářského společenství. Výrobek s označením CE splňuje základní požadavky uvedených evropských nařízení.		
VO (EU) 2023/988	Nařízení (EU) č. 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků		
VO (EG) 1935/2004	Übersetzung bitte noch eintragen		
VO (EU) 10/2011	Nařízení o materiálech a předmětech z plastu určených pro styk s potravinami		

Použití

Návod k použití	<p>Před použitím Ujistěte se prosím, že jste zvolili výrobek vhodný pro vaše potřeby a oblasti použití. Zdravotnický ochranný oděv nenoste, pokud vykazuje nedostatky nebo již byl použit. Zdravotnický ochranný oděv je určen ke krátkodobému použití, v lékařské oblasti je použití omezeno na jednoho pacienta.</p> <p>Manipulace Pláště se nosí celistvou stranou dopředu s vázáním vzadu nebo na bocích. Navlečte si plášť na ruce a zavažte tkanice na zátylku a v pase. Pro vyloučení kontaminace s oblečením doporučujeme, aby plášť vzadu rozvázala druhá osoba a posunula jej přes ramena dopředu. Osoba v plášti uchopí horní konce pláště a při svlékání otočí plášť na rub.</p>		
Bezpečnostní upozornění	Podle naší analýzy rizik v souladu s normou EN ISO 14971:2019 + A11:2021 nevyžaduje tento výrobek žádné další bezpečnostní pokyny.		
Likvidace	Nepoužité a nekontaminované výrobky lze spálit způsobem šetrným k životnímu prostředí nebo uložit na skládku. Kontaminované výrobky je nutné zlikvidovat v souladu s platnými vnitrostátními zákony a předpisy v závislosti na typu kontaminace.		
Životnost	5 let od data výroby, pokud je zboží nepoužité a bylo skladováno správně.		
Skladování	Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladujte v suchu. Nevhodné skladování může vést ke snížení životnosti.		
Vysledovatelnost	Vysledovatelnost šarže od zjištění potřeb až po odběr ze skladu. Informační list výrobku Verze 2 platí od šarže 2617 +		

Obal

Recyklace	Licence podle zákona VerpackG, číslo licence: DE1618662887322. Obal prosím předejte k recyklaci.	
-----------	---	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pp-kittel/wiroclassic-knit/
-----	---

Varianta 1

Prodejní jednotka	100 kus/Kartón
Úroveň obalu 1	10 kus/Sáček



Minimální objednáací množství	1 Kartón				
Čísla výrobků	Číslo výrobku	Barva	Velikost	Velikost (O × D)	Tolerance
	25005114	zelená	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005124	modrá	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005144	žlutá	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use UDI	Úroveň obalu 1 UDI	Úroveň obalu 2 UDI	Kartón UDI
	25005114	4051642003757	4051642075204	-----	4051642575209
	25005124	4051642008745	4051642075488	-----	4051642575483
	25005144	4051642008707	4051642008691	-----	4051642008684

Varianta 2

Prodejní jednotka	100 kus/Kartón				
Úroveň obalu 1	10 kus/Sáček				
Minimální objednáací množství	1 Kartón				
Čísla výrobků	Číslo výrobku	Barva	Velikost	Velikost (O × D)	Tolerance
	25005116	zelená	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005126	modrá	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005146	žlutá	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use UDI	Úroveň obalu 1 UDI	Úroveň obalu 2 UDI	Kartón UDI
	25005116	4051642004723	4051642075211	-----	4051642575216
	25005126	4051642004730	4051642075648	-----	4051642575643
	25005146	4051642004747	4051642001494	-----	4051642501499

Číselné údaje o rozměrech, hmotnostech, tloušťkách a tolerancích je nutné chápat jako cílové hodnoty, a proto mohou být odlišné.

Veškeré údaje jsou založeny na aktuálním stavu našich vědomostí. Nejsou ujištěním o vlastnostech výrobku a nevyplývá z nich žádný právní vztah smluvní povahy. Údaje starší než 2 roky nechte prosím znovu ověřit.

Chyby při zadávání a omyly vyhrazeny.

Poskytnuté informační listy výrobků jsou majetkem společnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Společnost WIROS Wilfried Rosbach GmbH vlastní veškerá autorská/uživatelská a uživatelská práva k informačním listům výrobků. Není dovoleno informační listy výrobků měnit nebo používat jejich piktogramy. Poskytnuté informační listy výrobků smějí být použity pouze v souvislosti s originálními výrobky WIROS.



Termékadatlap

wiroCLASSIC KNIT



PP LÁTOGATÓI KÖPENYEK

Kötött mandzsetta | Kötők a nyakon és a derékon



EFFICIENT




Wilfried Rosbach GmbH

www.wiros.de

Produktdatenblatt | wiroCLASSIC KNIT | Version 2 | 03.03.2025

58 / 101





Gyártó

Cég + Cím	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Németország
SRN	DE-MF-000004956
Márkanév	care & serve®

Meghatalmazások

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Svájc
--------	--

Termékleírás

Kategória	EFFICIENT
Termék megnevezése	care & serve® EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT PP látogatói köpenyek Kötött mandzsetta Kötők a nyakon és a derékon
Termékjellemzők	Kötött mandzsetta Kötők a nyakon és a derékon

Anyaga

Anyaga	Sodorva hurkolt polipropilén
Anyag tömege	≈ 23 g/m ² (± 2 g/m ²)

Használat

Felhasználási cél	A biológiai hatóanyagok műszaki szabályainak (TRBA 250) megfelelő orvosi védőruházat, amellyel elkerülheti, hogy munkaruhája vagy mindennapi ruházata a beavatkozások vagy a páciensek gondozása során vérrel, váladékkal, ürülékkel vagy más szennyezett anyaggal való közvetlen érintkezés révén beszennyeződjön.
-------------------	---

Élelmiszerrel való érintkezés	Rövid ideig tartó közvetett érintkezés élelmiszerrel megengedett.
-------------------------------	---

Alkalmazási terület	A használatával kapcsolatban nincs közvetlen orvosi beavatkozás a páciensen. Az orvosi védőruházat a ruházat és/vagy a haj eltakarását szolgálja.
---------------------	---

Alkalmazási csoport	A laboratóriumokban, gyógyszeriparban, kórházakban vagy a felsoroltakhoz hasonló intézményben dolgozó alkalmazottak, és ezen intézmények látogatói.
---------------------	---

Pácienscsoport	Az orvosi védőruházat az összes pácienscsoport számára alkalmas.
----------------	--


Indikáció	Akadályként szolgáló, a ruházat és/vagy haj eltakarására szánt orvosi ruházat.
-----------	--

Ellenjavallat	Nincs ismert ellenjavallat.
---------------	-----------------------------

Felhasználásra vonatkozó előírás	Egyszer használatos termék nem steril
----------------------------------	--



Korlátozás	Nem egyéni védőeszköz Nem alkalmas élelmiszer csomagolására és tárolására.
------------	---



Megjegyzés	A termékkel közvetlenül kapcsolatos minden súlyos eseményről jelenteni kell a gyártónak és a felelős hatóságoknak.
------------	--

Felhasználási területek	Kórház időszotthon többek között szakmai körök Orvosi rendelők Ipar gyógyszeripar Élelmiszer-feldolgozás Szépségápolás wellness szépségipar
-------------------------	---



Az anyagra vonatkozó további információk	latex-mentes
--	--------------






Termékadatlap

wiroCLASSIC KNIT





Egészségügyi megjegyzés Bőrirritáció vagy allergiás reakció esetén a használatot azonnal le kell állítani, és orvosi tanácsot kell kérni. A technika jelen állása szerinti ismeretek értelmében a rendeltetésszerűen használt termékeink nem tartalmaznak mérgező, rákkeltő vagy mutagén anyagokat. Ezek a termékek nem tartalmaznak latex-összetevőket, és hipoallergénnek minősülnek. Azonban az érzékeny bőrön irritációkat okozhatnak. A hosszabb ideig tartó viselés korlátozhatja a bőr szellőzését, ami bőrirritációhoz vezethet.


Szabványok

CE-megjelölés	Az (EU) 2017/745 rendelet I. csoportjába tartozó orvostechnikai eszköz	 
SRN	DE-MF-000004956	
Basis UDI DI	4051642-wiroCLASSICKNI-UZ	
	CE-megjelölés A CE-jelölés garantálja a termékek és áruk szabad forgalmazását az Európai Gazdasági Közösségen belül. A CE-jelöléssel ellátott termék megfelel a mindenkor érvényes európai rendeletek alapvető követelményeinek.	
VO (EU) 2023/988	988/2023 sz., az általános termékbiztonságról szóló EU-rendelet	
VO (EG) 1935/2004	Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyokról szóló rendelet	
VO (EU) 10/2011	Rendelet az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyokról	

Alkalmazás


Használati utasítás	<p>Használat előtt</p> <p>Győződjön meg arról, hogy a szükségleteinek és az alkalmazási területnek megfelelő terméket választotta ki. Ne viseljen hiányosságokat felmutató vagy már használt orvosi védőruházatot. Az orvosi védőruházatot rövid ideig tartó használatra tervezték, és orvosi használat esetén egy adott védőruházat használatra egyetlen páciensre korlátozódik.</p> <p>Használat</p> <p>A látogatói köpenyeket a zárt oldallal előrefelé kell viselni, és hátul vagy oldalban kell összezárni. Ehhez csúsztassa mindkét karját a látogatói köpeny ujjába, a kötöket pedig a nyakrészen és a derékon kösse össze.</p> <p>Annak érdekében, hogy a látogatói köpeny levetése során elkerülhesse a ruhadarabbal történő szennyeződés veszélyét, javasoljuk, hogy egy második személy nyissa szét hátul a kötényt, és a vállakon átbújttatva csúsztassa előre az anyagot. A viselő ezt követően megfogja a kötény felső végeit, és levetéskor kifordítja a kötényt.</p>	
Biztonsági figyelmeztetés	Az EN ISO 14971:2019 + A11:2021 szerint végzett kockázatelemzésünk értelmében erre a termékre vonatkozóan nincs szükség további biztonsági utasításokra.	
Ártalmatlanítás	A fel nem használt és nem kontaminált termékeket környezetbarát módon el lehet égetni vagy ártalmatlanítani. A szennyezett termékeket a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően, a kontamináció típusa szerint kell megsemmisíteni.	
Eltarthatóság	5 év a gyártás dátumától számítva, amennyiben nem használják fel és helyesen tárolják.	
Tárolás	Védje a napfénytől. Száras helyen tárolandó. A szakszerűtlen tárolás csökkentheti az eltarthatóságot.	 
Visszakövethetőség	A tételekkel kapcsolatos nyomon-követhetőség a szükségletek megadásától a raktárból történő kilépéséig. Termékadatlap Verzió 2 érvényes ettől a tételtől 2617 +	

Csomagolás

Recycling	Engedélyezve a VerpackV szerint, licenz-szám: DE1618662887322. Kérjük, adja le a csomagolást újrahasznosítás céljából.	 §VerpackG
-----------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pp-kittel/wiroclassic-knit/	
-----	---	--





Változatok 1

Eladási egység	100 Darab/Karton				
1. Csomagolási szint	10 Darab/Polybag				
Minimális rendelési mennyiség	1 Karton				
Cikkszámok	Cikkszám	RAL	Méret	Ruhaméret (méret x hossz)	Tűrés
	25005114	zöld	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005124	kék	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005144	sárga	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
GTINs	Cikkszám	Unit of Use UDI	Csomagolási szintek 1 UDI	Csomagolási szintek 2 UDI	Karton UDI
	25005114	4051642003757	4051642075204	-----	4051642575209
	25005124	4051642008745	4051642075488	-----	4051642575483
	25005144	4051642008707	4051642008691	-----	4051642008684

Változatok 2

Eladási egység	100 Darab/Karton				
1. Csomagolási szint	10 Darab/Polybag				
Minimális rendelési mennyiség	1 Karton				
Cikkszámok	Cikkszám	RAL	Méret	Ruhaméret (méret x hossz)	Tűrés
	25005116	zöld	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005126	kék	XXXL	≈ 160 x 140 cm	
	25005146	sárga	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
GTINs	Cikkszám	Unit of Use UDI	Csomagolási szintek 1 UDI	Csomagolási szintek 2 UDI	Karton UDI
	25005116	4051642004723	4051642075211	-----	4051642575216
	25005126	4051642004730	4051642075648	-----	4051642575643
	25005146	4051642004747	4051642001494	-----	4051642501499

A méretekre, súlyokra, vastagságokra és tűrésekre vonatkozó számadatokat névleges értékeként kell érteni, és azok eltérhetnek.

Az információ ismereteink jelenlegi állásán alapul. Ezek nem garantálják a termék tulajdonságait, és nem indokolják a jog szerződéses megértését. A 2 évnél régebbi információkra, kérjük, kérjen ismételt megerősítést.

Fenntartjuk a hibák és a tévedések jogát.

A rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlapok a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonát képezik. A termékismertető adatlapokhoz tartozó minden szerzői/használati és értékesítési jog a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonában áll. Tilos a termékismertető adatlapok módosítása vagy a piktogramok használata. A rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlapok csak az eredeti WIROS termékekre vonatkoznak.

Informačný list výrobku

wiroCLASSIC KNIT



PP PLÁŠTE

Pletená manžeta | Viazacie pásy na šiji a páse



EFFICIENT

Informačný list výrobku

wiroCLASSIC KNIT



Výrobca

Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemecko
SRN	DE-MF-000004956
Ochranná známka	care & serve®

Oprávnenia

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Švajčiarsko
--------	--

Opis výrobku


Kategória	EFFICIENT
Označenie výrobku	care & serve® EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT PP plášte Pletená manžeta Viazacie pásy na šiji a páse
Vlastnosti výrobku	Pletená manžeta Viazacie pásy na šiji a páse

Materiál

Materiál	Polypropylénová tkanina
Hmotnosť materiálu	≈ 23 g/m ² (± 2 g/m ²)

Použitie

Účel použitia	Zdravotnícky ochranný odev v zmysle technických predpisov pre biologické pracovné látky (TRBA 250) na predchádzanie kontaminácie pracovného alebo súkromného oblečenia pri zásahoch alebo ošetrovaní priamym kontaktom s krvou, sekrétmi, výmieskami alebo iným kontaminovaným materiálom.
Kontakt s potravinami	Krátkodobý nepriamy kontakt s potravinami je prípustný.
Oblasť použitia	Neuskutočňuje sa žiadna priama aplikácia na pacientoch. Zdravotnícke ochranné oblečenie slúži na zakrytie oblečenia a/alebo vlasov.
Skupina použitia	Zamestnanci a návštevníci laboratórií, farmaceutický priemysel, nemocnice alebo podobné zariadenia.
Skupina pacientov	Zdravotnícke ochranné oblečenie je vhodné pre všetky skupiny pacientov.
Indikácia	Zdravotnícke oblečenie ako bariéra na zakrytie oblečenia a/alebo vlasov.
Kontraindikácia	Nie sú známe žiadne kontraindikácie.
Pokyn na použitie	Jednorazový výrobok nesterilné
Obmedzenie	Nejde o OOP (osobné ochranné pomôcky) Nevhodné na balenie a skladovanie potravín.
Upozornenie	Všetky vážne udalosti priamo súvisiace s týmto výrobkom musia byť hlásené výrobcovi a zodpovedným orgánom.
Oblasti použitia	Nemocnica domov dôchodcov a iné odborné odvetvia Lekárske praxe Priemysel Farmaceutický priemysel Spracovanie potravín Kozmetika wellness skrášľovací priemysel
Doplňujúce informácie o materiáli	bez latexu






Informačný list výrobku

wiroCLASSIC KNIT





Zdravotné upozornenie Ak dôjde k podráždeniu pokožky alebo alergickým reakciám, okamžite prestaňte výrobok používať a vyhľadajte lekársku pomoc.
Podľa súčasného stavu techniky neobsahujú výrobky žiadne toxické, karcinogénne ani mutagénne látky, ak sa používajú v súlade s ich zamýšľaným použitím.
Tieto výrobky neobsahujú žiadne latexové zložky a sú považované za hypoalergénne. Na citlivej pokožke však môžu spôsobiť podráždenia. Pri dlhšom nosení môže byť obmedzené vetranie pokožky, čo môže viesť k podráždeniu pokožky.


Štandardy

Označenie CE	Zdravotnícky výrobok triedy I podľa EU 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroCLASSICKNI-UZ		
	Označenie CE Označenie CE zaručuje voľný pohyb výrobkov a tovarov v rámci Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Výrobok s označením CE zodpovedá základným požiadavkám uvedených európskych nariadení.		
VO (EU) 2023/988	Nariadenie (EÚ) č. 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov		
VO (EG) 1935/2004	Nariadenie o materiáloch a predmetoch z plastu, ktoré sú určené na kontakt s potravinami		
VO (EU) 10/2011	Nariadenie o materiáloch a predmetoch z umelej hmoty, ktoré sú určené na styk s potravinami		

Použitie

Návod na použitie	<p>Pred použitím</p> <p>Uistite sa, že ste si zvolili vhodný výrobok na vaše potreby a oblasti použitia. Nenoste zdravotnícke ochranné oblečenie, keď vykazuje nedostatky alebo už bolo použité. Zdravotnícke ochranné oblečenie je určené na krátkodobé použitie, v zdravotníckej oblasti je použitie obmedzené na jedného pacienta.</p> <p>Manipulácia</p> <p>Plášť sa nosí uzavretou stranou dopredu a uzavretý vzadu alebo na boku. Pri obliekaní vklínite rukami do rukávov a zaviažte viazacie šnúrky na šiji a na páse. Aby sa pri vyzliekaní zabránilo kontaminácii s oblečením, odporúčame, aby plášť vzadu rozviazala druhá osoba a posunula ho dopredu cez plecia. Nositeľ chytí horné konce plášťa a obráti plášť pri vyzliekaní na rub.</p>		
Bezpečnostné upozornenie	Podľa našej analýzy rizík v zmysle EN ISO 14971:2019 + A11:2021 nie sú pre tento výrobok potrebné žiadne ďalšie bezpečnostné pokyny.		
Likvidácia	Nepoužité a nekontaminované výrobky je možné spáliť ekologickým spôsobom alebo uložiť na skládku. Kontaminované výrobky musia byť zlikvidované podľa platných národných zákonov a predpisov v závislosti od druhu kontaminácie.		
Trvanlivosť	5 rokov od dátumu výroby, pokiaľ výrobok nebol použitý a bol správne skladovaný.		
Skladovanie	Chráňte pred slnečným žiarením. Skladujte na suchom mieste. Nevhodné skladovanie môže spôsobiť skrátenie trvanlivosti.		
Vysledovateľnosť	Vysledovateľnosť vztahujúca sa na šaržu od zistenia potrieb až po odber zo skladu. Informačný list výrobku Verzia 2 platné od šarže 2617 +		

Balenie

Recyklácia	Licencované podľa zákona VerpackG, číslo licencie DE1618662887322. Obal odovzdajte na recykláciu.	
------------	--	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pp-kittel/wiroclassic-knit/
-----	---

Variant 1

Predajná jednotka	100 Kus/Kartón
-------------------	----------------



Informačný list výrobku

wiroCLASSIC KNIT



Úroveň balenia 1	10 Kus/Polyetylénové vrecko				
Minimálne objednané množstvo	1 Kartón				
Čísla výrobkov	Číslo výrobku	Farba	Veľkosť	Rozmer (obvod x dĺžka)	Tolerancia
	25005114	zelená	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005124	modré	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005144	žlté	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
GTINS	Číslo výrobku	Unit of Use UDI	Úroveň balenia 1 UDI	Úroveň balenia 2 UDI	Kartón UDI
	25005114	4051642003757	4051642075204	-----	4051642575209
	25005124	4051642008745	4051642075488	-----	4051642575483
	25005144	4051642008707	4051642008691	-----	4051642008684

Variant 2

Predajná jednotka	100 Kus/Kartón				
Úroveň balenia 1	10 Kus/Polyetylénové vrecko				
Minimálne objednané množstvo	1 Kartón				
Čísla výrobkov	Číslo výrobku	Farba	Veľkosť	Rozmer (obvod x dĺžka)	Tolerancia
	25005116	zelená	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005126	modré	XXXL	≈ 160 x 140 cm	
	25005146	žlté	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
GTINS	Číslo výrobku	Unit of Use UDI	Úroveň balenia 1 UDI	Úroveň balenia 2 UDI	Kartón UDI
	25005116	4051642004723	4051642075211	-----	4051642575216
	25005126	4051642004730	4051642075648	-----	4051642575643
	25005146	4051642004747	4051642001494	-----	4051642501499

Číselné údaje o rozmeroch, hmotnostiach, hrúbkach a toleranciách je potrebné chápať ako požadované hodnoty a môžu sa líšiť.

Údaje vychádzajú z aktuálneho stavu našich znalostí. Nepredstavujú garantovaný prísľub vlastností výrobku, a preto nezakladajú žiadny právny vzťah zmluvnej povahy. Údaje, ktoré sú staršie ako 2 roky, si nechajte potvrdiť nanovo.

Chyby pri zadávaní a omyly sú vyhradené.

Poskytnuté karty údajov o výrobku sú vlastníctvom spoločnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Spoločnosť WIROS Wilfried Rosbach GmbH je vlastníkom všetkých autorských práv/práv na používanie a práv na využitie kariet údajov o výrobku. Karty údajov o výrobku nie je dovolené meniť alebo používať piktogramy. Poskytnuté karty údajov o výrobku sa môžu používať len v súvislosti s originálnymi výrobkami WIROS.

Podatkovni list izdelka

wiroCLASSIC KNIT



PP HALJE

Pletena manšeta | Vezni trakovi na vratu in pasu



EFFICIENT



Podatkovni list izdelka

wiroCLASSIC KNIT



Proizvajalec

Podjetje + Naslov	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemčija
SRN	DE-MF-000004956
Blagovna znamka	care & serve®

Pooblastila

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Švica
--------	--

Opis izdelka

Kategorija	EFFICIENT
Opis izdelka	care & serve® EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT PP halje Pletena manšeta Vezni trakovi na vratu in pasu
Lastnosti izdelka	Pletena manšeta Vezni trakovi na vratu in pasu

Material

Material	Polipropilenski preden flis
Teža materiala	≈ 23 g/m ² (± 2 g/m ²)

Uporaba

Namen uporabe	Medicinska zaščitna oblačila v skladu s tehničnimi pravili za biološke delovne snovi (TRBA 250) za preprečevanje okužbe delovnih ali zasebnih oblačil pri posegih ali ob negovalnih ukrepih zaradi neposrednega stika s krvjo, sekrecijo, ekskrecijo ali drugim okuženim materialom.
Stik z živili	Dovoljen je kratek posredni stik z živili.
Področje uporabe	Ne izvaja se nikakršna neposredna uporaba na pacientih. Medicinska zaščitna oblačila so namenjena prekrivanju oblačil in/ali las.
Skupina uporabe	Sodelavci in obiskovalci laboratorijev, farmacevtske industrije, bolnišnic ali drugih ustanov.
Skupina pacientov	Medicinska zaščitna oblačila so primerna za vse skupine pacientov.
Indikacija	Medicinska oblačila kot pregrada za prekirvanje oblačil in/ali las.
Kontraindikacija	Ni znanih kontraindikacij.
Napotek za uporabo	Izdelek za enkratno uporabo nesterilno
Omejitev	Ni OZO (osebna zaščitna oprema) Ni primerno za pakiranje in shranjevanje hrane.
Napotek	Vse resne nezgode v neposredni povezavi s tem izdelkom je treba sporočiti proizvajalcu in pristojnim organom.
Področja uporabe	Bolnišnice Domovi za ostarele in druge strokovne ustanove Zdravniške ordinacije Industrija Farmacevtska industrija Predelava živil Kozmetika Dobro počutje Lepotna industrija
Dodatne informacije o materialu	ne vsebuje lateksa






Podatkovni list izdelka

wiroCLASSIC KNIT





Napotek za zdravje	V primeru draženja kože ali alergijskih reakcij takoj prenehajte z uporabo in poiščite zdravniško pomoč. Kolikor je znano glede na trenutno tehnološko stanje, izdelki ne vsebujejo strupenih, rakotvornih ali mutagenih snovi, če se uporabljajo v skladu s predvidenim namenom. Ti izdelki ne vsebujejo sestavin lateksa in veljajo za hipoalergene. Vendar pa lahko povzročijo draženje občutljive kože. Dolgotrajno nošenje lahko omeji zračenje kože, kar lahko povzroči draženje kože.
--------------------	--


Standardi

Oznaka CE	Medicinski izdelek razreda I v skladu z 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroCLASSICKNI-UZ		
	Oznaka CE Oznaka CE zagotavlja prost pretok izdelkov in blaga znotraj Evropske gospodarske skupnosti. Z oznako CE označen izdelek ustreza osnovnim zahtevam navedene evropske uredbe.		
VO (EU) 2023/988	Uredba (EU) št. 2023/988 o splošni varnosti proizvodov		
VO (EG) 1935/2004	Uredba o materialih in izdelkih iz plastike, namenjenih stiku z živili		
VO (EU) 10/2011	Uredba o polimernih materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili		

Uporaba

Navodila za uporabo	<p>Pred uporabo Prosimo, prepričajte se, da ste za svoja področja uporabe in potrebe izbrali ustrezen izdelek. Prosimo, da medicinskih zaščitnih oblačil ne nosite, če so pomanjkljiva ali že uporabljena. Medicinska zaščitna oblačila so predvidena za kratkotrajno uporabo v zdravstveni dejavnosti in, da jih nosijo pacienti.</p> <p>Uporaba Halje se nosijo z zaprto stranjo naprej in zaprejo se zadaj ali na strani. V ta namen dajte roke v rokave in vezne trakove zaprite na vratu in na pasu. Da bi pri slačenju preprečili kontaminacijo z oblačili priporočamo, da druga oseba haljo zadaj odpre in jo potisne naprej preko ramen. Nosilec prime zgornje konce halje in haljo pri slačenju obrne na levo.</p>		
Varnostni napotek	Glede na našo analizo tveganja v skladu s standardom EN ISO 14971:2019 + A11:2021 za ta izdelek niso potrebna dodatna varnostna navodila.		
Odlaganje	Neuporabljene izdelke in izdelke, ki niso kontaminirani, lahko zažgete na okolju prijazen način ali pa jih odložite na deponijo. Kontaminirane izdelke je treba odložiti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo in predpisi glede na vrsto onesnaženosti.		
Rok trajanja	5 let od datuma proizvodnje, če so neuporabljene in pravilno skladiščene.		
Skladiščenje	Zaščititi pred sončnim sevanjem. Skladiščiti na suhem. Nepravilno skladiščenje lahko pripelje do zmanjšanja obstojnosti.		
Sledljivost	Sledljivost, ki se nanaša na posamezne serije, od ugotavljanja potreb do zmanjšanja zalog Podatkovni list izdelka Različica 2 veljavno od serije 2617 +		

Embalaža

Recikliranje	Licenca v skladu z zakonom o embalaži, številka licence DE1618662887322. Prosimo, da embalažo oddate v recikliranje.	
--------------	---	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pp-kittel/wiroclassic-knit/
-----	---

Različica 1

Prodajna enota	100 kos/Karton
Raven pakiranja 1	10 kos/Poliestrska vrečka



Podatkovni list izdelka



wiroCLASSIC KNIT

Minimalna količina naročila	1 Karton				
Številke artiklov	Številka proizvoda	Barva	Velikost	Velikost (U x L)	Toleranca
	25005114	zelena	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005124	modro	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005144	rumeno	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
GTINs	Številka proizvoda	Unit of Use UDI	Raven pakiranja 1 UDI	Raven pakiranja 2 UDI	Karton UDI
	25005114	4051642003757	4051642075204	-----	4051642575209
	25005124	4051642008745	4051642075488	-----	4051642575483
	25005144	4051642008707	4051642008691	-----	4051642008684

Različica 2


Prodajna enota	100 kos/Karton				
Raven pakiranja 1	10 kos/Poliestrska vrečka				
Minimalna količina naročila	1 Karton				
Številke artiklov	Številka proizvoda	Barva	Velikost	Velikost (U x L)	Toleranca
	25005116	zelena	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005126	modro	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005146	rumeno	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
GTINs	Številka proizvoda	Unit of Use UDI	Raven pakiranja 1 UDI	Raven pakiranja 2 UDI	Karton UDI
	25005116	4051642004723	4051642075211	-----	4051642575216
	25005126	4051642004730	4051642075648	-----	4051642575643
	25005146	4051642004747	4051642001494	-----	4051642501499

Številčne navedbe k meram, težam, debelinam in tolerancam, se razumejo kot predvidene vrednosti in lahko odstopajo.

Navedbe se opirajo na aktualno stanje našega znanja. Niso zagotovilo o lastnostih izdelka in ne utemeljujejo nobenega pogodbenega pravnega razumevanja. Za navedbe, starejše od 2 let, zagotovite ponovno potrditev.

Pridržana pravica do napak pri vnosu in pomot.

Razpoložljivi podatkovni listi proizvodov so last podjetja WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Podjetje WIROS Wilfried Rosbach GmbH je lastnik vseh avtorskih pravic/pravic uporabe in pravic do izkoriščanja podatkovnih listov proizvoda. Informativnih listov proizvodov ni dovoljeno spreminjati ali uporabljati piktogramov. Razpoložljivi podatkovni listi izdelka se lahko uporabljajo samo v povezavi z originalnimi izdelki WIROS.



Fișa produsului

wiroCLASSIC KNIT




HALATE PP

Benzi tricotate | Benzi de prindere la gât & în talie



EFFICIENT



Fișa produsului

wiroCLASSIC KNIT



Producător

Firmă + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
SRN	DE-MF-000004956
Marca comercială	care & serve®

Împuterniciri

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Elveția
--------	--










Descrierea produsului

Categorie	EFFICIENT
Denumire produs	care & serve® EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT Halate PP Benzi tricotate Benzi de prindere la gât & în talie
Proprietăți produs	Benzi tricotate Benzi de prindere la gât & în talie

Material

Material	Polipropilenă cu filare directă
Greutate material	≈ 23 g/m ² (± 2 g/m ²)

Utilizare

Scopul utilizării	Îmbrăcăminte de protecție medicală în conformitate cu Regulile Tehnice pentru Substanțe de Lucru Biologice (TRBA 250) pentru evitarea contaminării îmbrăcămintei de lucru sau private în cazul intervențiilor sau a măsurilor de îngrijire prin contactul direct cu sângele, secrețiile, excrețiile sau alte materiale contaminate.	
Contactul cu alimentele	Este permis un contact indirect, de scurtă durată, cu produsele alimentare.	
Domeniul de aplicare	Nu are loc o aplicare directă medicală pe pacienți. Îmbrăcăminte medicală de protecție are ca scop acoperirea îmbrăcămintei și/sau a părului.	
Categoria de aplicare	Angajații și vizitatorii din laboratoare, industria farmaceutică, spitale sau alte instituții.	
Categorie pacienți	Îmbrăcăminte medicală de protecție este adecvată pentru toate categoriile de pacienți	
Indicații	Îmbrăcăminte medicală ca protecție pentru acoperirea îmbrăcămintei și/sau a părului.	
Contraindicații	Nu există contraindicații cunoscute.	
Indicații de utilizare	Produs de unică folosință nesteril	 
Limitare	Fără PSA (echipament personal de protecție) Nu sunt adecvate pentru ambalarea și depozitarea alimentelor.	
Indicație	Toate incidentele grave legate direct de acest produs trebuie raportate producătorului și autorităților responsabile.	
Domenii de utilizare	Spital Azil de bătrâni și alte grupuri de specialitate Cabinete medicale Industrie Industria farmaceutică Prelucrarea alimentelor Cosmetică Wellness Industria frumuseții	    
Informații suplimentare referitoare la materiale	fără latex	

Fișa produsului

wiroCLASSIC KNIT



Indicații de sănătate

Dacă apar iritații ale pielii sau reacții alergice, opriți imediat utilizarea și solicitați sfatul medicului.
Conform stadiului actual al tehnologiei, produsele nu conțin substanțe toxice, cancerigene sau mutagene, cu condiția să fie utilizate conform scopului lor prevăzut.

Aceste produse nu conțin componente din latex și sunt considerate hipoalergene. Totuși, ele pot cauza iritații în cazul pielii sensibile. Purtarea îndelungată poate împiedica pielea să respire, ceea ce poate duce la iritarea pielii.

Standarde

Marcaj CE

Produs medicinal clasa I conform UE 2017/745



SRN

DE-MF-000004956

Basis UDI DI

4051642-wiroCLASSICKNI-UZ

Marcaj CE

Marcajul CE garantează libera circulație a produselor și mărfurilor în interiorul Comunității Economice Europene. Produsul marcat cu CE respectă cerințele de bază ale reglementărilor europene menționate.

VO (EU) 2023/988

Regulamentul (UE) nr. 2023/988 referitor la siguranța generală a produsului

VO (EG) 1935/2004

Regulament privind materialele și obiectele din plastic care sunt prevăzute pentru a intra în contact cu alimentele.



VO (EU) 10/2011

Regulament privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare

Utilizare

Instrucțiuni de utilizare

Înainte de utilizare

Vă rugăm să vă asigurați că ați ales produsul adecvat pentru nevoile dvs. și pentru domeniile de utilizare. Vă rugăm nu purtați îmbrăcămintea de protecție dacă prezintă urme de deteriorare sau de uzură. Îmbrăcămintea de protecție este destinată uzului de scurtă durată, în domeniul medical utilizarea lor este limitată pentru un pacient/pacientă.

Manipulare

Halatul se poartă cu partea închisă în față și închis sau în închis pe laterală. Pentru acest lucru se introduc brațele în manșete și benzile de prindere se prind după gât sau în talie.

Pentru a împiedica contaminarea cu îmbrăcămintea la dezbrăcare, se recomandă ca o a doua persoană să deschidă halatul la spate și să în tragă în față peste umeri. Purtătorul prinde marginile superioare ale halatului și rotește halatul la stânga pentru a îl scoate.

Indicație de siguranță

Conform analizei noastre de risc ce respectă EN ISO 14971:2019 + A11:2021, acest produs nu necesită indicații suplimentare de siguranță.

Înlăturare

Produsele neutilizate și necontaminate pot fi arse conform prevederilor mediului sau pot fi eliminate la punctele de colectare. Produsele contaminate trebuie eliminate conform legilor și prevederilor naționale în vigoare în funcție de tipul de contaminare.

Durată de valabilitate


5 ani de la data fabricației, în măsura în care sunt neutilizate și în cazul unei depozitări corecte.

Depozitare

A se proteja contra radiațiilor solare.

Depozitare uscată

Depozitarea necorespunzătoare poate duce la reducerea valabilității.



Trasabilitatea

Trasabilitatea în funcție de lot de la redarea necesarului până la ieșirea din depozit.

Fișa produsului Versiune 2 valabil de la lotul 2617 +

Ambalaj

Reciclare

Licențiat conform ambalajului, număr licență DE1618662887322.

Vă rugăm să duceți ambalajul la reciclare.



www.wiros.de

WEB

<https://www.wiros.de/shop/kittel/pp-kittel/wiroclassic-knit/>



Fișa produsului

wiroCLASSIC KNIT



VARIANTĂ 1

Unitate de vânzare	100 bucată/Carton				
Strat de ambalaj 1	10 bucată/Pungă din plastic				
Cantitate minimă de comandă	1 Carton				
Număr articole	Nr. articol	Vopsea	Mărime	Dimensiuni (volum x lungime)	Toleranță
	25005114	verde	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005124	albastru	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005144	galben	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
GTINs	Nr. articol	Unit of Use UDI	Strat de ambalaj 1 UDI	Strat de ambalaj 2 UDI	Carton UDI
	25005114	4051642003757	4051642075204	-----	4051642575209
	25005124	4051642008745	4051642075488	-----	4051642575483
	25005144	4051642008707	4051642008691	-----	4051642008684

VARIANTĂ 2


Unitate de vânzare	100 bucată/Carton				
Strat de ambalaj 1	10 bucată/Pungă din plastic				
Cantitate minimă de comandă	1 Carton				
Număr articole	Nr. articol	Vopsea	Mărime	Dimensiuni (volum x lungime)	Toleranță
	25005116	verde	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005126	albastru	XXXL	≈ 160 x 140 cm	
	25005146	galben	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
GTINs	Nr. articol	Unit of Use UDI	Strat de ambalaj 1 UDI	Strat de ambalaj 2 UDI	Carton UDI
	25005116	4051642004723	4051642075211	-----	4051642575216
	25005126	4051642004730	4051642075648	-----	4051642575643
	25005146	4051642004747	4051642001494	-----	4051642501499

Cifrele referitoare la dimensiuni, greutate, grosimi și toleranțe trebuie înțelese ca valori nominale și pot varia.

Datele se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre. Nu reprezintă o asigurare garantată a caracteristicilor produsului și nu reprezintă un drept contractual. Datele care sunt mai vechi de 2 ani trebuie confirmate din nou.

Ne asumăm dreptul la erorile de introducere și la greșeli.

Fișele produsului puse la dispoziție sunt proprietatea WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH este proprietarul tuturor drepturilor de autor/utilizare și exploatare ale fișelor cu datele produselor. Nu este permisă modificarea fișelor cu datele produsului sau modificarea pictogramei. Fișele cu datele produsului puse la dispoziție pot fi utilizate doar împreună cu produsele originale WIROS.





wiroCLASSIC KNIT

BATAS PP

Cós em malha | Fitas de amarração no pescoço e cintura



EFFICIENT

Folha de dados do produto

wiroCLASSIC KNIT



Fabricante

Empresa + Morada	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemanha
SRN	DE-MF-000004956
Marca comercial	care & serve®

Autorizações

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Suíça
--------	--

Descrição do produto


Categoria	EFFICIENT
Designação do produto	care & serve® EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT Batas PP Cós em malha Fitas de amarração no pescoço e cintura
Características do produto	Cós em malha Fitas de amarração no pescoço e cintura

Material

Material	Não-tecido de polipropileno
Peso do material	≈ 23 g/m ² (± 2 g/m ²)

Utilização

Uso pretendido	Vestuário de proteção médica, tal como definido pelas regras técnicas alemãs para agentes biológicos (TRBA 250) para prevenir a contaminação do vestuário de trabalho ou vestuário privado durante intervenções ou medidas de manutenção através do contacto direto com sangue, secreções, excreções ou outro material contaminado.
Contacto com alimentos	É permitido um contacto indireto breve com os alimentos.
Área de aplicação	Não é realizada uma aplicação médica direta no paciente. O vestuário de proteção na medicina destina-se a cobrir o vestuário e/ou os cabelos.
Grupo de aplicação	Colaboradores e visitas de laboratórios, indústria farmacêutica, hospitais ou instituições semelhantes.
Grupo de pacientes	O vestuário de proteção na medicina é adequado para o contacto com todos os grupos de pacientes.
Indicação	Vestuário para a medicina com barreira para cobrir o vestuário e/ou os cabelos.
Contraindicação	Sem contra-indicações conhecidas.
Indicação de utilização	Produto descartável. não estéril
Limitação	Nenhum EPI (equipamento de proteção individual) Não é adequado para embalar e armazenar alimentos.
Nota	Todos os incidentes graves em conexão direta com este produto devem ser relatados ao fabricante e às autoridades responsáveis.
Áreas de aplicação	Hospitais lares da terceira idade e outros meios profissionais Consultórios médicos Indústria Indústria farmacêutica Processamento de alimentos Cosmética spas indústria da beleza
Informações adicionais sobre o material	sem látex






Folha de dados do produto

wiroCLASSIC KNIT





Indicação sobre a saúde Se ocorrerem irritações cutâneas ou reações alérgicas, interrompa imediatamente a utilização e procure aconselhamento médico. Tanto quanto se sabe, de acordo com o estado atual da tecnologia, os produtos não contêm qualquer substância tóxica, cancerígena ou mutagénica quando utilizados de acordo com a utilização prevista. Estes produtos não contêm quaisquer componentes de látex e são considerados hipoalergénicos. No entanto, podem causar irritação em peles sensíveis. Em caso de utilização prolongada, a ventilação da pele pode ser restrita, o que pode causar irritações cutâneas.


Normas

Marcação CE	Dispositivo médico de classe I de acordo com a norma UE 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroCLASSICKNI-UZ		
	Marcação CE A marcação CE garante a livre circulação de produtos e mercadorias dentro da Comunidade Económica Europeia. O produto com a marca CE cumpre os requisitos essenciais dos regulamentos europeus especificados.		
VO (EU) 2023/988	Regulamento (UE) n.º 2023/988 relativo à segurança geral dos produtos		
VO (EG) 1935/2004	Regulamento relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os géneros alimentícios		
VO (EU) 10/2011	Regulamento sobre materiais e objetos de plástico destinados a entrar em contato com alimentos		

Utilização

Instruções de utilização	<p>Antes da utilização</p> <p>Assegure-se de que optou pelo produto adequado para as suas necessidades e áreas de aplicação. Por favor, não use vestuário de proteção na medicina se este apresentar defeitos ou já tiver sido usado. O vestuário de proteção é previsto para uma utilização por um curto período de tempo e, na área da medicina, o seu uso é limitado ao contacto com um único paciente.</p> <p>Manuseamento</p> <p>Os aventais são usados com o lado fechado para a frente e fechados atrás ou dos lados. Para este fim, introduza os braços nas mangas e ate as fitas na nuca e na cintura.</p> <p>Para evitar uma contaminação ao despir com o vestuário, recomenda-se que uma segunda pessoa desaperte o avental atrás e o desloque para a frente por cima dos ombros. O utilizador segura na extremidade superior do avental e volta-o do avesso ao despi-lo.</p>		
Nota de Segurança	De acordo com a nossa análise de riscos de acordo com a EN ISO 14971:2019 + A11:2021, não são necessárias quaisquer instruções de segurança adicionais para este produto.		
Eliminação	Os produtos não utilizados e não contaminados podem ser incinerados ou descartados de maneira ambientalmente correta. Os produtos contaminados devem ser descartados de acordo com as leis e regulamentos nacionais aplicáveis a cada tipo de contaminação.		
Validade	5 anos a partir da data de produção, se não for usado e armazenado corretamente.		
Armazenagem	Proteger da exposição ao sol. Armazenar a seco. Um armazenamento inadequado pode levar a uma redução na validade.		
Rastreabilidade	Rastreabilidade relacionada ao lote desde a determinação de requisitos até a saída do armazém Folha de dados do produto Versão 2 Válido a partir do lote 2617 +		

Embalagem

Reciclagem	Licenciado de acordo com a norma alemã VerpackG, número de licença DE1618662887322. Por favor, devolva a embalagem para reciclagem.	
------------	--	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pp-kittel/wiroclassic-knit/
-----	---



Folha de dados do produto

wiroCLASSIC KNIT



Variante 1

Unidade de venda	100 unidade/Cartão				
Nível de embalagem 1	10 unidade/Saco poli				
Quantidade mínima	1 Cartão				
Números de artigo	Número de artigo	Cor	Tamanho	Tamanho (P x C)	Tolerância
	25005114	verde	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005124	azul	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005144	amarelo	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
GTINs	Número de artigo	Unit of Use UDI	Nível de embalagem 1 UDI	Nível de embalagem 2 UDI	Cartão UDI
	25005114	4051642003757	4051642075204	-----	4051642575209
	25005124	4051642008745	4051642075488	-----	4051642575483
	25005144	4051642008707	4051642008691	-----	4051642008684

Variante 2

Unidade de venda	100 unidade/Cartão				
Nível de embalagem 1	10 unidade/Saco poli				
Quantidade mínima	1 Cartão				
Números de artigo	Número de artigo	Cor	Tamanho	Tamanho (P x C)	Tolerância
	25005116	verde	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005126	azul	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005146	amarelo	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
GTINs	Número de artigo	Unit of Use UDI	Nível de embalagem 1 UDI	Nível de embalagem 2 UDI	Cartão UDI
	25005116	4051642004723	4051642075211	-----	4051642575216
	25005126	4051642004730	4051642075648	-----	4051642575643
	25005146	4051642004747	4051642001494	-----	4051642501499

Os valores das dimensões, pesos, espessuras e tolerâncias devem ser entendidos como valores nominais e podem diferir.

As informações são baseadas no estado atual do nosso conhecimento. Elas não são uma garantia dos recursos do produto e não fundamentam um entendimento contratual da lei. Por favor, reconfirme as informações com mais de 2 anos.

Erros ortográficos e equívocos reservados.

As fichas técnicas do produto fornecidas são propriedade da WIROS Wilfried Rosbach GmbH. A WIROS Wilfried Rosbach GmbH é detentora de todos os direitos de autor, de utilização e exploração das fichas técnicas do produto. Não são permitidas quaisquer alterações às fichas técnicas do produto ou a utilização de pictogramas. As fichas técnicas do produto fornecidas só podem ser utilizadas em conjunto com os produtos originais WIROS.



Gaminio duomenų lapas

wiroCLASSIC KNIT




PP DARBINIAI CHALATAI

Megztos juostelės | Kaklo ir liemens raišteliai



EFFICIENT





Gamintojas

Firma + Adresas	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vokietija
SRN	DE-MF-000004956
Prekiniai ženklai	care & serve®

Įgaliojimai

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Šveicarija
--------	---

Gaminio aprašymas


Kategorija	EFFICIENT
Gaminio pavadinimas	care & serve® EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT PP darbiniai chalatai Megztos juostelės Kaklo ir liemens raišteliai
Gaminio savybės	Megztos juostelės Kaklo ir liemens raišteliai

Medžiaga

Medžiaga	Polipropileno spunbondas
Medžiagos svoris	≈ 23 g/m ² (± 2 g/m ²)

Naudojimas

Naudojimo paskirtis	Medicininis apsauginis rūbas, kaip tai apibrėžta „Techninėse biologinių darbo medžiagų taisyklėse“ (TRBA 250), kad išvengtumėte darbo arba asmeninių drabužių užteršimo atlikdami intervencijas arba taikydami priežiūros priemones, kai yra tiesioginis kontaktas su krauju, sekretais, ekskretais ir kitomis užterštomis medžiagomis.
Kontaktas su maisto produ	Leidžiamas trumpalaikis, netiesioginis kontaktas su maisto produktais.
Naudojimo sritis	Tiesioginio naudojimo pacientui nėra. Medicininiai apsauginiai drabužiai skirti uždengti drabužius ir (arba) plaukus.
Naudojimo grupė	Laboratorių, farmacijos pramonės, ligoninių ar panašių institucijų darbuotojams ir lankytojams.
Pacientų grupė	Medicininiai apsauginiai drabužiai tinka visoms pacientų grupėms.
Indikacija	Medicininiai drabužiai kaip barjeras drabužiams ir (arba) plaukams uždengti.
Kontraindikacija	Nėra žinoma jokių kontraindikacijų.
Naudojimo nurodymas	Vienkartinis gaminys nesterilus
Apribojimai	Ne AAP (asmeninės apsaugos priemonės) Netinka pakuoti ir saugoti maisto produktus.
Nurodymas	Apie visus rimtus incidentus, susijusius su šiuo gaminiu, būtina pranešti gamintojui ir atsakingoms institucijoms.
Naudojimo sritys	Ligoninė Slaugos namai ir kiti specialistai Gydytojų kabinetai Gamybos farmacijos pramonė Maisto produktų apdorojimas Kosmetika Sveikatingumas Grožio pramonė
Papildoma informacija apie medžiagas	be latekso



Gaminio duomenų lapas

wiroCLASSIC KNIT





Nurodymai dėl sveikatos Jei sudirginama oda ar pasireiškia alerginės reakcijos, nedelsiant nutraukite naudojimą ir kreipkitės į gydytoją. Kiek žinoma pagal esamą technikos lygį, gaminiuose nėra jokių toksiškų, kancerogeninių, mutageninių medžiagų, kai jie naudojami pagal paskirtį. Šių gaminių sudėtyje nėra latekso ir jie laikomi hipoalergiškais. Tačiau jie gali sudirginti jautrią odą. Dėvint ilgą laiką, gali būti apribota odos ventilacija, o tai gali sudirginti odą.


Standartai

CE ženklas	Medicininis I klasės gaminys pagal ES 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroCLASSICKNI-UZ		
	CE ženklas CE ženklas užtikrina laisvą gaminių ir prekių judėjimą Europos ekonominėje bendrijoje. CE ženklu pažymėtas gaminys atitinka esminius nurodytų Europos reglamentų reikalavimus.		
VO (EU) 2023/988	Reglamentas (ES) Nr. 2023/988 dėl bendros gaminių saugos		
VO (EG) 1935/2004	Potvarkis dėl medžiagų ir objektų, pagamintų iš plastiko, kurie skirti liestis su maisto produktais		
VO (EU) 10/2011	Potvarkis dėl medžiagų ir daiktų iš plastiko, skirtų sąlyčiui su maisto produktais		

Naudojimas

Naudojimo instrukcija	<p>Prieš naudojimą Įsitikinkite, kad pasirinkote jūsų poreikius ir naudojimo sritis atitinkantį gaminį. Nedėvėkite medicininių apsauginių drabužių, jeigu pastebėjote trūkumų arba jie jau buvo naudoti. Medicininiai apsauginiai drabužiai skirti trumpalaikiam dėvėjimui, medicininėje srityje jų naudojimas apribotas ir skirtas tik vienam pacientui.</p> <p>Naudojimas Darbinis chalatas dėvimas uždara puse į priekį, o nugaroje ar šone užrišamas. Tam reikia rankas įkišti į rankoves, o raištelius surišti ties sprandu ir liemeniu. Siekiant išvengti užsiteršimo nuo drabužių nusirengiant, rekomenduojama, kad antras asmuo darbinį chalata nugaroje atsegtų ir jį per pečius stumtų į priekį. Dėvintysis suima viršutinius darbinio chalato galus ir nusirengdamas suka chalata į kairę.</p>		
Saugos nurodymas	Pagal mūsų rizikos analizę remiantis EN ISO 14971:2019 + A11:2021, šiam gaminiui nereikalingi jokie papildomi saugos nurodymai.		
Utilizavimas	Nepanaudoti ir neužteršti gaminiai gali būti deginami aplinkai saugiu būdu arba utilizuojami saugykloje. Užteršti gaminiai privalo būti utilizuojami pagal galiojančius nacionalinius įstatymus ir potvarkius atsižvelgiant į jų užterštumo pobūdį.		
Tinkamumas naudoti	5 metai nuo pagaminimo datos, jei nenaudotos ir tinkamai sandėliuotos.		
Laikymo sąlygos	Saugokite nuo saulės spindulių. Laikykite sausoje vietoje. Netinkamos laikymo sąlygos gali sutrumpinti tinkamumo naudoti trukmę.		
Atsekamumas	Prekės partijos atsekamumas nuo paklausos tyrimo iki atsargų sumažinimo. Gaminio duomenų lapas Versija 2 galioja nuo prekės partijos 2617 +		

Pakuotė

Perdirbama	Licencija išduota pagal „VerpackG“, licencijos numeris DE1618662887322. Prašome pakuotę pristatyti perdirbti.	
------------	--	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pp-kittel/wiroclassic-knit/
-----	---

Variantas 1

Pardavimo pakuotė	100 vienetas/Kartono dėžutė
-------------------	-----------------------------



wiroCLASSIC KNIT

1 pakuotės lygis	10 vienetų/Polietileno maišelis				
Mažiausias galimas užsakyti kiekis	1 Kartono dėžutė				
Gaminio numeris	Gaminio numeris	Spalva	Dydis	Dydis (apimtis x ilgis)	Tolerancija
	25005114	žalia	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005124	mėlyna	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005144	geltona	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
GTINs	Gaminio numeris	Unit of Use UDI	Lygių pakuotė 1 UDI	Lygių pakuotė 2 UDI	Kartono dėžutė UDI
	25005114	4051642003757	4051642075204	-----	4051642575209
	25005124	4051642008745	4051642075488	-----	4051642575483
	25005144	4051642008707	4051642008691	-----	4051642008684

Variantas 2

Pardavimo pakuotė	100 vienetų/Kartono dėžutė				
1 pakuotės lygis	10 vienetų/Polietileno maišelis				
Mažiausias galimas užsakyti kiekis	1 Kartono dėžutė				
Gaminio numeris	Gaminio numeris	Spalva	Dydis	Dydis (apimtis x ilgis)	Tolerancija
	25005116	žalia	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005126	mėlyna	XXXL	≈ 160 x 140 cm	
	25005146	geltona	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
GTINs	Gaminio numeris	Unit of Use UDI	Lygių pakuotė 1 UDI	Lygių pakuotė 2 UDI	Kartono dėžutė UDI
	25005116	4051642004723	4051642075211	-----	4051642575216
	25005126	4051642004730	4051642075648	-----	4051642575643
	25005146	4051642004747	4051642001494	-----	4051642501499


Išmatavimų, svorio, storio ir tolerancijos duomenys yra tik formalūs ir gali skirtis.

Duomenys paremti mūsų turima dabartine informacija. Jie neužtikrina gaminio savybių ir nepagrindžia sutartinių teisiųjų santykių. Informaciją, kuri yra senesnė nei 2 metai, prašome patvirtinti iš naujo.

Galimi klaidingi duomenys ir neatitikimai.

Pristatomi gaminio duomenų lapai yra „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ nuosavybė. „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ yra gaminio duomenų lapų visų autorių (arba) naudojimo teisių savininkas. Draudžiama keisti gaminio duomenų lapus arba naudoti piktogramas.

Pristatomus gaminio duomenų lapus leidžiama naudoti tik su originaliais WIROS gaminiiais.



Produkta datu lapa

wiroCLASSIC KNIT



PP UZSVĀRČI

Adītas aproces | Sasienamās lentes skaustā un viduklī



EFFICIENT





Ražotājs

Uzņēmums + Adrese	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vācija
SRN	DE-MF-000004956
Preču zīme	care & serve®

Atļaujas

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Šveice
--------	---

Produkta apraksts

Kategorija	EFFICIENT
Produkta nosaukums	care & serve® EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT PP uzsvārci Adītas aproces Sasienamās lentes skaustā un viduklī
Produkta īpašības	Adītas aproces Sasienamās lentes skaustā un viduklī

Materiāls

Materiāls	Neausts polipropilēna materiāls
Materiāla svars	≈ 23 g/m ² (± 2 g/m ²)

Lietošana

Lietošanas mērķis	Medicīniskais aizsargapģērbs bioloģisku darba materiālu tehnisko noteikumu (TRBA 250) izpratnē, lai novērstu darba vai privātā apģērba piesārņošanu, veicot iejaukšanos vai ārstēšanas darbības, ko varētu radīt saskare ar asinīm, sekrētiem, izdalījumiem vai citiem piesārņojošiem materiāliem.
-------------------	--

Saskare ar pārtikas produk	Ir pieļaujama īslaicīga netieša saskare ar pārtiku.
----------------------------	---

Lietošanas joma	Medicīniskajā ziņā netiek tieši pielietots pacientam. Medicīnisko aizsargapģērbu izmanto apģērba un/vai matu nosegšanai.
-----------------	--

Lietošanas grupa	Laboratoriju, farmācijas nozares, slimnīcu vai līdzīgu iestāžu darbiniekiem un apmeklētājiem.
------------------	---

Pacientu grupa	Medicīniskais aizsargapģērbs ir piemērots visām pacientu grupām.
----------------	--


Indikācija	Medicīniskais apģērbs kā barjera apģērba un/vai matu nosegšanai.
------------	--

Kontrindikācija	Nav zināmu kontrindikāciju.
-----------------	-----------------------------

Lietošanas norādījums	Vienreizlietojams produkts nav sterili
-----------------------	---



Ierobežojums	Nav IAL (individuālie aizsarglīdzekļi) Nav piemērots pārtikas produktu iepakojšanai un uzglabāšanai.
--------------	---




Norāde	Par visiem nopietniem incidentiem, kas saistīti tieši ar šo produktu, jāziņo ražotājam un atbildīgajām iestādēm.
--------	--

Pielietojuma jomas	Slimnīca Veco ļaužu pansionāts u.c. speciālistu aprindas Ārstu prakses Rūpniecība farmaceitiskā rūpniecība Pārtikas produktu apstrāde Kosmētika Labsajūta Skaistumkopšanas industrija
--------------------	---



Papildu informācija par materiālu	nesatur lateksu
-----------------------------------	-----------------






Produkta datu lapa

wiroCLASSIC KNIT





Norāde attiecībā uz veselību Ja rodas ādas kairinājums vai alerģiskas reakcijas, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un meklējiet medicīnisku palīdzību.
Cik zināms saskaņā ar pašreizējo tehnikas attīstības līmeni, produkti nesatur toksiskas, kancerogēnas vai mutagēnas vielas, ja tos izmanto atbilstoši paredzētajam lietojumam.
Šie produkti nesatur lateksa komponentus un tiek uzskatīti par hipoalerģiskiem. Tomēr tie var kairināt jutīgu ādu. Ja to valkā ilgstoši, var tikt ierobežota ādas ventilācija, kas var izraisīt ādas kairinājumu.


Standarti

CE marķējums	I klases medicīniskais izstrādājums saskaņā ar ES 2017/745	 
SRN	DE-MF-000004956	
Basis UDI DI	4051642-wiroCLASSICKNI-UZ	
	CE marķējums CE marķējums garantē izstrādājumu un preču brīvu apriti Eiropas	
VO (EU) 2023/988	Regula (ES) Nr. 2023/988 par ražojumu vispārēju drošumu	
VO (EG) 1935/2004	Regula par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem	
VO (EU) 10/2011	Direktīva par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem	

Lietošana

Lietošanas instrukcija	<p>Pirms lietošanas</p> <p>Lūdzu, pārliedzieties, ka izvēlētais produkts ir piemērots jūsu vajadzībām un lietošanas jomām. Lūdzu, nevalkājiet medicīnisko aizsargapģērbu, ja tam ir defekti vai ja tas ir lietots. Medicīniskais aizsargapģērbs ir paredzēts īslaicīgai lietošanai, lietošana medicīniskā jomā ir ierobežota vienam pacientam(-ei).</p> <p>Lietošana</p> <p>Halāti tiek valkāti tā, lai aizvēršanas puse būtu vērsta uz priekšu un nofiksēta aizmugurē vai sānos. Lai to izdarītu, izvelciet rokas caur piedurknēm un nofiksējiet saites pie kakla un ap vidukli.</p> <p>Lai izģērbšanās laikā nepieļautu apģērba piesārņojumu, ieteicams, lai otra persona atsietu halātu aizmugurē un vilktu to uz priekšu pāri pleciem. Valkātājs satver augšējos halāta galus un, noņemot halātu, izgriež to uz kreiso pusi.</p>	
Drošības norāde	Saskaņā ar mūsu riska analīzi, kas veikta atbilstoši EN ISO 14971:2019 + A11:2021, šim produktam nav nepieciešami papildu drošības norādījumi.	
Utilizācija	Nelietotus un nekontaminētus produktus var sadedzināt vai utilizēt izgāztuvē vidi saudzējošā veidā. Kontaminēti produkti ir jāutilizē saskaņā ar spēkā esošajiem nacionālajiem likumiem un noteikumiem un atbilstoši kontaminācijas veidam.	
Derīguma termiņš	5 gadi no ražošanas datuma, ja produkts nav lietots un ir pareizi uzglabāts.	
Glabāšana	Sargājiet no saules stariem. Glabājiet sausā vietā. Nepareiza glabāšana var izraisīt derīguma termiņa saīsināšanos.	 
Izsekojamība	Izsekojamas partijas no pieprasījuma noteikšanas līdz preču izsūtīšanai. Produkta datu lapa Versija 2 spēkā no partijas 2617 +	

Iepakojums

Pārstrāde	Licencēts saskaņā ar Vācijas Likumu par iepakojumiem (VerpackG), licences numurs DE1618662887322. Lūdzu, nododiet iepakojumu otrreizējai pārstrādei.	 §VerpackG
-----------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pp-kittel/wiroclassic-knit/
-----	---

Variants 1

Pārdošanas vienība	100 Gab./Kartona kaste
--------------------	------------------------





wiroCLASSIC KNIT

Iepakojuma līmenis 1	10 Gab./Polietilēna maisiņš				
Minimālais pasūtīšanas daudzums	1 Kartona kaste				
Preču numuri	Preces numurs	Krāsa	Izmērs	Izmērs (apkārtmērs x garums)	Pielaide
	25005114	zaļa	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005124	zilā krāsā	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005144	dzeltenā krāsā	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
GTINs	Preces numurs	Unit of Use UDI	Iepakojuma līmenis 1 UDI	Iepakojuma līmenis 2 UDI	Kartona kaste UDI
	25005114	4051642003757	4051642075204	-----	4051642575209
	25005124	4051642008745	4051642075488	-----	4051642575483
	25005144	4051642008707	4051642008691	-----	4051642008684

Variants 2

Pārdošanas vienība	100 Gab./Kartona kaste				
Iepakojuma līmenis 1	10 Gab./Polietilēna maisiņš				
Minimālais pasūtīšanas daudzums	1 Kartona kaste				
Preču numuri	Preces numurs	Krāsa	Izmērs	Izmērs (apkārtmērs x garums)	Pielaide
	25005116	zaļa	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005126	zilā krāsā	XXXL	≈ 160 x 140 cm	
	25005146	dzeltenā krāsā	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
GTINs	Preces numurs	Unit of Use UDI	Iepakojuma līmenis 1 UDI	Iepakojuma līmenis 2 UDI	Kartona kaste UDI
	25005116	4051642004723	4051642075211	-----	4051642575216
	25005126	4051642004730	4051642075648	-----	4051642575643
	25005146	4051642004747	4051642001494	-----	4051642501499

Izmēru, svara, stiprības un pielaižu skaitliskās vērtības ir uzskatāmas par nominālajām vērtībām un var atšķirties no faktiskajām vērtībām.

Dati ir balstīti uz mūsu jaunākajām zināšanām. Tie negarantē produktu īpašības un nepamato līgumiskas saistības. Lūdziet apstiprināt datus, kas ir vecāki par 2 gadiem.

Ir iespējamas ievades kļūdas un kļūdaina informācija.

Sniegtās produktu datu lapas ir uzņēmuma WIROS Wilfried Rosbach GmbH īpašums. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ir visu autortiesību, lietošanas tiesību un produktu datu lapu izmantošanas tiesību īpašnieks. Nav atļauts mainīt produktu datu lapas vai izmantot piktogrammas. Nodrošinātās produktu datu lapas drīkst izmantot tikai saistībā ar oriģinālajiem WIROS produktiem.



Информационен лист за продукта

wiroCLASSIC KNIT



PP ПРЕСТИЛКИ

Плетени маншети | Ленти за връзване при врата и талията



EFFICIENT

Информационен лист за продукта

wiroCLASSIC KNIT



Производител

Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
SRN	DE-MF-000004956
Търговска марка	care & serve®

Упълномощавания

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Швейцария
--------	--

Описание на продукта


Категория	EFFICIENT
Наименование на продукта	care & serve® EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT PP престилки Плетени маншети Ленти за връзване при врата и талията
Характеристики на продукту	Плетени маншети Ленти за връзване при врата и талията

Материал

Материал	Полипропиленов нетъкан флис
Тегло на материала	≈ 23 g/m ² (± 2 g/m ²)

Употреба

Употреба по предназначение	Медицинско защитно облекло по смисъла на Техническите правила за биологични работни материали (TRBA 250) за предотвратяване на замърсяване на работно или лично облекло при операции или работи по обгрижването чрез директен контакт с кръв, секрети, екскрети или друг замърсен материал.
Контакт с хранителни продукти	Допуска се краткотраен индиректен контакт с хранителни продукти.
Област на приложение	Не се извършва директно медицинско приложение върху пациенти. Медицинското защитно облекло служи за покриване на облекло и/или коси.
Група на приложение	Служители и потребители на лаборатории, от фармацевтичната индустрия, болници или подобни съоръжения.
Група пациенти	Медицинското защитно облекло е подходящо за всички групи пациенти.
Показание	Медицинско облекло като бариера за покриване на облеклото и/или косите.
Противопоказание	Няма известни противопоказания.
Указание за употреба	Продукт за еднократна употреба нестерилни
Ограничение	Не са ЛПС (лични предпазни средства) Не са подходящи за опаковане и съхранение на хранителни продукти.
Указание	Всички сериозни инциденти във връзка с този продукт трябва да бъдат докладвани на производителя и на отговорните органи.
Области на приложение	Болница Дом за възрастни и др. специализирани кръгове Лекарски практики Индустрия Фармацевтична индустрия Преработка на хранителни продукти Козметика Уелнес Индустрия за красота
Допълнителна информация за	не съдържа латекс



Информационен лист за продукта

wiroCLASSIC KNIT



Указание за здравето

При кожни раздразнения или алергични реакции спрете незабавно употребата и потърсете лекарска помощ. Доколкото е известно съгласно актуалното ниво на техниката, продуктите не съдържат токсични, канцерогенни или мутагенни вещества, ако се използват според предназначението им. Тези продукти не съдържат латексови съставки и се считат за хипоалергенни. Те обаче могат да причинят дразнения при чувствителна кожа. При по-дълго носене вентилацията на кожата може да бъде ограничена, което може да доведе до кожни раздразнения.

Стандарти

CE маркировка

Медицински продукт от клас I съгласно ЕС 2017/745



SRN

DE-MF-000004956

Basis UDI DI

4051642-wiroCLASSICKNI-UZ

CE маркировка

Маркировката CE гарантира свободното движение на продукти и стоки в рамките на Европейскотоикономическо пространство. Обозначеният с маркировка CE продукт съответства на основните изисквания на посочените европейски разпоредби.

VO (EU) 2023/988

Регламент (ЕС) № 2023/988 относно общата безопасност на продуктите

VO (EG) 1935/2004

Разпоредба за материали и предмети от синтетичен материал, които са предназначени за контакт с хранителни продукти



VO (EU) 10/2011

Разпоредба за материали и предмети от пластмаса, които са предназначени за контакт с хранителни продукти

Приложение

Инструкция за употреба

Преди употреба

Моля, уверете се, че сте избрали подходящия за Вашите нужди и области на приложение продукт. Моля, не носете медицинско защитно облекло, ако то е дефектно или вече е било използвано. Медицинското защитно облекло е предназначено за краткосрочно използване; в областта на медицината употребата е ограничена до един пациент.

Боравене

Престилките се носят със затворената страна напред и се затварят отзад или странично. За целта ръцете трябва да се вкарат в ръкавите и връзките да бъдат завързани зад врата и на талията.

За предотвратяване на замърсяване с облеклото при събличане се препоръчва, втори човек да отвори престилката отзад и да я избута напред над рамената. Носещото лице захваща горния край на престилката и при събличане завърта престилката на обратно.

Указание за безопасност

Съобразно нашия анализ на риска съгласно EN ISO 14971:2019 + A11:2021 не са необходими допълнителни указания за безопасност за този продукт.

Изхвърляне

Неизползвани и незамърсени продукти могат да бъдат изгорени по екологосъобразен начин или предадени в пункт за отпадъци. Замърсени продукти трябва да бъдат изхвърлени съгласно важащите национални закони и предписания в зависимост от вида на замърсяването.

Срок на годност

5 години от датата на производство, ако не са използвани и при правилно съхранение.

Съхранение

Пазете от слънчево лъчение.

Съхранявайте на сухо място.

Неправилно съхранение може да доведе до намаляване на срока на годност.



Обратна проследимост

Отнесена към партидите обратна проследимост от определянето на нуждата до излизането от склада. Информационен лист за продукта Версия 2 важи от партида 2617 +

Опаковка

Рециклиране

Лицензирани съгласно Закона за опаковките VerpackG, номер на лиценз DE1618662887322.

Моля, предайте опаковката за рециклиране.



www.wiros.de

WEB

<https://www.wiros.de/shop/kittel/pp-kittel/wiroclassic-knit/>



Информационен лист за продукта

wiroCLASSIC KNIT



Вариант 1

Продажна единица	100 броя/Кашон				
Ниво на опаковката 1	10 броя/Полиетиленова торбичка				
Минимално количество за поръчка	1 Кашон				
Каталожни номера	Номер на артикул	Цвят	Размер	Размер (обиколка х дължина)	Допуск
	25005114	зелен	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005124	сини	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005144	жълти	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
GTINs	Номер на артикул	Unit of Use UDI	Плоска опаковка 1 UDI	Плоска опаковка 2 UDI	Кашон UDI
	25005114	4051642003757	4051642075204	-----	4051642575209
	25005124	4051642008745	4051642075488	-----	4051642575483
	25005144	4051642008707	4051642008691	-----	4051642008684


Вариант 2

Продажна единица	100 броя/Кашон				
Ниво на опаковката 1	10 броя/Полиетиленова торбичка				
Минимално количество за поръчка	1 Кашон				
Каталожни номера	Номер на артикул	Цвят	Размер	Размер (обиколка х дължина)	Допуск
	25005116	зелен	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005126	сини	XXXL	≈ 160 x 140 cm	
	25005146	жълти	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
GTINs	Номер на артикул	Unit of Use UDI	Плоска опаковка 1 UDI	Плоска опаковка 2 UDI	Кашон UDI
	25005116	4051642004723	4051642075211	-----	4051642575216
	25005126	4051642004730	4051642075648	-----	4051642575643
	25005146	4051642004747	4051642001494	-----	4051642501499

Цифровите данни за размерите, теглата, дебелините и допуските трябва да се разбират като зададени стойности и могат да се различават.

Данните се базират на текущото ниво на нашите знания. Те не представляват гаранция за продуктови характеристики и не обосновават договорно правно разбиране. Моля, поискайте повторно потвърждение на данни, които са по-стари от 2 години. Не се поема отговорност за печатни грешки.

Предоставените на разположение продуктови спецификации са собственост на фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH е собственик на всички авторски права и права за употреба и експлоатация на продуктите спецификации. Промяна на продуктите спецификации или използване на пиктограмите не са разрешени. Предоставените на разположение продуктови спецификации могат да се използват само във връзка с оригиналните продукти на фирма WIROS.



Технічний лист

wiroCLASSIC KNIT



ХАЛАТИ З ПП

В'язані манжети | Зав'язки на шиї і талії



EFFICIENT





Виробник

Фірма + Адреса	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Німеччина
SRN	DE-MF-000004956
Торговельна марка	care & serve®

Повноваження

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Швейцарія
--------	--










Опис продукту


Категорія	EFFICIENT
Найменування продукту	care & serve® EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT Халати з ПП В'язані манжети Зав'язки на шиї і талії
Властивості продукту	В'язані манжети Зав'язки на шиї і талії

Матеріал

Матеріал	Поліпропіленовий спанбонд
Вага матеріалу	≈ 23 г/м ² (± 2 г/м ²)

Використання




Призначення	Медичний захисний одяг в значенні Технічних правил для біологічних робочих речовин (TRBA 250) для запобігання забруднення робочого або особистого одягу під час операцій або санітарно-гігієнічних заходів внаслідок прямого контакту з кров'ю, виділеннями, екскрементами або іншими забрудненими матеріалами.
Контакт з харчовими про	Припустимий короткочасний непрямий контакт з харчовими продуктами.
Сфера застосування	Не відбувається прямого медичного застосування до пацієнта. Медичний захисний одяг служить для покриття одягу та/або волосся.
Група застосування	Співробітники і відвідувачі лабораторій, фармацевтичних підприємств, лікарень або аналогічних установ.
Група пацієнтів	Медичний захисний одяг підходить для всіх груп пацієнтів.
Показання	Медичний одяг в якості бар'єру для покриття одягу та/або волосся.
Протипоказання	Невідомі протипоказання.
Інструкція щодо використання	Виріб одноразового використання не стерильний  
Обмеження	Не є ЗІЗ (засобом індивідуального захисту) Не придатні для пакування та зберігання харчових продуктів. 
Примітка	Про всі серйозні випадки, пов'язані з цим продуктом, необхідно повідомляти виробника та відповідальні органи.
Галузі застосування	Лікарня Будинок пристарілих в тому числі групи фахівців Лікарські практики     Промисловість Фармацевтична промисловість Харчова промисловість Косметика Велнес Індустрія краси 
Інформація про добавки до матеріалу	без латексу 







Вказівка щодо охорони з: При подразненні шкіри або алергічних реакціях негайно припинити використання та звернутися за консультацією лікаря.
Наскільки відомо з сучасного рівня техніки, продукція не містить жодних токсичних, канцерогенних або мутагенних речовин, якщо вона використовується відповідно до свого призначення.
Ці вироби не містять латексні компоненти та вважаються гіпоалергенними. Проте у випадку чутливої шкіри вони можуть викликати подразнення. При тривалому носінні може обмежуватися вентиляція шкіри, що спричиняє подразнення шкіри.


Стандарти

CE-маркування	Медичний виріб класу I відповідно до EU 2017/745	 
SRN	DE-MF-000004956	
Basis UDI DI	4051642-wiroCLASSICKNI-UZ	
	CE-маркування Маркування CE гарантує вільний обіг виробів та товарів у межах Європейської економічної спільноти. Виріб з маркуванням CE відповідає основним вимогам зазначених європейських розпоряджень.	
VO (EU) 2023/988	Регламент (ЄС) № 2023/988 про загальну безпеку виробу	
VO (EG) 1935/2004	Розпорядження щодо матеріалів та виробів з пластмас, призначених для контакту з харчовими продуктами	
VO (EU) 10/2011	Розпорядження щодо матеріалів та виробів з пластмас, призначених для контакту з харчовими продуктами	

Використання

Інструкція з використання	Перед використанням Переконайтесь, що обрали правильний виріб для своїх потреб та областей застосування. В жодному разі не носіть медичний захисний одяг, у якому були виявлені дефекти або яким вже користувалися. Медичний захисний одяг призначений для короткочасного використання; в сфері медицини використання обмежене одним пацієнтом. Застосування Халати носять суцільною стороною вперед і закривають ззаду або збоку. Для цього просуньте руки в рукава і зав'яжіть зав'язки на шії й талії. Щоб при знятті уникнути забруднення одягом, рекомендується, щоб друга людина відкрила халат ззаду і зсунула його через плечі вперед. Носій халата береться за верхні кінці халата і при знятті вивертає його навиворіт.	
Інструкція з безпеки	Відповідно до нашого аналізу ризиків за EN ISO 14971:2019 + A11:2021 для цього виробу не потрібні додаткові вказівки з техніки безпеки.	
Утилізація	Невикористані та незабруднені вироби можна спалювати екологічно безпечним чином або утилізувати в місцях для збору сміття. Забруднені вироби слід утилізувати відповідно до чинного національного законодавства та нормативно-правових актів, в залежності від типу забруднення.	
Термін служби	5 років з дати виготовлення, якщо вони не використовуються та правильно зберігаються.	
Зберігання	Захищати від сонячних променів. Зберігати в сухому місці. Неправильне зберігання може призвести до зниження терміну служби.	 
Простежуваність	Простежуваність партії від визначення потреб аж до виходу зі складу. Технічний лист Версія 2 дійсний з партії 2617 +	

Упаковка

Переробка	Ліцензовано згідно Закону про упаковку, номер ліцензії DE1618662887322. Будь ласка, поверніть упаковку для переробки.	 §VerpackG
-----------	--	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pp-kittel/wiroclassic-knit/
-----	---

Варіант 1

Торгова одиниця	100 штук/Коробка
-----------------	------------------



wiroCLASSIC KNIT

Рівень упаковки 1	10 штук/Поліетиленовий мішок				
Мінімальна кількість замовлення	1 Коробка				
Номери артикулу	Номер артикулу	Колір	Розмір	Розмір (Об х Д)	Допустиме відхилення
	25005114	зелений	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005124	синій	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005144	жовтий	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
GTINs	Номер артикулу	Unit of Use UDI	Рівень упаковки 1 UDI	Рівень упаковки 2 UDI	Коробка UDI
	25005114	4051642003757	4051642075204	-----	4051642575209
	25005124	4051642008745	4051642075488	-----	4051642575483
	25005144	4051642008707	4051642008691	-----	4051642008684


Варіант 2

Торгова одиниця	100 штук/Коробка				
Рівень упаковки 1	10 штук/Поліетиленовий мішок				
Мінімальна кількість замовлення	1 Коробка				
Номери артикулу	Номер артикулу	Колір	Розмір	Розмір (Об х Д)	Допустиме відхилення
	25005116	зелений	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005126	синій	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005146	жовтий	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
GTINs	Номер артикулу	Unit of Use UDI	Рівень упаковки 1 UDI	Рівень упаковки 2 UDI	Коробка UDI
	25005116	4051642004723	4051642075211	-----	4051642575216
	25005126	4051642004730	4051642075648	-----	4051642575643
	25005146	4051642004747	4051642001494	-----	4051642501499

Цифрові дані розмірів, ваги, товщини та допустимих відхилень слід розуміти як номінальні величини, що можуть відрізнятися.

Дані базуються на поточному стані наших знань. Вони не є гарантованим запевненням щодо характеристик товару і не створюють договірною правового розуміння. Необхідно повторно засвідчити інформацію, якій більше ніж 2 роки. Можливі друкарські та інші помилки.

Надані технічні паспорти продукту є власністю компанії WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компанія WIROS Wilfried Rosbach GmbH є власником усіх авторських прав, прав на використання та реалізацію технічних паспортів продукту. Не дозволяється змінювати технічні паспорти продукту або використовувати піктограми. Надані технічні паспорти продукту дозволяється використовувати лише у зв'язку з оригінальними продуктами WIROS.



Toote teabeleht

wiroCLASSIC KNIT



PP KITLID

Kootud kätised | Kinnituspaelad kaela ja talje piirkonnas



EFFICIENT

Toote teabeleht

wiroCLASSIC KNIT



Tootja

Ettevõtte + Aadress:	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksamaa
SRN	DE-MF-000004956
Kaubamärk	care & serve®

Volitused

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Šveits
--------	---

Tootekirjeldus



Kategooria	EFFICIENT
Toote nimetus	care & serve® EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT PP kitlid Kootud kätised Kinnituspaelad kaela ja talje piirkonnas
Toote omadused	Kootud kätised Kinnituspaelad kaela ja talje piirkonnas

Materjal:

Materjal:	Orienteerimata polüetüleenkiududest riie
Materjali kaal	≈ 23 g/m ² (± 2 g/m ²)

Kasutamine

Kasutusotstarve	Meditsiiniline kaitseriietus, mis vastab bioloogiliste mõjurite tehnilistele eeskirjadele (TRBA 250) ja on mõeldud töö- või erariiete saastumise vältimiseks protseduuride või hooldamise ajal, kui esineb otsene kokkupuude vere, sekretsiooni, väljaheidete või muu saastunud materjaliga.
Kokkupuude toiduainetega	Lühiajaline kaudne kokkupuude toiduainetega on lubatud.
Rakendusvaldkond	Otsesest meditsiinilist rakendamist patsiendile ei toimu. Meditsiiniline kaitseriietus on kasutusel riietuse ja/või juuste kinnikatmiseks.
Rakendamisrühm	Laborite, farmaatsiatööstuse, haiglate või sarnaste asutuste töötajad ja külastajad.
Patsientide rühm	Meditsiiniline kaitseriietus on sobiv kõigi patsiendirühmade jaoks.
Näidustus	Meditsiiniline riietus barjäärina riietuse ja/või juuste kinnikatmiseks.
Vastunäidustus	Puuduvad teadaolevad vastunäidustused.
Kasutusjuhised	Ühekordselt kasutatav toode mittesteriilne
Piirangud	Ei ole IKV (isikukaitsevahend) Ei sobi toiduainete pakkimiseks ega hoiustamiseks.
Märkus	Kõigist selle tootega otseselt seotud tõsistest juhtumitest tuleb teavitada tootjat ja vastutavaid ametiasutusi.
Kasutusvaldkonnad	Haigla vanadekodu jt erialased ringkonnad Arstipraksised Tööstus farmaatsiatööstus Toiduainetööstus Kosmeetika heaolu ilutööstus
Lisateave materjali kohta	ei sisalda lateksit




Toote teabeleht

wiroCLASSIC KNIT





Tervisega seotud märkus Nahaärrituste või allergiliste reaktsioonide korral lõpetage kohe kasutamine ja küsige arstilt nõu. Praeguse tehnika taseme kohaselt ei sisalda tooted toksilisi, kantserogeenseid ega mutageenseid aineid, kui neid kasutatakse otstarbe kohaselt. Need tooted ei sisalda lateksi osi ja on hüpoallergeensed. Tundliku naha korral võivad need põhjustada ärritust. Pikemaajalise kandmise korral võib naha õhuvarustus olla pärsitud, mis võib tekitada nahaärritust.


Standardid

CE-märgistus	Klass I meditsiinitooted vastavalt määrusele EL 2017/745	 
SRN	DE-MF-000004956	
Basis UDI DI	4051642-wiroCLASSICKNI-UZ	
	CE-märgistus CE-märgis garanteerib toodete ja kaupade vaba liikumise Euroopa	
VO (EU) 2023/988	ELi direktiiv nr 2023/988 üldise tooteohutuse kohta	
VO (EG) 1935/2004	Määrus toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastimaterjalide ja -esemete kohta	
VO (EU) 10/2011	Määrus toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastimaterjalide ja -esemete kohta	

Kasutamine

Kasutusjuhend	Enne kasutamist Palun veenduge, et te olete valinud välja oma vajaduste ja rakendusvaldkondade jaoks sobiva toote. Ärge kandke meditsiinilist kaitseriietust, juhul kui sellel esineb puudusi või kui seda on juba kasutatud. Meditsiiniline kaitseriietus on ette nähtud lühiajaliseks kasutamiseks, meditsiini valdkonnas on kasutamine piiratud ühe patsiendiga. Käsitsemine Kitleid kantakse suletud küljega ettepoole ja need suletakse tagant või küljelt. Selleks libistage käsivarred varrukatesse ning sulgege kuklas ja vöökohas olevad sidumispaelad. Selleks et takistada seljast äravõtmisel saastumist riietuse tõttu, soovitatakse, et teine isik avaks kitli tagant ja lükkaks selle üle õlgade ettepoole. Kandja haarab kitli ülemised otsad ja pöörab kitlit seljast äravõtmisel vasakule.	
Ohutusjuhised	Meie riskianalüüsi kohaselt, mis tehti standardi EN ISO 14971:2019 + A11:2021 järgi, ei ole selle toote jaoks vaja rohkem lisaohutusjuhiseid.	
Kasutusest kõrvaldamine	Kasutamata ja saastumata tooted võivad põletada keskkonnasõbralikult või ladestada prügilasse. Saastunud tooted tuleb olenevalt saastumisviisist kõrvaldada vastavalt kehtivatele riiklikele seadustele ja määrustele.	
Säilivus	5 Viis aastat alates tootekuupäevast, kui on kasutamata ja õigesti hoiustatud.	
Hoiustamine	Kaitsta päikesekiirguse eest. Hoiustada kuivas keskkonnas. Mittevastav hoiustamine võib vähendada säilivust.	 
Jälgitavus	Partiipõhine jälgitavus alates vajaduste hindamisest kuni laost väljaminekuni. Toote teabeleht Versioon 2 Kehtib alates partiist 2617 +	

Pakendamine

Taaskasutus	Litsentseeritud vastavalt Saksa pakendiseadusele, litsentsinumber DE1618662887322. Palun viige pakend taaskasutusse.	 §VerpackG
-------------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pp-kittel/wiroclassic-knit/
-----	---

Variand 1

Müügiühik	100 Tk/Kartong
Pakkimistasand 1	10 Tk/Kilekott



Toote teabeleht

wiroCLASSIC KNIT



Tellimuse miinimumkogus 1 Kartong

Toote number	Tootenumber	Värvus	Suurus	Suurus (U x L)	Hälve
	25005114	roheline	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005124	sinine	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005144	kollane	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm

GTINs	Tootenumber	Unit of Use UDI	Pakkimistasand 1 UDI	Pakkimistasand 2 UDI	Kartong UDI
	25005114	4051642003757	4051642075204	-----	4051642575209
	25005124	4051642008745	4051642075488	-----	4051642575483
	25005144	4051642008707	4051642008691	-----	4051642008684

Variant 2

Müügiühik 100 Tk/Kartong

Pakkimistasand 1 10 Tk/Kilekott

Tellimuse miinimumkogus 1 Kartong

Toote number	Tootenumber	Värvus	Suurus	Suurus (U x L)	Hälve
	25005116	roheline	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005126	sinine	XXXL	≈ 160 x 140 cm	
	25005146	kollane	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm


GTINs	Tootenumber	Unit of Use UDI	Pakkimistasand 1 UDI	Pakkimistasand 2 UDI	Kartong UDI
	25005116	4051642004723	4051642075211	-----	4051642575216
	25005126	4051642004730	4051642075648	-----	4051642575643
	25005146	4051642004747	4051642001494	-----	4051642501499

Mõõtmeid, raskust, tugevust ja hälbeid iseloomustavad arvanded on sihtväärtused ja võivad erineda.

Andmed tuginevad meie praegustele teadmistele. Need ei taga tootemaduste üldhinnangut ega põhjenda lepingujärgset õigust. Laske üle kahe aasta vanused andmed uuesti kinnitada.

Sisestusvead ja vead on reserveeritud.

Esitatud toote andmelehed on ettevõtte WIROS Wilfried Rosbach GmbH omand. WIROS Wilfried Rosbach GmbH on toote andmelehtede kõikide autori- ja kasutusõiguste omanik. Toote andmelehti pole lubatud muuta ega piktogramme kasutada. Esitatud toote andmelehti tohib kasutada ainult koos ettevõtte WIROS originaaltoodetega.




wiroCLASSIC KNIT

PP-TAKIT

Hihansuut neulosta | Niskassa ja vyötäröllä solmittavat nauhat



EFFICIENT





Valmistaja

Yritys + Osoite	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksa
SRN	DE-MF-000004956
Tavaramerkki	care & serve®

Valtuutukset

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Sveitsi
--------	--

Tuotekuvaus

Kategoria	EFFICIENT
Tuotenimike	care & serve® EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT PP-takit Hihansuut neulosta Niskassa ja vyötäröllä solmittavat nauhat
Tuotteen ominaisuudet	Hihansuut neulosta Niskassa ja vyötäröllä solmittavat nauhat

Materiaali

Materiaali	PP-kuitu
Materiaalin paino	≈ 23 g/m ² (± 2 g/m ²)

Käyttö

Käyttötarkoitus	Biologisten työmateriaalien (TRBA 250) teknisten määräysten mukaiset lääketieteelliset suojavaatteet suojaamaan työ- tai yksityisvaatteiden likaantuminen toimenpiteiden tai hoitotoimenpiteiden aikana kun ollaan suorassa kosketuksessa veren, eritteiden, eritteiden tai muun saastuneen materiaalin kanssa.
-----------------	---

Elintarvikekosketus	Lyhytaikainen, epäsuora kosketus elintarvikkeiden kanssa on sallittu.
---------------------	---

Käyttöalue	Potilaaseen ei kohdistu suoraa lääketieteellistä toimintaa. Lääketieteellinen suojavaatetus on tarkoitettu vaatteiden ja/tai hiusten suojaamiseen.
------------	--

Käyttöryhmä	Laboratorioiden, lääketeollisuuden, sairaaloiden tai vastaavien työntekijät ja vierailijat.
-------------	---

Potilasryhmä	Lääketieteelliset suojavaatetus soveltuu kaikille potilasryhmille.
--------------	--

Indikaatiot	Lääketieteellinen vaatetus suojaamaan vaatteita ja/tai hiuksia.
-------------	---

Vasta-aiheet	Ei tunnettuja vasta-aiheita.
--------------	------------------------------

Käyttöohje	Kertakäyttötuote Ei steriili
------------	---------------------------------



Rajoitukset	Ei PPE (henkilönsuojain) Ei sovellu elintarvikkeiden pakkaamiseen ja varastointiin.
-------------	--




Ohje	Kaikista vakavista tapahtumista, jotka liittyvät suoraan tähän tuotteeseen, on ilmoitettava valmistajalle ja vastuuviranomaisille.
------	--

Käyttöalueet	Sairaalat Vanhainkodit Muut alan yritykset Lääkäriasemat Teollisuus Lääketeollisuus Elintarvikkeiden jalostus Kosmetiikka Hyvinvointi Kauneusteollisuus
--------------	---





Materiaalin lisätiedot	Lateksiton
------------------------	------------







Terveysteen liittyviä tietoja Ihoärsytysten tai allergisten reaktioiden tapauksessa lopeta käyttö heti ja neuvottele lääkärisi kanssa.
Sikäli kuin tekniikan uusimman tason mukaan tiedetään, tuotteet eivät sisällä myrkyllisiä, karsinogeenisia tai mutageenisia aineita, jos niitä käytetään käyttötarkoituksen mukaisesti.
Nämä tuotteet eivät sisällä lateksiainesosia, ja ne ovat hypoallergeenisia. Ne voivat kuitenkin aiheuttaa ärsytyksiä herkällä iholla. Pitkään käytettäessä ihon ilmanvaihto voi rajoittua, mikä voi johtaa ihoärsytyksiin.


Standardit

CE-merkintä	Asetuksen EU 2017/745 mukainen lääkinnällinen tuote		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroCLASSICKNI-UZ		
	CE-merkintä CE-merkintä takaa tuotteiden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden Euroopan yhteisössä. CE-merkitty tuote täyttää sovellettavien eurooppalaisten määräysten perusvaatimukset.		
VO (EU) 2023/988	Yleisestä tuoteturvallisuudesta annettu asetus (EU) N:o 2023/988		
VO (EG) 1935/2004	Muovista valmistettujen, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja ja esineitä koskeva määräys		
VO (EU) 10/2011	Asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista		

Käyttö

Käyttöohje	Ennen käyttöä Varmista, että olet valinnut tarpeisiisi ja käyttöalueisiisi sopivan tuotteen. Älä käytä lääketieteellisiä suojavaatteita, mikäli ne ovat viallisia tai niitä on jo käytetty. Lääketieteelliset suojavaatteet on tarkoitettu lyhytkestoiseen käyttöön, lääketieteellisellä alalla käyttö on rajoitettu yhteen potilaaseen. Käyttö Essun suljettu puoli tulee eteen ja se suljetaan takaa tai sivulta. Pujota kädet hihoihin ja sulje niskan ja vyötärön solmittavat nauhat. Vaatteiden kontaminoitumisen estämiseksi riisuutumisen yhteydessä suositellaan, että toinen henkilö avaa essun selkäpuolelta ja liu'uttaa sen eteenpäin olkapäiden yli. Essun käyttäjä ottaa kiinni essun yläreunoista ja kääntää essun nurinpäin sen riisuessaan.		
Turvallisuusohjeet	Standardin EN ISO 14971:2019 + A11:2021 mukaan tehdyn riskianalysimme perusteella tälle tuotteelle ei tarvita lisäturvaohteita.		
Hävittäminen	Käyttämättömät ja kontaminoitumattomat tuotteet voidaan polttaa ympäristöä säästävällä tavalla tai toimittaa kaatopaikalle. Kontaminoituneet tuotteet täytyy hävittää kontaminoitumistavan mukaan voimassa olevia kansallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen.		
Säilyvyysaika	5 vuotta valmistuspäivästä, mikäli tuote on käyttämätön ja varastoitu oikein.		
Varastointi	Suojaa auringonvalolta. Säilytettävä kuivassa. Epäasianmukainen varastointi voi lyhentää säilyvyysaikaa.		
Jäljitettävyys	Eräkohtainen jäljitettävyys tarvearvioinnista aina varastosta poistumiseen. Tuotetietolehti Versio 2 voimassa alkaen erästä 2617 +		

Pakkaus

Kierrätys	Lisensoitu Saksan pakkauslain (VerpackG) mukaisesti, lisenssinumero DE1618662887322. Toimita pakkaus kierrätykseen.	
-----------	--	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pp-kittel/wiroclassic-knit/
-----	---

Vaihtoehdot 1

Myyntiyksikkö	100 Kappale/Pahvilaatikko
Pakkaustaso 1	10 Kappale/Muovipussi



wiroCLASSIC KNIT

Minimitilausmäärä	1 Pahvilaatikko				
tuotenumero	Tuotenumero	Väri	Koko	Koko (L x P)	Toleranssi
	25005114	vihreä	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005124	sininen	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
	25005144	keltainen	XL	≈ 140 x 130 cm	± 3 cm
GTINs	Tuotenumero	Unit of Use UDI	Pakkaustaso 1 UDI	Pakkaustaso 2 UDI	Pahvilaatikko UDI
	25005114	4051642003757	4051642075204	-----	4051642575209
	25005124	4051642008745	4051642075488	-----	4051642575483
	25005144	4051642008707	4051642008691	-----	4051642008684

Vaihtoehdot 2

Myyntiyksikkö	100 Kappale/Pahvilaatikko				
Pakkaustaso 1	10 Kappale/Muovipussi				
Minimitilausmäärä	1 Pahvilaatikko				
tuotenumero	Tuotenumero	Väri	Koko	Koko (L x P)	Toleranssi
	25005116	vihreä	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
	25005126	sininen	XXXL	≈ 160 x 140 cm	
	25005146	keltainen	XXXL	≈ 160 x 140 cm	± 3 cm
GTINs	Tuotenumero	Unit of Use UDI	Pakkaustaso 1 UDI	Pakkaustaso 2 UDI	Pahvilaatikko UDI
	25005116	4051642004723	4051642075211	-----	4051642575216
	25005126	4051642004730	4051642075648	-----	4051642575643
	25005146	4051642004747	4051642001494	-----	4051642501499

Mittoja, painoja, vahvuuksia ja toleransseja koskevat luvut ovat ohjearvoja ja voivat poiketa todellisista arvoista.

Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta. Jos tiedot ovat yli kaksi vuotta vanhoja, pyydä niille vahvistus.

Mahdollisuus näppäily- ja muihin virheisiin varataan.

Saatavilla olevat tuotteen tietolehdet ovat WIROS Wilfried Rosbach GmbH:n omaisuutta. WIROS Wilfried Rosbach GmbH omistaa kaikki tuotteen tietolehtien tekijän-, käyttö- ja hyödyntämisoikeudet. Tuotteen tietolehtien muuttaminen tai piktogrammien käyttäminen on kielletty. Saatavilla olevia tuotteen tietolehtiä saa käyttää vain yhdessä alkuperäisten WIROS-tuotteiden kanssa.

