





# wiroMASK LOOP



[de]	Produktdatenblatt   PP MUND-NASEN-MASKEN	Seite 2
[en]	Product data sheet   PP FACE MASKS	Page 6
[nl]	Productgegevensformulier   PP MONDNEUSMASKERS	Zijde 9
[fr]	Fiche produit   MASQUES PP DE PROTECTION BUCCALE ET NASALE	Page 13
[es]	Hoja de datos del producto   MASCARILLAS DE PP PARA BOCA Y NARIZ	Página 16
[it]	Scheda prodotto   MASCHERINE PROTETTIVE PER NASO E BOCCA PP	Pagina 20
[el]	Δελτίο δεδομένων προϊόντος   ΜΑΣΚΕΣ ΜΥΤΗΣ-ΣΤΟΜΑΤΟΣ PP	Σελίδα 24
[tr]	Ürün Bilgi Formu   PP AĞIZ-BURUN MASKESI	Sayfa 28
[ru]	Техническая спецификация   МАСКИ ДЛЯ РТА И НОСА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА	Страница 31
[pl]	Karta produktu   MASECZKA NA USTA I NOS PP	Strona 35
[da]	Produktdatablad   PP MUND- OG NÆSEMASKER	Side 39
[sv]	Produktdatablad   PP MUN- OCH NÄSMASKER	Sida 42
[no]	Produktdatablad   PP-MUNN- OG NESEMASKE	Side 45
[cs]	Informační list výrobku   ROUŠKY NA OBLIČEJ Z PP	Strana 49
[hu]	Termékadatlap   PP SZÁJ-ORRMASZK	Oldal: 53
[sk]	Informačný list výrobku   PP MASKY NA ÚSTA A NOS	Strana 57
[sl]	Podatkovni list izdelka   MASKE ZA USTA IN NOS PP	Stran 61
[ro]	Fișa produsului   MASCĂ GURĂ NAS PP	Pagina 64
[pt]	Folha de dados do produto   MÁSCARAS PARA BOCA E NARIZ PP	Página 68
[lt]	Gaminio duomenų lapas   PP BURNOS IR NOSIES KAUKĖS	Puslapis 71
[lv]	Produkta datu lapa   PP MUTES UN DEGUNA MASKAS	Lappuse 74
[bg]	Информационен лист за продукта   PP МАСКИ ЗА ЛИЦЕ	Страница 77
[uk]	Технічний лист   МАСКИ ДЛЯ РОТА І НОСА З ПОЛІПРОПІЛЕНУ	Сторінка 81
[et]	Toote teabeleht   PP SUU JA NINAMASKID	Lk 84
[fi]	Tuotetietolehti   PP SUU-NENÄ-MASKIT	Sivu 87





Produktdatenblatt

# wiroMASK LOOP




## PP MUND-NASEN-MASKEN

2-lagig | Ohrschlaufen | Nasenbügel



EFFICIENT





## Hersteller

Firma + Anschrift	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmarke	care & serve®

## Produktbeschreibung

Kategorie	EFFICIENT
Produktbezeichnung	care & serve® EFFICIENT   wiroMASK LOOP   PP Mund-Nasen-Masken 2-lagig   Ohrschlaufen   Nasenbügel
Produkteigenschaften	2-lagig Ohrschlaufen Nasenbügel




## Material

Material	Polypropylen-Spinnvlies
Materialgewicht	Äußere Lage: ≈ 20 g/m <sup>2</sup> (± 2 g/m <sup>2</sup> ) Innere Lage: ≈ 20 g/m <sup>2</sup> (± 2 g/m <sup>2</sup> )


## Verwendung

Verwendungszweck	Einweg-Mund-Nasen-Maske zur Abdeckung von Mund und Nase aus hygienischen Gründen.
Lebensmittelkontakt	Ein kurzzeitiger indirekter Kontakt mit Lebensmitteln ist zulässig.
Verwendungshinweis	Einwegprodukt
Einschränkung	Kein Medizinprodukt Nicht zum Einpacken und Lagern von Lebensmitteln geeignet.
Einsatzgebiete	Industrie   Pharmaindustrie Nahrungsmittelverarbeitung Service   Gastronomie   HoReCa Reinigung   Hygiene Kosmetik   Wellness   Schönheitsindustrie Haus + Garten   Landwirtschaft   Bauwesen
Materialzusatzinfo	latexfrei
Gesundheitshinweis	Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen sofort die Verwendung einstellen und ärztlichen Rat einholen. Soweit nach aktuellem Stand der Technik bekannt, enthalten die Produkte keine toxischen, karzinogenen oder mutagenen Substanzen, wenn sie gemäß ihrer vorgesehenen Verwendung eingesetzt werden. Diese Produkte enthalten keine Latexbestandteile und gelten als hypoallergen. Sie können jedoch bei empfindlicher Haut Irritationen verursachen. Bei längerem Tragen kann die Belüftung der Haut eingeschränkt werden, was zu Hautreizungen führen kann.



## Standards

VO (EU) 2023/988	Verordnung (EU) Nr. 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit
VO (EG) 1935/2004	Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
VO (EU) 10/2011	Verordnung über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen





## Anwendung

Gebrauchsanweisung	<p><b>Vor dem Gebrauch</b> Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie für Ihre Bedürfnisse und Anwendungsbereiche das passende Produkt ausgewählt haben, es handelt sich nicht um ein Medizinprodukt.</p> <p><b>Handhabung</b> Ziehen Sie die Einweg-Maske nur mit gewaschenen Händen an. Fassen Sie sich beim Anziehen der Maske nicht in das Gesicht. Berühren Sie die Maske nur an den Ohrschlaufen und den Außenseiten. Vermeiden Sie es, die Innenseite der Einweg-Maske zu berühren. Die Maske sollte Nase und Mund vollständig bedecken und so dicht anliegen, dass möglichst wenig Luft seitlich, oben oder unten entweichen kann. Passen Sie den Nasenbügel an die Nasenform an. Bitte beachten Sie, dass die Maske eine Einheitsgröße hat. Je nach Größe, Gesichts- oder Kopfform, müssen gegebenenfalls die Ohrschlaufen durch z. B. Knoten in der Länge angepasst werden, um einen optimalen Sitz der Maske zu erreichen. Brillenträger setzen Ihre Brille erst zum Schluss wieder auf. Sollte Ihre Brille beim Tragen, beschlagen, kontrollieren Sie den Sitz der Maske oder behandeln Ihre Brille mit Anti-Beschlag-Mitteln. Die Maske sollte während des Tragens nicht berührt werden. Tauschen Sie eine beschädigte oder verunreinigte Einweg-Maske umgehend gegen eine intakte und saubere aus. Gebrauchte Einweg-Masken sind stark kontaminiert und sollten ordnungsgemäß entsorgt werden. Nach dem Berühren/Abnehmen der Einweg-Maske sollten die Hände vollständig desinfiziert werden. Bei Verunreinigungen oder Beschädigungen sollte die Einweg-Maske ausgezogen und ordnungsgemäß entsorgt werden.</p>
Sicherheitshinweis	Gemäß unserer Risikoanalyse nach EN ISO 14971:2019 + A11:2021 sind für dieses Produkt keine zusätzlichen Sicherheitshinweise erforderlich.
Entsorgung	Unbenutzte und nicht kontaminierte Produkte können umweltgerecht verbrannt oder auf Deponien entsorgt werden. Kontaminierte Produkte müssen, gemäß der geltenden nationalen Gesetze und Vorschriften je Kontaminationsart, entsorgt werden.
Haltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum, sofern unbenutzt und bei korrekter Lagerung.
Lagerung	<p>Vor Sonneneinstrahlung schützen. Trocken lagern. Unsachgemäße Lagerung kann zur Reduktion der Haltbarkeit führen.</p>
Rückverfolgbarkeit	<p>Chargenbezogene Rückverfolgbarkeit von der Bedarfsermittlung bis zum Lagerabgang. Produktdatenblatt Version 1 gültig ab Charge 2617 +</p>



## Verpackung

Recycling	<p>Lizenziert gemäß VerpackG, Lizenznummer DE1618662887322. Bitte führen Sie die Verpackung dem Recycling zu.</p>
-----------	---




## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/">https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/</a>
-----	---

## Variante 1

Verkaufseinheit	2000 Stück/Karton			
Verpackungsebene 1	100 Stück/Spender			
Mindestbestellmenge	1 Karton			
Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Größe (B x H)	Toleranz
	15000209	weiß	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm
	15000229	blau	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm






## wiroMASK LOOP


GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Verpackungsebene	Verpackungsebene	Karton
	15000209	-----	4051642025018	-----	4051642525013
	15000229	-----	4051642525174	-----	4051642025179

Die Zahlenangaben zu Maßen, Gewichten, Stärken und Toleranzen sind als Sollwerte zu verstehen und können abweichen.

Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Angaben, die älter als 2 Jahre sind, bitte erneut bestätigen lassen. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.

Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter sind Eigentum der WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Die WIROS Wilfried Rosbach GmbH ist Inhaberin aller Urheber-/Nutzungs- und Verwertungsrechte der Produktdatenblätter. Es ist nicht gestattet die Produktdatenblätter zu ändern oder die Piktogramme zu nutzen. Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter dürfen nur im Zusammenhang mit Original-WIROS-Produkten zu Grunde gelegt werden.





Product data sheet

# wiroMASK LOOP




## PP FACE MASKS

2-ply | Ear loops | Nosepiece



EFFICIENT



# Product data sheet

## wiroMASK LOOP



### Manufacturer

Company + Address	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germany
Trademark	care & serve®

### Product description

Category	EFFICIENT
Product description	care & serve® EFFICIENT   wiroMASK LOOP   PP face masks 2-ply   Ear loops   Nosepiece
Product features	2-ply ear loops nosepiece



### Material

Material	Non-woven polypropylene
Material weight	Outer layer: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$ Inner layer: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$

### Application


Intended use	Face mask for covering the mouth and nose for hygiene reasons.
Contact with food produce	Short-term indirect contact with foodstuffs is permitted.
Notes on use	Disposable product



Limitation	No medical device Not suitable for packing or storing food.
------------	--



Application areas	Industry   Pharmaceutical industry Food processing Service   Food & drink   Hospitality Cleaning   Hygiene Cosmetics   Wellness   Beauty industry House + Garden   Agriculture   Construction Industry
-------------------	---




Supplementary material info	Latex-free
-----------------------------	------------



Health advice	If skin irritation or allergic reactions occur, discontinue use immediately and seek medical advice. As far as is known according to the current state of the art, the products do not contain any toxic, carcinogenic or mutagenic substances when used in accordance with their intended use. These products do not contain latex components and are considered hypoallergenic. However, they can cause irritation in sensitive skin. Long-term wear may restrict skin ventilation, which can cause skin irritation.
---------------	--

### Standards

VO (EU) 2023/988	Regulation (EU) No 2023/988 on general product safety
VO (EG) 1935/2004	Regulation regarding plastic materials and articles intended to come into contact with food.
VO (EU) 10/2011	Regulation on plastic materials and articles intended to come into contact with food



# Product data sheet

## wiroMASK LOOP



### Use

Instructions for use	<p><b>Before use</b> Make sure that you have selected the right product for your needs and areas of use. This is not a medical product.</p> <p><b>Handling</b> Always wash your hands before putting on the mask. Do not touch your face while putting on the mask. Do not touch any part of the mask except the straps/ear loops and the outside of the mask. Do not touch the inside of the mask. Masks should cover the nose and mouth and sit closely enough that as little air as possible escapes from the sides, top or bottom. Adjust the nosepiece around your nose. Please note that the mask is a standard size. Depending on the size and shape of your face or head, you may need to adjust the length of ear loops e.g. by knotting them, to make sure the mask fits properly. If you wear glasses, you can now put them on again. If your glasses fog up while wearing the mask, adjust the position of the mask on your face or treat your glasses with an anti-fogging product. Do not touch your mask while wearing it. Immediately replace a damaged or contaminated mask with an intact, clean mask. Used masks are heavily contaminated and must be disposed of correctly. You should completely disinfect your hands after touching/removing the mask. Remove the mask if it is contaminated or damaged and dispose of it correctly.</p>
Safety notice	According to our risk analysis under EN ISO 14971:2019 + A11:2021, no additional safety instructions are required for this product.
Disposal	Unused and uncontaminated products can be incinerated in an environmentally friendly manner or disposed of at a waste disposal site. Contaminated products must be disposed of in accordance with the national laws and regulations valid for the respective type of contamination.
Shelf life	5 years from the production date, if unused and stored correctly.
Storage	Keep out of direct sunlight. Store in a dry place. Incorrect storage can lead to a reduction in the shelf life.
Traceability	Batch-related traceability from the determination of requirements to issuing. Product data sheet Version 1 Valid from Batch 2617 +



### Packaging

Recycling	Licensed in accordance with VerpackG (German Packaging Act), Licence number DE1618662887322. Please recycle the packaging.
-----------	---



### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/">https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/</a>
-----	---


### Variant 1

Sales unit	2000 Unit/Cardboard box				
Packaging level 1	100 Unit/Dispenser box				
Minimum order quantity	1 Cardboard box				
Item numbers	Item number	Colour	Size (B x H)	Tolerance	
	15000209	white	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm	
	15000229	blue	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm	
GTINs	Item number	Unit of Use	Packaging level	Cardboard box	
	15000209	-----	4051642025018	-----	4051642525013
	15000229	-----	4051642525174	-----	4051642025179


The numerical data for the measurements, weights, thicknesses and tolerances are target values, and there may be some deviation.

The information represents the current state of our knowledge. It offers no guarantee of the product characteristics and does not form the basis of a contractual legal understanding. Please reconfirm any information that is older than 2 years. Typographical and other errors excepted.

The product data sheets provided are the property of WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is the owner of all copyrights and rights of use and exploitation for the product data sheets. It is not permitted to change the product data sheets or to use the pictograms. The product data sheets provided may only be used in conjunction with original WIROS products.







Productgegevensformulier

# wiroMASK LOOP




## PP MONDNEUSMASKERS

2-laags | Oorelastieken | Neusbeugel



EFFICIENT



# Productgegevensformulier

## wiroMASK LOOP



### Fabrikant

Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmerk	care & serve®

### Productbeschrijving

Categorie	EFFICIENT
Productomschrijving	care & serve® EFFICIENT   wiroMASK LOOP   PP mondneusmaskers 2-laags   Oorelastieken   Neusbeugel
Producteigenschappen	dubbellaags Oorelastieken Neusbeugel



### Materiaal

Materiaal	Polypropyleen-spinvlies
Materiaalgewicht	Buitenste laag: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$ Binnenste laag: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$

### Gebruik

Toepassing	Mondneusmasker voor het afdekken van de mond en neus om hygiënische redenen.
Voedselcontact	Kort indirect contact met voedingsmiddelen is toegestaan.
Gebruiksaanwijzingen	Wegwerpproduct



Voorbehoud/beperking	Geen medisch product Niet geschikt voor het verpakken en opslaan van levensmiddelen.
----------------------	---



Toepassingsgebieden	Industrie   farmaceutische industrie Voedingsmiddelverwerking service   gastronomie   horeca Schoonmaken   hygiëne cosmetica   wellness   schoonheidsindustrie Huis en tuin   Landbouw   Bouw
---------------------	--




Extra materiaal informatie	latexvrij
----------------------------	-----------



Gezondheidsinformatie	Bij huidirritatie of allergische reacties het gebruik onmiddellijk staken en een arts raadplegen. Voor zover bekend volgens de huidige stand van de techniek, bevatten de producten geen giftige, kankerverwekkende of mutagene stoffen als ze worden gebruikt overeenkomstig hun beoogde doel. Deze producten bevatten geen latex bestanddelen en worden beschouwd als hypoallergeen. Ze kunnen echter irritatie veroorzaken op een gevoelige huid. Langdurig dragen kan de ventilatie van de huid beperken, wat kan leiden tot huidirritatie.
-----------------------	---

### Standards

VO (EU) 2023/988	Verordening (EU) Nr. 2023/988 inzake algemene productveiligheid
VO (EG) 1935/2004	Verordening voor materialen en kunststof voorwerpen die bestemd zijn voor contact met levensmiddelen.
VO (EU) 10/2011	Verordening over materialen en voorwerpen van kunststof die bedoeld zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen



# Productgegevensformulier

## wiroMASK LOOP



### Gebruik

Gebruiksaanwijzing	<p>Vóór gebruik</p> <p>Verzekert u zich ervan dat u voor uw wensen en toepassingen het juiste product heeft gekozen. Het betreft hier geen medisch product.</p> <p>Gebruik</p> <p>Zet het masker alleen met gewassen handen op. Raak bij het opzetten van het masker niet uw gezicht aan. Raak het masker alleen aan de bandjes/oorlusjes en de buitenkanten aan. Raak de binnenkant van het masker niet aan. Maskers moeten neus en mond bedekken en zo nauw sluiten dat er aan de zijkanten, boven of onder zo min mogelijk lucht kan ontsnappen. Pas de neusbeugel aan de vorm van de neus aan.</p> <p>Houd er rekening mee dat het masker een eenheidsmaat heeft. Naargelang de grootte, gezichts- of hoofdvorm moet de lengte van de oorlusjes eventueel worden aangepast, bijv. door er knopen in te leggen, om het masker optimaal te laten zitten.</p> <p>Brildragers zetten hun bril pas op nadat het masker is opgezet. Controleer als uw bril bij het dragen beslaat of het masker goed zit of behandel uw bril met een anticondensmiddel. Het mondmasker mag tijdens het dragen niet worden aangeraakt. Vervang een beschadigd of verontreinigd masker zo snel mogelijk door een intact en schoon exemplaar. Gebruikte maskers zijn sterk gecontamineerd en moeten volgens de voorschriften worden verwijderd. Na het aanraken/afzetten van het masker moeten de handen volledig worden gedesinfecteerd. Wanneer het masker verontreinigd of beschadigd is, moet het worden uitgetrokken en op de juiste wijze worden verwijderd.</p>
Veiligheidsvoorschriften	Volgens onze risicoanalyse in overeenstemming met EN ISO 14971:2019 + A11:2021 zijn er geen aanvullende veiligheidsvoorschriften vereist voor dit product.
Verwijdering	Ongebruikte en niet besmette producten kunnen milieuvriendelijk worden verbrand of op vuilstortplaatsen worden verwerkt. Besmette producten moeten volgens de geldende nationale wetten en voorschriften, naargelang de besmettingsaard, worden vernietigd.
Houdbaarheid	5 jaren na productiedatum, voor zover ongebruikt en bij correcte opslag.
Opslag	Beschermen tegen direct zonlicht Droog bewaren Onjuiste opslag kan leiden tot een kortere houdbaarheid.
Traceerbaarheid	Traceerbaarheid van de charges, vanaf het onderzoek naar de behoeften tot aan de levering Productgegevensformulier Versie 1 geldig vanaf charge 2617 +



### Verpakking

Recycling	Licentie verleend volgens VerpackG, licentienummer DE1618662887322. Recycle de verpakking.
-----------	---




### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/">https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/</a>
-----	---

### Variante 1

Verkoopenheid	2000 Stuks/Doos												
Verpakkingslaag 1	100 Stuks/dispenserdoos												
Minimum bestelhoeveelheid	1 Doos												
Artikelnummers	<table><thead><tr><th>Artikelnummer</th><th>Kleur</th><th>Afmeting (b x l)</th><th>Tolerantie</th></tr></thead><tbody><tr><td>15000209</td><td>wit</td><td>≈ 17,5 x 9 cm</td><td>± 0,5 cm</td></tr><tr><td>15000229</td><td>blauw</td><td>≈ 17,5 x 9 cm</td><td>± 0,5 cm</td></tr></tbody></table>	Artikelnummer	Kleur	Afmeting (b x l)	Tolerantie	15000209	wit	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm	15000229	blauw	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm
Artikelnummer	Kleur	Afmeting (b x l)	Tolerantie										
15000209	wit	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm										
15000229	blauw	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm										



# Productgegevensformulier

## wiroMASK LOOP




GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Verpakkingsniveau	Verpakkingsniveau	Doos
	15000209	-----	4051642025018	-----	4051642525013
	15000229	-----	4051642525174	-----	4051642025179

De cijfers aangaande maten, gewichten, sterkte en toleranties dienen als normen te worden begrepen en kunnen afwijken.

Deze gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Ze zijn geen gegarandeerde toezegging van producteigenschappen en zijn niet gebaseerd op een wettelijke overeenkomst. Informatie die ouder is dan 2 jaar dient opnieuw bevestigd te worden. Invoerfouten en vergissingen voorbehouden.

De ter beschikking gestelde productinformatiebladen zijn eigendom van WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is houder van alle auteurs-/gebruiks- en exploitatierechten van de productinformatiebladen. Het is niet toegestaan de productinformatiebladen te wijzigen of de pictogrammen te gebruiken. De ter beschikking gestelde productinformatiebladen mogen alleen gebruikt worden in combinatie met originele WIROS-producten.



Fiche produit

wiroMASK LOOP




## MASQUES PP DE PROTECTION BUCCALE ET NASALE

2 épaisseurs | Boucles d'attache derrière les oreilles | Barrette nasale



EFFICIENT



# Fiche produit

# wiroMASK LOOP



## Fabricant

Société + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Allemagne
Marque commerciale	care & serve®

## Description du produit

Catégorie	EFFICIENT
Désignation du produit	care & serve® EFFICIENT   wiroMASK LOOP   Masques PP de protection buccale et nasale 2 épaisseurs   Boucles d'attache derrière les oreilles   Barrette nasale
Caractéristiques du produit	2 couches Boucles d'attache derrière les oreilles Barrette nasale



## Matériau

Matériau	Non tissé en polypropylène
Poids des matériaux	Couche externe : $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$ Couche interne : $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$

## Utilisation


Usage prévu	Masque buccal et nasal pour couvrir la bouche et le nez pour des raisons d'hygiène.
Contact avec les aliments	Un contact indirect de courte durée avec les aliments est autorisé.
Remarque d'utilisation	Produit à usage unique



limitation	Ne constitue pas un produit médical Déconseillé pour l'emballage et le stockage d'aliments
------------	---



Domaines d'utilisation	Industrie   Industrie pharmaceutique Traitement des aliments Service   Restauration   HoReCa Nettoyage   Hygiène Cosmétologie   Bien être   Industrie de la beauté Maison + jardin   Agriculture   Bâtiment
------------------------	--




Infos supplémentaires sur les matériaux	sans latex
---	------------



Conseils en matière de santé	En cas d'irritation cutanée ou de réaction allergique, cesser immédiatement l'utilisation et demander conseil à un médecin. Dans la mesure où l'état actuel de la technique le permet, les produits ne contiennent aucune substance toxique, cancérigène ou mutagène lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur usage prévu. Ces produits ne contiennent pas de composants en latex et sont considérés comme hypoallergéniques. Ils peuvent toutefois provoquer des irritations sur les peaux sensibles. Un port prolongé peut limiter l'aération de la peau, ce qui peut entraîner des irritations cutanées.
------------------------------	---

## standards

VO (EU) 2023/988	Règlement (UE) n° 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits
VO (EG) 1935/2004	Ordonnance relative aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des produits alimentaires.
VO (EU) 10/2011	Ordonnance sur les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires



# Fiche produit

## wiroMASK LOOP



### Utilisation

Mode d'emploi	<p>Avant utilisation Veuillez vous assurer que vous avez bien choisi le produit adapté à vos besoins et à votre utilisation. Il ne s'agit pas d'un produit médical.</p> <p><b>Manipulation</b> Ne mettez le masque qu'avec des mains lavées. Ne vous touchez pas le visage lorsque vous mettez le masque. Ne saisissez le masque que par les liens/boucles à passer derrière les oreilles et par les côtés extérieurs. Ne touchez pas l'intérieur du masque. Les masques doivent couvrir le nez et la bouche et être ajustés de façon à ce que le moins d'air possible puisse s'échapper sur les côtés, en haut ou en bas. Ajustez la barrette nasale à votre nez. Veuillez noter que le masque est en taille unique. Selon la taille, la forme du visage ou de la tête, il peut être nécessaire d'ajuster la longueur des boucles à passer derrière l'oreille, par exemple en faisant des nœuds, pour obtenir un ajustement optimal du masque. Ceux qui portent des lunettes ne les remettent qu'en dernier lieu. Si vos lunettes se couvrent de buée lorsque vous les portez, contrôlez l'ajustement du masque ou appliquez un produit antibuée sur vos verres. Ne pas toucher le masque quand on le porte. Remplacez immédiatement un masque endommagé ou contaminé par un masque en bon état et propre. Les masques usagés sont fortement contaminés et doivent être éliminés de manière appropriée. Après avoir touché ou retiré le masque, les mains doivent être bien désinfectées. Si le masque est contaminé ou endommagé, il doit être retiré et éliminé de manière appropriée.</p>
Consigne de sécurité	Selon notre analyse des risques selon EN ISO 14971:2019 + A11:2021, aucune consigne de sécurité supplémentaire n'est requise pour ce produit.
Élimination	Les produits non utilisés et non contaminés peuvent être incinérés dans le respect de l'environnement ou mis en décharge. Les produits contaminés doivent être éliminés conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur pour chaque type de contamination.
Durabilité	5 années à compter de la date de production, si non utilisé et stocké correctement.
Stockage	Protéger du rayonnement solaire. Stocker à sec. Un stockage inapproprié peut réduire la durabilité.
Traçabilité	Traçabilité relative aux lots, de l'évaluation des besoins à la sortie du stock. Fiche produit Version 1 valable à partir du lot 2617 +



### Emballage

Recyclage	Licencié selon VerpackG, numéro de licence DE1618662887322. Veuillez procéder au recyclage de l'emballage.
-----------	---



### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/">https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/</a>
-----	---

### Variante 1


Unité de vente	2000 pièce/Carton				
Niveau d'emballage 1	100 pièce/Distributeur				
Quantité minimale commandée	1 Carton				
Numéros d'articles	Numéro d'article	Couleur	Taille (l x H)	Tolérance	
	15000209	blanc	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm	
	15000229	bleu	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm	
GTINs	Numéro d'article	Unit of Use	Niveau d'emballage	Niveau d'emballage	Carton
	15000209	-----	4051642025018	-----	4051642525013
	15000229	-----	4051642525174	-----	4051642025179


Les valeurs de dimensions, poids, épaisseurs et tolérances doivent être considérées comme des valeurs nominales et peuvent différer.

Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne garantissent pas les propriétés des produits et ne constituent pas une interprétation contractuelle de la loi. Veuillez faire confirmer les données de plus de 2 ans.

Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

Les fiches de données de produits mises à disposition appartiennent à l'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH. L'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH détient tous les droits d'auteur, d'utilisation et de reproduction des fiches de données produits. Il est interdit de modifier les fiches de données produits ou d'utiliser les pictogrammes. Il ne faut pas faire référence aux fiches de données de produits mises à disposition sans les produits WIROS d'origine.





Hoja de datos del producto

wiroMASK LOOP




## MASCARILLAS DE PP PARA BOCA Y NARIZ

2 capas | Gomas para las orejas | Pinza nasal



EFFICIENT





# Hoja de datos del producto

## wiroMASK LOOP



### Fabricante

Empresa + Dirección WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemania

Marca registrada care & serve®

### Descripción del producto

Categoría EFFICIENT

Denominación del producto care & serve® EFFICIENT | wiroMASK LOOP | Mascarillas de PP para boca y nariz  
2 capas | Gomas para las orejas | Pinza nasal

Características del producto 2 capas  
Gomas para las orejas  
Pinza nasal



### Material

Material Tela no tejida de polipropileno

Peso del material Capa exterior: ≈ 20 g/m<sup>2</sup> (± 2 g/m<sup>2</sup>)  
Capa interior: ≈ 20 g/m<sup>2</sup> (± 2 g/m<sup>2</sup>)

### Uso

Finalidad Mascarilla para boca y nariz, para cubrir boca y nariz por motivos higiénicos.

Contacto con alimentos Se admite un contacto indirecto a corto plazo con alimentos.

Información de uso Producto desechable



Limitación No es un producto sanitario  
No es apto para empaquetar y almacenar alimentos.



Campos de aplicación Industria | Industria farmacéutica  
Procesamiento de alimentos  
Servicio | Gastronomía | HoReCa  
Limpieza | Higiene  
Cosméticos | Bienestar | Sector de la belleza  
Hogar + jardín | Agricultura | Construcción



Información adicional sobre el material sin látex



Mensaje de carácter sanitario En caso de irritación cutánea o reacciones alérgicas, interrumpir inmediatamente el uso y consultar a un médico.  
Por lo que se sabe según el estado actual de la técnica, los productos no contienen sustancias tóxicas, cancerígenas o mutágenas si se utilizan de acuerdo con su finalidad prevista.  
Estos productos no contienen componentes de látex y se consideran hipoalergénicos. No obstante, pueden causar irritaciones en pieles sensibles. El uso prolongado puede restringir la ventilación de la piel, lo que puede provocar irritaciones cutáneas.


### Normas

VO (EU) 2023/988 Reglamento (UE) n.º 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos

VO (EG) 1935/2004 Reglamento relativo a materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con los alimentos.



VO (EU) 10/2011 Reglamento sobre materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con alimentos



# Hoja de datos del producto

## wiroMASK LOOP



### Uso

Instrucciones de uso	<p><b>Antes del uso</b> Asegúrese de que ha escogido el producto adecuado para sus necesidades y aplicaciones. No se trata de un producto sanitario.</p> <p><b>Manipulación</b> Colóquese la mascarilla solo con las manos lavadas. No se toque el rostro al ponerse la mascarilla. Toque la mascarilla solo por las bandas o lazos para las orejas y por la parte exterior. No toque el interior de la mascarilla. Las mascarillas deben cubrir la nariz y la boca y ajustarse bien para que salga la menor cantidad de aire posible por los lados, la parte superior o la inferior. Ajuste el arco nasal a la nariz. Tenga en cuenta que la mascarilla es de talla única. Dependiendo del tamaño o la forma del rostro o la cabeza, puede ser necesario ajustar la longitud de los lazos para las orejas, por ejemplo, haciendo nudos, para que la mascarilla se ajuste de forma óptima. Los usuarios de gafas solo deben volver a ponerse las gafas al final. Si al utilizar la mascarilla se le empañan las gafas, compruebe el ajuste de la mascarilla o trate las gafas con un producto antivaho. La mascarilla no debe tocarse mientras se lleva puesta. Cambie de inmediato una mascarilla dañada o contaminada por otra intacta y limpia. Las mascarillas usadas están muy contaminadas y deben eliminarse de forma adecuada. Las manos deben desinfectarse por completo después de tocar o quitarse la mascarilla. En caso de impurezas o daños, quítese la mascarilla y elimínela correctamente.</p>
Indicación de seguridad	Según nuestro análisis de riesgos conforme a la norma EN ISO 14971:2019 + A11:2021, no se requieren instrucciones de seguridad adicionales para este producto.
Eliminación	Los productos no utilizados y no contaminados pueden incinerarse de forma respetuosa con el medio ambiente o eliminarse en vertederos. Los productos contaminados deben eliminarse de acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales aplicables a cada tipo de contaminación.
Durabilidad	5 años a partir de la fecha de producción, si no se utiliza y además se almacena correctamente.
Almacenamiento	Proteger de la radiación solar. Almacenar siempre secos. La vida útil podría reducirse en caso de un almacenamiento inadecuado.
Trazabilidad	Trazabilidad de lotes desde que se evalúan las necesidades hasta la salida de la mercancía. Hoja de datos del producto Versión 1 válido a partir de lote 2617 +



### Embalaje

Reciclaje	Licencia según VerpackG, número de licencia DE1618662887322. Rogamos que recicle el embalaje.
-----------	--




### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/">https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/</a>
-----	---

### Variante 1

Unidad de venta	2000 Unidad/Cartón			
Nivel de embalaje 1	100 Unidad/Caja expendedora			
Cantidad mínima de pedido	1 Cartón			
Números de artículo	Número de artículo	Color	Tamaño (ancho x alto)	Tolerancia
	15000209	blanco	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm
	15000229	azul	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm



# Hoja de datos del producto

## wiroMASK LOOP




GTINs	Número de artículo	Unit of Use	Nivel de embalaje	Nivel de embalaje	Cartón
	15000209	-----	4051642025018	-----	4051642525013
	15000229	-----	4051642525174	-----	4051642025179

Las cifras de dimensiones, pesos, espesores y tolerancias deben entenderse como valores nominales y pueden variar.

La información se basa en nuestros conocimientos actuales. No constituye una garantía de las propiedades del producto y no implica ningún tipo de relación contractual. Vuelva a confirmar los datos que tengan más de 2 años de antigüedad.

Reservado el derecho a errores y omisiones.

Las fichas técnicas de los productos facilitadas son propiedad de WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH es propietaria de todos los derechos de autor, de uso y explotación de las fichas técnicas de los productos. No está permitido modificar las fichas técnicas de los productos ni utilizar los pictogramas. Las fichas técnicas de los productos que se facilitan solo pueden utilizarse junto con los productos originales de WIROS.



Scheda prodotto

wiroMASK LOOP




## MASCHERINE PROTETTIVE PER NASO E BOCCA PP

2 strati | Elastici auricolari | Nasello



EFFICIENT



# Scheda prodotto

## wiroMASK LOOP



### Produttore

Azienda + Indirizzo	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
Marchio commerciale	care & serve®

### Descrizione del prodotto

Categoria	EFFICIENT
Descrizione del prodotto	care & serve® EFFICIENT   wiroMASK LOOP   Mascherine protettive per naso e bocca PP 2 strati   Elastici auricolari   Nasello
Caratteristiche del prodotto	2 strati Elastici auricolari Nasello



### Materiale

Materiale	Spunbond in polipropilene
Peso del materiale	Strato esterno: ≈ 20 g/m2 (± 2 g/m2) Strato interno: ≈ 20 g/m2 (± 2 g/m2)

### Utilizzo


Scopo dell'utilizzo	Mascherina per bocca e naso per coprire bocca e naso per motivi igienici.
Contatto con gli alimentari	È consentito un contatto indiretto di breve durata con gli alimenti.
Istruzioni per l'uso	Prodotto monouso



Limitazione	Non è un prodotto medicale Non adatto all'imballaggio e alla conservazione di alimenti.
-------------	--



Campi di applicazione	Industria   Industria farmaceutica Trattamento di prodotti alimentari Assistenza   Gastronomia   HoReCa Pulizia   Igiene Cosmetici   Wellness   Industria della bellezza Casa + giardino   Agricoltura   Edilizia
-----------------------	--




Informazioni supplementari sul	privo di lattice
--------------------------------	------------------



Indicazioni sulla salute	In caso di irritazioni cutanee o reazioni allergiche interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico. Per quanto è noto in base allo stato attuale della tecnica, i prodotti non contengono sostanze tossiche, cancerogene o mutagene se utilizzati in conformità alla loro destinazione d'uso. Questi prodotti non contengono componenti in lattice e sono da considerarsi ipoallergenici. Possono tuttavia causare irritazioni in caso di pelle sensibile. L'uso prolungato può limitare la ventilazione della pelle, con conseguenti irritazioni cutanee.
--------------------------	---

### Standard

VO (EU) 2023/988	Regolamento (UE) n. 2023/988 sulla sicurezza generale del prodotto
VO (EG) 1935/2004	Regolamento sui materiali e sugli oggetti di plastica destinati al contatto con alimenti.
VO (EU) 10/2011	Regolamento relativo alle materie e agli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari



# Scheda prodotto

## wiroMASK LOOP



### Utilizzo

Istruzioni per l'uso	<p>Prima dell'uso Assicurarsi di aver selezionato il prodotto adeguato per le proprie esigenze e per gli ambiti di applicazione. Non si tratta di un prodotto medicale.</p> <p>Utilizzo Indossare la mascherina solo con le mani lavate. Non toccare il viso quando si indossa la mascherina. Toccare la mascherina solo in corrispondenza delle estremità dei cordoncini/passanti per le orecchie e dei lati esterni. Non toccare l'interno della mascherina. Le mascherine devono coprire il naso e la bocca e devono essere ben aderenti, in modo che dai lati, dalla parte superiore o da quella inferiore possa fuoriuscire meno aria possibile. Regolare il nasello per adattarlo al naso. Tenere presente che la mascherina è taglia unica. In base alle dimensioni, alla forma del viso o della testa, può essere necessario regolare la lunghezza dei passanti per le orecchie, per es. facendo dei nodi, al fine di ottenere una vestibilità ottimale della mascherina. Chi indossa gli occhiali deve rimetterseli solo alla fine. Se gli occhiali si appannano mentre li si indossa, controllare il posizionamento della mascherina o trattare gli occhiali con agenti antiappannanti. Non toccare la mascherina mentre la si indossa. Sostituire immediatamente una mascherina danneggiata o contaminata con una intatta e pulita. Le mascherine usate sono estremamente contaminate e devono essere smaltite correttamente. Le mani devono essere completamente disinfettate dopo aver toccato/rimosso la mascherina. Se contaminata o danneggiata, la mascherina deve essere rimossa e smaltita correttamente.</p>
Avvertenza di sicurezza	Secondo la nostra analisi dei rischi in conformità alla norma EN ISO 14971:2019 + A11:2021 per questo prodotto non sono necessarie ulteriori istruzioni di sicurezza.
Smaltimento	I prodotti non utilizzati e non contaminati possono essere inceneriti in modo ecologico o smaltiti nelle discariche. I prodotti contaminati devono essere smaltiti in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore per tipo di contaminazione.
Durata	5 anni dalla data di produzione, se non utilizzati e correttamente conservati.
Conservazione	Proteggere dalla luce del sole. Conservare all'asciutto. La conservazione impropria può provocare una riduzione della durata.
Tracciabilità	Tracciabilità del lotto dalla determinazione dei requisiti all'uscita dal magazzino. Scheda prodotto Versione 1 valido da lotto 2617 +



### Confezionamento

Riciclaggio	Licenza in conformità a VerpackG, numero di licenza DE1618662887322. Portare l'imballaggio al riciclaggio.
-------------	---




### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/">https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/</a>
-----	---

### Variante 1

Unità di vendita	2000 Pezzo/Cartone			
Livello di imballaggio 1	100 Pezzo/Scatola dispender			
Unità minima di ordine	1 Cartone			
Numeri articolo	<b>Numero di articolo</b>	<b>Colore</b>	<b>Dimensioni (L x H)</b>	<b>Tolleranza</b>
	15000209	bianco	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm
	15000229	blu	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm



# Scheda prodotto

## wiroMASK LOOP




GTINs	Numero di articolo	Unit of Use	Livello di imballaggio	Livello di imballaggio	Cartone
	15000209	-----	4051642025018	-----	4051642525013
	15000229	-----	4051642525174	-----	4051642025179

Le cifre relative a dimensioni, pesi, spessori e tolleranze vanno intese come valori nominali e possono differire.

Le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Non rappresentano una garanzia sulle caratteristiche del prodotto e non giustificano un aspetto legale contrattuale. Le indicazioni più vecchie di 2 anni devono essere riconfermate.

Con riserva di errori di immissione ed errori.

Le schede tecniche dei prodotti fornite sono di proprietà di WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH è proprietaria di tutti i diritti di creazione, utilizzo e sfruttamento delle schede tecniche dei prodotti. La modifica delle schede tecniche dei prodotti o l'uso dei pittogrammi non è consentito. Le schede tecniche dei prodotti fornite possono essere utilizzate solo per i prodotti WIROS originali.



Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroMASK LOOP




## ΜΑΣΚΕΣ ΜΥΤΗΣ-ΣΤΟΜΑΤΟΣ PP

2 στρωμάτων | Θηλίες συγκράτησης στα αυτιά | Επιρρίνιο έλασμα



EFFICIENT





# Δελτίο δεδομένων προϊόντος

## wiroMASK LOOP



### Κατασκευαστής

Εταιρεία + Διεύθυνση	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Γερμανία
Εμπορικό σήμα	care & serve®

### Περιγραφή προϊόντος

Κατηγορία	EFFICIENT
Ονομασία προϊόντος	care & serve® EFFICIENT   wiroMASK LOOP   Μάσκες μύτης-στόματος PP 2 στρωμάτων   Θηλιές συγκράτησης στα αυτιά   Επιρρίνιο έλασμα
Ιδιότητες προϊόντος	2 στρωμάτων Θηλιές συγκράτησης στα αυτιά Επιρρίνιο έλασμα



### Υλικό

Υλικό	Μη υφασμένο ύφασμα πολυπροπυλενίου τύπου Sprunbond
Βάρος υλικού	Εξωτερικό στρώμα: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$ Εσωτερικό στρώμα: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$

### Χρήση

Ενδεδειγμένη χρήση	Μάσκα μύτης-στόματος για την κάλυψη του στόματος και της μύτης για λόγους υγιεινής.
Επαφή με τρόφιμα	Επιτρέπεται η σύντομη, έμμεση επαφή με τρόφιμα.
Υπόδειξη χρήσης	Προϊόν μίας χρήσης



Περιορισμός	Μη ιατροτεχνολογικό προϊόν Δεν είναι κατάλληλο για συσκευασία και αποθήκευση τροφίμων.
-------------	---



Τομείς χρήσης	Βιομηχανία   Φαρμακευτική βιομηχανία Επεξεργασία τροφίμων Υπηρεσίες   Εστίαση   HoReCa Καθαρισμός   Υγιεινή Κοσμετολογία   Ευεξία   Βιομηχανία ομορφιάς Σπίτι + Κήπος   Γεωργία   Οικοδομή
---------------	---




Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το υλικό	δεν περιέχει λατέξ
---	--------------------



Υπόδειξη σχετικά με την υγ	Σε περίπτωση δερματικών ερεθισμών ή αλλεργικών αντιδράσεων σταματήστε αμέσως τη χρήση να αναζητήσετε ιατρική συμβουλή. Στον βαθμό που είναι γνωστό σύμφωνα με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις, τα προϊόντα δεν περιέχουν τοξικές, καρκινογόνες, ή μεταλλαξιογόνες ουσίες, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ενδεδειγμένη χρήση τους. Αυτά τα προϊόντα δεν περιέχουν συστατικά από λατέξ και θεωρούνται υποαλλεργικά. Μπορεί, ωστόσο, να προκαλέσει ερεθισμό σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Σε παρατεταμένη χρήση μπορεί να περιορίσει τον αερισμό της επιδερμίδας και να προκαλέσει ερεθισμό.
----------------------------	---

### Πρότυπα

VO (EU) 2023/988	Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 2023/988 σχετικά με τη γενική ασφάλεια προϊόντων
VO (EG) 1935/2004	Κανονισμός σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα από πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.
VO (EU) 10/2011	Κανονισμός σχετικά με τα υλικά & αντικείμενα από πλαστικό που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.





### Εφαρμογή

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης	<p>Πριν τη χρήση Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει το κατάλληλο για τις ανάγκες σας προϊόν. Πρόκειται για ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν.</p> <p>Χειρισμός Φοράτε τη μάσκα μόνο με πλυμένα χέρια. Όταν φοράτε τη μάσκα μην αγγίζετε το πρόσωπο. Αγγίζετε τη μάσκα μόνο από τους ιμάντες/τις θηλιές πρόσδεσης και την εξωτερική πλευρά. Μην αγγίζετε την εσωτερική πλευρά της μάσκας. Οι μάσκες πρέπει να καλύπτουν τη μύτη και το στόμα και να εφαρμόζουν αεροστεγώς, ώστε να διαφεύγει όσο το δυνατόν λιγότερος αέρας από τις πλευρές και το κάτω μέρος. Προσαρμόστε το έλασμα μύτης στη μύτη. Λάβετε υπόψη ότι η μάσκα διατίθεται σε ένα μέγεθος. Ανάλογα με το μέγεθος, το σχήμα του προσώπου ή του κεφαλιού πρέπει ενδεχομένως να προσαρμόζεται το μήκος των ιμάντων π.χ. μέσω κόμπων, προκειμένου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εφαρμογή. Τα άτομα που φοράνε γυαλιά τοποθετούν τα γυαλιά τους αφού προηγουμένως έχουν φορέσει τη μάσκα. Σε περίπτωση που τα γυαλιά θολώνουν όταν φοράτε τη μάσκα, ελέγξτε την εφαρμογή της μάσκας ή εφαρμόστε στα γυαλιά αντιθαμβωτικά μέσα. Δεν επιτρέπεται να αγγίζετε τη μάσκα όσο τη φοράτε. Αντικαθιστάτε αμέσως μία μάσκα που έχει υποστεί φθορά ή έχει λερωθεί με μια που βρίσκεται σε άρτια κατάσταση και είναι καθαρή. Οι χρησιμοποιημένες μάσκες είναι έντονα επιμολυσμένες και πρέπει να απορρίπτονται κατά τον προβλεπόμενο τρόπο. Μετά το άγγιγμα/την αφαίρεση της μάσκας είναι απαραίτητο το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών. Σε περίπτωση που λερωθεί ή υποστεί φθορές, η ολόσωμη φόρμα προστασίας από χημικές ουσίες πρέπει να αφαιρείται αμέσως και να απορρίπτεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.</p>
Υπόδειξη ασφαλείας	Σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνου που διενεργήσαμε κατά το πρότυπο EN ISO 14971:2019 + A11:2021 για το συγκεκριμένο προϊόν δεν απαιτούνται πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας.
Απόρριψη	Τα μη χρησιμοποιημένα ή μη επιμολυσμένα προϊόντα μπορούν να καίγονται με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο σε κλιβάνους ή να απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Τα επιμολυσμένα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας ανάλογα με το είδος της
Διάρκεια ζωής	5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και διασφαλίζεται η σωστή αποθήκευση.
Αποθήκευση	<p>Να προστατεύονται από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.</p> <p>Να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος.</p> <p>Ο μη ορθός τρόπος αποθήκευσης μπορεί να έχει ως επακόλουθο τη μείωση της διάρκειας ζωής.</p>
Ιχνηλασιμότητα	<p>Ιχνηλασιμότητα παρτίδων από την καταγραφή των αναγκών έως την έξοδο από την αποθήκη.</p> <p>Δελτίο δεδομένων προϊόντος Έκδοση 1 Ισχύει από παρτίδα 2617 +</p>



### Συσκευασία

Ανακύκλωση	Αδειοδότηση κατά τον γερμανικό νόμο περί συσκευασιών (VerpackG), αριθμός αδείας DE1618662887322. Παραδώστε τη συσκευασία προς ανακύκλωση.
------------	---




### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/">https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/</a>
-----	---

### Παραλλαγή 1

Μονάδα πώλησης	2000 Τεμάχιο/Κουτί			
Επίπεδο συσκευασίας 1	100 Τεμάχιο/Κουτί διανομέα			
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	1 Κουτί			
Κωδικός είδους	Κωδ. είδους	Χρώμα	Διαστάσεις (Π x Μ)	Ανοχή
	15000209	λευκό	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm
	15000229	μπλε	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm



# Δελτίο δεδομένων προϊόντος

## wiroMASK LOOP




GTINs	Κωδ. είδους	Unit of Use	Επίπεδο συσκευασίας	Επίπεδο συσκευασίας	Κουτί
	15000209	-----	4051642025018	-----	4051642525013
	15000229	-----	4051642525174	-----	4051642025179

Οι αναφερόμενες τιμές που αφορούν σε διαστάσεις, βάρος, πάχος και ανοχές πρέπει να νοούνται ως ονομαστικές τιμές και ενδέχεται να παρουσιάζουν αποκλίσεις.

Τα αναφερόμενα στοιχεία βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας. Δεν εξασφαλίζουν εγγυημένα την ύπαρξη των ιδιοτήτων του προϊόντος και δεν θεμελιώνουν καμία συμβατική υποχρέωση κατά την έννοια του Δικαίου. Στοιχεία παλαιότερα των 2 ετών χρήζουν επιβεβαίωσης.

Με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών.

Τα διαθέσιμα φύλλα δεδομένων προϊόντων είναι ιδιοκτησία της WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Η εταιρεία WIROS Wilfried Rosbach GmbH είναι ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων δημιουργού/χρήσης και εκμετάλλευσης των φύλλων δεδομένων προϊόντων. Δεν



Ürün Bilgi Formu

wiroMASK LOOP



## PP AĞIZ-BURUN MASKESİ

2 katlı | Kulak halkaları | Burun teli



EFFICIENT




Wilfried Rosbach GmbH

[www.wiros.de](http://www.wiros.de)

Produktdatenblatt | wiroMASK LOOP | Version 1 | 01.03.2025

28 / 89



# Ürün Bilgi Formu

## wiroMASK LOOP



### Üretici

Şirket + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Almanya
Ticari marka	care & serve®

### Ürün açıklaması

Kategori	EFFICIENT
Ürün tanımı	care & serve® EFFICIENT   wiroMASK LOOP   PP ağız-burun maskesi 2 katlı   Kulak halkaları   Burun teli
Ürün özellikleri	2 katlı Kulak halkaları Burun teli



### Malzeme

Malzeme	Polipropilen Spunbond Nonwoven
Malzeme ağırlığı	Dış katman: ≈ 20 g/m2 (± 2 g/m2) İç katman: ≈ 20 g/m2 (± 2 g/m2)

### Kullanım

Kullanım amacı	Hijyenik nedenlerden dolayı ağız ve burnu örtmek için ağız-burun maskesi.
Gıda teması	Gıdalarla kısa süreli dolaylı temasa izin verilir.
Kullanım İle ilgili Notlar	Tek kullanımlık ürün



Kısıtlama	Tıbbi bir ürün değildir Gıda maddelerinin paketlenmesi ve depolanması için uygun değildir.
-----------	---



Kullanım alanları	Sanayi   İlaç endüstrisi Gıda işleme Hizmet   Gastronomi   HoReCa Temizlik   Hijyen Kozmetik   Sağlık   Güzellik Endüstrisi Ev + Bahçe   Tarım   İnşaat sektörü
-------------------	--



Ek malzeme bilgisi	lateks içermez
--------------------	----------------




Sağlık ile ilgili uyarı	Cilt tahrişlerinde veya alerjik reaksiyonlarda kullanımı hemen bırakın ve bir hekime danışın. Tekniğin güncel durumuna göre bilindiği kadarıyla, ürünler, öngörülen amaca uygun kullanıldıklarında, toksik, kanserojen veya mutajenik maddeler içermemektedir.
-------------------------	---

Bu ürünler lateks bileşenleri içermez ve hipoalerjenik sayılır. Ancak hassas ciltte tahrişlere neden olabilirler. Uzun süre takıldığında cildin hava alması kısıtlanabilir, bu da cilt tahrişlerine yol açabilir.

### Standartlar

VO (EU) 2023/988	Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (AB) 2023/988
VO (EG) 1935/2004	Gıda maddeleriyle temas etmek için olan plastikten üretilmiş malzemeler ve cisimlerle ilgili düzenleme.
VO (EU) 10/2011	Gıda maddeleriyle temas etmesi amaçlanan plastik malzemeler ve eşyalarla ilgili düzenleme



# Ürün Bilgi Formu

## wiroMASK LOOP



### Kullanım

Kullanım Kılavuzu	<p>Kullanmadan önce Lütfen ihtiyaçlarınız ve kullanım alanlarınız için doğru ürünü seçtiğinizden emin olun. Tıbbi bir ürün değildir.</p> <p>Kullanım Maskeyi sadece yıkanmış ellerle takın. Maskeleri takarken yüzünüze dokunmayın. Maskeye sadece bantlardan/kulak halklarından ve dış tarafından dokununuz. Maskenin iç tarafına dokunmayın. Maskeler burnu ve ağız kapatmalı, yanlara, yukarıya veya aşağıya olabildiğince az hava kaçacak şekilde sıkıca oturtulmalıdır. Burun klipsini buruna uyacak şekilde ayarlayın. Lütfen maskenin standart ebatları olduğunu unutmayın. Maskenin en iyi şekilde oturması için kulak halkalarının uzunluğu, boyuta, yüz veya kafa şekline bağlı olarak gerektiğinde örneğin düğüm atarak ayarlanabilir. Gözlük takanlar, gözlüklerini en sonunda tekrar takmalıdır. Taktığınızda gözlükleriniz buğulanırsa maskenin düzgün oturup oturmadığını kontrol edin veya gözlüklerinize buğu önleyici maddeler sürün. Takılı kaldığı sürece maskeye dokunulmamalıdır. Hasar görmüş veya kirlenmiş bir maskeyi hemen sağlam ve temiz bir maskeyle değiştirin. Kullanılmış maskeler epeyce bulaşmıştır ve usulüne uygun bertaraf edilmelidir. Maskeye dokunulduktan veya maske çıkarıldıktan sonra eller iyice dezenfekte edilmelidir. Maske kirlenmiş veya hasar görmüşse çıkarılmalı ve uygun şekilde bertaraf edilmeli.</p>
Güvenlik Uyarısı	EN ISO 14971:2019 + A11:2021 uyarınca yaptığımız risk analizine göre bu ürün için ek güvenlik uyarıları gerekli değildir.
Bertaraf	Kullanılmayan ve kirlenmemiş ürünler çevreye zarar vermeyecek şekilde yakılabilir veya bertaraf edilebilir. Kirlenmiş ürünler, kirlilik türüne göre yürürlükteki ulusal yasa ve talimatlara uygun olarak bertaraf edilmelidir.
Kullanım Süresi	5 yıl , üretim tarihinden itibaren, kullanılmadığı ve doğru depolandığı takdirde.
Saklama	Güneş ışınlarından koruyun. Kuru bir yerde depolayın. Yanlış depolama dayanıklılığın azalmasına neden olabilir.
İzlenebilirlik	Gereksinimlerin belirlenmesinden depo çıkışına kadar parti ile ilgili izlenebilirlik sağlanmaktadır. Ürün Bilgi Formu Versiyon 1 Geçerli parti başlangıcı 2617 +



### Ambalaj

Geri Dönüşüm	VerpackG uyarınca lisanslı, Lisans No. DE1618662887322. Lütfen ambalajı geri dönüşüme aktarın.
--------------	---



### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/">https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/</a>
-----	---

### Varyant 1


Satış birimi	2000 Adet/Karton				
Ambalaj düzeyi 1	100 Adet/Dispenser kutu				
Minimum sipariş miktarı	1 Karton				
Ürün Numarası	Ürün numarası	Renk	Boyutu (G x Y)	Tolerans	
	15000209	beyaz	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm	
	15000229	mavi	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm	
GTINs	Ürün numarası	Unit of Use	Ambalaj seviyesi	Ambalaj seviyesi	Karton
	15000209	-----	4051642025018	-----	4051642525013
	15000229	-----	4051642525174	-----	4051642025179

Boyut, ağırlık, kalınlık ve toleranslar için belirtilen rakamlar nominal değerler olarak anlaşılmalıdır ve farklılık gösterebilir.

Verilen bilgiler, bilgilerimizin mevcut durumuna dayanmaktadır. Bunlar, ürün özelliklerinin garantisini teşkil etmemektedir ve sözleşmeye ilişkin yasal bir anlayışı haklı çıkarmaz. 2 yıldan eski bilgileri lütfen teyit edin.

Şirketimiz tipografik hata ve yanlışlardan sorumlu değildir.

Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları WIROS Wilfried Rosbach GmbH şirketinin mülkiyetindedir. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ürün veri sayfalarının tüm telif/kullanım ve değerlendirme haklarının sahibidir. Ürün veri sayfalarının değiştirilmesi veya piktogramların kullanılması yasaktır. Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları sadece WIROS ürünleriyle bağlantılı olarak temel alınabilir.



Техническая спецификация

wiroMASK LOOP




## МАСКИ ДЛЯ РТА И НОСА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

2-слойный | Ушные петли | Зажим для носа



EFFICIENT



# Техническая спецификация

## wiroMASK LOOP



### Производитель

Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
Торговая марка	care & serve®

### Описание изделия

Категория	EFFICIENT
Обозначение продукции	care & serve® EFFICIENT   wiroMASK LOOP   Маски для рта и носа из полипропилена 2-слойный   Ушные петли   Зажим для носа
Характеристики продукции	2-слойный ушные петли зажим для носа



### Материал


Материал	Полипропиленовый спанбонд
Вес материала	Внешний слой: $\approx 20 \text{ г/м}^2 (\pm 2 \text{ г/м}^2)$ Внутренний слой: $\approx 20 \text{ г/м}^2 (\pm 2 \text{ г/м}^2)$

### Использование

Назначение	Маска, закрывающая рот и нос в гигиенических целях.
Контакт с пищевыми продуктами	Допускается кратковременный непрямой контакт с продуктами питания.
Инструкция по применению	Одноразовый продукт
Ограничения	Не является медицинским продуктом Не предназначено для упаковки и хранения пищевых продуктов.



Области применения	Промышленность   фармацевтическая промышленность Пищевая промышленность Сервис   Гастрономия   HoReCa Уборка   гигиена Косметика   Велнес   Индустрия красоты Дом + сад   Сельское хозяйство   Строительное дело
--------------------	---




Информация о добавках в составе материала	без латекса
---	-------------



Предупреждение о возможности	При раздражении кожи или аллергических реакциях необходимо немедленно прекратить использование и обратиться к врачу. На основании актуальных научных знаний, данные изделия не содержат токсичных, канцерогенных или мутагенных веществ, если используются по назначению. Данные изделия не содержат латексных компонентов и считаются гипоаллергенными. Тем не менее, они могут вызвать раздражение чувствительной кожи. Длительное ношение изделия может ограничить поступление воздуха к коже, что, в свою очередь, может привести к её раздражению.
------------------------------	---

### Стандарты

VO (EU) 2023/988	Регламент ЕС № 2023/988 об общей безопасности продукции
VO (EG) 1935/2004	Регламент о материалах и изделиях из пластмасс, контактирующих с пищевыми продуктами.





# Техническая спецификация

## wiroMASK LOOP



VO (EU) 10/2011

Распоряжение о материалах и изделиях из пластмасс, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами

### Использование

Инструкция по использованию

Перед использованием

Убедитесь, что вы выбрали подходящее изделие для ваших нужд и сферы применения. Не является медицинским изделием.

Применение

Надевайте маску только чистыми руками. Не прикасайтесь к лицу при надевании маски. Возьмите маску за петли/завязки и прикасайтесь к ней только с внешней стороны. Не касайтесь внутренней стороны маски. Маски должны закрывать нос и рот и плотно прилегать к лицу, чтобы как можно меньше воздуха выходило по бокам, сверху или снизу. Зафиксируйте носовой зажим на переносице.

Обратите внимание, что маска имеет универсальный размер. В зависимости от размера, формы лица и головы при необходимости следует отрегулировать длину ушных петель, например, завязав узлы, для обеспечения оптимального прилегания маски к лицу.

Те, кто носят очки, должны надевать их последними. Если ваши очки запотевают, обеспечьте более плотное прилегание маски или обработайте поверхность очков антизапотевающим средством. К маске запрещено прикасаться во время ношения. Если маска была повреждена или загрязнилась, ее необходимо незамедлительно заменить целой и чистой. Использованные маски сильно загрязнены и должны быть утилизированы надлежащим образом. После контакта с маской или ее снятия необходимо полностью продезинфицировать руки. В случае загрязнения или повреждения маски ее необходимо снять и утилизировать должным образом.

Инструкция по технике безопасности

По результатам анализа рисков в соответствии со стандартом EN ISO 14971:2019 + A11:2021, дополнительные рекомендации по безопасности для данного изделия не требуются.

Утилизация

Неиспользованные и незагрязненные изделия можно сжигать экологически безопасным образом или утилизировать в местах для сбора мусора. Загрязненные изделия следует утилизировать в соответствии с действующим национальным законодательством и нормативно-правовыми актами, в зависимости от типа загрязнения.

Срок службы

5 лет с даты изготовления, если они не были в употреблении и при правильном хранении.

Хранение

Защищать от солнечных лучей.

Хранить сухим.

Неправильное хранение может привести к снижению долговечности.



Прослеживаемость

Прослеживаемость партии от определения потребностей до выхода со склада.

Техническая спецификация Версия 1 действительный, начиная с партии 2617 +

### Упаковка

Переработка

Лицензировано согласно Закону об упаковке, номер лицензии DE1618662887322.

Пожалуйста, отправьте упаковку на переработку.



[www.wiros.de](http://www.wiros.de)

WEB

<https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/>

### Вариант 1

Торговая единица

2000 шт./Коробка

Уровень упаковки 1


100 шт./коробка диспенсера

Минимальное количество заказа

1 Коробка

Номера артикула

Номер артикула	Цвет	Размер (Ш x В)	допустимое отклонение
15000209	белый	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm
15000229	синие	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm



# Техническая спецификация

## wiroMASK LOOP




GTINs	Номер артикула	Unit of Use	Уровень упаковки	Уровень упаковки	Коробка
	15000209	-----	4051642025018	-----	4051642525013
	15000229	-----	4051642525174	-----	4051642025179

Цифровые данные размеров, веса, толщины и допустимых отклонений следует понимать как номинальные величины и они могут отличаться. Данные основаны на текущем уровне наших знаний.

Они не являются гарантированным заверением о характеристиках товара и не создают договорного правового понимания. Информацию, которой больше 2 лет, необходимо подтвердить повторно. Возможны опечатки и другие ошибки.

Предоставленные технические паспорта изделий продукции являются собственностью компании WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компания WIROS Wilfried Rosbach GmbH является владельцем всех авторских прав/прав на использование и реализацию технических паспортов изделий. Запрещается вносить изменения в технические паспорта изделий или использовать пиктограммы. Предоставленные технические паспорта изделий могут использоваться только в связи с оригинальными изделиями



Karta produktu

wiroMASK LOOP




## MASECZKA NA USTA I NOS PP

2 warstwy | Pętle na uszy | Klips na nos



EFFICIENT



# Karta produktu

## wiroMASK LOOP



### Producent

Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Niemcy
Znak towarowy	care & serve®

### Opis produktu

Kategoria	EFFICIENT
Nazwa produktu	care & serve® EFFICIENT   wiroMASK LOOP   Maseczka na usta i nos PP 2 warstwy   Pętle na uszy   Klips na nos
Właściwości produktu	2 warstwy Pętle na uszy Klips na nos



2-ply

### Materiał

Materiał	Włóknina polipropylenowa
Waga materiału	Warstwa zewnętrzna: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$ Warstwa wewnętrzna: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$

### Zastosowanie

Zamierzone przeznaczenie	Maseczka na nos i usta do zakrywania nosa i ust w celach zachowania higieny.
--------------------------	--

Kontakt z żywnością	Dopuszczony krótkotrwały, pośredni kontakt z produktami spożywczymi.
---------------------	--

Instrukcja użytkowania	Produkt jednorazowego użytku
------------------------	------------------------------



Zastrzeżenia	To nie jest produkt medyczny Nie nadaje się do pakowania i przechowywania żywności.
--------------	--



Obszary zastosowania	przemysł   przemysł farmaceutyczny przygotowanie produktów spożywczych Usługi   Gastronomia   HoReCa sprzątanie   higiena Salony urody   Wellness   Przemysł kosmetyczny dom i ogród   rolnictwo   budownictwo
----------------------	---




Dodatkowe informacje o materiałach	nie zawiera lateksu
------------------------------------	---------------------



Wskazówki dotyczące zdrowia	W przypadku podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych należy natychmiast przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, produkty nie zawierają żadnych substancji toksycznych, rakotwórczych ani mutagennych, jeśli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Produkty nie zawierają składników lateksowych i są uważane za hipoalergiczne. Mogą one jednak powodować podrażnienia wrażliwej skóry. Długotrwałe noszenie może ograniczać wentylację skóry, co może prowadzić do jej podrażnienia.
-----------------------------	--

### Standardy

VO (EU) 2023/988	Rozporządzenie (UE) nr 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
VO (EG) 1935/2004	Rozporządzenie w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi.





VO (EU) 10/2011

Rozporządzenie w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych dopuszczonych do kontaktu z żywnością


## Stosowanie

Instrukcja obsługi	<p>Przed użyciem</p> <p>Należy upewnić się, że wybrany produkt jest odpowiedni do potrzeb użytkownika oraz obszarów zastosowania. Produkt nie jest wyrobem medycznym.</p> <p>Obsługa</p> <p>Maskę zakładać wyłącznie umyтыми dłońmi. Nie dotykać twarzy podczas zakładania masek. Dotykać wyłącznie taśm / pętelek na ucho i powierzchni zewnętrznych maski. Nie dotykać wewnętrznej powierzchni maski. Maski powinny zakrywać nos i usta oraz przylegać tak szczelnie, aby bokami, górą i dołem mogła ulatywać możliwie jak najmniejsza ilość powietrza. Dopasować klips na nos.</p> <p>Należy zwrócić uwagę na to, aby maska była w rozmiarze uniwersalnym. W zależności od wielkości, kształtu twarzy lub głowy może zaistnieć potrzeba dostosowania długości pętelek na ucho, np. przez zawiązanie węzłów, w celu uzyskania optymalnego dopasowania maski.</p> <p>Osoby noszące okulary zakładają je dopiero na sam koniec. Jeżeli podczas noszenia maski okulary ulegają zaparowaniu, należy skontrolować dopasowanie maski lub pokryć szkła okularów środkiem zapobiegającym zaparowaniu. Podczas noszenia maski nie należy jej dotykać. Uszkodzoną lub zanieczyszczoną maskę należy bezzwłocznie wymienić na nieuszkodzoną i czystą. Zużyte maski są silnie skażone i muszą zostać odpowiednio zutylizowane. Po dotknięciu / zdjęciu maski należy przeprowadzić pełną dezynfekcję dłoni. W przypadku zanieczyszczenia lub uszkodzenia maski należy ją natychmiast zdjąć i zutylizować w odpowiedni sposób.</p>
Wskazówka bezpieczeństwa	Zgodnie z naszą analizą ryzyka przeprowadzoną zgodnie z normą EN ISO 14971:2019 + A11:2021, dla tego produktu nie są wymagane żadne dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa.
Utylizacja	Produkty, który nie były użytkowane ani skażone, mogą zostać spalone lub zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Skażone produkty należy zutylizować w sposób zgodny z obowiązującym krajowymi zaleceniami i przepisami prawnymi.
Trwałość	5 lat od daty produkcji, jeśli produkt był prawidłowo przechowywany i nieużywany
Przechowywanie	<p>Chronić przed promieniowaniem słońca</p> <p>Przechowywać w suchym miejscu.</p> <p>Niewłaściwe przechowywanie może obniżyć trwałość produktu.</p>
Identyfikowalność	<p>Możliwość identyfikacji konkretnej partii od zgłoszenia zapotrzebowania do opuszczenia magazynu.</p> <p>Karta produktu Wersja 1 ważne od partii 2617 +</p>



## Opakowanie

Recykling	<p>Licencjonowane przez VerpackG, numer licencji DE1618662887322.</p> <p>Opakowanie należy zwrócić do ponownego przetworzenia.</p>
-----------	--




## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/">https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/</a>
-----	---

## Wariant 1

jednostka sprzedaży	2000 sztuka/karton			
Poziom pakowania 1	100 sztuka/Dozownik			
Minimalna ilość zamówienia	1 karton			
Numer artykułu	Numer artykułu	kolor	rozmiar (S x D)	tolerancja
	15000209	biały	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm
	15000229	niebieski	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm



# Karta produktu

## wiroMASK LOOP




GTINs	Numer artykułu	Unit of Use	Poziom pakowania	Poziom pakowania	karton
	15000209	-----	4051642025018	-----	4051642525013
	15000229	-----	4051642525174	-----	4051642025179

Wartości liczbowe dotyczące rozmiarów, masy, grubości i tolerancji należy rozumieć jako wartości nominalne, które mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Podane informacje są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Nie stanowią gwarancji właściwości produktu oraz nie stanowią umownego rozumienia prawa. Informacje, które zostały podane przed okresem 2 lat, wymagają ponownego potwierdzenia. Błędy i pomyłki zastrzeżone.

Udostępnione karty informacyjne produktów są własnością firmy WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Firma WIROS Wilfried Rosbach GmbH jest właścicielem wszelkich praw autorskich/praw do używania i wykorzystywania kart informacyjnych produktów. Zabronione jest dokonywanie zmian w kartach informacyjnych produktów oraz wykorzystywanie piktogramów. Udostępnionych kart informacyjnych produktów można używać wyłącznie w połączeniu z oryginalnymi produktami firmy WIROS.





Produktdatablad

# wiroMASK LOOP




## PP MUND- OG NÆSEMASKER

2-lags | Øreløkker | Næsebøjle



EFFICIENT





## Producent

Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmærke	care & serve®

## Produktbeskrivelse

Kategori	EFFICIENT
Produktbetegnelse	care & serve® EFFICIENT   wiroMASK LOOP   PP Mund- og næsemasker 2-lags   Øreløkker   Næsebøjle
Produktegenskaber	2-lags Øreløkker Næsebøjle



## Materiale

Materiale	Spunbond materiale af polypropylen
Materialets vægt	Yderste lag: ≈ 20 g/m2 (± 2 g/m2) Inderste lag: ≈ 20 g/m2 (± 2 g/m2)

## Anvendelse


Anvendelsesformål	Mund- og næsemaske, der dækker munden og næsen af hygiejniske årsager.
Fødevarekontakt	Kortvarig, indirekte kontakt med fødevarer er tilladt.
Anvendelseshenvisning	Engangsprodukt



Begrænsning	Ikke et medicinsk produkt Ikke egnet til indpakning og opbevaring af fødevarer.
-------------	--



Anvendelsesområder	Industri   farmaindustri Levnedsmiddelforarbejdning Service   Gastronomi   HoReSta Rengøring   Hygiejne Kosmetik   Wellness   Skønhedsindustri Hus + have   Landbrug   Byggeri
--------------------	---




Yderligere oplysninger om materialet	latexfri
--------------------------------------	----------



Sundhedshenvisning	Hvis der opstår hudirritation eller allergiske reaktioner, skal du straks afbryde brugen og søge læge. Så vidt det er kendt i henhold til det aktuelle tekniske niveau, indeholder produkterne ingen giftige, kræftfremkaldende eller mutagene stoffer, når de anvendes i overensstemmelse med deres tilsigtede anvendelse. Disse produkter indeholder ingen latexkomponenter og betragtes som hypoallergene. De kan dog forårsage irritation på følsom hud. Ved længere tids anvendelse kan ventilationen af huden være begrænset, hvilket kan føre til hudirritation.
--------------------	---

## Standarder

VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 vedr. generel produktsikkerhed
VO (EG) 1935/2004	Forordning vedrørende materialer og genstande af kunststof, som er tiltænkt kontakt med levnedsmidler.
VO (EU) 10/2011	Forordning om plastmaterialer- og genstande bestemt til kontakt med fødevarer








## Anvendelse

Brugsanvisning	<p>Inden brug Kontrollér, at du har valgt det passende produkt til dine behov og anvendelsesområder. Det er ikke et medicinsk udstyr.</p> <p>Håndtering Tag kun mundbindet på med vaskede hænder. Undgå at berøre ansigtet, når mundbindet tages på. Berør kun mundbindet ved båndene/øreløkkerne og yderkanterne. Berør ikke mundbindets inderside. Mundbind skal dække næse og mund og slutte så tæt, at der kan slippe så lidt luft ud som muligt i siden, foroven eller forneden. Tilpas næsebøjlen på næsen. Vær opmærksom på, at mundbindet er onesize. Afhængig af størrelse, ansigts- eller hovedform skal øreløkkerne muligvis justeres i længden, fx med knuder, for at opnå en optimal pasform af masken. Hvis du bærer briller, skal du sætte brillerne på efter mundbindet. Hvis dine briller dugger, når du har mundbind på, skal du kontrollere, om mundbindet sidder korrekt, eller du kan behandle dine briller med dughæmmende midler. Mundbindet må ikke berøres, mens du har det på. Skift straks et beskadiget eller forurenet mundbind med et intakt og rent. Brugte mundbind er kraftig forurenede og skal bortskaffes på korrekt vis. Hvis du har rørt ved mundbindet eller taget det af, skal du desinficere dine hænder grundigt. Ved urenheder eller skader skal mundbindet tages af og bortskaffes på korrekt vis.</p>
Sikkerhedshenvisning	Ifølge vores risikoanalyse i henhold til EN ISO 14971:2019 + A11:2021 kræves ingen yderligere sikkerhedsanvisninger for dette produkt.
Bortskaffelse	Ubrugte og ukontaminerede produkter kan forbrændes på miljøvenlig vis eller bortskaffes via et deponeringsanlæg. Kontaminerede produkter skal bortskaffes i henhold til nationale love og forskrifter alt efter den pågældende kontamineringstype.
Holdbarhed	5 år efter produktionsdatoen, hvis ubrugte og under forudsætning af korrekt opbevaring.
Opbevaring	<p>Skal beskyttes mod direkte sol.</p> <p>Skal opbevares tørt.</p> <p>Forkert opbevaring kan medføre reduceret holdbarhed.</p>
Sporbarhed	<p>Charge-baseret sporbarhed fra meddelelse om behov frem til forsendelse fra lageret.</p> <p>Produktdatablad Version 1 gyldig fra charge 2617 +</p>



## Emballage

Genbrug	<p>Licenseret i henhold til VerpackG, licensnummer DE1618662887322.</p> <p>Aflever emballagen på en genbrugsstation.</p>
---------	--



## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/">https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/</a>
-----	---


## Variant 1

Salgsenhed	2000 Styk/Kasse			
Emballageniveau 1	100 Styk/Dispenserboks			
Minimumsbestillingsmængde	1 Kasse			
Varenumre	Artikelnummer	Farve	Størrelse (B x H)	Tolerance
	15000209	hvid	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm
	15000229	blå	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Emballageniveau	Kasse
	15000209	-----	4051642025018	-----
	15000229	-----	4051642525174	-----

Talangivelserne vedrørende mål, vægt, tykkelse og tolerancer skal forstås som målværdier og kan afvige.

Angivelserne er baseret på vores aktuelle viden. De udgør ikke nogen garanti for bestemte produktgenskaber og danner ikke noget grundlag for et juridisk kontraktforhold. Angivelser ældre end 2 år bør søges bekræftet på ny. Med forbehold for fejl.

Produktdatabladene er WIROS Wilfried Rosbach GmbH's ejendom. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er indehaver af alle ophavsretteligheder/rettigheder til brug og udnyttelse af produktdatabladene. Det er ikke tilladt at ændre produktdatabladene eller at bruge piktogrammerne. De medfølgende produktdatablade må kun anvendes i forbindelse med originale WIROS produkter.




# wiroMASK LOOP

## PP MUN- OCH NÄSMASKER

2-skitts | Resor-öglor öron | Näsklämma



EFFICIENT





## Tillverkare

Företag + Adress	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
Varumärke	care & serve®

## Produktbeskrivning

Kategori	EFFICIENT
Produktbeteckning	care & serve® EFFICIENT   wiroMASK LOOP   PP mun- och näsmasker 2-skitts   Resor-öglor öron   Näsklämma
Produktegenskaper	2-skitts Resor-öglor öron Näsklämma



## Material

Material	Spritsbondad polypropen
Materialets vikt	Ytterlager: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$ Innerlager: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$

## Användning

Användningsområde	Mun- och näsmask för att, av hygieniska skäl, täcka munnen och näsan.
Kontakt med livsmedel	Kortvarig indirekt kontakt med livsmedel är tillåten.
Anvisningarna för användandet	Produkt för engångsbruk
Begränsning	Inte medicinsk utrustning Inte lämpligt för packning och förvaring av livsmedel.



Användningsområden	Industrin   Läkemedelsindustrin Livsmedelsförädling Service   Gastronomi   HoReCa Rengöring   Hygien Kosmetik   Wellness   Skönhetsindustri Hus + trädgård   Jordbruk   Byggbranschen
--------------------	--




Ytterligare materialinformation	Latexfri
---------------------------------	----------



Hälsovarningar	Om hudirritation eller allergiska reaktioner uppstår, avbryt användningen omedelbart och uppsök läkare. Enligt vad som är känt enligt den senaste tekniken innehåller produkterna inga giftiga, cancerframkallande eller mutagena ämnen när de används enligt avsedd användning. Dessa produkter innehåller inga latexkomponenter och anses vara hypoallergen. De kan dock orsaka irritation på känslig hud. Om den bärs under långa perioder kan ventilationen av huden begränsas, vilket kan leda till hudirritation.
----------------	---

## Standarder

VO (EU) 2023/988	EU-förordning nr 2023/988 om allmän produktsäkerhet
VO (EG) 1935/2004	Förordning om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel
VO (EU) 10/2011	Förordning om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel





## Användning

Bruksanvisning	<p>Före användning Förvissa dig om att du valt lämplig produkt för dina behov och användningsområden. Det rör sig inte om en medicinteknisk produkt.</p> <p>Hantering Tag endast på munskyddet med tvättade händer. Rör inte vid ansiktet vid påtagning av munskyddet. Berör endast munskyddet på banden/öronöglorna och utsidan. Berör inte munskyddets insida. Munskyddet ska täcka näsa och mun och sitta så tätt att så lite luft som möjligt kan passera upptill eller nedtill. Anpassa näsbygeln till näsan. Observera att munskyddet endast finns i en standardstorlek. Allt efter storlek, ansikts- och huvudform måste i förekommande fall öronbanden längdanpassas med t.ex. knutar för att få munskyddet att sitta optimalt. Glasögonbärare tar på glasögonen efter att munskyddet tagits på. Om glasögonen immar igen, kontrollera munskyddets passform eller behandla glasögonen med anti-immedel. Munskyddet ska inte beröras under användning. Byt genast ut skadad eller förorenat munskydd mot en intakt och ren sådan. Använda munskydd är starkt kontaminerade och ska avfallshanteras enligt gällande föreskrifter. När munskyddet berörts/tagits av ska händerna desinficeras fullständigt. Vid förorening eller skador ska munskyddet bytas ut och avfallshanteras enligt gällande föreskrifter.</p>
Säkerhetsanvisning	Enligt vår riskanalys, enligt EN ISO 14971:2019 + A11:2021 krävs inga ytterligare säkerhetsinstruktioner för denna produkt.
Avfallshantering	Oanvända och okontaminerade produkter kan miljövänligt förbrännas eller avfallshanteras på en deponi. Kontaminerade produkter måste avfallshanteras i enlighet med gällande lagar och förordningar utifrån typ av kontaminering.
Hållbarhet	5 år från produktionsdatumet, om den är oanvänd och har förvarats korrekt.
Förvaring	Undvik direkt solljus. Förvaras torrt. Felaktig förvaring kan leda till en minskad hållbarhet.
Spårbarhet	Batchrelaterad spårbarhet från behovsbedömning till lagerutgång. Produktdatablad Version 1 Giltigt fr.o.m. batch 2617 +



## Förpackning

Återvinning	Licensierad enligt VerpackG (tysk förpackningslag), licensnummer DE1618662887322. Vänligen lämna in förpackningen för återvinning.
-------------	---



## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/">https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/</a>
-----	---

## Varianter 1


Försäljningsenhet	2000 Antal/Kartong				
Förpackningsnivå 1	100 Antal/Dispenserbox				
Minsta ordervoly	1 Kartong				
Artikelnummer	Artikelnummer	Färg	Storlek (B x L)	Tolerans	
	15000209	vit	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm	
	15000229	blå	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm	
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Förpackningsnivå	Förpackningsnivå	Kartong
	15000209	-----	4051642025018	-----	4051642525013
	15000229	-----	4051642525174	-----	4051642025179

Siffrorna för mått, vikter, tjocklekar och toleranser ska förstås som börvärden och kan variera.

Uppgifterna är baserade på vår nuvarande kunskapsnivå. De är inte någon garanterad försäkring om produktfunktioner och motiverar inte någon avtalsenlig tolkning av lagen. Var god och inhämta bekräftelse för uppgifter som är äldre än 2 år.

Inmatningsfel och fel förbehållna.

De bifogade produktdatabladen tillhör WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH är innehavare av alla upphovs-/användnings-/nyttjanderättigheter till produktdatabladen. Det är inte tillåtet att ändra produktdatabladen eller använda piktogrammen. De bifogade produktdatabladen får endast användas i samband med original WIROS-produkter.






# wiroMASK LOOP

## PP-MUNN- OG NESEMASKE

2-lags | Øre-strikk | Nesebøyle



EFFICIENT





## Produsent

Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
Varemerke	care & serve®

## Produktbeskrivelse

Kategori	EFFICIENT
Produktnavn	care & serve® EFFICIENT   wiroMASK LOOP   PP-munn- og nesemaske 2-lags   Øre-strikk   Nesebøyle
Produktgenskaper	2-lags Øre-strikk Nesebøyle



## Materiale

Materiale	Polypropylen-spunnet vevd stoff
Materialvekt	Plassering utenpå: ≈ 20 g/m2 (± 2 g/m2) Plassering innenpå: ≈ 20 g/m2 (± 2 g/m2)

## Bruk


Bruksområde	Munn- og nesemaske til å dekke over munn og nese av hygieniske årsaker
Matkontakt	Kortvarig indirekte kontakt med matvarer er tillatt.
Veiledning ang. bruk	Engangsprodukt



Begrensning	Intet medisinsk produkt Ikke egnet for pakking og oppbevaring av matvarer.
-------------	---



Bruksområder	Industri   Farmasøytisk industri Bearbeiding av næringsmidler Service   Gastronomi   HoReCa Rengjøring   Hygiene Kosmetikk   Velvære   Skjønnhetsindustri Hus & hage   Landbruk   Anleggsbransjen
--------------	--




Ytterligere informasjon om materialet	uten lateks
---------------------------------------	-------------



Veiledning ang. helse	Hvis det oppstår hudirritasjon eller allergiske reaksjoner, må du umiddelbart avbryte bruken, og søke legehjelp. Så langt det er kjent i henhold til den nåværende teknikken, inneholder produktene ingen giftige, kreftfremkallende, mutagene stoffer når de brukes i henhold til tiltenkt bruk. Disse produktene inneholder ingen latekskomponenter, og anses som hypoallergene. Imidlertid kan de forårsake irritasjon på sensitiv hud. Hvis den brukes over lengre tid, kan ventilasjonen av huden være begrenset, noe som kan føre til hudirritasjon.
-----------------------	--

## Standarder

VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 om generell produktsikkerhet
VO (EG) 1935/2004	Direktiv ang. plastmaterialer og -gjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med matvarer.
VO (EU) 10/2011	Forordning om materialer og gjenstander av kunststoff, som er laget for å komme i kontakt med matvarer.





## Bruk

Bruksanvisning	<p>Før bruk</p> <p>Vennligst forsikre deg om at du har valgt riktig produkt for dine behov og anvendelsesområder. Det er ikke et medisinsk produkt.</p> <p>Håndtering</p> <p>Når du tar på masken, skal du alltid ha rene hender. Ikke ta deg i ansiktet mens du tar på masken. Berør masken bare på båndene/ørestroppene og på utsiden. Berør aldri innsiden av masken. Masken skal dekke nese og munn og ligge så tett at minst mulig luft kommer ut på sidene, på oversiden eller på undersiden. Tilpass neseklemmen til nesens.</p> <p>Vær oppmerksom på at masken bare kommer i én størrelse. Ørestroppene må tilpasses etter størrelse, ansikts- eller hodeform f.eks. med knuter i lengden for at masken skal sitte optimalt.</p> <p>Bruker du briller, setter du på deg brillene igjen til slutt. Dersom du får dugg på brillene, kontroller om masken sitter riktig eller behandle brillene med antiduggmiddel. Masken skal aldri berøres når den er på. Bytt umiddelbart ut en skadet eller forurenset maske med en som er intakt og ren. Brukte masker er sterkt forurensete og må avhendes på riktig måte. Etter berøring eller etter at du har tatt masken av må hendene desinfiseres helt. Dersom masken er forurenset eller skadet, skal den tas av og avhendes på riktig måte.</p>
Sikkerhets henvisninger	I følge vår risikoanalyse i henhold til EN ISO 14971:2019 + A11:2021, er det ikke nødvendig med ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for dette produktet.
Avfallshåndtering	Produkter som ikke er brukte eller ikke er kontaminerte kan brennes i henhold til lowerket eller leveres til avfallshåndtering. Kontaminerte produkter må avhendes etter gjeldende lovverk og forskrifter i henhold til type forurensning.
Holdbarhet	5 år etter produksjonsdato, så lenge produktet er ubrukt og korrekt oppbevart.
Oppbevaring	<p>Beskyttes mot direkte sollys.</p> <p>Skal oppbevares tørt.</p> <p>Feil oppbevaring kan føre til en reduksjon av holdbarheten.</p>
Sporbarhet	<p>Sporbarhet for batcher fra behovsbestemmelse til transport fra lager.</p> <p>Produktdatablad Versjon 1 gyldig fra batch 2617 +</p>



## Forpakning

Gjenvinning	<p>Lisensiert i henhold til VerpackG, lisensnummer DE1618662887322.</p> <p>Lever også forpakningen til gjenvinning.</p>
-------------	---




## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/">https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/</a>
-----	---

## Variant 1

Salgsenhet	2000 Stk./Kartong			
Emballasjenivå 1	100 Stk./Dispensereske			
Minste bestillingsvolum	1 Kartong			
Artikkelnumre	Varenummer	Farge	Størrelse (B x H)	Toleranse
	15000209	hvit	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm
	15000229	blå	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm





## wiroMASK LOOP

GTINs	Varenummer	Unit of Use	Emballasjenivå	Emballasjenivå	Kartong
	15000209	-----	4051642025018	-----	4051642525013
	15000229	-----	4051642525174	-----	4051642025179


Tallverdiene for størrelser, vekt, styrke og toleranser er å anse som nominelle verdier og kan være avvikende.

Angivelsene er basert på vår nåværende kunnskap. De er ingen garantert forsikring om produkttegenskaper og er ikke å forstå som en rettskraftig kontrakt. Informasjon som er eldre enn 2 år skal bekreftes på nytt.

Med forbehold om feil og mangler.

Produktdatabladene som tilbys tilhører WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er eier av alle opphavsrettigheter, utnyttings- og bruksrettigheter av produktdatabladene. Det er ikke tillatt å endre produktdatabladene eller bruke piktogrammene.

Produktdatabladene som leveres kan kun brukes sammen med originale WIROS-produkter.





Informační list výrobku

wiroMASK LOOP




## ROUŠKY NA OBLIČEJ Z PP

2vrstvé | Pruženky za uši | Kovový nosní drátek



EFFICIENT



# Informační list výrobku

## wiroMASK LOOP



### Výrobce

Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Německo
Obchodní značka	care & serve®

### Popis výrobku

Kategorie	EFFICIENT
Označení výrobku	care & serve® EFFICIENT   wiroMASK LOOP   Roušky na obličej z PP 2vrstvé   Pruženky za uši   Kovový nosní drátek
Vlastnosti výrobku	2vrstvé Pruženky za uši Kovový nosní drátek



2-ply

### Materiál

Materiál	Polypropylen zpracovaný technologií spunbond
Hmotnost materiálu	Vnější vrstva: ≈ 20 g/m2 (± 2 g/m2) Vnitřní vrstva: ≈ 20 g/m2 (± 2 g/m2)

### Použití

Účel použití	Rouška na obličej pro zakrytí úst a nosu z hygienických důvodů.
Styk s potravinami	Krátkodobý nepřímý styk s potravinami je povolen.
Pokyny pro použití	Jednorázový výrobek



Omezení	Nejedná se o zdravotnický prostředek Nevhodné pro balení a skladování potravin.
---------	--



Oblasti použití	Průmysl   Farmaceutický průmysl Zpracování potravin Služby   Gastronomie   HoReCa Čištění   Hygiena Kosmetika   Wellness   Estetický průmysl Dům a zahrada   Zemědělství   Stavebnictví
-----------------	--




Další informace o materiálu	bez latexu
-----------------------------	------------



Informace týkající se zdraví	V případě podráždění kůže nebo alergických reakcí okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc. Podle současného stavu techniky výroby neobsahují žádné toxické, karcinogenní ani mutagenní látky, pokud jsou používány v souladu se svým určením. Tyto výrobky neobsahují latexové složky a jsou považovány za hypoalergenní. Mohou však způsobit podráždění citlivé pokožky. Dlouhodobé nošení může omezit větrání pokožky, což může vést k jejímu podráždění.
------------------------------	--

### Standardy

VO (EU) 2023/988	Nařízení (EU) č. 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků
VO (EG) 1935/2004	Übersetzung bitte noch eintragen
VO (EU) 10/2011	Nařízení o materiálech a předmětech z plastu určených pro styk s potravinami





## Použití

Návod k použití	<p><b>Před použitím</b> Ujistěte se, že jste zvolili výrobek vhodný pro vaše potřeby a oblasti použití. Nejedná se o zdravotnický prostředek.</p> <p><b>Manipulace</b> Masku nasazujte pouze s umytými rukama. Při nasazování masky si nesahejte na obličej. Při manipulaci s maskou se dotýkejte pouze gumiček/poutek pro uchycení za uši a vnějších stran masky. Nedotýkejte se vnitřní strany masky. Masky by měla zakrývat nos a ústa a měla by dobře přiléhat k obličej, aby po stranách, nahoře a dole unikalo co nejméně vzduchu. Upravte nosní pásek tak, aby dobře kopíroval tvar nosu. Mějte prosím na paměti, že maska má univerzální velikost. V závislosti na velikosti, resp. tvaru obličeje či hlavy může být nutné přizpůsobit délku poutek pro uchycení za uši např. vytvořením uzlu, aby maska optimálně přiléhala k obličej. Brýle si nasadte až na úplný závěr. Pokud se vám brýle mlží, zkontrolujte, zda maska dobře přiléhá k obličej, nebo použijte přípravek proti mlžení brýlí. Masky byste se během nošení neměli dotýkat. Poškozenou nebo znečištěnou masku neprodleně vyměňte za neporušenou a čistou masku. Použité masky jsou vysoce kontaminované a měly by být řádně zlikvidovány. Po kontaktu s maskou, resp. po sejmutí masky byste si měli důkladně vydezinfikovat ruce. V případě znečištění nebo poškození je nutné masku sejmut a řádně zlikvidovat.</p>
Bezpečnostní upozornění	Podle naší analýzy rizik v souladu s normou EN ISO 14971:2019 + A11:2021 nevyžaduje tento výrobek žádné další bezpečnostní pokyny.
Likvidace	Nepoužité a nekontaminované výrobky lze spálit způsobem šetrným k životnímu prostředí nebo uložit na skládku. Kontaminované výrobky je nutné zlikvidovat v souladu s platnými vnitrostátními zákony a předpisy v závislosti na typu kontaminace.
Životnost	5 let od data výroby, pokud je zboží nepoužité a bylo skladováno správně.
Skladování	<p>Chraňte před přímým slunečním zářením.</p> <p>Skladujte v suchu.</p> <p>Nevhodné skladování může vést ke snížení životnosti.</p>
Vysledovatelnost	<p>Vysledovatelnost šarže od zjištění potřeb až po odběr ze skladu.</p> <p>Informační list výrobku Verze 1 platí od šarže 2617 +</p>



## Obal

Recyklace	<p>Licence podle zákona VerpackG, číslo licence: DE1618662887322.</p> <p>Obal prosím předejte k recyklaci.</p>
-----------	--




## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/">https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/</a>
-----	---

## Varianta 1

Prodejní jednotka	2000 kus/Kartón			
Úroveň obalu 1	100 kus/Dávkovač			
Minimální objednáací množství	1 Kartón			
Čísla výrobků	Číslo výrobku	Barva	Velikost (Š x V)	Tolerance
	15000209	bílá	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm
	15000229	modrá	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm



# Informační list výrobku

## wiroMASK LOOP




GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use	Úroveň obalu	Úroveň obalu	Kartón
	15000209	-----	4051642025018	-----	4051642525013
	15000229	-----	4051642525174	-----	4051642025179

Číselné údaje o rozměrech, hmotnostech, tloušťkách a tolerancích je nutné chápat jako cílové hodnoty, a proto mohou být odlišné.

Veškeré údaje jsou založeny na aktuálním stavu našich vědomostí. Nejsou ujištěním o vlastnostech výrobku a nevyplývá z nich žádný právní vztah smluvní povahy. Údaje starší než 2 roky nechte prosím znovu ověřit.

Chyby při zadávání a omyly vyhrazeny.

Poskytnuté informační listy výrobků jsou majetkem společnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Společnost WIROS Wilfried Rosbach GmbH vlastní veškerá autorská/uživatelská a užívací práva k informačním listům výrobků. Není dovoleno informační listy výrobků měnit nebo používat jejich piktogramy. Poskytnuté informační listy výrobků smějí být použity pouze v souvislosti s originálními výrobky WIROS.



Termékadatlap

wiroMASK LOOP




## PP SZÁJ-ORRMASZK

2 rétegű | Gumipántok | Orrmerevítő



EFFICIENT





## Gyártó

Cég + Cím	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Németország
Márkanév	care & serve®

## Termékleírás

Kategória	EFFICIENT
Termék megnevezése	care & serve® EFFICIENT   wiroMASK LOOP   PP száj-orrmaszk 2 rétegű   Gumipántok   Orrmerekívő
Termékjellemzők	2 rétegű Gumipántok Orrmerekívő



## Anyaga

Anyaga	Sodorva hurkolt polipropilén
Anyag tömege	Külső réteg: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$ Külső réteg: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$

## Használat

Felhasználási cél	Száj-orrmaszk az orr és száj higiéniai okokból történő eltakarásához.
Élelmiszerrel való érintkezés	Rövid ideig tartó közvetett érintkezés élelmiszerrel megengedett.
Felhasználásra vonatkozó előírás	Egyszer használatos termék
Korlátozás	Nem orvostechnikai eszköz Nem alkalmas élelmiszer csomagolására és tárolására.



Felhasználási területek	Ipar   gyógyszeripar Élelmiszer-feldolgozás Szervizelés   gasztronómia   HORECA Tisztítás   higiénia Szépségápolás   wellness   szépségipar Ház + kert   mezőgazdaság   építőipar
-------------------------	--




Az anyagra vonatkozó további információk	latex-mentes
--	--------------



Egészségügyi megjegyzés	Bőrirritáció vagy allergiás reakció esetén a használatot azonnal le kell állítani, és orvosi tanácsot kell kérni. A technika jelen állása szerinti ismeretek értelmében a rendeltetésszerűen használt termékeink nem tartalmaznak mérgező, rákkeltő vagy mutagén anyagokat. Ezek a termékek nem tartalmaznak latex-összetevőket, és hipoallergénnek minősülnek. Azonban az érzékeny bőrön irritációkat okozhatnak. A hosszabb ideig tartó viselés korlátozhatja a bőr szellőzését, ami bőrirritációhoz vezethet.
-------------------------	--

## Szabványok

VO (EU) 2023/988	988/2023 sz., az általános termékbiztonságról szóló EU-rendelet
VO (EG) 1935/2004	Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyokról szóló rendelet
VO (EU) 10/2011	Rendelet az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyokról





## Alkalmazás

Használati utasítás	<p>Használat előtt</p> <p>Bizonyosodjon meg arról, hogy a választott termék megfelel igényeinek és az alkalmazási céloknak. Ez nem orvostechikai eszköz.</p> <p>Használat</p> <p>A maszk használata előtt a kézmosás kötelező. A maszkok felhelyezésekor ne érintse meg az arcát. A maszkot kizárólag a pántoknál/fülhuroknál és a külső oldalán érintse meg. A maszk belső felületeinek megérintése tilos. Bizonyosodjon meg arról, hogy a maszk fedi az orrot és a szájat és hogy olyan szorosan illeszkedik, hogy a lehető legkevesebb levegő távozik oldalt, felül vagy alul. Igazítsa az orrmerevítőt az orrhoz.</p> <p>Felhívjuk figyelmét, hogy a maszk univerzális méretű. A maszk optimális illeszkedésének céljából a fülpántok hosszát a méret, az arc- vagy fejforma függvényében módosítsa, például úgy, hogy csomót köt, amennyiben szükséges.</p> <p>A szemüveget használó személyek kizárólag a maszk megfelelő felhelyezése után vegyék fel ismét a szemüveget. Ha szemüvege bepárásodik a maszk használatakor, ellenőrizze a maszk illeszkedését, vagy kezelje a szemüveget párásgátló szerekkel. A maszk megérintése használat közben tilos. A sérült vagy szennyezett maszkot azonnal cserélje ki egy ép és tiszta maszkra. A használt maszkok erősen szennyezettek, azokat az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A maszk megérintése/levétele után kezeit fertőtlenítse megfelelően. Szennyeződés vagy sérülés esetén távolítsa el a maszkot és ártalmatlanítsa a mindenkor érvényes előírásoknak megfelelően.</p>
Biztonsági figyelmeztetés	Az EN ISO 14971:2019 + A11:2021 szerint végzett kockázatelemzésünk értelmében erre a termékre vonatkozóan nincs szükség további biztonsági utasításokra.
Ártalmatlanítás	A fel nem használt és nem kontaminált termékeket környezetbarát módon el lehet égetni vagy ártalmatlanítani. A szennyezett termékeket a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően, a kontamináció típusa szerint kell megsemmisíteni.
Eltarthatóság	5 év a gyártás dátumától számítva, amennyiben nem használják fel és helyesen tárolják.
Tárolás	<p>Védje a napfénytől.</p> <p>Száraz helyen tárolandó.</p> <p>A szakszerűtlen tárolás csökkentheti az eltarthatóságot.</p>
Visszakövethetőség	<p>A tételekkel kapcsolatos nyomon-követhetőség a szükségletek megadásától a raktárból történő kilépéséig.</p> <p>Termékadatlap Verzió 1 érvényes ettől a tételtől 2617 +</p>



## Csomagolás

Recycling	<p>Engedélyezve a VerpackV szerint, licenz-szám: DE1618662887322.</p> <p>Kérjük, adja le a csomagolást újrahasznosítás céljából.</p>
-----------	--




## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/">https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/</a>
-----	---

## Változatok 1

Eladási egység	2000 Darab/Karton			
1. Csomagolási szint	100 Darab/Adagolódoboz			
Minimális rendelési mennyiség	1 Karton			
Cikkszámok	Cikkszám	RAL	Méret (Sz x Ma)	Tűrés
	15000209	fehér	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm
	15000229	kék	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm






GTINs	Cikkszám	Unit of Use	Csomagolási szintek	Csomagolási szintek	Karton
	15000209	-----	4051642025018	-----	4051642525013
	15000229	-----	4051642525174	-----	4051642025179

A méretekre, súlyokra, vastagságokra és tűrésekre vonatkozó számadatokat névleges értékeként kell érteni, és azok eltérhetnek.

Az információ ismereteink jelenlegi állásán alapul. Ezek nem garantálják a termék tulajdonságait, és nem indokolják a jog szerződéses megértését. A 2 évnél régebbi információkra, kérjük, kérjen ismételt megerősítést.

Fenntartjuk a hibák és a tévedések jogát.

A rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlapok a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonát képezik. A termékismertető adatlapokhoz tartozó minden szerzői/használati és értékesítési jog a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonában áll. Tilos a termékismertető adatlapok módosítása vagy a piktogramok használata. A rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlapok csak az eredeti WIROS termékekre vonatkoznak.





Informačný list výrobku

wiroMASK LOOP




## PP MASKY NA ÚSTA A NOS

2-vrstvové | Pútka na uši | Nosový prúžok



EFFICIENT



# Informačný list výrobku

## wiroMASK LOOP



### Výrobca

Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemecko
Ochranná známka	care & serve®

### Opis výrobku

Kategória	EFFICIENT
Označenie výrobku	care & serve® EFFICIENT   wiroMASK LOOP   PP masky na ústa a nos 2-vrstvové   Pútko na uši   Nosový prúžok
Vlastnosti výrobku	2-vrstvový pútko na uši nosový prúžok



2-ply

### Materiál

Materiál	Polypropylénová tkanina
Hmotnosť materiálu	Vonkajšia vrstva: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$ Vnútoraná vrstva: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$

### Použitie

Účel použitia	Maska na ústa a nos na prekrytie úst a nosa z hygienických dôvodov.
Kontakt s potravinami	Krátkodobý nepriamy kontakt s potravinami je prípustný.
Pokyn na použitie	Jednorazový výrobok



Obmedzenie	Nejde o zdravotnícky výrobok Nevhodné na balenie a skladovanie potravín.
------------	---



Oblasti použitia	Priemysel   Farmaceutický priemysel Spracovanie potravín Služby   gastronómia   hotely, reštaurácie, kaviarne Čistenie   Hygiena Kozmetika   wellness   skrášľovací priemysel Domácnosť a záhrada   Poľnohospodárstvo   Stavebníctvo
------------------	---




Doplňujúce informácie o materiáli	bez latexu
-----------------------------------	------------



Zdravotné upozornenie	Ak dôjde k podráždeniu pokožky alebo alergickým reakciám, okamžite prestaňte výrobok používať a vyhľadajte lekársku pomoc. Podľa súčasného stavu techniky neobsahujú výrobky žiadne toxické, karcinogénne ani mutagénne látky, ak sa používajú v súlade s ich zamýšľaným použitím. Tieto výrobky neobsahujú žiadne latexové zložky a sú považované za hypoalergénne. Na citlivej pokožke však môžu spôsobiť podráždenia. Pri dlhšom nosení môže byť obmedzené vetranie pokožky, čo môže viesť k podráždeniu pokožky.
-----------------------	--

### Štandardy

VO (EU) 2023/988	Nariadenie (EÚ) č. 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov
VO (EG) 1935/2004	Nariadenie o materiáloch a predmetoch z plastu, ktoré sú určené na kontakt s potravinami
VO (EU) 10/2011	Nariadenie o materiáloch a predmetoch z umelej hmoty, ktoré sú určené na styk s potravinami





## Použitie

Návod na použitie	<p><b>Pred použitím</b> Uistite sa, že ste si vybrali vhodný výrobok na svoje potreby a oblasti použitia. Nejde o zdravotnícku pomôcku.</p> <p><b>Manipulácia</b> Rúško si zakladajte len s umytými rukami. Pri zakladaní rúška sa nedotýkajte tváre. Rúška sa dotýkajte len na páskach/ušných pútkach a na vonkajšej strane. Nedotýkajte sa vnútornej strany rúška. Rúška by mali prekryvať nos a ústa a priliehať tak tesne, aby mohlo z boku, hore alebo dole unikáť čo najmenej vzduchu. Nosový strmeň prispôsobte na nos. Nezabudnite, že rúško má univerzálnu veľkosť. Podľa veľkosti, tvaru tváre alebo hlavy sa prípadne musia prispôbiť ušné pútko, napr. skrátením pomocou uzla, aby sa dosiahlo optimálne priliehanie rúška. Nositelia okuliarov si okuliare znovu nasadia až na koniec. Ak by sa okuliare pri nosení zahmlievali, skontrolujte priliehanie rúška a na okuliare použite prostriedky proti zahmlievaniu. Rúška by ste sa počas nosenia nemali dotýkať. Poškodené alebo znečistené rúško ihneď vymeňte za neporušené a čisté. Použité rúška sú silne kontaminované a mali by sa správne likvidovať. Po dotyku/sňatí rúška by ste si mali úplne vydezinfikovať ruky. V prípade znečistenia alebo poškodenia by ste mali rúško zložiť a riadne zlikvidovať.</p>
Bezpečnostné upozornenie	Podľa našej analýzy rizík v zmysle EN ISO 14971:2019 + A11:2021 nie sú pre tento výrobok potrebné žiadne ďalšie bezpečnostné pokyny.
Likvidácia	Nepoužité a nekontaminované výrobky je možné spáliť ekologickým spôsobom alebo uložiť na skládku. Kontaminované výrobky musia byť zlikvidované podľa platných národných zákonov a predpisov v závislosti od druhu kontaminácie.
Trvanlivosť	5 rokov od dátumu výroby, pokiaľ výrobok nebol použitý a bol správne skladovaný.
Skladovanie	<p>Chráňte pred slnečným žiarením. Skladujte na suchom mieste. Nevhodné skladovanie môže spôsobiť skrátenie trvanlivosti.</p>
Vysledovateľnosť	Vysledovateľnosť vzťahujúca sa na šaržu od zistenia potrieb až po odber zo skladu. Informačný list výrobku Verzia 1 platné od šarže 2617 +



## Balenie

Recyklácia	Licencované podľa zákona VerpackG, číslo licencie DE1618662887322. Obal odovzdajte na recykláciu.
------------	--




## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/">https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/</a>
-----	---

## Variant 1

Predajná jednotka	2000 Kus/Kartón			
Úroveň balenia 1	100 Kus/Dávkovacia škatuľa			
Minimálne objednané množstvo	1 Kartón			
Číslo výrobkov	Číslo výrobku	Farba	Veľkosť (š x v)	Tolerancia
	15000209	biely	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm
	15000229	modré	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm



# Informačný list výrobku

## wiroMASK LOOP




GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use	Úroveň balenia	Úroveň balenia	Kartón
	15000209	-----	4051642025018	-----	4051642525013
	15000229	-----	4051642525174	-----	4051642025179

Číselné údaje o rozmeroch, hmotnostiach, hrúbkach a toleranciách je potrebné chápať ako požadované hodnoty a môžu sa líšiť.

Údaje vychádzajú z aktuálneho stavu našich znalostí. Nepredstavujú garantovaný prísľub vlastností výrobku, a preto nezakladajú žiadny právny vzťah zmluvnej povahy. Údaje, ktoré sú staršie ako 2 roky, si nechajte potvrdiť nanovo.

Chyby pri zadávaní a omyly sú vyhradené.

Poskytnuté karty údajov o výrobku sú vlastníctvom spoločnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Spoločnosť WIROS Wilfried Rosbach GmbH je vlastníkom všetkých autorských práv/práv na používanie a práv na využitie kariet údajov o výrobku. Karty údajov o výrobku nie je dovolené meniť alebo používať piktogramy. Poskytnuté karty údajov o výrobku sa môžu používať len v súvislosti s originálnymi výrobkami WIROS.



Podatkovni list izdelka

wiroMASK LOOP




## MASKE ZA USTA IN NOS PP

2-slojno | Ušesne zanke | Nosna opora



EFFICIENT



# Podatkovni list izdelka

## wiroMASK LOOP



### Proizvajalec

Podjetje + Naslov	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemčija
Blagovna znamka	care & serve®

### Opis izdelka

Kategorija	EFFICIENT
Opis izdelka	care & serve® EFFICIENT   wiroMASK LOOP   Maske za usta in nos PP 2-slojno   Ušesne zanke   Nosna opora
Lastnosti izdelka	2-slojna Ušesne zanke Nosna opora



### Material

Material	Polipropilenski preden flis
Teža materiala	Zunanji sloj: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$ Notranji sloj: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$

### Uporaba


Namen uporabe	Maska za nos in usta za prekritje ust in nosu iz higienskih razlogov.
Stik z živili	Dovoljen je kratek posredni stik z živili.
Napotek za uporabo	Izdelek za enkratno uporabo



Omejitev	Ni medicinski izdelek Ni primerno za pakiranje in shranjevanje hrane.
----------	--



Področja uporabe	Industrija   Farmaceutvska industrija Predelava živil Storitve   Gastronomija   HoReCa Čiščenje   Higiena Kozmetika   Dobro počutje   Lepotna industrija Hiša + vrt   Kmetijstvo   Gradbeništvo
------------------	--




Dodatne informacije o materialu	ne vsebuje lateksa
---------------------------------	--------------------



Napotek za zdravje	V primeru draženja kože ali alergijskih reakcij takoj prenehajte z uporabo in poiščite zdravniško pomoč. Kolikor je znano glede na trenutno tehnološko stanje, izdelki ne vsebujejo strupenih, rakotvornih ali mutagenih snovi, če se uporabljajo v skladu s predvidenim namenom. Ti izdelki ne vsebujejo sestavin lateksa in veljajo za hipoalergene. Vendar pa lahko povzročijo draženje občutljive kože. Dolgotrajno nošenje lahko omeji zračenje kože, kar lahko povzroči draženje kože.
--------------------	--

### Standardi

VO (EU) 2023/988	Uredba (EU) št. 2023/988 o splošni varnosti proizvodov
VO (EG) 1935/2004	Uredba o materialih in izdelkih iz plastike, namenjenih stiku z živili
VO (EU) 10/2011	Uredba o polimernih materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili



# Podatkovni list izdelka

## wiromASK LOOP



### Uporaba

Navodila za uporabo	<p>Pred uporabo Prosimo, prepričajte se, da ste za svoja področja uporabe in potrebe izbrali ustrezen izdelek. Ne gre za medicinski izdelek.</p> <p>Uporaba Masko si nadenite samo z opranimi rokami. Med nameščanjem maske se z rokami ne dotikajte obraza. Maske se smete dotikati samo na trakcih/zankah za ušesa, ki so na zunanjih straneh. Ne dotikajte se notranje strani maske. Maske morajo pokriti nos in usta ter se prilegati tako tesno, da ob straneh, zgoraj in spodaj uhaja čim manj zraka. Nosno sponko prilagodite nosu.</p> <p>Upoštevajte, da ima maska enotno velikost. Glede na velikost, obliko obraza ali glave bo morda treba zanki za ušesa malce prilagoditi, npr. narediti vozec in tako skrajšati dolžino trakca, kar bo zagotovilo optimalen položaj maske.</p> <p>Osebe, ki nosijo očala, naj si očala nadenejo na koncu. Če se vaša očala med nošenjem maske zarosijo, preverite, kako maska naseda na nos ali pa na svojih očalih uporabite sredstvo, ki preprečuje rošenje očal. Maske se med nošenjem ne smete dotikati. Poškodovano ali umazano masko nemudoma zamenjajte z nepoškodovano in čisto masko. Uporabljene maske so zelo kontaminirane in jih je treba odstraniti skladno s predpisi. Po tem ko ste se maske dotaknili/jo sneli, si morate nemudoma razkužiti roke. Če je umazana in poškodovana, masko snemite in jo pravilno odložite med odpadke.</p>
Varnostni napotek	Glede na našo analizo tveganja v skladu s standardom EN ISO 14971:2019 + A11:2021 za ta izdelek niso potrebna dodatna varnostna navodila.
Odlaganje	Neuporabljene izdelke in izdelke, ki niso kontaminirani, lahko zažgete na okolju prijazen način ali pa jih odložite na deponijo. Kontaminirane izdelke je treba odložiti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo in predpisi glede na vrsto onesnaženosti.
Rok trajanja	5 let od datuma proizvodnje, če so neuporabljene in pravilno skladiščene.
Skladiščenje	Zaščititi pred sončnim sevanjem. Skladiščiti na suhem. Nepravilno skladiščenje lahko pripelje do zmanjšanja obstojnosti.
Sledljivost	Sledljivost, ki se nanaša na posamezne serije, od ugotavljanja potreb do zmanjšanja zalog Podatkovni list izdelka Različica 1 veljavno od serije 2617 +



### Embalaža

Recikliranje	Licenca v skladu z zakonom o embalaži, številka licence DE1618662887322. Prosimo, da embalažo oddate v recikliranje.
--------------	---



### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/">https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/</a>
-----	---

### Različica 1


Prodajna enota	2000 kos/Karton				
Raven pakiranja 1	100 kos/Boks za razdeljevanje				
Minimalna količina naročila	1 Karton				
Številke artiklov	Številka proizvoda	Barva	Velikost (Š x V)	Toleranca	
	15000209	bela	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm	
	15000229	modro	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm	
GTINs	Številka proizvoda	Unit of Use	Raven pakiranja	Raven pakiranja	Karton
	15000209	-----	4051642025018	-----	4051642525013
	15000229	-----	4051642525174	-----	4051642025179

Številčne navedbe k meram, težam, debelinam in tolerancam, se razumejo kot predvidene vrednosti in lahko odstopajo.

Navedbe se opirajo na aktualno stanje našega znanja. Niso zagotovilo o lastnostih izdelka in ne utemeljujejo nobenega pogodbenega pravnega razumevanja. Za navedbe, starejše od 2 let, zagotovite ponovno potrditev.

Pridržana pravica do napak pri vnosu in pomot.

Razpoložljivi podatkovni listi proizvodov so last podjetja WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Podjetje WIROS Wilfried Rosbach GmbH je lastnik vseh avtorskih pravic/pravic uporabe in pravic do izkoriščanja podatkovnih listov proizvodov. Informativnih listov proizvodov ni dovoljeno spreminjati ali uporabljati piktogramov. Razpoložljivi podatkovni listi izdelka se lahko uporabljajo samo v povezavi z originalnimi izdelki WIROS.



Fișa produsului

wiroMASK LOOP




## MASCĂ GURĂ NAS PP

2 straturi | Prindere pentru urechi | Tijă nas



EFFICIENT





# Fișa produsului

## wiroMASK LOOP



### Producător

Firmă + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
Marca comercială	care & serve®

### Descrierea produsului

Categorie	EFFICIENT
Denumire produs	care & serve® EFFICIENT   wiroMASK LOOP   Mască gură nas PP 2 straturi   Prindere pentru urechi   Tijă nas
Proprietăți produs	2 straturi Prindere pentru urechi Tijă nas



### Material

Material	Polipropilenă cu filare directă
Greutate material	Poziție exterioră: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$ Poziție interioară: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$

### Utilizare


Scopul utilizării	Mască gură-nas pentru acoperirea gurii și nasului din motive medicale.
Contactul cu alimentele	Este permis un contact indirect, de scurtă durată, cu produsele alimentare.
Indicații de utilizare	Produs de unică folosință



Limitare	Produs medicinal Nu sunt adecvate pentru ambalarea și depozitarea alimentelor.
----------	---



Domenii de utilizare	Industrie   Industria farmaceutică Prelucrarea alimentelor Service   Gastronomie   HoReCa Curățare   Igienă Cosmetică   Wellness   Industria frumuseții Casa + Grădină   Agricultură   Construcții
----------------------	---




Informații suplimentare referitoare la materiale	fără latex
--	------------



Indicații de sănătate	Dacă apar iritații ale pielii sau reacții alergice, opriți imediat utilizarea și solicitați sfatul medicului. Conform stadiului actual al tehnologiei, produsele nu conțin substanțe toxice, cancerigene sau mutagene, cu condiția să fie utilizate conform scopului lor prevăzut.  Aceste produse nu conțin componente din latex și sunt considerate hipoalergene. Totuși, ele pot cauza iritații în cazul pielii sensibile. Purtarea îndelungată poate împiedica pielea să respire, ceea ce poate duce la iritarea pielii.
-----------------------	---

### Standarde

VO (EU) 2023/988	Regulamentul (UE) nr. 2023/988 referitor la siguranța generală a produsului
VO (EG) 1935/2004	Regulament privind materialele și obiectele din plastic care sunt prevăzute pentru a intra în contact cu alimentele.
VO (EU) 10/2011	Regulament privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare





## Utilizare

Instrucțiuni de utilizare	<p>Înainte de utilizare asigurați-vă că ați ales produsul adecvat pentru nevoile dvs. și pentru domeniile de utilizare. Nu este vorba despre un dispozitiv medical.</p> <p>Manipulare Puneți masca doar având mâinile spălate. Nu atingeți fața în timp ce vă puneți masca. Atingeți masca doar la nivelul benzilor/șnururilor pentru urechi și în părțile laterale. Nu atingeți partea interioară a măștii. Măștile trebuie să acopere nasul și gura și să stea strâns, astfel încât cât mai puțin aer posibil să poată trece prin părțile laterale, superioare sau inferioare. Reglați clema pentru nas în mod corespunzător. Asigurați-vă că masca are o măsură unică. În funcție de mărime, forma feței și a capului, este posibil să fie necesară reglarea lungimii șnururilor pentru urechi, de exemplu prin noduri, pentru a obține o așezare optimă a măștii pe față. Persoanele care poartă ochelari trebuie să-și pună înapoi ochelarii abia la final. Dacă ochelarii se aburesc în timpul purtării, verificați poziția măștii sau aplicați pe ochelari substanțe anti-aburare. Masca nu trebuie atinsă în timpul purtării. Dacă masca este murdară sau deteriorată, schimbați-o imediat cu una intactă și curată. Măștile folosite sunt puternic contaminate și trebuie eliminate corespunzător. După atingerea/scoaterea măștii, mâinile trebuie dezinfectate complet. În cazul contaminărilor sau al deteriorărilor, masca trebuie scoasă și eliminată în mod corespunzător.</p>
Indicație de siguranță	Conform analizei noastre de risc ce respectă EN ISO 14971:2019 + A11:2021, acest produs nu necesită indicații suplimentare de siguranță.
Înlăturare	Produsele neutilizate și necontaminate pot fi arse conform prevederilor mediului sau pot fi eliminate la punctele de colectare. Produsele contaminate trebuie eliminate conform legilor și prevederilor naționale în vigoare în funcție de tipul de contaminare.
Durată de valabilitate	5 ani de la data fabricației, în măsura în care sunt neutilizate și în cazul unei depozitări corecte.
Depozitare	A se proteja contra radiațiilor solare. Depozitare uscată Depozitarea necorespunzătoare poate duce la reducerea valabilității.
Trasabilitatea	Trasabilitatea în funcție de lot de la redarea necesarului până la ieșirea din depozit. Fișa produsului Versiune 1 valabil de la lotul 2617 +



## Ambalaj

Reciclare	Licențiat conform ambalajului, număr licență DE1618662887322. Vă rugăm să duceți ambalajul la reciclare.
-----------	---




## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/">https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/</a>
-----	---

## Varianta 1

Unitate de vânzare	2000 bucată/Carton			
Strat de ambalaj 1	100 bucată/Cutie de dozare			
Cantitate minimă de comandă	1 Carton			
Număr articole	Nr. articol	Vopsea	Mărime (l x î)	Toleranță
	15000209	alb	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm
	15000229	albastru	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm



# Fișa produsului

## wiroMASK LOOP




GTINs	Nr. articol	Unit of Use	Strat de ambalaj	Strat de ambalaj	Carton
	15000209	-----	4051642025018	-----	4051642525013
	15000229	-----	4051642525174	-----	4051642025179

Cifrele referitoare la dimensiuni, greutate, grosimi și toleranțe trebuie înțelese ca valori nominale și pot varia.

Datele se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre. Nu reprezintă o asigurare garantată a caracteristicilor produsului și nu reprezintă un drept contractual. Datele care sunt mai vechi de 2 ani trebuie confirmate din nou.

Ne asumăm dreptul la erorile de introducere și la greșeli.

Fișele produsului puse la dispoziție sunt proprietatea WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH este proprietarul tuturor drepturilor de autor/utilizare și exploatare ale fișelor cu datele produselor. Nu este permisă modificarea fișelor cu datele produsului sau modificarea pictogramei. Fișele cu datele produsului puse la dispoziție pot fi utilizate doar împreună cu produsele originale WIROS.



Folha de dados do produto

wiroMASK LOOP




## MÁSCARAS PARA BOCA E NARIZ PP

2 camadas | Elásticos de fixação nas orelhas | Barra nasal



EFFICIENT



# Folha de dados do produto

## wiroMASK LOOP



### Fabricante

Empresa + Morada	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemanha
Marca comercial	care & serve®

### Descrição do produto

Categoria	EFFICIENT
Designação do produto	care & serve® EFFICIENT   wiroMASK LOOP   Máscaras para boca e nariz PP 2 camadas   Elásticos de fixação nas orelhas   Barra nasal
Características do produto	2 camadas Elásticos de fixação nas orelhas Barra nasal



2-ply

### Material

Material	Não-tecido de polipropileno
Peso do material	Camada exterior: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$ Camada interior: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$

### Utilização



Uso pretendido	Máscara para cobertura da boca e do nariz por razões higiénicas.
Contacto com alimentos	É permitido um contacto indireto breve com os alimentos.
Indicação de utilização	Produto descartável.



Limitação	Não é um produto médico Não é adequado para embalar e armazenar alimentos.
-----------	---



Áreas de aplicação	Indústria   Indústria farmacêutica Processamento de alimentos Serviços   gastronomia   HoReCa Limpeza   Higiene Cosmética   spas   indústria da beleza Casa + Jardim   Agricultura   Construção civil
--------------------	--




Informações adicionais sobre o material	sem látex
---	-----------



Indicação sobre a saúde	Se ocorrerem irritações cutâneas ou reações alérgicas, interrompa imediatamente a utilização e procure aconselhamento médico. Tanto quanto se sabe, de acordo com o estado atual da tecnologia, os produtos não contêm qualquer substância tóxica, cancerígena ou mutagénica quando utilizados de acordo com a utilização prevista. Estes produtos não contêm quaisquer componentes de látex e são considerados hipoalergénicos. No entanto, podem causar irritação em peles sensíveis. Em caso de utilização prolongada, a ventilação da pele pode ser restrita, o que pode causar irritações cutâneas.
-------------------------	--

### Normas

VO (EU) 2023/988	Regulamento (UE) n.º 2023/988 relativo à segurança geral dos produtos
VO (EG) 1935/2004	Regulamento relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os géneros alimentícios
VO (EU) 10/2011	Regulamento sobre materiais e objetos de plástico destinados a entrar em contacto com alimentos



# Folha de dados do produto

## wiroMASK LOOP



### Utilização

Instruções de utilização	<p><b>Antes da utilização</b></p> <p>Por favor, assegure-se de que optou pelo produto adequado para as suas necessidades e áreas de aplicação. Não se trata de um dispositivo médico.</p> <p><b>Utilização</b></p> <p>Colocar a máscara apenas com as mãos lavadas. Não tocar no seu rosto ao colocar as máscaras. Tocar a máscara apenas nas alças/nos laços das orelhas e nos lados exteriores. Não tocar no interior da máscara. As máscaras devem cobrir o nariz e a boca e encaixar bem de modo a que o mínimo de ar possível possa escapar dos lados, de cima ou de baixo. Ajustar o clipe nasal para se adaptar ao nariz.</p> <p>É favor notar que a máscara é de um tamanho único. Dependendo do tamanho, rosto ou forma da cabeça, os laços das orelhas podem ter de ser ajustados em comprimento, por exemplo, através de nós, a fim de se conseguir um ajuste ideal da máscara.</p> <p>Os utilizadores de óculos só voltam a colocar os seus óculos no final. Se os seus óculos embaciarem quando os usar, verifique o ajuste da máscara ou trate os seus óculos com agentes anti-embaciantes. A máscara não deve ser tocada enquanto estiver a ser usada. Substituir imediatamente uma máscara danificada ou contaminada por uma intacta e limpa. As máscaras usadas estão fortemente contaminadas e devem ser eliminadas de forma adequada. Após tocar/remover a máscara, as mãos devem ser completamente desinfetadas. Em caso de sujidades ou danos, a máscara deve ser despida e devidamente eliminada.</p>
Nota de Segurança	De acordo com a nossa análise de riscos de acordo com a EN ISO 14971:2019 + A11:2021, não são necessárias quaisquer instruções de segurança adicionais para este produto.
Eliminação	Os produtos não utilizados e não contaminados podem ser incinerados ou descartados de maneira ambientalmente correta. Os produtos contaminados devem ser descartados de acordo com as leis e regulamentos nacionais aplicáveis a cada tipo de contaminação.
Validade	5 anos a partir da data de produção, se não for usado e armazenado corretamente.
Armazenagem	Proteger da exposição ao sol. Armazenar a seco. Um armazenamento inadequado pode levar a uma redução na validade.
Rastreabilidade	Rastreabilidade relacionada ao lote desde a determinação de requisitos até a saída do armazém Folha de dados do produto Versão 1 Válido a partir do lote 2617 +



### Embalagem

Reciclagem	Licenciado de acordo com a norma alemã VerpackG, número de licença DE1618662887322. Por favor, devolva a embalagem para reciclagem.
------------	--



### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/">https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/</a>
-----	---

### Variante 1


Unidade de venda	2000 unidade/Cartão				
Nível de embalagem 1	100 unidade/Caixa dispensadora				
Quantidade mínima	1 Cartão				
Números de artigo	Número de artigo	Cor	Tamanho (L x A)	Tolerância	
	15000209	brancas	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm	
	15000229	azul	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm	
GTINs	Número de artigo	Unit of Use	Nível de embalagem	Nível de embalagem	Cartão
	15000209	-----	4051642025018	-----	4051642525013
	15000229	-----	4051642525174	-----	4051642025179

Os valores das dimensões, pesos, espessuras e tolerâncias devem ser entendidos como valores nominais e podem diferir.

As informações são baseadas no estado atual do nosso conhecimento. Elas não são uma garantia dos recursos do produto e não fundamentam um entendimento contratual da lei. Por favor, reconfirme as informações com mais de 2 anos.

Erros ortográficos e equívocos reservados.

As fichas técnicas do produto fornecidas são propriedade da WIROS Wilfried Rosbach GmbH. A WIROS Wilfried Rosbach GmbH é detentora de todos os direitos de autor, de utilização e exploração das fichas técnicas do produto. Não são permitidas quaisquer alterações às fichas técnicas do produto ou a utilização de pictogramas. As fichas técnicas do produto fornecidas só podem ser utilizadas em conjunto com os produtos originais WIROS.





Gaminio duomenų lapas

wiroMASK LOOP




## PP BURNOS IR NOSIES KAUKĖS

2 sluoksnių | Pruženky za uši | Kovový nosní drátek



EFFICIENT



# Gaminio duomenų lapas

## wiroMASK LOOP



### Gamintojas

Firma + Adresas	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vokietija
Prekiniai ženklai	care & serve®

### Gaminio aprašymas

Kategorija	EFFICIENT
Gaminio pavadinimas	care & serve® EFFICIENT   wiroMASK LOOP   PP burnos ir nosies kaukės 2 sluoksnių   Pruženky za uši   Kovový nosní drátek
Gaminio savybės	2 sluoksnių Pruženky za uši Kovový nosní drátek



### Medžiaga

Medžiaga	Polipropileno spunbondas
Medžiagos svoris	Išorinis sluoksnis: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$ Vidinis sluoksnis: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$

### Naudojimas


Naudojimo paskirtis	Burnos ir nosies kaukė burnai ir nosiai uždengti dėl higieninių priežasčių.
Kontaktas su maisto produktu	Leidžiamas trumpalaikis, netiesioginis kontaktas su maisto produktais.
Naudojimo nurodymas	Vienkartinis gaminy



Apribojimai	Nėra medicinos prietaisas Netinka pakuoti ir saugoti maisto produktus.
-------------	---



Naudojimo sritys	Gamybos   farmacijos pramonė Maisto produktų apdorojimas Paslaugos   Gastronomija   HoReCa Valymas   Higiena Kosmetika   Sveikatingumas   Grožio pramonė Buitis + sodas   žemės ūkis   statybos sektorius
------------------	--




Papildoma informacija apie medžiagas	be latekso
--------------------------------------	------------



Nurodymai dėl sveikatos	Jei sudirginama oda ar pasireiškia alerginės reakcijos, nedelsiant nutraukite naudojimą ir kreipkitės į gydytoją. Kiek žinoma pagal esamą technikos lygį, gaminiuose nėra jokių toksiškų, kancerogeninių, mutageninių medžiagų, kai jie naudojami pagal paskirtį. Šių gaminių sudėtyje nėra latekso ir jie laikomi hipoalergiškais. Tačiau jie gali sudirginti jautrią odą. Dėvint ilgą laiką, gali būti apribota odos ventilacija, o tai gali sudirginti odą.
-------------------------	--

### Standartai

VO (EU) 2023/988	Reglamentas (ES) Nr. 2023/988 dėl bendros gaminių saugos
VO (EG) 1935/2004	Potvarkis dėl medžiagų ir objektų, pagamintų iš plastiko, kurie skirti liestis su maisto produktais
VO (EU) 10/2011	Potvarkis dėl medžiagų ir daiktų iš plastiko, skirtų sąlyčiui su maisto produktais





# Gaminio duomenų lapas

## wiroMASK LOOP



### Naudojimas

Naudojimo instrukcija	<p>Prieš naudodami: įsitikinkite, kad pasirinkote jūsų poreikius ir naudojimo sritį atitinkantį gaminį. Tai nėra medicinos priemonė.</p> <p>Naudojimas Kaukę dėkite tik nusiplovę rankas. Dėdamiesi kaukę nelieskite veido. Kaukę lieskite už dirželių ir (arba) ausų kilpų bei išorinių pusių. Nelieskite kaukės vidaus. Kaukę turi uždenkti nosį ir burną ir būti sandariai prigludusi, kad kuo mažiau oro patektų pro šonus, viršų ar apačią. Sureguliuokite nosies spaustuką. Atkreipkite dėmesį, kad kaukės yra vieno dydžio. Priklausomai nuo veido ar galvos dydžio ir formos, gali tekti reguliuoti ausų kilpų ilgį, pvz., surišant mazgu, kad kaukė gerai priglustų. Akinius nešiojantys asmenys akinius turi užsidėti tik pabaigoje. Jei akiniai rasoja, patikrinkite, ar kaukė gerai prigludusi, arba apdorokite akinius nuo rasojimo apsaugančiomis priemonėmis. Dėvint kaukę jos negalima liesti. Pažeistą ar užterštą kaukę nedelsdami pakeiskite nepažeista ir švaria. Panaudotos kaukės yra labai užterštos, todėl jas reikia tinkamai pašalinti. Prisilietus prie kaukės ir (arba) ją nusiėmus, rankas reikia pilnai dezinfekuoti. Užterštą arba pažeistą kaukę nusiimkite ir tinkamai pašalinkite.</p>
Saugos nurodymas	Pagal mūsų rizikos analizę remiantis EN ISO 14971:2019 + A11:2021, šiam gaminiui nereikalingi jokie papildomi saugos nurodymai.
Utilizavimas	Nepanaudoti ir neužteršti gaminiai gali būti deginami aplinkai saugiu būdu arba utilizuojami saugykloje. Užteršti gaminiai privalo būti utilizuojami pagal galiojančius nacionalinius įstatymus ir potvarkius atsižvelgiant į jų užterštumo pobūdį.
Tinkamumas naudoti	5 metai nuo pagaminimo datos, jei nenaudotos ir tinkamai sandėliuotos.
Laikymo sąlygos	Saugokite nuo saulės spindulių. Laikykite sausoje vietoje. Netinkamos laikymo sąlygos gali sutrumpinti tinkamumo naudoti trukmę.
Atsekamumas	Prekės partijos atsekamumas nuo paklausos tyrimo iki atsargų sumažinimo. Gaminio duomenų lapas Versija 1 galioja nuo prekės partijos 2617 +



### Pakuotė

Perdirbama	Licencija išduota pagal „VerpackG“, licencijos numeris DE1618662887322. Prašome pakuotę pristatyti perdirbti.
------------	--



### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/">https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/</a>
-----	---

### Variantas 1

Pardavimo pakuotė	2000 vienetas/Kartono dėžutė				
1 pakuotės lygis	100 vienetas/Dalytuvas				
Mažiausias galimas užsakyti kiekis	1 Kartono dėžutė				
Gaminio numeris	Gaminio numeris	Spalva	Dydis (P x A)	Tolerancija	
	15000209	balta	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm	
	15000229	mėlyna	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm	
GTINs	Gaminio numeris	Unit of Use	Lygių pakuotė	Lygių pakuotė	Kartono dėžutė
	15000209	-----	4051642025018	-----	4051642525013
	15000229	-----	4051642525174	-----	4051642025179


Išmatavimų, svorio, storio ir tolerancijos duomenys yra tik formalūs ir gali skirtis.

Duomenys paremti mūsų turima dabartine informacija. Jie neužtikrina gaminio savybių ir nepagrindžia sutartinių teisinių santykių. Informaciją, kuri yra senesnė nei 2 metai, prašome patvirtinti iš naujo.

Galimi klaidingi duomenys ir neatitikimai.

Pristatomi gaminio duomenų lapai yra „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ nuosavybė. „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ yra gaminio duomenų lapų visų autorių (arba) naudojimo teisių savininkas. Draudžiama keisti gaminio duomenų lapus arba naudoti piktogramas.

Pristatomus gaminio duomenų lapus leidžiama naudoti tik su originaliais WIROS gaminiams.



Produkta datu lapa

wiroMASK LOOP




## PP MUTES UN DEGUNA MASKAS

2 slāņu | Ausu gumijas | Deguna fiksators



EFFICIENT



# Produkta datu lapa

## wiroMASK LOOP



### Ražotājs

Uzņēmums + Adrese	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vācija
Preču zīme	care & serve®

### Produkta apraksts

Kategorija	EFFICIENT
Produkta nosaukums	care & serve® EFFICIENT   wiroMASK LOOP   PP mutes un deguna maskas 2 slāņu   Ausu gumijas   Deguna fiksators
Produkta īpašības	2 slāņu Ausu gumijas Deguna fiksators



### Materiāls

Materiāls	Neausts polipropilēna materiāls
Materiāla svars	Ārējais slānis: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$ Iekšējais slānis: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$

### Lietošana

Lietošanas mērķis	Mutes un deguna maska mutes un deguna noseģšanai higiēniskos nolūkos.
Saskare ar pārtikas produk	Ir pieļaujama īslaicīga netieša saskare ar pārtiku.
Lietošanas norādījums	Vienreizlietojams produkts



Ierobežojums	Nav medicīnisks produkts Nav piemērots pārtikas produktu iepakojšanai un uzglabāšanai.
--------------	---



Pielietojuma jomas	Rūpniecība   farmaceitiskā rūpniecība Pārtikas produktu apstrāde Pakalpojumi   Gastronomija   HoReCa Tīrīšana   higiēna Kosmētika   Labsajūta   Skaistumkopšanas industrija Māja + dārzs   Lauksaimniecība   būvniecība
--------------------	--




Papildu informācija par materiālu	nesatur lateksu
-----------------------------------	-----------------



Norāde attiecībā uz veselību	Ja rodas ādas kairinājums vai alerģiskas reakcijas, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un meklējiet medicīnisku palīdzību. Cik zināms saskaņā ar pašreizējo tehnikas attīstības līmeni, produkti nesatur toksiskas, kancerogēnas vai mutagēnas vielas, ja tos izmanto atbilstoši paredzētajam lietojumam. Šie produkti nesatur lateksa komponentus un tiek uzskatīti par hipoalerģiskiem. Tomēr tie var kairināt jutīgu ādu. Ja to valkā ilgstoši, var tikt ierobežota ādas ventilācija, kas var izraisīt ādas kairinājumu.
------------------------------	---

### Standarti

VO (EU) 2023/988	Regula (ES) Nr. 2023/988 par ražojumu vispārēju drošumu
VO (EG) 1935/2004	Regula par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem
VO (EU) 10/2011	Direktīva par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem





## Lietošana

Lietošanas instrukcija	<p>Pirms lietošanas</p> <p>Lūdzu, pārliecinieties, ka esat izvēlējis savām vajadzībām un pielietojuma sfērai atbilstošu produktu. Tas nav medicīnas produkts.</p> <p>Lietošana</p> <p>Uzvelciet masku tikai ar nomazgātām rokām. Uzvelkot masku, nepieskarieties sejai. Pieskarieties maskai tikai aiz tās siksnām/ausu cilpām un no maskas ārpusi. Nepieskarieties maskas iekšpusei. Maskām jānosēd deguns un mute un jāpieguļ tik cieši, lai pēc iespējas mazāk gaisa varētu izplūst no sāniem, augšpusi un apakšpusi. Pielāgojiet deguna loku tā, lai tas piegultu degunam.</p> <p>Lūdzu, ņemiet vērā, ka maskai ir viens izmērs. Atkarībā no izmēra, sejas vai galvas formas, ausu cilpu garumu var nākties noregulēt ar, piem., mezglu palīdzību, lai panāktu optimālu maskas pieguļšanu.</p> <p>Brīļļu nēsātāji uzliek brilles tikai procesa beigās. Ja brilles aizsvīst, kad tās valkājat, pārbaudiet maskas piemērotību vai apstrādājiet brilles ar pretaizvīšanas līdzekļiem. Maskas nēsāšanas laikā tai nedrīkst pieskarties. Nekavējoties nomainiet bojātu vai piesārņotu masku pret neskartu un tīru. Lietotās maskas ir stipri piesārņotas, un tās attiecīgi jāiznīcina. Pēc pieskaršanās maskai/tās noņemšanas rokās pilnībā jādezinficē. Ja maska ir piesārņota vai bojāta, tā jānoņem un atbilstoši jāiznīcina.</p>
Drošības norāde	Saskaņā ar mūsu riska analīzi, kas veikta atbilstoši EN ISO 14971:2019 + A11:2021, šim produktam nav nepieciešami papildu drošības norādījumi.
Utilizācija	Nelietotus un nekontaminētus produktus var sadedzināt vai izmantot kā izglītības vidi saudzējošā veidā. Kontaminēti produkti ir jāiznīcina saskaņā ar spēkā esošajiem nacionālajiem likumiem un noteikumiem un atbilstoši kontaminācijas veidam.
Derīguma termiņš	5 gadi no ražošanas datuma, ja produkts nav lietots un ir pareizi uzglabāts.
Glabāšana	<p>Sargājiet no saules stariem.</p> <p>Glabājiet sausā vietā.</p> <p>Nepareiza glabāšana var izraisīt derīguma termiņa saīsināšanos.</p>
Izsekojamība	<p>Izsekojamas partijas no pieprasījuma noteikšanas līdz preču izsūtīšanai.</p> <p>Produkta datu lapa Versija 1 spēkā no partijas 2617 +</p>



## Iepakojums

Pārstrāde	<p>Licencēts saskaņā ar Vācijas Likumu par iepakojumiem (VerpackG), licences numurs DE1618662887322.</p> <p>Lūdzu, nododiet iepakojumu otrreizējai pārstrādei.</p>
-----------	--



## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/">https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/</a>
-----	---

## Variants 1


Pārdošanas vienība	2000 Gab./Kartona kaste				
Iepakojuma līmenis 1	100 Gab./izsniegšanas kastīte				
Minimālais pasūtīšanas daudzums	1 Kartona kaste				
Preču numuri	Preces numurs	Krāsa	Izmērs (P x A)	Pielaide	
	15000209	balti	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm	
	15000229	zilā krāsā	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm	
GTINs	Preces numurs	Unit of Use	Iepakojuma līmenis	Iepakojuma līmenis	Kartona kaste
	15000209	-----	4051642025018	-----	4051642525013
	15000229	-----	4051642525174	-----	4051642025179

Izmēru, svara, stiprības un pielaižu skaitliskās vērtības ir uzskatāmas par nominālajām vērtībām un var atšķirties no faktiskajām vērtībām.

Dati ir balstīti uz mūsu jaunākajām zināšanām. Tie negarantē produktu īpašības un nepamato līgumiskas saistības. Lūdziet apstiprināt datus, kas ir vecāki par 2 gadiem.

Ir iespējamas ievades kļūdas un kļūdaina informācija.

Sniegtās produktu datu lapas ir uzņēmuma WIROS Wilfried Rosbach GmbH īpašums. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ir visu autortiesību, lietošanas tiesību un produktu datu lapu izmantošanas tiesību īpašnieks. Nav atļauts mainīt produktu datu lapas vai izmantot piktoformas. Nodrošinātās produktu datu lapas drīkst izmantot tikai saistībā ar oriģinālajiem WIROS produktiem.



Информационен лист за продукта

wiroMASK LOOP




## PP МАСКИ ЗА ЛИЦЕ

2-слоен | Захващане за ушите | Скоба за нос



EFFICIENT



# Информационен лист за продукта

## wiroMASK LOOP



### Производител

Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
Търговска марка	care & serve®

### Описание на продукта

Категория	EFFICIENT
Наименование на продукта	care & serve® EFFICIENT   wiroMASK LOOP   PP маски за лице 2-слоен   Захващане за ушите   Скоба за носа
Характеристики на продукта	2-слоен Захващане за ушите Скоба за носа



### Материал

Материал	Полипропиленов нетъкан флис
Тегло на материала	Външен слой: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$ Вътрешен слой: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$

### Употреба

Употреба по предназначение	Маска за лице за покриване на устата и носа от хигиенични съображения.
Контакт с хранителни продукти	Допуска се краткотраен индиректен контакт с хранителни продукти.
Указание за употреба	Продукт за еднократна употреба



Ограничение	Не е медицински продукт Не са подходящи за опаковане и съхранение на хранителни продукти.
-------------	--



Области на приложение	Индустрия   Фармацевтична индустрия Преработка на хранителни продукти Сервиз   Гастрономия   HoReCa Почистване   Хигиена Козметика   Уелнес   Индустрия за красота Дом и градина   Селско стопанство   Строителство
-----------------------	--




Допълнителна информация за	не съдържа латекс
----------------------------	-------------------



Указание за здравето	При кожни раздразнения или алергични реакции спрете незабавно употребата и потърсете лекарска помощ. Доколкото е известно съгласно актуалното ниво на техниката, продуктите не съдържат токсични, канцерогенни или мутагенни вещества, ако се използват според предназначението им. Тези продукти не съдържат латексови съставки и се считат за хипоалергенни. Те обаче могат да причинят дразнения при чувствителна кожа. При по-дълго носене вентилацията на кожата може да бъде ограничена, което може да доведе до кожни раздразнения.
----------------------	--

### Стандарти

VO (EU) 2023/988	Регламент (ЕС) № 2023/988 относно общата безопасност на продуктите
VO (EG) 1935/2004	Разпоредба за материали и предмети от синтетичен материал, които са предназначени за контакт с хранителни продукти



# Информационен лист за продукта

## wiroMASK LOOP



VO (EU) 10/2011

Разпоредба за материали и предмети от пластмаса, които са предназначени за контакт с хранителни продукти

### Приложение

Инструкция за употреба	<p>Преди употреба Моля, уверете се, че сте избрали подходящото за Вашите нужди и области на приложение изделие. Не се касае за медицинско изделие.</p> <p>Начин на работа Поставяйте маската само с измити ръце. Не докосвайте лицето си, когато поставяте маска. Докосвайте маската само за лентите/примките за фиксиране зад ушите и от външната страна. Не докосвайте вътрешната страна на маската. Маските трябва да покриват носа и устата и да прилягат толкова плътно, че да може да излиза възможно най-малко въздух отстрани, отгоре или отдолу. Регулирайте металната скоба на носа.</p> <p>Моля, обърнете внимание на това, че маската има стандартен размер. В зависимост от големината, формата на лицето или главата, примките за фиксиране зад ушите евентуално трябва да бъдат регулирани по дължина напр. чрез възли, за да се постигне оптимално прилягане на маската.</p> <p>Хората, които носят очила, трябва да ги поставят отново най-накрая. Ако очилата Ви се замъгляват при носене, проверете прилягането на маската или обработете очилата с агенти против замъгляване. По време на носене маската не трябва да се докосва. Незабавно сменяйте дефектната или замърсена маска с неповредена и чиста. Използваните маски са силно замърсени и трябва да се изхвърлят по съответния начин. След докосване/сваляне на маската ръцете трябва да се дезинфекцират напълно. При замърсяване или повреда маската трябва да се свали и изхвърли по съответния начин.</p>
Указание за безопасност	Съобразно нашия анализ на риска съгласно EN ISO 14971:2019 + A11:2021 не са необходими допълнителни указания за безопасност за този продукт.
Изхвърляне	Неизползвани и незамърсени продукти могат да бъдат изгорени по екологосъобразен начин или предадени в пункт за отпадъци. Замърсени продукти трябва да бъдат изхвърлени съгласно важащите национални закони и предписания в зависимост от вида на замърсяването.
Срок на годност	5 години от датата на производство, ако не са използвани и при правилно съхранение.
Съхранение	Пазете от слънчево лъчение. Съхранявайте на сухо място. Неправилно съхранение може да доведе до намаляване на срока на годност.
Обратна проследимост	Отнесена към партидите обратна проследимост от определянето на нуждата до излизането от склада. Информационен лист за продукта Версия 1 важи от партида 2617 +



### Опаковка

Рециклиране	Лицензирани съгласно Закона за опаковките VerpackG, номер на лиценз DE1618662887322. Моля, предайте опаковката за рециклиране.
-------------	---




### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/">https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/</a>
-----	---

### Вариант 1

Продажна единица	2000 броя/Кашон												
Ниво на опаковката 1	100 броя/Дозираща кутия												
Минимално количество за поръчка	1 Кашон												
Каталожни номера	<table><thead><tr><th>Номер на артикул</th><th>Цвят</th><th>Размер (Ш x В)</th><th>Допуск</th></tr></thead><tbody><tr><td>15000209</td><td>бяло</td><td>≈ 17,5 x 9 cm</td><td>± 0,5 cm</td></tr><tr><td>15000229</td><td>сини</td><td>≈ 17,5 x 9 cm</td><td>± 0,5 cm</td></tr></tbody></table>	Номер на артикул	Цвят	Размер (Ш x В)	Допуск	15000209	бяло	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm	15000229	сини	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm
Номер на артикул	Цвят	Размер (Ш x В)	Допуск										
15000209	бяло	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm										
15000229	сини	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm										



# Информационен лист за продукта

## wiroMASK LOOP




GTINs	Номер на артикул	Unit of Use	Плоска опаковка	Плоска опаковка	Кашон
	15000209	-----	4051642025018	-----	4051642525013
	15000229	-----	4051642525174	-----	4051642025179

Цифровите данни за размерите, теглата, дебелините и допуските трябва да се разбират като зададени стойности и могат да се различават.

Данните се базират на текущото ниво на нашите знания. Те не представляват гаранция за продуктови характеристики и не обосновават договорно правно разбиране. Моля, поискайте повторно потвърждение на данни, които са по-стари от 2 години. Не се поема отговорност за печатни грешки.

Предоставените на разположение продуктови спецификации са собственост на фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH е собственик на всички авторски права и права за употреба и експлоатация на продуктовите спецификации. Промяна на продуктовите спецификации или използване на пиктограмите не са разрешени. Предоставените на разположение продуктови спецификации могат да се използват само във връзка с оригиналните продукти на фирма WIROS.





Технічний лист

wiroMASK LOOP




## МАСКИ ДЛЯ РОТА І НОСА З ПОЛІПРОПІЛЕНУ

2-шаровий | Вушні петлі | Затиск для носа



EFFICIENT





## Виробник

Фірма + Адреса	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Німеччина
Торговельна марка	care & serve®

## Опис продукту

Категорія	EFFICIENT
Найменування продукту	care & serve® EFFICIENT   wiroMASK LOOP   Маски для рота і носа з поліпропілену 2-шаровий   Вушні петлі   Затиск для носа
Властивості продукту	2-шаровий вушні петлі затиск для носа



## Матеріал


Матеріал	Поліпропіленовий спанбонд
Вага матеріалу	Зовнішній шар: $\approx 20 \text{ г/м}^2 (\pm 2 \text{ г/м}^2)$ Внутрішній шар: $\approx 20 \text{ г/м}^2 (\pm 2 \text{ г/м}^2)$

## Використання

Призначення	Маска, що закриває рот і ніс в гігієнічних цілях.
Контакт з харчовими про	Припустимий короточасний непрямий контакт з харчовими продуктами.
Інструкція щодо використання	Виріб одноразового використання
Обмеження	Не є медичним продуктом Не придатні для пакування та зберігання харчових продуктів.



Галузі застосування	Промисловість   Фармацевтична промисловість Харчова промисловість Сервіс   Гастрономія   HoReCa Прибирання   Гігієна Косметика   Велнес   Індустрія краси Дім + сад   Сільське господарство   Будівельна справа
---------------------	--




Інформація про добавки до матеріалу	без латексу
-------------------------------------	-------------



Вказівка щодо охорони з	При подразненні шкіри або алергічних реакціях негайно припинити використання та звернутися за консультацією лікаря. Наскільки відомо з сучасного рівня техніки, продукція не містить жодних токсичних, канцерогенних або мутагенних речовин, якщо вона використовується відповідно до свого призначення. Ці вироби не містять латексні компоненти та вважаються гіпоалергенними. Проте у випадку чутливої шкіри вони можуть викликати подразнення. При тривалому носінні може обмежуватися вентиляція шкіри, що спричиняє подразнення шкіри.
-------------------------	--

## Стандарти

VO (EU) 2023/988	Регламент (ЄС) № 2023/988 про загальну безпеку виробу
VO (EG) 1935/2004	Розпорядження щодо матеріалів та виробів з пластмас, призначених для контакту з харчовими продуктами
VO (EU) 10/2011	Розпорядження щодо матеріалів та виробів з пластмас, призначених для контакту з харчовими продуктами





## Використання

Інструкція з використання	<p>Перед використанням</p> <p>Переконайтесь, що обрали правильний продукт для своїх потреб та областей застосування. Йдеться не про медичний виріб.</p> <p>Застосування</p> <p>Надягайте маску лише помитими руками. При одяганні маски не торкайтесь обличчя. Торкайтесь лише поворозок / завушних петель та зовнішньої сторони маски. Не торкайтесь внутрішньої сторони маски. Маски повинні закривати ніс та рот і прилягати достатньо щільно, щоб якомога менше повітря могло виходити збоку, вгорі або знизу. Скоригуйте дужку на носі відповідним чином.</p> <p>Враховуйте, будь ласка, що маска має єдиний розмір. Залежно від зросту, форми обличчя та голови необхідно при потребі коригувати довжину вушних петель, наприклад вузликами, щоб досягти оптимального розташування маски.</p> <p>Люди, які носять окуляри, лише наприкінці надягають окуляри. Якщо при носінні окуляри пітніють, перевірте положення маски або обробіть свої окуляри спеціальним засобом від запотівання. Під час носіння не можна торкатися маски. Негайно міняйте пошкоджену або забруднену маску на цілу та чисту.</p> <p>Використані маски сильно забруднені і їх слід належним чином утилізувати. Після торкання / знімання маски необхідно повністю дезінфікувати руки. При забрудненні або пошкодженні маску слід зняти та утилізувати належним чином.</p>
Інструкція з безпеки	Відповідно до нашого аналізу ризиків за EN ISO 14971:2019 + A11:2021 для цього виробу не потрібні додаткові вказівки з техніки безпеки.
Утилізація	Невикористані та незабруднені вироби можна спалювати екологічно безпечним чином або утилізувати в місцях для збору сміття. Забруднені вироби слід утилізувати відповідно до чинного національного законодавства та нормативно-правових актів, в залежності від типу забруднення.
Термін служби	5 років з дати виготовлення, якщо вони не використовуються та правильно зберігаються.
Зберігання	<p>Захищати від сонячних променів.</p> <p>Зберігати в сухому місці.</p> <p>Неправильне зберігання може призвести до зниження терміну служби.</p>
Простежуваність	<p>Простежуваність партії від визначення потреб аж до виходу зі складу.</p> <p>Технічний лист Версія 1 дійсний з партії 2617 +</p>



## Упаковка

Переробка	<p>Ліцензовано згідно Закону про упаковку, номер ліцензії DE1618662887322.</p> <p>Будь ласка, поверніть упаковку для переробки.</p>
-----------	---



## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/">https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/</a>
-----	---

## Варіант 1


Торгова одиниця	2000 штук/Коробка				
Рівень упаковки 1	100 штук/коробка диспенсера				
Мінімальна кількість замовлення	1 Коробка				
Номери артикулу	Номер артикулу	Колір	Розмір (Ш x В)	Допустиме відхилення	
	15000209	білий	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm	
	15000229	синій	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm	
GTINs	Номер артикулу	Unit of Use	Рівень упаковки	Рівень упаковки	Коробка
	15000209	-----	4051642025018	-----	4051642525013
	15000229	-----	4051642525174	-----	4051642025179

Цифрові дані розмірів, ваги, товщини та допустимих відхилень слід розуміти як номінальні величини, що можуть відрізнятися.

Дані базуються на поточному стані наших знань. Вони не є гарантованим заповненням щодо характеристик товару і не створюють договірною правового розуміння. Необхідно повторно засвідчити інформацію, якій більше ніж 2 роки.

Можливі друкарські та інші помилки.

Надані технічні паспорти продукту є власністю компанії WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компанія WIROS Wilfried Rosbach GmbH є власником усіх авторських прав, прав на використання та реалізацію технічних паспортів продукту. Не дозволяється змінювати технічні паспорти продукту або використовувати піктограми. Ндані технічні паспорти продукту дозволяється використовувати лише у зв'язку з оригінальними продуктами WIROS.



Toote teabeleht

# wiroMASK LOOP




## PP SUU JA NINAMASKID

2-kihiline | Kõrva-aasad | Ninaklamber



EFFICIENT



# Toote teabeleht

## wiromASK LOOP



### Tootja

Ettevõtte + Aadress: WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksamaa

Kaubamärk care & serve®

### Tootekirjeldus

Kategooria EFFICIENT

Toote nimetus care & serve® EFFICIENT | wiromASK LOOP | PP suu ja ninamaskid  
2-kihiline | Kõrva-aasad | Ninaklamber

Toote omadused 2-kihiline  
Kõrva-aasad  
Ninaklamber



### Materjal:

Materjal: Orienteerimata polüetüleenkiududest riie

Materjali kaal Välimine kiht:  $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$   
Sisemine kiht:  $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$

### Kasutamine

Kasutusotstarve Suu- ja ninamask suu ja nina katmiseks hügieenikaalutlustel

Kokkupuude toiduainetega Lühiajaline kaudne kokkupuude toiduainetega on lubatud.

Kasutusjuhised Ühekordselt kasutatav toode



Piirangud Ei ole meditsiiniseade  
Ei sobi toiduainete pakkimiseks ega hoiustamiseks.



Kasutusvaldkonnad Tööstus | farmaatsiatööstus  
Toiduainetööstus  
Teenindus | gastronoomia | HoReCa (hotellid, restoranid ja toitlustus)  
Puhastus | hügieen  
Kosmeetika | heaolu | ilutööstus  
Kodu + aed | põllumajandus | ehitus



Lisateave materjali kohta ei sisalda lateksit



Tervisega seotud märkus Nahaärrituste või allergiliste reaktsioonide korral lõpetage kohe kasutamine ja küsige arstilt nõu.  
Praeguse tehnika taseme kohaselt ei sisalda tooted toksilisi, kantserogeenseid ega mutageenseid aineid, kui neid kasutatakse otstarbe kohaselt.  
Need tooted ei sisalda lateksi osi ja on hüpoallergeensed. Tundliku naha korral võivad need põhjustada ärritust. Pikemaajalise kandmise korral võib naha õhvarustus olla pärsitud, mis võib tekitada nahaärritust.


### Standardid

VO (EU) 2023/988 ELi direktiiv nr 2023/988 üldise tooteohutuse kohta

VO (EG) 1935/2004 Määrus toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastimaterjalide ja -esemete kohta



VO (EU) 10/2011 Määrus toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastimaterjalide ja -esemete kohta



# Toote teabeleht

## wiromASK LOOP



### Kasutamine

Kasutusjuhend	<p>Enne kasutamist</p> <p>Veenduge, et olete valinud teie vajaduste ja kasutusotstarbe jaoks sobiliku toote. Tegu ei ole meditsiinitootega.</p> <p>Käsitsemine</p> <p>Paigaldage mask vaid pestud kätega. Ärge puudutage maski pealepanemisel nägu. Puudutage maski ainult paeltest/kõrva-aasadest ja välisküljelt. Ärge puudutage maski sisekülge. Mask peab katma nina ja suud ning olema paigaldatud nii tihedalt, et õhk ülevalt, alt ega küljelt sisse ei pääseks. Sobitage metallist ninaklamber nina kujuga.</p> <p>Pange tähele, et maskil on üks suurus. Olenevalt suurusest, näo- või peakujust võib olla vajalik kõrvasangade pikkuse reguleerimine nt sõlmede abil, et saavutada maski optimaalne sobivus.</p> <p>Prillikandjad panevad prillid alles lõpus uuesti ette. Kui prillid muutuvad kandmisel uduseks, kontrollige maski asendit või töödelge prille uduvastase vahendiga. Maski ei tohi kandmise ajal puudutada. Vahetage kahjustatud või määrdunud mask kohe uue terve ja puhta maski vastu välja. Kasutatud maskid on väga saastunud ja need tuleb nõuetekohaselt utiliseerida. Pärast maski katsumist/eemaldamist tuleb käed täielikult desinfitseerida. Kui mask on määrdunud või kahjustunud, võtke see eest ja utiliseerige nõuetekohaselt.</p>
Ohutusjuhised	Meie riskianalüüsi kohaselt, mis tehti standardi EN ISO 14971:2019 + A11:2021 järgi, ei ole selle toote jaoks vaja rohkem lisaohutusjuhiseid.
Kasutusest kõrvaldamine	Kasutamata ja saastumata tooted võib põletada keskkonnasõbralikult või ladestada prügilasse. Saastunud tooted tuleb olenevalt saastumisviisist kõrvaldada vastavalt kehtivatele riiklikele seadustele ja määrustele.
Säilivus	5 Viis aastat alates tootekuupäevast, kui on kasutamata ja õigesti hoiustatud.
Hoiustamine	Kaitsta päikesekiirguse eest. Hoiustada kuivas keskkonnas. Mittevastav hoiustamine võib vähendada säilivust.
Jälgitavus	Partiipõhine jälgitavus alates vajaduste hindamisest kuni laost väljaminekuni. Toote teabeleht Versioon 1 Kehtib alates partiist 2617 +



### Pakendamine

Taaskasutus	Litsentseeritud vastavalt Saksa pakendiseadusele, litsentsinumber DE1618662887322. Palun viige pakend taaskasutusse.
-------------	---



### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/">https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/</a>
-----	---

### Variant 1


Müügiühik	2000 Tk/Kartong															
Pakkimistasand 1	100 Tk/Jaoturkarp															
Tellimuse miinimumkogus	1 Kartong															
Toote number	<table><thead><tr><th>Tootenumber</th><th>Värvus</th><th>Suurus (L x K)</th><th>Hälve</th></tr></thead><tbody><tr><td>15000209</td><td>valge</td><td>≈ 17,5 x 9 cm</td><td>± 0,5 cm</td></tr><tr><td>15000229</td><td>sinine</td><td>≈ 17,5 x 9 cm</td><td>± 0,5 cm</td></tr></tbody></table>	Tootenumber	Värvus	Suurus (L x K)	Hälve	15000209	valge	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm	15000229	sinine	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm			
Tootenumber	Värvus	Suurus (L x K)	Hälve													
15000209	valge	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm													
15000229	sinine	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm													
GTINs	<table><thead><tr><th>Tootenumber</th><th>Unit of Use</th><th>Pakkimistasand</th><th>Pakkimistasand</th><th>Kartong</th></tr></thead><tbody><tr><td>15000209</td><td>-----</td><td>4051642025018</td><td>-----</td><td>4051642525013</td></tr><tr><td>15000229</td><td>-----</td><td>4051642525174</td><td>-----</td><td>4051642025179</td></tr></tbody></table>	Tootenumber	Unit of Use	Pakkimistasand	Pakkimistasand	Kartong	15000209	-----	4051642025018	-----	4051642525013	15000229	-----	4051642525174	-----	4051642025179
Tootenumber	Unit of Use	Pakkimistasand	Pakkimistasand	Kartong												
15000209	-----	4051642025018	-----	4051642525013												
15000229	-----	4051642525174	-----	4051642025179												

Mõõtmeid, raskust, tugevust ja hälbeid iseloomustavad arvanded on sihtväärtused ja võivad erineda.

Andmed tuginevad meie praegustele teadmistele. Need ei taga tooteomaduste üldhinnangut ega põhjenda lepingujärgset õigust. Laske üle kahe aasta vanused andmed uuesti kinnitada.

Sisestusvead ja vead on reserveeritud.

Esitatud toote andmelehed on ettevõtte WIROS Wilfried Rosbach GmbH omand. WIROS Wilfried Rosbach GmbH on toote andmelehtede kõikide autori- ja kasutusõiguste omanik. Toote andmelehti pole lubatud muuta ega piktogramme kasutada. Esitatud toote andmelehti tohib kasutada ainult koos ettevõtte WIROS originaaltoodetega.



Tuotetietolehti

wiroMASK LOOP



## PP SUU-NENÄ-MASKIT

2-kerroksinen | Korvalenkit | Nenäkaari



EFFICIENT






## Valmistaja

Yritys + Osoite	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksa
Tavaramerkki	care & serve®

## Tuotekuvaus

Kategoria	EFFICIENT
Tuotenimike	care & serve® EFFICIENT   wiroMASK LOOP   PP suu-nenä-maskit 2-kerroksinen   Korvalenkit   Nenäkaari
Tuotteen ominaisuudet	2-kerroksinen Korvalenkit Nenäkaari



## Materiaali

Materiaali	PP-kuitu
Materiaalin paino	Ulkokerros: ≈ 20 g/m <sup>2</sup> (± 2 g/m <sup>2</sup> ) Sisäkerros: ≈ 20 g/m <sup>2</sup> (± 2 g/m <sup>2</sup> )

## Käyttö


Käyttötarkoitus	Suu-nenä-suojaus suun ja nenän suojaamiseksi hygieenisistä syistä johtuen.
Elintarvikekosketus	Lyhytaikainen, epäsuora kosketus elintarvikkeiden kanssa on sallittu.
Käyttöohje	Kertakäyttötuote



Rajoitukset	Ei lääketieteellinen tuote Ei sovellu elintarvikkeiden pakkaamiseen ja varastointiin.
-------------	--



Käyttöalueet	Teollisuus   Lääketeollisuus Elintarvikkeiden jalostus Palveluala   Gastronomia   HoReCa Puhdistus   Hygienia Kosmetiikka   Hyvinvointi   Kauneusteollisuus Rakennukset ja pihat   Maatalous   Rakennusala
--------------	---




Materiaalin lisätiedot	Lateksiton
------------------------	------------



Terveysteen liittyviä tietoja	Ihoärsytysten tai allergisten reaktioiden tapauksessa lopeta käyttö heti ja neuvottele lääkärisi kanssa. Sikäli kuin tekniikan uusimman tason mukaan tiedetään, tuotteet eivät sisällä myrkyllisiä, karsinogeenisia tai mutageenisia aineita, jos niitä käytetään käyttötarkoituksen mukaisesti. Nämä tuotteet eivät sisällä lateksiainesosia, ja ne ovat hypoallergeenisia. Ne voivat kuitenkin aiheuttaa ärsytyksiä herkällä iholla. Pitkään käytettäessä ihon ilmanvaihto voi rajoittua, mikä voi johtaa ihoärsytyksiin.
-------------------------------	---

## Standardit

VO (EU) 2023/988	Yleisestä tuoteturvallisuudesta annettu asetus (EU) N:o 2023/988
VO (EG) 1935/2004	Muovista valmistettujen, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja ja esineitä koskeva määräys
VO (EU) 10/2011	Asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista







## Käyttö

Käyttöohje	<p>Ennen tuotteen käyttöä Varmista, että olet valinnut tarpeisiksi ja käyttöalueisiisi sopivan tuotteen. Tämä ei ole lääkinällinen laite.</p> <p>Tuotteen käsittely Pue maski vain pestyillä käsillä. Älä kosketa kasvojasi, kun puuet maskia. Kosketa maskia vain hihnoista/korvasilmukoista ja sen ulkopuolelta. Älä kosketa maskin sisäpuolta. Maskin täytyy peittää nenä ja suu sekä istua niin tiukasti, että mahdollisimman vähän ilmaa pääsee sivulle, ylös tai alas. Säädä nenätuki nenään sopivaksi.</p> <p>Huomaa, että maskissa on vain yksi koko. Koosta, kasvojen tai pään muodosta riippuen korvasilmukoita voidaan joutua sovittamaan, esim. solmujen avulla maskin optimaalisen istuvuuden saavuttamiseksi.</p> <p>Silmälasiä käyttäjät laittavat lasit takaisin päähän vasta lopuksi. Jos lasisi huurtuvat käyttäessäsi niitä, tarkista maskin istuvuus tai käsittele silmälasit huurtumisenestoaineella. Maskiin ei saa koskea sen käytön aikana. Vaihda vaurioitunut tai likaantunut maski välittömästi ehjään ja puhtaaseen. Käytetyt maskit ovat voimakkaasti saastuneita, ja ne on hävitettävä asianmukaisesti. Maskin koskettamisen/poistamisen jälkeen kädet on desinfiotava kokonaan. Jos maskissa on likaa tai vaurioita, se on riisuttava ja hävitettävä asianmukaisesti.</p>
Turvallisuusohjeet	Standardin EN ISO 14971:2019 + A11:2021 mukaan tehdyn riskianalyysimme perusteella tälle tuotteelle ei tarvita lisäturvaoheja.
Hävittäminen	Käyttämättömät ja kontaminoitumattomat tuotteet voidaan polttaa ympäristöä säästävällä tavalla tai toimittaa kaatopaikalle. Kontaminoituneet tuotteet täytyy hävittää kontaminoitumistavan mukaan voimassa olevia kansallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen.
Säilyvyysaika	5 vuotta valmistuspäivästä, mikäli tuote on käyttämätön ja varastoitu oikein.
Varastointi	<p>Suojaa auringonvalolta.</p> <p>Säilytettävä kuivassa.</p> <p>Epäasianmukainen varastointi voi lyhentää säilyvyysaikaa.</p>
Jäljitettävyys	<p>Eräkohtainen jäljitettävyys tarvearvioinnista aina varastosta poistumiseen.</p> <p>Tuotetietolehti Versio 1 voimassa alkaen erästä 2617 +</p>



## Pakkaus

Kierrätys	<p>Lisensoitu Saksan pakkauslain (VerpackG) mukaisesti, lisenssinumero DE1618662887322.</p> <p>Toimita pakkaus kierrätykseen.</p>
-----------	---



## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/">https://www.wiros.de/shop/masken/pp-masken/wiromask-loop/</a>
-----	---

## Vaihtoehdot 1

Myyntiyksikkö	2000 Kappale/Pahvilaatikko			
Pakkaustaso 1	100 Kappale/Annostelulaatikko			
Minimitilauusmäärä	1 Pahvilaatikko			
tuotenumero	Tuotenumero	Väri	Koko (L x P)	Toleranssi
	15000209	valkoinen	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm
	15000229	sininen	≈ 17,5 x 9 cm	± 0,5 cm
GTINs	Tuotenumero	Unit of Use	Pakkaustaso	Pahvilaatikko
	15000209	-----	4051642025018	-----
	15000229	-----	4051642525174	-----

Mittoja, painoja, vahvuuksia ja toleransseja koskevat luvut ovat ohjearvoja ja voivat poiketa todellisista arvoista.

Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta. Jos tiedot ovat yli kaksi vuotta vanhoja, pyydä niille vahvistus.

Mahdollisuus näppäily- ja muihin virheisiin varataan.

Saatavilla olevat tuotteen tietolehdet ovat WIROS Wilfried Rosbach GmbH:n omaisuutta. WIROS Wilfried Rosbach GmbH omistaa kaikki tuotteen tietolehtien tekijän-, käyttö- ja hyödyntämisoikeudet. Tuotteen tietolehtien muuttaminen tai piktogrammien käyttäminen on kielletty. Saatavilla olevia tuotteen tietolehtiä saa käyttää vain yhdessä alkuperäisten WIROS-tuotteiden kanssa.

