



# wiroPINNY S



[de]	Produktdatenblatt   PE LATZSCHÜRZEN	Seite 2
[en]	Product data sheet   PE BIB APRON	Page 6
[nl]	Productgegevensformulier   PE HALTERSCHORTEN	Zijde 10
[fr]	Fiche produit   TABLIERS À BAVETTE PE	Page 14
[es]	Hoja de datos del producto   DELANTALES CON PETO DE PE	Página 18
[it]	Scheda prodotto   GREMBIULI IN PE	Pagina 22
[el]	Δελτίο δεδομένων προϊόντος   ΠΟΔΙΓΕΣ PE	Σελίδα 26
[tr]	Ürün Bilgi Formu   PE ASKILI ÖNLÜKLER	Sayfa 30
[ru]	Техническая спецификация   ФАРТУКИ ИЗ ПЭ	Сторона 34
[pl]	Karta produktu   FARTUCHY NA SZYJĘ PE	Strona 38
[da]	Produktdatablad   PE-FORKLÆDER	Side 42
[sv]	Produktdatablad   PE-SKYDDSFÖRKLÄDE	Sida 46
[no]	Produktdatablad   PE-SMEKKEFORKLÆR	Side 50
[cs]	Informační list výrobku   PE ZÁSTĚRY S LACLEM	Strana 54
[hu]	Termékadatlap   PE KÖTÉNY	Oldal: 58
[sk]	Informačný list výrobku   PE ZÁSTERY	Strana 62
[sl]	Podatkovni list izdelka   PE PREDPASNIK S OPRSNIKOM	Stran 66
[ro]	Fișa produsului   ȘORȚ PE	Pagina 70
[pt]	Folha de dados do produto   AVENTAL DE BABADOR DE PE	Página 74
[lt]	Gaminio duomenų lapas   PE PRIJUOSTĖS	Puslapis 78
[lv]	Produkta datu lapa   PE NOSEDZOŠĪE PRIEKŠAUTI	Lappuse 82
[bg]	Информационен лист за продукта   PE ЦЕЛИ ПРЕСТИЛКИ	Страница 86
[uk]	Технічний лист   ФАРТУХИ З ПЕ	Сторінка 90
[et]	Toote teabeleht   RINNAESISEGA PE-PÕLL	Lk 94
[fi]	Tuotetietolehti   PE-ESILIINA	Sivu 98





## PE LATZSCHÜRZEN

Bindebänder in der Taille | Glatt



PREMIUM



## Hersteller

Firma + Anschrift	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
SRN	DE-MF-000004956
Handelsmarke	care & serve®

## Bevollmächtigungen

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Schweiz
--------	--

## Produktbeschreibung

Kategorie	PREMIUM
Produktbezeichnung	care & serve® PREMIUM   wiroPINNY S   PE Latzschürzen Bindebänder in der Taille   Glatt
Produkteigenschaften	Bindebänder in der Taille Glatt



## Material

Material	Polyethylen
Materialstärke	≈ 0,018 mm (± 5 %)




## Verwendung

Verwendungszweck	Medizinische Schutzkleidung im Sinne der Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA 250) zur Vermeidung von Kontamination der Arbeits- oder Privatkleidung bei Eingriffen oder Pflegemaßnahmen durch direkten Kontakt mit Blut, Sekreten, Exkreten oder anderem kontaminiertem Material.
Lebensmittelkontakt	Ein kurzzeitiger indirekter Kontakt mit Lebensmitteln ist zulässig.
Anwendungsbereich	Es erfolgt keine direkte medizinische Anwendung am Patienten. Medizinische Schutzkleidung dient der Abdeckung von Kleidung und/oder Haaren.
Anwendungsgruppe	Mitarbeiter und Besucher von Laboren, der Pharmaindustrie, Krankenhäusern oder ähnlichen Einrichtungen.
Patientengruppe	Medizinische Schutzkleidung sind für alle Patientengruppen geeignet.
Indikation	Medizinische Kleidung als Barriere zum Abdecken der Kleidung und/oder der Haare.
Kontraindikation	Keine bekannten Kontraindikationen.
Verwendungshinweis	Einwegprodukt nicht steril
Einschränkung	Nicht zum Einpacken und Lagern von Lebensmitteln geeignet.
Hinweis	Alle schwerwiegenden Vorfälle im direkten Zusammenhang mit diesem Produkt sind dem Hersteller und den zuständigen Behörden zu melden.
Materialzusatzinfo	latexfrei
Gesundheitshinweis	Soweit nach aktuellem Stand der Technik bekannt, enthalten die Produkte keine toxischen, karzinogenen oder mutagenen Substanzen, wenn sie gemäß ihrer vorgesehenen Verwendung eingesetzt werden. Dieses Produkt enthält keine bekannten Allergene oder toxischen Stoffe gemäß den aktuellen Standards.








## Standards

CE-Kennzeichnung	Medizinprodukt der Klasse I gemäß (EU) 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN		
	CE-Kennzeichnung Die CE Kennzeichnung garantiert den freien Verkehr von Produkten und Waren innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Das CE-gekennzeichnete Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der angegebenen Europäischen Verordnungen.		
VO (EU) 2023/988	Verordnung (EU) Nr. 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit		
VO (EG) 1935/2004	Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen		
VO (EU) 10/2011	Verordnung über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen		

## Anwendung

Gebrauchsanweisung	<p><b>Vor dem Gebrauch</b> Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie für Ihre Bedürfnisse und Anwendungsbereiche das passende Produkt ausgewählt haben. Bitte tragen Sie medizinische Schutzkleidung nicht, wenn sie Mängel aufweisen oder bereits benutzt wurden. Medizinische Schutzkleidung ist für einen kurzzeitigen Gebrauch vorgesehen. Im medizinischen Bereich ist die Nutzung auf einen Patienten/eine Patientin begrenzt.</p> <p><b>Handhabung</b> Falten Sie die Schürze auseinander. Ziehen Sie die Halsschleife über den Kopf und legen Sie sie um den Hals. Streichen Sie die Schürze leicht nach unten glatt und verknoten sie die Bindebänder seitlich oder im Rücken. Zum Ausziehen reißen Sie die Halsschleife im Nacken auf und klappen den Latz nach unten. Dann reißen Sie die Bindebänder im Rücken auf und klappen die Seiten nach vorne zusammen, sodass die saubere, nicht kontaminierte Fläche der Schürze außen ist und die kontaminierte Fläche innen liegt. Um einen versehentlichen Kontakt mit der kontaminierten Fläche zu verhindern, sollte die Schürze nicht zerknüllt, sondern zum Entsorgen weiter gefaltet werden.</p>	
Sicherheitshinweis	Gemäß unserer Risikoanalyse nach EN ISO 14971:2019 + A11:2021 sind für dieses Produkt keine zusätzlichen Sicherheitshinweise erforderlich.	
Entsorgung	Unbenutzte und nicht kontaminierte Produkte können umweltgerecht verbrannt oder auf Deponien entsorgt werden. Kontaminierte Produkte müssen, gemäß der geltenden nationalen Gesetze und Vorschriften je Kontaminationsart, entsorgt werden.	
Haltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum, sofern unbenutzt und bei korrekter Lagerung.	
Lagerung	Vor Sonneneinstrahlung schützen. Trocken lagern. Unsachgemäße Lagerung kann zur Reduktion der Haltbarkeit führen.	 
Rückverfolgbarkeit	Chargenbezogene Rückverfolgbarkeit von der Bedarfsermittlung bis zum Lagerabgang. Produktdatenblatt Version 2 gültig ab Charge 2617 +	

## Verpackung

Recycling	Lizenziert gemäß VerpackG, Lizenznummer DE1618662887322. Bitte führen Sie die Verpackung dem Recycling zu.	
-----------	---	---

## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/">https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/</a>
-----	---

## Variante 1

Variantenmerkmal	geblockt
Verkaufseinheit	1000 Stück/Karton
Verpackungsebene 1	50 Stück/Polybeutel





## wiroPINNY S

Mindestbestellmenge		1 Karton			
Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Größe (B x L)	Toleranz	
	20105303	weiß	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105323	blau	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105313	grün	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105333	rot	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105343	gelb	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105304	weiß	≈ 75 x 140 cm	± 5 %	
	20105324	blau	≈ 75 x 140 cm	± 5 %	
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpackungsebene 1 UDI	Verpackungsebene 2 UDI	Karton UDI
	20105303	4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
	20105323	4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
	20105313	4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
	20105333	4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
	20105343	4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
	20105304	4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
	20105324	4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

Die Zahlenangaben zu Maßen, Gewichten, Stärken und Toleranzen sind als Sollwerte zu verstehen und können abweichen.

Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Angaben, die älter als 2 Jahre sind, bitte erneut bestätigen lassen. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.

Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter sind Eigentum der WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Die WIROS Wilfried Rosbach GmbH ist Inhaberin aller Urheber-/Nutzungs- und Verwertungsrechte der Produktdatenblätter. Es ist nicht gestattet die Produktdatenblätter zu ändern oder die Piktogramme zu nutzen. Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter dürfen nur im Zusammenhang mit Original-WIROS-Produkten zu Grunde gelegt werden.





## PE BIB APRON

Waist ties | Smooth



PREMIUM

# Product data sheet

## wiroPINNY S



### Manufacturer

Company + Address	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germany
SRN	DE-MF-000004956
Trademark	care & serve®

### Authorisation

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Switzerland
--------	--

### Product description

Category	PREMIUM
Product description	care & serve® PREMIUM   wiroPINNY S   PE bib apron Waist ties   Smooth
Product features	Waist ties Smooth



### Material

Material	Polyethylene
Thickness	≈ 0.018 mm (± 5%)

### Application

Intended use	Medical protective clothing as defined in the Technical Rules for Biological Agents (TRBA 250) to prevent contamination of work or normal clothes during interventions or care measures resulting from direct contact with blood, secretions, excretions or other contaminated material.
Contact with food produce	Short-term indirect contact with foodstuffs is permitted.
Scope of application	There is no direct medical application on the patient. Medical protective clothing is intended to cover clothing and/or hair.
Application group	Employees and visitors from laboratories, the pharmaceutical industry, hospitals or similar institutions.
Patient group	Medical protective clothing is suitable for all patient groups.
Indication	Medical clothing as a barrier to cover clothing and/or hair.
Contraindication	No known contraindications.
Notes on use	Disposable product Not sterile
Limitation	Not suitable for packing or storing food.
Note	All serious incidents directly related to this product must be reported to the manufacturer and the competent authorities.
Supplementary material info	Latex-free
Health advice	As far as is known according to the current state of the art, the products do not contain any toxic, carcinogenic or mutagenic substances when used in accordance with their intended use. This product does not contain any known allergens or toxic substances according to current standards.



# Product data sheet



## wiroPINNY S




### Standards

CE marking	Class I medical device in accordance with EU 2017/745	 
SRN	DE-MF-000004956	
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN	
	CE marking The CE mark guarantees the free movement of products and goods within the European Economic Community. All products with the CE mark comply with the essential requirements of the European regulations specified.	
VO (EU) 2023/988	Regulation (EU) No 2023/988 on general product safety	
VO (EG) 1935/2004	Regulation regarding plastic materials and articles intended to come into contact with food.	
VO (EU) 10/2011	Regulation on plastic materials and articles intended to come into contact with food	

### Use

Instructions for use	<p><b>Before use</b></p> <p>Please make sure that you have selected the right product for your needs and areas of use. Please do not wear medical protective clothing if it is faulty or has already been used. Medical protective clothing is intended for short-term use and use is limited to one patient in the medical field.</p> <p><b>Use</b></p> <p>Unfold the folded apron. Pull the neck strap over your head and place it around your neck. Smooth the apron down slightly and knot the ties on your back or side. To remove the apron, tear the neck strap on your nape and fold the bib down, then tear the tie straps on your back and fold the sides forward so that the clean, uncontaminated area of the apron is on the outside and the contaminated area is on the inside. In order to avoid inadvertent contact with the contaminated area, the apron should not be crumpled up, but rather folded again for disposal.</p>	
Safety notice	According to our risk analysis under EN ISO 14971:2019 + A11:2021, no additional safety instructions are required for this product.	
Disposal	Unused and uncontaminated products can be incinerated in an environmentally friendly manner or disposed of at a waste disposal site. Contaminated products must be disposed of in accordance with the national laws and regulations valid for the respective type of contamination.	
Shelf life	5 years from the production date, if unused and stored correctly.	
Storage	Keep out of direct sunlight. Store in a dry place. Incorrect storage can lead to a reduction in the shelf life.	 
Traceability	Batch-related traceability from the determination of requirements to issuing. Product data sheet Version 2 Valid from Batch 2617 +	

### Packaging

Recycling	Licensed in accordance with VerpackG (German Packaging Act), Licence number DE1618662887322. Please recycle the packaging.	 SVerpackG
-----------	---	--

### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/">https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/</a>
-----	---

### Variant 1

Variant feature	Punched
Sales unit	1000 Unit/Cardboard box
Packaging level 1	50 Unit/Polybag
Minimum order quantity	1 Cardboard box





# Product data sheet



## wiroPINNY S

Item numbers	Item number	Colour	Size (W x L)	Tolerance	
	20105303	white	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105323	blue	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105313	green	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105333	red	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105343	yellow	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105304	white	≈ 75 x 140 cm	± 5 %	
	20105324	blue	≈ 75 x 140 cm	± 5 %	
	GTINs	Item number	Unit of Use UDI	Packaging level 1 UDI	Packaging level 2 UDI
20105303		4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
20105323		4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
20105313		4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
20105333		4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
20105343		4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
20105304		4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
20105324		4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

The numerical data for the measurements, weights, thicknesses and tolerances are target values, and there may be some deviation.

The information represents the current state of our knowledge. It offers no guarantee of the product characteristics and does not form the basis of a contractual legal understanding. Please reconfirm any information that is older than 2 years.

Typographical and other errors excepted.

The product data sheets provided are the property of WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is the owner of all copyrights and rights of use and exploitation for the product data sheets. It is not permitted to change the product data sheets or to use the pictograms. The product data sheets provided may only be used in conjunction with original WIROS products.





## PE HALTERSCHORTEN

Koorden in de taille | Glad



PREMIUM



# Productgegevensformulier

## wiroPINNY S



### Fabrikant

Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
SRN	DE-MF-000004956
Handelsmerk	care & serve®

### Autorisaties

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Zwitserland
--------	--

### Productbeschrijving

Categorie	PREMIUM
Productomschrijving	care & serve® PREMIUM   wiroPINNY S   PE halterschorten Koorden in de taille   Glad
Producteigenschappen	Koorden in de taille Glad



### Materiaal

Materiaal	polyethyleen
Sterkte materiaal	≈ 0,018 mm (± 5 %)

### Gebruik

Toepassing	Medische beschermende kleding zoals bedoeld in de Technische vereisten voor biologische agentia (TRBA 250) ter voorkoming van contaminatie van werk- of privékleiding bij ingrepen of verpleging door direct contact met bloed, secretie, excretie of ander gecontamineerd materiaal.
Voedselcontact	Kort indirect contact met voedingsmiddelen is toegestaan.
Toepassingsgebied	Tijdens medische behandelingen komt de patiënt niet direct in aanraking met medische beschermende kleding. Medische beschermende kleding is bedoeld voor het afdekken van kleding en/of haren.
Doelgroep	Medewerkers en bezoekers van laboratoria, de farmaceutische industrie, ziekenhuizen en vergelijkbare instellingen.
patiëntengroep	Medische beschermende kleding is geschikt voor alle patiëntengroepen.
indicatie	Medische kleding als barrière voor het afdekken van kleding en/of haren.
contra-indicatie	Geen bekende contra-indicaties.
Gebruiksaanwijzingen	Wegwerpproduct niet steriel
Voorbehoud/beperking	Niet geschikt voor het verpakken en opslaan van levensmiddelen.
Aanwijzing	Alle ernstige incidenten in direct verband met dit product moeten worden gemeld aan de fabrikant en de verantwoordelijke autoriteiten.
Extra materiaal informatie	latexvrij
Gezondheidsinformatie	Voor zover bekend volgens de huidige stand van de techniek, bevatten de producten geen giftige, kankerverwekkende of mutagene stoffen als ze worden gebruikt overeenkomstig hun beoogde doel. Dit product bevat geen bekende allergenen of giftige stoffen volgens de huidige normen.



# Productgegevensformulier



## wiroPINNY S




### Standards

CE-markering	Geneeskundig product dat behoort tot klasse I overeenkomstig EU 2017/745	 
SRN	DE-MF-000004956	
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN	
	CE-markering De CE-markering garandeert het vrije verkeer van producten en goederen binnen de Europese Economische Gemeenschap. Het CE-gemarkeerde product voldoet aan de elementaire eisen van de vermelde Europese verordeningen.	
VO (EU) 2023/988	Verordening (EU) Nr. 2023/988 inzake algemene productveiligheid	
VO (EG) 1935/2004	Verordening voor materialen en kunststof voorwerpen die bestemd zijn voor contact met levensmiddelen.	
VO (EU) 10/2011	Verordening over materialen en voorwerpen van kunststof die bedoeld zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen	

### Gebruik

Gebruiksaanwijzing	<p><b>Vóór gebruik</b></p> <p>Zorg ervoor dat u het juiste product heeft gekozen, passend bij uw wensen en het beoogde gebruik. Draag medische beschermende kleding niet als deze kapot is of al eerder gebruikt is. Medische beschermende kleding is bedoeld voor kortdurend gebruik, in een medische situatie mag de kleding alleen worden gebruikt bij één patiënt.</p> <p><b>Gebruik</b></p> <p>Vouw de halterschort uit. Doe de lus over uw hoofd en rond uw hals. Strijk de halterschort naar beneden glad en strik de koorden op uw rug of aan de zijkant vast. Scheur bij het uittrekken de lus om uw hals stuk en vouw het bovendeeel naar beneden. Scheur vervolgens de koorden om uw rug stuk en vouw de zijkanten naar voren samen, zodat de schone, niet gecontamineerde kanten van de halterschort aan de buitenkant zitten en de gecontamineerde gedeelten aan de binnenkant. Verfrommel de halterschort niet, anders zou u onbedoeld in contact kunnen komen met de gecontamineerde gedeelten, maar vouw hem verder op en gooi hem weg.</p>	
Veiligheidsvoorschriften	Volgens onze risicoanalyse in overeenstemming met EN ISO 14971:2019 + A11:2021 zijn er geen aanvullende veiligheidsvoorschriften vereist voor dit product.	
Verwijdering	Ongebruikte en niet besmette producten kunnen milieuvriendelijk worden verbrand of op vuilstortplaatsen worden verwerkt. Besmette producten moeten volgens de geldende nationale wetten en voorschriften, naargelang de besmettingsaard, worden vernietigd.	
Houdbaarheid	5 jaren na productiedatum, voor zover ongebruikt en bij correcte opslag.	
Opslag	Beschermen tegen direct zonlicht Droog bewaren Onjuiste opslag kan leiden tot een kortere houdbaarheid.	 
Traceerbaarheid	Traceerbaarheid van de charges, vanaf het onderzoek naar de behoeften tot aan de levering Productgegevensformulier Versie 2 geldig vanaf charge 2617 +	

### Verpakking

Recycling	Licentie verleend volgens VerpackG, licentienummer DE1618662887322. Recycle de verpakking.	 SVerpackG
-----------	---	--

### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/">https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/</a>
-----	---

### Variant 1

Variatiekenmerk	aan elkaar vast
Verkoopenheid	1000 Stuks/Doos



# Productgegevensformulier

## wiroPINNY S



Verpakkingslaag 1	50 Stuks/Polyethyleen zak				
Minimum bestelhoeveelheid	1 Doos				
Artikelnummers	Artikelnummer	Kleur	Grootte (breedte x lengte)	Tolerantie	
	20105303	wit	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105323	blauw	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105313	groen	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105333	rood	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105343	geel	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105304	wit	≈ 75 x 140 cm	± 5 %	
	20105324	blauw	≈ 75 x 140 cm	± 5 %	
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpakkingsniveau 1 UDI	Verpakkingsniveau 2 UDI	Doos UDI
	20105303	4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
	20105323	4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
	20105313	4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
	20105333	4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
	20105343	4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
	20105304	4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
	20105324	4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

De cijfers aangaande maten, gewichten, sterkte en toleranties dienen als normen te worden begrepen en kunnen afwijken.

Deze gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Ze zijn geen gegarandeerde toezegging van producteigenschappen en zijn niet gebaseerd op een wettelijke overeenkomst. Informatie die ouder is dan 2 jaar dient opnieuw bevestigd te worden.

Invoerfouten en vergissingen voorbehouden.

De ter beschikking gestelde productinformatiebladen zijn eigendom van WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is houder van alle auteurs-/gebruiks- en exploitatierechten van de productinformatiebladen. Het is niet toegestaan de productinformatiebladen te wijzigen of de pictogrammen te gebruiken. De ter beschikking gestelde productinformatiebladen mogen alleen gebruikt worden in combinatie met originele WIROS-producten.

Fiche produit

wiroPINNY S



## TABLIERS À BAVETTE PE

Rubans à nouer à la taille | Lisses



PREMIUM



# Fiche produit

## wiroPINNY S



### Fabricant

Société + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Allemagne
SRN	DE-MF-000004956
Marque commerciale	care & serve®

### Procurations

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Suisse
--------	---

### Description du produit

Catégorie	PREMIUM
Désignation du produit	care & serve® PREMIUM   wiroPINNY S   Tabliers à bavette PE Rubans à nouer à la taille   Lisses
Caractéristiques du produit	Rubans d'attache à la taille Lisse



### Matériau

Matériau	Polyéthylène
Épaisseur du matériau	≈ 0,018 mm (± 5 %)

### Utilisation

Usage prévu	Vêtements de protection médicale conformes aux exigences techniques relatives aux agents biologiques (TRBA 250) pour éviter la contamination des vêtements professionnels ou privés lors d'interventions ou de traitements par contact direct avec du sang, des sécrétions, des excréments ou d'autres matières contaminées.
Contact avec les aliments	Un contact indirect de courte durée avec les aliments est autorisé.
Champ d'application	Il n'y a pas d'application médicale directe pour le patient. Les vêtements de protection médicaux servent à couvrir les vêtements et/ou les cheveux.
Groupe d'application	Employés et visiteurs de laboratoires, de l'industrie pharmaceutique, d'hôpitaux ou d'établissements similaires.
Groupe de patients	Les vêtements de protection médicaux conviennent à tous les groupes de patients.
Indication	Vêtements médicaux en tant que barrière pour couvrir les vêtements et / ou les cheveux.
Contre-indication	Aucune contre-indication connue.
Remarque d'utilisation	Produit à usage unique Non stérile
limitation	Déconseillé pour l'emballage et le stockage d'aliments
Remarque	Tous les incidents graves directement liés à ce produit doivent être signalés au fabricant et aux autorités compétentes.
Infos supplémentaires sur les matériaux	sans latex
Conseils en matière de san	Dans la mesure où l'état actuel de la technique le permet, les produits ne contiennent aucune substance toxique, cancérigène ou mutagène lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur usage prévu. Ce produit ne contient pas d'allergènes ou de substances toxiques connus selon les normes actuelles.






# Fiche produit



## wiroPINNY S




### standards

Marquage CE	Dispositif médical de classe 1 selon la norme EU 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN		
	Marquage CE Le marquage CE garantit la libre circulation des produits et des marchandises au sein de la Communauté économique européenne. Le produit marqué CE est conforme aux exigences essentielles des directives européennes spécifiées.		
VO (EU) 2023/988	Règlement (UE) n° 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits		
VO (EG) 1935/2004	Ordonnance relative aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des produits alimentaires.		
VO (EU) 10/2011	Ordonnance sur les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires		

### Utilisation

Mode d'emploi	<p>Avant utilisation</p> <p>Veillez vous assurer d'avoir choisi le produit adapté à vos besoins et domaines d'utilisation. Veuillez ne pas porter de vêtements de protection à usage médical s'ils présentent des défauts ou ont déjà été utilisés. Les vêtements de protection à usage médical sont destinés à une utilisation de courte durée ; en milieu médical, l'utilisation est limitée à un seul patient.</p> <p>Maniement</p> <p>Déplier le tablier plié. Passer la boucle d'encolure par-dessus la tête et la placer autour du cou. Faire un léger lissage du tablier et nouer les rubans dans le dos ou sur les côtés.</p> <p>Pour le déshabillage, déchirer la boucle d'encolure au niveau de la nuque et rabattre la bavette vers le bas, puis déchirer les rubans à nouer dans le dos et rabattre les côtés vers l'avant de telle sorte que la partie propre et non contaminée du tablier se trouve à l'extérieur et la partie contaminée à l'intérieur. Pour éviter tout contact accidentel avec la surface contaminée, le tablier ne doit pas être froissé, mais doit finir d'être plié pour être éliminé.</p>		
Consigne de sécurité	Selon notre analyse des risques selon EN ISO 14971:2019 + A11:2021, aucune consigne de sécurité supplémentaire n'est requise pour ce produit.		
Élimination	Les produits non utilisés et non contaminés peuvent être incinérés dans le respect de l'environnement ou mis en décharge. Les produits contaminés doivent être éliminés conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur pour chaque type de contamination.		
Durabilité	5 années à compter de la date de production, si non utilisé et stocké correctement.		
Stockage	Protéger du rayonnement solaire. Stocker à sec. Un stockage inapproprié peut réduire la durabilité.		
Traçabilité	Traçabilité relative aux lots, de l'évaluation des besoins à la sortie du stock. Fiche produit Version 2 valable à partir du lot 2617 +		

### Emballage

Recyclage	Licencié selon VerpackG, numéro de licence DE1618662887322. Veillez procéder au recyclage de l'emballage.	
-----------	--	---

### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/">https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/</a>
-----	---

### Variante 1

Caractéristique de la variante	En bloc
Unité de vente	1000 pièce/Carton
Niveau d'emballage 1	50 pièce/Sachet poly



# Fiche produit

## wiroPINNY S



Quantité minimale commandée 1 Carton

Numéros d'articles	Numéro d'article	Couleur	Taille (l x L)	Tolérance
	20105303	blanc	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105323	bleu	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105313	vert	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105333	rouge	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105343	jaune	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105304	blanc	≈ 75 x 140 cm	± 5 %
	20105324	bleu	≈ 75 x 140 cm	± 5 %

GTINs	Numéro d'article	Unit of Use UDI	Niveau d'emballage 1 UDI	Niveau d'emballage 2 UDI	Carton UDI
	20105303	4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
	20105323	4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
	20105313	4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
	20105333	4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
	20105343	4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
	20105304	4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
	20105324	4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

Les valeurs de dimensions, poids, épaisseurs et tolérances doivent être considérées comme des valeurs nominales et peuvent différer.

Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne garantissent pas les propriétés des produits et ne constituent pas une interprétation contractuelle de la loi. Veuillez faire confirmer les données de plus de 2 ans.

Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

Les fiches de données de produits mises à disposition appartiennent à l'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH. L'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH détient tous les droits d'auteur, d'utilisation et de reproduction des fiches de données produits. Il est interdit de modifier les fiches de données produits ou d'utiliser les pictogrammes. Il ne faut pas faire référence aux fiches de données de produits mises à disposition sans les produits WIROS d'origine.





## DELANTALES CON PETO DE PE

Cintas para atar en la cintura | Lisas



PREMIUM

# Hoja de datos del producto

## wiroPINNY S



### Fabricante

Empresa + Dirección	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemania
SRN	DE-MF-000004956
Marca registrada	care & serve®

### Autorizaciones

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Suiza
--------	--

### Descripción del producto

Categoría	PREMIUM
Denominación del producto	care & serve® PREMIUM   wiroPINNY S   Delantales con peto de PE Cintas para atar en la cintura   Lisas
Características del producto	Cintas para atar en la cintura Liso



### Material

Material	Polietileno
Grosor del material	≈ 0,018 mm (± 5 %)

### Uso

Finalidad	Ropa de protección sanitaria conforme a las Normas Técnicas para Agentes Biológicos (TRBA 250) para evitar la contaminación de ropa laboral o particular en caso de intervenciones o medidas de cuidado debida al contacto directo con sangre, secreciones, excreciones y otras sustancias contaminadas.
Contacto con alimentos	Se admite un contacto indirecto a corto plazo con alimentos.
Campo de aplicación	Sin aplicación médica directa en pacientes. La ropa de protección sanitaria sirve para cubrir prendas y/o cabello.
Grupo de aplicaciones	Empleados y visitantes de laboratorios, de la industria farmacéutica, hospitales o instituciones similares.
Grupo de pacientes	La ropa de protección sanitaria es apropiada para todos los grupos de pacientes.
Indicación	Ropa sanitaria con función de barrera para cubrir prendas y/o cabello.
Contraindicación	Sin contraindicaciones conocidas.
Información de uso	Producto desechable sin esterilizar
Limitación	No es apto para empaquetar y almacenar alimentos.
Nota	Todos los incidentes graves relacionados directamente con este producto deben informarse al fabricante y a las autoridades responsables.
Información adicional sobre el material	sin látex
Mensaje de carácter sanitario	Por lo que se sabe según el estado actual de la técnica, los productos no contienen sustancias tóxicas, cancerígenas o mutágenas si se utilizan de acuerdo con su finalidad prevista. Este producto no contiene alérgenos ni sustancias tóxicas conocidas según las normas vigentes.






# Hoja de datos del producto



## wiroPINNY S




### Normas

Marcado CE	Producto sanitario de clase I según UE 2017/745	 
SRN	DE-MF-000004956	
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN	
	Marcado CE El mercado CE garantiza la libre circulación de productos y mercancías en la Comunidad Económica Europea. El producto con marcado CE cumple con los requisitos esenciales de la normativa europea especificada.	
VO (EU) 2023/988	Reglamento (UE) n.º 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos	
VO (EG) 1935/2004	Reglamento relativo a materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con los alimentos.	
VO (EU) 10/2011	Reglamento sobre materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con alimentos	

### Uso

Instrucciones de uso	<p>Antes de utilizar</p> <p>Asegúrese de que ha escogido el producto adecuado para sus necesidades y aplicaciones. No use la ropa de protección quirúrgica si presenta algún defecto o si ya se ha utilizado. La ropa de protección quirúrgica está prevista para utilizarse durante poco tiempo y, en el ámbito sanitario, su uso se limita a un solo paciente.</p> <p>Manipulación</p> <p>Desplegar el delantal plegado. Pasar el lazo del cuello por la cabeza y colocar en torno al cuello. Alisar los delantales ligeramente hacia abajo y anudar las cintas a la espalda o el lateral.</p> <p>Para quitárselo, deshacer el lazo del cuello en la nuca y bajar el peto, luego desatar las cintas en la espalda y plegar los laterales hacia delante, de forma que la superficie limpia y no contaminada del delantal quede por la parte exterior y la superficie contaminada quede por la parte interior. Para prevenir un contacto involuntario con la superficie contaminada, el delantal debería desecharse plegado, no arrugado.</p>	
Indicación de seguridad	Según nuestro análisis de riesgos conforme a la norma EN ISO 14971:2019 + A11:2021, no se requieren instrucciones de seguridad adicionales para este producto.	
Eliminación	Los productos no utilizados y no contaminados pueden incinerarse de forma respetuosa con el medio ambiente o eliminarse en vertederos. Los productos contaminados deben eliminarse de acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales aplicables a cada tipo de contaminación.	
Durabilidad	5 años a partir de la fecha de producción, si no se utiliza y además se almacena correctamente.	
Almacenamiento	Proteger de la radiación solar. Almacenar siempre secos. La vida útil podría reducirse en caso de un almacenamiento inadecuado.	 
Trazabilidad	Trazabilidad de lotes desde que se evalúan las necesidades hasta la salida de la mercancía. Hoja de datos del producto Versión 2 válido a partir de lote 2617 +	

### Embalaje

Reciclaje	Licencia según VerpackG, número de licencia DE1618662887322. Rogamos que recicle el embalaje.	 §VerpackG
-----------	--	--

### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/">https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/</a>
-----	---

### Variante 1

Característica de la variante	en bloque
Unidad de venta	1000 Unidad/Cartón

# Hoja de datos del producto

## wiroPINNY S



Nivel de embalaje 1	50 Unidad/Bolsa de polietileno				
Cantidad mínima de pedido	1 Cartón				
Números de artículo	Número de artículo	Color	Tamaño (An. x L.)	Tolerancia	
	20105303	blanco	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105323	azul	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105313	verde	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105333	rojo	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105343	amarillo	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105304	blanco	≈ 75 x 140 cm	± 5 %	
	20105324	azul	≈ 75 x 140 cm	± 5 %	
GTINs	Número de artículo	Unit of Use UDI	Nivel de embalaje 1 UDI	Nivel de embalaje 2 UDI	Cartón UDI
	20105303	4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
	20105323	4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
	20105313	4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
	20105333	4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
	20105343	4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
	20105304	4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
	20105324	4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

Las cifras de dimensiones, pesos, espesores y tolerancias deben entenderse como valores nominales y pueden variar.

La información se basa en nuestros conocimientos actuales. No constituye una garantía de las propiedades del producto y no implica ningún tipo de relación contractual. Vuelva a confirmar los datos que tengan más de 2 años de antigüedad.

Reservado el derecho a errores y omisiones.

Las fichas técnicas de los productos facilitadas son propiedad de WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH es propietaria de todos los derechos de autor, de uso y explotación de las fichas técnicas de los productos. No está permitido modificar las fichas técnicas de los productos ni utilizar los pictogramas. Las fichas técnicas de los productos que se facilitan solo pueden utilizarse junto con los productos originales de WIROS.



Scheda prodotto

wiroPINNY S



## GREMBIULI IN PE

Lacci in vita | Lisci



PREMIUM



# Scheda prodotto

## wiroPINNY S



### Produttore

Azienda + Indirizzo	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
SRN	DE-MF-000004956
Marchio commerciale	care & serve®

### Autorizzazioni

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Svizzera
--------	---

### Descrizione del prodotto

Categoria	PREMIUM
Descrizione del prodotto	care & serve® PREMIUM   wiroPINNY S   Grembiuli in PE Lacci in vita   Lisci
Caratteristiche del prodotto	Lacci in vita Liscio



### Materiale

Materiale	Polietilene
Spessore del materiale	≈ 0,018 mm (± 5 %)

### Utilizzo

Scopo dell'utilizzo	Indumenti di protezione medica ai sensi delle regole tecniche per agenti biologici (TRBA 250) per evitare la contaminazione di indumenti da lavoro o privati durante interventi o azioni di cura attraverso il contatto diretto con sangue, secrezioni, escrementi o altro materiale contaminato.
Contatto con gli alimentari	È consentito un contatto indiretto di breve durata con gli alimenti.
Campo di applicazione	Non c'è un'applicazione medica diretta sul paziente. L'abbigliamento medico protettivo viene utilizzato per coprire i vestiti e/o i capelli.
Gruppo di applicazione	Impiegati e visitatori di laboratori, dell'industria farmaceutica, ospedali o istituzioni simili.
Gruppo di pazienti	L'abbigliamento medico protettivo è adatto a tutti i gruppi di pazienti.
Indicazione	Abbigliamento medico come barriera per coprire i vestiti e/o i capelli.
Controindicazione	Nessuna controindicazione nota.
Istruzioni per l'uso	Prodotto monouso non sterile
Limitazione	Non adatto all'imballaggio e alla conservazione di alimenti.
Nota	Tutti gli incidenti gravi in connessione diretta con questo prodotto devono essere segnalati al produttore e alle autorità responsabili.
Informazioni supplementari sul	privo di lattice
Indicazioni sulla salute	Per quanto è noto in base allo stato attuale della tecnica, i prodotti non contengono sostanze tossiche, cancerogene o mutagene se utilizzati in conformità alla loro destinazione d'uso. Questo prodotto non contiene allergeni o sostanze tossiche note secondo gli standard attuali.






# Scheda prodotto



## wiroPINNY S




### Standard

Marchio CE	Dispositivo medico della classe I secondo EU 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN		
	Marchio CE La marcatura CE garantisce la libera circolazione dei prodotti e delle merci all'interno della Comunità Economica Europea. Il prodotto con marchio CE è conforme ai requisiti essenziali dei regolamenti europei indicati.		
VO (EU) 2023/988	Regolamento (UE) n. 2023/988 sulla sicurezza generale del prodotto		
VO (EG) 1935/2004	Regolamento sui materiali e sugli oggetti di plastica destinati al contatto con alimenti.		
VO (EU) 10/2011	Regolamento relativo alle materie e agli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari		

### Utilizzo

Istruzioni per l'uso	Prima dell'uso Assicuratevi di aver selezionato il prodotto giusto per le vostre esigenze e per gli ambiti di applicazione. Non indossare indumenti di protezione medica se hanno difetti o sono già stati usati. Gli indumenti di protezione medica sono previsti per un utilizzo di breve durata; in ambito clinico il loro uso è limitato a un paziente.  Utilizzo Srotolare il grembiule piegato. Tira il cinturino da collo sopra la testa e metterlo intorno al collo. Lisciare leggermente i grembiuli e annodare i lacci sul retro o sui lati. Per rimuoverlo, strappare il cinturino da collo sulla nuca e piegare il bavaglino verso il basso, poi strappare i lacci sul retro e piegare i lati in avanti in modo che l'area pulita e non contaminata del grembiule sia sulla parte esterna, mentre quella contaminata all'interno. Per evitare il contatto accidentale con la superficie contaminata, il grembiule non deve essere accartocciato, ma deve essere piegato ulteriormente per lo smaltimento.		
Avvertenza di sicurezza	Secondo la nostra analisi dei rischi in conformità alla norma EN ISO 14971:2019 + A11:2021 per questo prodotto non sono necessarie ulteriori istruzioni di sicurezza.		
Smaltimento	I prodotti non utilizzati e non contaminati possono essere inceneriti in modo ecologico o smaltiti nelle discariche. I prodotti contaminati devono essere smaltiti in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore per tipo di contaminazione.		
Durata	5 anni dalla data di produzione, se non utilizzati e correttamente conservati.		
Conservazione	Proteggere dalla luce del sole. Conservare all'asciutto. La conservazione impropria può provocare una riduzione della durata.		
Tracciabilità	Tracciabilità del lotto dalla determinazione dei requisiti all'uscita dal magazzino. Scheda prodotto Versione 2 valido da lotto 2617 +		

### Confezionamento

Riciclaggio	Licenza in conformità a VerpackG, numero di licenza DE1618662887322. Portare l'imballaggio al riciclaggio.	
-------------	---	---

### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/">https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/</a>
-----	---

### Variante 1

Caratteristica della variante	rilegato a blocco
Unità di vendita	1000 Pezzo/Cartone



# Scheda prodotto

## wiroPINNY S



Livello di imballaggio 1 50 Pezzo/Sacchetto di plastica

Unità minima di ordine 1 Cartone

Numeri articolo	Numeri articolo			
	Numero di articolo	Colore	Dimensioni (L x l)	Tolleranza
	20105303	bianco	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105323	blu	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105313	verde	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105333	rosso	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105343	giallo	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105304	bianco	≈ 75 x 140 cm	± 5 %
	20105324	blu	≈ 75 x 140 cm	± 5 %

GTINs	GTINs				
	Numero di articolo	Unit of Use UDI	Livello di imballaggio 1 UDI	Livello di imballaggio 2 UDI	Cartone UDI
	20105303	4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
	20105323	4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
	20105313	4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
	20105333	4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
	20105343	4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
	20105304	4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
	20105324	4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

Le cifre relative a dimensioni, pesi, spessori e tolleranze vanno intese come valori nominali e possono differire.

Le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Non rappresentano una garanzia sulle caratteristiche del prodotto e non giustificano un aspetto legale contrattuale. Le indicazioni più vecchie di 2 anni devono essere riconfermate.

Con riserva di errori di immissione ed errori.

Le schede tecniche dei prodotti fornite sono di proprietà di WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH è proprietaria di tutti i diritti di creazione, utilizzo e sfruttamento delle schede tecniche dei prodotti. La modifica delle schede tecniche dei prodotti o l'uso dei pittogrammi non è consentito. Le schede tecniche dei prodotti fornite possono essere utilizzate solo per i prodotti WIROS originali.



Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroPINNY S



## ΠΟΔΙΕΣ PE

Ιμάντες δεσίματος στη μέση | λεία



PREMIUM

# Δελτίο δεδομένων προϊόντος

## wiroPINNY S



### Κατασκευαστής

Εταιρεία + Διεύθυνση	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Γερμανία
SRN	DE-MF-000004956
Εμπορικό σήμα	care & serve®

### Πληρεξουσιότητες

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Ελβετία
--------	--

### Περιγραφή προϊόντος

Κατηγορία	PREMIUM
Ονομασία προϊόντος	care & serve® PREMIUM   wiroPINNY S   Ποδιές PE Ιμάντες δεσίματος στη μέση   λεία
Ιδιότητες προϊόντος	Ιμάντες δεσίματος στη μέση Λεία



### Υλικό

Υλικό	Πολυαιθυλένιο
Πάχος υλικού	≈ 0,018 mm (± 5 %)

### Χρήση

Ενδεδειγμένη χρήση	Ιατρικός ιματισμός προστασίας κατά την έννοια των Τεχνικών Κανονισμών για την Εργασία με Βιολογικούς Παράγοντες (TRBA 250) για την προστασία του επαγγελματικού ή ιδιωτικού ρουχισμού από μόλυνση κατά την διενέργεια επεμβάσεων ή εργασιών περίθαλψης, από την απευθείας επαφή με αίμα, εκκρίσεις, απεκκρίσεις ή άλλο επιμολυσμένο υλικό.
Επαφή με τρόφιμα	Επιτρέπεται η σύντομη, έμμεση επαφή με τρόφιμα.
Πεδίο εφαρμογής	Δεν χρησιμοποιείται σε ιατρικές εφαρμογές απευθείας επαφής με ασθενείς. Ιατρικός ιματισμός προστασίας για κάλυψη των ρούχων ή/και μαλλιών.
Ομάδα εφαρμογής	Εργαζόμενοι και επισκέπτες εργαστηρίων, της φαρμακοβιομηχανίας, νοσοκομείων ή παρόμοιων εγκαταστάσεων.
Ομάδα ασθενών	Ιατρικός ιματισμός προστασίας κατάλληλος για όλες τις ομάδες ασθενών.
Ένδειξη	Ιατρικός ιματισμός ως φραγμός για την κάλυψη των ρούχων ή/και των μαλλιών.
Αντένδειξη	Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις.
Υπόδειξη χρήσης	Προϊόν μίας χρήσης μη αποστειρωμένα
Περιορισμός	Δεν είναι κατάλληλο για συσκευασία και αποθήκευση τροφίμων.
Σημείωση	Όλα τα σοβαρά περιστατικά που σχετίζονται άμεσα με αυτό το προϊόν πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και στις αρμόδιες αρχές.
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το υλικό	δεν περιέχει λατέξ
Υπόδειξη σχετικά με την υγ	Στον βαθμό που είναι γνωστό σύμφωνα με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις, τα προϊόντα δεν περιέχουν τοξικές, καρκινογόνες, ή μεταλλαξιογόνες ουσίες, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ενδεδειγμένη χρήση τους. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει καθόλου γνωστά αλλεργιογόνα ή τοξικές ουσίες σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.



# Δελτίο δεδομένων προϊόντος

## wiroPINNY S



### Πρότυπα

Σήμανση CE	Ιατροτεχνολογικό προϊόν της κατηγορίας I σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN		
	Σήμανση CE Η σήμανση CE διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και εμπορευμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης. Το προϊόν που φέρει τη σήμανση CE πληροί τις βασικές απαιτήσεις των αναφερόμενων Ευρωπαϊκών Οδηγιών.		
VO (EU) 2023/988	Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 2023/988 σχετικά με τη γενική ασφάλεια προϊόντων		
VO (EG) 1935/2004	Κανονισμός σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα από πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.		
VO (EU) 10/2011	Κανονισμός σχετικά με τα υλικά & αντικείμενα από πλαστικό που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.		

### Εφαρμογή

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης	<p>Πριν τη χρήση Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει το κατάλληλο για τις ανάγκες σας και τους τομείς χρήσης προϊόν. Μην φοράτε ιματισμό προστασίας ιατρικού τύπου, εφόσον παρουσιάζει ελαττώματα ή έχει ήδη χρησιμοποιηθεί. Ο ιματισμός προστασίας ιατρικού τύπου προορίζεται μόνο για σύντομη χρήση, στον ιατρικό τομέα η χρήση πρέπει να περιορίζεται σε έναν/μία ασθενή.</p> <p>Χρήση Ξεδιπλώστε την αναδιπλωμένη ποδιά. Περάστε το κεφάλι στον ιμάντα και τοποθετήστε τον στον αυχένα. Ισιώστε ελαφρά τις ποδιές προς τα κάτω και δέστε τους ιμάντες δεσίματος στο πίσω μέρος ή στο πλάι. Για την αφαίρεση αποκόψτε το κορδόνι στον αυχένα και διπλώστε την ποδιά προς τα κάτω, μετά κόψτε τους ιμάντες δεσίματος στην πλάτη και αναδιπλώστε τα σημεία προς τα εμπρός, έτσι ώστε η καθαρή, μη μολυσμένη επιφάνεια της ποδιάς να βρίσκεται εξωτερικά και η μολυσμένη εσωτερικά. Προς αποφυγή εκ παραδρομής επαφής με την επιφάνεια η ποδιά δεν πρέπει να τσαλακώνεται, αλλά να απορρίπτεται διπλωμένη.</p>		
Υπόδειξη ασφαλείας	Σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνου που διενεργήσαμε κατά το πρότυπο EN ISO 14971:2019 + A11:2021 για το συγκεκριμένο προϊόν δεν απαιτούνται πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας.		
Απόρριψη	Τα μη χρησιμοποιημένα ή μη επιμολυσμένα προϊόντα μπορούν να καίγονται με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο σε κλιβάνους ή να απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Τα επιμολυσμένα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας ανάλογα με το είδος της		
Διάρκεια ζωής	5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και διασφαλίζεται η σωστή αποθήκευση.		
Αποθήκευση	Να προστατεύονται από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος. Ο μη ορθός τρόπος αποθήκευσης μπορεί να έχει ως επακόλουθο τη μείωση της διάρκειας ζωής.		
Ιχνηλασιμότητα	Ιχνηλασιμότητα παρτίδων από την καταγραφή των αναγκών έως την έξοδο από την αποθήκη. Δελτίο δεδομένων προϊόντος Έκδοση 2 Ισχύει από παρτίδα 2617 +		

### Συσκευασία

Ανακύκλωση	Αδειοδότηση κατά τον γερμανικό νόμο περί συσκευασιών (VerpackG), αριθμός αδείας DE1618662887322. Παραδώστε τη συσκευασία προς ανακύκλωση.	
------------	--	--

### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/">https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/</a>
-----	---

### Παραλλαγή 1

Χαρακτηριστικό παραλλαγής	σε μπλοκ
Μονάδα πώλησης	1000 Τεμάχιο/Κουτί



# Δελτίο δεδομένων προϊόντος

## wiroPINNY S



Επίπεδο συσκευασίας 1 50 Τεμάχιο/Σακούλα

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 1 Κουτί

Κωδικοί είδους	Κωδ. είδους	Χρώμα	Διαστάσεις (Π x Μ)	Ανοχή
	20105303	λευκό	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105323	μπλε	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105313	πράσινο	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105333	κόκκινο	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105343	κίτρινο	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105304	λευκό	≈ 75 x 140 cm	± 5 %
	20105324	μπλε	≈ 75 x 140 cm	± 5 %

GTINs	Κωδ. είδους	Unit of Use UDI	Επίπεδο συσκευασίας 1 UDI	Επίπεδο συσκευασίας 2 UDI	Κουτί UDI
	20105303	4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
	20105323	4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
	20105313	4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
	20105333	4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
	20105343	4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
	20105304	4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
	20105324	4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

Οι αναφερόμενες τιμές που αφορούν σε διαστάσεις, βάρος, πάχος και ανοχές πρέπει να νοούνται ως ονομαστικές τιμές και ενδέχεται να παρουσιάζουν αποκλίσεις.

Τα αναφερόμενα στοιχεία βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας. Δεν εξασφαλίζουν εγγυημένα την ύπαρξη των ιδιοτήτων του προϊόντος και δεν θεμελιώνουν καμία συμβατική υποχρέωση κατά την έννοια του Δικαίου. Στοιχεία παλαιότερα των 2 ετών χρήζουν επιβεβαίωσης.

Με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών.

Τα διαθέσιμα φύλλα δεδομένων προϊόντων είναι ιδιοκτησία της WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Η εταιρεία WIROS Wilfried Rosbach GmbH είναι ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων δημιουργού/χρήσης και εκμετάλλευσης των φύλλων δεδομένων προϊόντων. Δεν

Ürün Bilgi Formu

wiroPINNY S



## PE ASKILI ÖNLÜKLER

Belden bağlı | Düz



PREMIUM



Wilfried Rosbach GmbH

[www.wiros.de](http://www.wiros.de)

Produktdatenblatt | wiroPINNY S | Version 2 | 01.03.2025

30 / 101



# Ürün Bilgi Formu

## wiroPINNY S



### Üretici

Şirket + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Almanya
SRN	DE-MF-000004956
Ticari marka	care & serve®

### Yetkilendirmeler

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, İsviçre
--------	--

### Ürün açıklaması

Kategori	PREMIUM
Ürün tanımı	care & serve® PREMIUM   wiroPINNY S   PE askılı önlükler Belden bağlı   Düz
Ürün özellikleri	Belden bağlı Düz



### Malzeme

Malzeme	Polietilen
Malzeme kalınlığı	≈ 0,018 mm (± %5)

### Kullanım

Kullanım amacı	Müdahaleler veya bakım önlemleri sırasında kan, salgı, dışkı veya diğer kontamine malzemelerle doğrudan temas yoluyla iş veya özel giysilerin kontaminasyonunu önlemek için Biyolojik Ajanlara Yönelik Teknik Kurallar (TRBA 250) anlamında tıbbi koruyucu giysiler.
Gıda teması	Gıdalarla kısa süreli dolaylı temasa izin verilir.
Uygulama alanı	Hastaya doğrudan tıbbi uygulama yapılmamaktadır. Tıbbi koruyucu giysiler, giysileri korumak ve/veya saç örtmek için kullanılır.
Uygulama grubu	Çalışanlar ve laboratuvarlara, ilaç endüstrisine, hastanelere veya benzeri kurumlara gelen ziyaretçiler.
Hasta grubu	Tıbbi koruyucu giysiler tüm hasta grupları için uygundur.
İndikasyon	Giysileri korumak ve/veya saç örtmek için bir bariyer olarak kullanılabilen tıbbi giysiler.
Kontrendikasyon	Bilinen bir kontrendikasyon yok.
Kullanım İle ilgili Notlar	Tek kullanımlık ürün steril değil
Kısıtlama	Gıda maddelerinin paketlenmesi ve depolanması için uygun değildir.
Açıklama	Bu ürünle doğrudan bağlantılı tüm ciddi olaylar üreticiye ve sorumlu yetkililere bildirilmelidir.
Ek malzeme bilgisi	lateks içermez
Sağlık ile ilgili uyarı	Tekniğin güncel durumuna göre bilindiği kadarıyla, ürünler, öngörülen amaca uygun kullanıldıklarında, toksik, kanserojen veya mutajenik maddeler içermemektedir. Bu ürün güncel standartlara göre bilinen alerjenler veya toksik maddeler içermiyor.






# Ürün Bilgi Formu



## wiroPINNY S




### Standartlar

CE işareti	AB 2017/745 uyarınca I sınıfı medikal üründür.		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN		
	CE işareti CE işareti, ürünlerin ve malların Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde serbest dolaşımını garanti eder. CE işaretli ürün, belirtilen Avrupa yönetmeliklerinin temel taleplerini karşılar.		
VO (EU) 2023/988	Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (AB) 2023/988		
VO (EG) 1935/2004	Gıda maddeleriyle temas etmek için olan plastikten üretilmiş malzemeler ve cisimlerle ilgili düzenleme.		
VO (EU) 10/2011	Gıda maddeleriyle temas etmesi amaçlanan plastik malzemeler ve eşyalarla ilgili düzenleme		

### Kullanım

Kullanım Kılavuzu	<p>Kullanmadan önce Lütfen ihtiyaçlarınız ve uygulama alanlarınız için doğru ürünü seçtiğinizden emin olun. Tıbbi koruyucu giysileri kusurlularsa veya daha önce kullanılmışlarsa lütfen giymeyin. Tıbbi koruyucu giysiler kısa süreli kullanım için tasarlanmıştır, tıbbi alanda kullanımları bir hasta ile sınırlıdır.</p> <p>Kullanım Katlanmış önlüğü açın. Boyun askısını başınızın üzerinden geçirin ve boynunuzun etrafına yerleştirin. Önlükleri hafifçe aşağı doğru düzeltin ve arkadaki veya yanlardaki bağları düğümleyin. Çıkarmak için, ense kısmındaki boyun askısını yırtın ve önlüğü aşağıya katlayın, ardından arkadaki bağları yırtın ve önlüğün temiz, kirlenmemiş bölgesi dışarıda ve kirlenmiş alan içeride olacak şekilde yanları öne doğru katlayın. Kirlenmiş yüzeyle istenmeyen teması önlemek için, önlük buruşturulmamalı, bertaraf edilmek üzere daha fazla katlanmalıdır.</p>		
Güvenlik Uyarısı	EN ISO 14971:2019 + A11:2021 uyarınca yaptığımız risk analizine göre bu ürün için ek güvenlik uyarıları gerekli değildir.		
Bertaraf	Kullanılmayan ve kirlenmemiş ürünler çevreye zarar vermeyecek şekilde yakılabilir veya bertaraf edilebilir. Kirlenmiş ürünler, kirlilik türüne göre yürürlükteki ulusal yasa ve talimatlara uygun olarak bertaraf edilmelidir.		
Kullanım Süresi	5 yıl , üretim tarihinden itibaren, kullanılmadığı ve doğru depolandığı takdirde.		
Saklama	Güneş ışınlarından koruyun. Kuru bir yerde depolayın. Yanlış depolama dayanıklılığın azalmasına neden olabilir.		
İzlenebilirlik	Gereksinimlerin belirlenmesinden depo çıkışına kadar parti ile ilgili izlenebilirlik sağlanmaktadır. Ürün Bilgi Formu Versiyon 2 Geçerli parti başlangıcı 2617 +		

### Ambalaj

Geri Dönüşüm	VerpackG uyarınca lisanslı, Lisans No. DE1618662887322. Lütfen ambalajı geri dönüşüme aktarın.	
--------------	---	---

### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/">https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/</a>
-----	---

### Varyant 1

Varyant özelliği	blok halinde
Satış birimi	1000 Adet/Karton
Ambalaj düzeyi 1	50 Adet/Poli torba





# Ürün Bilgi Formu

## wiroPINNY S



Minimum sipariş miktarı 1 Karton

Ürün Numarası	Ürün numarası	Renk	Boyutu (G x U)	Tolerans
	20105303	beyaz	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105323	mavi	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105313	yeşil	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105333	kırmızı	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105343	sarı	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105304	beyaz	≈ 75 x 140 cm	± 5 %
	20105324	mavi	≈ 75 x 140 cm	± 5 %

GTINs	Ürün numarası	Unit of Use UDI	Ambalaj seviyesi 1 UDI	Ambalaj seviyesi 2 UDI	Karton UDI
	20105303	4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
	20105323	4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
	20105313	4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
	20105333	4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
	20105343	4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
	20105304	4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
	20105324	4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

Boyut, ağırlık, kalınlık ve toleranslar için belirtilen rakamlar nominal değerler olarak anlaşılmalıdır ve farklılık gösterebilir.

Verilen bilgiler, bilgilerimizin mevcut durumuna dayanmaktadır. Bunlar, ürün özelliklerinin garantisini teşkil etmemektedir ve sözleşmeye ilişkin yasal bir anlayışı haklı çıkarmaz. 2 yıldan eski bilgileri lütfen teyit edin.

Şirketimiz tipografik hata ve yanlışlardan sorumlu değildir.

Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları WIROS Wilfried Rosbach GmbH şirketinin mülkiyetindedir. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ürün veri sayfalarının tüm telif/kullanım ve değerlendirme haklarının sahibidir. Ürün veri sayfalarının değiştirilmesi veya piktogramların kullanılması yasaktır. Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları sadece WIROS ürünleriyle bağlantılı olarak temel alınabilir.

Техническая спецификация

wiroPINNY S



## ФАРТУКИ ИЗ ПЭ

Завязки на талии | Гладкие



PREMIUM



# Техническая спецификация

## wiroPINNY S



### Производитель

Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
SRN	DE-MF-000004956
Торговая марка	care & serve®

### Полномочия

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Швейцария
--------	--

### Описание изделия

Категория	PREMIUM
Обозначение продукции	care & serve® PREMIUM   wiroPINNY S   фартуки из ПЭ Завязки на талии   Гладкие
Характеристики продукции	Завязки на талии Гладкие



### Материал

Материал	Полиэтилен
Толщина материала	≈ 0,018 мм (± 5 %)

### Использование

Назначение	Медицинская защитная одежда в значении Технических правил для биологических рабочих веществ (TRBA 250) для предотвращения загрязнения рабочей или личной одежды во время операций или санитарно-гигиенических мероприятий вследствие прямого контакта с кровью, выделениями, экскрементами или другими загрязненными материалами.
Контакт с пищевыми продуктами	Допускается кратковременный непрямой контакт с продуктами питания.
Область применения	Не применяется в медицинских целях непосредственно на пациенте. Медицинская защитная одежда служит для покрытия одежды и/или волос.
Группа применения	Сотрудники и посетители лабораторий, фармацевтических предприятий, больниц или аналогичных учреждений.
Группа пациентов	Медицинская защитная одежда подходит для всех групп пациентов.
Показание	Медицинская одежда в качестве барьера для покрытия одежды и/или волос.
Противопоказание	Противопоказаний нет.
Инструкция по применению	Одноразовый продукт нестерильные
Ограничения	Не предназначено для упаковки и хранения пищевых продуктов.
Примечание	Обо всех серьезных инцидентах, непосредственно связанных с этим продуктом, необходимо сообщать производителю и ответственным органам.
Информация о добавках в составе материала	без латекса
Предупреждение о возможности	На основании актуальных научных знаний, данные изделия не содержат токсичных, канцерогенных или мутагенных веществ, если используются по назначению. В соответствии с актуальными стандартами, данное изделие не содержит известных аллергенов или токсичных веществ.



# Техническая спецификация



## wiroPINNY S




### Стандарты

CE-маркировка	Медицинское изделие класса I согласно (ЕС) 2017/745	 
SRN	DE-MF-000004956	
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN	
	CE-маркировка Маркировка CE гарантирует свободное обращение изделий и товаров на территории ЕЭС. Изделие с маркировкой CE соответствует основным требованиям указанных европейских регламентов.	
VO (EU) 2023/988	Регламент ЕС № 2023/988 об общей безопасности продукции	
VO (EG) 1935/2004	Регламент о материалах и изделиях из пластмасс, контактирующих с пищевыми продуктами.	
VO (EU) 10/2011	Распоряжение о материалах и изделиях из пластмасс, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	

### Использование

Инструкция по использованию	<p>Перед использованием</p> <p>Убедитесь, что выбрали правильное изделие для своих потребностей и сфер применения. Ни в коем случае не надевайте медицинскую защитную одежду, у которой были обнаружены дефекты или бывшей в употреблении. Медицинская защитная одежда предназначена для кратковременного использования; в сфере медицины использование ограничено одним пациентом.</p> <p>Применение</p> <p>Разложите сложенный фартук. Наденьте через голову шейную бретель на шею. Слегка разгладьте фартук и завяжите завязки сзади или сбоку. Для снятия фартука разорвите бретель на затылке и сложите нагрудник вниз, затем разорвите завязки на спине и сложите стороны вперед так, чтобы чистая поверхность фартука оказалась снаружи, а загрязненная поверхность оказалась внутри. Во избежание случайного контакта с загрязненной поверхностью фартук нельзя комкать, а сложить для утилизации несколько раз.</p>	
Инструкция по технике безопасности	По результатам анализа рисков в соответствии со стандартом EN ISO 14971:2019 + A11:2021, дополнительные рекомендации по безопасности для данного изделия не требуются.	
Утилизация	Неиспользованные и незагрязненные изделия можно сжигать экологически безопасным образом или утилизировать в местах для сбора мусора. Загрязненные изделия следует утилизировать в соответствии с действующим национальным законодательством и нормативно-правовыми актами, в зависимости от типа загрязнения.	
Срок службы	5 лет с даты изготовления, если они не были в употреблении и при правильном хранении.	
Хранение	Защищать от солнечных лучей. Хранить сухим. Неправильное хранение может привести к снижению долговечности.	 
Прослеживаемость	Прослеживаемость партии от определения потребностей до выхода со склада. Техническая спецификация Версия 2 действительный, начиная с партии 2617 +	

### Упаковка

Переработка	Лицензировано согласно Закону об упаковке, номер лицензии DE1618662887322. Пожалуйста, отправьте упаковку на переработку.	 §VerpackG
-------------	--	--

### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/">https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/</a>
-----	---

### Вариант 1

Торговая единица	1000 шт./Коробка
Уровень упаковки 1	50 шт./Полиэтиленовый пакет



# Техническая спецификация

## wiroPINNY S



Минимальное количество заказа		1 Коробка			
Номера артикула	Номер артикула	Цвет	Размер (Ш x Д)	допустимое отклонение	
	20105303	белый	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105323	синие	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105313	зеленый	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105333	Красные	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105343	желтые	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105304	белый	≈ 75 x 140 cm	± 5 %	
	20105324	синие	≈ 75 x 140 cm	± 5 %	
GTINs	Номер артикула	Unit of Use UDI	Уровень упаковки 1 UDI	Уровень упаковки 2 UDI	Коробка UDI
	20105303	4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
	20105323	4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
	20105313	4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
	20105333	4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
	20105343	4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
	20105304	4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
	20105324	4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

Цифровые данные размеров, веса, толщины и допустимых отклонений следует понимать как номинальные величины и они могут отличаться. Данные основаны на текущем уровне наших знаний.

Они не являются гарантированным заверением о характеристиках товара и не создают договорного правового понимания. Информацию, которой больше 2 лет, необходимо подтвердить повторно.

Возможны опечатки и другие ошибки.

Предоставленные технические паспорта изделий продукции являются собственностью компании WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компания WIROS Wilfried Rosbach GmbH является владельцем всех авторских прав/прав на использование и реализацию технических паспортов изделий. Запрещается вносить изменения в технические паспорта изделий или использовать пиктограммы. Предоставленные технические паспорта изделий могут использоваться только в связи с оригинальными изделиями



Karta produktu

wiroPINNY S



## FARTUCHY NA SZYJĘ PE

Paski do wiązania w talii | Gładkie



PREMIUM



# Karta produktu

## wiroPINNY S



### Producent

Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Niemcy
SRN	DE-MF-000004956
Znak towarowy	care & serve®

### Upoważnienia

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Szwajcaria
--------	---

### Opis produktu

Kategoria	PREMIUM
Nazwa produktu	care & serve® PREMIUM   wiroPINNY S   Fartuchy na szyję PE Paski do wiązania w talii   Gładkie
Właściwości produktu	Paski do wiązania w talii Gładkie



### Materiał

Materiał	Polietylen
Grubość materiału	≈ 0,018 mm (± 5 %)

### Zastosowanie

Zamierzone przeznaczenie	Medyczna odzież ochronna zgodna z przepisami technicznymi dla środków biologicznych (TRBA 250), używana w celu uniknięcia zanieczyszczenia odzieży roboczej lub prywatnej podczas wykonywania zabiegów i czynności pielęgnacyjnych w bezpośrednim kontakcie z krwią, wydzielinami, odchodami lub innym zanieczyszczonym materiałem.
Kontakt z żywnością	Dopuszczony krótkotrwały, pośredni kontakt z produktami spożywczymi.
Zakres zastosowania	Nie ma bezpośredniego zastosowania medycznego dla pacjentów. Medyczna odzież ochronna służy do przykrycia odzieży i/lub włosów.
Grupa zastosowania	Pracownicy i goście laboratoriów, przemysłu farmaceutycznego, szpitali lub podobnych instytucji.
Grupa pacjentów	Medyczna odzież ochronna jest odpowiednia dla wszystkich grup pacjentów.
Wskazania	Odzież medyczna jako bariera przykrywająca odzież i/lub włosy.
Przeciwwskazania	Brak znanych przeciwwskazań.
Instrukcja użytkowania	Produkt jednorazowego użytku niesterylne
Zastrzeżenia	Nie nadaje się do pakowania i przechowywania żywności.
Informacja	Wszystkie poważne incydenty związane bezpośrednio z tym produktem należy zgłaszać producentowi i odpowiednim władzom.
Dodatkowe informacje o materiałach	nie zawiera lateksu
Wskazówki dotyczące zdrow	Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, produkty nie zawierają żadnych substancji toksycznych, rakotwórczych ani mutagennych, jeśli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Produkt nie zawiera żadnych znanych alergenów ani substancji toksycznych zgodnie z obowiązującymi normami.






# Karta produktu



## wiroPINNY S




### Standardy

Oznakowanie CE	Wyrób medyczny klasy I zgodny z normą UE 2017/745	 
SRN	DE-MF-000004956	
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN	
	Oznakowanie CE Oznaczenie CE gwarantuje swobodny przepływ produktów i towarów w obrębie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Produkt oznaczony znakiem CE spełnia zasadnicze wymagania określone w przepisach europejskich.	
VO (EU) 2023/988	Rozporządzenie (UE) nr 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów	
VO (EG) 1935/2004	Rozporządzenie w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi.	
VO (EU) 10/2011	Rozporządzenie w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych dopuszczonych do kontaktu z żywnością	

### Stosowanie

Instrukcja obsługi	<p>Przed użyciem</p> <p>Prosimy, by upewnić się że wybrany przez Państwa produkt jest dopasowany do Państwa potrzeb oraz obszarów zastosowania. Nie należy nosić medycznej odzieży ochronnej, jeśli jest ona uszkodzona lub była używana. Medyczna odzież ochronna jest przeznaczona do krótkotrwałego użytku; w medycynie jej stosowanie jest ograniczone do jednego pacjenta/pacjentki.</p> <p>Użytkowanie</p> <p>Rozłóż złożony fartuch. Przeciągnij pętlę przez głowę i załóż ją na szyję. Lekko wygładź fartuch i zawiąż tasiemki z tyłu lub po bokach.</p> <p>Aby go zdjąć, rozerwij pętlę na karku i złóż przód fartucha, a następnie oderwij tasiemki z tyłu i zagnij boki do przodu, tak aby niezanieczyszczona powierzchnia fartucha znajdowała się na zewnątrz a zanieczyszczona wewnątrz. Aby zapobiec przypadkowej kontaminacji poprzez kontakt z zanieczyszczoną powierzchnią, w celu utylizacji fartucha nie należy zgniatać, ale ostrożnie go złożyć.</p>	
Wskazówka bezpieczeństwa	Zgodnie z naszą analizą ryzyka przeprowadzoną zgodnie z normą EN ISO 14971:2019 + A11:2021, dla tego produktu nie są wymagane żadne dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa.	
Utylizacja	Produkty, który nie były użytkowane ani skażone, mogą zostać spalone lub zutylicowane w sposób przyjazny dla środowiska. Skażone produkty należy zutylicować w sposób zgodny z obowiązującym krajowymi zaleceniami i przepisami prawnymi.	
Trwałość	5 lat od daty produkcji, jeśli produkt był prawidłowo przechowywany i nieużywany	
Przechowywanie	Chronić przed promieniowaniem słońca Przechowywać w suchym miejscu. Niewłaściwe przechowywanie może obniżyć trwałość produktu.	 
Identyfikowalność	Możliwość identyfikacji konkretnej partii od zgłoszenia zapotrzebowania do opuszczenia magazynu. Karta produktu Wersja 2 ważne od partii 2617 +	

### Opakowanie

Recykling	Licencjonowane przez VerpackG, numer licencji DE1618662887322. Opakowanie należy zwrócić do ponownego przetworzenia.	 §VerpackG
-----------	---	--

### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/">https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/</a>
-----	---

### Wariant 1

Cecha wariantu	zablokowany
jednostka sprzedaży	1000 sztuka/karton
Poziom pakowania 1	50 sztuka/Torebka foliowa





Minimalna ilość zamówienia	1 karton
----------------------------	----------

Numer artykułu	Numer artykułu	kolor	rozmiar (S x D)	tolerancja
	20105303	biały	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105323	niebieski	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105313	zielony	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105333	czerwony	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105343	żółty	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105304	biały	≈ 75 x 140 cm	± 5 %
	20105324	niebieski	≈ 75 x 140 cm	± 5 %

GTINs	Numer artykułu	Unit of Use UDI	Poziom pakowania 1 UDI	Poziom pakowania 2 UDI	karton UDI
	20105303	4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
	20105323	4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
	20105313	4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
	20105333	4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
	20105343	4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
	20105304	4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
	20105324	4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

Wartości liczbowe dotyczące rozmiarów, masy, grubości i tolerancji należy rozumieć jako wartości nominalne, które mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Podane informacje są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Nie stanowią gwarancji właściwości produktu oraz nie stanowią umownego rozumienia prawa. Informacje, które zostały podane przed okresem 2 lat, wymagają ponownego potwierdzenia.

Błędy i pomyłki zastrzeżone.

Udostępnione karty informacyjne produktów są własnością firmy WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Firma WIROS Wilfried Rosbach GmbH jest właścicielem wszelkich praw autorskich/praw do użytkowania i wykorzystywania kart informacyjnych produktów. Zabronione jest dokonywanie zmian w kartach informacyjnych produktów oraz wykorzystywanie piktogramów. Udostępnionych kart informacyjnych produktów można używać wyłącznie w połączeniu z oryginalnymi produktami firmy WIROS.



## PE-FORKLÆDER

Bindebånd i taljen | Glat



PREMIUM



## Producent

Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
SRN	DE-MF-000004956
Handelsmærke	care & serve®

## Fuldmagter

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Schweiz
--------	--

## Produktbeskrivelse

Kategori	PREMIUM
Produktbetegnelse	care & serve® PREMIUM   wiroPINNY S   PE-forklæder Bindebånd i taljen   Glat
Produktegenskaber	Bindebånd i taljen Glat



## Materiale

Materiale	Polyethylen
Materialetykkelse	≈ 0,018 mm (± 5 %)

## Anvendelse

Anvendelsesformål	Medicinsk beskyttelsesbeklædning som defineret i de tekniske regler for biologiske stoffer (TRBA 250) for at undgå kontaminering af arbejde eller privat beklædning under indgreb eller plejeforanstaltninger gennem direkte kontakt med blod, sekreter, udskillelse eller andet forurenet materiale.
Fødevarekontakt	Kortvarig, indirekte kontakt med fødevarer er tilladt.
Anvendelsesområde	Der er ingen direkte medicinsk anvendelse på patienten. Medicinsk beskyttelsestøj bruges til at dække tøj og/eller hår.
Applikationsgruppe	Medarbejdere og besøgende på laboratorier, medicinalindustrien, hospitaler eller lignende institutioner.
Patientgruppe	Medicinsk beskyttelsesbeklædning er velegnet til alle patientgrupper.
Indikation	Medicinsk tøj som en barriere for at dække tøj og/eller hår.
Kontraindikation	Ingen kendte kontraindikationer.
Anvendeshenvisning	Engangsprodukt ikke steril
Begrænsning	Ikke egnet til indpakning og opbevaring af fødevarer.
Bemærk	Alle alvorlige hændelser i direkte forbindelse med dette produkt skal rapporteres til producenten og de ansvarlige myndigheder.
Yderligere oplysninger om materialet	latexfri
Sundhedshenvisning	Så vidt det er kendt i henhold til det aktuelle tekniske niveau, indeholder produkterne ingen giftige, kræftfremkaldende eller mutagene stoffer, når de anvendes i overensstemmelse med deres tilsigtede anvendelse. Dette produkt indeholder ingen kendte allergener eller giftige stoffer i henhold til gældende standarder.






## Standarder

CE-mærkning	Medicinsk produkt klasse I i henhold til EU 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN		
	CE-mærkning CE-mærkningen garanterer fri bevægelighed for produkter og varer inden for det Europæiske Økonomiske Fællesskab. Det CE-mærkede produkt opfylder de grundlæggende krav i de angivne europæiske regulativer.		
VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 vedr. generel produktsikkerhed		
VO (EG) 1935/2004	Forordning vedrørende materialer og genstande af kunststof, som er tiltænkt kontakt med levnedsmidler.		
VO (EU) 10/2011	Forordning om plastmaterialer- og genstande bestemt til kontakt med fødevarer		

## Anvendelse

Brugsanvisning	<p><b>Før brug</b> Kontrollér, at du har valgt det passende produkt til dine behov og anvendelsesområder. Anvend ikke medicinske beskyttelsesbeklædning, hvis det udviser mangler eller allerede har været brugt. Medicinske beskyttelsesbeklædning er beregnet til kortvarig anvendelse, på det medicinske område er anvendelsen begrænset til én patient.</p> <p><b>Håndtering</b> Fold det foldede forklæde ud. Træk halssløjfen over hovedet, og læg den rundt om halsen. Glat forklæderne let ned og knyt bindebåndene i ryggen eller på siderne. For at tage det af skal du rive halssløjfen ved nakken over og folde smækken ned, derefter rive bindebåndene i ryggen over og folde siderne fremad, så det rene, uforurenede område af forklædet er på ydersiden og det forurenede område er på indersiden. For at forhindre utilsigtet kontakt med den forurenede overflade bør forklædet ikke krølles sammen, men skal foldes yderligere for bortskaffelse.</p>		
Sikkerhedshenvisning	Ifølge vores risikoanalyse i henhold til EN ISO 14971:2019 + A11:2021 kræves ingen yderligere sikkerhedsanvisninger for dette produkt.		
Bortskaffelse	Ubrugte og ukontaminerede produkter kan forbrændes på miljøvenlig vis eller bortskaffes via et deponeringsanlæg. Kontaminerede produkter skal bortskaffes i henhold til nationale love og forskrifter alt efter den pågældende kontamineringstype.		
Holdbarhed	5 år efter produktionsdatoen, hvis ubrugte og under forudsætning af korrekt opbevaring.		
Opbevaring	Skal beskyttes mod direkte sol. Skal opbevares tørt. Forkert opbevaring kan medføre reduceret holdbarhed.		
Sporbarhed	Charge-baseret sporbarhed fra meddelelse om behov frem til forsendelse fra lageret. Produktdatablad Version 2 gyldig fra charge 2617 +		

## Emballage

Genbrug	Licenseret i henhold til VerpackG, licensnummer DE1618662887322. Afløber emballagen på en genbrugsstation.	
---------	---	---

## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/">https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/</a>
-----	---

## Variant 1

Variantfunktion	på blok
Salgsenhed	1000 Styk/Kasse
Emballageniveau 1	50 Styk/Plasticpose





Minimumsbestillingsmængde 1 Kasse

Varenumre	Artikelnummer	Farve	Størrelse (B x L)	Tolerance
	20105303	hvid	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105323	blå	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105313	grøn	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105333	rød	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105343	gul	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105304	hvid	≈ 75 x 140 cm	± 5 %
	20105324	blå	≈ 75 x 140 cm	± 5 %

GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Emballageniveau 1 UDI	Emballageniveau 2 UDI	Kasse UDI
	20105303	4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
	20105323	4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
	20105313	4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
	20105333	4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
	20105343	4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
	20105304	4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
	20105324	4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

Talangivelserne vedrørende mål, vægt, tykkelse og tolerancer skal forstås som målværdier og kan afvige.

Angivelserne er baseret på vores aktuelle viden. De udgør ikke nogen garanti for bestemte produkttegenskaber og danner ikke noget grundlag for et juridisk kontraktforhold. Angivelser ældre end 2 år bør søges bekræftet på ny.

Med forbehold for fejl.

Produktdatabladene er WIROS Wilfried Rosbach GmbH's ejendom. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er indehaver af alle ophavsrettigheder/rettigheder til brug og udnyttelse af produktdatabladene. Det er ikke tilladt at ændre produktdatabladene eller at bruge piktogrammerne. De medfølgende produktdatablade må kun anvendes i forbindelse med originale WIROS produkter.





## PE-SKYDDSFÖRKLÄDE

Knytband i midjan | Slät



PREMIUM



## Tillverkare

Företag + Adress	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
SRN	DE-MF-000004956
Varumärke	care & serve®

## Tillstånd

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Schweiz
--------	--

## Produktbeskrivning

Kategori	PREMIUM
Produktbeteckning	care & serve® PREMIUM   wiroPINNY S   PE-Skyddsförkläde Knytband i midjan   Slät
Produktegenskaper	Knytband i midjan Slät



## Material

Material	Polyetylen
Materialtjocklek	≈ 0,018 mm (± 5 %)




## Användning

Användningsområde	Medicinsk skyddsbeklädnad i den mening som avses i Tekniska regler för biologiska medel (TRBA 250). Den används för att undvika, under ingrepp eller vårdåtgärder, kontaminering av arbets- eller privata kläder från direktkontakt med blod, avsöndringar, sekret eller annat förorenat material.
Kontakt med livsmedel	Kortvarig indirekt kontakt med livsmedel är tillåten.
Användningsområde	Det finns ingen direkt medicinsk användning för patienten. Medicinska skyddskläder används för att täcka kläder och/eller hår.
Användningsgrupp	Anställda och besökare på laboratorier, läkemedelsindustrin, sjukhus eller liknande institutioner.
Patientgrupp	Medicinsk skyddskläder är lämplig för alla patientgrupper.
Indikation	Medicinska kläder som barriär för att täcka kläder och/eller hår.
Kontraindikation	Inga kända kontraindikationer.
Anvisningarna för användandet	Produkt för engångsbruk ej steril
Begränsning	Inte lämpligt för packning och förvaring av livsmedel.
Obs	Alla allvarliga händelser i direkt anslutning till denna produkt måste rapporteras till tillverkaren och de ansvariga myndigheterna.
Ytterligare materialinformation	Latexfri
Hälsovarningar	Enligt vad som är känt enligt den senaste tekniken innehåller produkterna inga giftiga, cancerframkallande eller mutagena ämnen när de används enligt avsedd användning. Denna produkt innehåller inga kända allergener eller giftiga ämnen enligt gällande standarder.







## Standarder

CE-märkning	Medicinsk produkt av klass I enligt förordning (EU) 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN		
	CE-märkning CE-märkningen garanterar fri handel med produkter och varor inom Europeiska ekonomiska gemenskapen. Den CE-märkta produkten uppfyller de grundläggande kraven i de angivna europeiska förordningarna.		
VO (EU) 2023/988	EU-förordning nr 2023/988 om allmän produktsäkerhet		
VO (EG) 1935/2004	Förordning om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel		
VO (EU) 10/2011	Förordning om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel		

## Användning

Bruksanvisning	<b>Före användning</b> Se till att du har rätt produkt för dina behov och användningsområden. Använd inte medicinska skyddskläder om de är defekta eller redan har använts. Medicinska ansiktsmasker för engångsbruk är avsedda för kortvarig användning, inom det medicinska området är användningen begränsad till en patient.  <b>Hantering</b> Vik upp den vikta skyddsrocken. Dra halsöglan över huvudet och lägg den runt halsen. Släta ut skyddsrocken något och knyt banden i ryggen eller på sidorna. För att ta av den, riv av nackbandet och vik ner skyddsrocken, riv sedan banden i ryggen och vik sidorna framåt så att det rena, okontaminerade området på skyddsrocken är på utsidan och det kontaminerade området är på insidan. För att förhindra oavsiktlig kontakt med den kontaminerade ytan, ska skyddsrocken inte skrynklas utan bör vikas ytterligare för slängning.		
Säkerhetsanvisning	Enligt vår riskanalys, enligt EN ISO 14971:2019 + A11:2021 krävs inga ytterligare säkerhetsinstruktioner för denna produkt.		
Avfallshantering	Oanvända och okontaminerade produkter kan miljövänligt förbrännas eller avfallshanteras på en deponi. Kontaminerade produkter måste avfallshanteras i enlighet med gällande lagar och förordningar utifrån typ av kontaminering.		
Hållbarhet	5 år från produktionsdatumet, om den är oanvänd och har förvarats korrekt.		
Förvaring	Undvik direkt solljus. Förvaras torrt. Felaktig förvaring kan leda till en minskad hållbarhet.		
Spårbarhet	Batchrelaterad spårbarhet från behovsbedömning till lagerutgång. Produktdatablad Version 2 Giltigt fr.o.m. batch 2617 +		

## Förpackning

Återvinning	Licensierad enligt VerpackG (tysk förpackningslag), licensnummer DE1618662887322. Vänligen lämna in förpackningen för återvinning.	
-------------	---	---

## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/">https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/</a>
-----	---

## Varianter 1

Variantdetaljer	hopbuntade
Försäljningsenhet	1000 Antal/Kartong
Förpackningsnivå 1	50 Antal/Polypåse
Minsta ordervolym	1 Kartong







Artikelnummer	Artikelnummer	Färg	Storlek (B x L)	Tolerans
	20105303	vit	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105323	blå	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105313	grön	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105333	röd	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105343	gul	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105304	vit	≈ 75 x 140 cm	± 5 %
	20105324	blå	≈ 75 x 140 cm	± 5 %

GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Förpackningsnivå 1 UDI	Förpackningsnivå 2 UDI	Kartong UDI
	20105303	4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
	20105323	4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
	20105313	4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
	20105333	4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
	20105343	4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
	20105304	4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
	20105324	4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

Siffrorna för mått, vikter, tjocklekar och toleranser ska förstås som börvärden och kan variera.

Uppgifterna är baserade på vår nuvarande kunskapsnivå. De är inte någon garanterad försäkring om produktfunktioner och motiverar inte någon avtalsenlig tolkning av lagen. Var god och inhämta bekräftelse för uppgifter som är äldre än 2 år.

Inmatningsfel och fel förbehållna.

De bifogade produktdatabladen tillhör WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH är innehavare av alla upphovs-/användnings-/nyttjanderättigheter till produktdatabladen. Det är inte tillåtet att ändra produktdatabladen eller använda piktogrammen. De bifogade produktdatabladen får endast användas i samband med original WIROS-produkter.

## PE-SMEKKEFORKLÆR

Bånd til å knyte i midjen | Glatte



PREMIUM





## Produsent

Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
SRN	DE-MF-000004956
Varemerke	care & serve®

## Autorisasjoner

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Sveits
--------	---

## Produktbeskrivelse

Kategori	PREMIUM
Produktnavn	care & serve® PREMIUM   wiroPINNY S   PE-smekkeforklær Bånd til å knyte i midjen   Glatte
Produktgenskaper	Bånd til å knyte i midjen Glatt



## Materiale

Materiale	Polyetylen
Materialstyrke	≈ 0,018 mm (± 5 %)

## Bruk

Bruksområde	Medisinsk vernetøy i henhold til de tekniske reglene for biologisk arbeidsutstyr (TRBA 250) for å unngå forurensning av arbeidstøy eller private klær under inngrep eller tiltak knyttet til helsetjenester gjennom direkte kontakt med blod, sekreter, utskilte væsker eller annet forurensende materiale.
Matkontakt	Kortvarig indirekte kontakt med matvarer er tillatt.
Bruksområde	Det er ingen direkte medisinsk anvendelse på pasienten. Medisinsk vernetøy brukes til å dekke til klær og/eller hår.
Anvendelsesgruppe	Medarbeidere og besøkende på laboratorier, i farmasøytisk industri, på sykehus eller liknende institusjoner.
Pasientgruppe	Medisinsk vernetøy egner seg til alle pasientgrupper.
Indikasjon	Medisinsk tøy som en barriere for å dekke til klær og/eller hår.
Kontraindikasjon	Ingen kjente kontraindikasjoner.
Veiledning ang. bruk	Engangsprodukt Ikke-sterile
Begrensning	Ikke egnet for pakking og oppbevaring av matvarer.
Merk	Alle alvorlige hendelser i direkte forbindelse med dette produktet må rapporteres til produsenten og ansvarlige myndigheter.
Ytterligere informasjon om materialet	uten lateks
Veiledning ang. helse	Så langt det er kjent i henhold til den nåværende teknikken, inneholder produktene ingen giftige, kreftfremkallende, mutagene stoffer når de brukes i henhold til tiltenkt bruk. Dette produktet inneholder ingen kjente allergener eller giftige stoffer i henhold til gjeldende standarder.








## Standarder

CE-merking	Medisinsk produkt av klasse I iht. EU 2017/745	 
SRN	DE-MF-000004956	
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN	
	CE-merking CE-merkingen garanterer fri bevegelighet av produkter og varer innenfor Det europeiske økonomiske fellesskapet. Det CE-merkede produktet oppfyller de grunnleggende kravene i de europeiske bestemmelsene som er oppgitt.	
VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 om generell produktsikkerhet	
VO (EG) 1935/2004	Direktiv ang. plastmaterialer og -gjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med matvarer.	
VO (EU) 10/2011	Forordning om materialer og gjenstander av kunststoff, som er laget for å komme i kontakt med matvarer.	

## Bruk

Bruksanvisning	<p>Før bruk</p> <p>Vennligst forsikre deg om at du har valgt riktig produkt for dine behov og anvendelsesområder. Vennligst ikke bruk medisinsk vernetøy dersom det oppviser defekter eller allerede er brukt. Medisinsk vernetøy er beregnet på kortvarig bruk. På det medisinske området er bruken begrenset til én enkelt pasient.</p> <p>Håndtering</p> <p>Brett det brettede forkleet ut. Trekk nakkesløyfen over hodet og legg den rundt nakken. Stryk lett forklærne glatt nedover og knyt båndene i ryggen eller på siden. For å trekke den av, så riv i stykker nakkesløyfen ved nakken og brett smekken ned, riv deretter i stykker båndene til knytning i ryggen og brett sidene fremover slik at det rene, uforurensede området av forkleet havner på utsiden og det forurensede området havner på innsiden. For å forhindre utilsiktet kontakt med den forurensede overflaten, skal forkleet ikke krølles sammen, men skal brettes videre for avhending.</p>	
Sikkerhetshenvisninger	I følge vår risikoanalyse i henhold til EN ISO 14971:2019 + A11:2021, er det ikke nødvendig med ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for dette produktet.	
Avfallshåndtering	Produkter som ikke er brukte eller ikke er kontaminerte kan brennes i henhold til lowerket eller leveres til avfallshåndtering. Kontaminerte produkter må avhendes etter gjeldende lovverk og forskrifter i henhold til type forurensning.	
Holdbarhet	5 år etter produksjonsdato, så lenge produktet er ubrukt og korrekt oppbevart.	
Oppbevaring	Beskyttes mot direkte sollys. Skal oppbevares tørt. Feil oppbevaring kan føre til en reduksjon av holdbarheten.	 
Sporbarhet	Sporbarhet for batcher fra behovsbestemmelse til transport fra lager. Produktdatablad Versjon 2 gyldig fra batch 2617 +	

## Forpakning

Gjenvinning	Lisensiert i henhold til VerpackG, lisensnummer DE1618662887322. Lever også forpakningen til gjenvinning.	 VerpackG
-------------	--	--

## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/">https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/</a>
-----	---

## Variant 1

Varianteffekt	Sperret
Salgsenhet	1000 Stk./Kartong
Emballasjenivå 1	50 Stk./Plastpose



Minste bestillingsvolum 1 Kartong

Artikkelnumre	Varenummer	Farge	Størrelse (B x L)	Toleranse
	20105303	hvit	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105323	blå	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105313	grønn	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105333	rød	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105343	gul	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105304	hvit	≈ 75 x 140 cm	± 5 %
	20105324	blå	≈ 75 x 140 cm	± 5 %

GTINs	Varenummer	Unit of Use UDI	Emballasjenivå 1 UDI	Emballasjenivå 2 UDI	Kartong UDI
	20105303	4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
	20105323	4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
	20105313	4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
	20105333	4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
	20105343	4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
	20105304	4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
	20105324	4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

Tallverdiene for størrelser, vekt, styrke og toleranser er å anse som nominelle verdier og kan være avvikende.

Angivelsene er basert på vår nåværende kunnskap. De er ingen garantert forsikring om produktegenskaper og er ikke å forstå som en rettskraftig kontrakt. Informasjon som er eldre enn 2 år skal bekreftes på nytt.

Med forbehold om feil og mangler.

Produktdatabladene som tilbys tilhører WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er eier av alle opphavsrettigheter, utnyttings- og bruksrettigheter av produktdatabladene. Det er ikke tillatt å endre produktdatabladene eller bruke piktogrammene.

Produktdatabladene som leveres kan kun brukes sammen med originale WIROS-produkter.



Informační list výrobku

wiroPINNY S



## PE ZÁSTĚRY S LACLEM

Tkanice v pase | Hladké



PREMIUM



# Informační list výrobku

## wiroPINNY S



### Výrobce

Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Německo
SRN	DE-MF-000004956
Obchodní značka	care & serve®

### Zmocnění

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Švýcarsko
--------	--

### Popis výrobku

Kategorie	PREMIUM
Označení výrobku	care & serve® PREMIUM   wiroPINNY S   PE zástěry s lacllem Tkanice v pase   Hladké
Vlastnosti výrobku	Tkanice v pase Hladké



### Materiál

Materiál	polyetylen
Tloušťka materiálu	≈ 0,018 mm (±5 %)

### Použití

Účel použití	Lékařský ochranný oděv ve smyslu technických předpisů pro biologické činitele (TRBA 250) k prevenci kontaminace pracovního nebo civilního oděvu při zákrocích nebo provádění péče v důsledku kontaktu s krví, sekrety, exkremty nebo jiným kontaminovaným materiálem.
Styk s potravinami	Krátkodobý nepřímý styk s potravinami je povolen.
Oblast použití	Neprovádí se přímé léčebné použití na pacientovi. Zdravotnický ochranný oděv slouží k zakrytí oděvu a/nebo vlasů.
Skupina použití	Zaměstnanci a návštěvníci laboratoří, farmaceutického průmyslu, nemocnic nebo podobných institucí.
Skupina pacientů	Zdravotnické ochranné oděvy jsou vhodné pro všechny skupiny pacientů.
Indikace	Zdravotnický oděv jako bariéra k zakrytí oděvu a/nebo vlasů.
Kontraindikace	Žádné známé kontraindikace.
Pokyny pro použití	Jednorázový výrobek nesterilní
Omezení	Nevhodné pro balení a skladování potravin.
Informace	Všechny závažné nehody v přímé souvislosti s tímto výrobkem musí být nahlášeny výrobcí a odpovědným orgánům.
Další informace o materiálu	bez latexu
Informace týkající se zdraví	Podle současného stavu techniky výroby neobsahují žádné toxické, karcinogenní ani mutagenní látky, pokud jsou používány v souladu se svým určením. Tento výrobek neobsahuje žádné známé alergeny ani toxické látky podle platných norem.






# Informační list výrobku



# wiroPINNY S




## Standardy

Označení CE	Zdravotnický prostředek třídy I podle EU 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN		
	Označení CE Označení CE zaručuje volný pohyb výrobků a zboží v rámci Evropského hospodářského společenství. Výrobek s označením CE splňuje základní požadavky uvedených evropských nařízení.		
VO (EU) 2023/988	Nařízení (EU) č. 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků		
VO (EG) 1935/2004	Übersetzung bitte noch eintragen		
VO (EU) 10/2011	Nařízení o materiálech a předmětech z plastu určených pro styk s potravinami		

## Použití

Návod k použití	<p><b>Před použitím</b></p> <p>Ujistěte se prosím, že jste zvolili výrobek vhodný pro vaše potřeby a oblasti použití. Zdravotnický ochranný oděv nenoste, pokud vykazuje nedostatky nebo již byl použit. Zdravotnický ochranný oděv je určen ke krátkodobému použití, v lékařské oblasti je použití omezeno na jednoho pacienta.</p> <p><b>Manipulace</b></p> <p>Rozložte složenou zástěru. Přetáhněte tkanici přes hlavu a urovnejte kolem krku. Zástěry lehce vyhladte směrem dolů a zavažte tkanice na zádech nebo na boku. Při svlékání přetřhněte na zátylku tkanici kolem krku a přeložte přední díl zástěry, poté přetřhněte tkanice na zádech a dopředu složte strany zástěry tak, aby byla čistá, nekontaminovaná plocha zástěry na vnější straně a kontaminovaná plocha uvnitř. Pro vyloučení náhodného kontaktu s kontaminovanou plochou by se neměla zástěra zmačkat, nýbrž k vyhození ještě více složit.</p>		
Bezpečnostní upozornění	Podle naší analýzy rizik v souladu s normou EN ISO 14971:2019 + A11:2021 nevyžaduje tento výrobek žádné další bezpečnostní pokyny.		
Likvidace	Nepoužité a nekontaminované výrobky lze spálit způsobem šetrným k životnímu prostředí nebo uložit na skládku. Kontaminované výrobky je nutné zlikvidovat v souladu s platnými vnitrostátními zákony a předpisy v závislosti na typu kontaminace.		
Životnost	5 let od data výroby, pokud je zboží nepoužité a bylo skladováno správně.		
Skladování	Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladujte v suchu. Nevhodné skladování může vést ke snížení životnosti.		
Vysledovatelnost	Vysledovatelnost šarže od zjištění potřeb až po odběr ze skladu. Informační list výrobku Verze 2 platí od šarže 2617 +		

## Obal

Recyklace	Licence podle zákona VerpackG, číslo licence: DE1618662887322. Obal prosím předejte k recyklaci.	
-----------	---	---

## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/">https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/</a>
-----	---

## Varianta 1

Atribut varianty	blok
Prodejní jednotka	1000 kus/Kartón
Úroveň obalu 1	50 kus/Sáček





# Informační list výrobku

## wiroPINNY S



Minimální objednáací množství 1 Kartón

Číslo výrobku	Číslo výrobku	Barva	Velikost (Š x D)	Tolerance
	20105303	bílá	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105323	modrá	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105313	zelená	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105333	Červená	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105343	žlutá	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105304	bílá	≈ 75 x 140 cm	± 5 %
	20105324	modrá	≈ 75 x 140 cm	± 5 %

GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use UDI	Úroveň obalu 1 UDI	Úroveň obalu 2 UDI	Kartón UDI
	20105303	4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
	20105323	4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
	20105313	4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
	20105333	4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
	20105343	4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
	20105304	4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
	20105324	4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

Číselné údaje o rozměrech, hmotnostech, tloušťkách a tolerancích je nutné chápat jako cílové hodnoty, a proto mohou být odlišné.

Veškeré údaje jsou založeny na aktuálním stavu našich vědomostí. Nejsou ujištěním o vlastnostech výrobku a nevyplývá z nich žádný právní vztah smluvní povahy. Údaje starší než 2 roky nechte prosím znovu ověřit.

Chyby při zadávání a omyly vyhrazeny.

Poskytnuté informační listy výrobků jsou majetkem společnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Společnost WIROS Wilfried Rosbach GmbH vlastní veškerá autorská/uživatelská a uživatelská práva k informačním listům výrobků. Není dovoleno informační listy výrobků měnit nebo používat jejich piktogramy. Poskytnuté informační listy výrobků smějí být použity pouze v souvislosti s originálními výrobky WIROS.



Termékadatlap

wiroPINNY S



## PE KÖTÉNY

Kötők a derékon | Sima



PREMIUM





## Gyártó

Cég + Cím	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Németország
SRN	DE-MF-000004956
Márkanév	care & serve®

## Meghatalmazások

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Svájc
--------	--

## Termékleírás

Kategória	PREMIUM
Termék megnevezése	care & serve® PREMIUM   wiroPINNY S   PE kötény Kötők a derékon   Sima
Termékleírások	Kötők a derékon Sima



## Anyaga

Anyaga	Polietilén
Anyagvastagság	≈ 0,018 mm (± 5%)




## Használat

Felhasználási cél	A biológiai hatóanyagok műszaki szabályainak (TRBA 250) megfelelő orvosi védőruházat, amellyel elkerülheti, hogy munkaruhája vagy mindennapi ruházata a beavatkozások vagy a páciensek gondozása során vérrel, váladékkal, ürülékkel vagy más szennyezett anyaggal való közvetlen érintkezés révén beszennyeződjön.
Élelmiszerrel való érintkezés	Rövid ideig tartó közvetett érintkezés élelmiszerrel megengedett.
Alkalmazási terület	A használatával kapcsolatban nincs közvetlen orvosi beavatkozás a páciensen. Az orvosi védőruházat a ruházat és/vagy a haj eltakarását szolgálja.
Alkalmazási csoport	A laboratóriumokban, gyógyszeriparban, kórházakban vagy a felsoroltakhoz hasonló intézményben dolgozó alkalmazottak, és ezen intézmények látogatói.
Pácienscsoport	Az orvosi védőruházat az összes pácienscsoport számára alkalmas.
Indikáció	Akadályként szolgáló, a ruházat és/vagy haj eltakarására szánt orvosi ruházat.
Ellenjavallat	Nincs ismert ellenjavallat.
Felhasználásra vonatkozó előírás	Egyszer használatos termék nem steril
Korlátozás	Nem alkalmas élelmiszer csomagolására és tárolására.
Megjegyzés	A termékkel közvetlenül kapcsolatos minden súlyos eseményről jelenteni kell a gyártónak és a felelős hatóságoknak.
Az anyagra vonatkozó további információk	latex-mentes
Egészségügyi megjegyzés	A technika jelen állása szerinti ismeretek értelmében a rendeltetésszerűen használt termékeink nem tartalmaznak mérgező, rákkeltő vagy mutagén anyagokat. Ez a termék nem tartalmaz ismert allergént vagy mérgező anyagot, a hatályos szabványoknak megfelelően.








## Szabványok

CE-megjelölés	Az (EU) 2017/745 rendelet I. csoportjába tartozó orvostechnikai eszköz		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN		
	CE-megjelölés A CE-jelölés garantálja a termékek és áruk szabad forgalmazását az Európai Gazdasági Közösségen belül. A CE-jelöléssel ellátott termék megfelel a mindenkor érvényes európai rendeletek alapvető követelményeinek.		
VO (EU) 2023/988	988/2023 sz., az általános termékbiztonságról szóló EU-rendelet		
VO (EG) 1935/2004	Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyokról szóló rendelet		
VO (EU) 10/2011	Rendelet az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyokról		

## Alkalmazás

Használati utasítás	<p>Használat előtt</p> <p>Győződjön meg arról, hogy a szükségleteinek és az alkalmazási területnek megfelelő terméket választotta ki. Ne viseljen hiányosságokat felmutató vagy már használt orvosi védőruházatot. Az orvosi védőruházatot rövid ideig tartó használatra tervezték, és orvosi használat esetén egy adott védőruházat használatra egyetlen páciensre korlátozódik.</p> <p>Használat</p> <p>Nyissa szét az összehajtott kötényt. Bújtassa át a fejét a nyakpánton, és helyezze azt a nyaka köré. Enyhén simítsa le a kötényt, majd hátul vagy oldalt kösse össze a kötőket.</p> <p>Ha le szeretné venni a kötényt, tépje le a nyakpántot a nyakáról, ezáltal lehajtván a mellrészt, majd tépje szét a hátulsó kötőket, és az oldalsó részeket hajtsa elől össze úgy, hogy a kötényt tiszta, szennyeződésmentes felülete kívül, a szennyezett felület pedig belül legyen. A szennyezett felülettel való véletlenszerű érintkezés elkerülése érdekében a kötényt nem szabad összegyűrt, hanem az ártalmatlanításig továbbra is összehajtván tartani.</p>		
Biztonsági figyelmeztetés	Az EN ISO 14971:2019 + A11:2021 szerint végzett kockázatelemzésünk értelmében erre a termékre vonatkozóan nincs szükség további biztonsági utasításokra.		
Ártalmatlanítás	A fel nem használt és nem kontaminált termékeket környezetbarát módon el lehet égetni vagy ártalmatlanítani. A szennyezett termékeket a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően, a kontamináció típusa szerint kell megsemmisíteni.		
Eltarthatóság	5 év a gyártás dátumától számítva, amennyiben nem használják fel és helyesen tárolják.		
Tárolás	<p>Védje a napfénytől.</p> <p>Száraz helyen tárolandó.</p> <p>A szakszerűtlen tárolás csökkentheti az eltarthatóságot.</p>		
Visszakövethetőség	A tételekkel kapcsolatos nyomon-követhetőség a szükségletek megadásától a raktárból történő kilépéséig. Termékadatlap Verzió 2 érvényes ettől a tételtől 2617 +		

## Csomagolás

Recycling	Engedélyezve a VerpackV szerint, licenz-szám: DE1618662887322. Kérjük, adja le a csomagolást újrahasznosítás céljából.	
-----------	---	---

## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/">https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/</a>
-----	---

## Változatok 1

Változat jellemzője	blokkolt
Eladási egység	1000 Darab/Karton
1. Csomagolási szint	50 Darab/Polybag



Minimális rendelési mennyiség	1 Karton
-------------------------------	----------

Cikkszámok	Cikkszám	RAL	Méret (SZ x H)	Tűrés
	20105303	fehér	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105323	kék	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105313	zöld	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105333	piros	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105343	sárga	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105304	fehér	≈ 75 x 140 cm	± 5 %
	20105324	kék	≈ 75 x 140 cm	± 5 %

GTINs	Cikkszám	Unit of Use UDI	Csomagolási szintek 1 UDI	Csomagolási szintek 2 UDI	Karton UDI
	20105303	4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
	20105323	4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
	20105313	4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
	20105333	4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
	20105343	4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
	20105304	4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
	20105324	4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

A méretekre, súlyokra, vastagságokra és tűrésekre vonatkozó számadatokat névleges értékeként kell érteni, és azok eltérhetnek.

Az információ ismereteink jelenlegi állásán alapul. Ezek nem garantálják a termék tulajdonságait, és nem indokolják a jog szerződéses megértését. A 2 évnél régebbi információkra, kérjük, kérjen ismételt megerősítést.

Fenntartjuk a hibák és a tévedések jogát.

A rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlapok a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonát képezik. A termékismertető adatlapokhoz tartozó minden szerzői/használati és értékesítési jog a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonában áll. Tilos a termékismertető adatlapok módosítása vagy a piktogramok használata. A rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlapok csak az eredeti WIROS termékekre vonatkoznak.



Informačný list výrobku

wiroPINNY S



## PE ZÁSTERY

Viazacie šnúrky na páse | Hladké



PREMIUM



Wilfried Rosbach GmbH

[www.wiros.de](http://www.wiros.de)

Produktdatenblatt | wiroPINNY S | Version 2 | 01.03.2025

62 / 101

# Informačný list výrobku

## wiroPINNY S



### Výrobca

Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemecko
SRN	DE-MF-000004956
Ochranná známka	care & serve®

### Oprávnenia

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Švajčiarsko
--------	--

### Opis výrobku

Kategória	PREMIUM
Označenie výrobku	care & serve® PREMIUM   wiroPINNY S   PE zástery Viazacie šnúrky na páse   Hladké
Vlastnosti výrobku	Viazacie šnúrky na páse Hladké



### Materiál

Materiál	Polyetylén
Hrúbka materiálu	≈ 0,018 mm (± 5 %)

### Použitie

Účel použitia	Zdravotnícky ochranný odev v zmysle technických predpisov pre biologické pracovné látky (TRBA 250) na predchádzanie kontaminácie pracovného alebo súkromného oblečenia pri zásahoch alebo ošetrovaní priamym kontaktom s krvou, sekrétmi, výmeškami alebo iným kontaminovaným materiálom.
Kontakt s potravinami	Krátkodobý nepriamy kontakt s potravinami je prípustný.
Oblasť použitia	Neuskutočňuje sa žiadna priama aplikácia na pacientoch. Zdravotnícke ochranné oblečenie slúži na zakrytie oblečenia a/alebo vlasov.
Skupina použitia	Zamestnanci a návštevníci laboratórií, farmaceutický priemysel, nemocnice alebo podobné zariadenia.
Skupina pacientov	Zdravotnícke ochranné oblečenie je vhodné pre všetky skupiny pacientov.
Indikácia	Zdravotnícke oblečenie ako bariéra na zakrytie oblečenia a/alebo vlasov.
Kontraindikácia	Nie sú známe žiadne kontraindikácie.
Pokyn na použitie	Jednorazový výrobok nesterilné
Obmedzenie	Nevhodné na balenie a skladovanie potravín.
Upozornenie	Všetky vážne udalosti priamo súvisiace s týmto výrobkom musia byť hlásené výrobcovi a zodpovedným orgánom.
Doplňujúce informácie o materiáli	bez latexu
Zdravotné upozornenie	Podľa súčasného stavu techniky neobsahujú výrobky žiadne toxické, karcinogénne ani mutagénne látky, ak sa používajú v súlade s ich zamýšľaným použitím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe alergény ani toxické látky podľa platných noriem.






# Informačný list výrobku



# wiroPINNY S




## Štandardy

Označenie CE	Zdravotnícky výrobok triedy I podľa EU 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN		
	Označenie CE Označenie CE zaručuje voľný pohyb výrobkov a tovarov v rámci Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Výrobok s označením CE zodpovedá základným požiadavkám uvedených európskych nariadení.		
VO (EU) 2023/988	Nariadenie (EÚ) č. 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov		
VO (EG) 1935/2004	Nariadenie o materiáloch a predmetoch z plastu, ktoré sú určené na kontakt s potravinami		
VO (EU) 10/2011	Nariadenie o materiáloch a predmetoch z umelej hmoty, ktoré sú určené na styk s potravinami		

## Použitie

Návod na použitie	<p>Före användning Se till att du har rätt produkt för dina behov och användningsområden. Använd inte medicinska skyddskläder om de är defekta eller redan har använts. Medicinska ansiktsmasker för engångsbruk är avsedda för kortvarig användning, inom det medicinska området är användningen begränsad till en patient.</p> <p>Hantering Vik upp den vikta skyddsrocken. Dra halsöglan över huvudet och lägg den runt halsen. Släta ut skyddsrocken något och knyt banden i ryggen eller på sidorna. För att ta av den, riv av nackbandet och vik ner skyddsrocken, riv sedan banden i ryggen och vik sidorna framåt så att det rena, okontaminerade området på skyddsrocken är på utsidan och det kontaminerade området är på insidan. För att förhindra oavsiktlig kontakt med den kontaminerade ytan, ska skyddsrocken inte skrynklas utan bör vikas ytterligare för slängning.</p>		
Bezpečnostné upozornenie	Podľa našej analýzy rizík v zmysle EN ISO 14971:2019 + A11:2021 nie sú pre tento výrobok potrebné žiadne ďalšie bezpečnostné pokyny.		
Likvidácia	Nepoužitá a nekontaminovaná výrobky je možné spáliť ekologickým spôsobom alebo uložiť na skládku. Kontaminovaná výrobky musia byť zlikvidované podľa platných národných zákonov a predpisov v závislosti od druhu kontaminácie.		
Trvanlivosť	5 rokov od dátumu výroby, pokiaľ výrobok nebol použitý a bol správne skladovaný.		
Skladovanie	Chráňte pred slnečným žiarením. Skladujte na suchom mieste. Nevhodné skladovanie môže spôsobiť skrátenie trvanlivosti.		
Vysledovateľnosť	Vysledovateľnosť vzťahujúca sa na šaržu od zistenia potrieb až po odber zo skladu. Informačný list výrobku Verzia 2 platné od šarže 2617 +		

## Balenie

Recyklácia	Licencované podľa zákona VerpackG, číslo licencie DE1618662887322. Obal odovzdajte na recykláciu.	
------------	--	---

## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/">https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/</a>
-----	---

## Variant 1

Znak variantu	zviazané
Predajná jednotka	1000 Kus/Kartón
Úroveň balenia 1	50 Kus/Polyetylénové vrecko



# Informačný list výrobku

## wiroPINNY S



Minimálne objednané množstvo 1 Kartón

Číslo výrobku	Farba	Rozmer (š x d)	Tolerancia
20105303	biely	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
20105323	modré	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
20105313	zelená	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
20105333	Červené	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
20105343	žlté	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
20105304	biely	≈ 75 x 140 cm	± 5 %
20105324	modré	≈ 75 x 140 cm	± 5 %

GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use UDI	Úroveň balenia 1 UDI	Úroveň balenia 2 UDI	Kartón UDI
	20105303	4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
	20105323	4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
	20105313	4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
	20105333	4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
	20105343	4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
	20105304	4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
	20105324	4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

Číselné údaje o rozmeroch, hmotnostiach, hrúbkach a toleranciách je potrebné chápať ako požadované hodnoty a môžu sa líšiť.

Údaje vychádzajú z aktuálneho stavu našich znalostí. Nepredstavujú garantovaný prísľub vlastností výrobku, a preto nezakladajú žiadny právny vzťah zmluvnej povahy. Údaje, ktoré sú staršie ako 2 roky, si nechajte potvrdiť nanovo.

Chyby pri zadávaní a omyly sú vyhradené.

Poskytnuté karty údajov o výrobku sú vlastníctvom spoločnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Spoločnosť WIROS Wilfried Rosbach GmbH je vlastníkom všetkých autorských práv/práv na používanie a práv na využitie kariet údajov o výrobku. Karty údajov o výrobku nie je dovolené meniť alebo používať piktogramy. Poskytnuté karty údajov o výrobku sa môžu používať len v súvislosti s originálnymi výrobkami WIROS.

Podatkovni list izdelka

wiroPINNY S



## PE PREDPASNIK S OPRSNIKOM

Vezni trakovi na pasu | Gladki



PREMIUM

# Podatkovni list izdelka

## wiroPINNY S



### Proizvajalec

Podjetje + Naslov	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemčija
SRN	DE-MF-000004956
Blagovna znamka	care & serve®

### Pooblastila

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Švica
--------	--

### Opis izdelka

Kategorija	PREMIUM
Opis izdelka	care & serve® PREMIUM   wiroPINNY S   PE predpasnik s oprsnikom Vezni trakovi na pasu   Gladki
Lastnosti izdelka	Vezni trakovi na pasu Gladko



### Material

Material	Polietilen
Debelina materiala	≈ 0,018 mm (± 5 %)

### Uporaba

Namen uporabe	Medicinska zaščitna oblačila v skladu s tehničnimi pravili za biološke delovne snovi (TRBA 250) za preprečevanje okužbe delovnih ali zasebnih oblačil pri posegih ali ob negovalnih ukrepih zaradi neposrednega stika s krvjo, sekrecijo, ekskrecijo ali drugim okuženim materialom.
Stik z živili	Dovoljen je kratek posredni stik z živili.
Področje uporabe	Ne izvaja se nikakršna neposredna uporaba na pacientih. Medicinska zaščitna oblačila so namenjena prekrivanju oblačil in/ali las.
Skupina uporabe	Sodelavci in obiskovalci laboratorijev, farmacevtske industrije, bolnišnic ali drugih ustanov.
Skupina pacientov	Medicinska zaščitna oblačila so primerna za vse skupine pacientov.
Indikacija	Medicinska oblačila kot pregrada za prekirvanje oblačil in/ali las.
Kontraindikacija	Ni znanih kontraindikacij.
Napotek za uporabo	Izdelek za enkratno uporabo nesterilno
Omejitev	Ni primerno za pakiranje in shranjevanje hrane.
Napotek	Vse resne nezgode v neposredni povezavi s tem izdelkom je treba sporočiti proizvajalcu in pristojnim organom.
Dodatne informacije o materialu	ne vsebuje lateksa
Napotek za zdravje	Kolikor je znano glede na trenutno tehnološko stanje, izdelki ne vsebujejo strupenih, rakotvornih ali mutagenih snovi, če se uporabljajo v skladu s predvidenim namenom. Ta izdelek v skladu z veljavnimi standardi ne vsebuje znanih alergenov ali strupenih snovi.






# Podatkovni list izdelka



## wiroPINNY S




### Standardi

Oznaka CE	Medicinski izdelek razreda I v skladu z 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN		
	Oznaka CE Oznaka CE zagotavlja prost pretok izdelkov in blaga znotraj Evropske gospodarske skupnosti. Z oznako CE označen izdelek ustreza osnovnim zahtevam navedene evropske uredbe.		
VO (EU) 2023/988	Uredba (EU) št. 2023/988 o splošni varnosti proizvodov		
VO (EG) 1935/2004	Uredba o materialih in izdelkih iz plastike, namenjenih stiku z živili		
VO (EU) 10/2011	Uredba o polimernih materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili		

### Uporaba

Navodila za uporabo	<p><b>Pred uporabo</b></p> <p>Prosimo, prepričajte se, da ste za svoja področja uporabe in potrebe izbrali ustrezen izdelek. Prosimo, da medicinskih zaščitnih oblačil ne nosite, če so pomanjkljiva ali že uporabljena. Medicinska zaščitna oblačila so predvidena za kratkotrajno uporabo v zdravstveni dejavnosti in, da jih nosijo pacienti.</p> <p><b>Uporaba</b></p> <p>Zložen predpasnik razprite. Vratno zanko povlecite čez glavo in položite okrog vratu. Predpasnike rahlo pogladite navzdol in vezne trakove na hrbtu ali straneh zavežite.</p> <p>Za odstranitev vratne zanke jo na vratu pretrgajte in naprsnik preložite navzdol, nato pretrgajte vezne trakove na hrbtu in strani preložite naprej tako, da je čista, neonesnažena površina predpasnika obrnjena navzven in onesnažena površina navznoter. Da bi preprečili pomotni stik z onesnaženo površino, predpasnika ne mečkajte, temveč ga dodatno zložite.</p>		
Varnostni napotek	Glede na našo analizo tveganja v skladu s standardom EN ISO 14971:2019 + A11:2021 za ta izdelek niso potrebna dodatna varnostna navodila.		
Odlaganje	Neuporabljene izdelke in izdelke, ki niso kontaminirani, lahko zažgete na okolju prijazen način ali pa jih odložite na deponijo. Kontaminirane izdelke je treba odložiti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo in predpisi glede na vrsto onesnaženosti.		
Rok trajanja	5 let od datuma proizvodnje, če so neuporabljene in pravilno skladiščene.		
Skladiščenje	Zaščititi pred sončnim sevanjem. Skladiščiti na suhem. Nepravilno skladiščenje lahko pripelje do zmanjšanja obstojnosti.		
Sledljivost	Sledljivost, ki se nanaša na posamezne serije, od ugotavljanja potreb do zmanjšanja zalog Podatkovni list izdelka Različica 2 veljavno od serije 2617 +		

### Embalaža

Recikliranje	Licenca v skladu z zakonom o embalaži, številka licence DE1618662887322. Prosimo, da embalažo oddate v recikliranje.	
--------------	---	---

### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/">https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/</a>
-----	---

### Različica 1

Karakteristika različice	blokirano
Prodajna enota	1000 kos/Karton
Raven pakiranja 1	50 kos/Poliestrska vrečka

# Podatkovni list izdelka

## wiroPINNY S



Minimalna količina naročila 1 Karton

Številke artiklov	Številka proizvoda	Barva	Velikost (Š x D)	Toleranca
	20105303	bela	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105323	modro	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105313	zelena	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105333	rdeče	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105343	rumeno	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105304	bela	≈ 75 x 140 cm	± 5 %
	20105324	modro	≈ 75 x 140 cm	± 5 %

GTINs	Številka proizvoda	Unit of Use UDI	Raven pakiranja 1 UDI	Raven pakiranja 2 UDI	Karton UDI
	20105303	4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
	20105323	4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
	20105313	4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
	20105333	4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
	20105343	4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
	20105304	4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
	20105324	4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

Številčne navedbe k meram, težam, debelinam in tolerancam, se razumejo kot predvidene vrednosti in lahko odstopajo.

Navedbe se opirajo na aktualno stanje našega znanja. Niso zagotovilo o lastnostih izdelka in ne utemeljujejo nobenega pogodbenega pravnega razumevanja. Za navedbe, starejše od 2 let, zagotovite ponovno potrditev.

Pridržana pravica do napak pri vnosu in pomot.

Razpoložljivi podatkovni listi proizvodov so last podjetja WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Podjetje WIROS Wilfried Rosbach GmbH je lastnik vseh avtorskih pravic/pravic uporabe in pravic do izkoriščanja podatkovnih listov proizvoda. Informativnih listov proizvodov ni dovoljeno spreminjati ali uporabljati piktogramov. Razpoložljivi podatkovni listi izdelka se lahko uporabljajo samo v povezavi z originalnimi izdelki WIROS.



Fișa produsului

wiroPINNY S



## ȘORT PE

Benzi de prindere în talie | Netede



PREMIUM



# Fișa produsului

## wiroPINNY S



### Producător

Firmă + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
SRN	DE-MF-000004956
Marca comercială	care & serve®

### Împuterniciri

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Elveția
--------	--

### Descrierea produsului

Categorie	PREMIUM
Denumire produs	care & serve® PREMIUM   wiroPINNY S   Șorț PE Benzi de prindere în talie   Netele
Proprietăți produs	Benzi de prindere în talie Netedă



### Material

Material	polietilenă
Grosimea materialului	≈ 0,018 mm (± 5 %)

### Utilizare

Scopul utilizării	Îmbrăcăminte de protecție medicală în conformitate cu Regulile Tehnice pentru Substanțe de Lucru Biologice (TRBA 250) pentru evitarea contaminării îmbrăcăminții de lucru sau private în cazul intervențiilor sau a măsurilor de îngrijire prin contactul direct cu sângele, secrețiile, excrețiile sau alte materiale contaminate.
Contactul cu alimentele	Este permis un contact indirect, de scurtă durată, cu produsele alimentare.
Domeniul de aplicare	Nu are loc o aplicare directă medicală pe pacienți. Îmbrăcăminte medicală de protecție are ca scop acoperirea îmbrăcăminții și/sau a părului.
Categoria de aplicare	Angajații și vizitatorii din laboratoare, industria farmaceutică, spitale sau alte instituții.
Categorie pacienți	Îmbrăcăminte medicală de protecție este adecvată pentru toate categoriile de pacienți
Indicații	Îmbrăcăminte medicală ca protecție pentru acoperirea îmbrăcăminții și/sau a părului.
Contraindicații	Nu există contraindicații cunoscute.
Indicații de utilizare	Produs de unică folosință nesteril
Limitare	Nu sunt adecvate pentru ambalarea și depozitarea alimentelor.
Indicație	Toate incidentele grave legate direct de acest produs trebuie raportate producătorului și autorităților responsabile.
Informații suplimentare referitoare la materiale	fără latex
Indicații de sănătate	Conform stadiului actual al tehnologiei, produsele nu conțin substanțe toxice, cancerigene sau mutagene, cu condiția să fie utilizate conform scopului lor prevăzut.  Conform standardelor actuale, acest produs nu conține alergeni sau substanțe toxice cunoscute.






# Fișa produsului



## wiroPINNY S




### Standarde

Marcaj CE	Produs medicinal clasa I conform UE 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN		
	Marcaj CE Marcajul CE garantează libera circulație a produselor și mărfurilor în interiorul Comunității Economice Europene. Produsul marcat cu CE respectă cerințele de bază ale reglementărilor europene menționate.		
VO (EU) 2023/988	Regulamentul (UE) nr. 2023/988 referitor la siguranța generală a produsului		
VO (EG) 1935/2004	Regulament privind materialele și obiectele din plastic care sunt prevăzute pentru a intra în contact cu alimentele.		
VO (EU) 10/2011	Regulament privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare		

### Utilizare

Instrucțiuni de utilizare	<p><b>Înainte de utilizare</b> Vă rugăm să vă asigurați că ați ales produsul adecvat pentru nevoile dvs. și pentru domeniile de utilizare. Vă rugăm nu purtați îmbrăcămintea de protecție dacă prezintă urme de deteriorare sau de uzură. Îmbrăcămintea de protecție este destinată uzului de scurtă durată, în domeniul medical utilizarea lor este limitată pentru un pacient/pacientă.</p> <p><b>Manipulare</b> Șorțul pliat se desface. Banda pentru gât se trage peste cap și se așează în jurul gâtului. Șorțul se netezește în jos și benzile de prindere se leagă la spate sau pe lateral. Pentru a îl scoate rupeți banda pentru gât de la ceafă și pliați în jos salopeta, apoi rupeți benzile de prindere din spate și pliați lateralele înainte, astfel încât zona curată, necontaminată a șorțului să fie pe exterior și zona contaminată se află în interior. Pentru a preveni un contact neintenționat cu suprafețele contaminate, șorțul nu trebuie mototolit, ci trebuie pliat pentru eliminare.</p>		
Indicație de siguranță	Conform analizei noastre de risc ce respectă EN ISO 14971:2019 + A11:2021, acest produs nu necesită indicații suplimentare de siguranță.		
Înlăturare	Produsele neutilizate și necontaminate pot fi arse conform prevederilor mediului sau pot fi eliminate la punctele de colectare. Produsele contaminate trebuie eliminate conform legilor și prevederilor naționale în vigoare în funcție de tipul de contaminare.		
Durată de valabilitate	5 ani de la data fabricației, în măsura în care sunt neutilizate și în cazul unei depozitări corecte.		
Depozitare	A se proteja contra radiațiilor solare. Depozitare uscată Depozitarea necorespunzătoare poate duce la reducerea valabilității.		
Trasabilitatea	Trasabilitatea în funcție de lot de la redarea necesarului până la ieșirea din depozit. Fișa produsului Versiune 2 valabil de la lotul 2617 +		

### Ambalaj

Reciclare	Licențiat conform ambalajului, număr licență DE1618662887322. Vă rugăm să duceți ambalajul la reciclare.	
-----------	---	---

### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/">https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/</a>
-----	---

### Variantă 1

Specificație variantă	sigilat
Unitate de vânzare	1000 bucată/Carlton



# Fișa produsului

## wiroPINNY S



Strat de ambalaj 1	50 bucată/Pungă din plastic				
Cantitate minimă de comandă	1 Carton				
Număr articole	Nr. articol	Vopsea	Mărire (l x l)	Toleranță	
	20105303	alb	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105323	albastru	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105313	verde	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105333	roșu	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105343	galben	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105304	alb	≈ 75 x 140 cm	± 5 %	
	20105324	albastru	≈ 75 x 140 cm	± 5 %	
GTINs	Nr. articol	Unit of Use UDI	Strat de ambalaj 1 UDI	Strat de ambalaj 2 UDI	Carton UDI
	20105303	4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
	20105323	4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
	20105313	4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
	20105333	4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
	20105343	4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
	20105304	4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
	20105324	4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

Cifrele referitoare la dimensiuni, greutate, grosimi și toleranțe trebuie înțelese ca valori nominale și pot varia.

Datele se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre. Nu reprezintă o asigurare garantată a caracteristicilor produsului și nu reprezintă un drept contractual. Datele care sunt mai vechi de 2 ani trebuie confirmate din nou.

Ne asumăm dreptul la erorile de introducere și la greșeli.

Fișele produsului puse la dispoziție sunt proprietatea WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH este proprietarul tuturor drepturilor de autor/utilizare și exploatare ale fișelor cu datele produselor. Nu este permisă modificarea fișelor cu datele produsului sau modificarea pictogramei. Fișele cu datele produsului puse la dispoziție pot fi utilizate doar împreună cu produsele originale WIROS.

Folha de dados do produto

wiroPINNY S



## AVENTAL DE BABADOR DE PE

Fitas na cintura | Lisas



PREMIUM

# Folha de dados do produto

## wiroPINNY S



### Fabricante

Empresa + Morada	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemanha
SRN	DE-MF-000004956
Marca comercial	care & serve®

### Autorizações

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Suíça
--------	--

### Descrição do produto

Categoria	PREMIUM
Designação do produto	care & serve® PREMIUM   wiroPINNY S   Avental de babador de PE Fitas na cintura   Lisas
Características do produto	Fitas na cintura Lisa



### Material

Material	Polietileno
espessura do material	≈ 0,018 mm (± 5 %)

### Utilização

Uso pretendido	Vestuário de proteção médica, tal como definido pelas regras técnicas alemãs para agentes biológicos (TRBA 250) para prevenir a contaminação do vestuário de trabalho ou vestuário privado durante intervenções ou medidas de manutenção através do contacto direto com sangue, secreções, excreções ou outro material contaminado.
Contacto com alimentos	É permitido um contacto indireto breve com os alimentos.
Área de aplicação	Não é realizada uma aplicação médica direta no paciente. O vestuário de proteção na medicina destina-se a cobrir o vestuário e/ou os cabelos.
Grupo de aplicação	Colaboradores e visitas de laboratórios, indústria farmacêutica, hospitais ou instituições semelhantes.
Grupo de pacientes	O vestuário de proteção na medicina é adequado para o contacto com todos os grupos de pacientes.
Indicação	Vestuário para a medicina com barreira para cobrir o vestuário e/ou os cabelos.
Contraindicação	Sem contra-indicações conhecidas.
Indicação de utilização	Produto descartável. não estéril
Limitação	Não é adequado para embalar e armazenar alimentos.
Nota	Todos os incidentes graves em conexão direta com este produto devem ser relatados ao fabricante e às autoridades responsáveis.
Informações adicionais sobre o material	sem látex
Indicação sobre a saúde	Tanto quanto se sabe, de acordo com o estado atual da tecnologia, os produtos não contêm qualquer substância tóxica, cancerígena ou mutagénica quando utilizados de acordo com a utilização prevista. Este produto não contém qualquer alérgeno ou substância tóxica conhecida de acordo com as normas atuais.






# Folha de dados do produto



## wiroPINNY S




### Normas

Marcação CE	Dispositivo médico de classe I de acordo com a norma UE 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN		
	Marcação CE A marcação CE garante a livre circulação de produtos e mercadorias dentro da Comunidade Económica Europeia. O produto com a marca CE cumpre os requisitos essenciais dos regulamentos europeus especificados.		
VO (EU) 2023/988	Regulamento (UE) n.º 2023/988 relativo à segurança geral dos produtos		
VO (EG) 1935/2004	Regulamento relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os géneros alimentícios		
VO (EU) 10/2011	Regulamento sobre materiais e objetos de plástico destinados a entrar em contato com alimentos		

### Utilização

Instruções de utilização	Antes da utilização Assegure-se de que optou pelo produto adequado para as suas necessidades e áreas de aplicação. Por favor, não use vestuário de proteção na medicina se este apresentar defeitos ou já tiver sido usado. O vestuário de proteção é previsto para uma utilização por um curto período de tempo e, na área da medicina, o seu uso é limitado ao contacto com um único paciente.  Manuseamento Desdobrar o avental dobrado. Colocar a alça do pescoço por cima da cabeça e colocá-la à volta do pescoço. Esticar o avental levemente para baixo e atar as fitas nas costas ou dos lados. Para despir, rasgue a alça do pescoço na nuca e dobre o peitilho para baixo, depois rasgue as fitas das costas e dobre os lados para a frente, de forma que a superfície limpa, não contaminada do avental fique para fora e a contaminada para dentro. Para evitar um contacto involuntário com a superfície contaminada, o avental não deve ser amachucado, mas sim ainda mais dobrado para a eliminação.		
Nota de Segurança	De acordo com a nossa análise de riscos de acordo com a EN ISO 14971:2019 + A11:2021, não são necessárias quaisquer instruções de segurança adicionais para este produto.		
Eliminação	Os produtos não utilizados e não contaminados podem ser incinerados ou descartados de maneira ambientalmente correta. Os produtos contaminados devem ser descartados de acordo com as leis e regulamentos nacionais aplicáveis a cada tipo de contaminação.		
Validade	5 anos a partir da data de produção, se não for usado e armazenado corretamente.		
Armazenagem	Proteger da exposição ao sol. Armazenar a seco. Um armazenamento inadequado pode levar a uma redução na validade.		
Rastreabilidade	Rastreabilidade relacionada ao lote desde a determinação de requisitos até a saída do armazém Folha de dados do produto Versão 2 Válido a partir do lote 2617 +		

### Embalagem

Reciclagem	Licenciado de acordo com a norma alemã VerpackG, número de licença DE1618662887322. Por favor, devolva a embalagem para reciclagem.	
------------	--	---

### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/">https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/</a>
-----	---

### Variante 1

Característica de variante	em bloco
Unidade de venda	1000 unidade/Cartão



# Folha de dados do produto

## wiroPINNY S



Nível de embalagem 1	50 unidade/Saco poli				
Quantidade mínima	1 Cartão				
Números de artigo	Número de artigo	Cor	Tamanho (L x C)	Tolerância	
	20105303	brancas	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105323	azul	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105313	verde	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105333	vermelho	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105343	amarelo	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105304	brancas	≈ 75 x 140 cm	± 5 %	
	20105324	azul	≈ 75 x 140 cm	± 5 %	
GTINs	Número de artigo	Unit of Use UDI	Nível de embalagem 1 UDI	Nível de embalagem 2 UDI	Cartão UDI
	20105303	4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
	20105323	4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
	20105313	4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
	20105333	4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
	20105343	4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
	20105304	4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
	20105324	4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

Os valores das dimensões, pesos, espessuras e tolerâncias devem ser entendidos como valores nominais e podem diferir.

As informações são baseadas no estado atual do nosso conhecimento. Elas não são uma garantia dos recursos do produto e não fundamentam um entendimento contratual da lei Por favor, reconfirme as informações com mais de 2 anos.

Erros ortográficos e equívocos reservados.

As fichas técnicas do produto fornecidas são propriedade da WIROS Wilfried Rosbach GmbH. A WIROS Wilfried Rosbach GmbH é detentora de todos os direitos de autor, de utilização e exploração das fichas técnicas do produto. Não são permitidas quaisquer alterações às fichas técnicas do produto ou a utilização de pictogramas. As fichas técnicas do produto fornecidas só podem ser utilizadas em conjunto com os produtos originais WIROS.



Gaminio duomenų lapas

wiroPINNY S



## PE PRIJUOSTĖS

Raišteliai ties juosmeniu | Lygiu paviršiumi



PREMIUM



# Gaminio duomenų lapas

## wiroPINNY S



### Gamintojas

Firma + Adresas	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vokietija
SRN	DE-MF-000004956
Prekiniai ženklai	care & serve®

### Įgaliojimai

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Šveicarija
--------	---

### Gaminio aprašymas

Kategorija	PREMIUM
Gaminio pavadinimas	care & serve® PREMIUM   wiroPINNY S   PE prijauostės Raišteliai ties juosmeniu   Lygiu paviršiumi
Gaminio savybės	Raišteliai ties juosmeniu Lygios



### Medžiaga

Medžiaga	Polietilenas
Medžiagos storis	≈ 0,018 mm (± 5 %)

### Naudojimas

Naudojimo paskirtis	Medicininis apsauginis rūbas, kaip tai apibrėžta „Techninėse biologinių darbo medžiagų taisyklėse“ (TRBA 250), kad išvengtumėte darbo arba asmeninių drabužių užteršimo atlikdami intervencijas arba taikydami priežiūros priemones, kai yra tiesioginis kontaktas su krauju, sekretais, ekskretais ir kitomis užterštomis medžiagomis.
Kontaktas su maisto produktu	Leidžiamas trumpalaikis, netiesioginis kontaktas su maisto produktais.
Naudojimo sritis	Tiesioginio naudojimo pacientui nėra. Medicininiai apsauginiai drabužiai skirti uždengti drabužius ir (arba) plaukus.
Naudojimo grupė	Laboratorijų, farmacijos pramonės, ligoninių ar panašių institucijų darbuotojams ir lankytojams.
Pacientų grupė	Medicininiai apsauginiai drabužiai tinka visoms pacientų grupėms.
Indikacija	Medicininiai drabužiai kaip barjeras drabužiams ir (arba) plaukams uždengti.
Kontraindikacija	Nėra žinoma jokių kontraindikacijų.
Naudojimo nurodymas	Vienkartinis gaminy nesterilus
Apribojimai	Netinka pakuoti ir saugoti maisto produktus.
Nurodymas	Apie visus rimtus incidentus, susijusius su šiuo gaminiu, būtina pranešti gamintojui ir atsakingoms institucijoms.
Papildoma informacija apie medžiagas	be latekso
Nurodymai dėl sveikatos	Kiek žinoma pagal esamą technikos lygį, gaminiuose nėra jokių toksiškų, kancerogeninių, mutageninių medžiagų, kai jie naudojami pagal paskirtį. Pagal galiojančius standartus šis gaminy neturi žinomų alergenų arba toksiškų medžiagų.






# Gaminio duomenų lapas



## wiroPINNY S




### Standartai

CE ženklas	Medicininis I klasės gaminys pagal ES 2017/745	 
SRN	DE-MF-000004956	
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN	
	CE ženklas CE ženklas užtikrina laisvą gaminių ir prekių judėjimą Europos ekonominėje bendrijoje. CE ženklu pažymėtas gaminys atitinka esminius nurodytų Europos reglamentų reikalavimus.	
VO (EU) 2023/988	Reglamentas (ES) Nr. 2023/988 dėl bendros gaminių saugos	
VO (EG) 1935/2004	Potvarkis dėl medžiagų ir objektų, pagamintų iš plastiko, kurie skirti liestis su maisto produktais	
VO (EU) 10/2011	Potvarkis dėl medžiagų ir daiktų iš plastiko, skirtų sąlyčiui su maisto produktais	

### Naudojimas

Naudojimo instrukcija	<p>Prieš naudojimą</p> <p>Įsitikinkite, kad pasirinkote jūsų poreikius ir naudojimo sritis atitinkantį gaminį. Nedėvėkite medicininių apsauginių drabužių, jeigu pastebėjote trūkumų arba jie jau buvo naudoti. Medicininiai apsauginiai drabužiai skirti trumpalaikiam dėvėjimui, medicininėje srityje jų naudojimas apribotas ir skirtas tik vienam pacientui.</p> <p>Naudojimas</p> <p>Išlankstykite sulankstytą prijuostę. Kaklo kilpą užsidėti ant galvos ir uždėti ant kaklo. Prijuostes šiek tiek išlyginti į apačią, o raištelius surišti nugaroje arba šone. Nusirengiant kaklo kilpą nutraukti ties sprandu, o antkrūtinis atversti į apačią, tada nugaroje nutraukti raištelius, o šonus užlenkti į priekį, kad neužterštas prijuostės plotas būtų išorėje, o užterštas – viduje. Siekiant išvengti netyčinio sąlyčio su užterštu plotu, prijuostės negalima suglamžyti, ją reikia sulankstyti išmetimui.</p>	
Saugos nurodymas	Pagal mūsų rizikos analizę remiantis EN ISO 14971:2019 + A11:2021, šiam gaminiui nereikalingi jokie papildomi saugos nurodymai.	
Utilizavimas	Nepanaudoti ir neužteršti gaminiai gali būti deginami aplinkai saugiu būdu arba utilizuojami saugykloje. Užteršti gaminiai privalo būti utilizuojami pagal galiojančius nacionalinius įstatymus ir potvarkius atsižvelgiant į jų užterštumo pobūdį.	
Tinkamumas naudoti	5 metai nuo pagaminimo datos, jei nenaudotos ir tinkamai sandėliuotos.	
Laikymo sąlygos	Saugokite nuo saulės spindulių. Laikykite sausoje vietoje. Netinkamos laikymo sąlygos gali sutrumpinti tinkamumo naudoti trukmę.	 
Atsekamumas	Prekės partijos atsekamumas nuo paklausos tyrimo iki atsargų sumažinimo. Gaminio duomenų lapas Versija 2 galioja nuo prekės partijos 2617 +	

### Pakuotė

Perdirbama	Licencija išduota pagal „VerpackG“, licencijos numeris DE1618662887322. Prašome pakuotę pristatyti perdirbti.	 §VerpackG
------------	--	--

### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/">https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/</a>	
-----	---	--

### Variantas 1

Varianto požymis	viename bloke	
Pardavimo pakuotė	1000 vienetas/Kartono dėžutė	
1 pakuotės lygis	50 vienetas/Polietileno maišelis	



# Gaminio duomenų lapas

## wiroPINNY S



Mažiausias galimas užsakyti kiekis 1 Kartono dėžutė

Gaminio numeris	Gaminio numeris	Spalva	Dydis (P x I)	Tolerancija
	20105303	balta	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105323	mėlyna	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105313	žalia	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105333	raudona	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105343	geltona	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105304	balta	≈ 75 x 140 cm	± 5 %
	20105324	mėlyna	≈ 75 x 140 cm	± 5 %

GTINs	Gaminio numeris	Unit of Use UDI	Lygių pakuotė 1 UDI	Lygių pakuotė 2 UDI	Kartono dėžutė UDI
	20105303	4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
	20105323	4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
	20105313	4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
	20105333	4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
	20105343	4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
	20105304	4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
	20105324	4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

Išmatavimų, svorio, storio ir tolerancijos duomenys yra tik formalūs ir gali skirtis.

Duomenys paremti mūsų turima dabartine informacija. Jie neužtikrina gaminio savybių ir nepagrindžia sutartinių teisinių santykių. Informaciją, kuri yra senesnė nei 2 metai, prašome patvirtinti iš naujo.

Galimi klaidingi duomenys ir neatitikimai.

Pristatomi gaminio duomenų lapai yra „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ nuosavybė. „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ yra gaminio duomenų lapų visų autorių (arba) naudojimo teisių savininkas. Draudžiama keisti gaminio duomenų lapus arba naudoti piktogramas.

Pristatomus gaminio duomenų lapus leidžiama naudoti tik su originaliais WIROS gaminiiais.



Produkta datu lapa

wiroPINNY S



## PE NOSEDZOŠIE PRIEKŠAUTI

Saites pie vidukļa | Gludas



PREMIUM





## Ražotājs

Uzņēmums + Adrese	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vācija
SRN	DE-MF-000004956
Preču zīme	care & serve®

## Atļaujas

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Šveice
--------	---

## Produkta apraksts

Kategorija	PREMIUM
Produkta nosaukums	care & serve® PREMIUM   wiroPINNY S   PE nosedzošie priekšauti Saites pie vidukļa   Gludas
Produkta īpašības	Saites pie vidukļa Gludi



## Materiāls

Materiāls	Polietilēns
Materiāla biezums	≈ 0,018 mm (± 5 %)




## Lietošana

Lietošanas mērķis	Medicīniskais aizsargapģērbs bioloģisku darba materiālu tehnisko noteikumu (TRBA 250) izpratnē, lai novērstu darba vai privātā apģērba piesārņošanu, veicot iejaukšanos vai ārstēšanas darbības, ko varētu radīt saskare ar asinīm, sekrētiem, izdalījumiem vai citiem piesārņojošiem materiāliem.
Saskare ar pārtikas produk	Ir pieļaujama īslaicīga netieša saskare ar pārtiku.
Lietošanas joma	Medicīniskajā ziņā netiek tieši pielietots pacientam. Medicīnisko aizsargapģērbu izmanto apģērba un/vai matu nosegšanai.
Lietošanas grupa	Laboratoriju, farmācijas nozares, slimnīcu vai līdzīgu iestāžu darbiniekiem un apmeklētājiem.
Pacientu grupa	Medicīniskais aizsargapģērbs ir piemērots visām pacientu grupām.
Indikācija	Medicīniskais apģērbs kā barjera apģērba un/vai matu nosegšanai.
Kontrindikācija	Nav zināmu kontrindikāciju.
Lietošanas norādījums	Vienreizlietojams produkts nav sterili
Ierobežojums	Nav piemērots pārtikas produktu iepakojšanai un uzglabāšanai.
Norāde	Par visiem nopietniem incidentiem, kas saistīti tieši ar šo produktu, jāziņo ražotājam un atbildīgajām iestādēm.
Papildu informācija par materiālu	nesatur lateksu
Norāde attiecībā uz veselību	Cik zināms saskaņā ar pašreizējo tehnikas attīstības līmeni, produkti nesatur toksiskas, kancerogēnas vai mutagēnas vielas, ja tos izmanto atbilstoši paredzētajam lietojumam. Šis produkts nesatur zināmus alergēnus vai toksiskas vielas saskaņā ar pašreizējiem standartiem.








## Standarti

CE marķējums	I klases medicīniskais izstrādājums saskaņā ar ES 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN		
	CE marķējums CE marķējums garantē izstrādājumu un preču brīvu apriti Eiropas		
VO (EU) 2023/988	Regula (ES) Nr. 2023/988 par ražojumu vispārēju drošumu		
VO (EG) 1935/2004	Regula par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem		
VO (EU) 10/2011	Direktīva par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem		

## Lietošana

Lietošanas instrukcija	<p>Pirms lietošanas</p> <p>Lūdzu, pārliedzieties, ka izvēlētais produkts ir piemērots jūsu vajadzībām un lietošanas jomām. Lūdzu, nevalkājiet medicīnisko aizsargapģērbu, ja tam ir defekti vai ja tas ir lietots. Medicīniskais aizsargapģērbs ir paredzēts īslaicīgai lietošanai, lietošana medicīnas jomā ir ierobežota vienam pacientam(-ei).</p> <p>Lietošana</p> <p>Izlociet salocīto priekšautu. Velciet kakla cilpu pāri galvai un aplieciet to ap kaklu. Nedaudz izlīdziniet priekšautu un saites sasieniet mezglā aizmugurē vai sānos. Lai noģērbtu, pārplēsiet kakla cilpu pakauša daļā un nolociet apģērba krūšdaļu uz leju, pēc tam pārplēsiet saites aizmugurē un salieciet sānu puses uz priekšu tā, lai priekšauta nepiesārņotā puse būtu vērsta uz āru, bet piesārņotā puse atrastos iekšpusē. Lai novērstu nejaušu saskari ar piesārņoto virsmu, priekšautu nevajadzētu saburzīt, bet gan vēl rūpīgāk jāsaloka turpmākai utilizācijai.</p>	
Drošības norāde	Saskaņā ar mūsu riska analīzi, kas veikta atbilstoši EN ISO 14971:2019 + A11:2021, šim produktam nav nepieciešami papildu drošības norādījumi.	
Utilizācija	Nelietotus un nekontaminētus produktus var sadedzināt vai utilizēt izgāztuvē vidi saudzējošā veidā. Kontaminēti produkti ir jāutilizē saskaņā ar spēkā esošajiem nacionālajiem likumiem un noteikumiem un atbilstoši kontaminācijas veidam.	
Derīguma termiņš	5 gadi no ražošanas datuma, ja produkts nav lietots un ir pareizi uzglabāts.	
Glabāšana	Sargājiet no saules stariem. Glabājiet sausā vietā. Nepareiza glabāšana var izraisīt derīguma termiņa saīsināšanos.	 
Izsekojamība	Izsekojamas partijas no pieprasījuma noteikšanas līdz preču izsūtīšanai. Produkta datu lapa Versija 2 spēkā no partijas 2617 +	

## Iepakojums

Pārstrāde	Licencēts saskaņā ar Vācijas Likumu par iepakojumiem (VerpackG), licences numurs DE1618662887322. Lūdzu, nododiet iepakojumu otrreizējai pārstrādei.	 §VerpackG
-----------	---	--

## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/">https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/</a>
-----	---

## Variants 1

Varianta pazīme	bloks
Pārdošanas vienība	1000 Gab./Kartona kaste
Iepakojuma līmenis 1	50 Gab./Polietilēna maisiņš

# Produkta datu lapa

## wiroPINNY S



Minimālais pasūtīšanas daudzums 1 Kartona kaste

Preču numuri	Preces numurs	Krāsa	Izmērs (P x G)	Pielaide
	20105303	balti	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105323	zilā krāsā	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105313	zaļa	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105333	sarkanā krāsā	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105343	dzeltenā krāsā	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105304	balti	≈ 75 x 140 cm	± 5 %
	20105324	zilā krāsā	≈ 75 x 140 cm	± 5 %

GTINs	Preces numurs	Unit of Use UDI	Iepakojuma līmenis 1 UDI	Iepakojuma līmenis 2 UDI	Kartona kaste UDI
	20105303	4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
	20105323	4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
	20105313	4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
	20105333	4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
	20105343	4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
	20105304	4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
	20105324	4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

Izmēru, svara, stiprības un pielaižu skaitliskās vērtības ir uzskatāmas par nominālajām vērtībām un var atšķirties no faktiskajām vērtībām.

Dati ir balstīti uz mūsu jaunākajām zināšanām. Tie negarantē produktu īpašības un nepamato līgumiskas saistības. Lūdziet apstiprināt datus, kas ir vecāki par 2 gadiem.

Ir iespējamas ievades kļūdas un kļūdaina informācija.

Sniegtās produktu datu lapas ir uzņēmuma WIROS Wilfried Rosbach GmbH īpašums. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ir visu autortiesību, lietošanas tiesību un produktu datu lapu izmantošanas tiesību īpašnieks. Nav atļauts mainīt produktu datu lapas vai izmantot piktogrammas. Nodrošinātās produktu datu lapas drīkst izmantot tikai saistībā ar oriģinālajiem WIROS produktiem.

Информационен лист за продукта

wiroPINNY S



## РЕ ЦЕЛИ ПРЕСТИЛКИ

Ленти за връзване около талията | Гладки



PREMIUM

# Информационен лист за продукта

## wiroPINNY S



### Производител

Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
SRN	DE-MF-000004956
Търговска марка	care & serve®

### Упълномощавания

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Швейцария
--------	--

### Описание на продукта

Категория	PREMIUM
Наименование на продукта	care & serve® PREMIUM   wiroPINNY S   PE цели престилки Ленти за връзване около талията   Гладки
Характеристики на продукта	Ленти за връзване около талията Гладки



### Материал

Материал	Полиетилен
Дебелина на материала	≈ 0,018 mm (± 5 %)

### Употреба

Употреба по предназначение	Медицинско защитно облекло по смисъла на Техническите правила за биологични работни материали (TRBA 250) за предотвратяване на замърсяване на работно или лично облекло при операции или работи по обгрижването чрез директен контакт с кръв, секрети, екскрети или друг замърсен материал.
Контакт с хранителни продукти	Допуска се краткотраен индиректен контакт с хранителни продукти.
Област на приложение	Не се извършва директно медицинско приложение върху пациенти. Медицинското защитно облекло служи за покриване на облекло и/или коси.
Група на приложение	Служители и потребители на лаборатории, от фармацевтичната индустрия, болници или подобни съоръжения.
Група пациенти	Медицинското защитно облекло е подходящо за всички групи пациенти.
Показание	Медицинско облекло като бариера за покриване на облеклото и/или косите.
Противопоказание	Няма известни противопоказания.
Указание за употреба	Продукт за еднократна употреба нестерилни
Ограничение	Не са подходящи за опаковане и съхранение на хранителни продукти.
Указание	Всички сериозни инциденти във връзка с този продукт трябва да бъдат докладвани на производителя и на отговорните органи.
Допълнителна информация за	не съдържа латекс
Указание за здравето	Доколкото е известно съгласно актуалното ниво на техниката, продуктите не съдържат токсични, канцерогенни или мутагенни вещества, ако се използват според предназначението им. Този продукт не съдържа познати алергени или токсични вещества съобразно актуалните стандарти.






# Информационен лист за продукта



## wiroPINNY S




### Стандарти

CE маркировка	Медицински продукт от клас I съгласно EC 2017/745	 
SRN	DE-MF-000004956	
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN	
	CE маркировка Маркировката CE гарантира свободното движение на продукти и стоки в рамките на Европейското икономическо пространство. Обозначеният с маркировка CE продукт съответства на основните изисквания на посочените европейски разпоредби.	
VO (EU) 2023/988	Регламент (ЕС) № 2023/988 относно общата безопасност на продуктите	
VO (EG) 1935/2004	Разпоредба за материали и предмети от синтетичен материал, които са предназначени за контакт с хранителни продукти	
VO (EU) 10/2011	Разпоредба за материали и предмети от пластмаса, които са предназначени за контакт с хранителни продукти	

### Приложение

Инструкция за употреба	<p>Преди употреба</p> <p>Моля, уверете се, че сте избрали подходящия за Вашите нужди и области на приложение продукт. Моля, не носете медицинско защитно облекло, ако то е дефектно или вече е било използвано. Медицинското защитно облекло е предназначено за краткосрочно използване; в областта на медицината употребата е ограничена до един пациент.</p> <p>Боравене</p> <p>Разгънете сгънатата престилка. Прекарайте примката за врат през главата и я поставете около врата. Леко изгладете престилката надолу и вържете връзките зад гърбата или странично.</p> <p>За събличане скъсайте примката за врат зад врата и сгънете нагръдника надолу, след което скъсайте връзките зад гърба и сгънете страните напред, така че чистата, незамърсена повърхност на престилката да остане отвън, а замърсената повърхност да се намира отвътре. За да предотвратите неволен контакт със замърсената повърхност, престилката не трябва да се смачква, а трябва да се сгъне допълнително за изхвърляне.</p>	
Указание за безопасност	Съобразно нашия анализ на риска съгласно EN ISO 14971:2019 + A11:2021 не са необходими допълнителни указания за безопасност за този продукт.	
Изхвърляне	Неизползвани и незамърсени продукти могат да бъдат изгорени по екологосъобразен начин или предадени в пункт за отпадъци. Замърсени продукти трябва да бъдат изхвърлени съгласно вважашите национални закони и предписания в зависимост от вида на замърсяването.	
Срок на годност	5 години от датата на производство, ако не са използвани и при правилно съхранение.	
Съхранение	Пазете от слънчево лъчение. Съхранявайте на сухо място. Неправилно съхранение може да доведе до намаляване на срока на годност.	 
Обратна проследимост	Отнесена към партидите обратна проследимост от определянето на нуждата до излизането от склада. Информационен лист за продукта Версия 2 важи от партида 2617 +	

### Опаковка

Рециклиране	Лицензирани съгласно Закона за опаковките VerpackG, номер на лиценз DE1618662887322. Моля, предайте опаковката за рециклиране.	 §VerpackG
-------------	---	--

### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/">https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/</a>
-----	---

### Вариант 1

Характеристика на вариант	на пачка
Продажна единица	1000 броя/Кашон





# Информационен лист за продукта

## wiroPINNY S



Ниво на опаковката 1	50 броя/Полиетиленова торбичка				
Минимално количество за поръчка	1 Кашон				
Каталожни номера	Номер на артикул	Цвят	Размер (Ш x Д)	Допуск	
	20105303	бяло	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105323	сини	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105313	зелен	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105333	Червени	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105343	жълти	≈ 75 x 125 cm	± 5 %	
	20105304	бяло	≈ 75 x 140 cm	± 5 %	
	20105324	сини	≈ 75 x 140 cm	± 5 %	
GTINs	Номер на артикул	Unit of Use UDI	Плоска опаковка 1 UDI	Плоска опаковка 2 UDI	Кашон UDI
	20105303	4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
	20105323	4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
	20105313	4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
	20105333	4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
	20105343	4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
	20105304	4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
	20105324	4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

Цифровите данни за размерите, теглата, дебелините и допуските трябва да се разбират като зададени стойности и могат да се различават.

Данните се базират на текущото ниво на нашите знания. Те не представляват гаранция за продуктови характеристики и не обосновават договорно правно разбиране. Моля, поискайте повторно потвърждение на данни, които са по-стари от 2 години. Не се поема отговорност за печатни грешки.

Предоставените на разположение продуктови спецификации са собственост на фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH е собственик на всички авторски права и права за употреба и експлоатация на продуктите спецификации. Промяна на продуктите спецификации или използване на пиктограмите не са разрешени. Предоставените на разположение продуктови спецификации могат да се използват само във връзка с оригиналните продукти на фирма WIROS.

Технічний лист

wiroPINNY S



## ФАРТУХИ З ПЕ

Зав'язки на талії | Гладкі



PREMIUM





## Виробник

Фірма + Адреса	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Німеччина
SRN	DE-MF-000004956
Торговельна марка	care & serve®

## Повноваження

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Швейцарія
--------	--

## Опис продукту

Категорія	PREMIUM
Найменування продукту	care & serve® PREMIUM   wiroPINNY S   фартухи з ПЕ Зав'язки на талії   Гладкі
Властивості продукту	Зав'язки на талії Гладкі



## Матеріал

Матеріал	Поліетилен
Товщина матеріалу	≈ 0,018 мм (± 5 %)




## Використання

Призначення	Медичний захисний одяг в значенні Технічних правил для біологічних робочих речовин (TRBA 250) для запобігання забруднення робочого або особистого одягу під час операцій або санітарно-гігієнічних заходів внаслідок прямого контакту з кров'ю, виділеннями, екскрементами або іншими забрудненими матеріалами.
Контакт з харчовими про	Припустимий короточасний непрямий контакт з харчовими продуктами.
Сфера застосування	Не відбувається прямого медичного застосування до пацієнта. Медичний захисний одяг служить для покриття одягу та/або волосся.
Група застосування	Співробітники і відвідувачі лабораторій, фармацевтичних підприємств, лікарень або аналогічних установ.
Група пацієнтів	Медичний захисний одяг підходить для всіх груп пацієнтів.
Показання	Медичний одяг в якості бар'єру для покриття одягу та/або волосся.
Протипоказання	Невідомі протипоказання.
Інструкція щодо використання	Виріб одноразового використання не стерильний
Обмеження	Не придатні для пакування та зберігання харчових продуктів.
Примітка	Про всі серйозні випадки, пов'язані з цим продуктом, необхідно повідомляти виробника та відповідальні органи.
Інформація про добавки до матеріалу	без латексу
Вказівка щодо охорони з	Наскільки відомо з сучасного рівня техніки, продукція не містить жодних токсичних, канцерогенних або мутагенних речовин, якщо вона використовується відповідно до свого призначення. Цей виріб не містить відомі алергени або токсичні речовини відповідно до поточних стандартів.








## Стандарти

CE-маркування	Медичний виріб класу I відповідно до EU 2017/745	 
SRN	DE-MF-000004956	
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN	
	<p>CE-маркування</p> <p>Маркування CE гарантує вільний обіг виробів та товарів у межах Європейської економічної спільноти. Виріб з маркуванням CE відповідає основним вимогам зазначених європейських розпоряджень.</p>	
VO (EU) 2023/988	Регламент (ЄС) № 2023/988 про загальну безпеку виробу	
VO (EG) 1935/2004	Розпорядження щодо матеріалів та виробів з пластмас, призначених для контакту з харчовими продуктами	
VO (EU) 10/2011	Розпорядження щодо матеріалів та виробів з пластмас, призначених для контакту з харчовими продуктами	

## Використання

Інструкція з використання	<p>Перед використанням</p> <p>Переконайтесь, що обрали правильний виріб для своїх потреб та областей застосування. В жодному разі не носіть медичний захисний одяг, у якому були виявлені дефекти або яким вже користувалися. Медичний захисний одяг призначений для короткочасного використання; в сфері медицини використання обмежене одним пацієнтом.</p> <p>Застосування</p> <p>Розкладіть складений фартух. Одягніть через голову шийну бретель на шию. Злегка розправте фартух і зав'яжіть зав'язки ззаду або збоку. Для зняття фартуха розірвіть бретель на потилиці та складіть нагрудник вниз, потім розірвіть зав'язки на спині і складіть з боків вперед так, щоб чиста поверхня фартуха була зовні, а забруднена поверхня опинилася всередині. Щоб уникнути випадкового контакту із забрудненою поверхнею, фартух не можна бгати, а необхідно додатково його скласти для утилізації.</p>	
Інструкція з безпеки	Відповідно до нашого аналізу ризиків за EN ISO 14971:2019 + A11:2021 для цього виробу не потрібні додаткові вказівки з техніки безпеки.	
Утилізація	Невикористані та незабруднені вироби можна спалювати екологічно безпечним чином або утилізувати в місцях для збору сміття. Забруднені вироби слід утилізувати відповідно до чинного національного законодавства та нормативно-правових актів, в залежності від типу забруднення.	
Термін служби	5 років з дати виготовлення, якщо вони не використовуються та правильно зберігаються.	
Зберігання	<p>Захищати від сонячних променів.</p> <p>Зберігати в сухому місці.</p> <p>Неправильне зберігання може призвести до зниження терміну служби.</p>	 
Простежуваність	<p>Простежуваність партії від визначення потреб аж до виходу зі складу.</p> <p>Технічний лист Версія 2 дійсний з партії 2617 +</p>	

## Упаковка

Переробка	<p>Ліцензовано згідно Закону про упаковку, номер ліцензії DE1618662887322.</p> <p>Будь ласка, поверніть упаковку для переробки.</p>	
-----------	---	---

## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/">https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/</a>
-----	---

## Варіант 1

Варіантні особливості	зібрані в блок
Торгова одиниця	1000 штук/Коробка
Рівень упаковки 1	50 штук/Поліетиленовий мішок





Мінімальна кількість замовлення 1 Коробка

Номери артикулу	Номер артикулу	Колір	Розмір (Ш x Д)	Допустиме відхилення
	20105303	білий	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105323	синій	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105313	зелений	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105333	Червоний	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105343	жовтий	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105304	білий	≈ 75 x 140 cm	± 5 %
	20105324	синій	≈ 75 x 140 cm	± 5 %

GTINs	Номер артикулу	Unit of Use UDI	Рівень упаковки 1 UDI	Рівень упаковки 2 UDI	Коробка UDI
	20105303	4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
	20105323	4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
	20105313	4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
	20105333	4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
	20105343	4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
	20105304	4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
	20105324	4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

Цифрові дані розмірів, ваги, товщини та допустимих відхилень слід розуміти як номінальні величини, що можуть відрізнятися.

Дані базуються на поточному стані наших знань. Вони не є гарантованим заповненням щодо характеристик товару і не створюють договірною правового розуміння. Необхідно повторно засвідчити інформацію, якій більше ніж 2 роки.

Можливі друкарські та інші помилки.

Надані технічні паспорти продукту є власністю компанії WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компанія WIROS Wilfried Rosbach GmbH є власником усіх авторських прав, прав на використання та реалізацію технічних паспортів продукту. Не дозволяється змінювати технічні паспорти продукту або використовувати піктограми. Надані технічні паспорти продукту дозволяється використовувати лише у зв'язку з оригінальними продуктами WIROS.



Toote teabeleht

wiroPINNY S



## RINNAESISEGA PE-PÕLL

Sidumispaelad vöökohas | Siledad



PREMIUM



# Toote teabeleht

## wiroPINNY S



### Tootja

Ettevõtte + Aadress:	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksamaa
SRN	DE-MF-000004956
Kaubamärk	care & serve®

### Volitused

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Šveits
--------	---

### Tootekirjeldus

Kategooria	PREMIUM
Toote nimetus	care & serve® PREMIUM   wiroPINNY S   Rinnaesisega PE-põll Sidumispaelad vöökohas   Siledad
Toote omadused	Sidumispaelad vöökohas Siledad



### Materjal:

Materjal:	Polüetüleen
Materjali tugevus	≈ 0,018 mm (± 5 %)

### Kasutamine

Kasutusotstarve	Meditsiiniline kaitseriietus, mis vastab bioloogiliste mõjurite tehnilistele eeskirjadele (TRBA 250) ja on mõeldud töö- või erariiete saastumise vältimiseks protseduuride või hooldamise ajal, kui esineb otsene kokkupuude vere, sekretsiooni, väljaheidete või muu saastunud materjaliga.
Kokkupuude toiduainetega	Lühiajaline kaudne kokkupuude toiduainetega on lubatud.
Rakendusvaldkond	Otsesest meditsiinilist rakendamist patsiendile ei toimu. Meditsiiniline kaitseriietus on kasutusel riietuse ja/või juuste kinnikamiseks.
Rakendamisrühm	Laborite, farmaatsiatööstuse, haiglate või sarnaste asutuste töötajad ja külastajad.
Patsientide rühm	Meditsiiniline kaitseriietus on sobiv kõigi patsiendirühmade jaoks.
Näidustus	Meditsiiniline riietus barjäärina riietuse ja/või juuste kinnikamiseks.
Vastunäidustus	Puuduvad teadaolevad vastunäidustused.
Kasutusjuhised	Ühekordselt kasutatav toode mittesteriilne



Piirangud	Ei sobi toiduainete pakkimiseks ega hoiustamiseks.
-----------	--

Märkus	Kõigist selle tootega otseselt seotud tõsistest juhtumitest tuleb teavitada tootjat ja vastutavaid ametiasutusi.
--------	--

Lisateave materjali kohta	ei sisalda lateksit
---------------------------	---------------------





Tervisega seotud märkus	Praeguse tehnika taseme kohaselt ei sisalda tooted toksilisi, kantserogeenseid ega mutageenseid aineid, kui neid kasutatakse otstarbe kohaselt. See toode ei sisalda teadaolevaid allergeene ega toksilisi aineid kehtivate standardite kohaselt.
-------------------------	---




## Standardid

CE-märgistus	Klass I meditsiinitooted vastavalt määrusele EL 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN		
	CE-märgistus CE-märgis garanteerib toodete ja kaupade vaba liikumise Euroopa		
VO (EU) 2023/988	ELi direktiiv nr 2023/988 üldise tooteohutuse kohta		
VO (EG) 1935/2004	Määrus toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastimaterjalide ja -esemete kohta		
VO (EU) 10/2011	Määrus toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastimaterjalide ja -esemete kohta		

## Kasutamine

Kasutusjuhend	<p>Enne kasutamist</p> <p>Palun veenduge, et te olete valinud välja oma vajaduste ja rakendusvaldkondade jaoks sobiva toote. Ärge kandke meditsiinilist kaitseriietust, juhul kui sellel esineb puudusi või kui seda on juba kasutatud. Meditsiiniline kaitseriietus on ette nähtud lühiajaliseks kasutamiseks, meditsiini valdkonnas on kasutamine piiratud ühe patsiendiga.</p> <p>Käsitsemine</p> <p>Voltige kokkuvolditud põll lahti. Tõmmake kaelasilmus üle pea ja pange see ümber kaela. Siluge põlled allapoole kergelt siledaks ja siduge sidumispaelad seljalt või küljelt sõlme.</p> <p>Seljast äravõtmiseks rebige kaelasilmus kuklast katki ja pöörake rinalapp allapoole, seejärel rebige sidumispaelad seljalt katki ja pöörake küljed ettepoole kokku, nii et põlle puhas, saastumata pind jääks väljapoole ja saastunud pind jääks sissepoole. Selleks et takistada eksikombel kokkupuudet saastunud pinnaga, ei tohiks põlle kokku käärdada, vaid see tuleks jäätmekäitluseks edasi kokku voltida.</p>		
Ohutusjuhised	Meie riskianalüüsi kohaselt, mis tehti standardi EN ISO 14971:2019 + A11:2021 järgi, ei ole selle toote jaoks vaja rohkem lisaohutusjuhiseid.		
Kasutusest kõrvaldamine	Kasutamata ja saastumata tooted võib põletada keskkonnasõbralikult või ladestada prügilasse. Saastunud tooted tuleb olenevalt saastumisviisist kõrvaldada vastavalt kehtivatele riiklikele seadustele ja määrustele.		
Säilivus	5 Viis aastat alates tootekuupäevast, kui on kasutamata ja õigesti hoiustatud.		
Hoiustamine	Kaitsta päikesekiirguse eest. Hoiustada kuivas keskkonnas. Mittevastav hoiustamine võib vähendada säilivust.		
Jälgitavus	Partiipõhine jälgitavus alates vajaduste hindamisest kuni laost väljaminekuni. Toote teabeleht Versioon 2 Kehtib alates partiist 2617 +		

## Pakendamine

Taaskasutus	Litsentseeritud vastavalt Saksa pakendiseadusele, litsentsinumber DE1618662887322. Palun viige pakend taaskasutusse.	
-------------	---	---

## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/">https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/</a>
-----	---

## Variant 1

Variandi tunnus	plokina
Müügühik	1000 Tk/Kartong
Pakkimistasand 1	50 Tk/Kilekott



# Toote teabeleht

## wiroPINNY S



Tellimuse miinimumkogus 1 Kartong

Toote number	Tootenumber	Värvus	Suurus (L x P)	Hälve
	20105303	valge	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105323	sinine	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105313	roheline	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105333	punane	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105343	kollane	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105304	valge	≈ 75 x 140 cm	± 5 %
	20105324	sinine	≈ 75 x 140 cm	± 5 %

GTINs	Tootenumber	Unit of Use UDI	Pakkimistasand 1 UDI	Pakkimistasand 2 UDI	Kartong UDI
	20105303	4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
	20105323	4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
	20105313	4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
	20105333	4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
	20105343	4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
	20105304	4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
	20105324	4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

Mõõtmeid, raskust, tugevust ja hälbeid iseloomustavad arvanded on sihtväärtused ja võivad erineda.

Andmed tuginevad meie praegustele teadmistele. Need ei taga tootemaduste üldhinnangut ega põhjenda lepingujärgset õigust. Laske üle kahe aasta vanused andmed uuesti kinnitada.

Sisestusvead ja vead on reserveeritud.

Esitatud toote andmelehed on ettevõtte WIROS Wilfried Rosbach GmbH omand. WIROS Wilfried Rosbach GmbH on toote andmelehtede kõikide autori- ja kasutusõiguste omanik. Toote andmelehti pole lubatud muuta ega piktogramme kasutada. Esitatud toote andmelehti tohib kasutada ainult koos ettevõtte WIROS originaaltoodetega.

## PE-ESILIINA

Vyötäröllä solmittavat nauhat | Sileä



PREMIUM





## Valmistaja

Yritys + Osoite	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksa
SRN	DE-MF-000004956
Tavaramerkki	care & serve®

## Valtuutukset

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Sveitsi
--------	--

## Tuotekuvaus

Kategoria	PREMIUM
Tuotenimike	care & serve® PREMIUM   wiroPINNY S   PE-esiliina Vyötäröllä solmittavat nauhat   Sileä
Tuotteen ominaisuudet	Vyötäröllä solmittavat nauhat Sileä



## Materiaali

Materiaali	Polyeteeniä
Materiaalivahvuus	≈ 0,018 mm (± 5 %)

## Käyttö

Käyttötarkoitus	Biologisten työmateriaalien (TRBA 250) teknisten määräysten mukaiset lääketieteelliset suojavaatteet suojaamaan työ- tai yksityisvaatteiden likaantuminen toimenpiteiden tai hoitotoimenpiteiden aikana kun ollaan suorassa kosketuksessa veren, eritteiden, eritteiden tai muun saastuneen materiaalin kanssa.
Elintarvikekosketus	Lyhytaikainen, epäsuora kosketus elintarvikkeiden kanssa on sallittu.
Käyttöalue	Potilaaseen ei kohdistu suoraa lääketieteellistä toimintaa. Lääketieteellinen suojavaatetus on tarkoitettu vaatteiden ja/tai hiusten suojaamiseen.
Käyttöryhmä	Laboratorioiden, lääketeollisuuden, sairaaloiden tai vastaavien työntekijät ja vierailijat.
Potilasryhmä	Lääketieteelliset suojavaatetus soveltuu kaikille potilasryhmille.
Indikaatiot	Lääketieteellinen vaatetus suojaamaan vaatteita ja/tai hiuksia.
Vasta-aiheet	Ei tunnettuja vasta-aiheita.
Käyttöohje	Kertakäyttötuote Ei steriili
Rajoitukset	Ei sovellu elintarvikkeiden pakkaamiseen ja varastointiin.
Ohje	Kaikista vakavista tapahtumista, jotka liittyvät suoraan tähän tuotteeseen, on ilmoitettava valmistajalle ja vastuviranomaisille.
Materiaalin lisätiedot	Lateksiton
Terveysteen liittyviä tietoja	Sikäli kuin tekniikan uusimman tason mukaan tiedetään, tuotteet eivät sisällä myrkyllisiä, karsinogeenisiä tai mutageenisia aineita, jos niitä käytetään käyttötarkoituksen mukaisesti. Tämä tuote ei sisällä tunnettuja allergeeneja tai myrkyllisiä aineita voimassaolevan standardin mukaisesti.








## Standardit

CE-merkintä	Asetuksen EU 2017/745 mukainen lääkinnällinen tuote		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroPINNYS-QN		
	CE-merkintä CE-merkintä takaa tuotteiden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden Euroopan yhteisössä. CE-merkitty tuote täyttää sovellettavien eurooppalaisten määräysten perusvaatimukset.		
VO (EU) 2023/988	Yleisestä tuoteturvallisuudesta annettu asetus (EU) N:o 2023/988		
VO (EG) 1935/2004	Muovista valmistettujen, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja ja esineitä koskeva määräys		
VO (EU) 10/2011	Asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista		

## Käyttö

Käyttöohje	Ennen käyttöä Varmista, että olet valinnut tarpeisiisi ja käyttöalueisiisi sopivan tuotteen. Älä käytä lääketieteellisiä suojavaatteita, mikäli ne ovat viallisia tai niitä on jo käytetty. Lääketieteelliset suojavaatteet on tarkoitettu lyhytkestoiseen käyttöön, lääketieteellisellä alalla käyttö on rajoitettu yhteen potilaaseen.  Käyttö Ava laskostettu esiliina. Vedä kaulalenkki pään yli ja kiedo se kaulan ympärille. Silitä esiliinaa kevyesti alaspäin ja solmi nauhat taakse tai sivuille. Riisuessasi esiliinan repäise niskalenkki niskasta ja taita esiliinan yläosa alas, repäise tämän jälkeen solmittavat nauhat selästä ja taita sivut eteen niin, että esiliinan puhdas, ei-kontaminoitunut alue on ulkopuolella ja kontaminoitunut alue sisäpuolella. Jotta estetään vahingossa tapahtuva kosketus kontaminoituneeseen pintaan, ei esiliinaa saa rypistää, vaan se on laskosteltava hävittämistä varten.		
Turvallisuusohjeet	Standardin EN ISO 14971:2019 + A11:2021 mukaan tehdyn riskianalysimme perusteella tälle tuotteelle ei tarvita lisäturvaohjeita.		
Hävittäminen	Käyttämättömät ja kontaminoitumattomat tuotteet voidaan polttaa ympäristöä säästävällä tavalla tai toimittaa kaatopaikalle. Kontaminoituneet tuotteet täytyy hävittää kontaminoitumistavan mukaan voimassa olevia kansallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen.		
Säilyvyysaika	5 vuotta valmistuspäivästä, mikäli tuote on käyttämätön ja varastoitu oikein.		
Varastointi	Suojaa auringonvalolta. Säilytettävä kuivassa. Epäasianmukainen varastointi voi lyhentää säilyvyysaikaa.		
Jäljitettävyys	Eräkohtainen jäljitettävyys tarvearvioinnista aina varastosta poistumiseen. Tuotetietolehti Versio 2 voimassa alkaen erästä 2617 +		

## Pakkaus

Kierrätys	Lisensoitu Saksan pakkauslain (VerpackG) mukaisesti, lisenssinumero DE1618662887322. Toimita pakkaus kierrätykseen.	
-----------	--	---

## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/">https://www.wiros.de/shop/schuerzen/pe-schuerzen/wiropinny-s/</a>
-----	---

## Vaihtoehdot 1

Vaihtoehtoinen ominaisuus	Nipussa
Myyntiyksikkö	1000 Kappale/Pahvilaatikko
Pakkaustaso 1	50 Kappale/Muovipussi
Minimitilausmäärä	1 Pahvilaatikko





tuotenumero	Tuotenumero	Väri	Koko (L x P)	Toleranssi
	20105303	valkoinen	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105323	sininen	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105313	vihreä	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105333	punainen	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105343	keltainen	≈ 75 x 125 cm	± 5 %
	20105304	valkoinen	≈ 75 x 140 cm	± 5 %
	20105324	sininen	≈ 75 x 140 cm	± 5 %

GTINs	Tuotenumero	Unit of Use UDI	Pakkaustaso 1 UDI	Pakkaustaso 2 UDI	Pahvilaatikko UDI
	20105303	4051642004471	4051642050133	-----	4051642550138
	20105323	4051642004488	4051642050157	-----	4051642550152
	20105313	4051642004495	4051642001364	-----	4051642501369
	20105333	4051642004501	4051642001340	-----	4051642501345
	20105343	4051642004518	4051642001357	-----	4051642501352
	20105304	4051642004525	4051642050140	-----	4051642550145
	20105324	4051642004532	4051642050164	-----	4051642550169

Mittoja, painoja, vahvuuksia ja toleransseja koskevat luvut ovat ohjearvoja ja voivat poiketa todellisista arvoista.

Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta. Jos tiedot ovat yli kaksi vuotta vanhoja, pyydä niille vahvistus.

Mahdollisuus näppäily- ja muihin virheisiin varataan.

Saatavilla olevat tuotteen tietolehdet ovat WIROS Wilfried Rosbach GmbH:n omaisuutta. WIROS Wilfried Rosbach GmbH omistaa kaikki tuotteen tietolehtien tekijän-, käyttö- ja hyödyntämisoikeudet. Tuotteen tietolehtien muuttaminen tai piktogrammien käyttäminen on kielletty. Saatavilla olevia tuotteen tietolehtiä saa käyttää vain yhdessä alkuperäisten WIROS-tuotteiden kanssa.