



# wiroPRIMA



[de]	Produktdatenblatt   PP KLIPPHAUBEN	Seite 2
[en]	Product data sheet   PP CLIP CAP	Page 6
[nl]	Productgegevensformulier   PP CLIP CAP	Zijde 10
[fr]	Fiche produit   CHARLOTTE À CLIPSER PP	Page 14
[es]	Hoja de datos del producto   GORROS ACORDEÓN DESECHABLES DE PP	Página 18
[it]	Scheda prodotto   CUFFIE IN PP	Pagina 22
[el]	Δελτίο δεδομένων προϊόντος   ΣΚΟΥΦΟΣ PP ΜΕ ΚΛΙΠ	Σελίδα 26
[tr]	Ürün Bilgi Formu   PP KLIPSLI BAŞLIKLAR	Sayfa 30
[ru]	Техническая спецификация   ПП ШАПОЧКИ-БЕРЕТЫ НА РЕЗИНКЕ	Сторона 34
[pl]	Karta produktu   CZEPEK Z ZATRZASKAMI PP	Strona 38
[da]	Produktdatablad   PP-HÆTTER MED KLIPS	Side 42
[sv]	Produktdatablad   PP-KLIPPHUVA	Sida 46
[no]	Produktdatablad   PP-KLIPSHETTER	Side 50
[cs]	Informační list výrobku   PP ČEPICE TYPU CLIP	Strana 54
[hu]	Termékadatlap   PP CLIP MŰTŐS SAPKA	Oldal: 58
[sk]	Informačný list výrobku   PP ČIAPKY SO SPONOU	Strana 62
[sl]	Podatkovni list izdelka   PP KAPE Z GUMICO	Stran 66
[ro]	Fișa produsului   BONETĂ PLIABILĂ PP	Pagina 70
[pt]	Folha de dados do produto   TOUCA DE PP COM CLIPE	Página 74
[lt]	Gaminio duomenų lapas   PP SUSPAUDŽIAMOS KEPURAITĖS	Puslapis 78
[lv]	Produkta datu lapa   PP ŠŪNVEIDA CEPURES	Lappuse 82
[bg]	Информационен лист за продукта   ПП ШАПКИ С ЩИПКА	Страница 86
[uk]	Технічний лист   ПП ШАПОЧКИ-БЕРЕТИ НА ГУМЦІ	Сторінка 90
[et]	Toote teabeleht   PP KLAMBRIGA MÜTS	Lk 94
[fi]	Tuotetietolehti   PP-KLIPPIPÄÄHINE	Sivu 98





Produktdatenblatt

wiroPRIMA















## PP KLIPPHAUBEN



EFFICIENT





Hersteller	
Firma + Anschrift	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmarke	care & serve®
Produktbeschreibung	
Kategorie	EFFICIENT
Produktbezeichnung	care & serve® EFFICIENT   wiroPRIMA   PP Klipphauben
Material	
Material	Polypropylen-Spinnvlies
Materialgewicht	≈ 10 g/m <sup>2</sup> (± 2 g/m <sup>2</sup> )
Verwendung	
Verwendungszweck	Einweg-Haube zum vollständigen Abdecken der Haare als Barriere.
Lebensmittelkontakt	Ein kurzzeitiger indirekter Kontakt mit Lebensmitteln ist zulässig.
Verwendungshinweis	Einwegprodukt nicht steril  
Einschränkung	Die Feststellung der Anwendungseignung und/oder Anwendungsdauer von care & serve® Produkten liegt in der alleinigen Verantwortung des Anwenders. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für eine unsachgemäße Verwendung von care & serve® Produkten. Nicht zum Einpacken und Lagern von Lebensmitteln geeignet.
Einsatzgebiete	Krankenhaus   Altenheim   u.a. Fachkreise Arztpraxen Industrie   Pharmaindustrie Labor Nahrungsmittelverarbeitung Service   Gastronomie   HoReCa Reinigung   Hygiene Kosmetik   Wellness   Schönheitsindustrie        
Materialzusatzinfo	latexfrei 
Gesundheitshinweis	Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen sofort die Verwendung einstellen und ärztlichen Rat einholen. Soweit nach aktuellem Stand der Technik bekannt, enthalten die Produkte keine toxischen, karzinogenen oder mutagenen Substanzen, wenn sie gemäß ihrer vorgesehenen Verwendung eingesetzt werden. Diese Produkte enthalten keine Latexbestandteile und gelten als hypoallergen. Sie können jedoch bei empfindlicher Haut Irritationen verursachen. Bei längerem Tragen kann die Belüftung der Haut eingeschränkt werden, was zu Hautreizungen führen kann.
Standards	
VO (EU) 2023/988	Verordnung (EU) Nr. 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit
VO (EG) 1935/2004	Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen 
VO (EU) 10/2011	Verordnung über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen





## Anwendung

Gebrauchsanweisung	<p><b>Vor dem Gebrauch</b></p> <p>Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie für Ihre Bedürfnisse und Anwendungsbereiche das passende Produkt ausgewählt haben. Bitte tragen Sie medizinische Schutzkleidung nicht, wenn sie Mängel aufweisen oder bereits benutzt wurden. Medizinische Schutzkleidung ist für einen kurzzeitigen Gebrauch vorgesehen, im medizinischen Bereich ist die Nutzung auf einen Patienten/eine Patientin begrenzt.</p> <p><b>Handhabung</b></p> <p>Die geklippte Einweg-Haube auseinanderziehen und über den Kopf ziehen, dabei ist darauf zu achten, dass alle Haare von der Einweg-Haube abgedeckt werden. Auch längere Haare sollten komplett in der Einweg-Haube liegen.</p>
Sicherheitshinweis	Gemäß unserer Risikoanalyse nach EN ISO 14971:2019 + A11:2021 sind für dieses Produkt keine zusätzlichen Sicherheitshinweise erforderlich.
Entsorgung	Unbenutzte und nicht kontaminierte Produkte können umweltgerecht verbrannt oder auf Deponien entsorgt werden. Kontaminierte Produkte müssen, gemäß der geltenden nationalen Gesetze und Vorschriften je Kontaminationsart, entsorgt werden.
Haltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum, sofern unbenutzt und bei korrekter Lagerung.
Lagerung	<p>Vor Sonneneinstrahlung schützen.</p> <p>Trocken lagern.</p> <p>Unsachgemäße Lagerung kann zur Reduktion der Haltbarkeit führen.</p>
Rückverfolgbarkeit	<p>Chargenbezogene Rückverfolgbarkeit von der Bedarfsermittlung bis zum Lagerabgang.</p> <p>Produktdatenblatt Version 2 gültig ab Charge 2617 +</p>



## Verpackung

Recycling	Lizenziert gemäß VerpackG, Lizenznummer DE1618662887322. Bitte führen Sie die Verpackung dem Recycling zu.
-----------	--



## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprema/">https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprema/</a>
-----	---

## Variante 1

Verkaufseinheit	1000 Stück/Karton				
Verpackungsebene 1	100 Stück/Polybeutel				
Mindestbestellmenge	1 Karton				
Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Größe	Größe (Ø)	Toleranz
	10001133	rot	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001143	gelb	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001153	dunkelblau	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001163	pink	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001173	schwarz	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001183	orange	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001138	rot	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10001148	gelb	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





# Produktdatenblatt

## wiroPRIMA



GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Verpackungsebene	Verpackungsebene	Karton
	10001133	4051642004105	4051642000305	-----	4051642500300
	10001143	4051642004129	4051642000312	-----	4051642500317
	10001153	4051642004143	4051642000848	-----	4051642500843
	10001163	4051642004150	4051642000329	-----	4051642500324
	10001173	4051642004167	4051642001432	-----	4051642501437
	10001183	4051642004174	4051642001449	-----	4051642501444
	10001138	4051642004112	4051642003085	-----	4051642503080
	10001148	4051642004136	4051642003092	-----	4051642503097

Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Größe	Größe (Ø)	Toleranz
	10001233	rot	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Verpackungsebene	Verpackungsebene	Karton
	10001233	4051642004211	4051642000367	-----	4051642500362

Die Zahlenangaben zu Maßen, Gewichten, Stärken und Toleranzen sind als Sollwerte zu verstehen und können abweichen.  
 Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Angaben, die älter als 2 Jahre sind, bitte erneut bestätigen lassen.  
 Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.  
 Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter sind Eigentum der WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Die WIROS Wilfried Rosbach GmbH ist Inhaberin aller Urheber-/Nutzungs- und Verwertungsrechte der Produktdatenblätter. Es ist nicht gestattet die Produktdatenblätter zu ändern oder die Piktogramme zu nutzen. Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter dürfen nur im Zusammenhang mit Original-WIROS-Produkten zu Grunde gelegt werden.





Product data sheet

wiroPRIMA



## PP CLIP CAP



EFFICIENT



# Product data sheet

## wiroPRIMA



### Manufacturer

Company + Address	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germany
Trademark	care & serve®

### Product description

Category	EFFICIENT
Product description	care & serve® EFFICIENT   wiroPRIMA   PP clip cap

### Material

Material	Non-woven polypropylene
Material weight	≈ 10 g/m <sup>2</sup> (± 2 g/m <sup>2</sup> )

### Application

Intended use	Cap to completely cover the hair as a barrier.
Contact with food produce	Short-term indirect contact with foodstuffs is permitted.

Notes on use	Disposable product Not sterile
--------------	-----------------------------------



Limitation	It is the sole responsibility of the user to determine the suitability and/or duration of use of care & serve® products for their intended use. The manufacturer assumes no responsibility for the improper use of care & serve® products. Not suitable for packing or storing food.
------------	---

Application areas	Hospital   Old people's home   inc. specialist circles Medical practices Industry   Pharmaceutical industry Laboratory Food processing Service   Food & drink   Hospitality Cleaning   Hygiene Cosmetics   Wellness   Beauty industry
-------------------	--



Supplementary material info	Latex-free
-----------------------------	------------



Health advice	If skin irritation or allergic reactions occur, discontinue use immediately and seek medical advice. As far as is known according to the current state of the art, the products do not contain any toxic, carcinogenic or mutagenic substances when used in accordance with their intended use. These products do not contain latex components and are considered hypoallergenic. However, they can cause irritation in sensitive skin. Long-term wear may restrict skin ventilation, which can cause skin irritation.
---------------	--

### Standards

VO (EU) 2023/988	Regulation (EU) No 2023/988 on general product safety
VO (EG) 1935/2004	Regulation regarding plastic materials and articles intended to come into contact with food.
VO (EU) 10/2011	Regulation on plastic materials and articles intended to come into contact with food





## Use

Instructions for use	<p><b>Before use</b> Please make sure that you have selected the right product for your needs and areas of use. Please do NOT wear medical protective clothing if it is faulty or has already been used. Medical protective clothing is designed for short-term use. In the medical sector, use is limited to one patient.</p> <p><b>Use</b> Clip on the cap and pull it over the head. Ensure that all hair is covered by the cap. Longer hair should also fit entirely inside the cap.</p>
Safety notice	According to our risk analysis under EN ISO 14971:2019 + A11:2021, no additional safety instructions are required for this product.
Disposal	Unused and uncontaminated products can be incinerated in an environmentally friendly manner or disposed of at a waste disposal site. Contaminated products must be disposed of in accordance with the national laws and regulations valid for the respective type of contamination.
Shelf life	5 years from the production date, if unused and stored correctly.
Storage	<p>Keep out of direct sunlight. Store in a dry place. Incorrect storage can lead to a reduction in the shelf life.</p>
Traceability	<p>Batch-related traceability from the determination of requirements to issuing. Product data sheet Version 2 Valid from Batch 2617 +</p>



## Packaging

Recycling	<p>Licensed in accordance with VerpackG (German Packaging Act), Licence number DE1618662887322. Please recycle the packaging.</p>
-----------	---



## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/">https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/</a>
-----	---

## Variant 1

Sales unit	1000 Unit/Cardboard box				
Packaging level 1	100 Unit/Polybag				
Minimum order quantity	1 Cardboard box				
Item numbers	Item number	Colour	Size	Size (Ø)	Tolerance
	10001133	red	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001143	yellow	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001153	dark blue	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001163	pink	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001173	black	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001183	orange	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001138	red	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10001148	yellow	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm







# Product data sheet

## wiroPRIMA



GTINs	Item number	Unit of Use	Packaging level	Packaging level	Cardboard box
	10001133	4051642004105	4051642000305	-----	4051642500300
	10001143	4051642004129	4051642000312	-----	4051642500317
	10001153	4051642004143	4051642000848	-----	4051642500843
	10001163	4051642004150	4051642000329	-----	4051642500324
	10001173	4051642004167	4051642001432	-----	4051642501437
	10001183	4051642004174	4051642001449	-----	4051642501444
	10001138	4051642004112	4051642003085	-----	4051642503080
	10001148	4051642004136	4051642003092	-----	4051642503097

Item numbers	Item number	Colour	Size	Size (Ø)	Tolerance
	10001233	red	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Item number	Unit of Use	Packaging level	Packaging level	Cardboard box
	10001233	4051642004211	4051642000367	-----	4051642500362

The numerical data for the measurements, weights, thicknesses and tolerances are target values, and there may be some deviation.

The information represents the current state of our knowledge. It offers no guarantee of the product characteristics and does not form the basis of a contractual legal understanding. Please reconfirm any information that is older than 2 years.

Typographical and other errors excepted.

The product data sheets provided are the property of WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is the owner of all copyrights and rights of use and exploitation for the product data sheets. It is not permitted to change the product data sheets or to use the pictograms. The product data sheets provided may only be used in conjunction with original WIROS products.





Productgegevensformulier

wiroPRIMA



## PP CLIP CAP



EFFICIENT



# Productgegevensformulier

## wiroPRIMA



### Fabrikant

Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmerk	care & serve®

### Productbeschrijving

Categorie	EFFICIENT
Productomschrijving	care & serve® EFFICIENT   wiroPRIMA   PP clip cap

### Materiaal

Materiaal	Polypropyleen-spinvlies
Materiaalgewicht	≈ 10 g/m <sup>2</sup> (± 2 g/m <sup>2</sup> )

### Gebruik

Toepassing	Haarnet om het haar volledig af te dekken als barrière.
Voedselcontact	Kort indirect contact met voedingsmiddelen is toegestaan.

Gebruiksaanwijzingen	Wegwerpproduct niet steriel
----------------------	--------------------------------



Voorbehoud/beperking	Het bepalen of producten van care & serve® geschikt zijn voor bepaalde toepassingen is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De fabrikant kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het ondeskundige gebruik van producten van care & serve®. Niet geschikt voor het verpakken en opslaan van levensmiddelen.
----------------------	--

Toepassingsgebieden	ziekenhuis   verzorgingshuis   o.a. specialisten Medische praktijken Industrie   farmaceutische industrie Laboratorium Voedingsmiddelverwerking service   gastronomie   horeca Schoonmaken   hygiëne cosmetica   wellness   schoonheidsindustrie
---------------------	---



Extra materiaal informatie	latexvrij
----------------------------	-----------



Gezondheidsinformatie	Bij huidirritatie of allergische reacties het gebruik onmiddellijk staken en een arts raadplegen. Voor zover bekend volgens de huidige stand van de techniek, bevatten de producten geen giftige, kankerverwekkende of mutagene stoffen als ze worden gebruikt overeenkomstig hun beoogde doel. Deze producten bevatten geen latex bestanddelen en worden beschouwd als hypoallergeen. Ze kunnen echter irritatie veroorzaken op een gevoelige huid. Langdurig dragen kan de ventilatie van de huid beperken, wat kan leiden tot huidirritatie.
-----------------------	---

### Standards

VO (EU) 2023/988	Verordening (EU) Nr. 2023/988 inzake algemene productveiligheid
VO (EG) 1935/2004	Verordening voor materialen en kunststof voorwerpen die bestemd zijn voor contact met levensmiddelen.



VO (EU) 10/2011	Verordening over materialen en voorwerpen van kunststof die bedoeld zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen
-----------------	--





### Gebruik

Gebruiksaanwijzing	<p>Vóór gebruik</p> <p>Zorg ervoor dat u het juiste product heeft gekozen, passend bij uw wensen en het beoogde gebruik. Draag medische beschermende kleding NIET als deze kapot is of al eerder is gebruikt. Medische beschermende kleding is bedoeld voor een kortstondig gebruik. Voor medisch gebruik is het gebruik beperkt tot 1 patiënt.</p> <p>Gebruik</p> <p>Het haarnet met de clip uit elkaar over het hoofd trekken. Zorg ervoor dat alle haren bedekt zijn door het haarnet. Ook lang haar moet volledig bedekt zijn door het haarnet.</p>
Veiligheidsvoorschriften	Volgens onze risicoanalyse in overeenstemming met EN ISO 14971:2019 + A11:2021 zijn er geen aanvullende veiligheidsvoorschriften vereist voor dit product.
Verwijdering	Ongebruikte en niet besmette producten kunnen milieuvriendelijk worden verbrand of op vuilstortplaatsen worden verwerkt. Besmette producten moeten volgens de geldende nationale wetten en voorschriften, naargelang de besmettingsaard, worden vernietigd.
Houdbaarheid	5 jaren na productiedatum, voor zover ongebruikt en bij correcte opslag.
Opslag	<p>Beschermen tegen direct zonlicht</p> <p>Droog bewaren</p> <p>Onjuiste opslag kan leiden tot een kortere houdbaarheid.</p>
Traceerbaarheid	Traceerbaarheid van de charges, vanaf het onderzoek naar de behoeften tot aan de levering Productgegevensformulier Versie 2 geldig vanaf charge 2617 +



### Verpakking

Recycling	Licentie verleend volgens VerpackG, licentienummer DE1618662887322. Recycle de verpakking.
-----------	---



### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/">https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/</a>
-----	---

### Variant 1

Verkoopenheid	1000 Stuks/Doos																																													
Verpakkingslaag 1	100 Stuks/Polyethyleen zak																																													
Minimum bestelhoeveelheid	1 Doos																																													
Artikelnummers	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th> <th>Kleur</th> <th>Maat</th> <th>Afmeting (Ø)</th> <th>Tolerantie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10001133</td> <td>rood</td> <td>L</td> <td>Ø ≈ 52 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001143</td> <td>geel</td> <td>L</td> <td>Ø ≈ 52 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001153</td> <td>donkerblauw</td> <td>L</td> <td>Ø ≈ 52 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001163</td> <td>roze</td> <td>L</td> <td>Ø ≈ 52 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001173</td> <td>zwart</td> <td>L</td> <td>Ø ≈ 52 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001183</td> <td>oranje</td> <td>L</td> <td>Ø ≈ 52 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001138</td> <td>rood</td> <td>XL</td> <td>Ø ≈ 58 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001148</td> <td>geel</td> <td>XL</td> <td>Ø ≈ 58 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Kleur	Maat	Afmeting (Ø)	Tolerantie	10001133	rood	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001143	geel	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001153	donkerblauw	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001163	roze	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001173	zwart	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001183	oranje	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001138	rood	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm	10001148	geel	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
Artikelnummer	Kleur	Maat	Afmeting (Ø)	Tolerantie																																										
10001133	rood	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001143	geel	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001153	donkerblauw	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001163	roze	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001173	zwart	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001183	oranje	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001138	rood	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm																																										
10001148	geel	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm																																										





## wiroPRIMA

GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Verpakkingsniveau	Verpakkingsniveau	Doos
	10001133	4051642004105	4051642000305	-----	4051642500300
	10001143	4051642004129	4051642000312	-----	4051642500317
	10001153	4051642004143	4051642000848	-----	4051642500843
	10001163	4051642004150	4051642000329	-----	4051642500324
	10001173	4051642004167	4051642001432	-----	4051642501437
	10001183	4051642004174	4051642001449	-----	4051642501444
	10001138	4051642004112	4051642003085	-----	4051642503080
	10001148	4051642004136	4051642003092	-----	4051642503097

Artikelnummers	Artikelnummer	Kleur	Maat	Afmeting (Ø)	Tolerantie
	10001233	rood	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Verpakkingsniveau	Verpakkingsniveau	Doos
	10001233	4051642004211	4051642000367	-----	4051642500362

De cijfers aangaande maten, gewichten, sterkte en toleranties dienen als normen te worden begrepen en kunnen afwijken.

Deze gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Ze zijn geen gegarandeerde toezegging van producteigenschappen en zijn niet gebaseerd op een wettelijke overeenkomst. Informatie die ouder is dan 2 jaar dient opnieuw bevestigd te worden.

Invoerfouten en vergissingen voorbehouden.

De ter beschikking gestelde productinformatiebladen zijn eigendom van WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is houder van alle auteurs-/gebruiks- en exploitatierechten van de productinformatiebladen. Het is niet toegestaan de productinformatiebladen te wijzigen of de pictogrammen te gebruiken. De ter beschikking gestelde productinformatiebladen mogen alleen gebruikt worden in combinatie met originele WIROS-producten.





Fiche produit

wiroPRIMA



## CHARLOTTE À CLIPSER PP



EFFICIENT



# Fiche produit

## wiroPRIMA



### Fabricant

Société + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Allemagne
Marque commerciale	care & serve®

### Description du produit

Catégorie	EFFICIENT
Désignation du produit	care & serve® EFFICIENT   wiroPRIMA   Charlotte à clipser PP

### Matériau

Matériau	Non tissé en polypropylène
Poids des matériaux	≈ 10 g/m <sup>2</sup> (± 2 g/m <sup>2</sup> )

### Utilisation

Usage prévu Charlotte pour couvrir complètement les cheveux en guise de barrière.


Contact avec les aliments Un contact indirect de courte durée avec les aliments est autorisé.

Remarque d'utilisation Produit à usage unique  
Non stérile



Limitation L'utilisateur est seul responsable quant à l'adéquation des produits care & serve® avec leur utilisation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation inadéquate des produits care & serve®.  
Déconseillé pour l'emballage et le stockage d'aliments

Domaines d'utilisation Hôpital | maison de retraite | autres groupes spécialisés  
Cabinets médicaux  
Industrie | Industrie pharmaceutique  
Laboratoires  
Traitement des aliments  
Service | Restauration | HoReCa  
Nettoyage | Hygiène  
Cosmétologie | Bien être | Industrie de la beauté



Infos supplémentaires sur les matériaux sans latex



Conseils en matière de santé En cas d'irritation cutanée ou de réaction allergique, cesser immédiatement l'utilisation et demander conseil à un médecin.  
Dans la mesure où l'état actuel de la technique le permet, les produits ne contiennent aucune substance toxique, cancérigène ou mutagène lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur usage prévu.  
Ces produits ne contiennent pas de composants en latex et sont considérés comme hypoallergéniques. Ils peuvent toutefois provoquer des irritations sur les peaux sensibles. Un port prolongé peut limiter l'aération de la peau, ce qui peut entraîner des irritations cutanées.

### standards

VO (EU) 2023/988	Règlement (UE) n° 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits
VO (EG) 1935/2004	Ordonnance relative aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des produits alimentaires.
VO (EU) 10/2011	Ordonnance sur les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires





## Utilisation

Mode d'emploi	<p><b>Avant utilisation</b> Veuillez vous assurer d'avoir choisi le produit adapté à vos besoins et domaines d'utilisation. Veuillez ne PAS porter de vêtements de protection à usage médical s'ils présentent des défauts ou ont déjà été utilisés. Les vêtements de protection médicaux sont destinés à un usage de courte durée. Dans le domaine médical, l'utilisation est réservée au traitement d'une seule personne.</p> <p><b>Maniement</b> Défaire la charlotte clippée et la mettre sur la tête. Il convient de s'assurer que la chevelure est entièrement recouverte par la charlotte. Même les cheveux longs doivent être entièrement recouverts par la charlotte.</p>
Consigne de sécurité	Selon notre analyse des risques selon EN ISO 14971:2019 + A11:2021, aucune consigne de sécurité supplémentaire n'est requise pour ce produit.
Élimination	Les produits non utilisés et non contaminés peuvent être incinérés dans le respect de l'environnement ou mis en décharge. Les produits contaminés doivent être éliminés conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur pour chaque type de contamination.
Durabilité	5 années à compter de la date de production, si non utilisé et stocké correctement.
Stockage	<p>Protéger du rayonnement solaire. Stocker à sec.</p> <p>Un stockage inapproprié peut réduire la durabilité.</p>
Traçabilité	<p>Traçabilité relative aux lots, de l'évaluation des besoins à la sortie du stock. Fiche produit Version 2 valable à partir du lot 2617 +</p>



## Emballage

Recyclage	<p>Licencié selon VerpackG, numéro de licence DE1618662887322. Veuillez procéder au recyclage de l'emballage.</p>
-----------	---



## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/">https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/</a>
-----	---

## Variante 1

Unité de vente	1000 pièce/Carton				
Niveau d'emballage 1	100 pièce/Sachet poly				
Quantité minimale commandée	1 Carton				
Numéros d'articles	Numéro d'article	Couleur	Taille	Taille (Ø)	Tolérance
	10001133	rouge	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001143	jaune	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001153	bleu foncé	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001163	rose	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001173	noir	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001183	orange	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001138	rouge	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10001148	jaune	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm







GTINs	Numéro d'article	Unit of Use	Niveau d'emballage	Niveau d'emballage	Carton
	10001133	4051642004105	4051642000305	-----	4051642500300
	10001143	4051642004129	4051642000312	-----	4051642500317
	10001153	4051642004143	4051642000848	-----	4051642500843
	10001163	4051642004150	4051642000329	-----	4051642500324
	10001173	4051642004167	4051642001432	-----	4051642501437
	10001183	4051642004174	4051642001449	-----	4051642501444
	10001138	4051642004112	4051642003085	-----	4051642503080
	10001148	4051642004136	4051642003092	-----	4051642503097

Numéros d'articles	Numéro d'article	Couleur	Taille	Taille (Ø)	Tolérance
	10001233	rouge	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Numéro d'article	Unit of Use	Niveau d'emballage	Niveau d'emballage	Carton
	10001233	4051642004211	4051642000367	-----	4051642500362

Les valeurs de dimensions, poids, épaisseurs et tolérances doivent être considérées comme des valeurs nominales et peuvent différer.

Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne garantissent pas les propriétés des produits et ne constituent pas une interprétation contractuelle de la loi. Veuillez faire confirmer les données de plus de 2 ans.

Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

Les fiches de données de produits mises à disposition appartiennent à l'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH. L'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH détient tous les droits d'auteur, d'utilisation et de reproduction des fiches de données produits. Il est interdit de modifier les fiches de données produits ou d'utiliser les pictogrammes. Il ne faut pas faire référence aux fiches de données de produits mises à disposition sans les produits WIROS d'origine.





Hoja de datos del producto

wiroPRIMA



## GORROS ACORDEÓN DESECHABLES DE PP



EFFICIENT



# Hoja de datos del producto

## wiroPRIMA



### Fabricante

Empresa + Dirección WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemania

Marca registrada care & serve®

### Descripción del producto

Categoría EFFICIENT

Denominación del producto care & serve® EFFICIENT | wiroPRIMA | Gorros acordeón desechables de PP

### Material

Material Tela no tejida de polipropileno

Peso del material  $\approx 10 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$

### Uso

Finalidad Gorro para cubrir completamente el cabello formando una barrera.

Contacto con alimentos Se admite un contacto indirecto a corto plazo con alimentos.

Información de uso Producto desechable sin esterilizar



Limitación El usuario es el único responsable de determinar la idoneidad de los productos care & serve®. El fabricante no asume responsabilidad alguna por el uso incorrecto de los productos care & serve®. No es apto para empaquetar y almacenar alimentos.

Campos de aplicación Hospital | Residencia de ancianos | Otros grupos especialistas  
Consultas médicas  
Industria | Industria farmacéutica  
Laboratorio  
Procesamiento de alimentos  
Servicio | Gastronomía | HoReCa  
Limpieza | Higiene  
Cosméticos | Bienestar | Sector de la belleza



Información adicional sobre el material sin látex



Mensaje de carácter sanitario En caso de irritación cutánea o reacciones alérgicas, interrumpir inmediatamente el uso y consultar a un médico. Por lo que se sabe según el estado actual de la técnica, los productos no contienen sustancias tóxicas, cancerígenas o mutágenas si se utilizan de acuerdo con su finalidad prevista. Estos productos no contienen componentes de látex y se consideran hipoalérgicos. No obstante, pueden causar irritaciones en pieles sensibles. El uso prolongado puede restringir la ventilación de la piel, lo que puede provocar irritaciones cutáneas.

### Normas

VO (EU) 2023/988 Reglamento (UE) n.º 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos

VO (EG) 1935/2004 Reglamento relativo a materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con los alimentos.



VO (EU) 10/2011 Reglamento sobre materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con alimentos





### Uso

Instrucciones de uso	<p>Antes de utilizar</p> <p>Asegúrese de que ha escogido el producto adecuado para sus necesidades y aplicaciones. NO use la ropa de protección quirúrgica si presenta algún defecto o si ya se ha utilizado. La ropa de protección quirúrgica está diseñada para ser utilizada durante un corto espacio de tiempo. En el sector sanitario, su uso está limitado a una sola persona en tratamiento.</p> <p>Manipulación</p> <p>Desplegar el gorro y ponerlo en la cabeza. Al hacerlo, procurar que el gorro cubra todo el cabello. También el cabello largo debería quedar completamente dentro del gorro.</p>
Indicación de seguridad	Según nuestro análisis de riesgos conforme a la norma EN ISO 14971:2019 + A11:2021, no se requieren instrucciones de seguridad adicionales para este producto.
Eliminación	Los productos no utilizados y no contaminados pueden incinerarse de forma respetuosa con el medio ambiente o eliminarse en vertederos. Los productos contaminados deben eliminarse de acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales aplicables a cada tipo de contaminación.
Durabilidad	5 años a partir de la fecha de producción, si no se utiliza y además se almacena correctamente.
Almacenamiento	<p>Proteger de la radiación solar.</p> <p>Almacenar siempre secos.</p> <p>La vida útil podría reducirse en caso de un almacenamiento inadecuado.</p>
Trazabilidad	<p>Trazabilidad de lotes desde que se evalúan las necesidades hasta la salida de la mercancía.</p> <p>Hoja de datos del producto Versión 2 válido a partir de lote 2617 +</p>



### Embalaje

Reciclaje	<p>Licencia según VerpackG, número de licencia DE1618662887322.</p> <p>Rogamos que recicle el embalaje.</p>
-----------	---



### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/">https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/</a>
-----	---

### Variante 1

Unidad de venta	1000 Unidad/Cartón				
Nivel de embalaje 1	100 Unidad/Bolsa de polietileno				
Cantidad mínima de pedido	1 Cartón				
Números de artículo	Número de artículo	Color	Tamaño	Tamaño (Ø)	Tolerancia
	10001133	rojo	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001143	amarillo	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001153	azul oscuro	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001163	rosado	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001173	negro	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001183	naranja	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001138	rojo	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10001148	amarillo	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





## wiroPRIMA

GTINs	Número de artículo	Unit of Use	Nivel de embalaje	Nivel de embalaje	Cartón
	10001133	4051642004105	4051642000305	-----	4051642500300
	10001143	4051642004129	4051642000312	-----	4051642500317
	10001153	4051642004143	4051642000848	-----	4051642500843
	10001163	4051642004150	4051642000329	-----	4051642500324
	10001173	4051642004167	4051642001432	-----	4051642501437
	10001183	4051642004174	4051642001449	-----	4051642501444
	10001138	4051642004112	4051642003085	-----	4051642503080
	10001148	4051642004136	4051642003092	-----	4051642503097

Números de artículo	Número de artículo	Color	Tamaño	Tamaño (Ø)	Tolerancia
	10001233	rojo	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Número de artículo	Unit of Use	Nivel de embalaje	Nivel de embalaje	Cartón
	10001233	4051642004211	4051642000367	-----	4051642500362

Las cifras de dimensiones, pesos, espesores y tolerancias deben entenderse como valores nominales y pueden variar.

La información se basa en nuestros conocimientos actuales. No constituye una garantía de las propiedades del producto y no implica ningún tipo de relación contractual. Vuelva a confirmar los datos que tengan más de 2 años de antigüedad.

Reservado el derecho a errores y omisiones.

Las fichas técnicas de los productos facilitadas son propiedad de WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH es propietaria de todos los derechos de autor, de uso y explotación de las fichas técnicas de los productos. No está permitido modificar las fichas técnicas de los productos ni utilizar los pictogramas. Las fichas técnicas de los productos que se facilitan solo pueden utilizarse junto con los productos originales de WIROS.





Scheda prodotto

wiroPRIMA



**CUFFIE IN PP**



EFFICIENT



# Scheda prodotto

## wiroPRIMA



### Produttore

Azienda + Indirizzo	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
Marchio commerciale	care & serve®

### Descrizione del prodotto

Categoria	EFFICIENT
Descrizione del prodotto	care & serve® EFFICIENT   wiroPRIMA   Cuffie in PP

### Materiale

Materiale	Spunbond in polipropilene
Peso del materiale	≈ 10 g/m <sup>2</sup> (± 2 g/m <sup>2</sup> )

### Utilizzo

Scopo dell'utilizzo Cuffia come barriera per coprire completamente i capelli.


Contatto con gli alimentari È consentito un contatto indiretto di breve durata con gli alimenti.

Istruzioni per l'uso Prodotto monouso non sterile



Limitazione Il prodotto non è progettato per l'uso in ambienti estremi e non deve essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive o in eventuale possibilità di deflagrazione. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti care & serve®. Non adatto all'imballaggio e alla conservazione di alimenti.

Campi di applicazione Ospedale | Casa di riposo | Altri gruppi specializzati  
Studi medici  
Industria | Industria farmaceutica  
Laboratorio  
Trattamento di prodotti alimentari  
Assistenza | Gastronomia | HoReCa  
Pulizia | Igiene  
Cosmetici | Wellness | Industria della bellezza



Informazioni supplementari sul privo di lattice



Indicazioni sulla salute In caso di irritazioni cutanee o reazioni allergiche interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico. Per quanto è noto in base allo stato attuale della tecnica, i prodotti non contengono sostanze tossiche, cancerogene o mutagene se utilizzati in conformità alla loro destinazione d'uso. Questi prodotti non contengono componenti in lattice e sono da considerarsi ipoallergenici. Possono tuttavia causare irritazioni in caso di pelle sensibile. L'uso prolungato può limitare la ventilazione della pelle, con conseguenti irritazioni cutanee.

### Standard

VO (EU) 2023/988	Regolamento (UE) n. 2023/988 sulla sicurezza generale del prodotto
VO (EG) 1935/2004	Regolamento sui materiali e sugli oggetti di plastica destinati al contatto con alimenti.
VO (EU) 10/2011	Regolamento relativo alle materie e agli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari





## Utilizzo

Istruzioni per l'uso	<p>Prima dell'uso</p> <p>Assicurarsi di aver selezionato il prodotto adeguato alle proprie esigenze e per gli ambiti di applicazione. NON indossare indumenti di protezione medica se presentano difetti o sono già stati usati. Gli indumenti di protezione medica sono previsti per un utilizzo breve. In campo medico, l'uso è limitato ad una persona da trattare.</p> <p>Utilizzo</p> <p>Aprire la cuffia chiusa ed indossarla in testa. Fare in modo che tutti i capelli siano coperti dalla cuffia. Anche i capelli lunghi devono stare tutti sotto la cuffia.</p>
Avvertenza di sicurezza	Secondo la nostra analisi dei rischi in conformità alla norma EN ISO 14971:2019 + A11:2021 per questo prodotto non sono necessarie ulteriori istruzioni di sicurezza.
Smaltimento	I prodotti non utilizzati e non contaminati possono essere inceneriti in modo ecologico o smaltiti nelle discariche. I prodotti contaminati devono essere smaltiti in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore per tipo di contaminazione.
Durata	5 anni dalla data di produzione, se non utilizzati e correttamente conservati.
Conservazione	<p>Proteggere dalla luce del sole.</p> <p>Conservare all'asciutto.</p> <p>La conservazione impropria può provocare una riduzione della durata.</p>
Tracciabilità	<p>Tracciabilità del lotto dalla determinazione dei requisiti all'uscita dal magazzino.</p> <p>Scheda prodotto Versione 2 valido da lotto 2617 +</p>



## Confezionamento

Riciclaggio	<p>Licenza in conformità a VerpackG, numero di licenza DE1618662887322.</p> <p>Portare l'imballaggio al riciclaggio.</p>
-------------	--



## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/">https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/</a>
-----	---

## Variante 1

Unità di vendita	1000 Pezzo/Cartone
Livello di imballaggio 1	100 Pezzo/Sacchetto di plastica
Unità minima di ordine	1 Cartone

Numeri articolo	Numero di articolo	Colore	Taglia	Dimensioni (Ø)	Tolleranza
	10001133	rosso	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001143	giallo	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001153	blu scuro	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001163	fucsia	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001173	nero	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001183	arancione	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001138	rosso	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10001148	giallo	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





# Scheda prodotto

## wiroPRIMA



GTINs	Numero di articolo	Unit of Use	Livello di imballaggio	Livello di imballaggio	Cartone
	10001133	4051642004105	4051642000305	-----	4051642500300
	10001143	4051642004129	4051642000312	-----	4051642500317
	10001153	4051642004143	4051642000848	-----	4051642500843
	10001163	4051642004150	4051642000329	-----	4051642500324
	10001173	4051642004167	4051642001432	-----	4051642501437
	10001183	4051642004174	4051642001449	-----	4051642501444
	10001138	4051642004112	4051642003085	-----	4051642503080
	10001148	4051642004136	4051642003092	-----	4051642503097

Numeri articolo	Numero di articolo	Colore	Taglia	Dimensioni (Ø)	Tolleranza
	10001233	rosso	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Numero di articolo	Unit of Use	Livello di imballaggio	Livello di imballaggio	Cartone
	10001233	4051642004211	4051642000367	-----	4051642500362

Le cifre relative a dimensioni, pesi, spessori e tolleranze vanno intese come valori nominali e possono differire.

Le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Non rappresentano una garanzia sulle caratteristiche del prodotto e non giustificano un aspetto legale contrattuale. Le indicazioni più vecchie di 2 anni devono essere riconfermate.

Con riserva di errori di immissione ed errori.

Le schede tecniche dei prodotti fornite sono di proprietà di WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH è proprietaria di tutti i diritti di creazione, utilizzo e sfruttamento delle schede tecniche dei prodotti. La modifica delle schede tecniche dei prodotti o l'uso dei pittogrammi non è consentito. Le schede tecniche dei prodotti fornite possono essere utilizzate solo per i prodotti WIROS originali.





Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroPRIMA



## ΣΚΟΪΦΟΣ ΡΡ ΜΕ ΚΛΙΠ



EFFICIENT





## Κατασκευαστής

Εταιρεία + Διεύθυνση	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Γερμανία
Εμπορικό σήμα	care & serve®

## Περιγραφή προϊόντος

Κατηγορία	EFFICIENT
Ονομασία προϊόντος	care & serve® EFFICIENT   wiroPRIMA   Σκούφος PP με κλιπ

## Υλικό

Υλικό	Μη υφασμένο ύφασμα πολυπροπυλενίου τύπου Sprunbond
Βάρος υλικού	≈ 10 g/m <sup>2</sup> (± 2 g/m <sup>2</sup> )

## Χρήση

Ενδεδειγμένη χρήση Καλύπτρα για πλήρη κάλυψη των μαλλιών ως περιορισμός.


Επαφή με τρόφιμα Επιτρέπεται η σύντομη, έμμεση επαφή με τρόφιμα.

Υπόδειξη χρήσης Προϊόν μίας χρήσης  
μη αποστειρωμένα



Περιορισμός Η εξακρίβωση της καταλληλότητας χρήσης των προϊόντων care & serve® συνιστά αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις μη ενδεδειγμένης ή ορθής χρήσης i των προϊόντων care & serve®.  
Δεν είναι κατάλληλο για συσκευασία και αποθήκευση τροφίμων.

Τομείς χρήσης Νοσοκομείο | Οίκος ευγηρίας | κ.α. κύκλοι ειδικών  
Ιδιωτικά ιατρεία  
Βιομηχανία | Φαρμακευτική βιομηχανία  
Εργαστήριο  
Επεξεργασία τροφίμων  
Υπηρεσίες | Εστίαση | HoReCa  
Καθαρισμός | Υγιεινή  
Κοσμετολογία | Ευεξία | Βιομηχανία ομορφιάς



Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το υλικό δεν περιέχει λατέξ



Υπόδειξη σχετικά με την υ Σε περίπτωση δερματικών ερεθισμών ή αλλεργικών αντιδράσεων σταματήστε αμέσως τη χρήση να αναζητήστε ιατρική συμβουλή.  
Στον βαθμό που είναι γνωστό σύμφωνα με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις, τα προϊόντα δεν περιέχουν τοξικές, καρκινογόνες, ή μεταλλαξιογόνες ουσίες, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ενδεδειγμένη χρήση τους.  
Αυτά τα προϊόντα δεν περιέχουν συστατικά από λατέξ και θεωρούνται υποαλλεργικά. Μπορεί, ωστόσο, να προκαλέσει ερεθισμό σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Σε παρατεταμένη χρήση μπορεί να περιορίσει τον αερισμό της επιδερμίδας και να προκαλέσει ερεθισμό.

## Πρότυπα

VO (EU) 2023/988	Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 2023/988 σχετικά με τη γενική ασφάλεια προϊόντων
VO (EG) 1935/2004	Κανονισμός σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα από πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.
VO (EU) 10/2011	Κανονισμός σχετικά με τα υλικά & αντικείμενα από πλαστικό που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.





### Εφαρμογή

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης	<p>Πριν τη χρήση Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει το κατάλληλο για τις ανάγκες σας και τους τομείς χρήσης προϊόν. Παρακαλούμε να ΜΗΝ φοράτε ιατρική προστατευτική ενδυμασία, εφόσον αυτή παρουσιάζει ελαττώματα ή έχει ήδη χρησιμοποιηθεί. Η ιατρική προστατευτική ενδυμασία προβλέπεται για βραχυχρόνια χρήση. Στον ιατρικό τομέα, η χρήση περιορίζεται σε ένα άτομο προς περιθαλψή.</p> <p>Χρήση Χωρίστε και τραβήξτε την ασφαλισμένη καλύπτρα επάνω από το κεφάλι. Εδώ πρέπει να προσέξετε ώστε όλα τα μαλλιά να είναι καλυμμένα από την καλύπτρα. Ακόμα και τα μακρύτερα μαλλιά πρέπει να βρίσκονται πλήρως μέσα στην καλύπτρα.</p>
Υπόδειξη ασφαλείας	Σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνου που διενεργήσαμε κατά το πρότυπο EN ISO 14971:2019 + A11:2021 για το συγκεκριμένο προϊόν δεν απαιτούνται πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας.
Απόρριψη	Τα μη χρησιμοποιημένα ή μη επιμολυσμένα προϊόντα μπορούν να καίγονται με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο σε κλιβάνους ή να απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Τα επιμολυσμένα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας ανάλογα με το είδος της
Διάρκεια ζωής	5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και διασφαλίζεται η σωστή αποθήκευση.
Αποθήκευση	<p>Να προστατεύονται από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.</p> <p>Να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος.</p> <p>Ο μη ορθός τρόπος αποθήκευσης μπορεί να έχει ως επακόλουθο τη μείωση της διάρκειας ζωής.</p>
Ιχνηλασιμότητα	<p>Ιχνηλασιμότητα παρτίδων από την καταγραφή των αναγκών έως την έξοδο από την αποθήκη.</p> <p>Δελτίο δεδομένων προϊόντος Έκδοση 2 Ισχύει από παρτίδα 2617 +</p>



### Συσκευασία

Ανακύκλωση	Αδειοδότηση κατά τον γερμανικό νόμο περί συσκευασιών (VerpackG), αριθμός αδείας DE1618662887322. Παραδώστε τη συσκευασία προς ανακύκλωση.
------------	---



### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/">https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/</a>
-----	---

### Παραλλαγή 1

Μονάδα πώλησης	1000 Τεμάχιο/Κουτί																																													
Επίπεδο συσκευασίας 1	100 Τεμάχιο/Σακούλα																																													
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	1 Κουτί																																													
Κωδικοί είδους	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Κωδ. είδους</th> <th>Χρώμα</th> <th>Μέγεθος</th> <th>Μέγεθος (Ø)</th> <th>Ανοχή</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10001133</td> <td>Κόκκινο</td> <td>L</td> <td>Ø ≈ 52 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001143</td> <td>κίτρινο</td> <td>L</td> <td>Ø ≈ 52 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001153</td> <td>σκούρο μπλε</td> <td>L</td> <td>Ø ≈ 52 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001163</td> <td>ροζ</td> <td>L</td> <td>Ø ≈ 52 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001173</td> <td>μαύρο</td> <td>L</td> <td>Ø ≈ 52 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001183</td> <td>πορτοκαλί</td> <td>L</td> <td>Ø ≈ 52 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001138</td> <td>Κόκκινο</td> <td>XL</td> <td>Ø ≈ 58 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001148</td> <td>κίτρινο</td> <td>XL</td> <td>Ø ≈ 58 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Κωδ. είδους	Χρώμα	Μέγεθος	Μέγεθος (Ø)	Ανοχή	10001133	Κόκκινο	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001143	κίτρινο	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001153	σκούρο μπλε	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001163	ροζ	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001173	μαύρο	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001183	πορτοκαλί	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001138	Κόκκινο	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm	10001148	κίτρινο	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
Κωδ. είδους	Χρώμα	Μέγεθος	Μέγεθος (Ø)	Ανοχή																																										
10001133	Κόκκινο	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001143	κίτρινο	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001153	σκούρο μπλε	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001163	ροζ	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001173	μαύρο	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001183	πορτοκαλί	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001138	Κόκκινο	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm																																										
10001148	κίτρινο	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm																																										





GTINs	Κωδ. είδους	Unit of Use	Επίπεδο συσκευασίας	Επίπεδο συσκευασίας	Κουτί
	10001133	4051642004105	4051642000305	-----	4051642500300
	10001143	4051642004129	4051642000312	-----	4051642500317
	10001153	4051642004143	4051642000848	-----	4051642500843
	10001163	4051642004150	4051642000329	-----	4051642500324
	10001173	4051642004167	4051642001432	-----	4051642501437
	10001183	4051642004174	4051642001449	-----	4051642501444
	10001138	4051642004112	4051642003085	-----	4051642503080
	10001148	4051642004136	4051642003092	-----	4051642503097

Κωδικός είδους	Κωδ. είδους	Χρώμα	Μέγεθος	Μέγεθος (Ø)	Ανοχή
	10001233	Κόκκινο	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Κωδ. είδους	Unit of Use	Επίπεδο συσκευασίας	Επίπεδο συσκευασίας	Κουτί
	10001233	4051642004211	4051642000367	-----	4051642500362

Οι αναφερόμενες τιμές που αφορούν σε διαστάσεις, βάρος, πάχος και ανοχές πρέπει να νοούνται ως ονομαστικές τιμές και ενδέχεται να παρουσιάζουν αποκλίσεις.

Τα αναφερόμενα στοιχεία βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας. Δεν εξασφαλίζουν εγγυημένα την ύπαρξη των ιδιοτήτων του προϊόντος και δεν θεμελιώνουν καμία συμβατική υποχρέωση κατά την έννοια του Δικαίου. Στοιχεία παλαιότερα των 2 ετών χρήζουν επιβεβαίωσης.

Με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών.

Τα διαθέσιμα φύλλα δεδομένων προϊόντων είναι ιδιοκτησία της WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Η εταιρεία WIROS Wilfried Rosbach GmbH είναι ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων δημιουργού/χρήσης και εκμετάλλευσης των φύλλων δεδομένων προϊόντων. Δεν





Ürün Bilgi Formu

wiroPRIMA



## PP KLİPSLİ BAŞLIKLAR



EFFICIENT



# Ürün Bilgi Formu

## wiroPRIMA



### Üretici

Şirket + Adres WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Almanya

Ticari marka care & serve®

### Ürün açıklaması

Kategori EFFICIENT

Ürün tanımı care & serve® EFFICIENT | wiroPRIMA | PP klipsli başlıklar

### Malzeme

Malzeme Polipropilen Spunbond Nonwoven

Malzeme ağırlığı ≈ 10 g/m<sup>2</sup> (± 2 g/m<sup>2</sup>)

### Kullanım

Kullanım amacı Saçı bariyer olarak tamamen örten başlık.

Gıda teması Gıdalarla kısa süreli dolaylı temasa izin verilir.

Kullanım İle ilgili Notlar Tek kullanımlık ürün  
steril değil



Kısıtlama care & serve® ürünlerinin uygunluğunun belirlenmesi bizzat kullanıcının sorumluluğundadır. Üretici, care & serve® ürünlerinin yanlış kullanımında hiçbir sorumluluk kabul etmez.  
Gıda maddelerinin paketlenmesi ve depolanması için uygun değildir.

Kullanım alanları Hastane | Yaşlı Bakım Evleri | ve diğer Uzman Kurumlar  
Doktor muayenehaneleri  
Sanayi | İlaç endüstrisi  
Laboratuvar  
Gıda işleme  
Hizmet | Gastronomi | HoReCa  
Temizlik | Hijyen  
Kozmetik | Sağlık | Güzellik Endüstrisi



Ek malzeme bilgisi lateks içermez



Sağlık ile ilgili uyarı Cilt tahrişlerinde veya alerjik reaksiyonlarda kullanımı hemen bırakın ve bir hekime danışın.  
Tekniğin güncel durumuna göre bilindiği kadarıyla, ürünler, öngörülen amaca uygun kullanıldıklarında, toksik, kanserojen veya mutajenik maddeler içermemektedir.

Bu ürünler lateks bileşenleri içermez ve hipoalerjenik sayılır. Ancak hassas ciltte tahrişlere neden olabilirler. Uzun süre takıldığında cildin hava alması kısıtlanabilir, bu da cilt tahrişlerine yol açabilir.

### Standartlar

VO (EU) 2023/988 Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (AB) 2023/988

VO (EG) 1935/2004 Gıda maddeleriyle temas etmek için olan plastikten üretilmiş malzemeler ve cisimlerle ilgili düzenleme.



VO (EU) 10/2011 Gıda maddeleriyle temas etmesi amaçlanan plastik malzemeler ve eşyalarla ilgili düzenleme



# Ürün Bilgi Formu

## wiroPRIMA



### Kullanım

Kullanım Kılavuzu	Kullanmadan önce Lütfen ihtiyaçlarınız ve uygulama alanlarınız için doğru ürünü seçtiğinizden emin olun. Tıbbi koruyucu giysileri kusurlu veya daha önce kullanılmışlarsa lütfen GİYMEYİN. Tıbbi koruyucu giysiler kısa süreli kullanım için tasarlanmıştır. Tıbbi alanda kullanım, tedavi edilecek bir kişi ile sınırlıdır. Kullanım Klipsli başlığı açın ve başınızın üzerinden geçirin. Bu esnada, başlığın saçların tamamını kapattığından emin olunmalı. Uzun saçlar da başlıkla tamamen kapatılmalıdır.
Güvenlik Uyarısı	EN ISO 14971:2019 + A11:2021 uyarınca yaptığımız risk analizine göre bu ürün için ek güvenlik uyarıları gerekli değildir.
Bertaraf	Kullanılmayan ve kirlenmemiş ürünler çevreye zarar vermeyecek şekilde yakılabilir veya bertaraf edilebilir. Kirlenmiş ürünler, kirlilik türüne göre yürürlükteki ulusal yasa ve talimatlara uygun olarak bertaraf edilmelidir.
Kullanım Süresi	5 yıl , üretim tarihinden itibaren, kullanılmadığı ve doğru depolandığı takdirde.
Saklama	Güneş ışınlarından koruyun. Kuru bir yerde depolayın. Yanlış depolama dayanıklılığın azalmasına neden olabilir.
İzlenebilirlik	Gereksinimlerin belirlenmesinden depo çıkışına kadar parti ile ilgili izlenebilirlik sağlanmaktadır. Ürün Bilgi Formu Versiyon 2 Geçerli parti başlangıcı 2617 +



### Ambalaj

Geri Dönüşüm	VerpackG uyarınca lisanslı, Lisans No. DE1618662887322. Lütfen ambalajı geri dönüşüme aktarın.
--------------	---



### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprema/">https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprema/</a>
-----	---

### Varyant 1

Satış birimi	1000 Adet/Karton																																													
Ambalaj düzeyi 1	100 Adet/Poli torba																																													
Minimum sipariş miktarı	1 Karton																																													
Ürün Numarası	<table><thead><tr><th>Ürün numarası</th><th>Renk</th><th>Beden</th><th>Boyutu (Ø)</th><th>Tolerans</th></tr></thead><tbody><tr><td>10001133</td><td>kırmızı</td><td>L</td><td>Ø ≈ 52 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10001143</td><td>sarı</td><td>L</td><td>Ø ≈ 52 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10001153</td><td>koyu mavi</td><td>L</td><td>Ø ≈ 52 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10001163</td><td>pembe</td><td>L</td><td>Ø ≈ 52 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10001173</td><td>siyah</td><td>L</td><td>Ø ≈ 52 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10001183</td><td>turuncu</td><td>L</td><td>Ø ≈ 52 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10001138</td><td>kırmızı</td><td>XL</td><td>Ø ≈ 58 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10001148</td><td>sarı</td><td>XL</td><td>Ø ≈ 58 cm</td><td>± 2 cm</td></tr></tbody></table>	Ürün numarası	Renk	Beden	Boyutu (Ø)	Tolerans	10001133	kırmızı	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001143	sarı	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001153	koyu mavi	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001163	pembe	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001173	siyah	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001183	turuncu	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001138	kırmızı	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm	10001148	sarı	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
Ürün numarası	Renk	Beden	Boyutu (Ø)	Tolerans																																										
10001133	kırmızı	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001143	sarı	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001153	koyu mavi	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001163	pembe	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001173	siyah	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001183	turuncu	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001138	kırmızı	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm																																										
10001148	sarı	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm																																										





# Ürün Bilgi Formu

## wiroPRIMA



GTINs	Ürün numarası	Unit of Use	Ambalaj seviyesi	Ambalaj seviyesi	Karton
	10001133	4051642004105	4051642000305	-----	4051642500300
	10001143	4051642004129	4051642000312	-----	4051642500317
	10001153	4051642004143	4051642000848	-----	4051642500843
	10001163	4051642004150	4051642000329	-----	4051642500324
	10001173	4051642004167	4051642001432	-----	4051642501437
	10001183	4051642004174	4051642001449	-----	4051642501444
	10001138	4051642004112	4051642003085	-----	4051642503080
	10001148	4051642004136	4051642003092	-----	4051642503097

Ürün Numarası	Ürün numarası	Renk	Beden	Boyutu (Ø)	Tolerans
	10001233	kırmızı	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Ürün numarası	Unit of Use	Ambalaj seviyesi	Ambalaj seviyesi	Karton
	10001233	4051642004211	4051642000367	-----	4051642500362

Boyut, ağırlık, kalınlık ve toleranslar için belirtilen rakamlar nominal değerler olarak anlaşılmalıdır ve farklılık gösterebilir.

Verilen bilgiler, bilgilerimizin mevcut durumuna dayanmaktadır. Bunlar, ürün özelliklerinin garantisini teşkil etmemektedir ve sözleşmeye ilişkin yasal bir anlayışı haklı çıkarmaz. 2 yıldan eski bilgileri lütfen teyit edin.

Şirketimiz tipografik hata ve yanlışlardan sorumlu değildir.

Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları WIROS Wilfried Rosbach GmbH şirketinin mülkiyetindedir. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ürün veri sayfalarının tüm telif/kullanım ve değerlendirme haklarının sahibidir. Ürün veri sayfalarının değiştirilmesi veya piktogramların kullanılması yasaktır. Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları sadece WIROS ürünleriyle bağlantılı olarak temel alınabilir.





Техническая спецификация

wiroPRIMA



**ПП ШАПОЧКИ-БЕРЕТЫ НА РЕЗИНКЕ**



EFFICIENT



# Техническая спецификация

## wiroPRIMA



### Производитель

Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
Торговая марка	care & serve®

### Описание изделия

Категория	EFFICIENT
Обозначение продукции	care & serve® EFFICIENT   wiroPRIMA   ПП шапочки-береты на резинке

### Материал

Материал	Полипропиленовый спанбонд
Вес материала	≈ 10 г/м <sup>2</sup> (± 2 г/м <sup>2</sup> )

### Использование

Назначение	Полностью покрывающий волосы колпак в качестве барьера.
Контакт с пищевыми про	Допускается кратковременный непрямой контакт с продуктами питания.
Инструкция по применению	Одноразовый продукт нестерильные
Ограничения	Определение пригодности изделий care & serve® возлагается исключительно на пользователя. Производитель не берет на себя никакой ответственности за неправильное использование средств care & serve®. Не предназначено для упаковки и хранения пищевых продуктов.

Области применения	Больница   Дом престарелых   в том числе группы специалистов Врачебные практики Промышленность   фармацевтическая промышленность Лаборатории Пищевая промышленность Сервис   Гастрономия   HoReCa Уборка   гигиена Косметика   Велнес   Индустрия красоты
--------------------	--



Информация о добавках в составе материала	без латекса
---	-------------



Предупреждение о возмо	При раздражении кожи или аллергических реакциях необходимо немедленно прекратить использование и обратиться к врачу. На основании актуальных научных знаний, данные изделия не содержат токсичных, канцерогенных или мутагенных веществ, если используются по назначению. Данные изделия не содержат латексных компонентов и считаются гипоаллергенными. Тем не менее, они могут вызвать раздражение чувствительной кожи. Длительное ношение изделия может ограничить поступление воздуха к коже, что, в свою очередь, может привести к её раздражению.
------------------------	---

### Стандарты

VO (EU) 2023/988	Регламент ЕС № 2023/988 об общей безопасности продукции
VO (EG) 1935/2004	Регламент о материалах и изделиях из пластмасс, контактирующих с пищевыми продуктами.
VO (EU) 10/2011	Распоряжение о материалах и изделиях из пластмасс, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами





### Использование

Инструкция по использованию	<p>Перед использованием</p> <p>Убедитесь, что выбрали правильное изделие для своих потребностей и сфер применения. Ни в коем случае НЕ надевайте медицинскую защитную одежду, у которой были обнаружены дефекты или которой уже пользовались. Медицинская защитная одежда предназначена для кратковременного использования. При использовании изделия в медицинских целях следует менять его после каждого обслуженного пациента.</p> <p>Пользование</p> <p>Разверните сложенный колпак и натяните на голову. При этом следите, чтобы все волосы были спрятаны под колпак. Длинные волосы также должны быть полностью спрятаны под колпак.</p>
Инструкция по технике безопасности	По результатам анализа рисков в соответствии со стандартом EN ISO 14971:2019 + A11:2021, дополнительные рекомендации по безопасности для данного изделия не требуются.
Утилизация	Неиспользованные и незагрязненные изделия можно сжигать экологически безопасным образом или утилизировать в местах для сбора мусора. Загрязненные изделия следует утилизировать в соответствии с действующим национальным законодательством и нормативно-правовыми актами, в зависимости от типа загрязнения.
Срок службы	5 лет с даты изготовления, если они не были в употреблении и при правильном хранении.
Хранение	<p>Защищать от солнечных лучей.</p> <p>Хранить сухим.</p> <p>Неправильное хранение может привести к снижению долговечности.</p>
Прослеживаемость	<p>Прослеживаемость партии от определения потребностей до выхода со склада.</p> <p>Техническая спецификация Версия 2 действительный, начиная с партии 2617 +</p>



### Упаковка

Переработка	<p>Лицензировано согласно Закону об упаковке, номер лицензии DE1618662887322.</p> <p>Пожалуйста, отправьте упаковку на переработку.</p>
-------------	---



### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprema/">https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprema/</a>
-----	---

### Вариант 1

Торговая единица	1000 шт./Коробка				
Уровень упаковки 1	100 шт./Полиэтиленовый пакет				
Минимальное количество заказа	1 Коробка				
Номера артикула	Номер артикула	Цвет	Размер	Размер (Ø)	допустимое отклонение
	10001133	Красные	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001143	желтые	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001153	темно-синий	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001163	розовые	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001173	черные	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001183	оранжевые	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001138	Красные	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10001148	желтые	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





GTINs	Номер артикула	Unit of Use	Уровень упаковки	Уровень упаковки	Коробка
	10001133	4051642004105	4051642000305	-----	4051642500300
	10001143	4051642004129	4051642000312	-----	4051642500317
	10001153	4051642004143	4051642000848	-----	4051642500843
	10001163	4051642004150	4051642000329	-----	4051642500324
	10001173	4051642004167	4051642001432	-----	4051642501437
	10001183	4051642004174	4051642001449	-----	4051642501444
	10001138	4051642004112	4051642003085	-----	4051642503080
	10001148	4051642004136	4051642003092	-----	4051642503097

Номера артикула	Номер артикула	Цвет	Размер	Размер (Ø)	допустимое отклонение
	10001233	Красные	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Номер артикула	Unit of Use	Уровень упаковки	Уровень упаковки	Коробка
	10001233	4051642004211	4051642000367	-----	4051642500362

Цифровые данные размеров, веса, толщины и допустимых отклонений следует понимать как номинальные величины и они могут отличаться. Данные основаны на текущем уровне наших знаний.

Они не являются гарантированным заверением о характеристиках товара и не создают договорного правового понимания. Информацию, которой больше 2 лет, необходимо подтвердить повторно.

Возможны опечатки и другие ошибки.

Предоставленные технические паспорта изделий продукции являются собственностью компании WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компания WIROS Wilfried Rosbach GmbH является владельцем всех авторских прав/прав на использование и реализацию технических паспортов изделий. Запрещается вносить изменения в технические паспорта изделий или использовать пиктограммы. Предоставленные технические паспорта изделий могут использоваться только в связи с оригинальными изделиями





Karta produktu

wiroPRIMA



## CZEPEK Z ZATRZASKAMI PP



EFFICIENT





## Producent

Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Niemcy
Znak towarowy	care & serve®

## Opis produktu

Kategoria	EFFICIENT
Nazwa produktu	care & serve® EFFICIENT   wiroPRIMA   Czepek z zatraskami PP

## Materiał

Materiał	Włóknina polipropylenowa
Waga materiału	≈ 10 g/m <sup>2</sup> (± 2 g/m <sup>2</sup> )

## Zastosowanie

Zamierzone przeznaczenie Czepek medyczny jako bariera całkowicie zarywająca włosy.

Kontakt z żywnością Dopuszczony krótkotrwały, pośredni kontakt z produktami spożywczymi.

Instrukcja użytkowania Produkt jednorazowego użytku niesterylny



Zastrzeżenia Za właściwe określenie spektrum zastosowania produktów care & serve® odpowiada wyłącznie użytkownik. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie produktów care & serve®. Nie nadaje się do pakowania i przechowywania żywności.

Obszary zastosowania Szpitale | Domy opieki | w tym Ośrodki specjalistyczne  
Gabinety lekarskie  
przemysł | przemysł farmaceutyczny  
laboratorium  
przygotowanie produktów spożywczych  
Usługi | Gastronomia | HoReCa  
sprzątanie | higiena  
Salony urody | Wellness | Przemysł kosmetyczny



Dodatkowe informacje o materiałach nie zawiera lateksu



Wskazówki dotyczące zdrowia W przypadku podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych należy natychmiast przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, produkty nie zawierają żadnych substancji toksycznych, rakotwórczych ani mutagennych, jeśli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Produkty nie zawierają składników lateksowych i są uważane za hipoalergiczne. Mogą one jednak powodować podrażnienia wrażliwej skóry. Długotrwałe noszenie może ograniczać wentylację skóry, co może prowadzić do jej podrażnienia.

## Standardy

VO (EU) 2023/988	Rozporządzenie (UE) nr 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
VO (EG) 1935/2004	Rozporządzenie w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi.
VO (EU) 10/2011	Rozporządzenie w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych dopuszczonych do kontaktu z żywnością



# Karta produktu

## wiroPRIMA



### Stosowanie

Instrukcja obsługi	Przed użyciem Przed zastosowaniem produktu należy upewnić się, że jest on dostosowany do potrzeb oraz obszarów zastosowania. NIE należy nosić medycznej odzieży ochronnej, jeśli jest ona uszkodzona lub była już używana. Medyczna odzież ochronna przeznaczona jest do krótkotrwałego użytku. Przy zastosowaniach medycznych należy używać produktu jedynie w kontakcie z osobą poddawaną zabiegowi. Użytkowanie Złożony czepek rozłożyć i założyć na głowę. Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie włosy znalazły się pod czepkiem. Także dłuższe włosy należy całkowicie włożyć pod czepek.
Wskazówka bezpieczeństwa	Zgodnie z naszą analizą ryzyka przeprowadzoną zgodnie z normą EN ISO 14971:2019 + A11:2021, dla tego produktu nie są wymagane żadne dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa.
Utylizacja	Produkty, który nie były użytkowane ani skażone, mogą zostać spalone lub zutylicowane w sposób przyjazny dla środowiska. Skażone produkty należy zutylicować w sposób zgodny z obowiązującym krajowymi zaleceniami i przepisami prawnymi.
Trwałość	5 lat od daty produkcji, jeśli produkt był prawidłowo przechowywany i nieużywany
Przechowywanie	Chronić przed promieniowaniem słońca Przechowywać w suchym miejscu. Niewłaściwe przechowywanie może obniżyć trwałość produktu.
Identyfikowalność	Możliwość identyfikacji konkretnej partii od zgłoszenia zapotrzebowania do opuszczenia magazynu. Karta produktu Wersja 2 ważne od partii 2617 +



### Opakowanie

Recykling	Licencjonowane przez VerpackG, numer licencji DE1618662887322. Opakowanie należy zwrócić do ponownego przetworzenia.
-----------	---



### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/">https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/</a>
-----	---

### Wariant 1

jednostka sprzedaży	1000 sztuka/karton																																													
Poziom pakowania 1	100 sztuka/Torebka foliowa																																													
Minimalna ilość zamówienia	1 karton																																													
Numer artykułu	<table><thead><tr><th>Numer artykułu</th><th>kolor</th><th>Rozmiar</th><th>Rozmiar (Ø)</th><th>tolerancja</th></tr></thead><tbody><tr><td>10001133</td><td>czzerwony</td><td>L</td><td>Ø ≈ 52 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10001143</td><td>żółty</td><td>L</td><td>Ø ≈ 52 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10001153</td><td>ciemnoniebieski</td><td>L</td><td>Ø ≈ 52 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10001163</td><td>różowy</td><td>L</td><td>Ø ≈ 52 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10001173</td><td>czarny</td><td>L</td><td>Ø ≈ 52 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10001183</td><td>pomarańczowy</td><td>L</td><td>Ø ≈ 52 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10001138</td><td>czzerwony</td><td>XL</td><td>Ø ≈ 58 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10001148</td><td>żółty</td><td>XL</td><td>Ø ≈ 58 cm</td><td>± 2 cm</td></tr></tbody></table>	Numer artykułu	kolor	Rozmiar	Rozmiar (Ø)	tolerancja	10001133	czzerwony	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001143	żółty	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001153	ciemnoniebieski	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001163	różowy	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001173	czarny	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001183	pomarańczowy	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001138	czzerwony	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm	10001148	żółty	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
Numer artykułu	kolor	Rozmiar	Rozmiar (Ø)	tolerancja																																										
10001133	czzerwony	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001143	żółty	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001153	ciemnoniebieski	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001163	różowy	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001173	czarny	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001183	pomarańczowy	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001138	czzerwony	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm																																										
10001148	żółty	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm																																										







GTINs	Numer artykułu	Unit of Use	Poziom pakowania	Poziom pakowania	karton
	10001133	4051642004105	4051642000305	-----	4051642500300
	10001143	4051642004129	4051642000312	-----	4051642500317
	10001153	4051642004143	4051642000848	-----	4051642500843
	10001163	4051642004150	4051642000329	-----	4051642500324
	10001173	4051642004167	4051642001432	-----	4051642501437
	10001183	4051642004174	4051642001449	-----	4051642501444
	10001138	4051642004112	4051642003085	-----	4051642503080
	10001148	4051642004136	4051642003092	-----	4051642503097

Numer artykułu	Numer artykułu	kolor	Rozmiar	Rozmiar (Ø)	tolerancja
	10001233	czerwony	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Numer artykułu	Unit of Use	Poziom pakowania	Poziom pakowania	karton
	10001233	4051642004211	4051642000367	-----	4051642500362

Wartości liczbowe dotyczące rozmiarów, masy, grubości i tolerancji należy rozumieć jako wartości nominalne, które mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Podane informacje są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Nie stanowią gwarancji właściwości produktu oraz nie stanowią umownego rozumienia prawa. Informacje, które zostały podane przed okresem 2 lat, wymagają ponownego potwierdzenia.

Błędy i pomyłki zastrzeżone.

Udostępnione karty informacyjne produktów są własnością firmy WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Firma WIROS Wilfried Rosbach GmbH jest właścicielem wszelkich praw autorskich/praw do użytkowania i wykorzystywania kart informacyjnych produktów. Zabronione jest dokonywanie zmian w kartach informacyjnych produktów oraz wykorzystywanie piktogramów. Udostępnionych kart informacyjnych produktów można używać wyłącznie w połączeniu z oryginalnymi produktami firmy WIROS.





Produktdatablad

wiroPRIMA















## PP-HÆTTER MED KLIPS



EFFICIENT





Producent	
Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmærke	care & serve®
Produktbeskrivelse	
Kategori	EFFICIENT
Produktbetegnelse	care & serve® EFFICIENT   wiroPRIMA   PP-hætter med klips
Materiale	
Materiale	Spunbond materiale af polypropylen
Materialets vægt	≈ 10 g/m <sup>2</sup> (± 2 g/m <sup>2</sup> )
Anvendelse	
Anvendelsesformål	OP-hue til fuldstændig tildækning af hårene
Fødevarerkontakt	Kortvarig, indirekte kontakt med fødevarer er tilladt.
Anvendeshenvisning	Engangsprodukt ikke steril  
Begrænsning	Det er alene brugerens ansvar at vurdere, om care & serve® produkterne egner sig til anvendelsen. Producenten påtager sig ikke noget ansvar for ukorrekt anvendelse af care & serve® produkterne. Ikke egnet til indpakning og opbevaring af fødevarer.
Anvendelsesområder	Hospital   Plejehjem   herunder faggrupper Lægeklinikker Industri   farmaindustri Laboratorium Levnedsmiddelforarbejdning Service   Gastronomi   HoReSta Rengøring   Hygiejne Kosmetik   Wellness   Skønhedsindustri        
Yderligere oplysninger om materialet	latexfri 
Sundhedshenvisning	Hvis der opstår hudirritation eller allergiske reaktioner, skal du straks afbryde brugen og søge læge. Så vidt det er kendt i henhold til det aktuelle tekniske niveau, indeholder produkterne ingen giftige, kræftfremkaldende eller mutagene stoffer, når de anvendes i overensstemmelse med deres tilsigtede anvendelse. Disse produkter indeholder ingen latexkomponenter og betragtes som hypoallergene. De kan dog forårsage irritation på følsom hud. Ved længere tids anvendelse kan ventilationen af huden være begrænset, hvilket kan føre til hudirritation.
Standarder	
VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 vedr. generel produktsikkerhed
VO (EG) 1935/2004	Forordning vedrørende materialer og genstande af kunststof, som er tiltænkt kontakt med levnedsmidler. 
VO (EU) 10/2011	Forordning om plastmaterialer- og genstande bestemt til kontakt med fødevarer





## Anvendelse

Brugsanvisning	Før brug Inden brug bedes du sikre dig, at du har valgt det passende produkt i henhold til den forestående arbejdsopgave og det relevante anvendelsesområde. Brug ALDRIG medicinske værneudstyr, der udviser mangler eller allerede er blevet brugt. Medicinsk værneudstyr er beregnet til kortvarig anvendelse. Inden for det medicinske område er brugen begrænset til én enkelt patient. Håndtering Fold OP-huen ud og træk den henover hovedet. Sørg for at dække samtlige hår med OP-huen. Længere hår skal ligeledes dækkes komplet af OP-huen.
Sikkerhedshenvisning	Ifølge vores risikoanalyse i henhold til EN ISO 14971:2019 + A11:2021 kræves ingen yderligere sikkerhedsanvisninger for dette produkt.
Bortskaffelse	Ubrugte og ukontaminerede produkter kan forbrændes på miljøvenlig vis eller bortskaffes via et deponeringsanlæg. Kontaminerede produkter skal bortskaffes i henhold til nationale love og forskrifter alt efter den pågældende kontamineringstype.
Holdbarhed	5 år efter produktionsdatoen, hvis ubrugte og under forudsætning af korrekt opbevaring.
Opbevaring	Skal beskyttes mod direkte sol. Skal opbevares tørt. Forkert opbevaring kan medføre reduceret holdbarhed.
Sporbarhed	Charge-baseret sporbarhed fra meddelelse om behov frem til forsendelse fra lageret. Produktdatablad Version 2 gyldig fra charge 2617 +



## Emballage

Genbrug	Licenseret i henhold til VerpackG, licensnummer DE1618662887322. Aflever emballagen på en genbrugsstation.
---------	---



## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprema/">https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprema/</a>
-----	---

## Variant 1

Salgsenhed	1000 Styk/Kasse				
Emballageniveau 1	100 Styk/Plasticpose				
Minimumsbestillingsmængde	1 Kasse				
Varenumre	Artikelnummer	Farve	Størrelse	Størrelse (Ø)	Tolerance
	10001133	rød	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001143	gul	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001153	mørkeblå	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001163	pink	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001173	sort	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001183	orange	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001138	rød	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10001148	gul	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Emballageniveau	Emballageniveau	Kasse
	10001133	4051642004105	4051642000305	-----	4051642500300
	10001143	4051642004129	4051642000312	-----	4051642500317
	10001153	4051642004143	4051642000848	-----	4051642500843
	10001163	4051642004150	4051642000329	-----	4051642500324
	10001173	4051642004167	4051642001432	-----	4051642501437
	10001183	4051642004174	4051642001449	-----	4051642501444
	10001138	4051642004112	4051642003085	-----	4051642503080
	10001148	4051642004136	4051642003092	-----	4051642503097

Varenumre	Artikelnummer	Farve	Størrelse	Størrelse (Ø)	Tolerance
	10001233	rød	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Emballageniveau	Emballageniveau	Kasse
	10001233	4051642004211	4051642000367	-----	4051642500362

Talangivelserne vedrørende mål, vægt, tykkelse og tolerancer skal forstås som målværdier og kan afvige.

Angivelserne er baseret på vores aktuelle viden. De udgør ikke nogen garanti for bestemte produkttegenskaber og danner ikke noget grundlag for et juridisk kontraktforhold. Angivelser ældre end 2 år bør søges bekræftet på ny.

Med forbehold for fejl.

Produktdatabladene er WIROS Wilfried Rosbach GmbH's ejendom. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er indehaver af alle ophavsrettigheder/rettigheder til brug og udnyttelse af produktdatabladene. Det er ikke tilladt at ændre produktdatabladene eller at bruge piktogrammerne. De medfølgende produktdatablade må kun anvendes i forbindelse med originale WIROS produkter.





Produktdatablad

wiroPRIMA



## PP-KLIPPHUVA



EFFICIENT





## Tillverkare

Företag + Adress	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
Varumärke	care & serve®

## Produktbeskrivning

Kategori	EFFICIENT
Produktbeteckning	care & serve® EFFICIENT   wiroPRIMA   PP-klipphuva

## Material

Material	Spritsbondad polypropen
Materialets vikt	≈ 10 g/m <sup>2</sup> (± 2 g/m <sup>2</sup> )

## Användning

Användningsområde	Huva som täcker håret helt som en barriär.
Kontakt med livsmedel	Kortvarig indirekt kontakt med livsmedel är tillåten.
Anvisningarna för användandet	Produkt för engångsbruk ej steril



Begränsning	Fastläggandet av huruvida plagget är lämpligt för care & serve®-produkter ligger uteslutande på användarens ansvar. Tillverkaren tar inget som helst ansvar för felaktig användning av care & serve®-produkter. Inte lämpligt för packning och förvaring av livsmedel.
-------------	---

Användningsområden	Sjukhus   Ålderdomshem   inkl. Expertkretsar Läkarpraxis Industrin   Läkemedelsindustrin Laboratorier Livsmedelsförädling Service   Gastronomi   HoReCa Rengöring   Hygien Kosmetik   Wellness   Skönhetsindustri
--------------------	--



Ytterligare materialinformation	Latexfri
---------------------------------	----------



Hälsövarningar	Om hudirritation eller allergiska reaktioner uppstår, avbryt användningen omedelbart och uppsök läkare. Enligt vad som är känt enligt den senaste tekniken innehåller produkterna inga giftiga, cancerframkallande eller mutagena ämnen när de används enligt avsedd användning. Dessa produkter innehåller inga latexkomponenter och anses vara hypoallergen. De kan dock orsaka irritation på känslig hud. Om den bärs under långa perioder kan ventilationen av huden begränsas, vilket kan leda till hudirritation.
----------------	---



## Standarder

VO (EU) 2023/988	EU-förordning nr 2023/988 om allmän produktsäkerhet
VO (EG) 1935/2004	Förordning om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel
VO (EU) 10/2011	Förordning om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel





## Användning

Bruksanvisning	<p>Före användning</p> <p>Se till att du har rätt produkt för dina behov och användningsområden. Använd inte medicinska skyddskläder om de är defekta eller redan har använts. Medicinska skyddskläder är avsedda för användning under en kort tid. Inom sjukvården får produkten inte användas för behandling av mer än en patient.</p> <p>Hantering</p> <p>Dra isär den ljusfärgade huvan och dra den över huvudet. Se till att allt hår täcks av huvan. Även längre hår ska vara helt i huvan.</p>	
Säkerhetsanvisning	Enligt vår riskanalys, enligt EN ISO 14971:2019 + A11:2021 krävs inga ytterligare säkerhetsinstruktioner för denna produkt.	
Avfallshantering	Oanvända och okontaminerade produkter kan miljövänligt förbrännas eller avfallshanteras på en deponi. Kontaminerade produkter måste avfallshanteras i enlighet med gällande lagar och förordningar utifrån typ av kontaminering.	
Hållbarhet	5 år från produktionsdatumet, om den är oanvänd och har förvarats korrekt.	
Förvaring	<p>Undvik direkt solljus.</p> <p>Förvaras torrt.</p> <p>Felaktig förvaring kan leda till en minskad hållbarhet.</p>	 
Spårbarhet	Batchrelaterad spårbarhet från behovsbedömning till lagerutgång. Produktdatablad Version 2 Giltigt fr.o.m. batch 2617 +	

## Förpackning

Återvinning	<p>Licensierad enligt VerpackG (tysk förpackningslag), licensnummer DE1618662887322.</p> <p>Vänligen lämna in förpackningen för återvinning.</p>	
-------------	--	---

## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/">https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/</a>
-----	---

## Varianter 1

Försäljningsenhet	1000 Antal/Kartong				
Förpackningsnivå 1	100 Antal/Polypåse				
Minsta ordervolym	1 Kartong				
Artikelnummer	Artikelnummer	Färg	Storlek	Storlek (Ø)	Tolerans
	10001133	röd	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001143	gul	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001153	mörkblå	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001163	rosa	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001173	svart	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001183	orange	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001138	röd	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10001148	gul	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm







GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Förpackningsnivå	Förpackningsnivå	Kartong
	10001133	4051642004105	4051642000305	-----	4051642500300
	10001143	4051642004129	4051642000312	-----	4051642500317
	10001153	4051642004143	4051642000848	-----	4051642500843
	10001163	4051642004150	4051642000329	-----	4051642500324
	10001173	4051642004167	4051642001432	-----	4051642501437
	10001183	4051642004174	4051642001449	-----	4051642501444
	10001138	4051642004112	4051642003085	-----	4051642503080
	10001148	4051642004136	4051642003092	-----	4051642503097

Artikelnummer	Artikelnummer	Färg	Storlek	Storlek (Ø)	Tolerans
	10001233	röd	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Förpackningsnivå	Förpackningsnivå	Kartong
	10001233	4051642004211	4051642000367	-----	4051642500362

Siffrorna för mått, vikter, tjocklekar och toleranser ska förstås som börvärden och kan variera.

Uppgifterna är baserade på vår nuvarande kunskapsnivå. De är inte någon garanterad försäkran om produktfunktioner och motiverar inte någon avtalsenlig tolkning av lagen. Var god och inhämta bekräftelse för uppgifter som är äldre än 2 år.

Inmatningsfel och fel förbehållna.

De bifogade produktdatabladen tillhör WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH är innehavare av alla upphovs-/användnings-/nyttjanderättigheter till produktdatabladen. Det är inte tillåtet att ändra produktdatabladen eller använda piktogrammen. De bifogade produktdatabladen får endast användas i samband med original WIROS-produkter.





Produktdatablad

wiroPRIMA















## PP-KLIPSHETTER



EFFICIENT





Produsent	
Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
Varemerke	care & serve®
Produktbeskrivelse	
Kategori	EFFICIENT
Produktnavn	care & serve® EFFICIENT   wiroPRIMA   PP-klipshetter
Materiale	
Materiale	Polypropylen-spunnet vevd stoff
Materialvekt	≈ 10 g/m <sup>2</sup> (± 2 g/m <sup>2</sup> )
Bruk	
Bruksområde	Medisinsk hette for å dekke håret helt til som en barriere.
Matkontakt	Kortvarig indirekte kontakt med matvarer er tillatt.
Veiledning ang. bruk	Engangsprodukt Ikke-sterile  
Begrensning	Å fastslå hvorvidt care & serve®-produkter er egnet for brukerens formål er brukerens eneansvar. Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for feil bruk av care & serve®-produkter. Ikke egnet for pakking og oppbevaring av matvarer.
Bruksområder	Sykehus   Aldershjem   Bl.a. spesialistgrupper Legekontorer Industri   Farmasøytisk industri Laboratorier Bearbeiding av næringsmidler Service   Gastronomi   HoReCa Rengjøring   Hygiene Kosmetikk   Velvære   Skjønnhetsindustri        
Ytterligere informasjon om materialet	uten lateks 
Veiledning ang. helse	Hvis det oppstår hudirritasjon eller allergiske reaksjoner, må du umiddelbart avbryte bruken, og søke legehjelp. Så langt det er kjent i henhold til den nåværende teknikken, inneholder produktene ingen giftige, kreftfremkallende, mutagene stoffer når de brukes i henhold til tiltenkt bruk. Disse produktene inneholder ingen latekskomponenter, og anses som hypoallergene. Imidlertid kan de forårsake irritasjon på sensitiv hud. Hvis den brukes over lengre tid, kan ventilasjonen av huden være begrenset, noe som kan føre til hudirritasjon.
Standarder	
VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 om generell produktsikkerhet
VO (EG) 1935/2004	Direktiv ang. plastmaterialer og -gjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med matvarer. 
VO (EU) 10/2011	Forordning om materialer og gjenstander av kunststoff, som er laget for å komme i kontakt med matvarer.





## Bruk

Bruksanvisning	Før bruk Vennligst forsikre deg om at du har valgt riktig produkt for dine behov og anvendelsesområder. Vennligst IKKE bruk medisinsk arbeidstøy dersom det oppviser defekter eller allerede er brukt. Medisinsk arbeidstøy er ment for kortvarig bruk. I det medisinske feltet er bruken begrenset til kun en pasient. Håndtering Trekk den avklippede hetten fra hverandre og over hodet. Forsikre deg om at alt hår er dekket av hetten. Lengre hår skal også være helt inne i hetten.
Sikkerhetshenvisninger	I følge vår risikoanalyse i henhold til EN ISO 14971:2019 + A11:2021, er det ikke nødvendig med ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for dette produktet.
Avfallshåndtering	Produkter som ikke er brukte eller ikke er kontaminerte kan brennes i henhold til loverket eller leveres til avfallshåndtering. Kontaminerte produkter må avhendes etter gjeldende lovverk og forskrifter i henhold til type forurensning.
Holdbarhet	5 år etter produksjonsdato, så lenge produktet er ubrukt og korrekt oppbevart.
Oppbevaring	Beskyttes mot direkte sollys. Skal oppbevares tørt. Feil oppbevaring kan føre til en reduksjon av holdbarheten.
Sporbarhet	Sporbarhet for batcher fra behovsbestemmelse til transport fra lager. Produktdatablad Versjon 2 gyldig fra batch 2617 +



## Forpakning

Gjenvinning	Lisensiert i henhold til VerpackG, lisensnummer DE1618662887322. Lever også forpakningen til gjenvinning.
-------------	--



## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprema/">https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprema/</a>
-----	---

## Variant 1

Salgsenhet	1000 Stk./Kartong				
Emballasjenivå 1	100 Stk./Plastpose				
Minste bestillingsvolum	1 Kartong				
Artikkelnumre	Varenummer	Farge	Størrelse	Størrelse (Ø)	Toleranse
	10001133	rød	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001143	gul	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001153	mørkeblå	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001163	rosa	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001173	svart	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001183	oransje	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001138	rød	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10001148	gul	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





GTINs	Varenummer	Unit of Use	Emballasjenivå	Emballasjenivå	Kartong
	10001133	4051642004105	4051642000305	-----	4051642500300
	10001143	4051642004129	4051642000312	-----	4051642500317
	10001153	4051642004143	4051642000848	-----	4051642500843
	10001163	4051642004150	4051642000329	-----	4051642500324
	10001173	4051642004167	4051642001432	-----	4051642501437
	10001183	4051642004174	4051642001449	-----	4051642501444
	10001138	4051642004112	4051642003085	-----	4051642503080
	10001148	4051642004136	4051642003092	-----	4051642503097

Artikkelnumre	Varenummer	Farge	Størrelse	Størrelse (Ø)	Toleranse
	10001233	rød	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Varenummer	Unit of Use	Emballasjenivå	Emballasjenivå	Kartong
	10001233	4051642004211	4051642000367	-----	4051642500362

Tallverdiene for størrelser, vekt, styrke og toleranser er å anse som nominelle verdier og kan være avvikende.

Angivelsene er basert på vår nåværende kunnskap. De er ingen garantert forsikring om produkttegenskaper og er ikke å forstå som en rettskraftig kontrakt. Informasjon som er eldre enn 2 år skal bekreftes på nytt.

Med forbehold om feil og mangler.

Produktdatabladene som tilbys tilhører WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er eier av alle opphavsrettigheter, utnyttings- og bruksrettigheter av produktdatabladene. Det er ikke tillatt å endre produktdatabladene eller bruke piktogrammene.

Produktdatabladene som leveres kan kun brukes sammen med originale WIROS-produkter.





Informační list výrobku

wiroPRIMA



## PP ČEPICE TYPU CLIP



EFFICIENT



# Informační list výrobku

## wiroPRIMA



### Výrobce

Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Německo
Obchodní značka	care & serve®

### Popis výrobku

Kategorie	EFFICIENT
Označení výrobku	care & serve® EFFICIENT   wiroPRIMA   PP čepice typu clip

### Materiál

Materiál	Polypropylen zpracovaný technologií spunbond
Hmotnost materiálu	≈ 10 g/m <sup>2</sup> (± 2 g/m <sup>2</sup> )

### Použití

Účel použití Čepice pro úplné zakrytí vlasů, působící jako bariéra.

Styk s potravinami Krátkodobý nepřímý styk s potravinami je povolen.

Pokyny pro použití Jednorázový výrobek nesterilní



Omezení Stanovení vhodnosti výrobků care & serve® pro použití spadá do výhradní odpovědnosti uživatele. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávné použití výrobků care & serve®.  
Nevhodné pro balení a skladování potravin.

Oblasti použití Nemocnice | Domov důchodců | a jiné odborné kruhy  
Lékařské ordinace  
Průmysl | Farmaceutický průmysl  
Laboratoř  
Zpracování potravin  
Služby | Gastronomie | HoReCa  
Čištění | Hygiena  
Kosmetika | Wellness | Estetický průmysl



Další informace o materiálu bez latexu



Informace týkající se zdraví V případě podráždění kůže nebo alergických reakcí okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc.  
Podle současného stavu techniky výroby neobsahují žádné toxické, karcinogenní ani mutagenní látky, pokud jsou používány v souladu se svým určením.  
Tyto výrobky neobsahují latexové složky a jsou považovány za hypoalergenní. Mohou však způsobit podráždění citlivé pokožky. Dlouhodobé nošení může omezit větrání pokožky, což může vést k jejímu podráždění.

### Standardy

VO (EU) 2023/988	Nařízení (EU) č. 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků
VO (EG) 1935/2004	Vyhláška o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
VO (EU) 10/2011	Nařízení o materiálech a předmětech z plastu určených pro styk s potravinami





## Použití

Návod k použití	<p>Před použitím</p> <p>Ujistěte se prosím, že jste zvolili výrobek vhodný pro vaše potřeby a oblasti použití. Zdravotnický ochranný oděv NENOSTE, pokud vykazuje nedostatky nebo již byl použit. Zdravotnický ochranný oděv je určen pouze pro krátkodobé použití. Ve zdravotnictví je použití omezeno na jednoho pacienta.</p> <p>Manipulace</p> <p>Čepici roztáhněte a nasadte na hlavu. Dbejte přitom na to, aby všechny vlasy byly dobře zakryté. I delší vlasy by měly být zcela skryté pod čepicí.</p>
Bezpečnostní upozornění	Podle naší analýzy rizik v souladu s normou EN ISO 14971:2019 + A11:2021 nevyžaduje tento výrobek žádné další bezpečnostní pokyny.
Likvidace	Nepoužité a nekontaminované výrobky lze spálit způsobem šetrným k životnímu prostředí nebo uložit na skládku. Kontaminované výrobky je nutné zlikvidovat v souladu s platnými vnitrostátními zákony a předpisy v závislosti na typu kontaminace.
Životnost	5 let od data výroby, pokud je zboží nepoužité a bylo skladováno správně.
Skladování	<p>Chraňte před přímým slunečním zářením.</p> <p>Skladujte v suchu.</p> <p>Nevhodné skladování může vést ke snížení životnosti.</p>
Vysledovatelnost	<p>Vysledovatelnost šarže od zjištění potřeb až po odběr ze skladu.</p> <p>Informační list výrobku Verze 2 platí od šarže 2617 +</p>



## Obal

Recyklace	<p>Licence podle zákona VerpackG, číslo licence: DE1618662887322.</p> <p>Obal prosím předejte k recyklaci.</p>
-----------	--



## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprema/">https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprema/</a>
-----	---

## Varianta 1

Prodejní jednotka	1000 kus/Kartón																																													
Úroveň obalu 1	100 kus/Sáček																																													
Minimální objednáací množství	1 Kartón																																													
Čísla výrobků	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Číslo výrobku</th> <th>Barva</th> <th>Velikost</th> <th>Velikost (Ø)</th> <th>Tolerance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10001133</td> <td>Červená</td> <td>L</td> <td>Ø ≈ 52 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001143</td> <td>žlutá</td> <td>L</td> <td>Ø ≈ 52 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001153</td> <td>tmavě modrá</td> <td>L</td> <td>Ø ≈ 52 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001163</td> <td>růžová</td> <td>L</td> <td>Ø ≈ 52 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001173</td> <td>černá</td> <td>L</td> <td>Ø ≈ 52 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001183</td> <td>oranžová</td> <td>L</td> <td>Ø ≈ 52 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001138</td> <td>Červená</td> <td>XL</td> <td>Ø ≈ 58 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001148</td> <td>žlutá</td> <td>XL</td> <td>Ø ≈ 58 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Číslo výrobku	Barva	Velikost	Velikost (Ø)	Tolerance	10001133	Červená	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001143	žlutá	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001153	tmavě modrá	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001163	růžová	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001173	černá	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001183	oranžová	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001138	Červená	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm	10001148	žlutá	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
Číslo výrobku	Barva	Velikost	Velikost (Ø)	Tolerance																																										
10001133	Červená	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001143	žlutá	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001153	tmavě modrá	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001163	růžová	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001173	černá	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001183	oranžová	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001138	Červená	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm																																										
10001148	žlutá	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm																																										







GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use	Úroveň obalu	Úroveň obalu	Kartón
	10001133	4051642004105	4051642000305	-----	4051642500300
	10001143	4051642004129	4051642000312	-----	4051642500317
	10001153	4051642004143	4051642000848	-----	4051642500843
	10001163	4051642004150	4051642000329	-----	4051642500324
	10001173	4051642004167	4051642001432	-----	4051642501437
	10001183	4051642004174	4051642001449	-----	4051642501444
	10001138	4051642004112	4051642003085	-----	4051642503080
	10001148	4051642004136	4051642003092	-----	4051642503097

Číslo výrobků	Číslo výrobku	Barva	Velikost	Velikost (Ø)	Tolerance
	10001233	Červená	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use	Úroveň obalu	Úroveň obalu	Kartón
	10001233	4051642004211	4051642000367	-----	4051642500362

Číselné údaje o rozměrech, hmotnostech, tloušťkách a tolerancích je nutné chápat jako cílové hodnoty, a proto mohou být odlišné.

Veškeré údaje jsou založeny na aktuálním stavu našich vědomostí. Nejsou ujištěním o vlastnostech výrobku a nevyplývá z nich žádný právní vztah smluvní povahy. Údaje starší než 2 roky nechte prosím znovu ověřit.

Chyby při zadávání a omyly vyhrazeny.

Poskytnuté informační listy výrobků jsou majetkem společnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Společnost WIROS Wilfried Rosbach GmbH vlastní veškerá autorská/uživatelská a užívací práva k informačním listům výrobků. Není dovoleno informační listy výrobků měnit nebo používat jejich piktogramy. Poskytnuté informační listy výrobků smějí být použity pouze v souvislosti s originálními výrobky WIROS.





Termékadatlap

wiroPRIMA



## PP CLIP MŰTŐS SAPKA



EFFICIENT





## Gyártó

Cég + Cím	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Németország
Márkanév	care & serve®

## Termékleírás

Kategória	EFFICIENT
Termék megnevezése	care & serve® EFFICIENT   wiroPRIMA   PP clip műtős sapka

## Anyaga

Anyaga	Sodorva hurkolt polipropilén
Anyag tömege	≈ 10 g/m <sup>2</sup> (± 2 g/m <sup>2</sup> )

## Használat

Felhasználási cél	A hajat teljesen eltakaró műtői sapka.
Élelmiszerrel való érintkezés	Rövid ideig tartó közvetett érintkezés élelmiszerrel megengedett.
Felhasználásra vonatkozó előírás	Egyszer használatos termék nem steril
Korlátozás	A care & serve®-termékek alkalmasságának megállapítása a felhasználó kizárólagos felelőssége. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a care & serve®-termékek nem rendeltetésszerű használatáért. Nem alkalmas élelmiszer csomagolására és tárolására.
Felhasználási területek	Kórház   idősotthon   többek között szakmai körök Orvosi rendelők Ipar   gyógyszeripar Labor Élelmiszer-feldolgozás Szervizelés   gasztronómia   HORECA Tisztítás   higiénia Szépségápolás   wellness   szépségipar
Az anyagra vonatkozó további információk	latex-mentes
Egészségügyi megjegyzés	Bőrirritáció vagy allergiás reakció esetén a használatot azonnal le kell állítani, és orvosi tanácsot kell kérni. A technika jelen állása szerinti ismeretek értelmében a rendeltetésszerűen használt termékeink nem tartalmaznak mérgező, rákkeltő vagy mutagén anyagokat. Ezek a termékek nem tartalmaznak latex-összetevőket, és hipoallergénnek minősülnek. Azonban az érzékeny bőrön irritációkat okozhatnak. A hosszabb ideig tartó viselés korlátozhatja a bőr szellőzését, ami bőrirritációhoz vezethet.



## Szabványok

VO (EU) 2023/988	988/2023 sz., az általános termékbiztonságról szóló EU-rendelet
VO (EG) 1935/2004	Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyokról szóló rendelet
VO (EU) 10/2011	Rendelet az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyokról





## Alkalmazás

Használati utasítás	<p>Használat előtt</p> <p>Győződjön meg arról, hogy a szükségleteinek és az alkalmazási területnek megfelelő terméket választotta ki. NE viseljen hiányosságokat felmutató vagy már használt orvosi védőruházatot. Az orvosi védőruházatot rövid ideig tartó használatra tervezték. Orvosi használat esetén egy adott védőruházat használata egyetlen páciensre korlátozódik.</p> <p>Használat</p> <p>Nyissa szét a clip műtős sapkát, majd tegye fel. Eközben figyeljen arra, hogy a műtős sapka az összes hajszálát eltakarja. A sapkának a hosszabb hajszálakat is el kell takarnia.</p>
Biztonsági figyelmeztetés	Az EN ISO 14971:2019 + A11:2021 szerint végzett kockázatelemzésünk értelmében erre a termékre vonatkozóan nincs szükség további biztonsági utasításokra.
Ártalmatlanítás	A fel nem használt és nem kontaminált termékeket környezetbarát módon el lehet égetni vagy ártalmatlanítani. A szennyezett termékeket a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően, a kontamináció típusa szerint kell megsemmisíteni.
Eltarthatóság	5 év a gyártás dátumától számítva, amennyiben nem használják fel és helyesen tárolják.
Tárolás	<p>Védje a napfénytől.</p> <p>Száraz helyen tárolandó.</p> <p>A szakszerűtlen tárolás csökkentheti az eltarthatóságot.</p>
Visszakövethetőség	A tételekkel kapcsolatos nyomon-követhetőség a szükségletek megadásától a raktárból történő kilépéséig. Termékadatlap Verzió 2 érvényes ettől a tételtől 2617 +



## Csomagolás

Recycling	<p>Engedélyezve a VerpackV szerint, licenz-szám: DE1618662887322.</p> <p>Kérjük, adja le a csomagolást újrahasznosítás céljából.</p>
-----------	--



## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprema/">https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprema/</a>
-----	---

## Változatok 1

Eladási egység	1000 Darab/Karton																																													
1. Csomagolási szint	100 Darab/Polybag																																													
Minimális rendelési mennyiség	1 Karton																																													
Cikkszámok	<table> <thead> <tr> <th>Cikkszám</th> <th>RAL</th> <th>Méret</th> <th>Méret (Ø)</th> <th>Tűrés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10001133</td> <td>piros</td> <td>L</td> <td>Ø ≈ 52 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001143</td> <td>sárga</td> <td>L</td> <td>Ø ≈ 52 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001153</td> <td>sötétkék</td> <td>L</td> <td>Ø ≈ 52 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001163</td> <td>rózsaszín</td> <td>L</td> <td>Ø ≈ 52 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001173</td> <td>fekete</td> <td>L</td> <td>Ø ≈ 52 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001183</td> <td>narancssárga</td> <td>L</td> <td>Ø ≈ 52 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001138</td> <td>piros</td> <td>XL</td> <td>Ø ≈ 58 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> <tr> <td>10001148</td> <td>sárga</td> <td>XL</td> <td>Ø ≈ 58 cm</td> <td>± 2 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Cikkszám	RAL	Méret	Méret (Ø)	Tűrés	10001133	piros	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001143	sárga	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001153	sötétkék	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001163	rózsaszín	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001173	fekete	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001183	narancssárga	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001138	piros	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm	10001148	sárga	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
Cikkszám	RAL	Méret	Méret (Ø)	Tűrés																																										
10001133	piros	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001143	sárga	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001153	sötétkék	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001163	rózsaszín	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001173	fekete	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001183	narancssárga	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001138	piros	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm																																										
10001148	sárga	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm																																										





GTINs	Cikkszám	Unit of Use	Csomagolási szintek	Csomagolási szintek	Karton
	10001133	4051642004105	4051642000305	-----	4051642500300
	10001143	4051642004129	4051642000312	-----	4051642500317
	10001153	4051642004143	4051642000848	-----	4051642500843
	10001163	4051642004150	4051642000329	-----	4051642500324
	10001173	4051642004167	4051642001432	-----	4051642501437
	10001183	4051642004174	4051642001449	-----	4051642501444
	10001138	4051642004112	4051642003085	-----	4051642503080
	10001148	4051642004136	4051642003092	-----	4051642503097

Cikkszámok	Cikkszám	RAL	Méret	Méret (Ø)	Tűrés
	10001233	piros	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Cikkszám	Unit of Use	Csomagolási szintek	Csomagolási szintek	Karton
	10001233	4051642004211	4051642000367	-----	4051642500362

A méretekre, súlyokra, vastagságokra és tűrésekre vonatkozó számadatokat névleges értékeként kell érteni, és azok eltérhetnek.

Az információ ismereteink jelenlegi állásán alapul. Ezek nem garantálják a termék tulajdonságait, és nem indokolják a jog szerződéses megértését. A 2 évnél régebbi információkra, kérjük, kérjen ismételt megerősítést.

Fenntartjuk a hibák és a tévedések jogát.

A rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlapok a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonát képezik. A termékismertető adatlapokhoz tartozó minden szerzői/használati és értékesítési jog a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonában áll. Tilos a termékismertető adatlapok módosítása vagy a piktogramok használata. A rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlapok csak az eredeti WIROS termékekre vonatkoznak.





Informačný list výrobku

wiroPRIMA



## PP ČIAPKY SO SPONOU



EFFICIENT



# Informačný list výrobku

## wiroPRIMA



### Výrobca

Firma + Adresa WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemecko

Ochranná známka care & serve®

### Opis výrobku

Kategória EFFICIENT

Označenie výrobku care & serve® EFFICIENT | wiroPRIMA | PP čiapky so sponou

### Materiál

Materiál Polypropylénová tkanina

Hmotnosť materiálu  $\approx 10 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$

### Použitie

Účel použitia Čiapka na úplne zakrytie vlasov ako bariéra.


Kontakt s potravinami Krátkodobý nepriamy kontakt s potravinami je prípustný.

Pokyn na použitie Jednorazový výrobok nesterilné



Obmedzenie Za zistenie vhodnosti použitia výrobkov care & serve® je zodpovedný výhradne samotný používateľ. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za neodborné použitie výrobkov care & serve®.  
Nevhodné na balenie a skladovanie potravín.

Oblasti použitia Nemocnica | domov dôchodcov | a iné odborné odvetvia  
Lekárske praxe  
Priemysel | Farmaceutický priemysel  
Laboratórium  
Spracovanie potravín  
Služby | gastronómia | hotely, reštaurácie, kaviarne  
Čistenie | Hygiena  
Kozmetika | wellness | skrášľovací priemysel



Doplňujúce informácie o materiáli bez latexu



Zdravotné upozornenie Ak dôjde k podráždeniu pokožky alebo alergickým reakciám, okamžite prestaňte výrobok používať a vyhľadajte lekársku pomoc.  
Podľa súčasného stavu techniky neobsahujú výrobky žiadne toxické, karcinogénne ani mutagénne látky, ak sa používajú v súlade s ich zamýšľaným použitím.  
Tieto výrobky neobsahujú žiadne latexové zložky a sú považované za hypoalergénne. Na citlivej pokožke však môžu spôsobiť podráždenia. Pri dlhšom nosení môže byť obmedzené vetranie pokožky, čo môže viesť k podráždeniu pokožky.

### Štandardy

VO (EU) 2023/988 Nariadenie (EÚ) č. 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

VO (EG) 1935/2004 Nariadenie o materiáloch a predmetoch z plastu, ktoré sú určené na kontakt s potravinami



VO (EU) 10/2011 Nariadenie o materiáloch a predmetoch z umelej hmoty, ktoré sú určené na styk s potravinami





### Použitie

Návod na použitie	<p>Pred použitím</p> <p>Uistite sa, že ste si zvolili vhodný výrobok na vaše potreby a oblasti použitia. NENOSTE zdravotnícky ochranný odev, keď vykazuje nedostatky alebo už bol použitý. Zdravotnícky ochranný odev je určený na krátkodobé použitie. V medicínskej oblasti je použitie obmedzené na jednu ošetrovanú osobu.</p> <p>Manipulácia</p> <p>Zapnutú čiapku rozťahnite a natiahnite cez hlavu. Pritom dbajte o to, aby boli vlasy prekryté čiapkou. Aj dlhé vlasy by mali byť úplne skryté pod čiapkou.</p>
Bezpečnostné upozornenie	Podľa našej analýzy rizík v zmysle EN ISO 14971:2019 + A11:2021 nie sú pre tento výrobok potrebné žiadne ďalšie bezpečnostné pokyny.
Likvidácia	Nepoužité a nekontaminované výrobky je možné spáliť ekologickým spôsobom alebo uložiť na skládku. Kontaminované výrobky musia byť zlikvidované podľa platných národných zákonov a predpisov v závislosti od druhu kontaminácie.
Trvanlivosť	5 rokov od dátumu výroby, pokiaľ výrobok nebol použitý a bol správne skladovaný.
Skladovanie	<p>Chráňte pred slnečným žiarením.</p> <p>Skladujte na suchom mieste.</p> <p>Nevhodné skladovanie môže spôsobiť skrátenie trvanlivosti.</p>
Vysledovateľnosť	Vysledovateľnosť vzťahujúca sa na šaržu od zistenia potrieb až po odber zo skladu. Informačný list výrobku Verzia 2 platné od šarže 2617 +



### Balenie

Recyklácia	Licencované podľa zákona VerpackG, číslo licencie DE1618662887322. Obal odovzdajte na recykláciu.
------------	---



### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprema/">https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprema/</a>
-----	---

### Variant 1

Predajná jednotka	1000 Kus/Kartón				
Úroveň balenia 1	100 Kus/Polyetylénové vrečko				
Minimálne objednané množstvo	1 Kartón				
Číslo výrobkov	Číslo výrobku	Farba	Veľkosť	Veľkosť (Ø)	Tolerancia
	10001133	Červené	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001143	žlté	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001153	tmavomodrá	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001163	ružové	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001173	čierne	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001183	oranžové	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001138	Červené	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10001148	žlté	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm







GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use	Úroveň balenia	Úroveň balenia	Kartón
	10001133	4051642004105	4051642000305	-----	4051642500300
	10001143	4051642004129	4051642000312	-----	4051642500317
	10001153	4051642004143	4051642000848	-----	4051642500843
	10001163	4051642004150	4051642000329	-----	4051642500324
	10001173	4051642004167	4051642001432	-----	4051642501437
	10001183	4051642004174	4051642001449	-----	4051642501444
	10001138	4051642004112	4051642003085	-----	4051642503080
	10001148	4051642004136	4051642003092	-----	4051642503097

Číslo výrobkov	Číslo výrobku	Farba	Veľkosť	Veľkosť (Ø)	Tolerancia
	10001233	Červené	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use	Úroveň balenia	Úroveň balenia	Kartón
	10001233	4051642004211	4051642000367	-----	4051642500362

Číselné údaje o rozmeroch, hmotnostiach, hrúbkach a toleranciách je potrebné chápať ako požadované hodnoty a môžu sa líšiť.

Údaje vychádzajú z aktuálneho stavu našich znalostí. Nepredstavujú garantovaný prísľub vlastností výrobku, a preto nezakladajú žiadny právny vzťah zmluvnej povahy. Údaje, ktoré sú staršie ako 2 roky, si nechajte potvrdiť nanovo.

Chyby pri zadávaní a omyly sú vyhradené.

Poskytnuté karty údajov o výrobku sú vlastníctvom spoločnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Spoločnosť WIROS Wilfried Rosbach GmbH je vlastníkom všetkých autorských práv/práv na používanie a práv na využitie kariet údajov o výrobku. Karty údajov o výrobku nie je dovolené meniť alebo používať piktogramy. Poskytnuté karty údajov o výrobku sa môžu používať len v súvislosti s originálnymi výrobkami WIROS.





Podatkovni list izdelka

wiroPRIMA



## PP KAPE Z GUMICO



EFFICIENT





## Proizvajalec

Podjetje + Naslov	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemčija
Blagovna znamka	care & serve®

## Opis izdelka

Kategorija	EFFICIENT
Opis izdelka	care & serve® EFFICIENT   wiroPRIMA   PP kape z gumico

## Material

Material	Polipropilenski preden flis
Teža materiala	≈ 10 g/m <sup>2</sup> (± 2 g/m <sup>2</sup> )

## Uporaba

Namen uporabe: Medicinska kapa za popolno prekrivanje las kot zaščita.

Stik z živili: Dovoljen je kratek posredni stik z živili.

Napitek za uporabo: Izdelek za enkratno uporabo nesterilno



Omejitev: Ugotavljanje ustreznosti za uporabo izdelkov care & serve® je v lastni odgovornosti uporabnika. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za neprimerno uporabo izdelkov care & serve®. Ni primerno za pakiranje in shranjevanje hrane.

Področja uporabe: Bolnišnice | Domovi za ostarele | in druge strokovne ustanove  
Zdravniške ordinacije  
Industrija | Farmacevtska industrija  
Laboratorij  
Predelava živil  
Storitve | Gastronomija | HoReCa  
Čiščenje | Higiena  
Kozmetika | Dobro počutje | Lepotna industrija



Dodatne informacije o materialu: ne vsebuje lateksa



Napitek za zdravje: V primeru draženja kože ali alergijskih reakcij takoj prenehajte z uporabo in poiščite zdravniško pomoč. Kolikor je znano glede na trenutno tehnološko stanje, izdelki ne vsebujejo strupenih, rakotvornih ali mutagenih snovi, če se uporabljajo v skladu s predvidenim namenom. Ti izdelki ne vsebujejo sestavin lateksa in veljajo za hipoalergene. Vendar pa lahko povzročijo draženje občutljive kože. Dolgotrajno nošenje lahko omeji zračenje kože, kar lahko povzroči draženje kože.

## Standardi

VO (EU) 2023/988	Uredba (EU) št. 2023/988 o splošni varnosti proizvodov
VO (EG) 1935/2004	Uredba o materialih in izdelkih iz plastike, namenjenih stiku z živili
VO (EU) 10/2011	Uredba o polimernih materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili





## Uporaba

Navodila za uporabo	<p><b>Pred uporabo</b> Prosimo, prepričajte se, da ste za svoja področja uporabe in potrebe izbrali ustrezen izdelek. Prosimo, da medicinskih zaščitnih oblačil NE nosite, če so pomanjkljiva ali že uporabljena. Medicinska zaščitna oblačila so predvidena za kratkotrajno uporabo. Na področju medicinske uporabe je ta omejena na enega bolnika/bolnico.</p> <p><b>Uporaba</b> Odrpno kapo potegnite prek glave. Pri tem bodite pazljivi, da kapa pokrije vse lase. Tudi dolgi lasje morajo biti v celoti pod kapo.</p>
Varnostni napotek	Glede na našo analizo tveganja v skladu s standardom EN ISO 14971:2019 + A11:2021 za ta izdelek niso potrebna dodatna varnostna navodila.
Odlaganje	Neuporabljene izdelke in izdelke, ki niso kontaminirani, lahko zažgete na okolju prijazen način ali pa jih odložite na deponijo. Kontaminirane izdelke je treba odložiti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo in predpisi glede na vrsto onesnaženosti.
Rok trajanja	5 let od datuma proizvodnje, če so neuporabljene in pravilno skladiščene.
Skladiščenje	<p>Zaščititi pred sončnim sevanjem.</p> <p>Skladiščiti na suhem.</p> <p>Nepravilno skladiščenje lahko pripelje do zmanjšanja obstojnosti.</p>
Sledljivost	<p>Sledljivost, ki se nanaša na posamezne serije, od ugotavljanja potreb do zmanjšanja zalog</p> <p>Podatkovni list izdelka Različica 2 veljavno od serije 2617 +</p>



## Embalaža

Recikiranje	<p>Licenca v skladu z zakonom o embalaži, številka licence DE1618662887322.</p> <p>Prosimo, da embalažo oddate v recikiranje.</p>
-------------	---



## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprema/">https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprema/</a>
-----	---

## Različica 1

Prodajna enota	1000 kos/Karton				
Raven pakiranja 1	100 kos/Poliestrska vrečka				
Minimalna količina naročila	1 Karton				
Številke artiklov	Številka proizvoda	Barva	Velikost	Velikost (Ø)	Toleranca
	10001133	rdeče	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001143	rumeno	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001153	temnomodra	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001163	rožnato	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001173	črno	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001183	oranžno	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001138	rdeče	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10001148	rumeno	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





GTINs	Številka proizvoda	Unit of Use	Raven pakiranja	Raven pakiranja	Karton
	10001133	4051642004105	4051642000305	-----	4051642500300
	10001143	4051642004129	4051642000312	-----	4051642500317
	10001153	4051642004143	4051642000848	-----	4051642500843
	10001163	4051642004150	4051642000329	-----	4051642500324
	10001173	4051642004167	4051642001432	-----	4051642501437
	10001183	4051642004174	4051642001449	-----	4051642501444
	10001138	4051642004112	4051642003085	-----	4051642503080
	10001148	4051642004136	4051642003092	-----	4051642503097

Številke artiklov	Številka proizvoda	Barva	Velikost	Velikost (Ø)	Toleranca
	10001233	rdeče	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Številka proizvoda	Unit of Use	Raven pakiranja	Raven pakiranja	Karton
	10001233	4051642004211	4051642000367	-----	4051642500362

Številčne navedbe k meram, težam, debelinam in tolerancam, se razumejo kot predvidene vrednosti in lahko odstopajo.

Navedbe se opirajo na aktualno stanje našega znanja. Niso zagotovilo o lastnostih izdelka in ne utemeljujejo nobenega pogodbenega pravnega razumevanja. Za navedbe, starejše od 2 let, zagotovite ponovno potrditev.

Pridržana pravica do napak pri vnosu in pomot.

Razpoložljivi podatkovni listi proizvodov so last podjetja WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Podjetje WIROS Wilfried Rosbach GmbH je lastnik vseh avtorskih pravic/pravic uporabe in pravic do izkoriščanja podatkovnih listov proizvoda. Informativnih listov proizvodov ni dovoljeno spreminjati ali uporabljati piktogramov. Razpoložljivi podatkovni listi izdelka se lahko uporabljajo samo v povezavi z originalnimi izdelki WIROS.





Fișa produsului

wiroPRIMA



## BONETĂ PLIABILĂ PP



EFFICIENT



# Fișa produsului

## wiroPRIMA



### Producător

Firmă + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
Marca comercială	care & serve®



### Descrierea produsului









Categorie	EFFICIENT
Denumire produs	care & serve® EFFICIENT   wiroPRIMA   Bonetă pliabilă PP


### Material

Material	Polipropilenă cu filare directă
Greutate material	≈ 10 g/m <sup>2</sup> (± 2 g/m <sup>2</sup> )

### Utilizare


Scopul utilizării	Bonetă pentru acoperirea completă a părului ca barieră.
Contactul cu alimentele	Este permis un contact indirect, de scurtă durată, cu produsele alimentare.
Indicații de utilizare	Produs de unică folosință nesteril  
Limitare	Stabilirea caracterului adecvat al utilizării produselor care & serve® reprezintă responsabilitatea utilizatorului. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru o utilizare necorespunzătoare a produselor care & serve®. Nu sunt adecvate pentru ambalarea și depozitarea alimentelor.

Domenii de utilizare	Spital   Azil de bătrâni   și alte grupuri de specialitate Cabinete medicale Industrie   Industria farmaceutică Laborator Prelucrarea alimentelor Service   Gastronomie   HoReCa Curățare   Igienă Cosmetică   Wellness   Industria frumuseții	       
----------------------	---	--

Informații suplimentare referitoare la materiale	fără latex 
--	--

Indicații de sănătate	Dacă apar iritații ale pielii sau reacții alergice, opriți imediat utilizarea și solicitați sfatul medicului. Conform stadiului actual al tehnologiei, produsele nu conțin substanțe toxice, cancerigene sau mutagene, cu condiția să fie utilizate conform scopului lor prevăzut.  Aceste produse nu conțin componente din latex și sunt considerate hipoalergene. Totuși, ele pot cauza iritații în cazul pielii sensibile. Purtarea îndelungată poate împiedica pielea să respire, ceea ce poate duce la iritarea pielii.
-----------------------	---

### Standarde

VO (EU) 2023/988	Regulamentul (UE) nr. 2023/988 referitor la siguranța generală a produsului
VO (EG) 1935/2004	Regulament privind materialele și obiectele din plastic care sunt prevăzute pentru a intra în contact cu alimentele. 
VO (EU) 10/2011	Regulament privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare





## Utilizare

Instrucțiuni de utilizare	<p>Înainte de utilizare</p> <p>Vă rugăm să vă asigurați că ați ales produsul adecvat pentru nevoile dvs. și pentru domeniile de utilizare. Vă rugăm NU purtați îmbrăcămintea de protecție, dacă prezintă urme de deteriorare sau de uzură. Îmbrăcămintea medicală de protecție este prevăzută pentru o utilizare de scurtă durată. În domeniul medical utilizarea este limitată la persoana consultată.</p> <p>Manipulare</p> <p>Boneta de desface - și se trage peste cap. Trebuie să aveți grijă ca tot părul să fie acoperit de bonetă. Și părul lung trebuie să fie complet introdus în bonetă.</p>
Indicație de siguranță	Conform analizei noastre de risc ce respectă EN ISO 14971:2019 + A11:2021, acest produs nu necesită indicații suplimentare de siguranță.
Înlăturare	Produsele neutilizate și necontaminate pot fi arse conform prevederilor mediului sau pot fi eliminate la punctele de colectare. Produsele contaminate trebuie eliminate conform legilor și prevederilor naționale în vigoare în funcție de tipul de contaminare.
Durată de valabilitate	5 ani de la data fabricației, în măsura în care sunt neutilizate și în cazul unei depozitări corecte.
Depozitare	<p>A se proteja contra radiațiilor solare.</p> <p>Depozitare uscată</p> <p>Depozitarea necorespunzătoare poate duce la reducerea valabilității.</p>
Trasabilitatea	<p>Trasabilitatea în funcție de lot de la redarea necesarului până la ieșirea din depozit.</p> <p>Fișa produsului Versiune 2 valabil de la lotul 2617 +</p>



## Ambalaj

Reciclare	<p>Licențiat conform ambalajului, număr licență DE1618662887322.</p> <p>Vă rugăm să duceți ambalajul la reciclare.</p>
-----------	--



## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprema/">https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprema/</a>
-----	---

## Variantă 1

Unitate de vânzare	1000 bucată/Carton				
Strat de ambalaj 1	100 bucată/Pungă din plastic				
Cantitate minimă de comandă	1 Carton				
Număr articole	Nr. articol	Vopsea	Mărime	Mărime (diametru)	Toleranță
	10001133	roșu	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001143	galben	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001153	albastru închis	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001163	roz	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001173	negru	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001183	portocaliu	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001138	roșu	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10001148	galben	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





# Fișa produsului

## wiroPRIMA



GTINs	Nr. articol	Unit of Use	Strat de ambalaj	Strat de ambalaj	Carton
	10001133	4051642004105	4051642000305	-----	4051642500300
	10001143	4051642004129	4051642000312	-----	4051642500317
	10001153	4051642004143	4051642000848	-----	4051642500843
	10001163	4051642004150	4051642000329	-----	4051642500324
	10001173	4051642004167	4051642001432	-----	4051642501437
	10001183	4051642004174	4051642001449	-----	4051642501444
	10001138	4051642004112	4051642003085	-----	4051642503080
	10001148	4051642004136	4051642003092	-----	4051642503097

Număr articole	Nr. articol	Vopsea	Mărime	Mărime (diametru)	Toleranță
	10001233	roșu	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Nr. articol	Unit of Use	Strat de ambalaj	Strat de ambalaj	Carton
	10001233	4051642004211	4051642000367	-----	4051642500362

Cifrele referitoare la dimensiuni, greutate, grosimi și toleranțe trebuie înțelese ca valori nominale și pot varia.

Datele se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre. Nu reprezintă o asigurare garantată a caracteristicilor produsului și nu reprezintă un drept contractual. Datele care sunt mai vechi de 2 ani trebuie confirmate din nou.

Ne asumăm dreptul la erorile de introducere și la greșeli.

Fișele produsului puse la dispoziție sunt proprietatea WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH este proprietarul tuturor drepturilor de autor/utilizare și exploatare ale fișelor cu datele produselor. Nu este permisă modificarea fișelor cu datele produsului sau modificarea pictogramei. Fișele cu datele produsului puse la dispoziție pot fi utilizate doar împreună cu produsele originale WIROS.





Folha de dados do produto

wiroPRIMA



## TOUCA DE PP COM CLIPE



EFFICIENT



# Folha de dados do produto

## wiroPRIMA



### Fabricante

Empresa + Morada	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemanha
Marca comercial	care & serve®

### Descrição do produto

Categoria	EFFICIENT
Designação do produto	care & serve® EFFICIENT   wiroPRIMA   Touca de PP com clipe

### Material

Material	Não-tecido de polipropileno
Peso do material	≈ 10 g/m <sup>2</sup> (± 2 g/m <sup>2</sup> )

### Utilização

Uso pretendido Touca para cobrir completamente o cabelo, como barreira.


Contacto com alimentos É permitido um contacto indireto breve com os alimentos.

Indicação de utilização Produto descartável.  
não estéril



Limitação A avaliação da adequabilidade dos produtos care & serve® é da inteira responsabilidade do utilizador. O fabricante não assume qualquer responsabilidade pela utilização inadequada dos produtos care & serve®.  
Não é adequado para embalar e armazenar alimentos.

Áreas de aplicação Hospitais | lares da terceira idade | e outros meios profissionais  
Consultórios médicos  
Indústria | Indústria farmacêutica  
Laboratório  
Processamento de alimentos  
Serviços | gastronomia | HoReCa  
Limpeza | Higiene  
Cosmética | spas | indústria da beleza



Informações adicionais sobre o material sem látex



Indicação sobre a saúde Se ocorrerem irritações cutâneas ou reações alérgicas, interrompa imediatamente a utilização e procure aconselhamento médico.  
Tanto quanto se sabe, de acordo com o estado atual da tecnologia, os produtos não contêm qualquer substância tóxica, cancerígena ou mutagénica quando utilizados de acordo com a utilização prevista.  
Estes produtos não contêm quaisquer componentes de látex e são considerados hipoalergénicos. No entanto, podem causar irritação em peles sensíveis. Em caso de utilização prolongada, a ventilação da pele pode ser restrita, o que pode causar irritações cutâneas.

### Normas

VO (EU) 2023/988	Regulamento (UE) n.º 2023/988 relativo à segurança geral dos produtos
VO (EG) 1935/2004	Regulamento relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os géneros alimentícios
VO (EU) 10/2011	Regulamento sobre materiais e objetos de plástico destinados a entrar em contato com alimentos





### Utilização

Instruções de utilização	<p><b>Antes da utilização</b></p> <p>Por favor, assegure-se de que optou pelo produto adequado para as suas necessidades e áreas de aplicação. Por favor, NÃO use vestuário de proteção médico se este apresentar defeitos ou já tiver sido usado. O vestuário de proteção médico destina-se a um uso por um curto período de tempo. Na área médica, a sua utilização está limitada a uma pessoa.</p> <p><b>Manuseamento</b></p> <p>Esticar a touca e colocá-la sobre a cabeça. Deve certificar-se que todos os cabelos estão cobertos pela touca. Os cabelos compridos também devem ficar completamente cobertos pela touca.</p>
Nota de Segurança	De acordo com a nossa análise de riscos de acordo com a EN ISO 14971:2019 + A11:2021, não são necessárias quaisquer instruções de segurança adicionais para este produto.
Eliminação	Os produtos não utilizados e não contaminados podem ser incinerados ou descartados de maneira ambientalmente correta. Os produtos contaminados devem ser descartados de acordo com as leis e regulamentos nacionais aplicáveis a cada tipo de contaminação.
Validade	5 anos a partir da data de produção, se não for usado e armazenado corretamente.
Armazenagem	<p>Proteger da exposição ao sol.</p> <p>Armazenar a seco.</p> <p>Um armazenamento inadequado pode levar a uma redução na validade.</p>
Rastreabilidade	<p>Rastreabilidade relacionada ao lote desde a determinação de requisitos até a saída do armazém</p> <p>Folha de dados do produto Versão 2 Válido a partir do lote 2617 +</p>



### Embalagem

Reciclagem	<p>Licenciado de acordo com a norma alemã VerpackG, número de licença DE1618662887322.</p> <p>Por favor, devolva a embalagem para reciclagem.</p>
------------	---



### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/">https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/</a>
-----	---

### Variante 1

Unidade de venda	1000 unidade/Cartão				
Nível de embalagem 1	100 unidade/Saco poli				
Quantidade mínima	1 Cartão				
Números de artigo	Número de artigo	Cor	Tamanho	Tamanho (Ø)	Tolerância
	10001133	vermelho	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001143	amarelo	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001153	azul escuro	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001163	cor-de-rosa	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001173	preto	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001183	laranja	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001138	vermelho	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10001148	amarelo	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm



# Folha de dados do produto



## wiroPRIMA

GTINs	Número de artigo	Unit of Use	Nível de embalagem	Nível de embalagem	Cartão
	10001133	4051642004105	4051642000305	-----	4051642500300
	10001143	4051642004129	4051642000312	-----	4051642500317
	10001153	4051642004143	4051642000848	-----	4051642500843
	10001163	4051642004150	4051642000329	-----	4051642500324
	10001173	4051642004167	4051642001432	-----	4051642501437
	10001183	4051642004174	4051642001449	-----	4051642501444
	10001138	4051642004112	4051642003085	-----	4051642503080
	10001148	4051642004136	4051642003092	-----	4051642503097

Números de artigo	Número de artigo	Cor	Tamanho	Tamanho (Ø)	Tolerância
	10001233	vermelho	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Número de artigo	Unit of Use	Nível de embalagem	Nível de embalagem	Cartão
	10001233	4051642004211	4051642000367	-----	4051642500362

Os valores das dimensões, pesos, espessuras e tolerâncias devem ser entendidos como valores nominais e podem diferir.

As informações são baseadas no estado atual do nosso conhecimento. Elas não são uma garantia dos recursos do produto e não fundamentam um entendimento contratual da lei. Por favor, reconfirme as informações com mais de 2 anos.

Erros ortográficos e equívocos reservados.

As fichas técnicas do produto fornecidas são propriedade da WIROS Wilfried Rosbach GmbH. A WIROS Wilfried Rosbach GmbH é detentora de todos os direitos de autor, de utilização e exploração das fichas técnicas do produto. Não são permitidas quaisquer alterações às fichas técnicas do produto ou a utilização de pictogramas. As fichas técnicas do produto fornecidas só podem ser utilizadas em conjunto com os produtos originais WIROS.





Gaminio duomenų lapas

wiroPRIMA



**PP SUSPAUDŽIAMOS KEPURAITĖS**



EFFICIENT





## Gamintojas

Firma + Adresas	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vokietija
Prekiniai ženklai	care & serve®

## Gaminio aprašymas

Kategorija	EFFICIENT
Gaminio pavadinimas	care & serve® EFFICIENT   wiroPRIMA   PP suspaudžiamos kepuraitės

## Medžiaga

Medžiaga	Polipropileno spunbondas
Medžiagos svoris	≈ 10 g/m <sup>2</sup> (± 2 g/m <sup>2</sup> )

## Naudojimas

**Naudojimo paskirtis** Kepuraitė kaip barjeras visiškai uždengti plaukus.

**Kontaktas su maisto produ** Leidžiamas trumpalaikis, netiesioginis kontaktas su maisto produktais.

**Naudojimo nurodymas** Vienkartinis gaminys nesterilus



**Apribojimai** Už tinkamumą naudoti „care & serve®“ gaminius atsako tik naudotojas. Gamintojas jokių būdu neprisiima atsakomybės už netinkamą „care & serve®“ gaminių naudojimą. Netinka pakuoti ir saugoti maisto produktus.

**Naudojimo sritys** Ligoninė | Slaugos namai | ir kiti specialistai  
Gydytojų kabinetai  
Gamybos | farmacijos pramonė  
Laboratorija  
Maisto produktų apdorojimas  
Paslaugos | Gastronomija | HoReCa  
Valymas | Higiena  
Kosmetika | Sveikatingumas | Grožio pramonė



**Papildoma informacija apie medžiagas** be latekso



**Nurodymai dėl sveikatos** Jei sudirginama oda ar pasireiškia alerginės reakcijos, nedelsiant nutraukite naudojimą ir kreipkitės į gydytoją. Kiek žinoma pagal esamą technikos lygį, gaminiuose nėra jokių toksiškų, kancerogeninių, mutageninių medžiagų, kai jie naudojami pagal paskirtį. Šių gaminių sudėtyje nėra latekso ir jie laikomi hipoalergiškais. Tačiau jie gali sudirginti jautrią odą. Dėvint ilgą laiką, gali būti apribota odos ventilacija, o tai gali sudirginti odą.

## Standartai

VO (EU) 2023/988	Reglamentas (ES) Nr. 2023/988 dėl bendros gaminių saugos
VO (EG) 1935/2004	Potvarkis dėl medžiagų ir objektų, pagamintų iš plastiko, kurie skirti liestis su maisto produktais
VO (EU) 10/2011	Potvarkis dėl medžiagų ir daiktų iš plastiko, skirtų sąlyčiui su maisto produktais





### Naudojimas

Naudojimo instrukcija	<p>Prieš naudojimą</p> <p>Įsitikinkite, kad pasirinkote jūsų poreikius ir naudojimo sritis atitinkantį gaminį. NEDĖVĖKITE medicininių apsauginių drabužių, jeigu pastebėjote trūkumų arba jie jau buvo naudoti. Medicininiai apsauginiai drabužiai skirti trumpalaikiam naudojimui. Medicinos srityje naudojimas apribotas iki vieno gydomo asmens.</p> <p>Naudojimas</p> <p>Susegtą kepuraitę išpakuokite ir užtraukite ant galvos. Stebėkite, kad kepuraitė uždengtų visus plaukus. Net ir ilgesni plaukai taip turėtų būti po kepuraitė.</p>
Saugos nurodymas	Pagal mūsų rizikos analizę remiantis EN ISO 14971:2019 + A11:2021, šiam gaminiui nereikalingi jokie papildomi saugos nurodymai.
Utilizavimas	Nepanaudoti ir neužteršti gaminiai gali būti deginami aplinkai saugiu būdu arba utilizuojami saugykloje. Užteršti gaminiai privalo būti utilizuojami pagal galiojančius nacionalinius įstatymus ir potvarkius atsižvelgiant į jų užterštumo pobūdį.
Tinkamumas naudoti	5 metai nuo pagaminimo datos, jei nenaudotos ir tinkamai sandėliuotos.
Laikymo sąlygos	<p>Saugokite nuo saulės spindulių.</p> <p>Laikykite sausoje vietoje.</p> <p>Netinkamos laikymo sąlygos gali sutrumpinti tinkamumo naudoti trukmę.</p>
Atsekamumas	<p>Prekės partijos atsekamumas nuo paklausos tyrimo iki atsargų sumažinimo.</p> <p>Gaminio duomenų lapas Versija 2 galioja nuo prekės partijos 2617 +</p>



### Pakuotė

Perdirbama	<p>Licencija išduota pagal „VerpackG“, licencijos numeris DE1618662887322.</p> <p>Prašome pakuotę pristatyti perdirbti.</p>
------------	---



### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/">https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/</a>
-----	---

### Variantas 1

Pardavimo pakuotė	1000 vienetas/Kartono dėžutė				
1 pakuotės lygis	100 vienetas/Polietileno maišelis				
Mažiausias galimas užsakyti kiekis	1 Kartono dėžutė				
Gaminio numeris	Gaminio numeris	Spalva	Dydis	Dydis (skersmuo)	Tolerancija
	10001133	raudona	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001143	geltona	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001153	tamsiai mėlynas	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001163	rožinė	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001173	juoda	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001183	oranžinė	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001138	raudona	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10001148	geltona	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm







GTINs	Gaminio numeris	Unit of Use	Lygių pakuotė	Lygių pakuotė	Kartono dėžutė
	10001133	4051642004105	4051642000305	-----	4051642500300
	10001143	4051642004129	4051642000312	-----	4051642500317
	10001153	4051642004143	4051642000848	-----	4051642500843
	10001163	4051642004150	4051642000329	-----	4051642500324
	10001173	4051642004167	4051642001432	-----	4051642501437
	10001183	4051642004174	4051642001449	-----	4051642501444
	10001138	4051642004112	4051642003085	-----	4051642503080
	10001148	4051642004136	4051642003092	-----	4051642503097

Gaminio numeris	Gaminio numeris	Spalva	Dydis	Dydis (skersmuo)	Tolerancija
	10001233	raudona	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Gaminio numeris	Unit of Use	Lygių pakuotė	Lygių pakuotė	Kartono dėžutė
	10001233	4051642004211	4051642000367	-----	4051642500362

Išmatavimų, svorio, storio ir tolerancijos duomenys yra tik formalūs ir gali skirtis.

Duomenys paremti mūsų turima dabartine informacija. Jie neužtikrina gaminio savybių ir nepagrindžia sutartinių teisių santykių. Informaciją, kuri yra senesnė nei 2 metai, prašome patvirtinti iš naujo.

Galimi klaidingi duomenys ir neatitikimai.

Pristatomi gaminio duomenų lapai yra „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ nuosavybė. „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ yra gaminio duomenų lapų visų autorių (arba) naudojimo teisių savininkas. Draudžiama keisti gaminio duomenų lapus arba naudoti piktogramas. Pristatomus gaminio duomenų lapus leidžiama naudoti tik su originaliais WIROS gaminiams.





Produkta datu lapa

wiroPRIMA



## PP ŠŪNVEIDA CEPURES



EFFICIENT





## Ražotājs

Uzņēmums + Adrese	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vācija
Preču zīme	care & serve®

## Produkta apraksts

Kategorija	EFFICIENT
Produkta nosaukums	care & serve® EFFICIENT   wiroPRIMA   PP šūnveida cepures

## Materiāls

Materiāls	Neausts polipropilēna materiāls
Materiāla svars	≈ 10 g/m <sup>2</sup> (± 2 g/m <sup>2</sup> )

## Lietošana

**Lietošanas mērķis** Kapuce pilnīgai matu noseģšanai, lai nodrošinātu aizsardzību.


**Saskare ar pārtikas produk** Ir pieļaujama īslaicīga netieša saskare ar pārtiku.

**Lietošanas norādījums** Vienreizlietojams produkts nav sterili



**Ierobežojums** Par care & serve® produktu pielietojuma atbilstības noteikšanu atbildīgs ir vienīgi pats lietotājs. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par nepareizu vai nelietpratīgu care & serve® produktu lietošanu. Nav piemērots pārtikas produktu iepakojšanai un uzglabāšanai.

**Pielietojuma jomas** Slimnīca | Veco ļaužu pansionāts | u.c. speciālistu aprindas  
 Ārstu prakses  
 Rūpniecība | farmaceitiskā rūpniecība  
 Laboratorijas  
 Pārtikas produktu apstrāde  
 Pakalpojumi | Gastronomija | HoReCa  
 Tīrīšana | higiēna  
 Kosmētika | Labsajūta | Skaistumkopšanas industrija



**Papildu informācija par materiālu** nesatur lateksu



**Norāde attiecībā uz veselību** Ja rodas ādas kairinājums vai alerģiskas reakcijas, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un meklējiet medicīnisku palīdzību. Cik zināms saskaņā ar pašreizējo tehnikas attīstības līmeni, produkti nesatur toksiskas, kancerogēnas vai mutagēnas vielas, ja tos izmanto atbilstoši paredzētajam lietojumam. Šie produkti nesatur lateksa komponentus un tiek uzskatīti par hipoalerģiskiem. Tomēr tie var kairināt jutīgu ādu. Ja to valkā ilgstoši, var tikt ierobežota ādas ventilācija, kas var izraisīt ādas kairinājumu.

## Standarti

VO (EU) 2023/988	Regula (ES) Nr. 2023/988 par ražojumu vispārēju drošumu
VO (EG) 1935/2004	Regula par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem
VO (EU) 10/2011	Direktīva par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem





## Lietošana

Lietošanas instrukcija	<p>Pirms lietošanas</p> <p>Lūdzu, pārliedzieties, ka izvēlētais produkts ir piemērots jūsu vajadzībām un lietošanas jomām. Lūdzu, NEVALKĀJIET medicīnisko aizsargapģērbu, ja tam ir defekti vai ja tas ir lietots. Medicīniskais aizsargapģērbs ir paredzēts īslaicīgai lietošanai. Medicīnas nozarē ir atļauts lietot tikai vienai medicīniskās aprūpes personai.</p> <p>Lietošana</p> <p>Atlokiet salocīto kapuci un uzvelciet to uz galvas. Pārliedzieties, lai kapuce nosegtu visus matus. Garākiem matiem ir pilnībā jāatrodas zem kapuces.</p>
Drošības norāde	Saskaņā ar mūsu riska analīzi, kas veikta atbilstoši EN ISO 14971:2019 + A11:2021, šim produktam nav nepieciešami papildu drošības norādījumi.
Utilizācija	Nelietotus un nekontaminētus produktus var sadedzināt vai utilizēt izgāztuvē vidi saudzējošā veidā. Kontaminēti produkti ir jāutilizē saskaņā ar spēkā esošajiem nacionālajiem likumiem un noteikumiem un atbilstoši kontaminācijas veidam.
Derīguma termiņš	5 gadi no ražošanas datuma, ja produkts nav lietots un ir pareizi uzglabāts.
Glabāšana	<p>Sargājiet no saules stariem.</p> <p>Glabājiet sausā vietā.</p> <p>Nepareiza glabāšana var izraisīt derīguma termiņa saīsināšanos.</p>
Izsekojamība	<p>Izsekojamas partijas no pieprasījuma noteikšanas līdz preču izsūtīšanai.</p> <p>Produkta datu lapa Versija 2 spēkā no partijas 2617 +</p>



## Iepakojums

Pārstrāde	<p>Licencēts saskaņā ar Vācijas Likumu par iepakojumiem (VerpackG), licences numurs DE1618662887322.</p> <p>Lūdzu, nododiet iepakojumu otrreizējai pārstrādei.</p>
-----------	--



## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprema/">https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprema/</a>
-----	---

## Variants 1

Pārdošanas vienība	1000 Gab./Kartona kaste				
Iepakojuma līmenis 1	100 Gab./Polietilēna maisiņš				
Minimālais pasūtīšanas daudzums	1 Kartona kaste				
Preču numuri	Preces numurs	Krāsa	Izmērs	Izmērs (Ø)	Pielaide
	10001133	sarkanā krāsā	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001143	dzeltenā krāsā	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001153	tumši zila	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001163	rozā krāsā	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001173	melnā krāsā	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001183	oranžā krāsā	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001138	sarkanā krāsā	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10001148	dzeltenā krāsā	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





GTINs	Preces numurs	Unit of Use	Iepakojuma līmenis	Iepakojuma līmenis	Kartona kaste
	10001133	4051642004105	4051642000305	-----	4051642500300
	10001143	4051642004129	4051642000312	-----	4051642500317
	10001153	4051642004143	4051642000848	-----	4051642500843
	10001163	4051642004150	4051642000329	-----	4051642500324
	10001173	4051642004167	4051642001432	-----	4051642501437
	10001183	4051642004174	4051642001449	-----	4051642501444
	10001138	4051642004112	4051642003085	-----	4051642503080
	10001148	4051642004136	4051642003092	-----	4051642503097

Preču numuri	Preces numurs	Krāsa	Izmērs	Izmērs (Ø)	Pielaide
	10001233	sarkanā krāsā	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Preces numurs	Unit of Use	Iepakojuma līmenis	Iepakojuma līmenis	Kartona kaste
	10001233	4051642004211	4051642000367	-----	4051642500362

Izmēru, svara, stiprības un pielaižu skaitliskās vērtības ir uzskatāmas par nominālajām vērtībām un var atšķirties no faktiskajām vērtībām.

Dati ir balstīti uz mūsu jaunākajām zināšanām. Tie negarantē produktu īpašības un nepamato līgumiskas saistības. Lūdziet apstiprināt datus, kas ir vecāki par 2 gadiem.

Ir iespējamas ievades kļūdas un kļūdaina informācija.

Sniegtās produktu datu lapas ir uzņēmuma WIROS Wilfried Rosbach GmbH īpašums. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ir visu autortiesību, lietošanas tiesību un produktu datu lapu izmantošanas tiesību īpašnieks. Nav atļauts mainīt produktu datu lapas vai izmantot piktogrammas. Nodrošinātās produktu datu lapas drīkst izmantot tikai saistībā ar oriģinālajiem WIROS produktiem.





Информационен лист за продукта

wiroPRIMA



## PP ШАПКИ С ЩИПКА



EFFICIENT



# Информационен лист за продукта

## wiroPRIMA



### Производител

Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
Търговска марка	care & serve®

### Описание на продукта

Категория	EFFICIENT
Наименование на продукта	care & serve® EFFICIENT   wiroPRIMA   PP шапки с щипка

### Материал

Материал	Полипропиленов нетъкан флис
Тегло на материала	≈ 10 g/m <sup>2</sup> (± 2 g/m <sup>2</sup> )

### Употреба

Употреба по предназначение	Шапка за пълно покриване на косите като бариера.
----------------------------	--

Контакт с хранителни продукти	Допуска се краткотраен индиректен контакт с хранителни продукти.
-------------------------------	--

Указание за употреба	Продукт за еднократна употреба нестерилни
----------------------	--



Ограничение	Установяването на пригодността за употреба на продукти care & serve® е еднолична отговорност на потребителя. Производителят не поема никаква отговорност за неправилна употреба на продуктите care & serve®. Не са подходящи за опаковане и съхранение на хранителни продукти.
-------------	---

Области на приложение	Болница   Дом за възрастни   и др. специализирани кръгове Лекарски практики Индустрия   Фармацевтична индустрия Лаборатория Преработка на хранителни продукти Сервиз   Гастрономия   HoReCa Почистване   Хигиена Козметика   Уелнес   Индустрия за красота
-----------------------	---



Допълнителна информация за	не съдържа латекс
----------------------------	-------------------



Указание за здравето	При кожни раздразнения или алергични реакции спрете незабавно употребата и потърсете лекарска помощ. Доколкото е известно съгласно актуалното ниво на техниката, продуктите не съдържат токсични, канцерогенни или мутагенни вещества, ако се използват според предназначението им. Тези продукти не съдържат латексови съставки и се считат за хипоалергенни. Те обаче могат да причинят дразнения при чувствителна кожа. При по-дълго носене вентилацията на кожата може да бъде ограничена, което може да доведе до кожни раздразнения.
----------------------	--

### Стандарти

VO (EU) 2023/988	Регламент (ЕС) № 2023/988 относно общата безопасност на продуктите
------------------	--

VO (EG) 1935/2004	Разпоредба за материали и предмети от синтетичен материал, които са предназначени за контакт с хранителни продукти
-------------------	--



VO (EU) 10/2011	Разпоредба за материали и предмети от пластмаса, които са предназначени за контакт с хранителни продукти
-----------------	--



# Информационен лист за продукта

## wiroPRIMA



### Приложение

Инструкция за употреба	<p>Преди употреба</p> <p>Моля, уверете се, че сте избрали подходящия за Вашите нужди и области на приложение продукт. Моля, НЕ носете медицинско защитно облекло, ако то е дефектно или вече е било използвано. Медицинското защитно облекло е предвидено за кратковременна употреба. В медицинската област използването е ограничено до едно лице за лечение.</p> <p>Боравене</p> <p>Разгънете захванатата с щипка шапка и я издърпайте върху главата. При това внимавайте всички коси да бъдат покрити от шапката. Също и по-дългите коси трябва да са обхванати изцяло от шапката.</p>
Указание за безопасност	Съобразно нашия анализ на риска съгласно EN ISO 14971:2019 + A11:2021 не са необходими допълнителни указания за безопасност за този продукт.
Изхвърляне	Неизползвани и незамърсени продукти могат да бъдат изгорени по екологосъобразен начин или предадени в пункт за отпадъци. Замърсени продукти трябва да бъдат изхвърлени съгласно важащите национални закони и предписания в зависимост от вида на замърсяването.
Срок на годност	5 години от датата на производство, ако не са използвани и при правилно съхранение.
Съхранение	<p>Пазете от слънчево лъчение.</p> <p>Съхранявайте на сухо място.</p> <p>Неправилно съхранение може да доведе до намаляване на срока на годност.</p>
Обратна проследимост	<p>Отнесена към партидите обратна проследимост от определянето на нуждата до излизането от склада.</p> <p>Информационен лист за продукта Версия 2 важи от партида 2617 +</p>



### Опаковка

Рециклиране	Лицензирани съгласно Закона за опаковките VerpackG, номер на лиценз DE1618662887322. Моля, предайте опаковката за рециклиране.
-------------	---



### www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/">https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/</a>
-----	---

### Вариант 1

Продажна единица	1000 броя/Кашон																																													
Ниво на опаковката 1	100 броя/Полиетиленова торбичка																																													
Минимално количество за поръчка	1 Кашон																																													
Каталожни номера	<table><thead><tr><th>Номер на артикул</th><th>Цвят</th><th>Размер</th><th>размер (Ø)</th><th>Допуск</th></tr></thead><tbody><tr><td>10001133</td><td>Червени</td><td>L</td><td>Ø ≈ 52 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10001143</td><td>жълти</td><td>L</td><td>Ø ≈ 52 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10001153</td><td>тъмно син</td><td>L</td><td>Ø ≈ 52 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10001163</td><td>розови</td><td>L</td><td>Ø ≈ 52 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10001173</td><td>черни</td><td>L</td><td>Ø ≈ 52 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10001183</td><td>оранжеви</td><td>L</td><td>Ø ≈ 52 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10001138</td><td>Червени</td><td>XL</td><td>Ø ≈ 58 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>10001148</td><td>жълти</td><td>XL</td><td>Ø ≈ 58 cm</td><td>± 2 cm</td></tr></tbody></table>	Номер на артикул	Цвят	Размер	размер (Ø)	Допуск	10001133	Червени	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001143	жълти	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001153	тъмно син	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001163	розови	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001173	черни	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001183	оранжеви	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm	10001138	Червени	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm	10001148	жълти	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
Номер на артикул	Цвят	Размер	размер (Ø)	Допуск																																										
10001133	Червени	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001143	жълти	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001153	тъмно син	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001163	розови	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001173	черни	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001183	оранжеви	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm																																										
10001138	Червени	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm																																										
10001148	жълти	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm																																										





# Информационен лист за продукта

## wiroPRIMA



GTINs	Номер на артикул	Unit of Use	Плоска опаковка	Плоска опаковка	Кашон
	10001133	4051642004105	4051642000305	-----	4051642500300
	10001143	4051642004129	4051642000312	-----	4051642500317
	10001153	4051642004143	4051642000848	-----	4051642500843
	10001163	4051642004150	4051642000329	-----	4051642500324
	10001173	4051642004167	4051642001432	-----	4051642501437
	10001183	4051642004174	4051642001449	-----	4051642501444
	10001138	4051642004112	4051642003085	-----	4051642503080
	10001148	4051642004136	4051642003092	-----	4051642503097

Каталожни номера	Номер на артикул	Цвят	Размер	размер (Ø)	Допуск
	10001233	Червени	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Номер на артикул	Unit of Use	Плоска опаковка	Плоска опаковка	Кашон
	10001233	4051642004211	4051642000367	-----	4051642500362

Цифровите данни за размерите, теглата, дебелините и допуските трябва да се разбират като зададени стойности и могат да се различават.

Данните се базират на текущото ниво на нашите знания. Те не представляват гаранция за продуктови характеристики и не обосновават договорно правно разбиране. Моля, поискайте повторно потвърждение на данни, които са по-стари от 2 години. Не се поема отговорност за печатни грешки.

Предоставените на разположение продуктови спецификации са собственост на фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH е собственик на всички авторски права и права за употреба и експлоатация на продуктите спецификации. Промяна на продуктите спецификации или използване на пиктограмите не са разрешени. Предоставените на разположение продуктови спецификации могат да се използват само във връзка с оригиналните продукти на фирма WIROS.





Технічний лист

wiroPRIMA



## ПП ШАПОЧКИ-БЕРЕТИ НА ГУМЦІ



EFFICIENT





## Виробник

Фірма + Адреса	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Німеччина
Торговельна марка	care & serve®

## Опис продукту

Категорія	EFFICIENT
Найменування продукту	care & serve® EFFICIENT   wiroPRIMA   ПП шапочки-берети на гумці

## Матеріал

Матеріал	Поліпропіленовий спанбонд
Вага матеріалу	≈ 10 г/м <sup>2</sup> (± 2 г/м <sup>2</sup> )

## Використання

Призначення: Медичний ковпак для повного покриття волосся в якості бар'єру.

Контакт з харчовими продуктами: Припустимий короточасний непрямий контакт з харчовими продуктами.

Інструкція щодо використання: Виріб одноразового використання не стерильний



Обмеження: Визначення придатності продуктів care & serve® покладається виключно на користувача. Виробник не приймає на себе жодної відповідальності за неправильне використання засобів care & serve®. Не придатні для пакування та зберігання харчових продуктів.

Галузі застосування: Лікарня | Будинок пристарілих | в тому числі групи фахівців  
Лікарські практики  
Промисловість | Фармацевтична промисловість  
Лабораторії  
Харчова промисловість  
Сервіс | Гастрономія | HoReCa  
Прибирання | Гігієна  
Косметика | Велнес | Індустрія краси



Інформація про добавки до матеріалу: без латексу



Вказівка щодо охорони здоров'я: При подразненні шкіри або алергічних реакціях негайно припинити використання та звернутися за консультацією лікаря. Наскільки відомо з сучасного рівня техніки, продукція не містить жодних токсичних, канцерогенних або мутагенних речовин, якщо вона використовується відповідно до свого призначення. Ці вироби не містять латексні компоненти та вважаються гіпоалергенними. Проте у випадку чутливої шкіри вони можуть викликати подразнення. При тривалому носінні може обмежуватися вентиляція шкіри, що спричиняє подразнення шкіри.

## Стандарти

VO (EU) 2023/988	Регламент (ЄС) № 2023/988 про загальну безпеку виробу
VO (EG) 1935/2004	Розпорядження щодо матеріалів та виробів з пластмас, призначених для контакту з харчовими продуктами
VO (EU) 10/2011	Розпорядження щодо матеріалів та виробів з пластмас, призначених для контакту з харчовими продуктами





## Використання

Інструкція з використання	<p>Перед використанням</p> <p>Переконайтеся, що обрали правильний виріб для своїх потреб та областей застосування. В жодному разі НЕ носіть медичний захисний одяг, у якому були виявлені дефекти або яким вже користувалися. Медичний захисний одяг призначений для короточасного використання. При використанні виробу в медичних цілях слід міняти його після обслуговування одного пацієнта.</p> <p>Застосування</p> <p>Розгорніть складений ковпак і натягніть на голову. При цьому стежте, щоб все волосся було сховане під ковпак. Довге волосся також має бути повністю сховане під ковпак.</p>
Інструкція з безпеки	Відповідно до нашого аналізу ризиків за EN ISO 14971:2019 + A11:2021 для цього виробу не потрібні додаткові вказівки з техніки безпеки.
Утилізація	Невикористані та незабруднені вироби можна спалювати екологічно безпечним чином або утилізувати в місцях для збору сміття. Забруднені вироби слід утилізувати відповідно до чинного національного законодавства та нормативно-правових актів, в залежності від типу забруднення.
Термін служби	5 років з дати виготовлення, якщо вони не використовуються та правильно зберігаються.
Зберігання	<p>Захищати від сонячних променів.</p> <p>Зберігати в сухому місці.</p> <p>Неправильне зберігання може призвести до зниження терміну служби.</p>
Простежуваність	<p>Простежуваність партії від визначення потреб аж до виходу зі складу.</p> <p>Технічний лист Версія 2 дійсний з партії 2617 +</p>



## Упаковка

Переробка	<p>Ліцензовано згідно Закону про упаковку, номер ліцензії DE1618662887322.</p> <p>Будь ласка, поверніть упаковку для переробки.</p>
-----------	---



## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/">https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/</a>
-----	---

## Варіант 1

Торгова одиниця	1000 штук/Коробка				
Рівень упаковки 1	100 штук/Поліетиленовий мішок				
Мінімальна кількість замовлення	1 Коробка				
Номери артикулу	Номер артикулу	Колір	Розмір	Розмір (Ø)	Допустиме відхилення
	10001133	Червоний	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001143	жовтий	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001153	темно синій	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001163	рожевий	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001173	чорний	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001183	помаранчевий	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001138	Червоний	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10001148	жовтий	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





GTINs	Номер артикулу	Unit of Use	Рівень упаковки	Рівень упаковки	Коробка
	10001133	4051642004105	4051642000305	-----	4051642500300
	10001143	4051642004129	4051642000312	-----	4051642500317
	10001153	4051642004143	4051642000848	-----	4051642500843
	10001163	4051642004150	4051642000329	-----	4051642500324
	10001173	4051642004167	4051642001432	-----	4051642501437
	10001183	4051642004174	4051642001449	-----	4051642501444
	10001138	4051642004112	4051642003085	-----	4051642503080
	10001148	4051642004136	4051642003092	-----	4051642503097

Номери артикулу	Номер артикулу	Колір	Розмір	Розмір (Ø)	Допустиме відхилення
	10001233	Червоний	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Номер артикулу	Unit of Use	Рівень упаковки	Рівень упаковки	Коробка
	10001233	4051642004211	4051642000367	-----	4051642500362

Цифрові дані розмірів, ваги, товщини та допустимих відхилень слід розуміти як номінальні величини, що можуть відрізнятися.

Дані базуються на поточному стані наших знань. Вони не є гарантованим запевненням щодо характеристик товару і не створюють договірної правового розуміння. Необхідно повторно засвідчити інформацію, якій більше ніж 2 роки.

Можливі друкарські та інші помилки.

Надані технічні паспорти продукту є власністю компанії WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компанія WIROS Wilfried Rosbach GmbH є власником усіх авторських прав, прав на використання та реалізацію технічних паспортів продукту. Не дозволяється змінювати технічні паспорти продукту або використовувати піктограми. Надані технічні паспорти продукту дозволяється використовувати лише у зв'язку з оригінальними продуктами WIROS.





Toote teabeleht

wiroPRIMA



## PP KLAMBRIGA MÜTS



EFFICIENT



# Toote teabeleht

## wiroPRIMA



### Tootja

Ettevõtte + Aadress: WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksamaa

Kaubamärk care & serve®

### Tootekirjeldus

Kategooria EFFICIENT

Toote nimetus care & serve® EFFICIENT | wiroPRIMA | PP klambriga müts

### Materjal:

Materjal: Orienteerimata polüetüleenkiududest riie

Materjali kaal  $\approx 10 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$

### Kasutamine

Kasutusotstarve Müts juuste täielikuks katmiseks barjääri moodustamise eesmärgil.

Kokkupuude toiduainetega Lühiajaline kaudne kokkupuude toiduainetega on lubatud.

Kasutusjuhised Ühekordselt kasutatav toode  
mittesteriilne



Piirangud care & serve®'i toodete kasutussobivuse kindlakstegemise eest vastutab ainult kasutaja. Tootja ei võta mis tahes vastutust care & serve®'i toodete väärkasutamise eest.  
Ei sobi toiduainete pakkimiseks ega hoiustamiseks.

Kasutusvaldkonnad Haigla | vanadekodu | jt erialased ringkonnad  
Arstipraksised  
Tööstus | farmaatsiatööstus  
Labor  
Toiduainetööstus  
Teenindus | gastronoomia | HoReCa (hotellid, restoranid ja toitlustus)  
Puhastus | hügieen  
Kosmeetika | heaolu | ilutööstus



Lisateave materjali kohta ei sisalda lateksit



Tervisega seotud märkus Nahaärrituste või allergiliste reaktsioonide korral lõpetage kohe kasutamine ja küsige arstilt nõu.  
Praeguse tehnika taseme kohaselt ei sisalda tooted toksilisi, kantserogeenseid ega mutageenseid aineid, kui neid kasutatakse otstarbe kohaselt.  
Need tooted ei sisalda lateksi osi ja on hüpoallergeensed. Tundliku naha korral võivad need põhjustada ärritust. Pikemaajalise kandmise korral võib naha õhvarustus olla pärsitud, mis võib tekitada nahaärritust.

### Standardid

VO (EU) 2023/988 Eli direktiiv nr 2023/988 üldise tooteohutuse kohta

VO (EG) 1935/2004 Määrus toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastimaterjalide ja -esemete kohta



VO (EU) 10/2011 Määrus toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastimaterjalide ja -esemete kohta





## Kasutamine

Kasutusjuhend	<p>Enne kasutamist</p> <p>Palun veenduge, et te olete valinud välja oma vajaduste ja rakendusvaldkondade jaoks sobiva toote. Ärge kandke meditsiinilist kaitseriietust, juhul kui sellel esineb puudusi või kui seda on juba kasutatud. Meditsiiniline kaitseriietus on mõeldud lühiajaliseks kasutamiseks. Meditsiiniavaldkonnas on kasutamine piiratud ühe patsiendiga.</p> <p>Käsitsemine</p> <p>Tõmmake klambriga müts lahti ja pange pähe. Seejuures jälgige, et juuksed oleks täielikult mütsiga kaetud. Ka pikad juuksed peavad olema täiesti mütsi all.</p>
Ohutusjuhised	Meie riskianalüüsi kohaselt, mis tehti standardi EN ISO 14971:2019 + A11:2021 järgi, ei ole selle toote jaoks vaja rohkem lisaohutusjuhiseid.
Kasutusest kõrvaldamine	Kasutamata ja saastumata tooted võib põletada keskkonnasõbralikult või ladestada prügilasse. Saastunud tooted tuleb olenevalt saastumisviisist kõrvaldada vastavalt kehtivatele riiklikele seadustele ja määrustele.
Säilivus	5 Viis aastat alates tootekuupäevast, kui on kasutamata ja õigesti hoiustatud.
Hoiustamine	<p>Kaitsta päikesekiirguse eest.</p> <p>Hoiustada kuivas keskkonnas.</p> <p>Mittevastav hoiustamine võib vähendada säilivust.</p>
Jälgitavus	<p>Partiipõhine jälgitavus alates vajaduste hindamisest kuni laost väljaminekuni.</p> <p>Toote teabeleht Versioon 2 Kehtib alates partiist 2617 +</p>



## Pakendamine

Taaskasutus	<p>Litsentseeritud vastavalt Saksa pakendiseadusele, litsentsinumber DE1618662887322.</p> <p>Palun viige pakend taaskasutusse.</p>
-------------	--



## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprema/">https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprema/</a>
-----	---

## Variant 1

Müügiühik	1000 Tk/Kartong
Pakkimistasand 1	100 Tk/Kilekott
Tellimuse miinimumkogus	1 Kartong

Toote number	Tootenumber	Värvus	Suurus	Suurus (Ø)	Hälve
	10001133	punane	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001143	kollane	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001153	tumehall	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001163	roosa	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001173	must	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001183	oranž	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001138	punane	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10001148	kollane	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





# Toote teabeleht

## wiroPRIMA



GTINs	Tootenumber	Unit of Use	Pakkimistasand	Pakkimistasand	Kartong
	10001133	4051642004105	4051642000305	-----	4051642500300
	10001143	4051642004129	4051642000312	-----	4051642500317
	10001153	4051642004143	4051642000848	-----	4051642500843
	10001163	4051642004150	4051642000329	-----	4051642500324
	10001173	4051642004167	4051642001432	-----	4051642501437
	10001183	4051642004174	4051642001449	-----	4051642501444
	10001138	4051642004112	4051642003085	-----	4051642503080
	10001148	4051642004136	4051642003092	-----	4051642503097

Toote number	Tootenumber	Värvus	Suurus	Suurus (Ø)	Hälve
	10001233	punane	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Tootenumber	Unit of Use	Pakkimistasand	Pakkimistasand	Kartong
	10001233	4051642004211	4051642000367	-----	4051642500362

Mõõtmeid, raskust, tugevust ja hälbeid iseloomustavad arvanded on sihtväärtused ja võivad erineda.

Andmed tuginevad meie praegustele teadmistele. Need ei taga tootemaduste üldhinnangut ega põhjenda lepingujärgset õigust. Laske üle kahe aasta vanused andmed uuesti kinnitada.

Sisestusvead ja vead on reserveeritud.

Esitatud toote andmelehed on ettevõtte WIROS Wilfried Rosbach GmbH omand. WIROS Wilfried Rosbach GmbH on toote andmelehtede kõikide autori- ja kasutusõiguste omanik. Toote andmelehti pole lubatud muuta ega piktogramme kasutada. Esitatud toote andmelehti tohib kasutada ainult koos ettevõtte WIROS originaaltoodetega.





Tuotetietolehti

wiroPRIMA



## PP-KLIPPIPÄÄHINE



EFFICIENT





## Valmistaja

Yritys + Osoite	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksa
Tavaramerkki	care & serve®

## Tuotekuvaus

Kategoria	EFFICIENT
Tuotenimike	care & serve® EFFICIENT   wiroPRIMA   PP-klippipäähine

## Materiaali

Materiaali	PP-kuitu
Materiaalin paino	≈ 10 g/m <sup>2</sup> (± 2 g/m <sup>2</sup> )

## Käyttö


Käyttötarkoitus	Päähine hiusten kokonaisvaltaiseen suojaukseen.
Elintarvikekosketus	Lyhytaikainen, epäsuora kosketus elintarvikkeiden kanssa on sallittu.

Käyttöohje	Kertakäyttötuote Ei steriili
------------	---------------------------------



Rajoitukset	Käyttäjä on yksin vastuussa päätöksestä care & serve®-tuotteiden soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei vastaa care & serve®-tuotteiden epäasianmukaisesta käytöstä. Ei sovellu elintarvikkeiden pakkaamiseen ja varastointiin.
-------------	--

Käyttöalueet	Sairaalat   Vanhainkodit   Muut alan yritykset Lääkäriasemat Teollisuus   Lääketeollisuus Laboratoriot Elintarvikkeiden jalostus Palveluala   Gastronomia   HoReCa Puhdistus   Hygienia Kosmetiikka   Hyvinvointi   Kauneusteollisuus
--------------	--



Materiaalin lisätiedot	Lateksiton
------------------------	------------



Terveysten liittyviä tietoja	Ihoärsytysten tai allergisten reaktioiden tapauksessa lopeta käyttö heti ja neuvottele lääkärisi kanssa. Sikäli kuin tekniikan uusimman tason mukaan tiedetään, tuotteet eivät sisällä myrkyllisiä, karsinogeenisiä tai mutageenisia aineita, jos niitä käytetään käyttötarkoituksen mukaisesti. Nämä tuotteet eivät sisällä lateksiainesosia, ja ne ovat hypoallergeenisia. Ne voivat kuitenkin aiheuttaa ärsytyksiä herkällä iholla. Pitkään käytettäessä ihon ilmanvaihto voi rajoittua, mikä voi johtaa ihoärsytyksiin.
------------------------------	---



## Standardit

VO (EU) 2023/988	Yleisestä tuoteturvallisuudesta annettu asetus (EU) N:o 2023/988
VO (EG) 1935/2004	Muovista valmistettujen, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja ja esineitä koskeva määräys
VO (EU) 10/2011	Asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista






## Käyttö

Käyttöohje	Ennen käyttöä Varmista, että olet valinnut tarpeisiisi ja käyttöalueisiisi sopivan tuotteen. ÄLÄ käytä lääketieteellisiä suojavaatteita, mikäli ne ovat viallisia tai niitä on jo käytetty. Lääketieteelliset suojavaatteet on tarkoitettu lyhytkestoiseen käyttöön. Terveystieteellisen alalla käyttö on rajattu yhteen hoidettavaan henkilöön. Käyttö Vedä päähine auki ja pään yli. Varmista, että päähine peittää kaikki hiukset. Myös pitkien hiusten on oltava kokonaan päähineen sisällä.
Turvallisuusohjeet	Standardin EN ISO 14971:2019 + A11:2021 mukaan tehdyn riskianalysimme perusteella tälle tuotteelle ei tarvita lisäturvaohteita.
Hävittäminen	Käyttämättömät ja kontaminoitumattomat tuotteet voidaan polttaa ympäristöä säästävällä tavalla tai toimittaa kaatopaikalle. Kontaminoituneet tuotteet täytyy hävittää kontaminoitumistavan mukaan voimassa olevia kansallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen.
Säilyvyysaika	5 vuotta valmistuspäivästä, mikäli tuote on käyttämätön ja varastoitu oikein.
Varastointi	Suojaa auringonvalolta. Säilytettävä kuivassa. Epäasianmukainen varastointi voi lyhentää säilyvyysaika.  
Jäljitettävyys	Eräkohtainen jäljitettävyys tarvearvioinnista aina varastosta poistumiseen. Tuotetietolehti Versio 2 voimassa alkaen erästä 2617 +

## Pakkaus

Kierrätys	Lisensoitu Saksan pakkauslain (VerpackG) mukaisesti, lisenssinumero DE1618662887322. Toimita pakkaus kierrätykseen.  VerpackG
-----------	--

## www.wiros.de

WEB	<a href="https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/">https://www.wiros.de/shop/kopfbedeckungen/pp-klipphauben/wiroprima/</a>
-----	---

## Vaihtoehdot 1

Myyntiyksikkö	1000 Kappale/Pahvilaatikko				
Pakkaustaso 1	100 Kappale/Muovipussi				
Minimitilausmäärä	1 Pahvilaatikko				
tuotenumero	Tuotenumero	Väri	Koko	Koko (Ø)	Toleranssi
	10001133	punainen	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001143	keltainen	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001153	tummansininen	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001163	vaaleanpunainen	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001173	musta	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001183	oranssi	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm
	10001138	punainen	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm
	10001148	keltainen	XL	Ø ≈ 58 cm	± 2 cm





GTINs	Tuotenumero	Unit of Use	Pakkaustaso	Pakkaustaso	Pahvilaatikko
	10001133	4051642004105	4051642000305	-----	4051642500300
	10001143	4051642004129	4051642000312	-----	4051642500317
	10001153	4051642004143	4051642000848	-----	4051642500843
	10001163	4051642004150	4051642000329	-----	4051642500324
	10001173	4051642004167	4051642001432	-----	4051642501437
	10001183	4051642004174	4051642001449	-----	4051642501444
	10001138	4051642004112	4051642003085	-----	4051642503080
	10001148	4051642004136	4051642003092	-----	4051642503097

tuotenumero	Tuotenumero	Väri	Koko	Koko (Ø)	Toleranssi
	10001233	punainen	L	Ø ≈ 52 cm	± 2 cm

GTINs	Tuotenumero	Unit of Use	Pakkaustaso	Pakkaustaso	Pahvilaatikko
	10001233	4051642004211	4051642000367	-----	4051642500362

Mittoja, painoja, vahvuuksia ja toleransseja koskevat luvut ovat ohjearvoja ja voivat poiketa todellisista arvoista.

Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta. Jos tiedot ovat yli kaksi vuotta vanhoja, pyydä niille vahvistus.

Mahdollisuus näppäily- ja muihin virheisiin varataan.

Saatavilla olevat tuotteen tietolehdet ovat WIROS Wilfried Rosbach GmbH:n omaisuutta. WIROS Wilfried Rosbach GmbH omistaa kaikki tuotteen tietolehtien tekijän-, käyttö- ja hyödyntämisoikeudet. Tuotteen tietolehtien muuttaminen tai piktogrammien käyttäminen on kielletty. Saatavilla olevia tuotteen tietolehtiä saa käyttää vain yhdessä alkuperäisten WIROS-tuotteiden kanssa.

