


wiroPURITY



[de]	Produktdatenblatt HYGIENEUNTERLAGEN	Seite 2
[en]	Product data sheet HYGIENE PADS	Page 6
[nl]	Productgegevensformulier HYGIËNISCHE ONDERLEGGERS	Zijde 10
[fr]	Fiche produit ALÈSES	Page 14
[es]	Hoja de datos del producto COMPRESAS HIGIÉNICAS	Página 18
[it]	Scheda prodotto TAPPETINI IGIENICI	Pagina 22
[el]	Δελτίο δεδομένων προϊόντος ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ	Σελίδα 26
[tr]	Ürün Bilgi Formu HIJYENİK YATAK KORUYUCULAR	Sayfa 30
[ru]	Техническая спецификация ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОКЛАДКИ	Сторона 34
[pl]	Karta produktu PODKŁADY HIGIENICZNE	Strona 38
[da]	Produktdatablad HYGIEJNEUNDERLAG	Side 42
[sv]	Produktdatablad HYGIENUNDERLAG	Sida 46
[no]	Produktdatablad SANITÆRUNDERLAG	Side 50
[cs]	Informační list výrobku HYGIENICKÉ PODLOŽKY	Strana 54
[hu]	Termékadatlap EGÉSZSÉGÜGYI BETÉTEK	Oldal: 58
[sk]	Informačný list výrobku HYGIENICKÉ PODLOŽKY	Strana 62
[sl]	Podatkovni list izdelka HIGIENSKE PODLOGE	Stran 66
[ro]	Fișa produsului PROSOAPE IGIENICE	Pagina 70
[pt]	Folha de dados do produto RESGUARDOS HIGIÉNICOS	Página 74
[lt]	Gaminio duomenų lapas HIGIENINIAI ĮKLOTAI	Puslapis 78
[lv]	Produkta datu lapa HIGIĒNAS PALIKTŅI	Lappuse 82
[bg]	Информационен лист за продукта ХИГИЕННИ ПОДЛОЖКИ	Страница 86
[uk]	Технічний лист ГІГІЄНІЧНІ ПРОКЛАДКИ	Сторінка 90
[et]	Toote teabeleht HÜGIEENILISED ALUSED	Lk 94
[fi]	Tuotetietolehti HYGIENIASUOJAT	Sivu 98




HYGIENEUNTERLAGEN

Flockenfüllung | Superabsorbierendes Polymer | Sauber und sicher dank schneller Flüssigkeitsaufnahme



PREMIUM





Hersteller	
Firma + Anschrift	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
SRN	DE-MF-000004956
Handelsmarke	care & serve®


Produktbeschreibung	
Kategorie	PREMIUM
Produktbezeichnung	care & serve® PREMIUM wiroPURITY Hygieneunterlagen Flockenfüllung Superabsorbierendes Polymer Sauber und sicher dank schneller Flüssigkeitsaufnahme
Produkteigenschaften	Flockenfüllung Superabsorbierendes Polymer Sauber und sicher dank schneller Flüssigkeitsaufnahme

Material	
Material	Polyethylen, Zellstoff, Polypropylen
Materialgewicht	≈ 30 g/m ² (± 2 g/m ²)

Verwendung	
Verwendungszweck	Hygieneunterlagen als Barriere gegen Flüssigkeiten und Verschmutzungen.
Anwendungsbereich	Es erfolgt keine direkte medizinische Anwendung am Patienten. Hygieneunterlagen dienen der vorübergehenden Abdeckung von Liegen, Betten und Tragen.
Anwendungsgruppe	Mitarbeiter im Pflegebereich, Krankentransport und medizinischen Bereich, Patienten sowie Bewohner in Pflegeheimen oder ähnlichen Einrichtungen.
Patientengruppe	Hygieneunterlagen sind für alle Patientengruppen geeignet.
Indikation	Hygieneunterlagen als Barriere zum Abdecken von Liegen, Betten und Tragen.
Kontraindikation	Keine bekannten Kontraindikationen.
Verwendungshinweis	Einwegprodukt Um Druckstellen und das Risiko von Wundliegen (Dekubitus) zu vermeiden, ist es wichtig, dass Hygieneunterlagen (Inkontinenzunterlagen) regelmäßig gewechselt werden. Ein Patient sollte niemals zu lange auf einer benutzten Unterlage liegen, da dies die Hautbelastung erhöht und die Gefahr von Hautschäden steigt. Darauf, die Unterlagen immer rechtzeitig zu erneuern, um den Komfort und die Hautgesundheit des Patienten sicherzustellen.
Hinweis	Alle schwerwiegenden Vorfälle im direkten Zusammenhang mit diesem Produkt sind dem Hersteller und den zuständigen Behörden zu melden.
Einsatzgebiete	Krankenhaus Altenheim u.a. Fachkreise Arztpraxen
Materialzusatzinfo	latexfrei





Standards	
CE-Kennzeichnung	Medizinprodukt der Klasse I gemäß (EU) 2017/745
SRN	DE-MF-000004956
Basis UDI DI	4051642-wiroPURITY-VL
VO (EU) 2023/988	Verordnung (EU) Nr. 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit






Anwendung

Gebrauchsanweisung	<p>Vor dem Gebrauch</p> <p>Entnehmen Sie die Hygieneunterlage aus der Verpackung und überprüfen Sie sie auf Beschädigungen oder Defekte. Stellen Sie sicher, dass sie sauber und hygienisch sind.</p> <p>Handhabung</p> <p>Legen Sie die Hygieneunterlage auf die Oberfläche, auf der Sie sie verwenden möchten.</p>	
Sicherheitshinweis	Gemäß unserer Risikoanalyse nach EN ISO 14971:2019 + A11:2021 sind für dieses Produkt keine zusätzlichen Sicherheitshinweise erforderlich.	
Entsorgung	Unbenutzte und nicht kontaminierte Produkte können umweltgerecht verbrannt oder auf Deponien entsorgt werden. Kontaminierte Produkte müssen, gemäß der geltenden nationalen Gesetze und Vorschriften je Kontaminationsart, entsorgt werden.	
Haltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum, sofern unbenutzt und bei korrekter Lagerung.	
Lagerung	<p>Vor Sonneneinstrahlung schützen.</p> <p>Trocken lagern.</p> <p>Unsachgemäße Lagerung kann zur Reduktion der Haltbarkeit führen.</p>	 
Rückverfolgbarkeit	Chargenbezogene Rückverfolgbarkeit von der Bedarfsermittlung bis zum Lagerabgang. Produktdatenblatt Version 2 gültig ab Charge 2617 +	

Verpackung

Recycling	Lizenziert gemäß VerpackG, Lizenznummer DE1618662887322. Bitte führen Sie die Verpackung dem Recycling zu.	
-----------	---	---

www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/uncategorized/wiropurity/
-----	---

Variante 1

Verkaufseinheit	100 Stück/Karton				
Verpackungsebene 1	20 Stück/Polybeutel				
Mindestbestellmenge	1 Karton				
Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Größe (B x L)	Saugkapazität	Toleranz
	85335322	blau	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpackungsebene 1 UDI	Verpackungsebene 2 UDI	Karton UDI
	85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557

Variante 2

Verkaufseinheit	150 Stück/Karton				
Verpackungsebene 1	15 Stück/Polybeutel				
Mindestbestellmenge	1 Karton				
Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Größe (B x L)	Saugkapazität	Toleranz
	85335324	blau	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpackungsebene 1 UDI	Verpackungsebene 2 UDI	Karton UDI
	85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588






Variante 3

Verkaufseinheit	100 Stück/Karton				
Verpackungsebene 1	20 Stück/Polybeutel				
Mindestbestellmenge	1 Karton				
Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Größe (B x L)	Saugkapazität	Toleranz
	85335326	blau	≈ 60 x 90 cm	1008 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpackungsebene 1 UDI	Verpackungsebene 2 UDI	Karton UDI
	85335326	4051642010632	4051642010625	-----	4051642010618

Die Zahlenangaben zu Maßen, Gewichten, Stärken und Toleranzen sind als Sollwerte zu verstehen und können abweichen.

Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Angaben, die älter als 2 Jahre sind, bitte erneut bestätigen lassen. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.

Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter sind Eigentum der WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Die WIROS Wilfried Rosbach GmbH ist Inhaberin aller Urheber-/Nutzungs- und Verwertungsrechte der Produktdatenblätter. Es ist nicht gestattet die Produktdatenblätter zu ändern oder die Piktogramme zu nutzen. Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter dürfen nur im Zusammenhang mit Original-WIROS-Produkten zu Grunde gelegt werden.





wiroPURITY

HYGIENE PADS

Flock filling | Super-absorbent polymer | Clean and safe thanks to fast liquid absorption

Produktfotos folgen
product pictures will follow

PREMIUM

Product data sheet

wiroPURITY



Manufacturer

Company + Address	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germany
SRN	DE-MF-000004956
Trademark	care & serve®

Product description

Category	PREMIUM
Product description	care & serve® PREMIUM wiropURITY Hygiene pads Flock filling Super-absorbent polymer Clean and safe thanks to fast liquid absorption
Product features	Flock filling Super-absorbent polymer Clean and safe thanks to fast liquid absorption

Material

Material	Polyethylene, cellulose, polypropylene
Material weight	≈ 30 g/m ² (± 2 g/m ²)


Application

Intended use	Hygiene pads as a barrier against liquids and soiling.
Scope of application	There is no direct medical application on the patient. Hygiene pads serve to cover couches, beds and stretchers.
Application group	Employees in the care sector, patient transport and medical sector, patients and residents in nursing homes or similar facilities.
Patient group	Hygiene pads are suitable for all patient groups.
Indication	Hygiene pads as a barrier to cover couches, beds and stretchers.
Contraindication	No known contraindications.
Notes on use	Disposable product In order to avoid pressure points and the risk of bedsores (pressure ulcers), it is important that hygienic bed pads (incontinence pads) are changed regularly. Pads should never lie on a used pad for too long as this increases skin irritation and the risk of skin damage. Always replace the pads in time to ensure patient comfort and skin health.
Note	All serious incidents directly related to this product must be reported to the manufacturer and the competent authorities.
Application areas	Hospital Old people's home inc. specialist circles Medical practices
Supplementary material info	Latex-free



Standards

CE marking	Class I medical device in accordance with EU 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroPURITY-VL		
	CE marking The CE mark guarantees the free movement of products and goods within the European Economic Community. All products with the CE mark comply with the essential requirements of the European regulations specified.		
VO (EU) 2023/988	Regulation (EU) No 2023/988 on general product safety		





Product data sheet


wiroPURITY



Use

Instructions for use	Before use	Remove the hygiene pad from the packaging and check it for damage or defects. Make sure that they are clean and hygienic.
	Use	Lay the hygiene pad on the surface where you wish to use it.
Safety notice	According to our risk analysis under EN ISO 14971:2019 + A11:2021, no additional safety instructions are required for this product.	
Disposal	Unused and uncontaminated products can be incinerated in an environmentally friendly manner or disposed of at a waste disposal site. Contaminated products must be disposed of in accordance with the national laws and regulations valid for the respective type of contamination.	
Shelf life	5 years from the production date, if unused and stored correctly.	
Storage	Keep out of direct sunlight. Store in a dry place. Incorrect storage can lead to a reduction in the shelf life.	 
Traceability	Batch-related traceability from the determination of requirements to issuing. Product data sheet Version 2 Valid from Batch 2617 +	

Packaging

Recycling	Licensed in accordance with VerpackG (German Packaging Act), Licence number DE1618662887322. Please recycle the packaging.	 VerpackG
-----------	---	--

www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/uncategorized/wiropurity/
-----	---

Variant 1

Sales unit	100 Unit/Cardboard box				
Packaging level 1	20 Unit/Polybag				
Minimum order quantity	1 Cardboard box				
Item numbers	Item number	Colour	Size (W x L)	Suction capacity	Tolerance
	85335322	blue	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Item number	Unit of Use	Packaging level 1	Packaging level 2	Cardboard box
	85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557

Variant 2

Sales unit	150 Unit/Cardboard box				
Packaging level 1	15 Unit/Polybag				
Minimum order quantity	1 Cardboard box				
Item numbers	Item number	Colour	Size (W x L)	Suction capacity	Tolerance
	85335324	blue	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Item number	Unit of Use	Packaging level 1	Packaging level 2	Cardboard box
	85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588



Product data sheet



wiroPURITY

Variant 3


Sales unit	100 Unit/Cardboard box				
Packaging level 1	20 Unit/Polybag				
Minimum order quantity	1 Cardboard box				
Item numbers	Item number	Colour	Size (W x L)	Suction capacity	Tolerance
	85335326	blue	≈ 60 x 90 cm	1008 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Item number	Unit of Use UDI	Packaging level 1 UDI	Packaging level 2 UDI	Cardboard box UDI
	85335326	4051642010632	4051642010625	-----	4051642010618


The numerical data for the measurements, weights, thicknesses and tolerances are target values, and there may be some deviation.

The information represents the current state of our knowledge. It offers no guarantee of the product characteristics and does not form the basis of a contractual legal understanding. Please reconfirm any information that is older than 2 years.

Typographical and other errors excepted.

The product data sheets provided are the property of WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is the owner of all copyrights and rights of use and exploitation for the product data sheets. It is not permitted to change the product data sheets or to use the pictograms. The product data sheets provided may only be used in conjunction with original WIROS products.





Productgegevensformulier


wiroPURITY



HYGIËNISCHE ONDERLEGGERS



PREMIUM



Productgegevensformulier

wiroPURITY



Fabrikant

Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
SRN	DE-MF-000004956
Handelsmerk	care & serve®

Productbeschrijving

Categorie	PREMIUM
Productomschrijving	care & serve® PREMIUM wiroPURITY Hygiënische onderleggers
Producteigenschappen	Superabsorberend polymeer Schoon en veilig dankzij snelle vloeistofopname

Materiaal


Materiaal	Polyethyleen, celstof, polypropyleen
Materiaalgewicht	≈ 30 g/m ² (± 2 g/m ²)

Gebruik

Toepassing	Hygiënische onderleggers als barrière tegen vloeistoffen en verontreinigingen.
Toepassingsgebied	Er vindt geen directe medische toepassing op patiënten plaats. Hygiënische onderleggers zijn bedoeld voor het afdekken van behandelafels, bedden en brancards.
Doelgroep	Medewerkers in de verpleging, ziekenvervoer en de medische afdeling, patiënten en bewoners van verpleeghuizen en vergelijkbare instellingen.
patiëntengroep	Hygiënische onderleggers zijn geschikt voor alle patiëntgroepen.
indicatie	Hygiënische onderleggers als barrière voor het afdekken van behandelafels, bedden en brancards.
contra-indicatie	Geen bekende contra-indicaties.
Gebruiksaanwijzingen	Wegwerpproduct Om drukplekken en het risico op doorligwonden (decubitus) te voorkomen, is het belangrijk dat hygiënische onderleggers (incontinentie onderleggers) regelmatig worden vervangen. Een patiënt mag nooit te lang op een gebruikte onderlegger liggen, omdat dit de huid zwaarder belast en het risico op huidbeschadiging verhoogt. Zorg ervoor dat u de onderleggers altijd op tijd vervangt om het comfort en de gezondheid van de huid van de patiënt te garanderen.
Aanwijzing	Alle ernstige incidenten in direct verband met dit product moeten worden gemeld aan de fabrikant en de verantwoordelijke autoriteiten.
Toepassingsgebieden	ziekenhuis verzorgingshuis o.a. specialisten Medische praktijken
Extra materiaal informatie	latexvrij

Standards

CE-markering	Geneeskundig product dat behoort tot klasse I overeenkomstig EU 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroPURITY-VL		
	CE-markering De CE-markering garandeert het vrije verkeer van producten en goederen binnen de Europese Economische Gemeenschap. Het CE-gemarkeerde product voldoet aan de elementaire eisen van de vermelde Europese verordeningen.		



Productgegevensformulier

wiroPURITY



VO (EU) 2023/988

Verordening (EU) Nr. 2023/988 inzake algemene productveiligheid

Gebruik

Gebruiksaanwijzing Vóór gebruik
Neem de hygiënische onderlegger uit de verpakking en controleer hem op beschadigingen of gebreken. Verzekert u zich ervan dat hij schoon en hygiënisch is.


Gebruik
Leg de hygiënische onderlegger op het oppervlak waarop u het wilt gebruiken.

Veiligheidsvoorschriften Volgens onze risicoanalyse in overeenstemming met EN ISO 14971:2019 + A11:2021 zijn er geen aanvullende veiligheidsvoorschriften vereist voor dit product.

Verwijdering Ongebruikte en niet besmette producten kunnen milieuvriendelijk worden verbrand of op vuilstortplaatsen worden verwerkt. Besmette producten moeten volgens de geldende nationale wetten en voorschriften, naargelang de besmettingsaard, worden vernietigd.

Houdbaarheid 5 jaren na productiedatum, voor zover ongebruikt en bij correcte opslag.

Opslag Beschermen tegen direct zonlicht
Droog bewaren
Onjuiste opslag kan leiden tot een kortere houdbaarheid.



Traceerbaarheid Traceerbaarheid van de charges, vanaf het onderzoek naar de behoeften tot aan de levering
Productgegevensformulier Versie 2 geldig vanaf charge 2617 +

Verpakking

Recycling Licentie verleend volgens VerpackG, licentienummer DE1618662887322.
Recycle de verpakking.



www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/uncategorized/wiropurity/>

Variant 1

Verkoopenheid 100 Stuks/Doos

Verpakkingslaag 1 20 Stuks/Polyethyleen zak

Minimum bestelhoeveelheid 1 Doos

Artikelnummers	Artikelnummer	Kleur	Grootte (breedte x lengte)	Zuigcapaciteit	Tolerantie
	85335322	blauw	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm

GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpakkingsniveau 1 UDI	Verpakkingsniveau 2 UDI	Doos UDI
	85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557


Variant 2

Verkoopenheid 150 Stuks/Doos

Verpakkingslaag 1 15 Stuks/Polyethyleen zak

Minimum bestelhoeveelheid 1 Doos

Artikelnummers	Artikelnummer	Kleur	Grootte (breedte x lengte)	Zuigcapaciteit	Tolerantie
	85335324	blauw	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm





wiroPURITY

GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpakkingsniveau 1 UDI	Verpakkingsniveau 2 UDI	Doos UDI
	85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588

Variant 3

Verkoopenheid	100 Stuks/Doos
---------------	----------------

Verpakkingslaag 1	20 Stuks/Polyethyleen zak
-------------------	---------------------------

Minimum bestelhoeveelheid	1 Doos
---------------------------	--------


Artikelnummers	Artikelnummer	Kleur	Grootte (breedte x lengte)	Zuigcapaciteit	Tolerantie
	85335326	blauw	≈ 60 x 90 cm	1008 g ± 10 g	± 2 cm

GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpakkingsniveau 1 UDI	Verpakkingsniveau 2 UDI	Doos UDI
	85335326	4051642010632	4051642010625	-----	4051642010618

De cijfers aangaande maten, gewichten, sterkte en toleranties dienen als normen te worden begrepen en kunnen afwijken.

Deze gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Ze zijn geen gegarandeerde toezegging van producteigenschappen en zijn niet gebaseerd op een wettelijke overeenkomst. Informatie die ouder is dan 2 jaar dient opnieuw bevestigd te worden. Invoerfouten en vergissingen voorbehouden.

De ter beschikking gestelde productinformatiebladen zijn eigendom van WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is houder van alle auteurs-/gebruiks- en exploitatierechten van de productinformatiebladen. Het is niet toegestaan de productinformatiebladen te wijzigen of de pictogrammen te gebruiken. De ter beschikking gestelde productinformatiebladen mogen alleen gebruikt worden in combinatie met originele WIROS-producten.



Fiche produit




wiroPURITY

ALÈSES

Produktfotos folgen
product pictures will follow

PREMIUM



Fiche produit

wiroPURITY



Fabricant

Société + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Allemagne
SRN	DE-MF-000004956
Marque commerciale	care & serve®

Description du produit

Catégorie	PREMIUM
Désignation du produit	care & serve® PREMIUM wiroPURITY Alèses
Caractéristiques du produit	Polymère super absorbant Propre et sûr grâce à une absorption rapide des liquides

Matériau

Matériau	Polyéthylène, cellulose, polypropylène
Poids des matériaux	≈ 30 g/m ² (± 2 g/m ²)

Utilisation

Usage prévu	Alèses hygiéniques comme barrière contre les liquides et les salissures.
Champ d'application	Il n'y a pas d'application médicale directe pour le patient. Les alèses hygiéniques servent à recouvrir les tables d'examen, les lits et les brancards.
Groupe d'application	Collaborateurs dans le domaine des soins, du transport de malades et du domaine médical, patients ainsi que résidents dans des maisons de soins ou des établissements similaires.
Groupe de patients	Les alèses hygiéniques conviennent à tous les groupes de patients.
Indication	Alèses hygiéniques servant de barrière pour recouvrir les tables d'examen, les lits et les brancards.
Contre-indication	Aucune contre-indication connue.
Remarque d'utilisation	Produit à usage unique Pour éviter les points de pression et le risque d'escarres (décubitus), il est important que les alèses (protections de lit pour incontinence) soient changées régulièrement. Les patients ne doivent pas rester trop longtemps allongés sur une protection utilisée, car cela augmente la pression sur la peau et le risque cutanées. Veillez à ce que l'alèse soit changée régulièrement pour garantir le confort et la santé de la peau des patients.



Remarque Tous les incidents graves directement liés à ce produit doivent être signalés au fabricant et aux autorités compétentes.



Domaines d'utilisation Hôpital | maison de retraite | autres groupes spécialisés
Cabinets médicaux




Infos supplémentaires sur les matériaux sans latex





standards

Marquage CE	Dispositif médical de classe 1 selon la norme EU 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroPURITY-VL		
	Marquage CE Le marquage CE garantit la libre circulation des produits et des marchandises au sein de la Communauté économique européenne. Le produit marqué CE est conforme aux exigences essentielles des directives européennes spécifiées.		
VO (EU) 2023/988	Règlement (UE) n° 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits		






Utilisation

Mode d'emploi	Avant utilisation	Retirez l'alèse à usage unique de son emballage et vérifiez qu'elle n'est pas endommagée ou défectueuse. Assurez-vous qu'elles sont propres et hygiéniques.
	Manipulation	Placez l'alèse sur la surface sur laquelle vous souhaitez l'utiliser.
Consigne de sécurité	Selon notre analyse des risques selon EN ISO 14971:2019 + A11:2021, aucune consigne de sécurité supplémentaire n'est requise pour ce produit.	
Élimination	Les produits non utilisés et non contaminés peuvent être incinérés dans le respect de l'environnement ou mis en décharge. Les produits contaminés doivent être éliminés conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur pour chaque type de contamination.	
Durabilité	5 années à compter de la date de production, si non utilisé et stocké correctement.	
Stockage	Protéger du rayonnement solaire. Stocker à sec. Un stockage inapproprié peut réduire la durabilité.	 
Traçabilité	Traçabilité relative aux lots, de l'évaluation des besoins à la sortie du stock. Fiche produit Version 2 valable à partir du lot 2617 +	

Emballage

Recyclage	Licencié selon VerpackG, numéro de licence DE1618662887322. Veuillez procéder au recyclage de l'emballage.	
-----------	---	---

www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/uncategorized/wiropurity/
-----	---

Variante 1

Unité de vente	100 pièce/Carton				
Niveau d'emballage 1	20 pièce/Sachet poly				
Quantité minimale commandée	1 Carton				
Numéros d'articles	Numéro d'article	Couleur	Taille (l x L)	Capacité d'aspiration	Tolérance
	85335322	bleu	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Numéro d'article	Unit of Use UDI	Niveau d'emballage 1 UDI	Niveau d'emballage 2 UDI	Carton UDI
	85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557

Variante 2

Unité de vente	150 pièce/Carton				
Niveau d'emballage 1	15 pièce/Sachet poly				
Quantité minimale commandée	1 Carton				
Numéros d'articles	Numéro d'article	Couleur	Taille (l x L)	Capacité d'aspiration	Tolérance
	85335324	bleu	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Numéro d'article	Unit of Use UDI	Niveau d'emballage 1 UDI	Niveau d'emballage 2 UDI	Carton UDI
	85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588





wiroPURITY

Variante 3


Unité de vente	100 pièce/Carton				
Niveau d'emballage 1	20 pièce/Sachet poly				
Quantité minimale commandée	1 Carton				
Numéros d'articles	Numéro d'article	Couleur	Taille (l x L)	Capacité d'aspiration	Tolérance
	85335326	bleu	≈ 60 x 90 cm	1008 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Numéro d'article	Unit of Use UDI	Niveau d'emballage 1 UDI	Niveau d'emballage 2 UDI	Carton UDI
	85335326	4051642010632	4051642010625	-----	4051642010618

Les valeurs de dimensions, poids, épaisseurs et tolérances doivent être considérées comme des valeurs nominales et peuvent différer.

Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne garantissent pas les propriétés des produits et ne constituent pas une interprétation contractuelle de la loi. Veuillez faire confirmer les données de plus de 2 ans.

Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

Les fiches de données de produits mises à disposition appartiennent à l'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH. L'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH détient tous les droits d'auteur, d'utilisation et de reproduction des fiches de données produits. Il est interdit de modifier les fiches de données produits ou d'utiliser les pictogrammes. Il ne faut pas faire référence aux fiches de données de produits mises à disposition sans les produits WIROS d'origine.





wiroPURITY

COMPRESAS HIGIÉNICAS

Produktfotos folgen
product pictures will follow

PREMIUM

Hoja de datos del producto

wiroPURITY



Fabricante

Empresa + Dirección	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemania
SRN	DE-MF-000004956
Marca registrada	care & serve®

Descripción del producto

Categoría	PREMIUM
Denominación del producto	care & serve® PREMIUM wiroPURITY Compresas higiénicas
Características del producto	Polímero superabsorbente Limpio y seguro gracias a una rápida absorción de líquidos

Material

Material	Polietileno, celulosa, polipropileno
Peso del material	≈ 30 g/m ² (± 2 g/m ²)

Uso


Finalidad	Bases higiénicas como barrera contra líquidos y suciedad.
Campo de aplicación	Sin aplicación médica directa en pacientes. Las bases higiénicas se utilizan para cubrir tumbonas, camas y camillas.
Grupo de aplicaciones	Empleados del sector asistencial, transporte de pacientes y sector médico, pacientes y residentes en residencias de ancianos o centros similares.
Grupo de pacientes	Las bases higiénicas son adecuadas para todos los grupos de pacientes.
Indicación	Bases higiénicas como barrera para cubrir tumbonas, camas y camillas.
Contraindicación	Sin contraindicaciones conocidas.

Información de uso	Producto desechable Para evitar marcas de presión y el riesgo de escaras (decúbito), es importante cambiar periódicamente las compresas higiénicas (compresas para la incontinencia). El paciente no debe permanecer nunca demasiado tiempo tumbado sobre una compresa usada, ya que esto aumenta la tensión de la piel y el riesgo de lesiones cutáneas. Para garantizar la comodidad del paciente y la salud de su piel, asegúrese de sustituir siempre la compresa a su debido tiempo.
--------------------	--



Nota	Todos los incidentes graves relacionados directamente con este producto deben informarse al fabricante y a las autoridades responsables.
------	--

Campos de aplicación	Hospital Residencia de ancianos Otros grupos especialistas Consultas médicas
----------------------	---




Información adicional sobre el material	sin látex
---	-----------



Normas

Marcado CE	Producto sanitario de clase I según UE 2017/745
SRN	DE-MF-000004956
Basis UDI DI	4051642-wiroPURITY-VL
Marcado CE	El mercado CE garantiza la libre circulación de productos y mercancías en la Comunidad Económica Europea. El producto con marcado CE cumple con los requisitos esenciales de la normativa europea especificada.
VO (EU) 2023/988	Reglamento (UE) n.º 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos



Hoja de datos del producto

wiroPURITY



Uso

Instrucciones de uso	<p>Antes de usar Saque la base higiénica del embalaje y compruebe si presenta daños o defectos. Asegúrese de que está limpia e higiénica.</p> <p>Manipulación Coloque la base higiénica sobre la superficie donde quiera utilizarla.</p>
Indicación de seguridad	Según nuestro análisis de riesgos conforme a la norma EN ISO 14971:2019 + A11:2021, no se requieren instrucciones de seguridad adicionales para este producto.
Eliminación	Los productos no utilizados y no contaminados pueden incinerarse de forma respetuosa con el medio ambiente o eliminarse en vertederos. Los productos contaminados deben eliminarse de acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales aplicables a cada tipo de contaminación.
Durabilidad	5 años a partir de la fecha de producción, si no se utiliza y además se almacena correctamente.
Almacenamiento	Proteger de la radiación solar. Almacenar siempre secos. La vida útil podría reducirse en caso de un almacenamiento inadecuado.
Trazabilidad	Trazabilidad de lotes desde que se evalúan las necesidades hasta la salida de la mercancía. Hoja de datos del producto Versión 2 válido a partir de lote 2617 +



Embalaje

Reciclaje	Licencia según VerpackG, número de licencia DE1618662887322. Rogamos que recicle el embalaje.
-----------	--



www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/uncategorized/wiropurity/
-----	---

Variante 1

Unidad de venta	100 Unidad/Cartón										
Nivel de embalaje 1	20 Unidad/Bolsa de polietileno										
Cantidad mínima de pedido	1 Cartón										
Números de artículo	<table><thead><tr><th>Número de artículo</th><th>Color</th><th>Tamaño (An. x L.)</th><th>Capacidad de absorción</th><th>Tolerancia</th></tr></thead><tbody><tr><td>85335322</td><td>azul</td><td>≈ 40 x 60 cm</td><td>666 g ± 10 g</td><td>± 2 cm</td></tr></tbody></table>	Número de artículo	Color	Tamaño (An. x L.)	Capacidad de absorción	Tolerancia	85335322	azul	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm
Número de artículo	Color	Tamaño (An. x L.)	Capacidad de absorción	Tolerancia							
85335322	azul	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm							
GTINs	<table><thead><tr><th>Número de artículo</th><th>Unit of Use UDI</th><th>Nivel de embalaje 1 UDI</th><th>Nivel de embalaje 2 UDI</th><th>Cartón UDI</th></tr></thead><tbody><tr><td>85335322</td><td>4051642010571</td><td>4051642010564</td><td>-----</td><td>4051642010557</td></tr></tbody></table>	Número de artículo	Unit of Use UDI	Nivel de embalaje 1 UDI	Nivel de embalaje 2 UDI	Cartón UDI	85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557
Número de artículo	Unit of Use UDI	Nivel de embalaje 1 UDI	Nivel de embalaje 2 UDI	Cartón UDI							
85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557							

Variante 2

Unidad de venta	150 Unidad/Cartón										
Nivel de embalaje 1	15 Unidad/Bolsa de polietileno										
Cantidad mínima de pedido	1 Cartón										
Números de artículo	<table><thead><tr><th>Número de artículo</th><th>Color</th><th>Tamaño (An. x L.)</th><th>Capacidad de absorción</th><th>Tolerancia</th></tr></thead><tbody><tr><td>85335324</td><td>azul</td><td>≈ 60 x 60 cm</td><td>807 g ± 10 g</td><td>± 2 cm</td></tr></tbody></table>	Número de artículo	Color	Tamaño (An. x L.)	Capacidad de absorción	Tolerancia	85335324	azul	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm
Número de artículo	Color	Tamaño (An. x L.)	Capacidad de absorción	Tolerancia							
85335324	azul	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm							



Hoja de datos del producto



wiroPURITY

GTINs	Número de artículo	Unit of Use UDI	Nivel de embalaje 1 UDI	Nivel de embalaje 2 UDI	Cartón UDI
	85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588

Variante 3


Unidad de venta	100 Unidad/Cartón				
Nivel de embalaje 1	20 Unidad/Bolsa de polietileno				
Cantidad mínima de pedido	1 Cartón				
Números de artículo	Número de artículo	Color	Tamaño (An. x L.)	Capacidad de absorción	Tolerancia
	85335326	azul	≈ 60 x 90 cm	1008 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Número de artículo	Unit of Use UDI	Nivel de embalaje 1 UDI	Nivel de embalaje 2 UDI	Cartón UDI
	85335326	4051642010632	4051642010625	-----	4051642010618

Las cifras de dimensiones, pesos, espesores y tolerancias deben entenderse como valores nominales y pueden variar.

La información se basa en nuestros conocimientos actuales. No constituye una garantía de las propiedades del producto y no implica ningún tipo de relación contractual. Vuelva a confirmar los datos que tengan más de 2 años de antigüedad.

Reservado el derecho a errores y omisiones.

Las fichas técnicas de los productos facilitadas son propiedad de WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH es propietaria de todos los derechos de autor, de uso y explotación de las fichas técnicas de los productos. No está permitido modificar las fichas técnicas de los productos ni utilizar los pictogramas. Las fichas técnicas de los productos que se facilitan solo pueden utilizarse junto con los productos originales de WIROS.



Scheda prodotto

wiroPURITY



TAPPETINI IGIENICI

Produktfotos folgen
product pictures will follow

PREMIUM

Scheda prodotto

wiroPURITY



Produttore

Azienda + Indirizzo	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
SRN	DE-MF-000004956
Marchio commerciale	care & serve®

Descrizione del prodotto

Categoria	PREMIUM
Descrizione del prodotto	care & serve® PREMIUM wiroPURITY Tappetini igienici
Caratteristiche del prodotto	Polimero superassorbente Pulito e sicuro grazie al rapido assorbimento dei liquidi

Materiale

Materiale	Polietilene, cellulosa, polipropilene
Peso del materiale	≈ 30 g/m ² (± 2 g/m ²)


Utilizzo

Scopo dell'utilizzo	Tappetini igienici come barriera contro i liquidi e lo sporco.
Campo di applicazione	Non c'è un'applicazione medica diretta sul paziente. I tappetini igienici sono utilizzati per coprire divani, letti e barelle.
Gruppo di applicazione	Dipendenti del settore dell'assistenza, del trasporto dei pazienti e del settore medico, pazienti e residenti in case di cura o strutture simili.
Gruppo di pazienti	I tappetini igienici sono adatti a tutti i gruppi di pazienti.
Indicazione	Tappetini igienici come barriera per coprire divani, letti e barelle.
Controindicazione	Nessuna controindicazione nota.
Istruzioni per l'uso	Prodotto monouso Per evitare lesioni e il rischio di piaghe (da decubito), è importante cambiare regolarmente i materassini igienici (materassini per incontinenza). Il paziente non deve mai rimanere sdraiato troppo a lungo su un telo usato, poiché ciò aumenta la pressione sulla pelle e il rischio di lesioni cutanee. Assicurarsi di sostituire se necessario in tempo utile per garantire il comfort e la salute della cute del paziente.
Nota	Tutti gli incidenti gravi in connessione diretta con questo prodotto devono essere segnalati al produttore e alle autorità responsabili.
Campi di applicazione	Ospedale Casa di riposo Altri gruppi specializzati Studi medici
Informazioni supplementari sul	privo di lattice



Standard

Marchio CE	Dispositivo medico della classe I secondo EU 2017/745
SRN	DE-MF-000004956
Basis UDI DI	4051642-wiroPURITY-VL
Marchio CE	La marcatura CE garantisce la libera circolazione dei prodotti e delle merci all'interno della Comunità Economica Europea. Il prodotto con marchio CE è conforme ai requisiti essenziali dei regolamenti europei indicati.
VO (EU) 2023/988	Regolamento (UE) n. 2023/988 sulla sicurezza generale del prodotto



Scheda prodotto

wiroPURITY



Utilizzo

Istruzioni per l'uso	Prima dell'uso Togliere il tappetino igienico dall'imballaggio e verificare che non presenti danni o difetti. Assicurarsi che siano puliti e igienizzati. Utilizzo Posizionare il tappetino igienico sulla superficie sulla quale si desidera utilizzarlo.
Avvertenza di sicurezza	Secondo la nostra analisi dei rischi in conformità alla norma EN ISO 14971:2019 + A11:2021 per questo prodotto non sono necessarie ulteriori istruzioni di sicurezza.
Smaltimento	I prodotti non utilizzati e non contaminati possono essere inceneriti in modo ecologico o smaltiti nelle discariche. I prodotti contaminati devono essere smaltiti in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore per tipo di contaminazione.
Durata	5 anni dalla data di produzione, se non utilizzati e correttamente conservati.
Conservazione	Proteggere dalla luce del sole. Conservare all'asciutto. La conservazione impropria può provocare una riduzione della durata.
Tracciabilità	Tracciabilità del lotto dalla determinazione dei requisiti all'uscita dal magazzino. Scheda prodotto Versione 2 valido da lotto 2617 +



Confezionamento

Riciclaggio	Licenza in conformità a VerpackG, numero di licenza DE1618662887322. Portare l'imballaggio al riciclaggio.
-------------	---



www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/uncategorized/wiropurity/
-----	---

Variante 1

Unità di vendita	100 Pezzo/Cartone				
Livello di imballaggio 1	20 Pezzo/Sacchetto di plastica				
Unità minima di ordine	1 Cartone				
Numeri articolo	Numero di articolo	Colore	Dimensioni (L x l)	Capacità di aspirazione	Tolleranza
	85335322	blu	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Numero di articolo	Unit of Use UDI	Livello di imballaggio 1 UDI	Livello di imballaggio 2 UDI	Cartone UDI
	85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557

Variante 2

Unità di vendita	150 Pezzo/Cartone				
Livello di imballaggio 1	15 Pezzo/Sacchetto di plastica				
Unità minima di ordine	1 Cartone				
Numeri articolo	Numero di articolo	Colore	Dimensioni (L x l)	Capacità di aspirazione	Tolleranza
	85335324	blu	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm



Scheda prodotto

wiroPURITY



GTINs	Numero di articolo	Unit of Use UDI	Livello di imballaggio 1 UDI	Livello di imballaggio 2 UDI	Cartone UDI
	85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588

Variante 3

Unità di vendita	100 Pezzo/Cartone
------------------	-------------------

Livello di imballaggio 1	20 Pezzo/Sacchetto di plastica
--------------------------	--------------------------------

Unità minima di ordine	1 Cartone
------------------------	-----------

Numeri articolo	Numero di articolo	Colore	Dimensioni (L x l)	Capacità di aspirazione	Tolleranza
	85335326	blu	≈ 60 x 90 cm	1008 g ± 10 g	± 2 cm


GTINs	Numero di articolo	Unit of Use UDI	Livello di imballaggio 1 UDI	Livello di imballaggio 2 UDI	Cartone UDI
	85335326	4051642010632	4051642010625	-----	4051642010618

Le cifre relative a dimensioni, pesi, spessori e tolleranze vanno intese come valori nominali e possono differire.

Le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Non rappresentano una garanzia sulle caratteristiche del prodotto e non giustificano un aspetto legale contrattuale. Le indicazioni più vecchie di 2 anni devono essere riconfermate.

Con riserva di errori di immissione ed errori.

Le schede tecniche dei prodotti fornite sono di proprietà di WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH è proprietaria di tutti i diritti di creazione, utilizzo e sfruttamento delle schede tecniche dei prodotti. La modifica delle schede tecniche dei prodotti o l'uso dei pittogrammi non è consentito. Le schede tecniche dei prodotti fornite possono essere utilizzate solo per i prodotti WIROS originali.



Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroPURITY



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ

Produktfotos folgen
product pictures will follow

PREMIUM



Κατασκευαστής

Εταιρεία + Διεύθυνση	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Γερμανία
SRN	DE-MF-000004956
Εμπορικό σήμα	care & serve®

Περιγραφή προϊόντος

Κατηγορία	PREMIUM
Ονομασία προϊόντος	care & serve® PREMIUM wiroPURITY Χειρουργικά επιθέματα
Ιδιότητες προϊόντος	Υπεραπορροφητικό πολυμερές Καθαρό και ασφαλές χάρη στην ταχεία απορρόφηση των υγρών

Υλικό

Υλικό	Πολυαιθυλένιο, κυτταρίνη, πολυπροπυλένιο
Βάρος υλικού	≈ 30 g/m ² (± 2 g/m ²)


Χρήση

Ενδεδειγμένη χρήση	Χειρουργικά υποστρώματα ως φραγμός έναντι υγρών και ρύπων.
Πεδίο εφαρμογής	Δεν χρησιμοποιείται σε ιατρικές εφαρμογές απευθείας επαφής με ασθενείς. Τα καλύμματα υγιεινής κλινών χρησιμοποιούνται για την κάλυψη εξεταστικών ή νοσοκομειακών κλινών και φορέων.
Ομάδα εφαρμογής	Εργαζόμενοι στον τομέα φροντίδας, μεταφοράς ασθενών και στον ιατρικό τομέα, ασθενείς και τρόφιμοι μονάδων φροντίδας ή παρόμοιων ιδρυμάτων.
Ομάδα ασθενών	Τα καλύμματα υγιεινής κλινών ενδείκνυνται για όλες τις ομάδες ασθενών.
Ένδειξη	Καλύμματα υγιεινής κλινών για την κάλυψη εξεταστικών και νοσοκομειακών κλινών και φορέων.
Αντένδειξη	Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις.
Υπόδειξη χρήσης	Προϊόν μίας χρήσης Για την αποφυγή πληγών στα σημεία πίεσης (ελκών κατάκλισης) είναι σημαντικό τα υποστρώματα υγιεινής να αλλάζονται τακτικά. Ένας ασθενής δεν πρέπει να παραμένει για παρατεταμένο διάστημα σε ένα χρησιμοποιημένο υπόστρωμα αφού αυτό αυξάνει την πίεση και τον κίνδυνο πρόκλησης βλαβών στο δέρμα. Επιδεικνύετε πάντα ιδιαίτερη προσοχή στην έγκαιρη αλλαγή των υποστρωμάτων προκειμένου να διασφαλίζεται η άνεση και η δερματική υγεία του ασθενούς.
Σημείωση	Όλα τα σοβαρά περιστατικά που σχετίζονται άμεσα με αυτό το προϊόν πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και στις αρμόδιες αρχές.
Τομείς χρήσης	Νοσοκομείο Οίκος ευγηρίας κ.α. κύκλοι ειδικών Ιδιωτικά ιατρεία
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το υλικό	δεν περιέχει λατέξ



Πρότυπα

Σήμανση CE	Ιατροτεχνολογικό προϊόν της κατηγορίας I σύμφωνα με τον κανονισμό EE 2017/745
SRN	DE-MF-000004956
Basis UDI DI	4051642-wiroPURITY-VL
	Σήμανση CE Η σήμανση CE διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και εμπορευμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης. Το προϊόν που φέρει τη σήμανση CE πληροί τις βασικές απαιτήσεις των αναφερόμενων Ευρωπαϊκών Οδηγιών.
VO (EU) 2023/988	Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 2023/988 σχετικά με τη γενική ασφάλεια προϊόντων



Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroPURITY



Εφαρμογή

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης	Πριν τη χρήση Αφαιρέστε το κάλυμμα υγιεινής κλινών από τη συσκευασία και ελέγξτε το για φθορές ή ελαττώματα. Βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρά και αποστειρωμένα. Χειρισμός Τοποθετήστε το κάλυμμα υγιεινής κλινών στην επιφάνεια, στην οποία επιθυμείτε να το χρησιμοποιήσετε.
Υπόδειξη ασφαλείας	Σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνου που διενεργήσαμε κατά το πρότυπο EN ISO 14971:2019 + A11:2021 για το συγκεκριμένο προϊόν δεν απαιτούνται πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας.
Απόρριψη	Τα μη χρησιμοποιημένα ή μη επιμολυσμένα προϊόντα μπορούν να καίγονται με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο σε κλιβάνους ή να απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Τα επιμολυσμένα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας ανάλογα με το είδος της
Διάρκεια ζωής	5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και διασφαλίζεται η σωστή αποθήκευση.
Αποθήκευση	Να προστατεύονται από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος. Ο μη ορθός τρόπος αποθήκευσης μπορεί να έχει ως επακόλουθο τη μείωση της διάρκειας ζωής.
Ιχνηλασιμότητα	Ιχνηλασιμότητα παρτίδων από την καταγραφή των αναγκών έως την έξοδο από την αποθήκη. Δελτίο δεδομένων προϊόντος Έκδοση 2 Ισχύει από παρτίδα 2617 +



Συσκευασία

Ανακύκλωση	Αδειοδότηση κατά τον γερμανικό νόμο περί συσκευασιών (VerpackG), αριθμός αδείας DE1618662887322. Παραδώστε τη συσκευασία προς ανακύκλωση.
------------	--



www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/uncategorized/wiropurity/
-----	---

Παραλλαγή 1

Μονάδα πώλησης	100 Τεμάχιο/Κουτί										
Επίπεδο συσκευασίας 1	20 Τεμάχιο/Σακούλα										
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	1 Κουτί										
Κωδικοί είδους	<table><thead><tr><th>Κωδ. είδους</th><th>Χρώμα</th><th>Διαστάσεις (Π x Μ)</th><th>Ικανότητα απορρόφησης</th><th>Ανοχή</th></tr></thead><tbody><tr><td>85335322</td><td>μπλε</td><td>≈ 40 x 60 cm</td><td>666 g ± 10 g</td><td>± 2 cm</td></tr></tbody></table>	Κωδ. είδους	Χρώμα	Διαστάσεις (Π x Μ)	Ικανότητα απορρόφησης	Ανοχή	85335322	μπλε	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm
Κωδ. είδους	Χρώμα	Διαστάσεις (Π x Μ)	Ικανότητα απορρόφησης	Ανοχή							
85335322	μπλε	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm							
GTINs	<table><thead><tr><th>Κωδ. είδους</th><th>Unit of Use UDI</th><th>Επίπεδο συσκευασίας 1 UDI</th><th>Επίπεδο συσκευασίας 2 UDI</th><th>Κουτί UDI</th></tr></thead><tbody><tr><td>85335322</td><td>4051642010571</td><td>4051642010564</td><td>-----</td><td>4051642010557</td></tr></tbody></table>	Κωδ. είδους	Unit of Use UDI	Επίπεδο συσκευασίας 1 UDI	Επίπεδο συσκευασίας 2 UDI	Κουτί UDI	85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557
Κωδ. είδους	Unit of Use UDI	Επίπεδο συσκευασίας 1 UDI	Επίπεδο συσκευασίας 2 UDI	Κουτί UDI							
85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557							

Παραλλαγή 2

Μονάδα πώλησης	150 Τεμάχιο/Κουτί										
Επίπεδο συσκευασίας 1	15 Τεμάχιο/Σακούλα										
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	1 Κουτί										
Κωδικοί είδους	<table><thead><tr><th>Κωδ. είδους</th><th>Χρώμα</th><th>Διαστάσεις (Π x Μ)</th><th>Ικανότητα απορρόφησης</th><th>Ανοχή</th></tr></thead><tbody><tr><td>85335324</td><td>μπλε</td><td>≈ 60 x 60 cm</td><td>807 g ± 10 g</td><td>± 2 cm</td></tr></tbody></table>	Κωδ. είδους	Χρώμα	Διαστάσεις (Π x Μ)	Ικανότητα απορρόφησης	Ανοχή	85335324	μπλε	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm
Κωδ. είδους	Χρώμα	Διαστάσεις (Π x Μ)	Ικανότητα απορρόφησης	Ανοχή							
85335324	μπλε	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm							



Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroPURITY



GTINs	Κωδ. είδους	Unit of Use UDI	Επίπεδο συσκευασίας 1 UDI	Επίπεδο συσκευασίας 2 UDI	Κουτί UDI
	85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588

Παραλλαγή 3

Μονάδα πώλησης	100 Τεμάχιο/Κουτί
----------------	-------------------

Επίπεδο συσκευασίας 1	20 Τεμάχιο/Σακούλα
-----------------------	--------------------

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	1 Κουτί
-------------------------------	---------

Κωδικός είδους	Κωδ. είδους	Χρώμα	Διαστάσεις (Π x Μ)	Ικανότητα απορρόφησης	Ανοχή
	85335326	μπλε	≈ 60 x 90 cm	1008 g ± 10 g	± 2 cm


GTINs	Κωδ. είδους	Unit of Use UDI	Επίπεδο συσκευασίας 1 UDI	Επίπεδο συσκευασίας 2 UDI	Κουτί UDI
	85335326	4051642010632	4051642010625	-----	4051642010618

Οι αναφερόμενες τιμές που αφορούν σε διαστάσεις, βάρος, πάχος και ανοχές πρέπει να νοούνται ως ονομαστικές τιμές και ενδέχεται να παρουσιάζουν αποκλίσεις.

Τα αναφερόμενα στοιχεία βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας. Δεν εξασφαλίζουν εγγυημένα την ύπαρξη των ιδιοτήτων του προϊόντος και δεν θεμελιώνουν καμία συμβατική υποχρέωση κατά την έννοια του Δικαίου. Στοιχεία παλαιότερα των 2 ετών χρήζουν επιβεβαίωσης.

Με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών.

Τα διαθέσιμα φύλλα δεδομένων προϊόντων είναι ιδιοκτησία της WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Η εταιρεία WIROS Wilfried Rosbach GmbH είναι ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων δημιουργού/χρήσης και εκμετάλλευσης των φύλλων δεδομένων προϊόντων. Δεν



Ürün Bilgi Formu

wiroPURITY



HIJYENİK YATAK KORUYUCULAR

Produktfotos folgen
product pictures will follow

PREMIUM



Ürün Bilgi Formu

wiroPURITY



Üretici

Şirket + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Almanya
SRN	DE-MF-000004956
Ticari marka	care & serve®

Ürün açıklaması

Kategori	PREMIUM
Ürün tanımı	care & serve® PREMIUM wiroPURITY Hijyenik yatak koruyucular
Ürün özellikleri	Süper absorbe edici polimer Hızlı sıvı alımı nedeniyle temiz ve güvenli

Malzeme

Malzeme	Polietilen, selüloz, polipropilen
Malzeme ağırlığı	≈ 30 g/m ² (± 2 g/m ²)

Kullanım

Kullanım amacı	Sıvı ve kirlere karşı bariyer amaçlı hijyenik yatak koruyucuları.
Uygulama alanı	Hastaya doğrudan tıbbi uygulama yapılmamaktadır. Hijyenik yatak koruyucuları şezlongların, yatakların ve sedyelerin üzerine serilmesi içindir.
Uygulama grubu	Bakım, hasta taşıma ve tıbbi alanda çalışanlar, hastalar ve ayrıca bakım merkezlerinde veya benzeri yerlerde kalanlar.
Hasta grubu	Hijyenik yatak koruyucuları tüm hasta grupları için uygundur.
İndikasyon	Hijyenik yatak koruyucuları şezlongların, yatakların ve sedyelerin üzerine bariyer olarak serilmesi içindir.
Kontrendikasyon	Bilinen bir kontrendikasyon yok.
Kullanım İle ilgili Notlar	Tek kullanımlık ürün Baskı yerlerini ve bası yaraları (dekübitus) riskini önlemek için, hijyenik yatak koruyucularının (inkontinans altlıklarının) düzenli aralıklarla değiştirilmesi önerilir. Cildin yıpranmasını ve cilt hasarları tehlikesini arttırdığı için hasta hiçbir zaman kullanılmış bir altlığın üzerinde çok uzun süre yatmamalıdır. Hastanın konforunu ve sağlığını garanti etmek için altlıkları daima zamanında yenilemeye özen gösterin.
Açıklama	Bu ürünle doğrudan bağlantılı tüm ciddi olaylar üreticiye ve sorumlu yetkililere bildirilmelidir.

Kullanım alanları	Hastane Yaşlı Bakım Evleri ve diğer Uzman Kurumlar Doktor muayenehaneleri
-------------------	--



Ek malzeme bilgisi	lateks içermez
--------------------	----------------



Standartlar

CE işareti	AB 2017/745 uyarınca I sınıfı medikal üründür.
SRN	DE-MF-000004956
Basis UDI DI	4051642-wiroPURITY-VL CE işareti CE işareti, ürünlerin ve malların Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde serbest dolaşımını garanti eder. CE işaretli ürün, belirtilen Avrupa yönetmeliklerinin temel taleplerini karşılar.
VO (EU) 2023/988	Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (AB) 2023/988



Ürün Bilgi Formu

wiroPURITY



Kullanım

Kullanım Kılavuzu	Kullanmadan önce Hijyenik yatak koruyucuyu ambalajından çıkarın ve hasar veya bozukluk bakımından kontrol edin. Temiz ve hijyenik olduğundan emin olun. Kullanım Hijyenik koruyucu kullanmak istediğiniz yüzey üzerine koyun.
Güvenlik Uyarısı	EN ISO 14971:2019 + A11:2021 uyarınca yaptığımız risk analizine göre bu ürün için ek güvenlik uyarıları gerekli değildir.
Bertaraf	Kullanılmayan ve kirlenmemiş ürünler çevreye zarar vermeyecek şekilde yakılabilir veya bertaraf edilebilir. Kirlenmiş ürünler, kirlilik türüne göre yürürlükteki ulusal yasa ve talimatlara uygun olarak bertaraf edilmelidir.
Kullanım Süresi	5 yıl , üretim tarihinden itibaren, kullanılmadığı ve doğru depolandığı takdirde.
Saklama	Güneş ışınlarından koruyun. Kuru bir yerde depolayın. Yanlış depolama dayanıklılığın azalmasına neden olabilir.
İzlenebilirlik	Gereksinimlerin belirlenmesinden depo çıkışına kadar parti ile ilgili izlenebilirlik sağlanmaktadır. Ürün Bilgi Formu Versiyon 2 Geçerli parti başlangıcı 2617 +



Ambalaj

Geri Dönüşüm	VerpackG uyarınca lisanslı, Lisans No. DE1618662887322. Lütfen ambalajı geri dönüşüme aktarın.
--------------	---



www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/uncategorized/wiropurity/
-----	---

Varyant 1

Satış birimi	100 Adet/Karton				
Ambalaj düzeyi 1	20 Adet/Poli torba				
Minimum sipariş miktarı	1 Karton				
Ürün Numarası	Ürün numarası	Renk	Boyutu (G x U)	Emici kapasite	Tolerans
	85335322	mavi	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Ürün numarası	Unit of Use	Ambalaj seviyesi 1	Ambalaj seviyesi 2	Karton
	85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557

Varyant 2

Satış birimi	150 Adet/Karton				
Ambalaj düzeyi 1	15 Adet/Poli torba				
Minimum sipariş miktarı	1 Karton				
Ürün Numarası	Ürün numarası	Renk	Boyutu (G x U)	Emici kapasite	Tolerans
	85335324	mavi	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Ürün numarası	Unit of Use	Ambalaj seviyesi 1	Ambalaj seviyesi 2	Karton
	85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588



Ürün Bilgi Formu

wiroPURITY



Varyant 3


Satış birimi	100 Adet/Karton				
Ambalaj düzeyi 1	20 Adet/Poli torba				
Minimum sipariş miktarı	1 Karton				
Ürün Numarası	Ürün numarası	Renk	Boyutu (G x U)	Emici kapasite	Tolerans
	85335326	mavi	≈ 60 x 90 cm	1008 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Ürün numarası	Unit of Use UDI	Ambalaj seviyesi 1 UDI	Ambalaj seviyesi 2 UDI	Karton UDI
	85335326	4051642010632	4051642010625	-----	4051642010618


Boyut, ağırlık, kalınlık ve toleranslar için belirtilen rakamlar nominal değerler olarak anlaşılmalıdır ve farklılık gösterebilir.

Verilen bilgiler, bilgilerimizin mevcut durumuna dayanmaktadır. Bunlar, ürün özelliklerinin garantisini teşkil etmemektedir ve sözleşmeye ilişkin yasal bir anlayışı haklı çıkarmaz. 2 yıldan eski bilgileri lütfen teyit edin.

Şirketimiz tipografik hata ve yanlışlardan sorumlu değildir.

Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları WIROS Wilfried Rosbach GmbH şirketinin mülkiyetindedir. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ürün veri sayfalarının tüm telif/kullanım ve değerlendirme haklarının sahibidir. Ürün veri sayfalarının değiştirilmesi veya piktogramların kullanılması yasaktır. Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları sadece WIROS ürünleriyle bağlantılı olarak temel alınabilir.





Техническая спецификация


wiroPURITY



ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОКЛАДКИ



PREMIUM



Техническая спецификация

wiroPURITY



Производитель

Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
SRN	DE-MF-000004956
Торговая марка	care & serve®

Описание изделия

Категория	PREMIUM
Обозначение продукции	care & serve® PREMIUM wiropURITY Гигиенические прокладки
Характеристики продукции	Суперабсорбирующий полимер Чисто и безопасно благодаря быстрому впитыванию жидкости.

Материал

Материал	Полиэтилен, целлюлоза, полипропилен
Вес материала	≈ 30 г/м ² (± 2 г/м ²)


Использование

Назначение	Гигиенические пеленки для защиты от жидкостей и загрязнений.
Область применения	Не применяется в медицинских целях непосредственно на пациенте. Гигиенические пеленки используются для покрытия кушеток, кроватей и носилок.
Группа применения	Работники сестринского сектора, транспортировки пациентов и медицинского сектора, пациенты и жители домов престарелых или аналогичных учреждений.
Группа пациентов	Гигиенические пеленки подходят для всех групп пациентов.
Показание	Гигиенические пеленки служат в качестве защиты для покрытия кушеток, кроватей и носилок.
Противопоказание	Противопоказаний нет.
Инструкция по применению	Одноразовый продукт Во избежание давления на кожу и риска возникновения пролежней (декубитуса) необходимо регулярно менять гигиенические пеленки (пеленки недержания). Пациент ни в коем случае не должен лежать на использованной пеленке слишком долго, так как это оказывает вредное воздействие и повышает риск ее повреждения. Следите за тем, чтобы пеленки всегда менялись вовремя, чтобы обеспечить комфорт и здоровье кожи пациента.
Примечание	Обо всех серьезных инцидентах, непосредственно связанных с этим продуктом, необходимо сообщать производителю и ответственным органам.
Области применения	Больница Дом престарелых в том числе группы специалистов Врачебные практики
Информация о добавках в составе материала	без латекса



Стандарты

CE-маркировка	Медицинское изделие класса I согласно (ЕС) 2017/745
SRN	DE-MF-000004956
Basis UDI DI	4051642-wiroPURITY-VL



Техническая спецификация

wiroPURITY



CE-маркировка
Маркировка CE гарантирует свободное обращение изделий и товаров на территории ЕЭС. Изделие с маркировкой CE соответствует основным требованиям указанных европейских регламентов.

VO (EU) 2023/988 Регламент ЕС № 2023/988 об общей безопасности продукции

Использование

Инструкция по использованию
Перед использованием
Достаньте гигиеническую пленку из упаковки и проверьте ее на наличие повреждений и дефектов. Убедитесь, что она чистая и гигиеничная.

Применение
Положите гигиеническую пленку на поверхность, на которой вы собираетесь ее использовать.

Инструкция по технике безопасности
По результатам анализа рисков в соответствии со стандартом EN ISO 14971:2019 + A11:2021, дополнительные рекомендации по безопасности для данного изделия не требуются.

Утилизация
Неиспользованные и незагрязненные изделия можно сжигать экологически безопасным образом или утилизировать в местах для сбора мусора. Загрязненные изделия следует утилизировать в соответствии с действующим национальным законодательством и нормативно-правовыми актами, в зависимости от типа загрязнения.

Срок службы
5 лет с даты изготовления, если они не были в употреблении и при правильном хранении.

Хранение
Защищать от солнечных лучей.
Хранить сухим.
Неправильное хранение может привести к снижению долговечности.



Прослеживаемость
Прослеживаемость партии от определения потребностей до выхода со склада.
Техническая спецификация Версия 2 действительный, начиная с партии 2617 +

Упаковка

Переработка
Лицензировано согласно Закону об упаковке, номер лицензии DE1618662887322.
Пожалуйста, отправьте упаковку на переработку.



www.wiros.de

WEB
<https://www.wiros.de/shop/uncategorized/wiropurity/>

Вариант 1

Торговая единица
100 шт./Коробка

Уровень упаковки 1
20 шт./Полиэтиленовый пакет

Минимальное количество заказа
1 Коробка

Номера артикула	Номер артикула	Цвет	Размер (Ш x Д)	Поглощающая способность	допустимое отклонение
	85335322	синие	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm


GTINs	Номер артикула	Unit of Use UDI	Уровень упаковки 1 UDI	Уровень упаковки 2 UDI	Коробка UDI
	85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557

Вариант 2

Торговая единица
150 шт./Коробка

Уровень упаковки 1
15 шт./Полиэтиленовый пакет

Минимальное количество заказа
1 Коробка



Техническая спецификация

wiroPURITY



Номера артикула	Номер артикула	Цвет	Размер (Ш x Д)	Поглощающая способность	допустимое отклонение
	85335324	синие	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Номер артикула	Unit of Use UDI	Уровень упаковки 1 UDI	Уровень упаковки 2 UDI	Коробка UDI
	85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588

Вариант 3


Торговая единица	100 шт./Коробка				
Уровень упаковки 1	20 шт./Полиэтиленовый пакет				
Минимальное количество заказа	1 Коробка				
Номера артикула	Номер артикула	Цвет	Размер (Ш x Д)	Поглощающая способность	допустимое отклонение
	85335326	синие	≈ 60 x 90 cm	1008 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Номер артикула	Unit of Use UDI	Уровень упаковки 1 UDI	Уровень упаковки 2 UDI	Коробка UDI
	85335326	4051642010632	4051642010625	-----	4051642010618

Цифровые данные размеров, веса, толщины и допустимых отклонений следует понимать как номинальные величины и они могут отличаться. Данные основаны на текущем уровне наших знаний.

Они не являются гарантированным заверением о характеристиках товара и не создают договорного правового понимания. Информацию, которой больше 2 лет, необходимо подтвердить повторно.

Возможны опечатки и другие ошибки.

Предоставленные технические паспорта изделий продукции являются собственностью компании WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компания WIROS Wilfried Rosbach GmbH является владельцем всех авторских прав/прав на использование и реализацию технических паспортов изделий. Запрещается вносить изменения в технические паспорта изделий или использовать пиктограммы. Предоставленные технические паспорта изделий могут использоваться только в связи с оригинальными изделиями



Karta produktu

wiroPURITY



PODKŁADY HIGIENICZNE

Produktfotos folgen
product pictures will follow

PREMIUM

Karta produktu

wiroPURITY



Producent

Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Niemcy
SRN	DE-MF-000004956
Znak towarowy	care & serve®

Opis produktu

Kategoria	PREMIUM
Nazwa produktu	care & serve® PREMIUM wiroPURITY Podkłady higieniczne
Właściwości produktu	Wyjątkowo chłonny polimer Czysty i bezpieczny dzięki szybkiemu wchłanianiu płynów

Materiał

Materiał	Polietylen, celuloza i polipropylen
Waga materiału	≈ 30 g/m ² (± 2 g/m ²)


Zastosowanie

Zamierzone przeznaczenie	Podkłady higieniczne jako bariera dla płynów i zabrudzeń
Zakres zastosowania	Nie ma bezpośredniego zastosowania medycznego w kontakcie z pacjentem. Podkłady higieniczne są używane do pokrywania kozetek, łóżek i noszy.
Grupa zastosowania	Pracownicy sektora opieki, transportu pacjentów i sektora medycznego, pacjenci i mieszkańcy domów opieki lub podobnych placówek.
Grupa pacjentów	Podkłady higieniczne przeznaczone są dla wszystkich grup pacjentów.
Wskazania	Podkłady higieniczne jako bariera do przykrycia kozetek, łóżek i noszy.
Przeciwwskazania	Brak znanych przeciwwskazań.
Instrukcja użytkowania	Produkt jednorazowego użytku Aby uniknąć odleżyn i ryzyka ich wystąpienia, należy regularnie wymieniać podkłady higieniczne (podkłady na nietrzymanie moczu). Pacjent nigdy nie powinien na używanym podkładzie zbyt długo, ponieważ zwiększa to obciążenie skóry i ryzyko jej uszkodzenia. Należy pamiętać, aby zawsze wymieniać podkład w odpowiednim czasie, co zapewni pacjentowi komfort i zdrową skórę.
Informacja	Wszystkie poważne incydenty związane bezpośrednio z tym produktem należy zgłaszać producentowi i odpowiednim władzom.
Obszary zastosowania	Szpitala Domy opieki w tym Ośrodki specjalistyczne Gabinety lekarskie
Dodatkowe informacje o materiałach	nie zawiera lateksu





Standardy

Oznakowanie CE	Wyrób medyczny klasy I zgodny z normą UE 2017/745
SRN	DE-MF-000004956
Basis UDI DI	4051642-wiroPURITY-VL
	Oznakowanie CE Oznaczenie CE gwarantuje swobodny przepływ produktów i towarów w obrębie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Produkt oznaczony znakiem CE spełnia zasadnicze wymagania określone w przepisach europejskich.
VO (EU) 2023/988	Rozporządzenie (UE) nr 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów






Stosowanie

Instrukcja obsługi	<p>Przed użyciem Wyjąć podkład higieniczny z opakowania i sprawdzić, czy nie jest uszkodzony lub wadliwy. Upewnić się, że jest czysty i higieniczny.</p> <p>Użytkowanie Umieścić podkład higieniczny na powierzchni, na której ma być używany.</p>	
Wskazówka bezpieczeństwa	Zgodnie z naszą analizą ryzyka przeprowadzoną zgodnie z normą EN ISO 14971:2019 + A11:2021, dla tego produktu nie są wymagane żadne dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa.	
Utylizacja	Produkty, który nie były użytkowane ani skażone, mogą zostać spalone lub zutylicowane w sposób przyjazny dla środowiska. Skażone produkty należy zutylicować w sposób zgodny z obowiązującym krajowymi zaleceniami i przepisami prawnymi.	
Trwałość	5 lat od daty produkcji, jeśli produkt był prawidłowo przechowywany i nieużywany	
Przechowywanie	<p>Chronić przed promieniowaniem słońca Przechowywać w suchym miejscu. Niewłaściwe przechowywanie może obniżyć trwałość produktu.</p>	 
Identyfikowalność	Możliwość identyfikacji konkretnej partii od zgłoszenia zapotrzebowania do opuszczenia magazynu. Karta produktu Wersja 2 ważne od partii 2617 +	

Opakowanie

Recykling	Licencjonowane przez VerpackG, numer licencji DE1618662887322. Opakowanie należy zwrócić do ponownego przetworzenia.	
-----------	---	---

www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/uncategorized/wiropurity/
-----	---

Wariant 1

jednostka sprzedaży	100 sztuka/karton				
Poziom pakowania 1	20 sztuka/Torebka foliowa				
Minimalna ilość zamówienia	1 karton				
Numer artykułu	Numer artykułu	kolor	rozmiar (S x D)	Chłonność	tolerancja
	85335322	niebieski	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Numer artykułu	Unit of Use UDI	Poziom pakowania 1 UDI	Poziom pakowania 2 UDI	karton UDI
	85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557

Wariant 2

jednostka sprzedaży	150 sztuka/karton				
Poziom pakowania 1	15 sztuka/Torebka foliowa				
Minimalna ilość zamówienia	1 karton				
Numer artykułu	Numer artykułu	kolor	rozmiar (S x D)	Chłonność	tolerancja
	85335324	niebieski	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm





GTINs	Numer artykułu	Unit of Use UDI	Poziom pakowania 1 UDI	Poziom pakowania 2 UDI	karton UDI
	85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588


Wariant 3


jednostka sprzedaży	100 sztuka/karton				
Poziom pakowania 1	20 sztuka/Torebka foliowa				
Minimalna ilość zamówienia	1 karton				
Numer artykułu	Numer artykułu	kolor	rozmiar (S x D)	Chłonność	tolerancja
	85335326	niebieski	≈ 60 x 90 cm	1008 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Numer artykułu	Unit of Use UDI	Poziom pakowania 1 UDI	Poziom pakowania 2 UDI	karton UDI
	85335326	4051642010632	4051642010625	-----	4051642010618

Wartości liczbowe dotyczące rozmiarów, masy, grubości i tolerancji należy rozumieć jako wartości nominalne, które mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Podane informacje są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Nie stanowią gwarancji właściwości produktu oraz nie stanowią umownego rozumienia prawa. Informacje, które zostały podane przed okresem 2 lat, wymagają ponownego potwierdzenia. Błędy i pomyłki zastrzeżone.

Udostępnione karty informacyjne produktów są własnością firmy WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Firma WIROS Wilfried Rosbach GmbH jest właścicielem wszelkich praw autorskich/praw do używania i wykorzystywania kart informacyjnych produktów. Zabronione jest dokonywanie zmian w kartach informacyjnych produktów oraz wykorzystywanie piktogramów. Udostępnionych kart informacyjnych produktów można używać wyłącznie w połączeniu z oryginalnymi produktami firmy WIROS.






HYGIEJNEUNDERLAG



PREMIUM





Producent

Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
SRN	DE-MF-000004956
Handelsmærke	care & serve®

Produktbeskrivelse

Kategori	PREMIUM
Produktbetegnelse	care & serve® PREMIUM wiroPURITY Hygiejneunderlag
Produktegenskaber	Superabsorberende polymer Rent og sikkert takket være hurtig opsamling af væske

Materiale

Materiale	Polyethylen, cellulose, polypropylen
Materialets vægt	≈ 30 g/m ² (± 2 g/m ²)

Anvendelse

Anvendelsesformål	Hygiejneunderlag som barriere mod væsker og tilsmudsning.
Anvendelsesområde	Der er ingen direkte medicinsk anvendelse på patienten. Hygiejneunderlag bruges til afdækning på madrasser, senge og bårer.
Applikationsgruppe	Medarbejdere i plejesektoren, sygetransport og medicinsk område, patienter samt beboere på plejehjem eller lignende institutioner.
Patientgruppe	Hygiejneunderlag egner sig til alle patientgrupper.
Indikation	Hygiejneunderlag som barriere til afdækning af madrasser, senge og bårer.
Kontraindikation	Ingen kendte kontraindikationer.
Anvendeshenvisning	Engangsprodukt For at undgå trykpunkter og risiko for liggesår (decubitus) er det vigtigt, at hygiejneunderlag (inkontinenslagener) skiftes jævnligt. En patient bør aldrig ligge længe på et brugt underlag, da dette øger belastningen på huden og øger risikoen for hudskader. Sørg altid for at udskifte underlagene rettidigt for at sikre patientens komfort og hudsundhed.



Bemærk Alle alvorlige hændelser i direkte forbindelse med dette produkt skal rapporteres til producenten og de ansvarlige myndigheder.

Anvendelsesområder Hospital | Plejehjem | herunder faggrupper
Lægeklinikker




Yderligere oplysninger om materialet latexfri





Standarder

CE-mærkning	Medicinsk produkt klasse I i henhold til EU 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroPURITY-VL		
	CE-mærkning CE-mærkningen garanterer fri bevægelighed for produkter og varer inden for det Europæiske Økonomiske Fællesskab. Det CE-mærkede produkt opfylder de grundlæggende krav i de angivne europæiske regulativer.		
VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 vedr. generel produktsikkerhed		






Anvendelse

Brugsanvisning	Inden brug Tag hygiejneunderlaget ud af emballagen, og kontrollér det for skader eller defekter. Kontrollér, at det er rent og hygiejnisk. Håndtering Læg hygiejneunderlaget på den overflade, hvor det skal benyttes.	
Sikkerhedshenvisning	Ifølge vores risikoanalyse i henhold til EN ISO 14971:2019 + A11:2021 kræves ingen yderligere sikkerhedsanvisninger for dette produkt.	
Bortskaffelse	Ubrugte og ukontaminerede produkter kan forbrændes på miljøvenlig vis eller bortskaffes via et deponeringsanlæg. Kontaminerede produkter skal bortskaffes i henhold til nationale love og forskrifter alt efter den pågældende kontamineringstype.	
Holdbarhed	5 år efter produktionsdatoen, hvis ubrugte og under forudsætning af korrekt opbevaring.	
Opbevaring	Skal beskyttes mod direkte sol. Skal opbevares tørt. Forkert opbevaring kan medføre reduceret holdbarhed.	 
Sporbarhed	Charge-baseret sporbarhed fra meddelelse om behov frem til forsendelse fra lageret. Produktdatablad Version 2 gyldig fra charge 2617 +	

Emballage

Genbrug	Licenseret i henhold til VerpackG, licensnummer DE1618662887322. Aflever emballagen på en genbrugsstation.	 VerpackG
---------	---	--

www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/uncategorized/wiropurity/
-----	---

Variant 1

Salgsenhed	100 Styk/Kasse				
Emballageniveau 1	20 Styk/Plasticpose				
Minimumsbestillingsmængde	1 Kasse				
Varenumre	Artikelnummer	Farve	Størrelse (B x L)	Sugekapacitet	Tolerance
	85335322	blå	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Emballageniveau 1 UDI	Emballageniveau 2 UDI	Kasse UDI
	85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557

Variant 2

Salgsenhed	150 Styk/Kasse				
Emballageniveau 1	15 Styk/Plasticpose				
Minimumsbestillingsmængde	1 Kasse				
Varenumre	Artikelnummer	Farve	Størrelse (B x L)	Sugekapacitet	Tolerance
	85335324	blå	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Emballageniveau 1 UDI	Emballageniveau 2 UDI	Kasse UDI
	85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588





wiroPURITY

Variant 3


Salgsenhed	100 Styk/Kasse				
Emballageniveau 1	20 Styk/Plasticpose				
Minimumsbestillingsmængde	1 Kasse				
Varenumre	Artikelnummer	Farve	Størrelse (B x L)	Sugekapacitet	Tolerance
	85335326	blå	≈ 60 x 90 cm	1008 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Emballageniveau 1 UDI	Emballageniveau 2 UDI	Kasse UDI
	85335326	4051642010632	4051642010625	-----	4051642010618


Talangivelserne vedrørende mål, vægt, tykkelse og tolerancer skal forstås som målværdier og kan afvige.

Angivelserne er baseret på vores aktuelle viden. De udgør ikke nogen garanti for bestemte egenskaber og danner ikke noget grundlag for et juridisk kontraktforhold. Angivelser ældre end 2 år bør søges bekræftet på ny.

Med forbehold for fejl.

Produktdatabladene er WIROS Wilfried Rosbach GmbH's ejendom. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er indehaver af alle ophavsrettigheder/rettigheder til brug og udnyttelse af produktdatabladene. Det er ikke tilladt at ændre produktdatabladene eller at bruge piktogrammerne. De medfølgende produktdatablade må kun anvendes i forbindelse med originale WIROS produkter.






HYGIENUNDERLAG



PREMIUM





Tillverkare

Företag + Adress	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
SRN	DE-MF-000004956
Varumärke	care & serve®

Produktbeskrivning

Kategori	PREMIUM
Produktbeteckning	care & serve® PREMIUM wiroPURITY Hygienunderlag
Produktegenskaper	Superabsorberande polymer Ren och säker tack vare snabb vätskeabsorption

Material

Material	Polyeten, cellulosa, polypropylen
Materialets vikt	≈ 30 g/m ² (± 2 g/m ²)


Användning

Användningsområde	Hygienunderlägg som barriär mot vätskor och nedsmutsning.
Användningsområde	Det finns ingen direkt medicinsk användning för patienten. Hygienunderlägg används för att täcka britsar, sängar och bårar.
Användningsgrupp	Anställda inom vårdsektorn, patienttransport och medicinsk sektor, patienter och boende på vårdhem eller liknande inrättningar.
Patientgrupp	Hygienunderlägg är lämpliga för alla patientgrupper.
Indikation	Hygienunderlägg som barriär för att täcka britsar, sängar och bårar.
Kontraindikation	Inga kända kontraindikationer.
Anvisningarna för användandet	Produkt för engångsbruk För att undvika tryckpunkter och risk för trycksår (decubitus) är det viktigt att hygienskydd (inkontinensskydd) byts regelbundet. En patient ska aldrig ligga på använt skydd för länge, eftersom detta ökar belastningen på huden och ökar risken för hudskador. Se till att alltid byta ut skydden i tid för att säkerställa patientkomfort och hudhälsa.
Obs	Alla allvarliga händelser i direkt anslutning till denna produkt måste rapporteras till tillverkaren och de ansvariga myndigheterna.
Användningsområden	Sjukhus Älderdomshem inkl. Expertkretsar Läkarpraxis
Ytterligare materialinformation	Latexfri





Standarder

CE-märkning	Medicinsk produkt av klass I enligt förordning (EU) 2017/745
SRN	DE-MF-000004956
Basis UDI DI	4051642-wiroPURITY-VL
	CE-märkning CE-märkningen garanterar fri handel med produkter och varor inom Europeiska ekonomiska gemenskapen. Den CE-märkta produkten uppfyller de grundläggande kraven i de angivna europeiska förordningarna.
VO (EU) 2023/988	EU-förordning nr 2023/988 om allmän produktsäkerhet





Användning

Bruksanvisning	<p>Före användning Ta ut det hygieniska underlaget ur förpackningen och kontrollera att det inte är skadat eller har några fel. Säkerställ att de är rena och hygieniska.</p> <p>Hantering Placera det hygieniska underlaget på den avsedda ytan.</p>	
Säkerhetsanvisning	Enligt vår riskanalys, enligt EN ISO 14971:2019 + A11:2021 krävs inga ytterligare säkerhetsinstruktioner för denna produkt.	
Avfallshantering	Oanvända och okontaminerade produkter kan miljövänligt förbrännas eller avfallshanteras på en deponi. Kontaminerade produkter måste avfallshanteras i enlighet med gällande lagar och förordningar utifrån typ av kontaminering.	
Hållbarhet	5 år från produktionsdatumet, om den är oanvänd och har förvarats korrekt.	
Förvaring	<p>Undvik direkt solljus. Förvaras torrt. Felaktig förvaring kan leda till en minskad hållbarhet.</p>	 
Spårbarhet	Batchrelaterad spårbarhet från behovsbedömning till lagerutgång. Produktdatablad Version 2 Giltigt fr.o.m. batch 2617 +	

Förpackning

Återvinning	Licensierad enligt VerpackG (tysk förpackningslag), licensnummer DE1618662887322. Vänligen lämna in förpackningen för återvinning.	 §VerpackG
-------------	---	--

www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/uncategorized/wiropurity/
-----	---

Varianter 1

Försäljningsenhet	100 Antal/Kartong				
Förpackningsnivå 1	20 Antal/Polypåse				
Minsta ordervolym	1 Kartong				
Artikelnummer	Artikelnummer	Färg	Storlek (B x L)	Sugkapacitet	Tolerans
	85335322	blå	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Förpackningsnivå 1 UDI	Förpackningsnivå 2 UDI	Kartong UDI
	85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557

Varianter 2

Försäljningsenhet	150 Antal/Kartong				
Förpackningsnivå 1	15 Antal/Polypåse				
Minsta ordervolym	1 Kartong				
Artikelnummer	Artikelnummer	Färg	Storlek (B x L)	Sugkapacitet	Tolerans
	85335324	blå	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Förpackningsnivå 1 UDI	Förpackningsnivå 2 UDI	Kartong UDI
	85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588





wiroPURITY

Varianter 3


Försäljningsenhet	100 Antal/Kartong				
Förpackningsnivå 1	20 Antal/Polypåse				
Minsta ordervolym	1 Kartong				
Artikelnummer	Artikelnummer	Färg	Storlek (B x L)	Sugkapacitet	Tolerans
	85335326	blå	≈ 60 x 90 cm	1008 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Förpackningsnivå 1 UDI	Förpackningsnivå 2 UDI	Kartong UDI
	85335326	4051642010632	4051642010625	-----	4051642010618


Siffrorna för mått, vikter, tjocklekar och toleranser ska förstås som börvärden och kan variera.

Uppgifterna är baserade på vår nuvarande kunskapsnivå. De är inte någon garanterad försäkran om produktfunktioner och motiverar inte någon avtalsenlig tolkning av lagen. Var god och inhämta bekräftelse för uppgifter som är äldre än 2 år.

Inmatningsfel och fel förbehållna.

De bifogade produktdatabladen tillhör WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH är innehavare av alla upphovs-/användnings-/nyttjanderättigheter till produktdatabladen. Det är inte tillåtet att ändra produktdatabladen eller använda piktogrammen. De bifogade produktdatabladen får endast användas i samband med original WIROS-produkter.






SANITÆRUNDERLAG



PREMIUM






Produsent	
Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
SRN	DE-MF-000004956
Varemerke	care & serve®

Produktbeskrivelse	
Kategori	PREMIUM
Produktnavn	care & serve® PREMIUM wiroPURITY Sanitærunderlag
Produktgenskaper	Superabsorberende polymer

Materiale	
Materiale	Polyetylen, cellulosefiber, polypropylen
Materialvekt	≈ 30 g/m ² (± 2 g/m ²)



Bruk	
Bruksområde	Sanitærunderlag som barriere mot væsker og smuss.
Bruksområde	Det er ingen direkte medisinsk anvendelse på pasienten. Sanitærunderlag benyttes til å dekke senger, bårer o.l.
Anvendelsesgruppe	Medarbeidere innen pleie, syketransport og andre medisinske områder, pasienter på sykehus, pleiehjem og lignende institusjoner.
Pasientgruppe	Sanitærunderlag er egnet for alle pasientgrupper.
Indikasjon	Sanitærunderlag som barriere for senger, bårer o.l.
Kontraindikasjon	Ingen kjente kontraindikasjoner.
Veiledning ang. bruk	Engangsprodukt For å unngå smerter og risiko for liggesår (decubitus) er det viktig at hygienebind (inkontinensbind) skiftes regelmessig. En pasient bør aldri ligge for lenge på sanitærunderlag, da dette øker belastningen på huden, og øker risikoen for hudskader. Pass på å alltid skifte ut elektrodene i tide for å sikre pasientens komfort og trykkløst miljø.
Merk	Alle alvorlige hendelser i direkte forbindelse med dette produktet må rapporteres til produsenten og ansvarlige myndigheter.
Bruksområder	Sykehus Aldershjem Bl.a. spesialistgrupper Legekontorer
Ytterligere informasjon om materialet	uten lateks

Standarder	
CE-merking	Medisinsk produkt av klasse I iht. EU 2017/745
SRN	DE-MF-000004956
Basis UDI DI	4051642-wiroPURITY-VL
	CE-merking CE-merkingen garanterer fri bevegelighet av produkter og varer innenfor Det europeiske økonomiske fellesskapet. Det CE-merkede produktet oppfyller de grunnleggende kravene i de europeiske bestemmelsene som er oppgitt.
VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 om generell produktsikkerhet






Bruk

Bruksanvisning	Før bruk Ta sanitærunderlaget ut av emballasjen og kontroller om det er skadet eller defekt. Sørg for at det er rent og hygienisk. Håndtering Legg sanitærunderlaget på overflaten du ønsker å benytte.	
Sikkerhetshenvisninger	I følge vår risikoanalyse i henhold til EN ISO 14971:2019 + A11:2021, er det ikke nødvendig med ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for dette produktet.	
Avfallshåndtering	Produkter som ikke er brukte eller ikke er kontaminerte kan brennes i henhold til lowerket eller leveres til avfallshåndtering. Kontaminerte produkter må avhendes etter gjeldende lovverk og forskrifter i henhold til type forurensning.	
Holdbarhet	5 år etter produksjonsdato, så lenge produktet er ubrukt og korrekt oppbevart.	
Oppbevaring	Beskyttes mot direkte sollys. Skal oppbevares tørt. Feil oppbevaring kan føre til en reduksjon av holdbarheten.	 
Sporbarhet	Sporbarhet for batcher fra behovsbestemmelse til transport fra lager. Produktdatablad Versjon 2 gyldig fra batch 2617 +	

Forpakning

Gjenvinning	Lisensiert i henhold til VerpackG, lisensnummer DE1618662887322. Lever også forpakningen til gjenvinning.	 VerpackG
-------------	--	--

www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/uncategorized/wiropurity/
-----	---

Variant 1

Salgsenhet	100 Stk./Kartong				
Emballasjenivå 1	20 Stk./Plastpose				
Minste bestillingsvolum	1 Kartong				
Artikkelnumre	Varenummer	Farge	Størrelse (B x L)	Sugekapasitet	Toleranse
	85335322	blå	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Varenummer	Unit of Use UDI	Emballasjenivå 1 UDI	Emballasjenivå 2 UDI	Kartong UDI
	85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557

Variant 2

Salgsenhet	150 Stk./Kartong				
Emballasjenivå 1	15 Stk./Plastpose				
Minste bestillingsvolum	1 Kartong				
Artikkelnumre	Varenummer	Farge	Størrelse (B x L)	Sugekapasitet	Toleranse
	85335324	blå	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm





wiroPURITY

GTINs	Varenummer	Unit of Use UDI	Emballasjenivå 1 UDI	Emballasjenivå 2 UDI	Kartong UDI
	85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588

Variant 3

Salgsenhet	100 Stk./Kartong
Emballasjenivå 1	20 Stk./Plastpose
Minste bestillingsvolum	1 Kartong

Artikkelnumre	Varenummer	Farge	Størrelse (B x L)	Sugekapasitet	Toleranse
	85335326	blå	≈ 60 x 90 cm	1008 g ± 10 g	± 2 cm

GTINs	Varenummer	Unit of Use UDI	Emballasjenivå 1 UDI	Emballasjenivå 2 UDI	Kartong UDI
	85335326	4051642010632	4051642010625	-----	4051642010618


Tallverdiene for størrelser, vekt, styrke og toleranser er å anse som nominelle verdier og kan være avvikende.

Angivelsene er basert på vår nåværende kunnskap. De er ingen garantert forsikring om produkttegenskaper og er ikke å forstå som en rettskraftig kontrakt. Informasjon som er eldre enn 2 år skal bekreftes på nytt.

Med forbehold om feil og mangler.

Produktdatabladene som tilbys tilhører WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er eier av alle opphavsrettigheter, utnytnings- og bruksrettigheter av produktdatabladene. Det er ikke tillatt å endre produktdatabladene eller bruke piktogrammene.

Produktdatabladene som leveres kan kun brukes sammen med originale WIROS-produkter.





HYGIENICKÉ PODLOŽKY

Produktfotos folgen
product pictures will follow

PREMIUM

Informační list výrobku

wiroPURITY



Výrobce

Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Německo
SRN	DE-MF-000004956
Obchodní značka	care & serve®

Popis výrobku

Kategorie	PREMIUM
Označení výrobku	care & serve® PREMIUM wiropURITY Hygienické podložky
Vlastnosti výrobku	Superabsorpční polymer Čistý a bezpečný díky rychlé absorpci kapalin

Materiál

Materiál	Polyethylen, celulóza, polypropylen
Hmotnost materiálu	≈ 30 g/m ² (± 2 g/m ²)


Použití

Účel použití	Hygienické podložky jako bariéra proti kapalinám a znečištění.
Oblast použití	Neprovádí se přímé léčebné použití na pacientovi. Hygienické podložky se používají k zakrytí lehátek, postelí a nosítek.
Skupina použití	Zaměstnanci v oblasti péče, přepravy pacientů a zdravotnictví, pacienti a obyvatelé pečovatelských domů nebo podobných zařízení.
Skupina pacientů	Hygienické podložky jsou vhodné pro všechny skupiny pacientů.
Indikace	Hygienické podložky jako bariéra k zakrytí lehátek, postelí a nosítek.
Kontraindikace	Žádné známé kontraindikace.
Pokyny pro použití	Jednorázový výrobek Aby se předešlo otlakům a riziku vzniku proleženin (dekubitů), je důležité pravidelně měnit hygienické podložky (inkontinenční podložky). Pacient by nikdy na použité podložce příliš dlouho, protože se tím zvyšuje zatížení kůže a riziko jejího poškození. Dbejte na to, aby byly podložky vždy včas vyměněny. Zajistit pohodlí pacienta a zdraví jeho kůže.
Informace	Všechny závažné nehody v přímé souvislosti s tímto výrobkem musí být nahlášeny výrobcem a odpovědným orgánům.
Oblasti použití	Nemocnice Domov důchodců a jiné odborné kruhy Lékařské ordinace
Další informace o materiálu	bez latexu





Standardy

Označení CE	Zdravotnický prostředek třídy I podle EU 2017/745
SRN	DE-MF-000004956
Basis UDI DI	4051642-wiropURITY-VL
	Označení CE Označení CE zaručuje volný pohyb výrobků a zboží v rámci Evropského hospodářského společenství. Výrobek s označením CE splňuje základní požadavky uvedených evropských nařízení.
VO (EU) 2023/988	Nařízení (EU) č. 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků






Použití

Návod k použití	<p>Před použitím Vyjměte hygienickou podložku z obalu a zkontrolujte, zda není poškozená nebo vadná. Ujistěte se, že jsou čisté a hygienické.</p> <p>Manipulace Umístěte hygienickou podložku na povrch, na kterém ji chcete používat.</p>	
Bezpečnostní upozornění	Podle naší analýzy rizik v souladu s normou EN ISO 14971:2019 + A11:2021 nevyžaduje tento výrobek žádné další bezpečnostní pokyny.	
Likvidace	Nepoužité a nekontaminované výrobky lze spálit způsobem šetrným k životnímu prostředí nebo uložit na skládku. Kontaminované výrobky je nutné zlikvidovat v souladu s platnými vnitrostátními zákony a předpisy v závislosti na typu kontaminace.	
Životnost	5 let od data výroby, pokud je zboží nepoužité a bylo skladováno správně.	
Skladování	<p>Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladujte v suchu. Nevhodné skladování může vést ke snížení životnosti.</p>	 
Vysledovatelnost	<p>Vysledovatelnost šarže od zjištění potřeb až po odběr ze skladu. Informační list výrobku Verze 2 platí od šarže 2617 +</p>	

Obal

Recyklace	<p>Licence podle zákona VerpackG, číslo licence: DE1618662887322. Obal prosím předejte k recyklaci.</p>	
-----------	---	---

www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/uncategorized/wiropurity/
-----	---

Varianta 1

Prodejní jednotka	100 kus/Kartón				
Úroveň obalu 1	20 kus/Sáček				
Minimální objednávací množství	1 Kartón				
Čísla výrobků	Číslo výrobku	Barva	Velikost (Š x D)	Absorpční kapacita	Tolerance
	85335322	modrá	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use UDI	Úroveň obalu 1 UDI	Úroveň obalu 2 UDI	Kartón UDI
	85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557

Varianta 2

Prodejní jednotka	150 kus/Kartón				
Úroveň obalu 1	15 kus/Sáček				
Minimální objednávací množství	1 Kartón				
Čísla výrobků	Číslo výrobku	Barva	Velikost (Š x D)	Absorpční kapacita	Tolerance
	85335324	modrá	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm





GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use UDI	Úroveň obalu 1 UDI	Úroveň obalu 2 UDI	Kartón UDI
	85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588

Varianta 3


Prodejní jednotka	100 kus/Kartón				
Úroveň obalu 1	20 kus/Sáček				
Minimální objednáací množství	1 Kartón				
Číslo výrobků	Číslo výrobku	Barva	Velikost (Š × D)	Absorpční kapacita	Tolerance
	85335326	modrá	≈ 60 x 90 cm	1008 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use UDI	Úroveň obalu 1 UDI	Úroveň obalu 2 UDI	Kartón UDI
	85335326	4051642010632	4051642010625	-----	4051642010618

Číselné údaje o rozměrech, hmotnostech, tloušťkách a tolerancích je nutné chápat jako cílové hodnoty, a proto mohou být odlišné.

Veškeré údaje jsou založeny na aktuálním stavu našich vědomostí. Nejsou ujištěním o vlastnostech výrobku a nevyplývá z nich žádný právní vztah smluvní povahy. Údaje starší než 2 roky nechte prosím znovu ověřit.

Chyby při zadávání a omyly vyhrazeny.

Poskytnuté informační listy výrobků jsou majetkem společnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Společnost WIROS Wilfried Rosbach GmbH vlastní veškerá autorská/uživatelská a užívací práva k informačním listům výrobků. Není dovoleno informační listy výrobků měnit nebo používat jejich piktogramy. Poskytnuté informační listy výrobků smějí být použity pouze v souvislosti s originálními výrobky WIROS.





EGÉSZSÉGÜGYI BETÉTEK

Produktfotos folgen
product pictures will follow

PREMIUM



Gyártó

Cég + Cím	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Németország
SRN	DE-MF-000004956
Márkanév	care & serve®

Termékleírás

Kategória	PREMIUM
Termék megnevezése	care & serve® PREMIUM wiroPURITY Egészségügyi betétek
Termékleírások	Rendkívül jó nedvszívó polimer Tiszta és biztonságos mert gyorsan szívja fel a folyadékot

Anyaga

Anyaga	Polietilén, cellulóz, polipropilén
Anyag tömege	≈ 30 g/m ² (± 2 g/m ²)


Használat

Felhasználási cél	Higiéniiai betétek védőréteggént a folyadékok és szennyeződések ellen.
Alkalmazási terület	A használatával kapcsolatban nincs közvetlen orvosi beavatkozás a páciensen. A higiéniai védőlapokat nyugágyak, ágyak és hordágyak takarására használják.
Alkalmazási csoport	Az ápolási szektorban, a betegszállításban és az egészségügyi ágazatban dolgozók, betegek és idősothtonok vagy hasonló létesítmények lakói.
Pácienscsoport	A higiéniai védőlapok az összes pácienscsoport számára alkalmasak.
Indikáció	Higiéniiai védőlapok, mint nyugágyak, ágyak és hordágyak védőrétege.
Ellenjavallat	Nincs ismert ellenjavallat.
Felhasználásra vonatkozó előírás	Egyszer használatos termék Elkerülendő a véraláfutások és a felfekvések (decubitus) kockázatát, fontos a higiéniai (inkontinencia) alátétek rendszeres cseréje. A páciensnek soha nem hosszú ideig feküdnie a használt alátéten, mivel az növeli a bőr terhelését és növeli a bőrkárosodás veszélyét. Ügyeljen arra, hogy mindig időben cserélje a betéteket ezzel biztosítva a páciens kényelmét és bőrének egészségét.
Megjegyzés	A termékkel közvetlenül kapcsolatos minden súlyos eseményről jelenteni kell a gyártónak és a felelős hatóságoknak.
Felhasználási területek	Kórház idősothton többek között szakmai körök Orvosi rendelők
Az anyagra vonatkozó további információk	latex-mentes



Szabványok

CE-megjelölés	Az (EU) 2017/745 rendelet I. csoportjába tartozó orvostechnikai eszköz	CE	MD CLASS I
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroPURITY-VL		
	CE-megjelölés A CE-jelölés garantálja a termékek és áruk szabad forgalmazását az Európai Gazdasági Közösségen belül. A CE-jelöléssel ellátott termék megfelel a mindenkor érvényes európai rendeletek alapvető követelményeinek.		
VO (EU) 2023/988	988/2023 sz., az általános termékbiztonságról szóló EU-rendelet		





Alkalmazás

Használati utasítás	<p>Használat előtt</p> <p>Vegye ki a higiéniai betétet a csomagolásból és ellenőrizze, hogy az nem sérült és nem hibás. Győződjön meg arról, hogy a betétek tiszták és higiénikusak.</p> <p>Használat</p> <p>Helyezze a higiénikus betétet arra a felületre, amelyen alkalmazni szeretné.</p>
Biztonsági figyelmeztetés	Az EN ISO 14971:2019 + A11:2021 szerint végzett kockázatelemzésünk értelmében erre a termékre vonatkozóan nincs szükség további biztonsági utasításokra.
Ártalmatlanítás	A fel nem használt és nem kontaminált termékeket környezetbarát módon el lehet égetni vagy ártalmatlanítani. A szennyezett termékeket a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően, a kontamináció típusa szerint kell megsemmisíteni.
Eltarthatóság	5 év a gyártás dátumától számítva, amennyiben nem használják fel és helyesen tárolják.
Tárolás	<p>Védje a napfénytől.</p> <p>Száraz helyen tárolandó.</p> <p>A szakszerűtlen tárolás csökkentheti az eltarthatóságot.</p>
Visszakövethetőség	<p>A tételekkel kapcsolatos nyomon-követhetőség a szükségletek megadásától a raktárból történő kilépéséig.</p> <p>Termékadatlap Verzió 2 érvényes ettől a tételtől 2617 +</p>



Csomagolás

Recycling	<p>Engedélyezve a VerpackV szerint, licenz-szám: DE1618662887322.</p> <p>Kérjük, adja le a csomagolást újrahasznosítás céljából.</p>
-----------	--



www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/uncategorized/wiropurity/
-----	---

Változatok 1

Eladási egység	100 Darab/Karton				
1. Csomagolási szint	20 Darab/Polybag				
Minimális rendelési mennyiség	1 Karton				
Cikkszámok	Cikkszám	RAL	Méret (SZ x H)	Szívóképesség	Tűrés
	85335322	kék	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Cikkszám	Unit of Use UDI	Csomagolási szintek 1 UDI	Csomagolási szintek 2 UDI	Karton UDI
	85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557

Változatok 2

Eladási egység	150 Darab/Karton				
1. Csomagolási szint	15 Darab/Polybag				
Minimális rendelési mennyiség	1 Karton				
Cikkszámok	Cikkszám	RAL	Méret (SZ x H)	Szívóképesség	Tűrés
	85335324	kék	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm





GTINs	Cikkszám	Unit of Use UDI	Csomagolási szintek 1 UDI	Csomagolási szintek 2 UDI	Karton UDI
	85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588

Változatok 3


Eladási egység	100 Darab/Karton				
1. Csomagolási szint	20 Darab/Polybag				
Minimális rendelési mennyiség	1 Karton				
Cikkszámok	Cikkszám	RAL	Méret (SZ x H)	Szívóképesség	Tűrés
	85335326	kék	≈ 60 x 90 cm	1008 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Cikkszám	Unit of Use UDI	Csomagolási szintek 1 UDI	Csomagolási szintek 2 UDI	Karton UDI
	85335326	4051642010632	4051642010625	-----	4051642010618

A méretekre, súlyokra, vastagságokra és tűrésekre vonatkozó számadatokat névleges értékeként kell érteni, és azok eltérhetnek.

Az információ ismereteink jelenlegi állásán alapul. Ezek nem garantálják a termék tulajdonságait, és nem indokolják a jog szerződéses megértését. A 2 évnél régebbi információkra, kérjük, kérjen ismételt megerősítést.

Fenntartjuk a hibák és a tévedések jogát.

A rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlapok a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonát képezik. A termékismertető adatlapokhoz tartozó minden szerzői/használati és értékesítési jog a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonában áll. Tilos a termékismertető adatlapok módosítása vagy a piktogramok használata. A rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlapok csak az eredeti WIROS termékekre vonatkoznak.



Informačný list výrobku

wiroPURITY



HYGIENICKÉ PODLOŽKY

Produktfotos folgen
product pictures will follow

PREMIUM

Informačný list výrobku

wiroPURITY



Výrobca

Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemecko
SRN	DE-MF-000004956
Ochranná známka	care & serve®

Opis výrobku

Kategória	PREMIUM
Označenie výrobku	care & serve® PREMIUM wiropURITY Hygienické podložky
Vlastnosti výrobku	Superabsorbčný polymér Čistý a bezpečný vďaka rýchlej absorpcii tekutín

Materiál

Materiál	Polyetylén, celulóza, polypropylén
Hmotnosť materiálu	≈ 30 g/m ² (± 2 g/m ²)


Použitie

Účel použitia	Hygienické podložky ako bariéra proti kvapalinám a nečistotám.
Oblasť použitia	Neuskutočňuje sa žiadna priama aplikácia na pacientoch. Hygienické podložky slúžia na ochranu ležadiel, postelí a nosidiel.
Skupina použitia	Zamestnanci v sektore ošetrovateľskej starostlivosti, prepravy chorých a zdravotníctva, pacienti a obyvatelia v domovoch dôchodcov alebo podobných zariadeniach.
Skupina pacientov	Hygienické podložky sú vhodné pre všetky skupiny pacientov.
Indikácia	Hygienické podložky ako bariéra na prekrytie ležadiel, postelí a nosidiel.
Kontraindikácia	Nie sú známe žiadne kontraindikácie.
Pokyn na použitie	Jednorazový výrobok Aby ste sa vyhli tlakovým bodom a riziku preležanín (dekubitov), je dôležité pravidelne meniť hygienické podložky (inkontinenčné podložky). Pacient by nikdy neležal na použitej podložke príliš dlho, pretože to zvyšuje namáhanie pokožky a stúpa riziko jej poškodenia. Dbajte na to, aby ste podložky vždy vymieňali včas a zaistili pohodlie pacienta a zdravie pokožky.
Upozornenie	Všetky vážne udalosti priamo súvisiace s týmto výrobkom musia byť hlásené výrobcovi a zodpovedným orgánom.
Oblasti použitia	Nemocnica domov dôchodcov a iné odborné odvetvia Lekárske praxe
Doplňujúce informácie o materiáli	bez latexu



Štandardy

Označenie CE	Zdravotnícky výrobok triedy I podľa EU 2017/745
SRN	DE-MF-000004956
Basis UDI DI	4051642-wiroPURITY-VL
	Označenie CE Označenie CE zaručuje voľný pohyb výrobkov a tovarov v rámci Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Výrobok s označením CE zodpovedá základným požiadavkám uvedených európskych nariadení.
VO (EU) 2023/988	Nariadenie (EÚ) č. 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov



Informačný list výrobku

wiroPURITY



Použitie

Návod na použitie	<p>Pred použitím Vyberte hygienickú podložku z obalu a skontrolujte, či nie je poškodená alebo chybná. Skontrolujte, či sú čisté a nepoškodené.</p> <p>Manipulácia Položte hygienickú podložku na povrch, na ktorom ju chcete používať.</p>
Bezpečnostné upozornenie	Podľa našej analýzy rizík v zmysle EN ISO 14971:2019 + A11:2021 nie sú pre tento výrobok potrebné žiadne ďalšie bezpečnostné pokyny.
Likvidácia	Nepoužité a nekontaminované výrobky je možné spáliť ekologickým spôsobom alebo uložiť na skládku. Kontaminované výrobky musia byť zlikvidované podľa platných národných zákonov a predpisov v závislosti od druhu kontaminácie.
Trvanlivosť	5 rokov od dátumu výroby, pokiaľ výrobok nebol použitý a bol správne skladovaný.
Skladovanie	Chráňte pred slnečným žiarením. Skladujte na suchom mieste. Nevhodné skladovanie môže spôsobiť skrátenie trvanlivosti.
Vysledovateľnosť	Vysledovateľnosť vzťahujúca sa na šaržu od zistenia potrieb až po odber zo skladu. Informačný list výrobku Verzia 2 platné od šarže 2617 +



Balenie

Recyklácia	Licencované podľa zákona VerpackG, číslo licencie DE1618662887322. Obal odovzdajte na recykláciu.
------------	--



www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/uncategorized/wiropurity/
-----	---

Variant 1

Predajná jednotka	100 Kus/Kartón										
Úroveň balenia 1	20 Kus/Polyetylénové vrecko										
Minimálne objednané množstvo	1 Kartón										
Čísla výrobkov	<table><thead><tr><th>Číslo výrobku</th><th>Farba</th><th>Rozmer (š x d)</th><th>Absorbčná kapacita</th><th>Tolerancia</th></tr></thead><tbody><tr><td>85335322</td><td>modré</td><td>≈ 40 x 60 cm</td><td>666 g ± 10 g</td><td>± 2 cm</td></tr></tbody></table>	Číslo výrobku	Farba	Rozmer (š x d)	Absorbčná kapacita	Tolerancia	85335322	modré	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm
Číslo výrobku	Farba	Rozmer (š x d)	Absorbčná kapacita	Tolerancia							
85335322	modré	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm							
GTINs	<table><thead><tr><th>Číslo výrobku</th><th>Unit of Use UDI</th><th>Úroveň balenia 1 UDI</th><th>Úroveň balenia 2 UDI</th><th>Kartón UDI</th></tr></thead><tbody><tr><td>85335322</td><td>4051642010571</td><td>4051642010564</td><td>-----</td><td>4051642010557</td></tr></tbody></table>	Číslo výrobku	Unit of Use UDI	Úroveň balenia 1 UDI	Úroveň balenia 2 UDI	Kartón UDI	85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557
Číslo výrobku	Unit of Use UDI	Úroveň balenia 1 UDI	Úroveň balenia 2 UDI	Kartón UDI							
85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557							

Variant 2

Predajná jednotka	150 Kus/Kartón										
Úroveň balenia 1	15 Kus/Polyetylénové vrecko										
Minimálne objednané množstvo	1 Kartón										
Čísla výrobkov	<table><thead><tr><th>Číslo výrobku</th><th>Farba</th><th>Rozmer (š x d)</th><th>Absorbčná kapacita</th><th>Tolerancia</th></tr></thead><tbody><tr><td>85335324</td><td>modré</td><td>≈ 60 x 60 cm</td><td>807 g ± 10 g</td><td>± 2 cm</td></tr></tbody></table>	Číslo výrobku	Farba	Rozmer (š x d)	Absorbčná kapacita	Tolerancia	85335324	modré	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm
Číslo výrobku	Farba	Rozmer (š x d)	Absorbčná kapacita	Tolerancia							
85335324	modré	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm							



Informačný list výrobku

wiroPURITY



GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use UDI	Úroveň balenia 1 UDI	Úroveň balenia 2 UDI	Kartón UDI
	85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588

Variant 3


Predajná jednotka	100 Kus/Kartón				
Úroveň balenia 1	20 Kus/Polyetylénové vrecko				
Minimálne objednané množstvo	1 Kartón				
Číslo výrobkov	Číslo výrobku	Farba	Rozmer (š x d)	Absorbčná kapacita	Tolerancia
	85335326	modré	≈ 60 x 90 cm	1008 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use UDI	Úroveň balenia 1 UDI	Úroveň balenia 2 UDI	Kartón UDI
	85335326	4051642010632	4051642010625	-----	4051642010618

Číselné údaje o rozmeroch, hmotnostiach, hrúbkach a toleranciách je potrebné chápať ako požadované hodnoty a môžu sa líšiť.

Údaje vychádzajú z aktuálneho stavu našich znalostí. Nepredstavujú garantovaný prísľub vlastností výrobku, a preto nezakladajú žiadny právny vzťah zmluvnej povahy. Údaje, ktoré sú staršie ako 2 roky, si nechajte potvrdiť nanovo.

Chyby pri zadávaní a omyly sú vyhradené.

Poskytnuté karty údajov o výrobku sú vlastníctvom spoločnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Spoločnosť WIROS Wilfried Rosbach GmbH je vlastníkom všetkých autorských práv/práv na používanie a práv na využitie kariet údajov o výrobku. Karty údajov o výrobku nie je dovolené meniť alebo používať piktogramy. Poskytnuté karty údajov o výrobku sa môžu používať len v súvislosti s originálnymi výrobkami WIROS.





HIGIENSKE PODLOGE

Produktfotos folgen
product pictures will follow

PREMIUM

Podatkovni list izdelka

wiroPURITY



Proizvajalec

Podjetje + Naslov	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemčija
SRN	DE-MF-000004956
Blagovna znamka	care & serve®

Opis izdelka

Kategorija	PREMIUM
Opis izdelka	care & serve® PREMIUM wiroPURITY Higienške podloge
Lastnosti izdelka	Izredno vpojen polimer Čisto in varno zaradi hitrega vpijanja tekočin

Material

Material	Polietilen, celuloza, polipropilen
Teža materiala	≈ 30 g/m ² (± 2 g/m ²)

Uporaba

Namen uporabe	Higienške podloge kot zaščita pred tekočinami in umazanijo.
Področje uporabe	Ne izvaja se nikakršna neposredna uporaba na pacientih. Higienške podloge se uporabljajo za prekrivanje kavčev, postelj in nosil.
Skupina uporabe	Zaposleni v sektorju oskrbe, prevoza bolnikov in zdravstvenem sektorju, bolniki in stanovalci v domovih za ostarele ali podobnih ustanovah.
Skupina pacientov	Higienške podloge so primerne za vse skupine bolnikov.
Indikacija	Higienške podloge kot pregrada za prekrivanje ležalnikov, postelj in nosil.
Kontraindikacija	Ni znanih kontraindikacij.

Napotek za uporabo	Izdelek za enkratno uporabo Da bi se izognili odrgninam zaradi pritiska in tveganju nastanka preležanin (dekubitusa), je pomembno, da higienške podloge (podloge za inkontinenco) redno menjate. Pacient ne sme predolgo ležati na uporabljeni podlogi, saj se s tem poveča obremenitev in nevarnost poškodb kože. Podlogo vedno pravočasno zamenjajte, da bo pacientu udobno in da koža ostane zdrava.
--------------------	--



Napotek	Vse resne nezgode v neposredni povezavi s tem izdelkom je treba sporočiti proizvajalcu in pristojnim organom.
---------	---

Področja uporabe	Bolnišnice Domovi za ostarele in druge strokovne ustanove Zdravniške ordinacije
------------------	--




Dodatne informacije o materialu	ne vsebuje lateksa
---------------------------------	--------------------



Standardi

Oznaka CE	Medicinski izdelek razreda I v skladu z 2017/745
SRN	DE-MF-000004956
Basis UDI DI	4051642-wiroPURITY-VL
Oznaka CE	Oznaka CE zagotavlja prost pretok izdelkov in blaga znotraj Evropske gospodarske skupnosti. Z oznako CE označen izdelek ustreza osnovnim zahtevam navedene evropske uredbe.
VO (EU) 2023/988	Uredba (EU) št. 2023/988 o splošni varnosti proizvodov





Podatkovni list izdelka


wiroPURITY



Uporaba

Navodila za uporabo	<p>Pred uporabo Odstranite higiensko podlago iz embalaže in preverite, ali je poškodovana ali drugače pomanjkljiva. Zagotovite, da je čista in nepoškodovana.</p> <p>Uporaba Higiensko podlago položite na površino, na kateri jo želite uporabiti.</p>	
Varnostni napotek	Glede na našo analizo tveganja v skladu s standardom EN ISO 14971:2019 + A11:2021 za ta izdelek niso potrebna dodatna varnostna navodila.	
Odlaganje	Neuporabljene izdelke in izdelke, ki niso kontaminirani, lahko zažgete na okolju prijazen način ali pa jih odložite na deponijo. Kontaminirane izdelke je treba odložiti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo in predpisi glede na vrsto onesnaženosti.	
Rok trajanja	5 let od datuma proizvodnje, če so neuporabljene in pravilno skladiščene.	
Skladiščenje	<p>Zaščititi pred sončnim sevanjem. Skladiščiti na suhem. Nepravilno skladiščenje lahko pripelje do zmanjšanja obstojnosti.</p>	 
Sledljivost	Sledljivost, ki se nanaša na posamezne serije, od ugotavljanja potreb do zmanjšanja zalog Podatkovni list izdelka Različica 2 veljavno od serije 2617 +	

Embalaža

Recikliranje	Licenca v skladu z zakonom o embalaži, številka licence DE1618662887322. Prosimo, da embalažo oddate v recikliranje.	 SVerpackG
--------------	---	--

www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/uncategorized/wiropurity/
-----	---

Različica 1

Prodajna enota	100 kos/Karton				
Raven pakiranja 1	20 kos/Poliestrska vrečka				
Minimalna količina naročila	1 Karton				
Številke artiklov	Številka proizvoda	Barva	Velikost (Š x D)	Kapaciteta sesanja	Toleranca
	85335322	modro	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Številka proizvoda	Unit of Use UDI	Raven pakiranja 1 UDI	Raven pakiranja 2 UDI	Karton UDI
	85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557

Različica 2

Prodajna enota	150 kos/Karton				
Raven pakiranja 1	15 kos/Poliestrska vrečka				
Minimalna količina naročila	1 Karton				
Številke artiklov	Številka proizvoda	Barva	Velikost (Š x D)	Kapaciteta sesanja	Toleranca
	85335324	modro	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Številka proizvoda	Unit of Use UDI	Raven pakiranja 1 UDI	Raven pakiranja 2 UDI	Karton UDI
	85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588



Podatkovni list izdelka

wiroPURITY



Različica 3


Prodajna enota	100 kos/Karton				
Raven pakiranja 1	20 kos/Poliestrska vrečka				
Minimalna količina naročila	1 Karton				
Številke artiklov	Številka proizvoda	Barva	Velikost (Š x D)	Kapaciteta sesanja	Toleranca
	85335326	modro	≈ 60 x 90 cm	1008 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Številka proizvoda	Unit of Use UDI	Raven pakiranja 1 UDI	Raven pakiranja 2 UDI	Karton UDI
	85335326	4051642010632	4051642010625	-----	4051642010618

Številčne navedbe k meram, težam, debelinam in tolerancam, se razumejo kot predvidene vrednosti in lahko odstopajo.

Navedbe se opirajo na aktualno stanje našega znanja. Niso zagotovilo o lastnostih izdelka in ne utemeljujejo nobenega pogodbenega pravnega razumevanja. Za navedbe, starejše od 2 let, zagotovite ponovno potrditev.

Pridržana pravica do napak pri vnosu in pomot.

Razpoložljivi podatkovni listi proizvodov so last podjetja WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Podjetje WIROS Wilfried Rosbach GmbH je lastnik vseh avtorskih pravic/pravic uporabe in pravic do izkoriščanja podatkovnih listov proizvoda. Informativnih listov proizvodov ni dovoljeno spreminjati ali uporabljati piktogramov. Razpoložljivi podatkovni listi izdelka se lahko uporabljajo samo v povezavi z originalnimi izdelki WIROS.



Fișa produsului

wiroPURITY



PROSOAPE IGIENICE

Produktfotos folgen
product pictures will follow

PREMIUM

Fișa produsului

wiroPURITY



Producător

Firmă + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
SRN	DE-MF-000004956
Marca comercială	care & serve®

Descrierea produsului

Categorie	PREMIUM
Denumire produs	care & serve® PREMIUM wiroPURITY Prosoape igienice
Proprietăți produs	Polimer super-absorbant Curat și sigur datorită absorbției rapide a lichidelor

Material

Material	Polietilenă, celuloză, polipropilenă
Greutate material	≈ 30 g/m ² (± 2 g/m ²)


Utilizare

Scopul utilizării	Folii igienice cu rol de barieră împotriva lichidelor și impurităților.
Domeniul de aplicare	Nu există o utilizare medicală directă pe pacienți. Foliile igienice servesc la acoperirea paturilor și a tărgilor.
Categoria de aplicare	Angajați din sectorul acordărilor de îngrijiri, transport bolnavi și sectorul medical, precum și locatari ai centrelor de îngrijire sau ai altor centre asemănătoare.
Categorie pacienți	Sunt potrivite pentru toate grupurile de pacienți.
Indicații	Folii igienice cu rol de barieră, pentru acoperirea tărgilor și a paturilor.
Contraindicații	Nu există contraindicații cunoscute.
Indicații de utilizare	Produs de unică folosință Pentru a evita urmele de presiune și riscul rănilor provocate de șederea îndelungată la pat (escară de decubit), este important ca foliile igienice (foliile pentru incontinență) să fie schimbate regulat. Pacientul nu trebuie să stea niciodată prea mult pe o folie utilizată, întrucât acest lucru solicită pielea și crește pericolul de leziuni cutanate. Aveți grijă să înlocuiți mereu la timp foliile pentru a menține confortul și sănătatea pielii pacientului.
Indicație	Toate incidentele grave legate direct de acest produs trebuie raportate producătorului și autorităților responsabile.
Domenii de utilizare	Spital Azil de bătrâni și alte grupuri de specialitate Cabinete medicale
Informații suplimentare referitoare la materiale	fără latex



Standarde

Marcaj CE	Produs medicinal clasa I conform UE 2017/745
SRN	DE-MF-000004956
Basis UDI DI	4051642-wiroPURITY-VL
	Marcaj CE Marcajul CE garantează libera circulație a produselor și mărfurilor în interiorul Comunității Economice Europene. Produsul marcat cu CE respectă cerințele de bază ale reglementărilor europene menționate.
VO (EU) 2023/988	Regulamentul (UE) nr. 2023/988 referitor la siguranța generală a produsului



Fișa produsului

wiroPURITY



Utilizare

Instrucțiuni de utilizare	<p>Înainte de utilizare Scoateți folia igienică din ambalaj și verificați dacă prezintă deteriorări sau defecte. Asigurați-vă că este curată și igienizată.</p> <p>Manipulare Întindeți folia pe suprafața pe care doriți să o folosiți.</p>
Indicație de siguranță	Conform analizei noastre de risc ce respectă EN ISO 14971:2019 + A11:2021, acest produs nu necesită indicații suplimentare de siguranță.
Înlăturare	Produsele neutilizate și necontaminate pot fi arse conform prevederilor mediului sau pot fi eliminate la punctele de colectare. Produsele contaminate trebuie eliminate conform legilor și prevederilor naționale în vigoare în funcție de tipul de contaminare.
Durată de valabilitate	5 ani de la data fabricației, în măsura în care sunt neutilizate și în cazul unei depozitări corecte.
Depozitare	A se proteja contra radiațiilor solare. Depozitare uscată Depozitarea necorespunzătoare poate duce la reducerea valabilității.
Trasabilitatea	Trasabilitatea în funcție de lot de la redarea necesarului până la ieșirea din depozit. Fișa produsului Versiune 2 valabil de la lotul 2617 +



Ambalaj

Reciclare	Licențiat conform ambalajului, număr licență DE1618662887322. Vă rugăm să duceți ambalajul la reciclare.
-----------	---



www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/uncategorized/wiropurity/
-----	---

VARIANTĂ 1

Unitate de vânzare	100 bucată/Carton				
Strat de ambalaj 1	20 bucată/Pungă din plastic				
Cantitate minimă de comandă	1 Carton				
Număr articole	Nr. articol	Vopsea	Mărime (l x L)	Capacitate de absorbție	Toleranță
	85335322	albastru	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Nr. articol	Unit of Use UDI	Strat de ambalaj 1 UDI	Strat de ambalaj 2 UDI	Carton UDI
	85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557

VARIANTĂ 2

Unitate de vânzare	150 bucată/Carton				
Strat de ambalaj 1	15 bucată/Pungă din plastic				
Cantitate minimă de comandă	1 Carton				
Număr articole	Nr. articol	Vopsea	Mărime (l x L)	Capacitate de absorbție	Toleranță
	85335324	albastru	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm



Fișa produsului

wiroPURITY



GTINs	Nr. articol	Unit of Use UDI	Strat de ambalaj 1 UDI	Strat de ambalaj 2 UDI	Carton UDI
	85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588

Variantă 3


Unitate de vânzare	100 bucată/Carton				
Strat de ambalaj 1	20 bucată/Pungă din plastic				
Cantitate minimă de comandă	1 Carton				
Număr articole	Nr. articol	Vopsea	Mărime (l x L)	Capacitate de absorbție	Toleranță
	85335326	albastru	≈ 60 x 90 cm	1008 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Nr. articol	Unit of Use UDI	Strat de ambalaj 1 UDI	Strat de ambalaj 2 UDI	Carton UDI
	85335326	4051642010632	4051642010625	-----	4051642010618

Cifrele referitoare la dimensiuni, greutate, grosimi și toleranțe trebuie înțelese ca valori nominale și pot varia.

Datele se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre. Nu reprezintă o asigurare garantată a caracteristicilor produsului și nu reprezintă un drept contractual. Datele care sunt mai vechi de 2 ani trebuie confirmate din nou.

Ne asumăm dreptul la erorile de introducere și la greșeli.

Fișele produsului puse la dispoziție sunt proprietatea WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH este proprietarul tuturor drepturilor de autor/utilizare și exploatare ale fișelor cu datele produselor. Nu este permisă modificarea fișelor cu datele produsului sau modificarea pictogramei. Fișele cu datele produsului puse la dispoziție pot fi utilizate doar împreună cu produsele originale WIROS.





wiroPURITY

RESGUARDOS HIGIÉNICOS

Produktfotos folgen
product pictures will follow

PREMIUM

Folha de dados do produto

wiroPURITY



Fabricante

Empresa + Morada	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemanha
SRN	DE-MF-000004956
Marca comercial	care & serve®

Descrição do produto

Categoria	PREMIUM
Designação do produto	care & serve® PREMIUM wiroPURITY Resguardos higiénicos
Características do produto	Polímero superabsorvente Limpo e seguro graças à rápida absorção de líquidos

Material

Material	Polietileno, celulose, polipropileno
Peso do material	≈ 30 g/m ² (± 2 g/m ²)

Utilização

Uso pretendido	Subcamadas de higiene como barreira contra líquidos e sujidade.
Área de aplicação	Não é realizada uma aplicação médica direta no paciente. Os resguardos higiénicos são utilizados para cobrir divãs, camas e macas.
Grupo de aplicação	Colaboradores do setor de enfermagem, transporte de doentes e setor médico, pacientes e residentes em lares de idosos ou instalações similares.
Grupo de pacientes	Os resguardos higiénicos são adequados para todos os grupos de pacientes.
Indicação	Resguardos higiénicos como barreira para cobrir divãs, camas e macas.
Contraindicação	Sem contra-indicações conhecidas.

Indicação de utilização	Produto descartável. Para evitar pontos de pressão e o risco de escaras (úlceras de decúbito), é importante que os resguardos higiénicos (resguardos de incontinência) sejam regularmente trocados. Um paciente nunca deve ficar deitado num resguardo usado por muito tempo, pois isso aumenta a pressão na pele e aumenta o risco de danos na pele. Certifique-se de sempre substituir os resguardos em tempo hábil para garantir o conforto do paciente e a saúde da pele.
-------------------------	--



Nota	Todos os incidentes graves em conexão direta com este produto devem ser relatados ao fabricante e às autoridades responsáveis.
------	--



Áreas de aplicação	Hospitais lares da terceira idade e outros meios profissionais Consultórios médicos
--------------------	--




Informações adicionais sobre o material	sem látex
---	-----------



Normas

Marcação CE	Dispositivo médico de classe I de acordo com a norma UE 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroPURITY-VL		
	Marcação CE A marcação CE garante a livre circulação de produtos e mercadorias dentro da Comunidade Económica Europeia. O produto com a marca CE cumpre os requisitos essenciais dos regulamentos europeus especificados.		
VO (EU) 2023/988	Regulamento (UE) n.º 2023/988 relativo à segurança geral dos produtos		



Folha de dados do produto

wiroPURITY



Utilização

Instruções de utilização	Antes da utilização Remova o resguardo higiênico da embalagem e verifique se apresenta danos ou defeitos. Certifique-se de que esteja limpo e higiênico. Utilização Coloque o resguardo higiênico sobre a superfície onde deseja utilizá-la.
Nota de Segurança	De acordo com a nossa análise de riscos de acordo com a EN ISO 14971:2019 + A11:2021, não são necessárias quaisquer instruções de segurança adicionais para este produto.
Eliminação	Os produtos não utilizados e não contaminados podem ser incinerados ou descartados de maneira ambientalmente correta. Os produtos contaminados devem ser descartados de acordo com as leis e regulamentos nacionais aplicáveis a cada tipo de contaminação.
Validade	5 anos a partir da data de produção, se não for usado e armazenado corretamente.
Armazenagem	Proteger da exposição ao sol. Armazenar a seco. Um armazenamento inadequado pode levar a uma redução na validade.
Rastreabilidade	Rastreabilidade relacionada ao lote desde a determinação de requisitos até a saída do armazém Folha de dados do produto Versão 2 Válido a partir do lote 2617 +



Embalagem

Reciclagem	Licenciado de acordo com a norma alemã VerpackG, número de licença DE1618662887322. Por favor, devolva a embalagem para reciclagem.
------------	--



www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/uncategorized/wiropurity/
-----	---

Variante 1

Unidade de venda	100 unidade/Cartão				
Nível de embalagem 1	20 unidade/Saco poli				
Quantidade mínima	1 Cartão				
Números de artigo	Número de artigo	Cor	Tamanho (L x C)	Capacidade de aspiração	Tolerância
	85335322	azul	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Número de artigo	Unit of Use UDI	Nível de embalagem 1 UDI	Nível de embalagem 2 UDI	Cartão UDI
	85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557

Variante 2

Unidade de venda	150 unidade/Cartão				
Nível de embalagem 1	15 unidade/Saco poli				
Quantidade mínima	1 Cartão				
Números de artigo	Número de artigo	Cor	Tamanho (L x C)	Capacidade de aspiração	Tolerância
	85335324	azul	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Número de artigo	Unit of Use UDI	Nível de embalagem 1 UDI	Nível de embalagem 2 UDI	Cartão UDI
	85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588



Folha de dados do produto

wiroPURITY



Variante 3


Unidade de venda	100 unidade/Cartão				
Nível de embalagem 1	20 unidade/Saco poli				
Quantidade mínima	1 Cartão				
Números de artigo	Número de artigo	Cor	Tamanho (L x C)	Capacidade de aspiração	Tolerância
	85335326	azul	≈ 60 x 90 cm	1008 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Número de artigo	Unit of Use UDI	Nível de embalagem 1 UDI	Nível de embalagem 2 UDI	Cartão UDI
	85335326	4051642010632	4051642010625	-----	4051642010618

Os valores das dimensões, pesos, espessuras e tolerâncias devem ser entendidos como valores nominais e podem diferir.

As informações são baseadas no estado atual do nosso conhecimento. Elas não são uma garantia dos recursos do produto e não fundamentam um entendimento contratual da lei. Por favor, reconfirme as informações com mais de 2 anos.

Erros ortográficos e equívocos reservados.

As fichas técnicas do produto fornecidas são propriedade da WIROS Wilfried Rosbach GmbH. A WIROS Wilfried Rosbach GmbH é detentora de todos os direitos de autor, de utilização e exploração das fichas técnicas do produto. Não são permitidas quaisquer alterações às fichas técnicas do produto ou a utilização de pictogramas. As fichas técnicas do produto fornecidas só podem ser utilizadas em conjunto com os produtos originais WIROS.





HIGIENINIAI ĮKLOTAI

Produktfotos folgen
product pictures will follow

PREMIUM



Gamintojas

Firma + Adresas	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vokietija
SRN	DE-MF-000004956
Prekiniai ženklai	care & serve®

Gaminio aprašymas

Kategorija	PREMIUM
Gaminio pavadinimas	care & serve® PREMIUM wiroPURITY Higieniniai įklotai
Gaminio savybės	Ypač gerai absorbuojantis polimeras Švaru ir saugu dėl greitos sugerties

Medžiaga

Medžiaga	Polietilenas, celiuliozė, polipropilenas
Medžiagos svoris	≈ 30 g/m ² (± 2 g/m ²)

Naudojimas

Naudojimo paskirtis	Higieniniai paklotai kaip barjeras nuo skysčių ir nešvarumų.
Naudojimo sritis	Tiesioginio naudojimo pacientui nėra. Higieninis paklotas naudojamas uždengti gultus, lovas, neštuvus.
Naudojimo grupė	Slaugos, pacientų transporto ir medicinos sektorių darbuotojai, pacientai ir slaugos namų ar panašaus pobūdžio įstaigų gyventojai.
Pacientų grupė	Higieniniai paklotai tinka visoms pacientų grupėms.
Indikacija	Higieniniai paklotai kaip barjeras uždengti gultus, lovas ir neštuvus.
Kontraindikacija	Nėra žinoma jokių kontraindikacijų.

Naudojimo nurodymas	Vienkartinis gaminys Siekiant išvengti spaudimo taškų ir pragulų (Dekubitus) rizikos, svarbu reguliariai keisti higieninius įklotus (šlapimo nelaikymo įklotus). Pacientas niekada negulėti ant panaudoto įklotu per ilgai, nes tai padidina poveikį odai ir odos pažeidimo riziką. Įklotus visada pakeiskite laiku, kad užtikrintumėte paciento komfortą ir nepažeistą odą.
---------------------	---



Nurodymas	Apie visus rimtus incidentus, susijusius su šiuo gaminiu, būtina pranešti gamintojui ir atsakingoms institucijoms.
-----------	--

Naudojimo sritys	Ligoninė Slaugos namai ir kiti specialistai Gydytojų kabinetai
------------------	---




Papildoma informacija apie medžiagas	be latekso
--------------------------------------	------------





Standartai

CE ženklas	Medicininis I klasės gaminys pagal ES 2017/745
SRN	DE-MF-000004956
Basis UDI DI	4051642-wiroPURITY-VL
	CE ženklas CE ženklas užtikrina laisvą gaminių ir prekių judėjimą Europos ekonominėje bendrijoje. CE ženklu pažymėtas gaminys atitinka esminius nurodytų Europos reglamentų reikalavimus.
VO (EU) 2023/988	Reglamentas (ES) Nr. 2023/988 dėl bendros gaminių saugos






Naudojimas

Naudojimo instrukcija	Prieš naudojant Išimkite iš pakuotės higieninį paklotą ir patikrinkite, ar ji nepažeista ir nesugadinta. Įsitinkite, kad jis švarus ir nepažeistas. Tvarkymas Higieninį paklotą patieskite ant paviršiaus, ant kurio jį norėsite naudoti.	
Saugos nurodymas	Pagal mūsų rizikos analizę remiantis EN ISO 14971:2019 + A11:2021, šiam gaminiui nereikalingi jokie papildomi saugos nurodymai.	
Utilizavimas	Nepanaudoti ir neužteršti gaminiai gali būti deginami aplinkai saugiu būdu arba utilizuojami saugykloje. Užteršti gaminiai privalo būti utilizuojami pagal galiojančius nacionalinius įstatymus ir potvarkius atsižvelgiant į jų užterštumo pobūdį.	
Tinkamumas naudoti	5 metai nuo pagaminimo datos, jei nenaudotos ir tinkamai sandėliuotos.	
Laikymo sąlygos	Saugokite nuo saulės spindulių. Laikykite sausoje vietoje. Netinkamos laikymo sąlygos gali sutrumpinti tinkamumo naudoti trukmę.	 
Atsekamumas	Prekės partijos atsekamumas nuo paklausos tyrimo iki atsargų sumažinimo. Gaminio duomenų lapas Versija 2 galioja nuo prekės partijos 2617 +	

Pakuotė

Perdirbama	Licencija išduota pagal „VerpackG“, licencijos numeris DE1618662887322. Prašome pakuotę pristatyti perdirbti.	 VerpackG
------------	--	--

www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/uncategorized/wiropurity/
-----	---

Variantas 1

Pardavimo pakuotė	100 vienetas/Kartono dėžutė				
1 pakuotės lygis	20 vienetas/Polietileno maišelis				
Mažiausias galimas užsakyti kiekis	1 Kartono dėžutė				
Gaminio numeris	Gaminio numeris	Spalva	Dydis (P x I)	Sugertis	Tolerancija
	85335322	mėlyna	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Gaminio numeris	Unit of Use	Lygių pakuotė 1	Lygių pakuotė 2	Kartono dėžutė
	85335322	UDI	UDI	UDI	UDI
	85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557

Variantas 2

Pardavimo pakuotė	150 vienetas/Kartono dėžutė				
1 pakuotės lygis	15 vienetas/Polietileno maišelis				
Mažiausias galimas užsakyti kiekis	1 Kartono dėžutė				
Gaminio numeris	Gaminio numeris	Spalva	Dydis (P x I)	Sugertis	Tolerancija
	85335324	mėlyna	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Gaminio numeris	Unit of Use	Lygių pakuotė 1	Lygių pakuotė 2	Kartono dėžutė
	85335324	UDI	UDI	UDI	UDI
	85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588





Variantas 3

Pardavimo pakuotė	100 vienetas/Kartono dėžutė				
1 pakuotės lygis	20 vienetas/Polietileno maišelis				
Mažiausias galimas užsakyti kiekis	1 Kartono dėžutė				
Gaminio numeris	Gaminio numeris	Spalva	Dydis (P x I)	Sugertis	Tolerancija
	85335326	mėlyna	≈ 60 x 90 cm	1008 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Gaminio numeris	Unit of Use UDI	Lygių pakuotė 1 UDI	Lygių pakuotė 2 UDI	Kartono dėžutė UDI
	85335326	4051642010632	4051642010625	-----	4051642010618


Išmatavimų, svorio, storio ir tolerancijos duomenys yra tik formalūs ir gali skirtis.


Duomenys paremti mūsų turima dabartine informacija. Jie neužtikrina gaminio savybių ir nepagrindžia sutartinių teisiųjų santykių. Informaciją, kuri yra senesnė nei 2 metai, prašome patvirtinti iš naujo.

Galimi klaidingi duomenys ir neatitikimai.

Pristatomi gaminio duomenų lapai yra „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ nuosavybė. „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ yra gaminio duomenų lapų visų autorių (arba) naudojimo teisių savininkas. Draudžiama keisti gaminio duomenų lapus arba naudoti piktogramas.

Pristatomus gaminio duomenų lapus leidžiama naudoti tik su originaliais WIROS gaminiiais.





Produkta datu lapa


wiroPURITY



HIGIĒNAS PALIKTŅI



PREMIUM





Ražotājs

Uzņēmums + Adrese	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vācija
SRN	DE-MF-000004956
Preču zīme	care & serve®

Produkta apraksts

Kategorija	PREMIUM
Produkta nosaukums	care & serve® PREMIUM wiroPURITY Higiēnas paliktņi
Produkta īpašības	Īpaši augstas absorbētspējas polimērs Tīrs un drošs, pateicoties ātrai šķidruma absorbcijai

Materiāls

Materiāls	Polietilēns, celuloze, polipropilēns
Materiāla svars	≈ 30 g/m ² (± 2 g/m ²)

Lietošana

Lietošanas mērķis	Higiēnas paliktņi kā barjera pret šķidrumu un netīrumu pārnasi.
Lietošanas joma	No medicīniskā viedokļa netiek tieši pielietots pacientam. Higiēniskās apakšsegas izmanto dīvānu, gultu un nestuvju pārklāšanai.
Lietošanas grupa	Darbinieki pacientu aprūpes iestādēs, pacientu transportēšanā un medicīnas iestādēs, kā arī pansionātu vai līdzīgu iestāžu pacienti un iemītnieki.
Pacientu grupa	Higiēniskās apakšsegas ir piemērotas visām pacientu grupām.
Indikācija	Higiēniskās apakšsegas kā barjera dīvānu, gultu un nestuvju pārklāšanai.
Kontrindikācija	Nav zināmu kontrindikāciju.

Lietošanas norādījums	Vienreizlietojams produkts Lai neveidotos spiediena punkti un nepieļautu izgulējumu risku, ir svarīgi regulāri mainīt higiēnas paliktņus (nesaturēšanas palagus). Pacients nekad nedrīkst gulēt uz lietotas virsmas, jo tas palielina slodzi uz ādu un ādas bojājumu risku. Pievērsiet uzmanību tam, lai palagi vienmēr tiktu savlaicīgi nomainīti, lai nodrošinātu pacienta komfortu un ādas veselību.
-----------------------	--

Norāde	Par visiem nopietniem incidentiem, kas saistīti tieši ar šo produktu, jāziņo ražotājam un atbildīgajām iestādēm.
--------	--

Pielietojuma jomas	Slimnīca Veco ļaužu pansionāts u.c. speciālistu aprindas Ārstu prakses
--------------------	---




Papildu informācija par materiālu	nesatur lateksu
-----------------------------------	-----------------





Standarti

CE marķējums	I klases medicīniskais izstrādājums saskaņā ar ES 2017/745
SRN	DE-MF-000004956
Basis UDI DI	4051642-wiroPURITY-VL CE marķējums CE marķējums garantē izstrādājumu un preču brīvu apriti Eiropas
VO (EU) 2023/988	Regula (ES) Nr. 2023/988 par ražojumu vispārēju drošumu






Lietošana

Lietošanas instrukcija	<p>Pirms lietošanas Izņemiet higiēnas paliktni no iepakojuma un pārbaudiet, vai tas nav bojāts vai ar defektiem. Pārlicinieties, ka tas ir tīrs un higiēnisks.</p> <p>Lietošana Novietojiet higiēnas paliktni uz virsmas, uz kuras vēlaties to izmantot.</p>	
Drošības norāde	Saskaņā ar mūsu riska analīzi, kas veikta atbilstoši EN ISO 14971:2019 + A11:2021, šim produktam nav nepieciešami papildu drošības norādījumi.	
Utilizācija	Nelietotus un nekontaminētus produktus var sadedzināt vai utilizēt izgāztuvē vidi saudzējošā veidā. Kontaminēti produkti ir jāutilizē saskaņā ar spēkā esošajiem nacionālajiem likumiem un noteikumiem un atbilstoši kontaminācijas veidam.	
Derīguma termiņš	5 gadi no ražošanas datuma, ja produkts nav lietots un ir pareizi uzglabāts.	
Glabāšana	Sargājiet no saules stariem. Glabājiet sausā vietā. Nepareiza glabāšana var izraisīt derīguma termiņa saīsināšanos.	 
Izsekojamība	Izsekojamas partijas no pieprasījuma noteikšanas līdz preču izsūtīšanai. Produkta datu lapa Versija 2 spēkā no partijas 2617 +	

Iepakojums

Pārstrāde	Licencēts saskaņā ar Vācijas Likumu par iepakojumiem (VerpackG), licences numurs DE1618662887322. Lūdzu, nododiet iepakojumu otrreizējai pārstrādei.	 <small>§VerpackG</small>
-----------	---	---

www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/uncategorized/wiropurity/
-----	---

Variants 1

Pārdošanas vienība	100 Gab./Kartona kaste				
Iepakojuma līmenis 1	20 Gab./Polietilēna maisiņš				
Minimālais pasūtīšanas daudzums	1 Kartona kaste				
Preču numuri	Preces numurs	Krāsa	Izmērs (P x G)	Uzsūkšanas kapacitāte	Pielaide
	85335322	zilā krāsā	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Preces numurs	Unit of Use UDI	Iepakojuma līmenis 1 UDI	Iepakojuma līmenis 2 UDI	Kartona kaste UDI
	85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557

Variants 2

Pārdošanas vienība	150 Gab./Kartona kaste				
Iepakojuma līmenis 1	15 Gab./Polietilēna maisiņš				
Minimālais pasūtīšanas daudzums	1 Kartona kaste				
Preču numuri	Preces numurs	Krāsa	Izmērs (P x G)	Uzsūkšanas kapacitāte	Pielaide
	85335324	zilā krāsā	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Preces numurs	Unit of Use UDI	Iepakojuma līmenis 1 UDI	Iepakojuma līmenis 2 UDI	Kartona kaste UDI
	85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588





Variants 3


Pārdošanas vienība	100 Gab./Kartona kaste				
Iepakojuma līmenis 1	20 Gab./Polietilēna maisiņš				
Minimālais pasūtīšanas daudzums	1 Kartona kaste				
Preču numuri	Preces numurs	Krāsa	Izmērs (P x G)	Uzsūkšanas kapacitāte	Pielaide
	85335326	zilā krāsā	≈ 60 x 90 cm	1008 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Preces numurs	Unit of Use	Iepakojuma līmenis 1	Iepakojuma līmenis 2	Kartona kaste
	85335326	UDI 4051642010632	UDI 4051642010625	UDI -----	UDI 4051642010618

Izmēru, svara, stiprības un pielaižu skaitliskās vērtības ir uzskatāmas par nominālajām vērtībām un var atšķirties no faktiskajām vērtībām.

Dati ir balstīti uz mūsu jaunākajām zināšanām. Tie negarantē produktu īpašības un nepamato līgumiskas saistības. Lūdziet apstiprināt datus, kas ir vecāki par 2 gadiem.

Ir iespējamas ievades kļūdas un kļūdaina informācija.

Sniegtās produktu datu lapas ir uzņēmuma WIROS Wilfried Rosbach GmbH īpašums. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ir visu autortiesību, lietošanas tiesību un produktu datu lapu izmantošanas tiesību īpašnieks. Nav atļauts mainīt produktu datu lapas vai izmantot piktogrammas. Nodrošinātās produktu datu lapas drīkst izmantot tikai saistībā ar oriģinālajiem WIROS produktiem.



Информационен лист за продукта



wiroPURITY

ХИГИЕННИ ПОДЛОЖКИ

Produktfotos folgen
product pictures will follow

PREMIUM

Информационен лист за продукта

wiroPURITY



Производител

Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
SRN	DE-MF-000004956
Търговска марка	care & serve®

Описание на продукта

Категория	PREMIUM
Наименование на продукта	care & serve® PREMIUM wiropURITY Хигиенни подложки
Характеристики на продукта	Супер-абсорбиращ полимер Чист и безопасен благодарение на бързото поемане на течности

Материал


Материал	Полиетилен, целулоза, полипропилен
Тегло на материала	≈ 30 g/m ² (± 2 g/m ²)

Употреба

Употреба по предназначение	Хигиенни подложки като преграда срещу течности и замърсявания.
Област на приложение	Не се извършва директно медицинско приложение върху пациенти. Хигиенните подложки служат за покриване на кушетки, легла и носилки.
Група на приложение	Служители в сектора на медицинските грижи, транспорта на болни и медицинския сектор, пациенти и обитатели в домове за възрастни хора или подобни заведения.
Група пациенти	Хигиенните подложки са подходящи за всички групи пациенти.
Показание	Хигиенните подложки като преграда за покриване на кушетки, легла и носилки.
Противопоказание	Няма известни противопоказания.
Указание за употреба	Продукт за еднократна употреба За да се избегнат места на притискане и риск от рани поради залежаване (декубитус), е важно хигиенните превръзки (подложките за инконтиненция) сменят редовно. Пациентът никога не трябва да лежи твърде дълго върху използвана постелка, тъй като това повишава натоварването на кожата и увеличава опасността от увреждания на кожата. Задължително подменяйте постелките винаги навреме, за да осигурите на пациента комфорт и здрава кожа.
Указание	Всички сериозни инциденти във връзка с този продукт трябва да бъдат докладвани на производителя и на отговорните органи.
Области на приложение	Болница Дом за възрастни и др. специализирани кръгове Лекарски практики
Допълнителна информация за	не съдържа латекс

Стандарти

CE маркировка	Медицински продукт от клас I съгласно EC 2017/745
SRN	DE-MF-000004956
Basis UDI DI	4051642-wiropURITY-VL



Информационен лист за продукта

wiroPURITY



CE маркировка

Маркировката CE гарантира свободното движение на продукти и стоки в рамките на Европейскотоикономическо пространство. Обозначеният с маркировка CE продукт съответства на основните изисквания на посочените европейски разпоредби.

VO (EU) 2023/988

Регламент (ЕС) № 2023/988 относно общата безопасност на продуктите

Приложение

Инструкция за употреба Преди употреба
Извадете хигиенната подложка от опаковката и я проверете за увреждания или дефекти. Уверете се, че подложките са чисти и хигиенични.

Начин на работа
Поставете хигиенната подложка върху повърхността, върху която искате да я използвате.

Указание за безопасност Съобразно нашия анализ на риска съгласно EN ISO 14971:2019 + A11:2021 не са необходими допълнителни указания за безопасност за този продукт.

Изхвърляне Неизползвани и незамърсени продукти могат да бъдат изгорени по екологосъобразен начин или предадени в пункт за отпадъци. Замярсени продукти трябва да бъдат изхвърлени съгласно важащите национални закони и предписания в зависимост от вида на замърсяването.

Срок на годност 5 години от датата на производство, ако не са използвани и при правилно съхранение.

Съхранение Пазете от слънчево лъчение.
Съхранявайте на сухо място.
Неправилно съхранение може да доведе до намаляване на срока на годност.



Обратна проследимост Отнесена към партидите обратна проследимост от определянето на нуждата до излизането от склада.
Информационен лист за продукта Версия 2 важи от партида 2617 +

Опаковка

Рециклиране Лицензирани съгласно Закона за опаковките VerpackG, номер на лиценз DE1618662887322.
Моля, предайте опаковката за рециклиране.



www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/uncategorized/wiropurity/>

Вариант 1

Продажна единица 100 броя/Кашон

Ниво на опаковката 1 20 броя/Полиетиленова торбичка

Минимално количество за поръчка 1 Кашон

Каталожни номера	Номер на артикул	Цвят	Размер (Ш x Д)	Капацитет на всмукване	Допуск
	85335322	сини	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm


GTINs	Номер на артикул	Unit of Use UDI	Плоска опаковка 1 UDI	Плоска опаковка 2 UDI	Кашон UDI
	85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557

Вариант 2

Продажна единица 150 броя/Кашон

Ниво на опаковката 1 15 броя/Полиетиленова торбичка

Минимално количество за поръчка 1 Кашон



Информационен лист за продукта

wiroPURITY



Каталожни номера	Номер на артикул	Цвят	Размер (Ш x Д)	Капацитет на всмукване	Допуск
	85335324	сини	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Номер на артикул	Unit of Use UDI	Плоска опаковка 1 UDI	Плоска опаковка 2 UDI	Кашон UDI
	85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588


Вариант 3


Продажна единица	100 броя/Кашон				
Ниво на опаковката 1	20 броя/Полиетиленова торбичка				
Минимално количество за поръчка	1 Кашон				
Каталожни номера	Номер на артикул	Цвят	Размер (Ш x Д)	Капацитет на всмукване	Допуск
	85335326	сини	≈ 60 x 90 cm	1008 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Номер на артикул	Unit of Use UDI	Плоска опаковка 1 UDI	Плоска опаковка 2 UDI	Кашон UDI
	85335326	4051642010632	4051642010625	-----	4051642010618

Цифровите данни за размерите, теглата, дебелините и допуските трябва да се разбират като зададени стойности и могат да се различават.

Данните се базират на текущото ниво на нашите знания. Те не представляват гаранция за продуктови характеристики и не обосновават договорно правно разбиране. Моля, поискайте повторно потвърждение на данни, които са по-стари от 2 години. Не се поема отговорност за печатни грешки.

Предоставените на разположение продуктови спецификации са собственост на фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH е собственик на всички авторски права и права за употреба и експлоатация на продуктовите спецификации. Промяна на продуктовите спецификации или използване на пиктограмите не са разрешени. Предоставените на разположение продуктови спецификации могат да се използват само във връзка с оригиналните продукти на фирма WIROS.





Технічний лист


wiroPURITY



ГІГІЄНІЧНІ ПРОКЛАДКИ



PREMIUM





Виробник

Фірма + Адреса	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Німеччина
SRN	DE-MF-000004956
Торговельна марка	care & serve®

Опис продукту

Категорія	PREMIUM
Найменування продукту	care & serve® PREMIUM wiroPURITY Гігієнічні прокладки
Властивості продукту	Суперпоглинаючий полімер Чисто та безпечно, завдяки швидкому вбиранню вологи

Матеріал

Матеріал	Поліетилен, целюлоза, поліпропілен
Вага матеріалу	≈ 30 g/m ² (± 2 g/m ²)


Використання

Призначення	Гігієнічні прокладки як бар'єр від рідини та забруднень.
Сфера застосування	Не відбувається прямого медичного застосування до пацієнта. Гігієнічні прокладки призначені для покривання кушеток, ліжок та нош.
Група застосування	Співробітники зі сфери догляду, медичний транспорт та медична сфера, пацієнти, а також мешканці будинків для людей похилого віку чи подібних закладів.
Група пацієнтів	Гігієнічні прокладки підходять для всіх груп пацієнтів.
Показання	Гігієнічні прокладки як бар'єр для накривання кушеток, ліжок та нош.
Протипоказання	Невідомі протипоказання.
Інструкція щодо використання	Виріб одноразового використання Щоб уникнути тиску на шкіру і ризику виникнення пролежнів (декубітосу), необхідно регулярно міняти гігієнічні пелюшки (пелюшки при нетриманні не повинен лежати на використаній пелюшці занадто довго, оскільки це збільшує навантаження на шкіру і підвищує ризик її пошкодження. Стежте, щоб завжди своєчасно міняти пелюшки, аби забезпечити комфорт та здоров'я шкіри пацієнта.
Примітка	Про всі серйозні випадки, пов'язані з цим продуктом, необхідно повідомляти виробника та відповідальні органи.
Галузі застосування	Лікарня Будинок престарілих в тому числі групи фахівців Лікарські практики
Інформація про добавки до матеріалу	без латексу





Стандарти

CE-маркування	Медичний виріб класу I відповідно до EU 2017/745
SRN	DE-MF-000004956
Basis UDI DI	4051642-wiroPURITY-VL
	CE-маркування Маркування CE гарантує вільний обіг виробів та товарів у межах Європейської економічної спільноти. Виріб з маркуванням CE відповідає основним вимогам зазначених європейських розпоряджень.
VO (EU) 2023/988	Регламент (ЄС) № 2023/988 про загальну безпеку виробу






Використання

Інструкція з використання	<p>Перед використанням</p> <p>Вийміть гігієнічну прокладку з пакування та перевірте її на предмет пошкоджень та дефектів. Переконайтеся, що вона чиста та гігієнічна.</p> <p>Застосування</p> <p>Покладіть гігієнічну прокладку на поверхню, на якій бажаєте її використовувати.</p>	
Інструкція з безпеки	Відповідно до нашого аналізу ризиків за EN ISO 14971:2019 + A11:2021 для цього виробу не потрібні додаткові вказівки з техніки безпеки.	
Утилізація	Невикористані та незабруднені вироби можна спалювати екологічно безпечним чином або утилізувати в місцях для збору сміття. Забруднені вироби слід утилізувати відповідно до чинного національного законодавства та нормативно-правових актів, в залежності від типу забруднення.	
Термін служби	5 років з дати виготовлення, якщо вони не використовуються та правильно зберігаються.	
Зберігання	<p>Захищати від сонячних променів.</p> <p>Зберігати в сухому місці.</p> <p>Неправильне зберігання може призвести до зниження терміну служби.</p>	 
Простежуваність	<p>Простежуваність партії від визначення потреб аж до виходу зі складу.</p> <p>Технічний лист Версія 2 дійсний з партії 2617 +</p>	

Упаковка

Переробка	<p>Ліцензовано згідно Закону про упаковку, номер ліцензії DE1618662887322.</p> <p>Будь ласка, поверніть упаковку для переробки.</p>	
-----------	---	---

www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/uncategorized/wiropurity/
-----	---

Варіант 1

Торгова одиниця	100 штук/Коробка				
Рівень упаковки 1	20 штук/Поліетиленовий мішок				
Мінімальна кількість замовлення	1 Коробка				
Номери артикулу	Номер артикулу	Колір	Розмір (Ш x Д)	Здатність всмоктування	Допустиме відхилення
	85335322	синій	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Номер артикулу	Unit of Use UDI	Рівень упаковки 1 UDI	Рівень упаковки 2 UDI	Коробка UDI
	85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557

Варіант 2

Торгова одиниця	150 штук/Коробка				
Рівень упаковки 1	15 штук/Поліетиленовий мішок				
Мінімальна кількість замовлення	1 Коробка				
Номери артикулу	Номер артикулу	Колір	Розмір (Ш x Д)	Здатність всмоктування	Допустиме відхилення
	85335324	синій	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Номер артикулу	Unit of Use UDI	Рівень упаковки 1 UDI	Рівень упаковки 2 UDI	Коробка UDI
	85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588





Варіант 3


Торгова одиниця	100 штук/Коробка				
Рівень упаковки 1	20 штук/Поліетиленовий мішок				
Мінімальна кількість замовлення	1 Коробка				
Номери артикулу	Номер артикулу	Колір	Розмір (Ш x Д)	Здатність всмоктування	Допустиме відхилення
	85335326	синій	≈ 60 x 90 cm	1008 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Номер артикулу	Unit of Use UDI	Рівень упаковки 1 UDI	Рівень упаковки 2 UDI	Коробка UDI
	85335326	4051642010632	4051642010625	-----	4051642010618


Цифрові дані розмірів, ваги, товщини та допустимих відхилень слід розуміти як номінальні величини, що можуть відрізнятися.

Дані базуються на поточному стані наших знань. Вони не є гарантованим запевненням щодо характеристик товару і не створюють договірного правового розуміння. Необхідно повторно засвідчити інформацію, якій більше ніж 2 роки.

Можливі друкарські та інші помилки.

Надані технічні паспорти продукту є власністю компанії WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компанія WIROS Wilfried Rosbach GmbH є власником усіх авторських прав, прав на використання та реалізацію технічних паспортів продукту. Не дозволяється змінювати технічні паспорти продукту або використовувати піктограми. Надані технічні паспорти продукту дозволяється використовувати лише у зв'язку з оригінальними продуктами WIROS.





Toote teabeleht


wiroPURITY



HÜGIEENILISED ALUSED



PREMIUM



Toote teabeleht

wiroPURITY



Tootja

Ettevõtte + Aadress:	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksamaa
SRN	DE-MF-000004956
Kaubamärk	care & serve®

Tootekirjeldus

Kategooria	PREMIUM
Toote nimetus	care & serve® PREMIUM wiroPURITY Hügieenilised alused
Toote omadused	Superabsorbeeriv polümeer Puhas ja ohutu tänu kiirele vedeliku imavusele

Materjal:

Materjal:	Polüetüleen, tselluloos, polüpropüleen
Materjali kaal	≈ 30 g/m ² (± 2 g/m ²)


Kasutamine

Kasutusotstarve	Hügieenilised aluskatted, mis kaitsevad vedelike ja mustuse eest
Rakendusvaldkond	Otsest meditsiinilist kasutamist patsiendil ei toimu. Hügieenilisi aluskatteid kasutatakse lavatsite, voodite ja kandraamide katmiseks.
Rakendamisrühm	Hooldussektori, haigete transportimise ja meditsiinisektori töötajad, hooldekodude või sarnaste asutuste patsiendid ja elanikud.
Patsientide rühm	Hügieenilised aluskatted sobivad kõikidele patsiendirühmadele.
Näidustus	Hügieenilised aluskatted tõkkena lavatsite, voodite ja kandraamide katmiseks.
Vastunäidustus	Puuduvad teadaolevad vastunäidustused.
Kasutusjuhised	Ühekordselt kasutatav toode Muljumisjälgede ja lamatise (Dekubitus) ohu vältimiseks on oluline, et hügieenilisi aluslinasid (pidamatushaigete linad) vahetataks regulaarselt. Patsient ei liiga kaua kasutatud linal lamada, sest see võib koormata nahka ja naha kahjustamise oht suureneb. Veenduge, et linasid vahetataks alati õigel ajal, patsient mugav ega tekiks nahakahjustusi.
Märkus	Kõigist selle tootega otseselt seotud tõsistest juhtumitest tuleb teavitada tootjat ja vastutavaid ametiasutusi.
Kasutusvaldkonnad	Haigla vanadekodu jt erialased ringkonnad Arstipraksised
Lisateave materjali kohta	ei sisalda lateksit



Standardid

CE-märgistus	Klass I meditsiinitooted vastavalt määrusele EL 2017/745
SRN	DE-MF-000004956
Basis UDI DI	4051642-wiroPURITY-VL CE-märgistus CE-märgis garanteerib toodete ja kaupade vaba liikumise Euroopa
VO (EU) 2023/988	ELi direktiiv nr 2023/988 üldise tooteohutuse kohta



Toote teabeleht

wiroPURITY



Kasutamine

Kasutusjuhend	Enne kasutamist Võtke hügieeniline aluskate pakendist välja ja kontrollige, et sel poleks kahjustusi ega defekte. Veenduge, et need oleks puhtad ja hügieenilised. Käsitsemine Asetage hügieeniline aluskate pinnale, millel soovite seda kasutada.
Ohutusjuhised	Meie riskianalüüsi kohaselt, mis tehti standardi EN ISO 14971:2019 + A11:2021 järgi, ei ole selle toote jaoks vaja rohkem lisaohutusjuhiseid.
Kasutusest kõrvaldamine	Kasutamata ja saastumata tooted võib põletada keskkonnasõbralikult või ladestada prügilasse. Saastunud tooted tuleb olenevalt saastumisviisist kõrvaldada vastavalt kehtivatele riiklikele seadustele ja määrustele.
Säilivus	5 Viis aastat alates tootekuupäevast, kui on kasutamata ja õigesti hoiustatud.
Hoiustamine	Kaitsta päikesekiirguse eest. Hoiustada kuivas keskkonnas. Mittevastav hoiustamine võib vähendada säilivust.
Jälgitavus	Partiipõhine jälgitavus alates vajaduste hindamisest kuni laost väljaminekuni. Toote teabeleht Versioon 2 Kehtib alates partiist 2617 +



Pakendamine

Taaskasutus	Litsentseeritud vastavalt Saksa pakendiseadusele, litsentsinumber DE1618662887322. Palun viige pakend taaskasutusse.
-------------	---



www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/uncategorized/wiropurity/
-----	---

Variant 1

Müügiühik	100 Tk/Kartong															
Pakkimistasand 1	20 Tk/Kilekott															
Tellimuse miinimumkogus	1 Kartong															
Toote number	<table><thead><tr><th>Tootenumber</th><th>Värvus</th><th>Suurus (L x P)</th><th>imamisvõime</th><th>Hälve</th></tr></thead><tbody><tr><td>85335322</td><td>sinine</td><td>≈ 40 x 60 cm</td><td>666 g ± 10 g</td><td>± 2 cm</td></tr></tbody></table>	Tootenumber	Värvus	Suurus (L x P)	imamisvõime	Hälve	85335322	sinine	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm					
Tootenumber	Värvus	Suurus (L x P)	imamisvõime	Hälve												
85335322	sinine	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm												
GTINs	<table><thead><tr><th>Tootenumber</th><th>Unit of Use</th><th>Pakkimistasand 1</th><th>Pakkimistasand 2</th><th>Kartong</th></tr><tr><th>UDI</th><th>UDI</th><th>UDI</th><th>UDI</th><th>UDI</th></tr></thead><tbody><tr><td>85335322</td><td>4051642010571</td><td>4051642010564</td><td>-----</td><td>4051642010557</td></tr></tbody></table>	Tootenumber	Unit of Use	Pakkimistasand 1	Pakkimistasand 2	Kartong	UDI	UDI	UDI	UDI	UDI	85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557
Tootenumber	Unit of Use	Pakkimistasand 1	Pakkimistasand 2	Kartong												
UDI	UDI	UDI	UDI	UDI												
85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557												

Variant 2

Müügiühik	150 Tk/Kartong															
Pakkimistasand 1	15 Tk/Kilekott															
Tellimuse miinimumkogus	1 Kartong															
Toote number	<table><thead><tr><th>Tootenumber</th><th>Värvus</th><th>Suurus (L x P)</th><th>imamisvõime</th><th>Hälve</th></tr></thead><tbody><tr><td>85335324</td><td>sinine</td><td>≈ 60 x 60 cm</td><td>807 g ± 10 g</td><td>± 2 cm</td></tr></tbody></table>	Tootenumber	Värvus	Suurus (L x P)	imamisvõime	Hälve	85335324	sinine	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm					
Tootenumber	Värvus	Suurus (L x P)	imamisvõime	Hälve												
85335324	sinine	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm												
GTINs	<table><thead><tr><th>Tootenumber</th><th>Unit of Use</th><th>Pakkimistasand 1</th><th>Pakkimistasand 2</th><th>Kartong</th></tr><tr><th>UDI</th><th>UDI</th><th>UDI</th><th>UDI</th><th>UDI</th></tr></thead><tbody><tr><td>85335324</td><td>4051642010601</td><td>4051642010595</td><td>-----</td><td>4051642010588</td></tr></tbody></table>	Tootenumber	Unit of Use	Pakkimistasand 1	Pakkimistasand 2	Kartong	UDI	UDI	UDI	UDI	UDI	85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588
Tootenumber	Unit of Use	Pakkimistasand 1	Pakkimistasand 2	Kartong												
UDI	UDI	UDI	UDI	UDI												
85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588												



Toote teabeleht

wiroPURITY



Variant 3


Müügiühik	100 Tk/Kartong				
Pakkimistasand 1	20 Tk/Kilekott				
Tellimuse miinimumkogus	1 Kartong				
Toote number	Tootenumber	Värvus	Suurus (L x P)	imamisvõime	Hälve
	85335326	sinine	≈ 60 x 90 cm	1008 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Tootenumber	Unit of Use UDI	Pakkimistasand 1 UDI	Pakkimistasand 2 UDI	Kartong UDI
	85335326	4051642010632	4051642010625	-----	4051642010618


Mõõtmeid, raskust, tugevust ja hälbeid iseloomustavad arvandmed on sihtväärtused ja võivad erineda.

Andmed tuginevad meie praegustele teadmistele. Need ei taga tootemaduste üldhinnangut ega põhjenda lepingujärgset õigust. Laske üle kahe aasta vanused andmed uuesti kinnitada.

Sisestusvead ja vead on reserveeritud.

Esitatud toote andmelehed on ettevõtte WIROS Wilfried Rosbach GmbH omand. WIROS Wilfried Rosbach GmbH on toote andmelehtede kõikide autori- ja kasutusõiguste omanik. Toote andmelehti pole lubatud muuta ega piktogramme kasutada. Esitatud toote andmelehti tohib kasutada ainult koos ettevõtte WIROS originaaltoodetega.





Tuotetietolehti


wiroPURITY



HYGIENIASUOJAT



PREMIUM





Valmistaja

Yritys + Osoite	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksa
SRN	DE-MF-000004956
Tavaramerkki	care & serve®

Tuotekuvaus

Kategoria	PREMIUM
Tuotenimike	care & serve® PREMIUM wiroPURITY Hygieniasuojat
Tuotteen ominaisuudet	Erittäin imukykyinen polymeeri Puhdas ja turvallinen nesteen nopean imun ansiosta.

Materiaali

Materiaali	Polyeteeni, selluloosa, polypropeeni
Materiaalin paino	≈ 30 g/m ² (± 2 g/m ²)


Käyttö

Käyttötarkoitus	Hygieniasuojat suojaukseen nesteiltä ja lialta.
Käyttöalue	Potilaaseen ei kohdistu suoraa lääketieteellistä toimintaa. Hygieniasuojia käytetään makuualustojen, vuoteiden ja paarien peittämiseen.
Käyttöryhmä	Hoitoalan, sairaankuljetuksen ja lääketieteen alan työntekijät, potilaat sekä hoitokotien tai vastaavien laitosten asukkaat.
Potilasryhmä	Hygieniasuojat soveltuvat kaikille potilasryhmille.
Indikaatiot	Hygieniasuojat suojana makuualustojen, vuoteiden ja paarien peittämiseen.
Vasta-aiheet	Ei tunnettuja vasta-aiheita.
Käyttöohje	Kertakäyttötuote Painaumien ja makuuhaavojen (dekubitus) riskin välttämiseksi on tärkeää, että hygieniasuojat (inkontinenssisuojat) vaihdetaan säännöllisesti. Potilas ei sa maata liian kauan käytetyllä suojalla, koska tämä lisää ihon kuormitusta ja ihovaurioiden riski kasvaa. Potilaiden mukavuuden ja ihon terveyden takaamiseksi että suojat vaihdetaan aina ajoissa.
Ohje	Kaikista vakavista tapahtumista, jotka liittyvät suoraan tähän tuotteeseen, on ilmoitettava valmistajalle ja vastuuviranomaisille.
Käyttöalueet	Sairaalat Vanhainkodit Muut alan yritykset Lääkäriasemat
Materiaalin lisätiedot	Lateksiton





Standardit

CE-merkintä	Asetuksen EU 2017/745 mukainen lääkinnällinen tuote
SRN	DE-MF-000004956
Basis UDI DI	4051642-wiroPURITY-VL
	CE-merkintä CE-merkintä takaa tuotteiden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden Euroopan yhteisössä. CE-merkitty tuote täyttää sovellettavien eurooppalaisten määräysten perusvaatimukset.
VO (EU) 2023/988	Yleisestä tuoteturvallisuudesta annettu asetus (EU) N:o 2023/988






Käyttö

Käyttöohje	Ennen käyttöä Poista hygieniasuoja pakkauksesta, ja tarkasta, ettei siinä ole vaurioita tai vikoja. Varmista, että se on puhdas ja hygieeninen.
	Käsittely Aseta hygieniasuoja pinnalle, jolla haluat käyttää sitä.
Turvallisuusohjeet	Standardin EN ISO 14971:2019 + A11:2021 mukaan tehdyn riskianalysimme perusteella tälle tuotteelle ei tarvita lisäturvaohjeita.
Hävittäminen	Käyttämättömät ja kontaminoitumattomat tuotteet voidaan polttaa ympäristöä säästävällä tavalla tai toimittaa kaatopaikalle. Kontaminoituneet tuotteet täytyy hävittää kontaminoitumistavan mukaan voimassa olevia kansallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen.
Säilyvyysaika	5 vuotta valmistuspäivästä, mikäli tuote on käyttämätön ja varastoitu oikein.
Varastointi	Suojaa auringonvalolta. Säilytettävä kuivassa. Epäasianmukainen varastointi voi lyhentää säilyvyysaika.  
Jäljitettävyys	Eräkohtainen jäljitettävyys tarvearvioinnista aina varastosta poistumiseen. Tuotetietolehti Versio 2 voimassa alkaen erästä 2617 +

Pakkaus

Kierrätys	Lisensoitu Saksan pakkauslain (VerpackG) mukaisesti, lisenssinumero DE1618662887322. Toimita pakkaus kierrätykseen.  VerpackG
-----------	--

www.wiros.de


WEB	https://www.wiros.de/shop/uncategorized/wiropurity/
-----	---

Vaihtoehdot 1

Myyntiyksikkö	100 Kappale/Pahvilaatikko				
Pakkaustaso 1	20 Kappale/Muovipussi				
Minimitilausmäärä	1 Pahvilaatikko				
tuotenumero	85335322	sininen	≈ 40 x 60 cm	666 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	85335322	4051642010571	4051642010564	-----	4051642010557

Vaihtoehdot 2

Myyntiyksikkö	150 Kappale/Pahvilaatikko				
Pakkaustaso 1	15 Kappale/Muovipussi				
Minimitilausmäärä	1 Pahvilaatikko				
tuotenumero	85335324	sininen	≈ 60 x 60 cm	807 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	85335324	4051642010601	4051642010595	-----	4051642010588





Vaihtoehdot 3

Myyntiyksikkö	100 Kappale/Pahvilaatikko				
Pakkaustaso 1	20 Kappale/Muovipussi				
Minimitilausmäärä	1 Pahvilaatikko				
tuotenumero	Tuotenumero	Väri	Koko (L x P)	Imukapasiteetti	Toleranssi
	85335326	sininen	≈ 60 x 90 cm	1008 g ± 10 g	± 2 cm
GTINs	Tuotenumero	Unit of Use UDI	Pakkaustaso 1 UDI	Pakkaustaso 2 UDI	Pahvilaatikko UDI
	85335326	4051642010632	4051642010625	-----	4051642010618

Mittoja, painoja, vahvuuksia ja toleransseja koskevat luvut ovat ohjearvoja ja voivat poiketa todellisista arvoista.

Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta. Jos tiedot ovat yli kaksi vuotta vanhoja, pyydä niille vahvistus.

Mahdollisuus näppäily- ja muihin virheisiin varataan.

Saatavilla olevat tuotteen tietolehdet ovat WIROS Wilfried Rosbach GmbH:n omaisuutta. WIROS Wilfried Rosbach GmbH omistaa kaikki tuotteen tietolehtien tekijän-, käyttö- ja hyödyntämisoikeudet. Tuotteen tietolehtien muuttaminen tai piktogrammien käyttäminen on kielletty. Saatavilla olevia tuotteen tietolehtiä saa käyttää vain yhdessä alkuperäisten WIROS-tuotteiden kanssa.

