


wiroSHIRT



[de]	Produktdatenblatt PP PATIENTENHEMD	Seite 2
[en]	Product data sheet PP PATIENT SHIRT	Page 5
[nl]	Productgegevensformulier PP-PATIËNTENHEMD	Zijde 8
[fr]	Fiche produit CHEMISE POUR PATIENT EN PP	Page 11
[es]	Hoja de datos del producto CAMISÓN PARA PACIENTES DE PP	Página 14
[it]	Scheda prodotto CAMICE PER PAZIENTI IN PP	Pagina 17
[el]	Δελτίο δεδομένων προϊόντος PP ΡΟΜΠΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ	Σελίδα 20
[tr]	Ürün Bilgi Formu PP HASTA ÖNLÜĞÜ	Sayfa 23
[ru]	Техническая спецификация ХАЛАТ ПАЦИЕНТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА	Сторона 26
[pl]	Karta produktu KOSZULA PP DLA PACJENTA	Strona 29
[da]	Produktdatablad PP PATIENTKITTEL	Side 32
[sv]	Produktdatablad PP-PATIENTSKJORTA	Sida 35
[no]	Produktdatablad PP-PASIENTSKJORTE	Side 38
[cs]	Informační list výrobku PLÁŠŤ PRO PACIENTY PP	Strana 41
[hu]	Termékadatlap PP BETEGKÖPENY	Oldal: 44
[sk]	Informačný list výrobku KOŠEĽA PRE PACIENTA PP	Strana 47
[sl]	Podatkovni list izdelka SRAJCA ZA PACIENTE IZ PP	Stran 50
[ro]	Fișa produsului CĂMAȘĂ PP PENTRU PACIENT	Pagina 53
[pt]	Folha de dados do produto BATA DE PACIENTE PP	Página 56
[lt]	Gaminio duomenų lapas PP PACIENTO MARŠKINIAI	Puslapis 59
[lv]	Produkta datu lapa POLIPROPILĒNA PACIENTA HALĀTS	Lappuse 62
[bg]	Информационен лист за продукта ХАЛАТ ЗА ПАЦИЕНТИ PP	Страница 65
[uk]	Технічний лист ПП ХАЛАТ ДЛЯ ПАЦІЄНТА	Сторінка 68
[et]	Toote teabeleht PP PATSIENDI HOMMIKUMANTEL	Lk 71
[fi]	Tuotetietolehti PP POTILASPAITA	Sivu 74





PP PATIENTENHEMD

Bindebänder im Nacken



PREMIUM

Produktdatenblatt

wiroSHIRT



Hersteller

Firma + Anschrift	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmarke	care & serve®






Produktbeschreibung

Kategorie	PREMIUM
Produktbezeichnung	care & serve® PREMIUM wiroSHIRT PP Patientenhemd Bindebänder im Nacken
Produkteigenschaften	Bindebänder im Nacken


Material

Material	Polypropylen-Spinnvlies
Materialgewicht	≈ 45 g/m ² (± 3 g/m ²)

Verwendung

Verwendungszweck	Einweg-Patientenhemd zur partiellen Abdeckung des Körpers, um die Hygiene und Pflege von Patienten/Patientinnen und Pflegeheimbewohnenden zu gewährleisten, während der Komfort und die Würde gewahrt wird.
Verwendungshinweis	Einwegprodukt 
Einschränkung	Nicht zum Einpacken und Lagern von Lebensmitteln geeignet.
Einsatzgebiete	Krankenhaus Altenheim u.a. Fachkreise Arztpraxen Kosmetik Wellness Schönheitsindustrie   
Materialzusatzinfo	latexfrei 
Gesundheitshinweis	Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen sofort die Verwendung einstellen und ärztlichen Rat einholen. Soweit nach aktuellem Stand der Technik bekannt, enthalten die Produkte keine toxischen, karzinogenen oder mutagenen Substanzen, wenn sie gemäß ihrer vorgesehenen Verwendung eingesetzt werden. Diese Produkte enthalten keine Latexbestandteile und gelten als hypoallergen. Sie können jedoch bei empfindlicher Haut Irritationen verursachen. Bei längerem Tragen kann die Belüftung der Haut eingeschränkt werden, was zu Hautreizungen führen kann.

Standards

VO (EU) 2023/988	Verordnung (EU) Nr. 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit
VO (EG) 1935/2004	Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen 
VO (EU) 10/2011	Verordnung über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen




Anwendung

Gebrauchsanweisung	<p>Vor dem Gebrauch</p> <p>Entnehmen Sie das Patientenhemd aus der Verpackung und überprüfen Sie es auf Beschädigungen oder Defekte. Stellen Sie sicher, dass es sauber und hygienisch ist.</p> <p>Handhabung</p> <p>Legen Sie das Patientenhemd über Ihre Arme und Schultern, sodass es Ihren gesamten Oberkörper bedeckt. Die Öffnung des Patientenhemds sollte sich hinten befinden.</p> <p>Befestigen Sie die Bänder des Patientenhemds im Nacken, um es sicher zu verschließen. Achten Sie darauf, dass das Hemd gut sitzt und nicht zu eng oder zu locker ist. Zum Entfernen lösen Sie die Bänder und ziehen Sie das Patientenhemd vorsichtig über Ihre Arme aus.</p> <p>Es ist wichtig zu beachten, dass Patientenhemden in erster Linie dazu dienen, dem Patienten/der Patientin Komfort und Diskretion zu bieten. Sie sollten nicht als Ersatz für andere Schutzausrüstung verwendet werden, wenn es um den Schutz vor gesundheitsschädlichen Stoffen oder Infektionen geht.</p>
Sicherheitshinweis	Gemäß unserer Risikoanalyse nach EN ISO 14971:2019 + A11:2021 sind für dieses Produkt keine zusätzlichen Sicherheitshinweise erforderlich.
Entsorgung	Unbenutzte und nicht kontaminierte Produkte können umweltgerecht verbrannt oder auf Deponien entsorgt werden. Kontaminierte Produkte müssen, gemäß der geltenden nationalen Gesetze und Vorschriften je Kontaminationsart, entsorgt werden.
Haltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum, sofern unbenutzt und bei korrekter Lagerung.
Lagerung	<p>Vor Sonneneinstrahlung schützen.</p> <p>Trocken lagern.</p> <p>Unsachgemäße Lagerung kann zur Reduktion der Haltbarkeit führen.</p>
Rückverfolgbarkeit	Chargenbezogene Rückverfolgbarkeit von der Bedarfsermittlung bis zum Lagerabgang. Produktdatenblatt Version 1 gültig ab Charge 2617 +



Verpackung

Recycling	Lizenziert gemäß VerpackG, Lizenznummer DE1618662887322. Bitte führen Sie die Verpackung dem Recycling zu.
-----------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hemden/pp-hemden/wiroshirt/
-----	---

Variante 1

Verkaufseinheit	50 Stück/Karton			
Verpackungsebene 1	1 Stück/Polybeutel			
Mindestbestellmenge	1 Karton			
Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Größe (U x L)	Toleranz
	30004309	weiß	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Verpackungsebene	Verpackungsebene
	30004309	-----	4051642100012	----- Karton 4051642600017

Die Zahlenangaben zu Maßen, Gewichten, Stärken und Toleranzen sind als Sollwerte zu verstehen und können abweichen.

Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Angaben, die älter als 2 Jahre sind, bitte erneut bestätigen lassen. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.

Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter sind Eigentum der WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Die WIROS Wilfried Rosbach GmbH ist Inhaberin aller Urheber-/Nutzungs- und Verwertungsrechte der Produktdatenblätter. Es ist nicht gestattet die Produktdatenblätter zu ändern oder die Piktogramme zu nutzen. Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter dürfen nur im Zusammenhang mit Original-WIROS-Produkten zu Grunde gelegt werden.



PP PATIENT SHIRT

Neck straps



PREMIUM

Product data sheet

wiroSHIRT



Manufacturer

Company + Address	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germany
Trademark	care & serve®



Product description

Category	PREMIUM
Product description	care & serve® PREMIUM wiroSHIRT PP patient shirt Neck straps
Product features	Neck straps

Material

Material	Non-woven polypropylene
Material weight	≈ 45 g/m ² (± 3 g/m ²)

Application

Intended use	Disposable patient shirt for the partial covering of the body, in order to ensure the hygiene and care of patients and care home residents, while retaining comfort and dignity.
Notes on use	Disposable product 
Limitation	Not suitable for packing or storing food.
Application areas	Hospital Old people's home inc. specialist circles Medical practices Cosmetics Wellness Beauty industry   
Supplementary material info	Latex-free 
Health advice	If skin irritation or allergic reactions occur, discontinue use immediately and seek medical advice. As far as is known according to the current state of the art, the products do not contain any toxic, carcinogenic or mutagenic substances when used in accordance with their intended use. These products do not contain latex components and are considered hypoallergenic. However, they can cause irritation in sensitive skin. Long-term wear may restrict skin ventilation, which can cause skin irritation.

Standards

VO (EU) 2023/988	Regulation (EU) No 2023/988 on general product safety
VO (EG) 1935/2004	Regulation regarding plastic materials and articles intended to come into contact with food. 
VO (EU) 10/2011	Regulation on plastic materials and articles intended to come into contact with food

Product data sheet

wiroSHIRT



Use

Instructions for use	<p>Before use Remove the patient shirt from the packaging and check it for damage or defects. Make sure that it is clean and hygienic.</p> <p>Use Pull the patient shirt over your arms and shoulders, so that your entire upper body is covered. The opening on the patient shirt should be at the back. Fasten the ties on the patient shirt at the neck in order to close it securely. Ensure that the shirt fits well and is not too tight or too loose. In order to take it off, release the ties and pull the patient shirt off carefully over your arms.</p> <p>It is important to note that patient shirts primarily serve to offer the patient comfort and discretion. It should not be used to replace other protective equipment when the aim is protection from substances that are harmful to health or infections.</p>
Safety notice	According to our risk analysis under EN ISO 14971:2019 + A11:2021, no additional safety instructions are required for this product.
Disposal	Unused and uncontaminated products can be incinerated in an environmentally friendly manner or disposed of at a waste disposal site. Contaminated products must be disposed of in accordance with the national laws and regulations valid for the respective type of contamination.
Shelf life	5 years from the production date, if unused and stored correctly.
Storage	Keep out of direct sunlight. Store in a dry place. Incorrect storage can lead to a reduction in the shelf life.
Traceability	Batch-related traceability from the determination of requirements to issuing. Product data sheet Version 1 Valid from Batch 2617 +



Packaging

Recycling	Licensed in accordance with VerpackG (German Packaging Act), Licence number DE1618662887322. Please recycle the packaging.
-----------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hemden/pp-hemden/wiroshirt/
-----	---

Variant 1

Sales unit	50 Unit/Cardboard box				
Packaging level 1	1 Unit/Polybag				
Minimum order quantity	1 Cardboard box				
Item numbers	Item number	Colour	Size (circumference x length)	Tolerance	
	30004309	white	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm	
GTINs	Item number	Unit of Use	Packaging level	Packaging level	Cardboard box
	30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017

The numerical data for the measurements, weights, thicknesses and tolerances are target values, and there may be some deviation.

The information represents the current state of our knowledge. It offers no guarantee of the product characteristics and does not form the basis of a contractual legal understanding. Please reconfirm any information that is older than 2 years.

Typographical and other errors excepted.

The product data sheets provided are the property of WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is the owner of all copyrights and rights of use and exploitation for the product data sheets. It is not permitted to change the product data sheets or to use the pictograms. The product data sheets provided may only be used in conjunction with original WIROS products.



PP-PATIËNTENHEMD

Bevestigingskoordjes in de nek



PREMIUM

Productgegevensformulier

wiroSHIRT



Fabrikant

Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmerk	care & serve®






Productbeschrijving

Categorie	PREMIUM
Productomschrijving	care & serve® PREMIUM wiroSHIRT PP-patiëntenhemd Bevestigingskoordjes in de nek
Producteigenschappen	Bevestigingskoordjes in de nek


Materiaal

Materiaal	Polypropyleen-spinvlies
Materiaalgewicht	≈ 45 g/m ² (± 3 g/m ²)

Gebruik

Toepassing	Wegwerppatiëntenhemd voor het gedeeltelijk bedekken van het lichaam om de hygiëne van en zorg voor patiënten en verpleeghuisbewoners te kunnen waarborgen en tegelijkertijd comfort en waardigheid te bewaren.
Gebruiksaanwijzingen	Wegwerpproduct 
Voorbehoud/bepaling	Niet geschikt voor het verpakken en opslaan van levensmiddelen.
Toepassingsgebieden	ziekenhuis verzorgingshuis o.a. specialisten Medische praktijken cosmetica wellness schoonheidsindustrie   
Extra materiaal informatie	latexvrij 
Gezondheidsinformatie	Bij huidirritatie of allergische reacties het gebruik onmiddellijk staken en een arts raadplegen. Voor zover bekend volgens de huidige stand van de techniek, bevatten de producten geen giftige, kankerverwekkende of mutagene stoffen als ze worden gebruikt overeenkomstig hun beoogde doel. Deze producten bevatten geen latex bestanddelen en worden beschouwd als hypoallergeen. Ze kunnen echter irritatie veroorzaken op een gevoelige huid. Langdurig dragen kan de ventilatie van de huid beperken, wat kan leiden tot huidirritatie.

Standards

VO (EU) 2023/988	Verordening (EU) Nr. 2023/988 inzake algemene productveiligheid
VO (EG) 1935/2004	Verordening voor materialen en kunststof voorwerpen die bestemd zijn voor contact met levensmiddelen. 
VO (EU) 10/2011	Verordening over materialen en voorwerpen van kunststof die bedoeld zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen

Productgegevensformulier

wiroSHIRT



Gebruik

Gebruiksaanwijzing	<p>Vóór gebruik Neem het patiëntenhemd uit de verpakking en controleer het op beschadigingen of gebreken. Verzekert u zich ervan dat hij schoon en hygiënisch is.</p> <p>Gebruik Trek het patiëntenhemd over uw armen en schouders zodat het uw hele bovenlichaam bedekt. De opening van het patiëntenhemd hoort zich aan de achterkant te bevinden. Bevestig de bandjes van het patiëntenhemd in de nek om het goed dicht te maken. Let erop dat het hemd goed valt en niet te strak of te los zit. Om het te verwijderen maakt u de bandjes los en trekt het patiëntenhemd voorzichtig over uw armen uit.</p> <p>Het is belangrijk om in acht te nemen dat patiëntenhemden in de eerste plaats bedoeld zijn om de patiënt comfort en discretie te bieden. Ze mogen niet als vervanging voor andere beschermingsmiddelen worden gebruikt waar het gaat om de bescherming tegen stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid of tegen infecties.</p>
Veiligheidsvoorschriften	Volgens onze risicoanalyse in overeenstemming met EN ISO 14971:2019 + A11:2021 zijn er geen aanvullende veiligheidsvoorschriften vereist voor dit product.
Verwijdering	Ongebruikte en niet besmette producten kunnen milieuvriendelijk worden verbrand of op vuilstortplaatsen worden verwerkt. Besmette producten moeten volgens de geldende nationale wetten en voorschriften, naargelang de besmettingsaard, worden vernietigd.
Houdbaarheid	5 jaren na productiedatum, voor zover ongebruikt en bij correcte opslag.
Opslag	Beschermen tegen direct zonlicht Droog bewaren Onjuiste opslag kan leiden tot een kortere houdbaarheid.
Traceerbaarheid	Traceerbaarheid van de charges, vanaf het onderzoek naar de behoeften tot aan de levering Productgegevensformulier Versie 1 geldig vanaf charge 2617 +



Verpakking

Recycling	Licentie verleend volgens VerpackG, licentienummer DE1618662887322. Recycle de verpakking.
-----------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hemden/pp-hemden/wiroshirt/
-----	---

Variant 1

Verkoopenheid	50 Stuks/Doos										
Verpakkingslaag 1	1 Stuks/Polyethyleen zak										
Minimum bestelhoeveelheid	1 Doos										
Artikelnummers	<table><thead><tr><th>Artikelnummer</th><th>Kleur</th><th>Maat (omvang x lengte)</th><th>Tolerantie</th></tr></thead><tbody><tr><td>30004309</td><td>wit</td><td>≈ 150 x 120 cm</td><td>± 3 cm</td></tr></tbody></table>	Artikelnummer	Kleur	Maat (omvang x lengte)	Tolerantie	30004309	wit	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm		
Artikelnummer	Kleur	Maat (omvang x lengte)	Tolerantie								
30004309	wit	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm								
GTINs	<table><thead><tr><th>Artikelnummer</th><th>Unit of Use</th><th>Verpakkingsniveau</th><th>Verpakkingsniveau</th><th>Doos</th></tr></thead><tbody><tr><td>30004309</td><td>-----</td><td>4051642100012</td><td>-----</td><td>4051642600017</td></tr></tbody></table>	Artikelnummer	Unit of Use	Verpakkingsniveau	Verpakkingsniveau	Doos	30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017
Artikelnummer	Unit of Use	Verpakkingsniveau	Verpakkingsniveau	Doos							
30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017							

De cijfers aangaande maten, gewichten, sterkte en toleranties dienen als normen te worden begrepen en kunnen afwijken.

Deze gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Ze zijn geen gegarandeerde toezegging van producteigenschappen en zijn niet gebaseerd op een wettelijke overeenkomst. Informatie die ouder is dan 2 jaar dient opnieuw bevestigd te worden. Invoerfouten en vergissingen voorbehouden.

De ter beschikking gestelde productinformatiebladen zijn eigendom van WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is houder van alle auteurs-/gebruiks- en exploitatierechten van de productinformatiebladen. Het is niet toegestaan de productinformatiebladen te wijzigen of de pictogrammen te gebruiken. De ter beschikking gestelde productinformatiebladen mogen alleen gebruikt worden in combinatie met originele WIROS-producten.



Fiche produit

wiroSHIRT



CHEMISE POUR PATIENT EN PP

Liens à nouer dans la nuque



PREMIUM

Fiche produit

wiroSHIRT



Fabricant

Société + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Allemagne
Marque commerciale	care & serve®






Description du produit

Catégorie	PREMIUM
Désignation du produit	care & serve® PREMIUM wiroSHIRT Chemise pour patient en PP Liens à nouer dans la nuque
Caractéristiques du produit	Liens à nouer dans la nuque


Matériau

Matériau	Non tissé en polypropylène
Poids des matériaux	≈ 45 g/m ² (± 3 g/m ²)

Utilisation

Usage prévu	Chemise pour patient à usage unique pour couvrir partiellement le corps, afin d'assurer l'hygiène et les soins des patients/patientes et des résidents des maisons de soins, tout en préservant le confort et la dignité.
Remarque d'utilisation	Produit à usage unique 
limitation	Déconseillé pour l'emballage et le stockage d'aliments
Domaines d'utilisation	Hôpital maison de retraite autres groupes spécialisés Cabinets médicaux    Cosmétologie Bien être Industrie de la beauté
Infos supplémentaires sur les matériaux	sans latex 
Conseils en matière de san	En cas d'irritation cutanée ou de réaction allergique, cesser immédiatement l'utilisation et demander conseil à un médecin. Dans la mesure où l'état actuel de la technique le permet, les produits ne contiennent aucune substance toxique, cancérigène ou mutagène lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur usage prévu. Ces produits ne contiennent pas de composants en latex et sont considérés comme hypoallergéniques. Ils peuvent toutefois provoquer des irritations sur les peaux sensibles. Un port prolongé peut limiter l'aération de la peau, ce qui peut entraîner des irritations cutanées.

standards

VO (EU) 2023/988	Règlement (UE) n° 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits
VO (EG) 1935/2004	Ordonnance relative aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des produits alimentaires. 
VO (EU) 10/2011	Ordonnance sur les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

Fiche produit

wiroSHIRT



Utilisation

Mode d'emploi	<p>Avant utilisation Retirez la chemise pour patient de son emballage et vérifiez qu'elle n'est pas endommagée ou défectueuse. Assurez-vous qu'elle est propre et hygiénique.</p> <p>Manipulation Placez la chemise pour patient à usage unique sur vos bras et vos épaules afin qu'elle couvre tout votre torse et fermez-la. L'ouverture de la chemise pour patient doit se trouver à l'arrière. Fixez les bandes de la chemise pour patient au niveau de la nuque afin de la fermer solidement. Veillez à ce que la chemise soit bien ajustée, ni trop serrée ni trop lâche. Pour l'enlever, détachez les bandes et retirez délicatement la chemise pour patient à usage unique par-dessus vos bras.</p> <p>Il est important de noter que les chemises pour patient ont pour but premier d'offrir confort et discrétion au/à la patient(e). Elles ne doivent pas être utilisées en remplacement d'autres équipements de protection lorsqu'il s'agit de se protéger contre des substances nocives ou des infections.</p>
Consigne de sécurité	Selon notre analyse des risques selon EN ISO 14971:2019 + A11:2021, aucune consigne de sécurité supplémentaire n'est requise pour ce produit.
Élimination	Les produits non utilisés et non contaminés peuvent être incinérés dans le respect de l'environnement ou mis en décharge. Les produits contaminés doivent être éliminés conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur pour chaque type de contamination.
Durabilité	5 années à compter de la date de production, si non utilisé et stocké correctement.
Stockage	Protéger du rayonnement solaire. Stocker à sec. Un stockage inapproprié peut réduire la durabilité.
Traçabilité	Traçabilité relative aux lots, de l'évaluation des besoins à la sortie du stock. Fiche produit Version 1 valable à partir du lot 2617 +



Emballage

Recyclage	Licencié selon VerpackG, numéro de licence DE1618662887322. Veuillez procéder au recyclage de l'emballage.
-----------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hemden/pp-hemden/wiroshirt/
-----	---

Variante 1

Unité de vente	50 pièce/Carton				
Niveau d'emballage 1	1 pièce/Sachet poly				
Quantité minimale commandée	1 Carton				
Numéros d'articles	Numéro d'article	Couleur	Dimension (V x L)	Tolérance	
	30004309	blanc	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm	
GTINs	Numéro d'article	Unit of Use	Niveau d'emballage	Niveau d'emballage	Carton
	30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017

Les valeurs de dimensions, poids, épaisseurs et tolérances doivent être considérées comme des valeurs nominales et peuvent différer.

Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne garantissent pas les propriétés des produits et ne constituent pas une interprétation contractuelle de la loi. Veuillez faire confirmer les données de plus de 2 ans.

Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

Les fiches de données de produits mises à disposition appartiennent à l'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH. L'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH détient tous les droits d'auteur, d'utilisation et de reproduction des fiches de données produits. Il est interdit de modifier les fiches de données produits ou d'utiliser les pictogrammes. Il ne faut pas faire référence aux fiches de données de produits mises à disposition sans les produits WIROS d'origine.



wiroSHIRT

CAMISÓN PARA PACIENTES DE PP

Cintas para atar en el cuello



PREMIUM

Hoja de datos del producto

wiroSHIRT



Fabricante

Empresa + Dirección	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemania
Marca registrada	care & serve®






Descripción del producto

Categoría	PREMIUM
Denominación del producto	care & serve® PREMIUM wiroSHIRT Camisón para pacientes de PP Cintas para atar en el cuello
Características del producto	Cintas para atar en el cuello


Material

Material	Tela no tejida de polipropileno
Peso del material	≈ 45 g/m ² (± 3 g/m ²)

Uso

Finalidad	Camisón desechable para cubrir parcialmente el cuerpo y garantizar la higiene y el cuidado de pacientes y residentes de geriátricos, manteniendo al mismo tiempo su comodidad y dignidad.
Información de uso	Producto desechable 
Limitación	No es apto para empaquetar y almacenar alimentos.
Campos de aplicación	Hospital Residencia de ancianos Otros grupos especialistas Consultas médicas    Cosméticos Bienestar Sector de la belleza
Información adicional sobre el material	sin látex 
Mensaje de carácter sanitario	En caso de irritación cutánea o reacciones alérgicas, interrumpir inmediatamente el uso y consultar a un médico. Por lo que se sabe según el estado actual de la técnica, los productos no contienen sustancias tóxicas, cancerígenas o mutágenas si se utilizan de acuerdo con su finalidad prevista. Estos productos no contienen componentes de látex y se consideran hipoalergénicos. No obstante, pueden causar irritaciones en pieles sensibles. El uso prolongado puede restringir la ventilación de la piel, lo que puede provocar irritaciones cutáneas.

Normas

VO (EU) 2023/988	Reglamento (UE) n.º 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos
VO (EG) 1935/2004	Reglamento relativo a materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con los alimentos. 
VO (EU) 10/2011	Reglamento sobre materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con alimentos

Hoja de datos del producto

wiroSHIRT




Uso

Instrucciones de uso	<p>Antes de usar Saque el camisón para pacientes del embalaje y compruebe si presenta daños o defectos. Asegúrese de que está limpio e higiénico.</p> <p>Manipulación Coloque el camisón para pacientes sobre sus brazos y hombros de modo que cubra toda la parte superior del cuerpo. La abertura del camisón para pacientes debe quedar detrás. Para cerrarlo de manera segura, ate las cintas del camisón para pacientes en la nuca. Asegúrese de que el camisón se ajusta bien y no queda demasiado apretado ni demasiado holgado. Para quitárselo, suelte las cintas y pase el camisón para pacientes sobre los brazos con cuidado.</p> <p>Es importante tener en cuenta que los camisones para pacientes están diseñados principalmente para proporcionar comodidad y discreción al paciente. Cuando se trata de protegerse contra sustancias nocivas o infecciones, no deben utilizarse como sustitutos de otros equipos de protección.</p>
Indicación de seguridad	Según nuestro análisis de riesgos conforme a la norma EN ISO 14971:2019 + A11:2021, no se requieren instrucciones de seguridad adicionales para este producto.
Eliminación	Los productos no utilizados y no contaminados pueden incinerarse de forma respetuosa con el medio ambiente o eliminarse en vertederos. Los productos contaminados deben eliminarse de acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales aplicables a cada tipo de contaminación.
Durabilidad	5 años a partir de la fecha de producción, si no se utiliza y además se almacena correctamente.
Almacenamiento	Proteger de la radiación solar. Almacenar siempre secos. La vida útil podría reducirse en caso de un almacenamiento inadecuado.
Trazabilidad	Trazabilidad de lotes desde que se evalúan las necesidades hasta la salida de la mercancía. Hoja de datos del producto Versión 1 válido a partir de lote 2617 +



Embalaje

Reciclaje	Licencia según VerpackG, número de licencia DE1618662887322. Rogamos que recicle el embalaje.
-----------	--



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hemden/pp-hemden/wiroshirt/
-----	---

Variante 1

Unidad de venta	50 Unidad/Cartón				
Nivel de embalaje 1	1 Unidad/Bolsa de polietileno				
Cantidad mínima de pedido	1 Cartón				
Números de artículo	Número de artículo	Color	Talla (perímetro x largo)	Tolerancia	
	30004309	blanco	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm	
GTINs	Número de artículo	Unit of Use	Nivel de embalaje	Nivel de embalaje	Cartón
	30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017

Las cifras de dimensiones, pesos, espesores y tolerancias deben entenderse como valores nominales y pueden variar.

La información se basa en nuestros conocimientos actuales. No constituye una garantía de las propiedades del producto y no implica ningún tipo de relación contractual. Vuelva a confirmar los datos que tengan más de 2 años de antigüedad.

Reservado el derecho a errores y omisiones.

Las fichas técnicas de los productos facilitadas son propiedad de WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH es propietaria de todos los derechos de autor, de uso y explotación de las fichas técnicas de los productos. No está permitido modificar las fichas técnicas de los productos ni utilizar los pictogramas. Las fichas técnicas de los productos que se facilitan solo pueden utilizarse junto con los productos originales de WIROS.

Scheda prodotto

wiroSHIRT



CAMICE PER PAZIENTI IN PP

Lacci al collo



PREMIUM

Scheda prodotto

wiroSHIRT



Produttore

Azienda + Indirizzo	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
Marchio commerciale	care & serve®






Descrizione del prodotto

Categoria	PREMIUM
Descrizione del prodotto	care & serve® PREMIUM wiroSHIRT Camice per pazienti in PP Lacci al collo
Caratteristiche del prodotto	Lacci al collo


Materiale

Materiale	Spunbond in polipropilene
Peso del materiale	≈ 45 g/m ² (± 3 g/m ²)

Utilizzo

Scopo dell'utilizzo	Camice monouso per la copertura parziale del corpo per garantire l'igiene e la cura dei pazienti e degli ospiti delle case di cura, mantenendone il comfort e il decoro.
Istruzioni per l'uso	Prodotto monouso 
Limitazione	Non adatto all'imballaggio e alla conservazione di alimenti.
Campi di applicazione	Ospedale Casa di riposo Altri gruppi specializzati Studi medici  Cosmetici Wellness Industria della bellezza  
Informazioni supplementari sul	privo di lattice 
Indicazioni sulla salute	In caso di irritazioni cutanee o reazioni allergiche interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico. Per quanto è noto in base allo stato attuale della tecnica, i prodotti non contengono sostanze tossiche, cancerogene o mutagene se utilizzati in conformità alla loro destinazione d'uso. Questi prodotti non contengono componenti in lattice e sono da considerarsi ipoallergenici. Possono tuttavia causare irritazioni in caso di pelle sensibile. L'uso prolungato può limitare la ventilazione della pelle, con conseguenti irritazioni cutanee.

Standard

VO (EU) 2023/988	Regolamento (UE) n. 2023/988 sulla sicurezza generale del prodotto
VO (EG) 1935/2004	Regolamento sui materiali e sugli oggetti di plastica destinati al contatto con alimenti. 
VO (EU) 10/2011	Regolamento relativo alle materie e agli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Scheda prodotto

wiroSHIRT



Utilizzo

Istruzioni per l'uso	<p>Prima dell'uso Estrarre il camice per paziente dalla confezione e verificare che non presenti danni o difetti. Assicurarsi che sia pulito e igienizzato.</p> <p>Utilizzo Tirare il camice per paziente sulle braccia e sulle spalle in modo che copra tutta la parte superiore del corpo. L'apertura del camice per paziente deve essere sul retro. Allacciare i lacci del camice per paziente sulla nuca per chiuderlo saldamente. Assicurarsi che il camice vesta bene e non sia né troppo stretto né troppo largo. Per rimuoverlo, allentare i lacci e tirare con delicatezza il camice per paziente sopra le braccia.</p> <p>È importante tenere presente che i camici per pazienti sono progettati principalmente per offrire comfort e discrezione al paziente. Non devono essere utilizzati in sostituzione di altri dispositivi di protezione quando si tratta di proteggersi da sostanze nocive o infezioni.</p>
Avvertenza di sicurezza	Secondo la nostra analisi dei rischi in conformità alla norma EN ISO 14971:2019 + A11:2021 per questo prodotto non sono necessarie ulteriori istruzioni di sicurezza.
Smaltimento	I prodotti non utilizzati e non contaminati possono essere inceneriti in modo ecologico o smaltiti nelle discariche. I prodotti contaminati devono essere smaltiti in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore per tipo di contaminazione.
Durata	5 anni dalla data di produzione, se non utilizzati e correttamente conservati.
Conservazione	Proteggere dalla luce del sole. Conservare all'asciutto. La conservazione impropria può provocare una riduzione della durata.
Tracciabilità	Tracciabilità del lotto dalla determinazione dei requisiti all'uscita dal magazzino. Scheda prodotto Versione 1 valido da lotto 2617 +



Confezionamento

Riciclaggio	Licenza in conformità a VerpackG, numero di licenza DE1618662887322. Portare l'imballaggio al riciclaggio.
-------------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hemden/pp-hemden/wiroshirt/
-----	---

Variante 1

Unità di vendita	50 Pezzo/Cartone				
Livello di imballaggio 1	1 Pezzo/Sacchetto di plastica				
Unità minima di ordine	1 Cartone				
Numeri articolo	Numero di articolo	Colore	Dimensioni (U x L)	Tolleranza	
	30004309	bianco	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm	
GTINs	Numero di articolo	Unit of Use	Livello di imballaggio	Livello di imballaggio	Cartone
	30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017

Le cifre relative a dimensioni, pesi, spessori e tolleranze vanno intese come valori nominali e possono differire.

Le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Non rappresentano una garanzia sulle caratteristiche del prodotto e non giustificano un aspetto legale contrattuale. Le indicazioni più vecchie di 2 anni devono essere riconfermate. Con riserva di errori di immissione ed errori.

Le schede tecniche dei prodotti fornite sono di proprietà di WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH è proprietaria di tutti i diritti di creazione, utilizzo e sfruttamento delle schede tecniche dei prodotti. La modifica delle schede tecniche dei prodotti o l'uso dei pittogrammi non è consentito. Le schede tecniche dei prodotti fornite possono essere utilizzate solo per i prodotti WIROS originali.



Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroSHIRT



PP ΡΟΜΠΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Δέστε κορδέλες στο λαιμό



PREMIUM

Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroSHIRT



Κατασκευαστής

Εταιρεία + Διεύθυνση WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Γερμανία

Εμπορικό σήμα care & serve®

Περιγραφή προϊόντος

Κατηγορία PREMIUM

Ονομασία προϊόντος care & serve® PREMIUM | wiroSHIRT | PP ρόμπα ασθενούς
Δέστε κορδέλες στο λαιμό

Ιδιότητες προϊόντος Δέστε κορδέλες στο λαιμό

Υλικό

Υλικό Μη υφασμένο ύφασμα πολυπροπυλενίου τύπου Sprunbond

Βάρος υλικού ≈ 45 g/m² (± 3 g/m²)

Χρήση


Ενδεδειγμένη χρήση Πουκάμισο ασθενή μίας χρήσης για μερική κάλυψη του σώματος για διασφάλιση των απαιτήσεων υγιεινής και φροντίδας ασθενών και τροφίμων και διασφάλιση της άνεσης και αξιοπρέπειας.

Υπόδειξη χρήσης Προϊόν μίας χρήσης



Περιορισμός Δεν είναι κατάλληλο για συσκευασία και αποθήκευση τροφίμων.

Τομείς χρήσης Νοσοκομείο | Οίκος ευγηρίας | κ.α. κύκλοι ειδικών
Ιδιωτικά ιατρεία
Κοσμητολογία | Ευεξία | Βιομηχανία ομορφιάς



Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το υλικό δεν περιέχει λατέξ



Υπόδειξη σχετικά με την υγ Σε περίπτωση δερματικών ερεθισμών ή αλλεργικών αντιδράσεων σταματήστε αμέσως τη χρήση να αναζητήσετε ιατρική συμβουλή.
Στον βαθμό που είναι γνωστό σύμφωνα με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις, τα προϊόντα δεν περιέχουν τοξικές, καρκινογόνες, ή μεταλλαξιογόνες ουσίες, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ενδεδειγμένη χρήση τους.
Αυτά τα προϊόντα δεν περιέχουν συστατικά από λατέξ και θεωρούνται υποαλλεργικά. Μπορεί, ωστόσο, να προκαλέσει ερεθισμό σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Σε παρατεταμένη χρήση μπορεί να περιορίσει τον αερισμό της επιδερμίδας και να προκαλέσει ερεθισμό.

Πρότυπα

VO (EU) 2023/988 Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 2023/988 σχετικά με τη γενική ασφάλεια προϊόντων

VO (EG) 1935/2004 Κανονισμός σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα από πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.



VO (EU) 10/2011 Κανονισμός σχετικά με τα υλικά & αντικείμενα από πλαστικό που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroSHIRT



Εφαρμογή

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης	<p>Πριν τη χρήση Αφαιρέστε το πουκάμισο ασθενούς από τη συσκευασία και ελέγξτε εάν παρουσιάζει ζημιές ή ελαττώματα. Βεβαιωθείτε πως είναι καθαρό και πληροί τις απαιτήσεις υγιεινής.</p> <p>Χειρισμός Φορέστε το πουκάμισο ασθενούς περνώντας το από τα χέρια και τους ώμους κατά τρόπο, ώστε να καλύπτει όλον τον κορμό. Το άνοιγμα του πουκαμίσου ασθενούς πρέπει να βρίσκεται πίσω. Δέστε τους ιμάντες του πουκαμίσου στον αυχένα, για να κλείσει ασφαλώς. Φροντίστε το πουκάμισο να εφαρμόζει καλά και να μην είναι ούτε πολύ σφιχτό ούτε πολύ χαλαρό. Για να το αφαιρέσετε, λύστε τους ιμάντες και τραβήξτε το πουκάμισο ασθενούς προσεκτικά από τα χέρια.</p> <p>Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι τα πουκάμισα ασθενούς χρησιμοποιούνται πρωτίστως στο να παρέχουν άνεση και διακριτικότητα στον ή την ασθενή. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο για άλλα μέσα προστασίας, όταν απαιτείται προστασία από επιβλαβείς για την υγεία ουσίες ή μολύνσεις.</p>
Υπόδειξη ασφαλείας	Σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνου που διενεργήσαμε κατά το πρότυπο EN ISO 14971:2019 + A11:2021 για το συγκεκριμένο προϊόν δεν απαιτούνται πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας.
Απόρριψη	Τα μη χρησιμοποιημένα ή μη επιμολυσμένα προϊόντα μπορούν να καίγονται με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο σε κλιβάνους ή να απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Τα επιμολυσμένα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας ανάλογα με το είδος της
Διάρκεια ζωής	5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και διασφαλίζεται η σωστή αποθήκευση.
Αποθήκευση	Να προστατεύονται από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος. Ο μη ορθός τρόπος αποθήκευσης μπορεί να έχει ως επακόλουθο τη μείωση της διάρκειας ζωής.
Ιχνηλασιμότητα	Ιχνηλασιμότητα παρτίδων από την καταγραφή των αναγκών έως την έξοδο από την αποθήκη. Δελτίο δεδομένων προϊόντος Έκδοση 1 Ισχύει από παρτίδα 2617 +



Συσκευασία

Ανακύκλωση	Αδειοδότηση κατά τον γερμανικό νόμο περί συσκευασιών (VerpackG), αριθμός αδείας DE1618662887322. Παραδώστε τη συσκευασία προς ανακύκλωση.
------------	--



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hemden/pp-hemden/wiroshirt/
-----	---

Παραλλαγή 1

Μονάδα πώλησης	50 Τεμάχιο/Κουτί										
Επίπεδο συσκευασίας 1	1 Τεμάχιο/Σακούλα										
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	1 Κουτί										
Κωδικοί είδους	<table><thead><tr><th>Κωδ. είδους</th><th>Χρώμα</th><th>Μέγεθος (Π x Μ)</th><th>Ανοχή</th></tr></thead><tbody><tr><td>30004309</td><td>λευκό</td><td>≈ 150 x 120 cm</td><td>± 3 cm</td></tr></tbody></table>	Κωδ. είδους	Χρώμα	Μέγεθος (Π x Μ)	Ανοχή	30004309	λευκό	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm		
Κωδ. είδους	Χρώμα	Μέγεθος (Π x Μ)	Ανοχή								
30004309	λευκό	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm								
GTINs	<table><thead><tr><th>Κωδ. είδους</th><th>Unit of Use</th><th>Επίπεδο συσκευασίας</th><th>Επίπεδο συσκευασίας</th><th>Κουτί</th></tr></thead><tbody><tr><td>30004309</td><td>-----</td><td>4051642100012</td><td>-----</td><td>4051642600017</td></tr></tbody></table>	Κωδ. είδους	Unit of Use	Επίπεδο συσκευασίας	Επίπεδο συσκευασίας	Κουτί	30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017
Κωδ. είδους	Unit of Use	Επίπεδο συσκευασίας	Επίπεδο συσκευασίας	Κουτί							
30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017							

Οι αναφερόμενες τιμές που αφορούν σε διαστάσεις, βάρος, πάχος και ανοχές πρέπει να νοούνται ως ονομαστικές τιμές και ενδέχεται να παρουσιάζουν αποκλίσεις.

Τα αναφερόμενα στοιχεία βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας. Δεν εξασφαλίζουν εγγυημένα την ύπαρξη των ιδιοτήτων του προϊόντος και δεν θεμελιώνουν καμία συμβατική υποχρέωση κατά την έννοια του Δικαίου. Στοιχεία παλαιότερα των 2 ετών χρήζουν επιβεβαίωσης.

Με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών.

Τα διαθέσιμα φύλλα δεδομένων προϊόντων είναι ιδιοκτησία της WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Η εταιρεία WIROS Wilfried Rosbach GmbH είναι ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων δημιουργού/χρήσης και εκμετάλλευσης των φύλλων δεδομένων προϊόντων. Δεν



Ürün Bilgi Formu

wiroSHIRT



PP HASTA ÖNLÜĞÜ

Boyunda bağlama bantları



PREMIUM



Wilfried Rosbach GmbH

www.wiros.de

Produktdatenblatt | wiroSHIRT | Version 1 | 04.03.2025

23 / 76

Ürün Bilgi Formu

wiroSHIRT



Üretici

Şirket + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Almanya
Ticari marka	care & serve®






Ürün açıklaması

Kategori	PREMIUM
Ürün tanımı	care & serve® PREMIUM wiroSHIRT PP Hasta önlüğü Boyunda bağlama bantları
Ürün özellikleri	Boyunda bağlama bantları


Malzeme

Malzeme	Polipropilen Spunbond Nonwoven
Malzeme ağırlığı	≈ 45 g/m ² (± 3 g/m ²)

Kullanım

Kullanım amacı	Hastaların ve bakım evi sakinlerinin konforunu ve onurunu koruyarak hijyenlerini ve bakımlarını sağlamak amacıyla vücut bölümlerini kapatmak için tek kullanımlık hasta gömleği.
Kullanım İle ilgili Notlar	Tek kullanımlık ürün 
Kısıtlama	Gıda maddelerinin paketlenmesi ve depolanması için uygun değildir.
Kullanım alanları	Hastane Yaşlı Bakım Evleri ve diğer Uzman Kurumlar Doktor muayenehaneleri Kozmetik Sağlık Güzellik Endüstrisi   
Ek malzeme bilgisi	lateks içermez 
Sağlık ile ilgili uyarı	Cilt tahrişlerinde veya alerjik reaksiyonlarda kullanımı hemen bırakın ve bir hekime danışın. Tekniğin güncel durumuna göre bilindiği kadarıyla, ürünler, öngörülen amaca uygun kullanıldıklarında, toksik, kanserojen veya mutajenik maddeler içermemektedir. Bu ürünler lateks bileşenleri içermez ve hipoalerjenik sayılır. Ancak hassas ciltte tahrişlere neden olabilirler. Uzun süre takıldığında cildin hava alması kısıtlanabilir, bu da cilt tahrişlerine yol açabilir.

Standartlar

VO (EU) 2023/988	Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (AB) 2023/988
VO (EG) 1935/2004	Gıda maddeleriyle temas etmek için olan plastikten üretilmiş malzemeler ve cisimlerle ilgili düzenleme. 
VO (EU) 10/2011	Gıda maddeleriyle temas etmesi amaçlanan plastik malzemeler ve eşyalarla ilgili düzenleme

Ürün Bilgi Formu

wiroSHIRT



Kullanım

Kullanım Kılavuzu	<p>Kullanmadan önce Tek kullanımlık hasta gömleğini ambalajından çıkartın ve hasarlara veya kusurlara dair kontrol edin. Temiz ve hijyenik olduğundan emin olun.</p> <p>Kullanım Tek kullanımlık hasta gömleğini, üst gövdenizi tamamen kapatacak şekilde, kollarınıza ve omuzlarınıza geçirin. Hasta gömleğinin açıklığı arkada olmalıdır. Hasta gömleğini kapatmak için bağlarını ensenizde bağlayın. Gömleğin iyi oturmasına ve dar veya gevşek olmamasına dikkat edin. Çıkartmak için bağları açın ve hasta gömleğini dikkatlice kollarınızdan çekerek çıkartın.</p> <p>Tek kullanımlık hasta gömleklerinin, öncelikle hastalara konfor ve mahremiyet sağlamaya yaradığını dikkate almanız önemlidir. Sağlığa zararlı maddelere veya enfeksiyonlara karşı koruma söz konusu olduğunda, başka koruyucu donanımların yerine kullanılmamalıdır.</p>
Güvenlik Uyarısı	EN ISO 14971:2019 + A11:2021 uyarınca yaptığımız risk analizine göre bu ürün için ek güvenlik uyarıları gerekli değildir.
Bertaraf	Kullanılmayan ve kirlenmemiş ürünler çevreye zarar vermeyecek şekilde yakılabilir veya bertaraf edilebilir. Kirlenmiş ürünler, kirlilik türüne göre yürürlükteki ulusal yasa ve talimatlara uygun olarak bertaraf edilmelidir.
Kullanım Süresi	5 yıl , üretim tarihinden itibaren, kullanılmadığı ve doğru depolandığı takdirde.
Saklama	Güneş ışınlarından koruyun. Kuru bir yerde depolayın. Yanlış depolama dayanıklılığın azalmasına neden olabilir.
İzlenebilirlik	Gereksinimlerin belirlenmesinden depo çıkışına kadar parti ile ilgili izlenebilirlik sağlanmaktadır. Ürün Bilgi Formu Versiyon 1 Geçerli parti başlangıcı 2617 +



Ambalaj

Geri Dönüşüm	VerpackG uyarınca lisanslı, Lisans No. DE1618662887322. Lütfen ambalajı geri dönüşüme aktarın.
--------------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hemden/pp-hemden/wiroshirt/
-----	---

Varyant 1

Satış birimi	50 Adet/Karton				
Ambalaj düzeyi 1	1 Adet/Poli torba				
Minimum sipariş miktarı	1 Karton				
Ürün Numarası	Ürün numarası	Renk	Beden (Ç x U)	Tolerans	
	30004309	beyaz	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm	
GTINs	Ürün numarası	Unit of Use	Ambalaj seviyesi	Ambalaj seviyesi	Karton
	30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017

Boyut, ağırlık, kalınlık ve toleranslar için belirtilen rakamlar nominal değerler olarak anlaşılmalıdır ve farklılık gösterebilir.

Verilen bilgiler, bilgilerimizin mevcut durumuna dayanmaktadır. Bunlar, ürün özelliklerinin garantisini teşkil etmemektedir ve sözleşmeye ilişkin yasal bir anlayışı haklı çıkarmaz. 2 yıldan eski bilgileri lütfen teyit edin.

Şirketimiz tipografik hata ve yanlışlardan sorumlu değildir.

Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları WIROS Wilfried Rosbach GmbH şirketinin mülkiyetindedir. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ürün veri sayfalarının tüm telif/kullanım ve değerlendirme haklarının sahibidir. Ürün veri sayfalarının değiştirilmesi veya piktogramların kullanılması yasaktır. Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları sadece WIROS ürünleriyle bağlantılı olarak temel alınabilir.



Техническая спецификация

wiroSHIRT



ХАЛАТ ПАЦИЕНТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Завязки на шее



PREMIUM

Техническая спецификация

wiroSHIRT



Производитель

Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
Торговая марка	care & serve®






Описание изделия

Категория	PREMIUM
Обозначение продукции	care & serve® PREMIUM wiroSHIRT Халат пациента из полипропилена Завязки на шее
Характеристики продукции	Завязки на шее


Материал

Материал	Полипропиленовый спанбонд
Вес материала	≈ 45 г/м ² (± 3 г/м ²)

Использование

Назначение	Одноразовая больничная рубашка предназначена для частичного покрытия тела, обеспечивая гигиену и уход за пациентами и жителями домов престарелых, а также сохраняя их комфорт и достоинство.
Инструкция по применению	Одноразовый продукт 
Ограничения	Не предназначено для упаковки и хранения пищевых продуктов.
Области применения	Больница Дом престарелых в том числе группы специалистов Врачебные практики Косметика Велнес Индустрия красоты   
Информация о добавках в составе материала	без латекса 
Предупреждение о возмо	При раздражении кожи или аллергических реакциях необходимо немедленно прекратить использование и обратиться к врачу. На основании актуальных научных знаний, данные изделия не содержат токсичных, канцерогенных или мутагенных веществ, если используются по назначению. Данные изделия не содержат латексных компонентов и считаются гипоаллергенными. Тем не менее, они могут вызвать раздражение чувствительной кожи. Длительное ношение изделия может ограничить поступление воздуха к коже, что, в свою очередь, может привести к её раздражению.

Стандарты

VO (EU) 2023/988	Регламент ЕС № 2023/988 об общей безопасности продукции
VO (EG) 1935/2004	Регламент о материалах и изделиях из пластмасс, контактирующих с пищевыми продуктами. 
VO (EU) 10/2011	Распоряжение о материалах и изделиях из пластмасс, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами

Техническая спецификация

wiroSHIRT



Использование

Инструкция по использованию	<p>Перед использованием</p> <p>Извлеките больничную рубашку из упаковки и проверьте её на наличие повреждений или дефектов. Убедитесь, что она чистая и гигиеничная.</p> <p>Использование</p> <p>Наденьте больничную рубашку на руки и плечи так, чтобы она покрывала всю верхнюю часть корпуса. Разрез больничной рубашки должен находиться сзади.</p> <p>Чтобы надежно запахнуть больничную рубашку, завяжите завязки на шее сзади. Убедитесь, что рубашка сидит хорошо, не слишком тесно и не слишком свободно.</p> <p>Чтобы снять больничную рубашку, развяжите завязки и осторожно потяните за рукава.</p> <p>Важно отметить, что больничные рубашки в первую очередь предназначены для того, чтобы обеспечить пациенту комфорт и защищенность. Они не должны использоваться вместо другой защитной экипировки в ситуациях, когда требуется защита от вредных веществ или инфекций.</p>
Инструкция по технике безопасности	По результатам анализа рисков в соответствии со стандартом EN ISO 14971:2019 + A11:2021, дополнительные рекомендации по безопасности для данного изделия не требуются.
Утилизация	Неиспользованные и незагрязненные изделия можно сжигать экологически безопасным образом или утилизировать в местах для сбора мусора. Загрязненные изделия следует утилизировать в соответствии с действующим национальным законодательством и нормативно-правовыми актами, в зависимости от типа загрязнения.
Срок службы	5 лет с даты изготовления, если они не были в употреблении и при правильном хранении.
Хранение	Защищать от солнечных лучей. Хранить сухим. Неправильное хранение может привести к снижению долговечности.
Прослеживаемость	Прослеживаемость партии от определения потребностей до выхода со склада. Техническая спецификация Версия 1 действительный, начиная с партии 2617 +



Упаковка

Переработка	Лицензировано согласно Закону об упаковке, номер лицензии DE1618662887322. Пожалуйста, отправьте упаковку на переработку.
-------------	--



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hemden/pp-hemden/wiroshirt/
-----	---

Вариант 1

Торговая единица	50 шт./Коробка				
Уровень упаковки 1	1 шт./Полиэтиленовый пакет				
Минимальное количество заказа	1 Коробка				
Номера артикула	Номер артикула	Цвет	Размеры (обхват x длина)	допустимое отклонение	
	30004309	белый	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm	
GTINs	Номер артикула	Unit of Use	Уровень упаковки	Уровень упаковки	Коробка
	30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017

Цифровые данные размеров, веса, толщины и допустимых отклонений следует понимать как номинальные величины и они могут отличаться. Данные основаны на текущем уровне наших знаний. Они не являются гарантированным заверением о характеристиках товара и не создают договорного правового понимания. Информацию, которой больше 2 лет, необходимо подтвердить повторно. Возможны опечатки и другие ошибки.

Предоставленные технические паспорта изделий продукции являются собственностью компании WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компания WIROS Wilfried Rosbach GmbH является владельцем всех авторских прав/прав на использование и реализацию технических паспортов изделий. Запрещается вносить изменения в технические паспорта изделий или использовать пиктограммы. Предоставленные технические паспорта изделий могут использоваться только в связи с оригинальными изделиями



Karta produktu

wiroSHIRT



KOSZULA PP DLA PACJENTA

Taśmy na karku



PREMIUM

Karta produktu

wiroSHIRT



Producent

Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Niemcy
Znak towarowy	care & serve®






Opis produktu

Kategoria	PREMIUM
Nazwa produktu	care & serve® PREMIUM wiroSHIRT Koszula PP dla pacjenta Taśmy na karku
Właściwości produktu	Taśmy na karku


Materiał

Materiał	Włóknina polipropylenowa
Waga materiału	≈ 45 g/m ² (± 3 g/m ²)

Zastosowanie

Zamierzone przeznaczenie	Jednorazowa koszula dla pacjenta do częściowego zakrycia ciała w celu zapewnienia higieny i odpowiedniej pielęgnacji pacjentów i pensjonariuszy domów opieki przy jednoczesnym zachowaniu komfortu i godności.
Instrukcja użytkowania	Produkt jednorazowego użytku 
Zastrzeżenia	Nie nadaje się do pakowania i przechowywania żywności.
Obszary zastosowania	Szpitala Domy opieki w tym Ośrodki specjalistyczne Gabinety lekarskie    Salony urody Wellness Przemysł kosmetyczny
Dodatkowe informacje o materiałach	nie zawiera lateksu 
Wskazówki dotyczące zdrowia	W przypadku podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych należy natychmiast przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, produkty nie zawierają żadnych substancji toksycznych, rakotwórczych ani mutagennych, jeśli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Produkty nie zawierają składników lateksowych i są uważane za hipoalergiczne. Mogą one jednak powodować podrażnienia wrażliwej skóry. Długotrwałe noszenie może ograniczać wentylację skóry, co może prowadzić do jej podrażnienia.

Standardy

VO (EU) 2023/988	Rozporządzenie (UE) nr 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
VO (EG) 1935/2004	Rozporządzenie w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi. 
VO (EU) 10/2011	Rozporządzenie w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych dopuszczonych do kontaktu z żywnością

Karta produktu

wiroSHIRT



Stosowanie

Instrukcja obsługi	<p>Przed użyciem Wyjąć koszulę dla pacjenta z opakowania i sprawdzić, czy nie jest uszkodzona lub wadliwa. Upewnić się, że jest czysta i higieniczna.</p> <p>Użycie Założyć koszulę pacjentowi na ramiona i barki, tak aby zakrywała całą górną część ciała. Otwór koszuli powinien znajdować się z tyłu. Zawiązać paski koszuli dla pacjenta z tyłu szyi, aby ją bezpiecznie zapiąć. Upewnić się, że koszula jest dobrze dopasowana i nie jest zbyt ciasna ani zbyt luźna. Aby ją zdjąć, rozwiązać paski i ostrożnie zdjąć koszulę z ramion.</p> <p>Należy pamiętać, że koszule dla pacjentów mają na celu przede wszystkim zapewnienie komfortu i dyskrecji pacjentowi. Nie powinny być używane jako substytut innego sprzętu ochronnego, jeśli chodzi o ochronę przed szkodliwymi substancjami lub infekcjami.</p>
Wskazówka bezpieczeństwa	Zgodnie z naszą analizą ryzyka przeprowadzoną zgodnie z normą EN ISO 14971:2019 + A11:2021, dla tego produktu nie są wymagane żadne dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa.
Utylizacja	Produkty, który nie były użytkowane ani skażone, mogą zostać spalone lub zutylicowane w sposób przyjazny dla środowiska. Skażone produkty należy zutylicować w sposób zgodny z obowiązującym krajowymi zaleceniami i przepisami prawnymi.
Trwałość	5 lat od daty produkcji, jeśli produkt był prawidłowo przechowywany i nieużywany
Przechowywanie	Chronić przed promieniowaniem słońca Przechowywać w suchym miejscu. Niewłaściwe przechowywanie może obniżyć trwałość produktu.
Identyfikowalność	Możliwość identyfikacji konkretnej partii od zgłoszenia zapotrzebowania do opuszczenia magazynu. Karta produktu Wersja 1 ważne od partii 2617 +



Opakowanie

Recykling	Licencjonowane przez VerpackG, numer licencji DE1618662887322. Opakowanie należy zwrócić do ponownego przetworzenia.
-----------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hemden/pp-hemden/wiroshirt/
-----	---

Wariant 1

jednostka sprzedaży	50 sztuka/karton				
Poziom pakowania 1	1 sztuka/Torebka foliowa				
Minimalna ilość zamówienia	1 karton				
Numer artykułu	Numer artykułu	kolor	Rozmiar (obwód x długość)	tolerancja	
	30004309	biały	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm	
GTINs	Numer artykułu	Unit of Use	Poziom pakowania	Poziom pakowania	karton
	30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017

Wartości liczbowe dotyczące rozmiarów, masy, grubości i tolerancji należy rozumieć jako wartości nominalne, które mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Podane informacje są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Nie stanowią gwarancji właściwości produktu oraz nie stanowią umownego rozumienia prawa. Informacje, które zostały podane przed okresem 2 lat, wymagają ponownego potwierdzenia.

Błędy i pomyłki zastrzeżone.

Udostępnione karty informacyjne produktów są własnością firmy WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Firma WIROS Wilfried Rosbach GmbH jest właścicielem wszelkich praw autorskich/praw do użytkowania i wykorzystywania kart informacyjnych produktów. Zabronione jest dokonywanie zmian w kartach informacyjnych produktów oraz wykorzystywanie piktogramów. Udostępnionych kart informacyjnych produktów można używać wyłącznie w połączeniu z oryginalnymi produktami firmy WIROS.



PP PATIENTKITTEL

Bind bånd i nakken



PREMIUM



Producent

Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmærke	care & serve®

Produktbeskrivelse

Kategori	PREMIUM
Produktbetegnelse	care & serve® PREMIUM wiroSHIRT PP patientkittel Bind bånd i nakken
Produktegenskaber	Bind bånd i nakken

Materiale

Materiale	Spunbond materiale af polypropylen
Materialets vægt	≈ 45 g/m ² (± 3 g/m ²)

Anvendelse


Anvendelsesformål Engangspatientskjorte til delvis tildækning af kroppen for at sikre hygiejnen og plejen af patienter og plejehjemsbeboere og samtidig bevare komfort og værdighed.

Anvendeshenvisning Engangsprodukt 

Begrænsning Ikke egnet til indpakning og opbevaring af fødevarer.


Anvendelsesområder Hospital | Plejehjem | herunder faggrupper
Lægeklinikker
Kosmetik | Wellness | Skønhedsindustri



Yderligere oplysninger om materialet latexfri 



Sundhedshenvisning Hvis der opstår hudirritation eller allergiske reaktioner, skal du straks afbryde brugen og søge læge. Så vidt det er kendt i henhold til det aktuelle tekniske niveau, indeholder produkterne ingen giftige, kræftfremkaldende eller mutagene stoffer, når de anvendes i overensstemmelse med deres tilsigtede anvendelse. Disse produkter indeholder ingen latexkomponenter og betragtes som hypoallergene. De kan dog forårsage irritation på følsom hud. Ved længere tids anvendelse kan ventilationen af huden være begrænset, hvilket kan føre til hudirritation.

Standarder


VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 vedr. generel produktsikkerhed
VO (EG) 1935/2004	Forordning vedrørende materialer og genstande af kunststof, som er tiltænkt kontakt med levnedsmidler. 
VO (EU) 10/2011	Forordning om plastmaterialer- og genstande bestemt til kontakt med fødevarer



Anvendelse

Brugsanvisning	<p>Før brug Tag patientskjorten ud af emballagen, og kontrollér den for skader eller defekter. Sørg for, at den er ren og hygiejnisk.</p> <p>Håndtering Træk patientskjorten over dine arme og skuldre, så den dækker hele din overkrop. Patientskjortens åbning skal være på bagsiden. Fastgør båndene på patientskjorten i nakken for at lukke den sikkert. Sørg for, at skjorten sidder godt og ikke er for stram eller for løs. For at tage den af skal du løsne båndene og forsigtigt trække patientskjorten over dine arme.</p> <p>Det er vigtigt at bemærke, at patientskjorten primært er designet til at give patienten komfort og diskretion. Den bør ikke bruges som erstatning for andet beskyttelsesudstyr, når det kommer til beskyttelse mod skadelige stoffer eller infektioner.</p>	
Sikkerhedshenvisning	Ifølge vores risikoanalyse i henhold til EN ISO 14971:2019 + A11:2021 kræves ingen yderligere sikkerhedsanvisninger for dette produkt.	
Bortskaffelse	Ubrugte og ukontaminerede produkter kan forbrændes på miljøvenlig vis eller bortskaffes via et deponeringsanlæg. Kontaminerede produkter skal bortskaffes i henhold til nationale love og forskrifter alt efter den pågældende kontamineringstype.	
Holdbarhed	5 år efter produktionsdatoen, hvis ubrugte og under forudsætning af korrekt opbevaring.	
Opbevaring	Skal beskyttes mod direkte sol. Skal opbevares tørt. Forkert opbevaring kan medføre reduceret holdbarhed.	 
Sporbarhed	Charge-baseret sporbarhed fra meddelelse om behov frem til forsendelse fra lageret. Produktdatablad Version 1 gyldig fra charge 2617 +	

Emballage

Genbrug	Licenseret i henhold til VerpackG, licensnummer DE1618662887322. Aflever emballagen på en genbrugsstation.	 §VerpackG
---------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hemden/pp-hemden/wiroshirt/
-----	---

Variant 1

Salgsenhed	50 Styk/Kasse				
Emballageniveau 1	1 Styk/Plasticpose				
Minimumsbestillingsmængde	1 Kasse				
Varenumre	Artikelnummer	Farve	Størrelse (O x L)	Tolerance	
	30004309	hvid	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm	
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Emballageniveau	Emballageniveau	Kasse
	30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017

Talangivelserne vedrørende mål, vægt, tykkelse og tolerancer skal forstås som målværdier og kan afvige.
Angivelserne er baseret på vores aktuelle viden. De udgør ikke nogen garanti for bestemte produktenskaber og danner ikke noget grundlag for et juridisk kontraktforhold. Angivelser ældre end 2 år bør søges bekræftet på ny.
Med forbehold for fejl.
Produktdatabladene er WIROS Wilfried Rosbach GmbH's ejendom. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er indehaver af alle ophavsrettigheder/rettigheder til brug og udnyttelse af produktdatabladene. Det er ikke tilladt at ændre produktdatabladene eller at bruge piktogrammerne. De medfølgende produktdatablade må kun anvendes i forbindelse med originale WIROS produkter.



PP-PATIENTSKJORTA

Knytband i nacken



PREMIUM



Tillverkare

Företag + Adress	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
Varumärke	care & serve®






Produktbeskrivning

Kategori	PREMIUM
Produktbeteckning	care & serve® PREMIUM wiroSHIRT PP-patientskjorta Knytband i nacken
Produktegenskaper	Knytband i nacken


Material

Material	Spritsbondad polypropen
Materialets vikt	≈ 45 g/m ² (± 3 g/m ²)

Användning

Användningsområde	Patientskjorta för engångsbruk för att delvis täcka kroppen för att säkerställa hygien och vården av patienter och boende på vårdhem samtidigt som komforten och värdigheten bevaras.
Anvisningarna för användandet	Produkt för engångsbruk 
Begränsning	Inte lämpligt för packning och förvaring av livsmedel.
Användningsområden	Sjukhus Äldershem inkl. Expertkretsar Läkarpraxis Kosmetik Wellness Skönhetsindustri   
Ytterligare materialinformation	Latexfri 
Hälsovarningar	Om hudirritation eller allergiska reaktioner uppstår, avbryt användningen omedelbart och uppsök läkare. Enligt vad som är känt enligt den senaste tekniken innehåller produkterna inga giftiga, cancerframkallande eller mutagena ämnen när de används enligt avsedd användning. Dessa produkter innehåller inga latexkomponenter och anses vara hypoallergen. De kan dock orsaka irritation på känslig hud. Om den bärs under långa perioder kan ventilationen av huden begränsas, vilket kan leda till hudirritation.

Standarder

VO (EU) 2023/988	EU-förordning nr 2023/988 om allmän produktsäkerhet
VO (EG) 1935/2004	Förordning om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel 
VO (EU) 10/2011	Förordning om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel



Användning

Bruksanvisning	<p>Före användning Ta ut patientskjortan ur förpackningen och kontrollera om den är skadad eller defekt. Se till att den är ren och hygienisk.</p> <p>Användning Lägg patientskjortan över dina armar och axlar så att den täcker hela överkroppen. Öppningen på patientskjortan ska vara på baksidan. Fäst banden på patientskjortan vid nacken för att stänga den ordentligt. Se till att skjortan sitter bra och varken är för trång eller för lös. För att ta av, lossa banden och dra försiktigt patientskjortan över dina armar.</p> <p>Det är viktigt att notera att patientskjortor främst är utformade för att ge patienten komfort och diskretion. De ska inte användas som ersättning för annan skyddsutrustning när det gäller skydd mot skadliga ämnen eller infektioner.</p>
Säkerhetsanvisning	Enligt vår riskanalys, enligt EN ISO 14971:2019 + A11:2021 krävs inga ytterligare säkerhetsinstruktioner för denna produkt.
Avfallshantering	Oanvända och okontaminerade produkter kan miljövänligt förbrännas eller avfallshanteras på en deponi. Kontaminerade produkter måste avfallshanteras i enlighet med gällande lagar och förordningar utifrån typ av kontaminering.
Hållbarhet	5 år från produktionsdatumet, om den är oanvänd och har förvarats korrekt.
Förvaring	Undvik direkt solljus. Förvaras torrt. Felaktig förvaring kan leda till en minskad hållbarhet.
Spårbarhet	Batchrelaterad spårbarhet från behovsbedömning till lagerutgång. Produktdatablad Version 1 Giltigt fr.o.m. batch 2617 +



Förpackning

Återvinning	Licensierad enligt VerpackG (tysk förpackningslag), licensnummer DE1618662887322. Vänligen lämna in förpackningen för återvinning.
-------------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hemden/pp-hemden/wiroshirt/
-----	---

Varianter 1

Försäljningsenhet	50 Antal/Kartong				
Förpackningsnivå 1	1 Antal/Polypåse				
Minsta ordervolym	1 Kartong				
Artikelnummer	Artikelnummer	Färg	Storlek (O x L)	Tolerans	
	30004309	vit	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm	
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Förpackningsnivå	Förpackningsnivå	Kartong
	30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017

Siffrorna för mått, vikter, tjocklekar och toleranser ska förstås som börvärden och kan variera.

Uppgifterna är baserade på vår nuvarande kunskapsnivå. De är inte någon garanterad försäkran om produktfunktioner och motiverar inte någon avtalsenlig tolkning av lagen. Var god och inhämta bekräftelse för uppgifter som är äldre än 2 år. Inmatningsfel och fel förbehållna.

De bifogade produktdatabladen tillhör WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH är innehavare av alla upphovs-/användnings-/nyttjanderättigheter till produktdatabladen. Det är inte tillåtet att ändra produktdatabladen eller använda piktogrammen. De bifogade produktdatabladen får endast användas i samband med original WIROS-produkter.



PP-PASIENTSKJORTE

Festebånd i nakken



PREMIUM



Produsent

Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
Varemerke	care & serve®

Produktbeskrivelse

Kategori	PREMIUM
Produktnavn	care & serve® PREMIUM wiroSHIRT PP-pasientskjorte Festebånd i nakken
Produktegenskaper	Festebånd i nakken

Materiale

Materiale	Polypropylen-spunnet vevd stoff
Materialvekt	≈ 45 g/m ² (± 3 g/m ²)

Bruk


Bruksområde	Engangspasientskjorte for delvis dekning av kroppen for å sikre hygiene og omsorg for pasienter og sykehjemsbeboere, samtidig som komfort og verdighet opprettholdes.
-------------	---

Veiledning ang. bruk	Engangsprodukt
----------------------	----------------



Begrensning	Ikke egnet for pakking og oppbevaring av matvarer.
-------------	--

Bruksområder	Sykehus Aldershjem Bl.a. spesialistgrupper Legekontorer Kosmetikk Velvære Skjønnhetsindustri
--------------	--



Ytterligere informasjon om materialet	uten lateks
---------------------------------------	-------------



Veiledning ang. helse	Hvis det oppstår hudirritasjon eller allergiske reaksjoner, må du umiddelbart avbryte bruken, og søke legehjelp. Så langt det er kjent i henhold til den nåværende teknikken, inneholder produktene ingen giftige, kreftfremkallende, mutagene stoffer når de brukes i henhold til tiltenkt bruk. Disse produktene inneholder ingen latekskomponenter, og anses som hypoallergene. Imidlertid kan de forårsake irritasjon på sensitiv hud. Hvis den brukes over lengre tid, kan ventilasjonen av huden være begrenset, noe som kan føre til hudirritasjon.
-----------------------	--

Standarder

VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 om generell produktsikkerhet
VO (EG) 1935/2004	Direktiv ang. plastmaterialer og -gjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med matvarer.



VO (EU) 10/2011	Forordning om materialer og gjenstander av kunststoff, som er laget for å komme i kontakt med matvarer.
-----------------	---



Bruk

Bruksanvisning	<p>Før bruk</p> <p>Ta pasientskjorten ut av emballasjen, og se etter skade eller defekter. Sørg for at det er rent og hygienisk.</p> <p>Håndtering</p> <p>Plasser pasientskjorten over armene og skuldrene slik at den dekker hele overkroppen. Årningen på pasientskjorten skal være på baksiden. Fest stroppene til pasientskjorten i nakken for å lukke den godt. Pass på at skjorten sitter godt og ikke er for stram eller for løs. For å fjerne, løsne stroppene og trekk pasientskjorten forsiktig over armene.</p> <p>Det er viktig å merke seg at pasientskjorten først og fremst er designet for å gi komfort og diskresjon til pasienten. De skal ikke brukes som erstatning for annet verneutstyr når det gjelder beskyttelse mot skadelige stoffer eller infeksjoner.</p>
Sikkerhets henvisninger	I følge vår risikoanalyse i henhold til EN ISO 14971:2019 + A11:2021, er det ikke nødvendig med ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for dette produktet.
Avfallshåndtering	Produkter som ikke er brukte eller ikke er kontaminerte kan brennes i henhold til lowerket eller leveres til avfallshåndtering. Kontaminerte produkter må avhendes etter gjeldende lovverk og forskrifter i henhold til type forurensning.
Holdbarhet	5 år etter produksjonsdato, så lenge produktet er ubrukt og korrekt oppbevart.
Oppbevaring	<p>Beskyttes mot direkte sollys.</p> <p>Skal oppbevares tørt.</p> <p>Feil oppbevaring kan føre til en reduksjon av holdbarheten.</p>
Sporbarhet	<p>Sporbarhet for batcher fra behovsbestemmelse til transport fra lager.</p> <p>Produktdatablad Versjon 1 gyldig fra batch 2617 +</p>



Forpakning

Gjenvinning	<p>Lisensiert i henhold til VerpackG, lisensnummer DE1618662887322.</p> <p>Lever også forpakningen til gjenvinning.</p>
-------------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hemden/pp-hemden/wiroshirt/
-----	---

Variant 1

Salgsenhet	50 Stk./Kartong			
Emballasjenivå 1	1 Stk./Plastpose			
Minste bestillingsvolum	1 Kartong			
Artikkelnumre	Varenummer	Farge	Størrelse (O x L)	Toleranse
	30004309	hvit	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm
GTINs	Varenummer	Unit of Use	Emballasjenivå	Kartong
	30004309	-----	4051642100012	-----

Tallverdiene for størrelser, vekt, styrke og toleranser er å anse som nominelle verdier og kan være avvikende.

Angivelsene er basert på vår nåværende kunnskap. De er ingen garantert forsikring om produktegenskaper og er ikke å forstå som en rettskraftig kontrakt. Informasjon som er eldre enn 2 år skal bekreftes på nytt.

Med forbehold om feil og mangler.

Produktdatabladene som tilbys tilhører WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er eier av alle opphavsrettigheter, utnyttings- og bruksrettigheter av produktdatabladene. Det er ikke tillatt å endre produktdatabladene eller bruke piktogrammene.

Produktdatabladene som leveres kan kun brukes sammen med originale WIROS-produkter.

Informační list výrobku

wiroSHIRT



PLÁŠŤ PRO PACIENTY PP

Uvázat stuhy na krku



PREMIUM

Informační list výrobku

wiroSHIRT



Výrobce

Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Německo
Obchodní značka	care & serve®






Popis výrobku

Kategorie	PREMIUM
Označení výrobku	care & serve® PREMIUM wiroSHIRT Plášť pro pacienty PP Uvázat stuhy na krku
Vlastnosti výrobku	Uvázat stuhy na krku


Materiál

Materiál	Polypropylen zpracovaný technologií spunbond
Hmotnost materiálu	≈ 45 g/m ² (± 3 g/m ²)

Použití

Účel použití	Jednorázová patientská košile k částečnému zakrytí těla, aby byla zajištěna hygiena a péče o pacienty a obyvatele pečovatelských domů při současném zachování jejich pohodlí a důstojnosti.
Pokyny pro použití	Jednorázový výrobek 
Omezení	Nevhodné pro balení a skladování potravin.
Oblasti použití	Nemocnice Domov důchodců a jiné odborné kruhy Lékařské ordinace Kosmetika Wellness Estetický průmysl   
Další informace o materiálu	bez latexu 
Informace týkající se zdraví	V případě podráždění kůže nebo alergických reakcí okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc. Podle současného stavu techniky výroby neobsahují žádné toxické, karcinogenní ani mutagenní látky, pokud jsou používány v souladu se svým určením. Tyto výrobky neobsahují latexové složky a jsou považovány za hypoalergenní. Mohou však způsobit podráždění citlivé pokožky. Dlouhodobé nošení může omezit větrání pokožky, což může vést k jejímu podráždění.

Standardy

VO (EU) 2023/988	Nařízení (EU) č. 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků
VO (EG) 1935/2004	Übersetzung bitte noch eintragen 
VO (EU) 10/2011	Nařízení o materiálech a předmětech z plastu určených pro styk s potravinami

Informační list výrobku

wiroSHIRT



Použití

Návod k použití	<p>Před použitím Vyměte patientskou košili z obalu a zkontrolujte, zda není poškozená nebo vadná. Ujistěte se, že je čistá a hygienicky nezávadná.</p> <p>Manipulace Patientskou košili si nasadte na paže a ramena tak, aby zakrývala celou horní část těla. Zapínání patientské košile by mělo být na zádech. Zavažte tkanice patientské košile vzadu na krku, abyste ji bezpečně uzavřeli. Ujistěte se, že košile dobře sedí a není ani příliš těsná, ani příliš volná. Chcete-li patientskou košili svléknout, rozvažte tkanice a opatrně ji stáhněte přes ruce.</p> <p>Je důležité si uvědomit, že patientské košile jsou primárně určeny k zajištění pohodlí a diskrétnosti pacienta. Neměly by být používány jako náhrada jiných ochranných prostředků, pokud jde o ochranu před škodlivými látkami nebo infekcemi.</p>
Bezpečnostní upozornění	Podle naší analýzy rizik v souladu s normou EN ISO 14971:2019 + A11:2021 nevyžaduje tento výrobek žádné další bezpečnostní pokyny.
Likvidace	Nepoužité a nekontaminované výrobky lze spálit způsobem šetrným k životnímu prostředí nebo uložit na skládku. Kontaminované výrobky je nutné zlikvidovat v souladu s platnými vnitrostátními zákony a předpisy v závislosti na typu kontaminace.
Životnost	5 let od data výroby, pokud je zboží nepoužité a bylo skladováno správně.
Skladování	Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladujte v suchu. Nevhodné skladování může vést ke snížení životnosti.
Vysledovatelnost	Vysledovatelnost šarže od zjištění potřeb až po odběr ze skladu. Informační list výrobku Verze 1 platí od šarže 2617 +



Obal

Recyklace	Licence podle zákona VerpackG, číslo licence: DE1618662887322. Obal prosím předejte k recyklaci.
-----------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hemden/pp-hemden/wiroshirt/
-----	---

Varianta 1

Prodejní jednotka	50 kus/Kartón										
Úroveň obalu 1	1 kus/Sáček										
Minimální objednávková množství	1 Kartón										
Číslo výrobků	<table><thead><tr><th>Číslo výrobku</th><th>Barva</th><th>Velikost (O x D)</th><th>Tolerance</th></tr></thead><tbody><tr><td>30004309</td><td>bílá</td><td>≈ 150 x 120 cm</td><td>± 3 cm</td></tr></tbody></table>	Číslo výrobku	Barva	Velikost (O x D)	Tolerance	30004309	bílá	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm		
Číslo výrobku	Barva	Velikost (O x D)	Tolerance								
30004309	bílá	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm								
GTINs	<table><thead><tr><th>Číslo výrobku</th><th>Unit of Use</th><th>Úroveň obalu</th><th>Úroveň obalu</th><th>Kartón</th></tr></thead><tbody><tr><td>30004309</td><td>-----</td><td>4051642100012</td><td>-----</td><td>4051642600017</td></tr></tbody></table>	Číslo výrobku	Unit of Use	Úroveň obalu	Úroveň obalu	Kartón	30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017
Číslo výrobku	Unit of Use	Úroveň obalu	Úroveň obalu	Kartón							
30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017							

Číselné údaje o rozměrech, hmotnostech, tloušťkách a tolerancích je nutné chápat jako cílové hodnoty, a proto mohou být odlišné.

Veškeré údaje jsou založeny na aktuálním stavu našich vědomostí. Nejsou ujištěním o vlastnostech výrobku a nevyplývá z nich žádný právní vztah smluvní povahy. Údaje starší než 2 roky nechte prosím znovu ověřit.

Chyby při zadávání a omyly vyhrazeny.

Poskytnuté informační listy výrobků jsou majetkem společnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Společnost WIROS Wilfried Rosbach GmbH vlastní veškerá autorská/uživatelská a užívací práva k informačním listům výrobků. Není dovoleno informační listy výrobků měnit nebo používat jejich piktogramy. Poskytnuté informační listy výrobků smíjí být použity pouze v souvislosti s originálními výrobky WIROS.



PP BETEGKÖPENY

Kössünk szalagokat a nyakra



PREMIUM



Gyártó

Cég + Cím	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Németország
Márkanév	care & serve®

Termékleírás

Kategória	PREMIUM
Termék megnevezése	care & serve® PREMIUM wiroSHIRT PP betegköpeny Kössünk szalagokat a nyakra
Termékjellemzők	Kössünk szalagokat a nyakra

Anyaga

Anyaga	Sodorva hurkolt polipropilén
Anyag tömege	≈ 45 g/m ² (± 3 g/m ²)

Használat


Felhasználási cél	Egyszer használatos betegköpeny a páciens testének részleges eltakarására, biztosítandó a betegek és az ápolási otthon lakói számára a higiéniát és az ápolást, megőrizve a kényelmet és méltóságot.
-------------------	--

Felhasználásra vonatkozó előírás	Egyszer használatos termék
----------------------------------	----------------------------



Korlátozás	Nem alkalmas élelmiszer csomagolására és tárolására.
------------	--

Felhasználási területek	Kórház idősotthon többek között szakmai körök Orvosi rendelők Szépségápolás wellness szépségipar
-------------------------	--



Az anyagra vonatkozó további információk	latex-mentes
--	--------------



Egészségügyi megjegyzés	Bőrirritáció vagy allergiás reakció esetén a használatot azonnal le kell állítani, és orvosi tanácsot kell kérni. A technika jelen állása szerinti ismeretek értelmében a rendeltetésszerűen használt termékeink nem tartalmaznak mérgező, rákkeltő vagy mutagén anyagokat. Ezek a termékek nem tartalmaznak latex-összetevőket, és hipoallergénnek minősülnek. Azonban az érzékeny bőrön irritációkat okozhatnak. A hosszabb ideig tartó viselés korlátozhatja a bőr szellőzését, ami bőrirritációhoz vezethet.
-------------------------	--

Szabványok

VO (EU) 2023/988	988/2023 sz., az általános termékbiztonságról szóló EU-rendelet
VO (EG) 1935/2004	Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyokról szóló rendelet
VO (EU) 10/2011	Rendelet az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyokról





Alkalmazás

Használati utasítás	<p>Használat előtt</p> <p>Vegye ki a csomagolásból a betegköpenyt, és ellenőrizze annak épségét. Győződjék meg, hogy az tiszta és higiénikus.</p> <p>Kezelés</p> <p>Öltse fel a betegköpenyt, karjait és vállát dugja bele úgy, hogy az fedje a teljes felsőtestét. A betegköpeny nyílásának hátul kell lennie. Rögzítse a megkötőkkel a tarkónál, a biztos bezáráshoz. Ügyeljen arra, hogy a betegköpeny megfelelően álljon, és ne legyen sem túl szűk, sem túl bő. Levételhez oldja ki a megkötőket, és óvatosan bújjon ki a betegköpenyből, úgy, hogy óvatosan lehúzza a karjáról.</p> <p>Fontos megjegyezni, hogy a betegköpenyt elsősorban úgy tervezték, hogy kényelmet és diszkréciót biztosítsanak a páciens számára. Nem használható más védőfelszerelések helyettesítésére, ha a káros anyagok vagy fertőzések elleni védelemről van szó.</p>
Biztonsági figyelmeztetés	Az EN ISO 14971:2019 + A11:2021 szerint végzett kockázatelemzésünk értelmében erre a termékre vonatkozóan nincs szükség további biztonsági utasításokra.
Ártalmatlanítás	A fel nem használt és nem kontaminált termékeket környezetbarát módon el lehet égetni vagy ártalmatlanítani. A szennyezett termékeket a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően, a kontamináció típusa szerint kell megsemmisíteni.
Eltarthatóság	5 év a gyártás dátumától számítva, amennyiben nem használják fel és helyesen tárolják.
Tárolás	<p>Védje a napfénytől.</p> <p>Száraz helyen tárolandó.</p> <p>A szakszerűtlen tárolás csökkentheti az eltarthatóságot.</p>
Visszakövethetőség	<p>A tételekkel kapcsolatos nyomon-követhetőség a szükségletek megadásától a raktárból történő kilépéséig.</p> <p>Termékadatlap Verzió 1 érvényes ettől a tételtől 2617 +</p>



Csomagolás

Recycling	<p>Engedélyezve a VerpackV szerint, licenz-szám: DE1618662887322.</p> <p>Kérjük, adja le a csomagolást újrahasznosítás céljából.</p>
-----------	--



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hemden/pp-hemden/wiroshirt/
-----	---

Változatok 1

Eladási egység	50 Darab/Karton			
1. Csomagolási szint	1 Darab/Polybag			
Minimális rendelési mennyiség	1 Karton			
Cikkszámok	Cikkszám	RAL	Ruhaméret (méret x hossz)	Tűrés
	30004309	fehér	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm
GTINs	Cikkszám	Unit of Use	Csomagolási szintek	Csomagolási szintek
	30004309	-----	4051642100012	-----
				Karton
				4051642600017

A méretekre, súlyokra, vastagságokra és tűrésekre vonatkozó számadatokat névleges értékeként kell érteni, és azok eltérhetnek.

Az információ ismereteink jelenlegi állásán alapul. Ezek nem garantálják a termék tulajdonságait, és nem indokolják a jog szerződéses megértését. A 2 évnél régebbi információkra, kérjük, kérjen ismételt megerősítést.

Fenntartjuk a hibák és a tévedések jogát.

A rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlapok a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonát képezik. A termékismertető adatlapokhoz tartozó minden szerzői/használati és értékesítési jog a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonában áll. Tilos a termékismertető adatlapok módosítása vagy a piktogramok használata. A rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlapok csak az eredeti WIROS termékekre vonatkoznak.

Informačný list výrobku

wiroSHIRT



KOŠEĽA PRE PACIENTA PP

Viazacie pásy na šiji



PREMIUM

Informačný list výrobku

wiroSHIRT



Výrobca

Firma + Adresa WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemecko

Ochranná známka care & serve®

Opis výrobku

Kategória PREMIUM

Označenie výrobku care & serve® PREMIUM | wiroSHIRT | Košeľa pre pacienta PP
Viazacie pásy na šiji

Vlastnosti výrobku Viazacie pásy na šiji

Materiál

Materiál Polypropylénová tkanina

Hmotnosť materiálu ≈ 45 g/m² (± 3 g/m²)

Použitie

Účel použitia Jednorazová košeľa pacienta určená na čiastočné zakrytie tela, aby bola zabezpečená hygiena a starostlivosť o pacientov a obyvateľov domovov dôchodcov so zachovaním pohodlia a dôstojnosti.

Pokyn na použitie Jednorazový výrobok



Obmedzenie Nevhodné na balenie a skladovanie potravín.

Oblasti použitia Nemocnica | domov dôchodcov | a iné odborné odvetvia
Lekárske praxe
Kozmetika | wellness | skrášľovací priemysel



Doplňujúce informácie o materiáli bez latexu



Zdravotné upozornenie Ak dôjde k podráždeniu pokožky alebo alergickým reakciám, okamžite prestaňte výrobok používať a vyhľadajte lekársku pomoc.
Podľa súčasného stavu techniky neobsahujú výrobky žiadne toxické, karcinogénne ani mutagénne látky, ak sa používajú v súlade s ich zamýšľaným použitím.
Tieto výrobky neobsahujú žiadne latexové zložky a sú považované za hypoalergénne. Na citlivej pokožke však môžu spôsobiť podráždenia. Pri dlhšom nosení môže byť obmedzené vetranie pokožky, čo môže viesť k podráždeniu pokožky.

Štandardy

VO (EU) 2023/988 Nariadenie (EÚ) č. 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

VO (EG) 1935/2004 Nariadenie o materiáloch a predmetoch z plastu, ktoré sú určené na kontakt s potravinami



VO (EU) 10/2011 Nariadenie o materiáloch a predmetoch z umelej hmoty, ktoré sú určené na styk s potravinami

Informačný list výrobku

wiroSHIRT



Použitie

Návod na použitie	<p>Pred použitím Vyberte košelu pacienta z obalu a skontrolujte, či nie je poškodená alebo chybná. Uistite sa, že je čistá a hygienická.</p> <p>Manipulácia Košelu pacienta si položte na ruky a plecia tak, aby pokrývala celú hornú časť tela. Otvor košele pacienta by mal byť vzadu. Pripevnite pásy košele pacienta vzadu na krku, aby ste ho bezpečne uzavreli. Uistite sa, že košela dobre sedí a nie je príliš tesná alebo príliš voľná. Na odstránenie uvoľnite pásy a opatrne si stiahnite košelu pacienta cez ruky.</p> <p>Je dôležité pamätať na to, že košele pacienta sú primárne určené na to, aby poskytli pacientovi pohodlie a diskretnosť. Nemali by sa používať ako náhrada iných ochranných prostriedkov, pokiaľ ide o ochranu pred škodlivými látkami alebo infekciami.</p>
Bezpečnostné upozornenie	Podľa našej analýzy rizík v zmysle EN ISO 14971:2019 + A11:2021 nie sú pre tento výrobok potrebné žiadne ďalšie bezpečnostné pokyny.
Likvidácia	Nepoužité a nekontaminované výrobky je možné spáliť ekologickým spôsobom alebo uložiť na skládku. Kontaminované výrobky musia byť zlikvidované podľa platných národných zákonov a predpisov v závislosti od druhu kontaminácie.
Trvanlivosť	5 rokov od dátumu výroby, pokiaľ výrobok nebol použitý a bol správne skladovaný.
Skladovanie	Chráňte pred slnečným žiarením. Skladujte na suchom mieste. Nevhodné skladovanie môže spôsobiť skrátenie trvanlivosti.
Vysledovateľnosť	Vysledovateľnosť vzťahujúca sa na šaržu od zistenia potrieb až po odber zo skladu. Informačný list výrobku Verzia 1 platné od šarže 2617 +



Balenie

Recyklácia	Licencované podľa zákona VerpackG, číslo licencie DE1618662887322. Obal odovzdajte na recykláciu.
------------	--



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hemden/pp-hemden/wiroshirt/
-----	---

Variant 1

Predajná jednotka	50 Kus/Kartón										
Úroveň balenia 1	1 Kus/Polyetylénové vrecko										
Minimálne objednané množstvo	1 Kartón										
Číslo výrobkov	<table><thead><tr><th>Číslo výrobku</th><th>Farba</th><th>Rozmer (obvod x dĺžka)</th><th>Tolerancia</th></tr></thead><tbody><tr><td>30004309</td><td>biely</td><td>≈ 150 x 120 cm</td><td>± 3 cm</td></tr></tbody></table>	Číslo výrobku	Farba	Rozmer (obvod x dĺžka)	Tolerancia	30004309	biely	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm		
Číslo výrobku	Farba	Rozmer (obvod x dĺžka)	Tolerancia								
30004309	biely	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm								
GTINs	<table><thead><tr><th>Číslo výrobku</th><th>Unit of Use</th><th>Úroveň balenia</th><th>Úroveň balenia</th><th>Kartón</th></tr></thead><tbody><tr><td>30004309</td><td>-----</td><td>4051642100012</td><td>-----</td><td>4051642600017</td></tr></tbody></table>	Číslo výrobku	Unit of Use	Úroveň balenia	Úroveň balenia	Kartón	30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017
Číslo výrobku	Unit of Use	Úroveň balenia	Úroveň balenia	Kartón							
30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017							

Číselné údaje o rozmeroch, hmotnostiach, hrúbkach a toleranciách je potrebné chápať ako požadované hodnoty a môžu sa líšiť.

Údaje vychádzajú z aktuálneho stavu našich znalostí. Nepredstavujú garantovaný prísľub vlastností výrobku, a preto nezakladajú žiadny právny vzťah zmluvnej povahy. Údaje, ktoré sú staršie ako 2 roky, si nechajte potvrdiť nanovo.

Chyby pri zadávaní a omyly sú vyhradené.

Poskytnuté karty údajov o výrobku sú vlastníctvom spoločnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Spoločnosť WIROS Wilfried Rosbach GmbH je vlastníkom všetkých autorských práv/práv na používanie a práv na využitie kariet údajov o výrobku. Karty údajov o výrobku nie je dovolené meniť alebo používať piktogramy. Poskytnuté karty údajov o výrobku sa môžu používať len v súvislosti s originálnymi výrobkami WIROS.



Podatkovni list izdelka

wiroSHIRT



SRAJCA ZA PACIENTE IZ PP

Vezni trakovi na vratu



PREMIUM

Podatkovni list izdelka

wiroSHIRT



Proizvajalec

Podjetje + Naslov	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemčija
Blagovna znamka	care & serve®






Opis izdelka

Kategorija	PREMIUM
Opis izdelka	care & serve® PREMIUM wiroSHIRT Srajca za paciente iz PP Vezni trakovi na vratu
Lastnosti izdelka	Vezni trakovi na vratu


Material

Material	Polipropilenski preden flis
Teža materiala	≈ 45 g/m ² (± 3 g/m ²)

Uporaba

Namen uporabe	Plašč za enkratno uporabo za delno pokrivanje telesa, ki zagotavlja higieno in nego bolnikov in stanovalcev domov za ostarele ter hkrati ohranja udobje in dostojanstvo.
Napotek za uporabo	Izdelek za enkratno uporabo 
Omejitev	Ni primerno za pakiranje in shranjevanje hrane.
Področja uporabe	Bolnišnice Domovi za ostarele in druge strokovne ustanove Zdravniške ordinacije  Kozmetika Dobro počutje Lepotna industrija  
Dodatne informacije o materialu	ne vsebuje lateksa 
Napotek za zdravje	V primeru draženja kože ali alergijskih reakcij takoj prenehajte z uporabo in poiščite zdravniško pomoč. Kolikor je znano glede na trenutno tehnološko stanje, izdelki ne vsebujejo strupenih, rakotvornih ali mutagenih snovi, če se uporabljajo v skladu s predvidenim namenom. Ti izdelki ne vsebujejo sestavin lateksa in veljajo za hipoalergene. Vendar pa lahko povzročijo draženje občutljive kože. Dolgotrajno nošenje lahko omeji zračenje kože, kar lahko povzroči draženje kože.

Standardi

VO (EU) 2023/988	Uredba (EU) št. 2023/988 o splošni varnosti proizvodov
VO (EG) 1935/2004	Uredba o materialih in izdelkih iz plastike, namenjenih stiku z živili 
VO (EU) 10/2011	Uredba o polimernih materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili

Podatkovni list izdelka

wiroSHIRT



Uporaba

Navodila za uporabo	<p>Pred uporabo Odstranite srajco za bolnika iz embalaže in preverite, ali je poškodovana ali okvarjena. Prepričajte se, da je čista in higienska.</p> <p>Ravnanje Srajco za bolnika si nadenite čez roke in ramena, tako da pokriva celoten zgornji del telesa. Odprtina srajce za bolnike mora biti na hrbtu. Zapnite trakove srajce za bolnika na zadnjem delu vratu, da jo varno zaprete. Prepričajte se, da se srajca dobro prilega in da ni pretesna ali preohlapna. Za odstranitev razrahljajte trakove in previdno povlecite srajco za bolnika čez roke.</p> <p>Pomembno je opozoriti, da so srajce za bolnike namenjene predvsem zagotavljanju udobja in diskretnosti za bolnika. Pri zaščiti pred škodljivimi snovmi ali okužbami jih ne smete uporabljati kot nadomestilo za drugo zaščitno opremo.</p>
Varnostni napotek	Glede na našo analizo tveganja v skladu s standardom EN ISO 14971:2019 + A11:2021 za ta izdelek niso potrebna dodatna varnostna navodila.
Odlaganje	Neuporabljene izdelke in izdelke, ki niso kontaminirani, lahko zažgete na okolju prijazen način ali pa jih odložite na deponijo. Kontaminirane izdelke je treba odložiti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo in predpisi glede na vrsto onesnaženosti.
Rok trajanja	5 let od datuma proizvodnje, če so neuporabljene in pravilno skladiščene.
Skladiščenje	Zaščititi pred sončnim sevanjem. Skladiščiti na suhem. Nepravilno skladiščenje lahko pripelje do zmanjšanja obstojnosti.
Sledljivost	Sledljivost, ki se nanaša na posamezne serije, od ugotavljanja potreb do zmanjšanja zalog Podatkovni list izdelka Različica 1 veljavno od serije 2617 +



Embalaža

Recikliranje	Licenca v skladu z zakonom o embalaži, številka licence DE1618662887322. Prosimo, da embalažo oddate v recikliranje.
--------------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hemden/pp-hemden/wiroshirt/
-----	---

Različica 1

Prodajna enota	50 kos/Karton										
Raven pakiranja 1	1 kos/Poliestrska vrečka										
Minimalna količina naročila	1 Karton										
Številke artiklov	<table><thead><tr><th>Številka proizvoda</th><th>Barva</th><th>Velikost (U x L)</th><th>Toleranca</th></tr></thead><tbody><tr><td>30004309</td><td>bela</td><td>≈ 150 x 120 cm</td><td>± 3 cm</td></tr></tbody></table>	Številka proizvoda	Barva	Velikost (U x L)	Toleranca	30004309	bela	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm		
Številka proizvoda	Barva	Velikost (U x L)	Toleranca								
30004309	bela	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm								
GTINS	<table><thead><tr><th>Številka proizvoda</th><th>Unit of Use</th><th>Raven pakiranja</th><th>Raven pakiranja</th><th>Karton</th></tr></thead><tbody><tr><td>30004309</td><td>-----</td><td>4051642100012</td><td>-----</td><td>4051642600017</td></tr></tbody></table>	Številka proizvoda	Unit of Use	Raven pakiranja	Raven pakiranja	Karton	30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017
Številka proizvoda	Unit of Use	Raven pakiranja	Raven pakiranja	Karton							
30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017							

Številčne navedbe k meram, težam, debelinam in tolerancam, se razumejo kot predvidene vrednosti in lahko odstopajo.

Navedbe se opirajo na aktualno stanje našega znanja. Niso zagotovilo o lastnostih izdelka in ne utemeljujejo nobenega pogodbenega pravnega razumevanja. Za navedbe, starejše od 2 let, zagotovite ponovno potrditev.

Pridržana pravica do napak pri vnosu in pomot.

Razpoložljivi podatkovni listi proizvodov so last podjetja WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Podjetje WIROS Wilfried Rosbach GmbH je lastnik vseh avtorskih pravic/pravic uporabe in pravic do izkoriščanja podatkovnih listov proizvoda. Informativnih listov proizvodov ni dovoljeno spreminjati ali uporabljati piktogramov. Razpoložljivi podatkovni listi izdelka se lahko uporabljajo samo v povezavi z originalnimi izdelki WIROS.

Fișa produsului

wiroSHIRT



CĂMAȘĂ PP PENTRU PACIENT

Benzi de prindere după gât



PREMIUM

Fișa produsului

wiroSHIRT



Producător

Firmă + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
Marca comercială	care & serve®






Descrierea produsului

Categorie	PREMIUM
Denumire produs	care & serve® PREMIUM wiroSHIRT Cămașă PP pentru pacient Benzi de prindere după gât
Proprietăți produs	Benzi de prindere după gât


Material

Material	Polipropilenă cu filare directă
Greutate material	≈ 45 g/m ² (± 3 g/m ²)

Utilizare

Scopul utilizării	Cămașă pacient de unică folosință, pentru acoperirea parțială a corpului, ce asigură igiena și îngrijirea pacienților și a persoanelor internate în centre de îngrijire și, concomitent, confortul și demnitatea.
Indicații de utilizare	Produs de unică folosință 
Limitare	Nu sunt adecvate pentru ambalarea și depozitarea alimentelor.
Domenii de utilizare	Spital Azil de bătrâni și alte grupuri de specialitate Cabinete medicale Cosmetică Wellness Industria frumuseții   
Informații suplimentare referitoare la materiale	fără latex 
Indicații de sănătate	Dacă apar iritații ale pielii sau reacții alergice, opriți imediat utilizarea și solicitați sfatul medicului. Conform stadiului actual al tehnologiei, produsele nu conțin substanțe toxice, cancerigene sau mutagene, cu condiția să fie utilizate conform scopului lor prevăzut. Aceste produse nu conțin componente din latex și sunt considerate hipoalergene. Totuși, ele pot cauza iritații în cazul pielii sensibile. Purtarea îndelungată poate împiedica pielea să respire, ceea ce poate duce la iritarea pielii.

Standarde

VO (EU) 2023/988	Regulamentul (UE) nr. 2023/988 referitor la siguranța generală a produsului
VO (EG) 1935/2004	Regulament privind materialele și obiectele din plastic care sunt prevăzute pentru a intra în contact cu alimentele. 
VO (EU) 10/2011	Regulament privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare

Fișa produsului

wiroSHIRT




Utilizare

Instrucțiuni de utilizare	<p>Înainte de utilizare Scoateți cămașa pentru pacient din ambalaj și verificați dacă prezintă deteriorări sau defecte. Asigurați-vă că este curată și igienică.</p> <p>Manipulare Treceți cămașa pentru pacient peste brațe și umeri, astfel încât să vă acopere întreaga parte superioară a corpului. Deschiderea cămășii trebuie să se afle în spate. Fixați benzile cămășii pentru pacient la ceafă, pentru a o închide bine. Asigurați-vă că stă bine și că nu este prea strâmtă sau prea lejeră. Pentru a îndepărta cămașa, desfaceți benzile și scoateți-o cu atenție peste brațe.</p> <p>Este important să rețineți că aceste cămăși pentru pacienți servesc, în primul rând, pentru a-i oferi confort și discreție pacientului. Ele nu trebuie folosite ca înlocuitor pentru alte echipamente de protecție în situațiile în care este necesară protejarea împotriva substanțelor periculoase pentru sănătate sau a infecțiilor.</p>
Indicație de siguranță	Conform analizei noastre de risc ce respectă EN ISO 14971:2019 + A11:2021, acest produs nu necesită indicații suplimentare de siguranță.
Înlăturare	Produsele neutilizate și necontaminate pot fi arse conform prevederilor mediului sau pot fi eliminate la punctele de colectare. Produsele contaminate trebuie eliminate conform legilor și prevederilor naționale în vigoare în funcție de tipul de contaminare.
Durată de valabilitate	5 ani de la data fabricației, în măsura în care sunt neutilizate și în cazul unei depozitări corecte.
Depozitare	A se proteja contra radiațiilor solare. Depozitare uscată Depozitarea necorespunzătoare poate duce la reducerea valabilității.
Trasabilitatea	Trasabilitatea în funcție de lot de la redarea necesarului până la ieșirea din depozit. Fișa produsului Versiune 1 valabil de la lotul 2617 +



Ambalaj

Reciclare	Licențiat conform ambalajului, număr licență DE1618662887322. Vă rugăm să duceți ambalajul la reciclare.
-----------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hemden/pp-hemden/wiroshirt/
-----	---

Variantă 1

Unitate de vânzare	50 bucată/Carton				
Strat de ambalaj 1	1 bucată/Pungă din plastic				
Cantitate minimă de comandă	1 Carton				
Număr articole	Nr. articol	Vopsea	Dimensiuni (volum x lungime)	Toleranță	
	30004309	alb	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm	
GTINs	Nr. articol	Unit of Use	Strat de ambalaj	Strat de ambalaj	Carton
	30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017

Cifrele referitoare la dimensiuni, greutate, grosimi și toleranțe trebuie înțelese ca valori nominale și pot varia.

Datele se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre. Nu reprezintă o asigurare garantată a caracteristicilor produsului și nu reprezintă un drept contractual. Datele care sunt mai vechi de 2 ani trebuie confirmate din nou.

Ne asumăm dreptul la erorile de introducere și la greșeli.

Fișele produsului puse la dispoziție sunt proprietatea WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH este proprietarul tuturor drepturilor de autor/utilizare și exploatare ale fișelor cu datele produselor. Nu este permisă modificarea fișelor cu datele produsului sau modificarea pictogramei. Fișele cu datele produsului puse la dispoziție pot fi utilizate doar împreună cu produsele originale WIROS.





wiroSHIRT

BATA DE PACIENTE PP

Fitas no pescoço



PREMIUM

Folha de dados do produto

wiroSHIRT



Fabricante

Empresa + Morada	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemanha
Marca comercial	care & serve®






Descrição do produto

Categoria	PREMIUM
Designação do produto	care & serve® PREMIUM wiroSHIRT Bata de paciente PP Fitas no pescoço
Características do produto	Fitas no pescoço


Material

Material	Não-tecido de polipropileno
Peso do material	≈ 45 g/m ² (± 3 g/m ²)

Utilização

Uso pretendido	Bata descartável para cobertura parcial do corpo, garantindo a higiene e o cuidado dos doentes e residentes em lares de idosos, mantendo o conforto e a dignidade.
Indicação de utilização	Produto descartável. 
Limitação	Não é adequado para embalar e armazenar alimentos.
Áreas de aplicação	Hospitais lares da terceira idade e outros meios profissionais Consultórios médicos Cosmética spas indústria da beleza   
Informações adicionais sobre o material	sem látex 
Indicação sobre a saúde	Se ocorrerem irritações cutâneas ou reações alérgicas, interrompa imediatamente a utilização e procure aconselhamento médico. Tanto quanto se sabe, de acordo com o estado atual da tecnologia, os produtos não contêm qualquer substância tóxica, cancerígena ou mutagénica quando utilizados de acordo com a utilização prevista. Estes produtos não contêm quaisquer componentes de látex e são considerados hipoalergénicos. No entanto, podem causar irritação em peles sensíveis. Em caso de utilização prolongada, a ventilação da pele pode ser restrita, o que pode causar irritações cutâneas.

Normas

VO (EU) 2023/988	Regulamento (UE) n.º 2023/988 relativo à segurança geral dos produtos
VO (EG) 1935/2004	Regulamento relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os géneros alimentícios 
VO (EU) 10/2011	Regulamento sobre materiais e objetos de plástico destinados a entrar em contato com alimentos

Folha de dados do produto

wiroSHIRT




Utilização

Instruções de utilização	<p>Antes da utilização Retire a bata de paciente da embalagem e inspecione-a quanto a danos ou defeitos. Certifique-se de que está limpa e higiênica.</p> <p>Manuseamento Coloque a bata de paciente sobre os braços e ombros de modo que cubra toda a parte superior do corpo. A abertura da bata de paciente deve ficar na parte de trás. Aperte as fitas da bata de paciente no pescoço para a fechar em segurança. Certifique-se de que a bata está bem ajustada e não está nem demasiado apertada nem demasiado larga. Para remover, desaperte as fitas e puxe cuidadosamente a bata de paciente sobre os braços.</p> <p>É importante referir que as batas de paciente são concebidas principalmente para proporcionar conforto e discrição ao paciente. Não devem ser utilizadas como substitutos de outros equipamentos de proteção contra substâncias nocivas ou infeções.</p>
Nota de Segurança	De acordo com a nossa análise de riscos de acordo com a EN ISO 14971:2019 + A11:2021, não são necessárias quaisquer instruções de segurança adicionais para este produto.
Eliminação	Os produtos não utilizados e não contaminados podem ser incinerados ou descartados de maneira ambientalmente correta. Os produtos contaminados devem ser descartados de acordo com as leis e regulamentos nacionais aplicáveis a cada tipo de contaminação.
Validade	5 anos a partir da data de produção, se não for usado e armazenado corretamente.
Armazenagem	Proteger da exposição ao sol. Armazenar a seco. Um armazenamento inadequado pode levar a uma redução na validade.
Rastreabilidade	Rastreabilidade relacionada ao lote desde a determinação de requisitos até a saída do armazém Folha de dados do produto Versão 1 Válido a partir do lote 2617 +



Embalagem

Reciclagem	Licenciado de acordo com a norma alemã VerpackG, número de licença DE1618662887322. Por favor, devolva a embalagem para reciclagem.
------------	--



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hemden/pp-hemden/wiroshirt/
-----	---

Variante 1

Unidade de venda	50 unidade/Cartão				
Nível de embalagem 1	1 unidade/Saco poli				
Quantidade mínima	1 Cartão				
Números de artigo	Número de artigo	Cor	Tamanho (P x C)	Tolerância	
	30004309	brancas	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm	
GTINs	Número de artigo	Unit of Use	Nível de embalagem	Nível de embalagem	Cartão
	30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017

Os valores das dimensões, pesos, espessuras e tolerâncias devem ser entendidos como valores nominais e podem diferir.

As informações são baseadas no estado atual do nosso conhecimento. Elas não são uma garantia dos recursos do produto e não fundamentam um entendimento contratual da lei Por favor, reconfirme as informações com mais de 2 anos.

Erros ortográficos e equívocos reservados.

As fichas técnicas do produto fornecidas são propriedade da WIROS Wilfried Rosbach GmbH. A WIROS Wilfried Rosbach GmbH é detentora de todos os direitos de autor, de utilização e exploração das fichas técnicas do produto. Não são permitidas quaisquer alterações às fichas técnicas do produto ou a utilização de pictogramas. As fichas técnicas do produto fornecidas só podem ser utilizadas em conjunto com os produtos originais WIROS.

Gaminio duomenų lapas

wiroSHIRT



PP PACIENTO MARŠKINIAI

Kaklo raišteliai



PREMIUM



Gamintojas

Firma + Adresas	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vokietija
Prekiniai ženklai	care & serve®

Gaminio aprašymas

Kategorija	PREMIUM
Gaminio pavadinimas	care & serve® PREMIUM wiroSHIRT PP paciento marškiniai Kaklo raišteliai
Gaminio savybės	Kaklo raišteliai

Medžiaga

Medžiaga	Polipropileno spunbondas
Medžiagos svoris	≈ 45 g/m ² (± 3 g/m ²)

Naudojimas


Naudojimo paskirtis Vienkartiniai paciento marškiniai kūno pridengimui, siekiant užtikrinti pacientų ir slaugos namų gyventojų higieną ir priežiūrą, išlaikant komfortą ir orumą.

Naudojimo nurodymas Vienkartinis gaminys



Apribojimai Netinka pakuoti ir saugoti maisto produktus.

Naudojimo sritys Ligoninė | Slaugos namai | ir kiti specialistai
Gydytojų kabinetai
Kosmetika | Sveikatingumas | Grožio pramonė



Papildoma informacija apie medžiagas be latekso



Nurodymai dėl sveikatos Jei sudirginama oda ar pasireiškia alerginės reakcijos, nedelsiant nutraukite naudojimą ir kreipkitės į gydytoją.
Kiek žinoma pagal esamą technikos lygį, gaminiuose nėra jokių toksiškų, kancerogeninių, mutageninių medžiagų, kai jie naudojami pagal paskirtį.
Šių gaminių sudėtyje nėra latekso ir jie laikomi hipoalergiškais. Tačiau jie gali sudirginti jautrią odą. Dėvint ilgą laiką, gali būti apribota odos ventilacija, o tai gali sudirginti odą.

Standartai

VO (EU) 2023/988	Reglamentas (ES) Nr. 2023/988 dėl bendros gaminių saugos
VO (EG) 1935/2004	Potvarkis dėl medžiagų ir objektų, pagamintų iš plastiko, kurie skirti liestis su maisto produktais
VO (EU) 10/2011	Potvarkis dėl medžiagų ir daiktų iš plastiko, skirtų sąlyčiui su maisto produktais



Gaminio duomenų lapas

wiroSHIRT



Naudojimas

Naudojimo instrukcija	<p>Prieš naudojant išimkite paciento marškinius iš pakuotės ir patikrinkite, ar jie nepažeisti ar neturi defektų. Įsitikinkite, kad jie švarūs ir higieniški.</p> <p>Naudojimas Apsivilkite paciento marškinius ant rankų ir pečių taip, kad jie uždengtų visą viršutinę kūno dalį. Paciento marškinių atvira pusė turi būti gale. Užriškite paciento marškinių juosteles už kaklo, kad marškiniai tinkamai susisiaustų. Įsitikinkite, kad marškiniai gerai priglunda ir nėra per ankšti ar per laisvi. Norėdami nuimti, atriškite dirželius ir atsargiai nutraukite paciento marškinius nuo rankų.</p> <p>Svarbu pažymėti, kad pacientų marškiniai pirmiausia skirti suteikti pacientui patogumo ir diskretiškumo. Jie neturėtų būti naudojami kaip kitų apsaugos priemonių pakaitalas, kai reikia apsisaugoti nuo kenksmingų medžiagų ar infekcijų.</p>
Saugos nurodymas	Pagal mūsų rizikos analizę remiantis EN ISO 14971:2019 + A11:2021, šiam gaminiui nereikalingi jokie papildomi saugos nurodymai.
Utilizavimas	Nepanaudoti ir neužteršti gaminiai gali būti deginami aplinkai saugiu būdu arba utilizuojami saugykloje. Užteršti gaminiai privalo būti utilizuojami pagal galiojančius nacionalinius įstatymus ir potvarkius atsižvelgiant į jų užterštumo pobūdį.
Tinkamumas naudoti	5 metai nuo pagaminimo datos, jei nenaudotos ir tinkamai sandėliuotos.
Laikymo sąlygos	Saugokite nuo saulės spindulių. Laikykite sausoje vietoje. Netinkamos laikymo sąlygos gali sutrumpinti tinkamumo naudoti trukmę.
Atsekamumas	Prekės partijos atsekamumas nuo paklausos tyrimo iki atsargų sumažinimo. Gaminio duomenų lapas Versija 1 galioja nuo prekės partijos 2617 +



Pakuotė

Perdirbama	Licencija išduota pagal „VerpackG“, licencijos numeris DE1618662887322. Prašome pakuotę pristatyti perdirbti.
------------	--



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hemden/pp-hemden/wiroshirt/
-----	---

Variantas 1

Pardavimo pakuotė	50 vienetas/Kartono dėžutė				
1 pakuotės lygis	1 vienetas/Polietileno maišelis				
Mažiausias galimas užsakyti kiekis	1 Kartono dėžutė				
Gaminio numeris	Gaminio numeris	Spalva	Dydis (apimtis x ilgis)	Tolerancija	
	30004309	balta	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm	
GTINs	Gaminio numeris	Unit of Use	Lygių pakuotė	Lygių pakuotė	Kartono dėžutė
	30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017

Išmatavimų, svorio, storio ir tolerancijos duomenys yra tik formalūs ir gali skirtis.

Duomenys paremti mūsų turima dabartine informacija. Jie neužtikrina gaminio savybių ir nepagrindžia sutartinių teisiųjų santykių. Informaciją, kuri yra senesnė nei 2 metai, prašome patvirtinti iš naujo.

Galimi klaidingi duomenys ir neatitikimai.

Pristatomi gaminio duomenų lapai yra „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ nuosavybė. „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ yra gaminio duomenų lapų visų autorių (arba) naudojimo teisių savininkas. Draudžiama keisti gaminio duomenų lapus arba naudoti piktogramas.

Pristatomus gaminio duomenų lapus leidžiama naudoti tik su originaliais WIROS gaminiiais.

Produkta datu lapa

wiroSHIRT



POLIPROPILĒNA PACIENTA HALĀTS

Lentes sasiešanai pie skausta



PREMIUM

Produkta datu lapa

wiroSHIRT



Ražotājs

Uzņēmums + Adrese	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vācija
Preču zīme	care & serve®

Produkta apraksts

Kategorija	PREMIUM
Produkta nosaukums	care & serve® PREMIUM wiroSHIRT Polipropilēna pacienta halāts Lentes sasiešanai pie skausta
Produkta īpašības	Lentes sasiešanai pie skausta

Materiāls

Materiāls	Neausts polipropilēna materiāls
Materiāla svars	≈ 45 g/m ² (± 3 g/m ²)

Lietošana

Lietošanas mērķis	Vienreizējās lietošanas pacienta halāts daļējai ķermeņa noseģšanai, lai nodrošinātu pacientu un pansionāta iemītnieku higiēnu un aprūpi, vienlaikus saglabājot komfortu un cieņu.
-------------------	---

Lietošanas norādījums	Vienreizlietojams produkts
-----------------------	----------------------------



Ierobežojums	Nav piemērots pārtikas produktu iepakojšanai un uzglabāšanai.
--------------	---

Pielietojuma jomas	Slimnīca Veco ļaužu pansionāts u.c. speciālistu aprindas Ārstu prakses Kosmētika Labsajūta Skaistumkopšanas industrija
--------------------	--



Papildu informācija par materiālu	nesatur lateksu
-----------------------------------	-----------------



Norāde attiecībā uz veselību	Ja rodas ādas kairinājums vai alerģiskas reakcijas, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un meklējiet medicīnisku palīdzību. Cik zināms saskaņā ar pašreizējo tehnikas attīstības līmeni, produkti nesatur toksiskas, kancerogēnas vai mutagēnas vielas, ja tos izmanto atbilstoši paredzētajam lietojumam. Šie produkti nesatur lateksa komponentus un tiek uzskatīti par hipoalerģiskiem. Tomēr tie var kairināt jutīgu ādu. Ja to valkā ilgstoši, var tikt ierobežota ādas ventilācija, kas var izraisīt ādas kairinājumu.
------------------------------	---

Standarti

VO (EU) 2023/988	Regula (ES) Nr. 2023/988 par ražojumu vispārēju drošumu
VO (EG) 1935/2004	Regula par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem
VO (EU) 10/2011	Direktīva par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem



Produkta datu lapa

wiroSHIRT



Lietošana

Lietošanas instrukcija	<p>Pirms lietošanas Izņemiet pacienta halātu no iepakojuma un pārbaudiet, vai nav bojājumu vai defektu. Pārliecinieties, vai tas ir tīrs un higiēnisks.</p> <p>Lietošana Pārvelciet pacienta halātu pār rokām un pleciem tā, lai tas nosegtu visu ķermeņa augšdaļu. Pacienta halāta atvērums jābūt aizmugurē. Aizsieniet pacienta halāta saites pie kakla, lai to droši aizvērtu. Pārliecinieties, vai halāts labi pieguļ un nav pārāk ciešs vai pārāk vaļīgs. Lai novilkto, atsieniet saites un uzmanīgi novelciet pacienta halātu pār rokām.</p> <p>Ir svarīgi ievērot, ka pacienta halāti galvenokārt ir paredzēti, lai sniegtu pacientam komfortu un diskretumu. Tos nedrīkst izmantot kā citu aizsarglīdzekļu aizstājēju, ja runa ir par aizsardzību pret veselībai kaitīgām vielām vai infekcijām.</p>
Drošības norāde	Saskaņā ar mūsu riska analīzi, kas veikta atbilstoši EN ISO 14971:2019 + A11:2021, šim produktam nav nepieciešami papildu drošības norādījumi.
Utilizācija	Nelietotus un nekontaminētus produktus var sadedzināt vai utilizēt izgāztuvē vidi saudzējošā veidā. Kontaminēti produkti ir jāutilizē saskaņā ar spēkā esošajiem nacionālajiem likumiem un noteikumiem un atbilstoši kontaminācijas veidam.
Derīguma termiņš	5 gadi no ražošanas datuma, ja produkts nav lietots un ir pareizi uzglabāts.
Glabāšana	Sargājiet no saules stariem. Glabājiet sausā vietā. Nepareiza glabāšana var izraisīt derīguma termiņa saīsināšanos.
Izsekojamība	Izsekojamas partijas no pieprasījuma noteikšanas līdz preču izsūtīšanai. Produkta datu lapa Versija 1 spēkā no partijas 2617 +



Iepakojums

Pārstrāde	Licencēts saskaņā ar Vācijas Likumu par iepakojumiem (VerpackG), licences numurs DE1618662887322. Lūdzu, nododiet iepakojumu otrreizējai pārstrādei.
-----------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hemden/pp-hemden/wiroshirt/
-----	---

Variants 1

Pārdošanas vienība	50 Gab./Kartona kaste										
Iepakojuma līmenis 1	1 Gab./Polietilēna maisiņš										
Minimālais pasūtīšanas daudzums	1 Kartona kaste										
Preču numuri	<table><thead><tr><th>Preces numurs</th><th>Krāsa</th><th>Izmērs (apkārtmērs x garums)</th><th>Pielaipe</th></tr></thead><tbody><tr><td>30004309</td><td>balti</td><td>≈ 150 x 120 cm</td><td>± 3 cm</td></tr></tbody></table>	Preces numurs	Krāsa	Izmērs (apkārtmērs x garums)	Pielaipe	30004309	balti	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm		
Preces numurs	Krāsa	Izmērs (apkārtmērs x garums)	Pielaipe								
30004309	balti	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm								
GTINs	<table><thead><tr><th>Preces numurs</th><th>Unit of Use</th><th>Iepakojuma līmenis</th><th>Iepakojuma līmenis</th><th>Kartona kaste</th></tr></thead><tbody><tr><td>30004309</td><td>-----</td><td>4051642100012</td><td>-----</td><td>4051642600017</td></tr></tbody></table>	Preces numurs	Unit of Use	Iepakojuma līmenis	Iepakojuma līmenis	Kartona kaste	30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017
Preces numurs	Unit of Use	Iepakojuma līmenis	Iepakojuma līmenis	Kartona kaste							
30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017							

Izmēru, svara, stiprības un pielaižu skaitliskās vērtības ir uzskatāmas par nominālajām vērtībām un var atšķirties no faktiskajām vērtībām.

Dati ir balstīti uz mūsu jaunākajām zināšanām. Tie negarantē produktu īpašības un nepamato līgumiskas saistības. Lūdziet apstiprināt datus, kas ir vecāki par 2 gadiem.

Ir iespējamas ievades kļūdas un kļūdaina informācija.

Sniegtās produktu datu lapas ir uzņēmuma WIROS Wilfried Rosbach GmbH īpašums. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ir visu autortiesību, lietošanas tiesību un produktu datu lapu izmantošanas tiesību īpašnieks. Nav atļauts mainīt produktu datu lapas vai izmantot piktogrammas. Nodrošinātās produktu datu lapas drīkst izmantot tikai saistībā ar oriģinālajiem WIROS produktiem.

Информационен лист за продукта

wiroSHIRT



ХАЛАТ ЗА ПАЦИЕНТИ PP

Връзване на панделки на врата



PREMIUM

Информационен лист за продукта

wiroSHIRT



Производител

Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
Търговска марка	care & serve®

Описание на продукта

Категория	PREMIUM
Наименование на продукта	care & serve® PREMIUM wiroSHIRT Халат за пациенти PP Връзване на панделки на врата
Характеристики на продукту	Връзване на панделки на врата

Материал

Материал	Полипропиленов нетъкан флис
Тегло на материала	≈ 45 g/m ² (± 3 g/m ²)

Употреба


Употреба по предназначение	Риза за пациенти за еднократна употреба, предназначена за частично покриване на тялото с цел осигуряване на хигиена и грижа за пациентите и обитателите на старчески домове, като същевременно поддържа техния комфорт и достойнство.
----------------------------	---

Указание за употреба	Продукт за еднократна употреба
----------------------	--------------------------------



Ограничение	Не са подходящи за опаковане и съхранение на хранителни продукти.
-------------	---

Области на приложение	Болница Дом за възрастни и др. специализирани кръгове Лекарски практики Козметика Уелнес Индустрия за красота
-----------------------	---



Допълнителна информация за	не съдържа латекс
----------------------------	-------------------



Указание за здравето	При кожни раздразнения или алергични реакции спрете незабавно употребата и потърсете лекарска помощ. Доколкото е известно съгласно актуалното ниво на техниката, продуктите не съдържат токсични, канцерогенни или мутагенни вещества, ако се използват според предназначението им. Тези продукти не съдържат латексови съставки и се считат за хипоалергенни. Те обаче могат да причинят дразнения при чувствителна кожа. При по-дълго носене вентилацията на кожата може да бъде ограничена, което може да доведе до кожни раздразнения.
----------------------	--

Стандарти

VO (EU) 2023/988	Регламент (ЕС) № 2023/988 относно общата безопасност на продуктите
VO (EG) 1935/2004	Разпоредба за материали и предмети от синтетичен материал, които са предназначени за контакт с хранителни продукти
VO (EU) 10/2011	Разпоредба за материали и предмети от пластмаса, които са предназначени за контакт с хранителни продукти



Информационен лист за продукта

wiroSHIRT



Приложение

Инструкция за употреба	<p>Преди употреба</p> <p>Извадете ризата за пациенти от опаковката и я проверете за повреди или дефекти. Уверете се, че е чиста и хигиенична.</p> <p>Начин на използване</p> <p>Поставете ризата за пациенти върху ръцете и раменете си, така че да покрива цялата горна част на тялото Ви. Отворът на ризата за пациенти трябва да се намира отзад.</p> <p>Затегнете връзките на ризата за пациенти на врата, за да го затворите сигурно. Уверете се, че ризата стои добре и не е прекалено тясна или твърде свободна. За сваляне разхлабете връзките и внимателно издърпайте ризата за пациенти през ръцете си.</p> <p>Важно е да се отбележи, че ризите за пациенти служат на първо място за осигуряване на комфорт и дискретност на пациента. Те не трябва да се използват като заместител на други предпазни средства, когато става въпрос за защита срещу вредни за здравето вещества или инфекции.</p>
Указание за безопасност	Съобразно нашия анализ на риска съгласно EN ISO 14971:2019 + A11:2021 не са необходими допълнителни указания за безопасност за този продукт.
Изхвърляне	Неизползвани и незамърсени продукти могат да бъдат изгорени по екологосъобразен начин или предадени в пункт за отпадъци. Замярсени продукти трябва да бъдат изхвърлени съгласно висящите национални закони и предписания в зависимост от вида на замърсяването.
Срок на годност	5 години от датата на производство, ако не са използвани и при правилно съхранение.
Съхранение	Пазете от слънчево лъчение. Съхранявайте на сухо място. Неправилно съхранение може да доведе до намаляване на срока на годност.
Обратна проследимост	Отнесена към партидите обратна проследимост от определянето на нуждата до излизането от склада. Информационен лист за продукта Версия 1 важи от партида 2617 +



Опаковка

Рециклиране	Лицензирани съгласно Закона за опаковките VerpackG, номер на лиценз DE1618662887322. Моля, предайте опаковката за рециклиране.
-------------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hemden/pp-hemden/wiroshirt/
-----	---

Вариант 1

Продажна единица	50 броя/Кашон				
Ниво на опаковката 1	1 броя/Полиетиленова торбичка				
Минимално количество за поръчка	1 Кашон				
Каталожни номера	Номер на артикул	Цвят	Размер (обиколка x дължина)	Допуск	
	30004309	бяло	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm	
GTINs	Номер на артикул	Unit of Use	Плоска опаковка	Плоска опаковка	Кашон
	30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017

Цифровите данни за размерите, теглата, дебелините и допуските трябва да се разбират като зададени стойности и могат да се различават.

Данните се базират на текущото ниво на нашите знания. Те не представляват гаранция за продуктови характеристики и не обосновават договорно правно разбиране. Моля, поискайте повторно потвърждение на данни, които са по-стари от 2 години. Не се поема отговорност за печатни грешки.

Предоставените на разположение продуктови спецификации са собственост на фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH е собственик на всички авторски права и права за употреба и експлоатация на продуктите спецификации. Промяна на продуктите спецификации или използване на пиктограмите не са разрешени. Предоставените на разположение продуктови спецификации могат да се използват само във връзка с оригиналните продукти на фирма WIROS.



Технічний лист

wiroSHIRT



ПП ХАЛАТ ДЛЯ ПАЦІЄНТА

Зав'язки на потилиці



PREMIUM

Технічний лист

wiroSHIRT



Виробник

Фірма + Адреса	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Німеччина
Торговельна марка	care & serve®






Опис продукту

Категорія	PREMIUM
Найменування продукту	care & serve® PREMIUM wiroSHIRT ПП халат для пацієнта Зав'язки на потилиці
Властивості продукту	Зав'язки на потилиці


Матеріал

Матеріал	Поліпропіленовий спанбонд
Вага матеріалу	≈ 45 г/м ² (± 3 г/м ²)

Використання

Призначення	Одноразова сорочка для пацієнта для часткового прикривання тіла, щоб забезпечити гігієну та догляд для пацієнтів/пацієнток та мешканців будинків для літніх людей, при цьому зберігаючи комфорт та гідність.
Інструкція щодо використання	Виріб одноразового використання 
Обмеження	Не придатні для пакування та зберігання харчових продуктів.
Галузі застосування	Лікарня Будинок престарілих в тому числі групи фахівців Лікарські практики Косметика Велнес Індустрія краси   
Інформація про добавки до матеріалу	без латексу 
Вказівка щодо охорони з	При подразненні шкіри або алергічних реакціях негайно припинити використання та звернутися за консультацією лікаря. Наскільки відомо з сучасного рівня техніки, продукція не містить жодних токсичних, канцерогенних або мутагенних речовин, якщо вона використовується відповідно до свого призначення. Ці вироби не містять латексні компоненти та вважаються гіпоалергенними. Проте у випадку чутливої шкіри вони можуть викликати подразнення. При тривалому носінні може обмежуватися вентиляція шкіри, що спричиняє подразнення шкіри.

Стандарти

VO (EU) 2023/988	Регламент (ЄС) № 2023/988 про загальну безпеку виробу
VO (EG) 1935/2004	Розпорядження щодо матеріалів та виробів з пластмас, призначених для контакту з харчовими продуктами 
VO (EU) 10/2011	Розпорядження щодо матеріалів та виробів з пластмас, призначених для контакту з харчовими продуктами



Використання

Інструкція з використання	<p>Перед використанням</p> <p>Вийміть сорочку пацієнта з пакування та перевірте її на предмет пошкоджень та дефектів. Переконайтеся, що вона чиста та гігієнічна.</p> <p>Використання</p> <p>Накладіть сорочку пацієнта на руки та плечі, так щоб вона закривала повністю верхню частину тіла. Отвір сорочки пацієнта повинен знаходитися позаду. Закріпіть зав'язки сорочки пацієнта на потилиці, щоб надійно закрити. Стежте за тим, щоб сорочка гарно сиділа і не була затісною або занадто вільною. Для знімання розв'яжіть зав'язки та обережно зніміть сорочку пацієнта через руки.</p> <p>Важливо враховувати, що сорочка пацієнта призначена, в першу чергу, для забезпечення комфорту і конфіденційності пацієнтів/пацієнток. Її не слід використовувати замість інших захисних засобів, якщо йдеться про захист від шкідливих для здоров'я речовин або інфекцій.</p>
Інструкція з безпеки	Відповідно до нашого аналізу ризиків за EN ISO 14971:2019 + A11:2021 для цього виробу не потрібні додаткові вказівки з техніки безпеки.
Утилізація	Невикористані та незабруднені вироби можна спалювати екологічно безпечним чином або утилізувати в місцях для збору сміття. Забруднені вироби слід утилізувати відповідно до чинного національного законодавства та нормативно-правових актів, в залежності від типу забруднення.
Термін служби	5 років з дати виготовлення, якщо вони не використовуються та правильно зберігаються.
Зберігання	<p>Захищати від сонячних променів.</p> <p>Зберігати в сухому місці.</p> <p>Неправильне зберігання може призвести до зниження терміну служби.</p>
Простежуваність	<p>Простежуваність партії від визначення потреб аж до виходу зі складу.</p> <p>Технічний лист Версія 1 дійсний з партії 2617 +</p>



Упаковка

Переробка	<p>Ліцензовано згідно Закону про упаковку, номер ліцензії DE1618662887322.</p> <p>Будь ласка, поверніть упаковку для переробки.</p>
-----------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hemden/pp-hemden/wiroshirt/
-----	---

Варіант 1

Торгова одиниця	50 штук/Коробка			
Рівень упаковки 1	1 штук/Поліетиленовий мішок			
Мінімальна кількість замовлення	1 Коробка			
Номери артикулу	Номер артикулу	Колір	Розмір (Об х Д)	Допустиме відхилення
	30004309	білий	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm
GTINs	Номер артикулу	Unit of Use	Рівень упаковки	Рівень упаковки
	30004309	-----	4051642100012	-----
				Коробка
				4051642600017

Цифрові дані розмірів, ваги, товщини та допустимих відхилень слід розуміти як номінальні величини, що можуть відрізнятися.

Дані базуються на поточному стані наших знань. Вони не є гарантованим запевненням щодо характеристик товару і не створюють договірних правових розуміння. Необхідно повторно засвідчити інформацію, якій більше ніж 2 роки.

Можливі друкарські та інші помилки.

Надані технічні паспорти продукту є власністю компанії WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компанія WIROS Wilfried Rosbach GmbH є власником усіх авторських прав, прав на використання та реалізацію технічних паспортів продукту. Не дозволяється змінювати технічні паспорти продукту або використовувати піктограми. Надані технічні паспорти продукту дозволяється використовувати лише у зв'язку з оригінальними продуктами WIROS.

Toote teabeleht

wiroSHIRT



PP PATSIENDI HOMMIKUMANTEL

Siduda paelad kaela



PREMIUM

Toote teabeleht

wiroSHIRT



Tootja

Ettevõtte + Aadress: WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksamaa

Kaubamärk care & serve®

Tootekirjeldus

Kategooria PREMIUM

Toote nimetus care & serve® PREMIUM | wiroSHIRT | PP patsiendi hommikumantel
Siduda paelad kaela

Toote omadused Siduda paelad kaela

Materjal:

Materjal: Orienteerimata polüetüleenkiududest riie

Materjali kaal $\approx 45 \text{ g/m}^2 (\pm 3 \text{ g/m}^2)$

Kasutamine

Kasutusotstarve Ühekorra-patsiendisärgid keha osaliseks katmiseks, et tagada patsientide ja hooldekodu elanike hügieen ja hooldus nende mugavust ja väarikust silmas pidades.

Kasutusjuhised Ühekordselt kasutatav toode



Piirangud Ei sobi toiduainete pakkimiseks ega hoiustamiseks.

Kasutusvaldkonnad Haigla | vanadekodu | jt erialased ringkonnad
Arstipraksised
Kosmeetika | heaolu | ilutööstus



Lisateave materjali kohta ei sisalda lateksit



Tervisega seotud märkus Nahaärrituste või allergiliste reaktsioonide korral lõpetage kohe kasutamine ja küsige arstilt nõu.
Praeguse tehnika taseme kohaselt ei sisalda tooted toksilisi, kantserogeenseid ega mutageenseid aineid, kui neid kasutatakse otstarbe kohaselt.
Need tooted ei sisalda lateksi osi ja on hüpoallergeensed. Tundliku naha korral võivad need põhjustada ärritust. Pikemaajalise kandmise korral võib naha õhuvarustus olla pärsitud, mis võib tekitada nahaärritust.

Standardid

VO (EU) 2023/988 ELi direktiiv nr 2023/988 üldise tooteohutuse kohta

VO (EG) 1935/2004 Määrus toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastimaterjalide ja -esemete kohta



VO (EU) 10/2011 Määrus toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastimaterjalide ja -esemete kohta

Toote teabeleht

wiroSHIRT



Kasutamine

Kasutusjuhend	Enne kasutamist Võtke patsiendisärk pakendist välja ja kontrollige, et sellel ei oleks kahjustusi ega defekte. Veenduge, et see oleks puhas ja hügieeniline. Kasutamine Pange särk üle käte ja õlgade selga nii, et see kataks kogu teie ülakeha. Särgi avaus peab jääma selja peale. Siduge särgi paelad kaela taha, et see kindlalt sulgeda. Veenduge, et särk istuks hästi seljas ega oleks seljas liiga kitsalt või liiga lõdvalt. Eemaldamiseks tehke paelad lahti ja võtke särk ettevaatlikult üle käte seljast ära. NB! Särgid on ettenähtud eelkõige selleks, et patsient saaks neid kanda mugavalt ja kindlalt. Neid ei tohiks kasutada muu kaitsevarustuse asemel, kui on vaja kaitsta kahjulike ainete või nakkuste eest.
Ohutusjuhised	Meie riskianalüüsi kohaselt, mis tehti standardi EN ISO 14971:2019 + A11:2021 järgi, ei ole selle toote jaoks vaja rohkem lisaohutusjuhiseid.
Kasutusest kõrvaldamine	Kasutamata ja saastumata tooted võivad põletada keskkonnasõbralikult või ladestada prügilasse. Saastunud tooted tuleb olenevalt saastumisviisist kõrvaldada vastavalt kehtivatele riiklikele seadustele ja määrustele.
Säilivus	5 Viis aastat alates tootekuupäevast, kui on kasutamata ja õigesti hoiustatud.
Hoiustamine	Kaitsta päikesekiirguse eest. Hoiustada kuivas keskkonnas. Mittevastav hoiustamine võib vähendada säilivust.
Jälgitavus	Partiipõhine jälgitavus alates vajaduste hindamisest kuni laost väljaminekuni. Toote teabeleht Versioon 1 Kehtib alates partiist 2617 +



Pakendamine

Taaskasutus	Litsentseeritud vastavalt Saksa pakendiseadusele, litsentsinumber DE1618662887322. Palun viige pakend taaskasutusse.
-------------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hemden/pp-hemden/wiroshirt/
-----	---

Variant 1

Müügiühik	50 Tk/Kartong										
Pakkimistasand 1	1 Tk/Kilekott										
Tellimuse miinimumkogus	1 Kartong										
Toote number	<table><thead><tr><th>Tootenumber</th><th>Värvus</th><th>Suurus (U x L)</th><th>Hälve</th></tr></thead><tbody><tr><td>30004309</td><td>valge</td><td>≈ 150 x 120 cm</td><td>± 3 cm</td></tr></tbody></table>	Tootenumber	Värvus	Suurus (U x L)	Hälve	30004309	valge	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm		
Tootenumber	Värvus	Suurus (U x L)	Hälve								
30004309	valge	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm								
GTINs	<table><thead><tr><th>Tootenumber</th><th>Unit of Use</th><th>Pakkimistasand</th><th>Pakkimistasand</th><th>Kartong</th></tr></thead><tbody><tr><td>30004309</td><td>-----</td><td>4051642100012</td><td>-----</td><td>4051642600017</td></tr></tbody></table>	Tootenumber	Unit of Use	Pakkimistasand	Pakkimistasand	Kartong	30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017
Tootenumber	Unit of Use	Pakkimistasand	Pakkimistasand	Kartong							
30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017							

Mõõtmeid, raskust, tugevust ja hälbeid iseloomustavad arvanded on sihtväärtused ja võivad erineda.

Andmed tuginevad meie praegustele teadmistele. Need ei taga tootemaduste üldhinnangut ega põhjenda lepingujärgset õigust. Laske üle kahe aasta vanused andmed uuesti kinnitada.

Sisestusvead ja vead on reserveeritud.

Eisitatud toote andmelehed on ettevõtte WIROS Wilfried Rosbach GmbH omand. WIROS Wilfried Rosbach GmbH on toote andmelehtede kõikide autori- ja kasutusõiguste omanik. Toote andmelehti pole lubatud muuta ega piktogramme kasutada. Eisitatud toote andmelehti tohib kasutada ainult koos ettevõtte WIROS originaaltoodetega.



PP POTILASPAITA

Sido nauhat kaulaan



PREMIUM



Valmistaja

Yritys + Osoite	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksa
Tavaramerkki	care & serve®






Tuotekuvaus

Kategoria	PREMIUM
Tuotenimike	care & serve® PREMIUM wiroSHIRT PP potilaspaita Sido nauhat kaulaan
Tuotteen ominaisuudet	Sido nauhat kaulaan


Materiaali

Materiaali	PP-kuitu
Materiaalin paino	≈ 45 g/m ² (± 3 g/m ²)

Käyttö

Käyttötarkoitus	Potilaiden ja hoitokotien asukkaiden hygienian ja hoidon mahdollistava sekä heidän mukavuutensa ja arvokkuutensa säilyttävä kertakäyttöinen potilaspaita, joka peittää kehon osittain.
Käyttöohje	Kertakäyttötuote 
Rajoitukset	Ei sovellu elintarvikkeiden pakkaamiseen ja varastointiin.
Käyttöalueet	Sairaalat Vanhainkodit Muut alan yritykset Lääkäriasemat Kosmetiikka Hyvinvointi Kauneusteollisuus   
Materiaalin lisätiedot	Lateksiton 
Terveysten liittyviä tietoja	Ihoärsytysten tai allergisten reaktioiden tapauksessa lopeta käyttö heti ja neuvottele lääkärisi kanssa. Sikäli kuin tekniikan uusimman tason mukaan tiedetään, tuotteet eivät sisällä myrkyllisiä, karsinogeenisiä tai mutageenisia aineita, jos niitä käytetään käyttötarkoituksen mukaisesti. Nämä tuotteet eivät sisällä lateksiainesosia, ja ne ovat hypoallergeenisia. Ne voivat kuitenkin aiheuttaa ärsytyksiä herkällä iholla. Pitkään käytettäessä ihon ilmanvaihto voi rajoittua, mikä voi johtaa ihoärsytyksiin.

Standardit

VO (EU) 2023/988	Yleisestä tuoteturvallisuudesta annettu asetus (EU) N:o 2023/988
VO (EG) 1935/2004	Muovista valmistettujen, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja ja esineitä koskeva määräys 
VO (EU) 10/2011	Asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista



Käyttö

Käyttöohje	<p>Ennen käyttöä</p> <p>Poista kertakäyttöinen potilaspaita pakkauksesta, ja tarkasta, onko siinä vaurioita tai vikoja. Varmista, että se on puhdas ja hygieeninen.</p> <p>Käsittely</p> <p>Aseta potilaspaita käsivarsille ja hartioille niin, että se peittää koko ylävartalon. Potilaspaidan aukon tulee olla takana.</p> <p>Kiinnitä potilaspaidan niskassa olevat nauhat sulkeaksesi sen varmasti. Varmista, että paita istuu hyvin eikä ole liian tiukka tai löysä.</p> <p>Riisumista varten avaa nauhat ja vedä potilaspaita varovasti pois käsivarsilta.</p> <p>On tärkeää huomata, että potilaspaitojen ensisijainen tarkoitus on tarjota potilaalle mukavuutta ja hienotunteisuutta. Niitä ei tule käyttää muiden suojarusteiden tilalla, kun on kyse suojaamisesta terveydelle haitallisilta aineilta tai infektioilta.</p>
Turvallisuusohteet	Standardin EN ISO 14971:2019 + A11:2021 mukaan tehdyn riskianalyysimme perusteella tälle tuotteelle ei tarvita lisäturvaohteita.
Hävittäminen	Käyttämättömät ja kontaminoitumattomat tuotteet voidaan polttaa ympäristöä säästävällä tavalla tai toimittaa kaatopaikalle. Kontaminoituneet tuotteet täytyy hävittää kontaminoitumistavan mukaan voimassa olevia kansallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen.
Säilyvyysaika	5 vuotta valmistuspäivästä, mikäli tuote on käyttämätön ja varastoitu oikein.
Varastointi	<p>Suojaa auringonvalolta.</p> <p>Säilytettävä kuivassa.</p> <p>Epäasianmukainen varastointi voi lyhentää säilyvyysaika.</p>
Jäljitettävyys	<p>Eräkohtainen jäljitettävyys tarvearvioinnista aina varastosta poistumiseen.</p> <p>Tuotetietolehti Versio 1 voimassa alkaen erästä 2617 +</p>



Pakkaus

Kierrätys	<p>Lisensoitu Saksan pakkauslain (VerpackG) mukaisesti, lisenssinumero DE1618662887322.</p> <p>Toimita pakkaus kierrätykseen.</p>
-----------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/hemden/pp-hemden/wiroshirt/
-----	---

Vaihtoehdot 1

Myyntiyksikkö	50 Kappale/Pahvilaatikko				
Pakkaustaso 1	1 Kappale/Muovipussi				
Minimitilausmäärä	1 Pahvilaatikko				
tuotenumero	Tuotenumero	Väri	Koko (L x P)	Toleranssi	
	30004309	valkoinen	≈ 150 x 120 cm	± 3 cm	
GTINs	Tuotenumero	Unit of Use	Pakkaustaso	Pakkaustaso	Pahvilaatikko
	30004309	-----	4051642100012	-----	4051642600017

Mittoja, painoja, vahvuuksia ja toleransseja koskevat luvut ovat ohjearvoja ja voivat poiketa todellisista arvoista.

Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta. Jos tiedot ovat yli kaksi vuotta vanhoja, pyydä niille vahvistus.

Mahdollisuus näppäily- ja muihin virheisiin varataan.

Saatavilla olevat tuotteen tietolehdet ovat WIROS Wilfried Rosbach GmbH:n omaisuutta. WIROS Wilfried Rosbach GmbH omistaa kaikki tuotteen tietolehtien tekijän-, käyttö- ja hyödyntämisoikeudet. Tuotteen tietolehtien muuttaminen tai piktogrammien käyttäminen on kielletty. Saatavilla olevia tuotteen tietolehtiä saa käyttää vain yhdessä alkuperäisten WIROS-tuotteiden kanssa.