



wiroSWABBY



[de]	Produktdatenblatt WATTESTÄBCHEN	Seite 2
[en]	Product data sheet COTTON BUD	Page 5
[nl]	Productgegevensformulier WATTENSTAAFJES	Zijde 8
[fr]	Fiche produit COTON-TIGE	Page 11
[es]	Hoja de datos del producto BASTONCILLOS DE ALGODÓN	Página 14
[it]	Scheda prodotto TAMPONI	Pagina 17
[el]	Δελτίο δεδομένων προϊόντος ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΪ	Σελίδα 20
[tr]	Ürün Bilgi Formu KULAK ÇUBUĞU	Sayfa 23
[ru]	Техническая спецификация БАТНАЯ ПАЛОЧКА	Сторона 26
[pl]	Karta produktu PATYCZKI HIGIENICZNE	Strona 29
[da]	Produktdatablad VATPIND	Side 32
[sv]	Produktdatablad BOMULLSPINNAR	Sida 35
[no]	Produktdatablad VATPINNER	Side 38
[cs]	Informační list výrobku VATOVÉ TYČINKY	Strana 41
[hu]	Termékadatlap VATTAPÁLCIKA	Oldal: 44
[sk]	Informačný list výrobku VATOVÁ TYČINKA	Strana 47
[sl]	Podatkovni list izdelka VATIRANE PALČKE	Stran 50
[ro]	Fișa produsului BEȚIGAȘE PENTRU URECHI	Pagina 53
[pt]	Folha de dados do produto COTONETE	Página 56
[lt]	Gaminio duomenų lapas VATOS KRAPŠTUKAI	Puslapis 59
[lv]	Produkta datu lapa VATES KOCIŅI	Lappuse 62
[bg]	Информационен лист за продукта КЛЕЧКА С ПАМУК	Страница 65
[uk]	Технічний лист БАТНА ПАЛИЧКА	Сторінка 68
[et]	Toote teabeleht VATITIKUD	Lk 71
[fi]	Tuotetietolehti VANUPUIKOT	Sivu 74





WATTESTÄBCHEN

Kleiner Baumwoll-Wattekopf | Holzstäbchen

PREMIUM





Produktdatenblatt

wiroSWABBY



Hersteller	
Firma + Anschrift	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmarke	care & serve®
Produktbeschreibung	
Kategorie	PREMIUM
Produktbezeichnung	care & serve® PREMIUM wirosWABBY Wattestäbchen Kleiner Baumwoll-Wattekopf Holzstäbchen
Produkteigenschaften	Kleiner Baumwoll-Wattekopf Holzstäbchen
Material	
Material	Birkenholz Baumwolle
Verwendung	
Verwendungszweck	Einwegprodukt für allgemeine medizinische Bereiche wie das gezielte Auftragen von Salben oder Flüssigkeiten, der Reinigung und vieles mehr.
Verwendungshinweis	Einwegprodukt nicht steril 
Einsatzgebiete	Krankenhaus Altenheim u.a. Fachkreise Arztpraxen Labor Kosmetik Wellness Schönheitsindustrie 
Materialzusatzinfo	latexfrei 
Standards	
VO (EU) 2023/988	Verordnung (EU) Nr. 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit
Anwendung	
Gebrauchsanweisung	Vor dem Gebrauch Bitte vergewissern Sie sich, dass das Wattestäbchen keine Splitter oder Bruchstellen aufweist. Verwenden Sie nur intakte und unbenutzte Wattestäbchen. Handhabung Nehmen Sie mit dem Wattekopf die aufzutragende oder reinigende Substanz auf und verteilen bzw. wenden Sie sie vorsichtig auf der zu behandelnden Stelle an. Ein frisches Wattestäbchen zu verwenden, macht das Auftragen präziser und hygienischer als mit den Fingern. Wattestäbchen dürfen nicht in den Gehörgang eingeführt werden. Wenn Wattestäbchen zur Reinigung der Ohren verwendet werden, dann nur ganz vorsichtig im äußeren Bereich des Ohres.
Sicherheitshinweis	Nicht in den Gehörgang einführen.
Entsorgung	Unbenutzte und nicht kontaminierte Produkte können umweltgerecht verbrannt oder auf Deponien entsorgt werden. Kontaminierte Produkte müssen, gemäß der geltenden nationalen Gesetze und Vorschriften je Kontaminationsart, entsorgt werden.
Haltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum, sofern unbenutzt und bei korrekter Lagerung.
Lagerung	Vor Sonneneinstrahlung schützen. Trocken lagern. Unsachgemäße Lagerung kann zur Reduktion der Haltbarkeit führen. 





Produktdatenblatt

wiroSWABBY



Rückverfolgbarkeit	Chargenbezogene Rückverfolgbarkeit von der Bedarfsermittlung bis zum Lagerabgang. Produktdatenblatt Version 3 gültig ab Charge 2679 +
--------------------	--

Verpackung

Recycling	Lizenziert gemäß VerpackG, Lizenznummer DE1618662887322. Bitte führen Sie die Verpackung dem Recycling zu.	
-----------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/medizin-pflegebedarf/wattestaebchen/wiroswabby/
-----	---

Variante 1

Verkaufseinheit	24000 Stück/Karton			
Verpackungsebene 1 2	2400 Stück/Box			
	100 Stück/Polybeutel			
Mindestbestellmenge	1 Karton			
Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Wattekopf (Ø x L)	Stäbchen (Ø x L)
	85800300	natur	≈ 4 x 15 mm	≈ 2,2 x 150 mm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Verpackungsebene	Verpackungsebene
	85800300	4051642003849	4051642375045	4051642450056

Die Zahlenangaben zu Maßen, Gewichten, Stärken und Toleranzen sind als Sollwerte zu verstehen und können abweichen.
Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Angaben, die älter als 2 Jahre sind, bitte erneut bestätigen lassen.
Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.
Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter sind Eigentum der WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Die WIROS Wilfried Rosbach GmbH ist Inhaberin aller Urheber-/Nutzungs- und Verwertungsrechte der Produktdatenblätter. Es ist nicht gestattet die Produktdatenblätter zu ändern oder die Piktogramme zu nutzen. Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter dürfen nur im Zusammenhang mit Original-WIROS-Produkten zu Grunde gelegt werden.





COTTON BUD

Small cotton wool end | Wooden stick

PREMIUM





Product data sheet

wiroSWABBY



Manufacturer	
Company + Address	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germany
Trademark	care & serve®
Product description	
Category	PREMIUM
Product description	care & serve® PREMIUM wirosWABBY Cotton bud Small cotton wool end Wooden stick
Product features	Small cotton wool end Wooden sticks
Material	
Material	Birchwood cotton
Application	
Intended use	Disposable product for general medical areas such as the targeted application of ointments or liquids, cleaning and much more.
Notes on use	Disposable product Not sterile
Application areas	Hospital Old people's home inc. specialist circles Medical practices Laboratory Cosmetics Wellness Beauty industry
Supplementary material info	Latex-free
Standards	
VO (EU) 2023/988	Regulation (EU) No 2023/988 on general product safety
Use	
Instructions for use	Before use Please ensure that the cotton bud has no chips or broken areas. Only use intact and unused cotton buds. Use Use the end of the bud to pick up the cleansing substance or substance to be applied and carefully spread or apply it on the area to be treated. Using a fresh cotton bud means the application is more accurate and hygienic than with your fingers. Cotton buds must not be inserted into the ear canal. If cotton buds are used to clean the ears, only use them on the outer area of the ear with extreme care.
Safety notice	Do not insert into the ear canal.
Disposal	Unused and uncontaminated products can be incinerated in an environmentally friendly manner or disposed of at a waste disposal site. Contaminated products must be disposed of in accordance with the national laws and regulations valid for the respective type of contamination.
Shelf life	5 years from the production date, if unused and stored correctly.
Storage	Keep out of direct sunlight. Store in a dry place. Incorrect storage can lead to a reduction in the shelf life.
Traceability	Batch-related traceability from the determination of requirements to issuing. Product data sheet Version 3 Valid from Batch 2679 +





Product data sheet

wiroSWABBY



Packaging

Recycling

Licensed in accordance with VerpackG (German Packaging Act), Licence number DE1618662887322.
Please recycle the packaging.



www.wiros.de

WEB

<https://www.wiros.de/shop/medizin-pflegebedarf/wattestaebchen/wiroswabby/>

Variant 1

Sales unit	24000 Unit/Cardboard box			
Packaging level 1 2	2400 Unit/Box			
	100 Unit/Polybag			
Minimum order quantity	1 Cardboard box			
Item numbers	Item number	Colour	End of the bud (Ø x L)	Stick (Ø x L)
	85800300	natural	≈ 4 x 15 mm	≈ 2,2 x 150 mm
GTINs	Item number	Unit of Use	Packaging level	Packaging level
	85800300	4051642003849	4051642375045	4051642450056
				Cardboard box
				4051642875040

The numerical data for the measurements, weights, thicknesses and tolerances are target values, and there may be some deviation.
The information represents the current state of our knowledge. It offers no guarantee of the product characteristics and does not form the basis of a contractual legal understanding. Please reconfirm any information that is older than 2 years.
Typographical and other errors excepted.
The product data sheets provided are the property of WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is the owner of all copyrights and rights of use and exploitation for the product data sheets. It is not permitted to change the product data sheets or to use the pictograms. The product data sheets provided may only be used in conjunction with original WIROS products.





WATTENSTAAFJES

Kleine katoenen wattenkop | Houten staafjes



PREMIUM





Productgegevensformulier

wiroSWABBY



Fabrikant

Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmerk	care & serve®

Productbeschrijving

Categorie	PREMIUM
Productomschrijving	care & serve® PREMIUM wirosWABBY Wattenstaafjes Kleine katoenen wattenkop Houten staafjes
Producteigenschappen	Kleine katoenen wattenkop Houten spatels

Materiaal

Materiaal	Berkenhout katoen
-----------	---------------------

Gebruik

Toepassing	Wegwerpproduct voor algemeen medisch gebruik, zoals het reinigen van een klein huidoppervlak, het aanbrengen van zalven of vloeistoffen e.d.		
Gebruiksaanwijzingen	Wegwerpproduct niet steriel		
Toepassingsgebieden	ziekenhuis verzorgingshuis o.a. specialisten Medische praktijken Laboratorium cosmetica wellness schoonheidsindustrie		
Extra materiaal informatie	latexvrij		

Standards

VO (EU) 2023/988	Verordening (EU) Nr. 2023/988 inzake algemene productveiligheid
------------------	---

Gebruik

Gebruiksaanwijzing	Vóór gebruik Controleer of er geen splinters aan het wattenstaafje zitten en of hij niet gebroken is. Gebruik uitsluitend onbeschadigde en ongebruikte wattenstaafjes. Gebruik De aan te brengen of reinigende substantie op de wattenkop doen en voorzichtig op de te behandelen plek aanbrengen. Door een nieuw wattenstaafje te gebruiken, kan de substantie nauwkeuriger en hygiënischer worden aangebracht dan met de vingers. Wattenstaafjes mogen niet in de gehoorgang worden gestoken. Gebruik de wattenstaafjes evt. alleen voor het schoonmaken van de oorschelp en ga hierbij uiterst voorzichtig te werk.
Veiligheidsvoorschriften	Niet voor gebruik in de gehoorgang.
Verwijdering	Ongebruikte en niet besmette producten kunnen milieuvriendelijk worden verbrand of op vuilstortplaatsen worden verwerkt. Besmette producten moeten volgens de geldende nationale wetten en voorschriften, naargelang de besmettingsaard, worden vernietigd.
Houdbaarheid	5 jaren na productiedatum, voor zover ongebruikt en bij correcte opslag.





Productgegevensformulier

wiroSWABBY



Opslag	Beschermen tegen direct zonlicht Droog bewaren Onjuiste opslag kan leiden tot een kortere houdbaarheid.	 
Traceerbaarheid	Traceerbaarheid van de charges, vanaf het onderzoek naar de behoeften tot aan de levering Productgegevensformulier Versie 3 geldig vanaf charge 2679 +	

Verpakking

Recycling	Licentie verleend volgens VerpackG, licentienummer DE1618662887322. Recycle de verpakking.	 §VerpackG
-----------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/medizin-pflegebedarf/wattestaebchen/wiroswabby/
-----	---

Variant 1

Verkoopenheid	24000 Stuks/Doos			
Verpakkingslaag 1 2	2400 Stuks/Doos			
	100 Stuks/Polyethyleen zak			
Minimum bestelhoeveelheid	1 Doos			
Artikelnummers	Artikelnummer	Kleur	Wattenkop (Ø x L)	Staafe (Ø x L)
	85800300	natuur	≈ 4 x 15 mm	≈ 2,2 x 150 mm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Verpakkingsniveau	Verpakkingsniveau
	85800300	4051642003849	4051642375045	4051642450056
				Doos
				4051642875040

De cijfers aangaande maten, gewichten, sterkte en toleranties dienen als normen te worden begrepen en kunnen afwijken.
Deze gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Ze zijn geen gegarandeerde toezegging van producteigenschappen en zijn niet gebaseerd op een wettelijke overeenkomst. Informatie die ouder is dan 2 jaar dient opnieuw bevestigd te worden.
Invoerbouten en vergissingen voorbehouden.
De ter beschikking gestelde productinformatiebladen zijn eigendom van WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is houder van alle auteurs-/gebruiks- en exploitatierechten van de productinformatiebladen. Het is niet toegestaan de productinformatiebladen te wijzigen of de pictogrammen te gebruiken. De ter beschikking gestelde productinformatiebladen mogen alleen gebruikt worden in combinatie met originele WIROS-producten.



COTON-TIGE

Petite tête en coton-ouate | Bâtonnets en bois

PREMIUM





Fiche produit

wiroSWABBY



Fabricant	
Société + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Allemagne
Marque commerciale	care & serve®

Description du produit	
Catégorie	PREMIUM
Désignation du produit	care & serve® PREMIUM wirosWABBY Coton-tige Petite tête en coton-ouate Bâtonnets en bois
Caractéristiques du produit	Petite tête en coton-ouate Bâtonnets en bois

Matériau	
Matériau	Bois de bouleau Coton

Utilisation	
Usage prévu	Produit jetable pour les soins médicaux courants, tels que l'application sélective de pommades ou substances liquides, le nettoyage et bien d'autres usages.
Remarque d'utilisation	Produit à usage unique Non stérile
Domaines d'utilisation	Hôpital maison de retraite autres groupes spécialisés Cabinets médicaux Laboratoires Cosmétologie Bien être Industrie de la beauté
Infos supplémentaires sur les matériaux	sans latex

standards	
VO (EU) 2023/988	Règlement (UE) n° 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits

Utilisation	
Mode d'emploi	Avant utilisation Veuillez vous assurer que le coton-tige ne comporte pas d'échardes ou de parties ébréchées. N'utilisez que des cotons-tiges intacts et non usagés. Utilisation Prélever la substance à appliquer ou à nettoyer à l'aide de la tête de coton et l'étaler avec précaution sur la zone à traiter. L'utilisation d'un coton-tige propre permet une application plus précise et plus hygiénique qu'avec les doigts. Les cotons-tiges ne doivent pas être introduits dans le conduit auditif. Les cotons-tiges doivent être utilisés pour nettoyer uniquement avec beaucoup de précautions la zone externe de l'oreille.
Consigne de sécurité	Ne pas introduire dans le conduit auditif.
Élimination	Les produits non utilisés et non contaminés peuvent être incinérés dans le respect de l'environnement ou mis en décharge. Les produits contaminés doivent être éliminés conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur pour chaque type de contamination.
Durabilité	5 années à compter de la date de production, si non utilisé et stocké correctement.
Stockage	Protéger du rayonnement solaire. Stocker à sec. Un stockage inapproprié peut réduire la durabilité.





Fiche produit

wiroSWABBY



Traçabilité	Traçabilité relative aux lots, de l'évaluation des besoins à la sortie du stock. Fiche produit Version 3 valable à partir du lot 2679 +
-------------	--

Emballage

Recyclage	Licencié selon VerpackG, numéro de licence DE1618662887322. Veuillez procéder au recyclage de l'emballage.	
-----------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/medizin-pflegebedarf/wattestaebchen/wirowsabby/
-----	---

Variante 1

Unité de vente	24000 pièce/Carton			
Niveau d'emballage 1 2	2400 pièce/Boîte			
	100 pièce/Sachet poly			
Quantité minimale commandée	1 Carton			
Numéros d'articles	Numéro d'article	Couleur	Tête en ouate (Ø x L)	Bâtonnets (Ø x L)
	85800300	nature	≈ 4 x 15 mm	≈ 2,2 x 150 mm
GTINs	Numéro d'article	Unit of Use	Niveau d'emballage	Niveau d'emballage
	85800300	4051642003849	4051642375045	4051642450056
				Carton
				4051642875040

Les valeurs de dimensions, poids, épaisseurs et tolérances doivent être considérées comme des valeurs nominales et peuvent différer.

Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne garantissent pas les propriétés des produits et ne constituent pas une interprétation contractuelle de la loi. Veuillez faire confirmer les données de plus de 2 ans.

Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

Les fiches de données de produits mises à disposition appartiennent à l'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH. L'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH détient tous les droits d'auteur, d'utilisation et de reproduction des fiches de données produits. Il est interdit de modifier les fiches de données produits ou d'utiliser les pictogrammes. Il ne faut pas faire référence aux fiches de données de produits mises à disposition sans les produits WIROS d'origine.



BASTONCILLOS DE ALGODÓN

Cabeza de algodón pequeña | Palito de madera

PREMIUM





Hoja de datos del producto

wiroSWABBY



Fabricante	
Empresa + Dirección	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemania
Marca registrada	care & serve®
Descripción del producto	
Categoría	PREMIUM
Denominación del producto	care & serve® PREMIUM wiroSWABBY Bastoncillos de algodón Cabeza de algodón pequeña Palito de madera
Características del producto	Cabeza de algodón pequeña Palitos de madera
Material	
Material	Madera de abedul algodón
Uso	
Finalidad	Producto desechable para áreas generales de la medicina, como la aplicación específica de pomadas o líquidos, limpieza, etc.
Información de uso	Producto desechable sin esterilizar 
Campos de aplicación	Hospital Residencia de ancianos Otros grupos especialistas Consultas médicas Laboratorio Cosméticos Bienestar Sector de la belleza 
Información adicional sobre el material	sin látex 
Normas	
VO (EU) 2023/988	Reglamento (UE) n.º 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos
Uso	
Instrucciones de uso	Antes de utilizar Compruebe que el bastoncillo de algodón no está astillado ni roto. Utilice únicamente bastoncillos de algodón intactos y no utilizados. Manipulación Coger con la cabeza de algodón la sustancia limpiadora o que se vaya a aplicar y distribuir o aplicar con cuidado por la zona que deba ser tratada. Utilizar un bastoncillo de algodón nuevo permite aplicar con mayor precisión e higiene que con los dedos. Los bastoncillos de algodón no deben introducirse en el conducto auditivo. Si se utilizan bastoncillos de algodón para limpiar los oídos, hacerlo únicamente con mucho cuidado por la parte externa.
Indicación de seguridad	No introducir en el conducto auditivo.
Eliminación	Los productos no utilizados y no contaminados pueden incinerarse de forma respetuosa con el medio ambiente o eliminarse en vertederos. Los productos contaminados deben eliminarse de acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales aplicables a cada tipo de contaminación.
Durabilidad	5 años a partir de la fecha de producción, si no se utiliza y además se almacena correctamente.
Almacenamiento	Proteger de la radiación solar. Almacenar siempre secos. La vida útil podría reducirse en caso de un almacenamiento inadecuado. 





Hoja de datos del producto

wiroSWABBY



Trazabilidad	Trazabilidad de lotes desde que se evalúan las necesidades hasta la salida de la mercancía. Hoja de datos del producto Versión 3 válido a partir de lote 2679 +
--------------	--

Embalaje

Reciclaje	Licencia según VerpackG, número de licencia DE1618662887322. Rogamos que recicle el embalaje.	
-----------	--	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/medizin-pflegebedarf/wattestaebchen/wirowsabby/
-----	---

Variante 1

Unidad de venta	24000 Unidad/Cartón				
Nivel de embalaje 1 2	2400 Unidad/Caja				
	100 Unidad/Bolsa de polietileno				
Cantidad mínima de pedido	1 Cartón				
Números de artículo	Número de artículo	Color	Cabeza de algodón (Ø x largo)		Palito (Ø x largo)
	85800300	natural	≈ 4 x 15 mm		≈ 2,2 x 150 mm
GTINs	Número de artículo	Unit of Use	Nivel de embalaje	Nivel de embalaje	Cartón
	85800300	4051642003849	4051642375045	4051642450056	4051642875040

Las cifras de dimensiones, pesos, espesores y tolerancias deben entenderse como valores nominales y pueden variar.
La información se basa en nuestros conocimientos actuales. No constituye una garantía de las propiedades del producto y no implica ningún tipo de relación contractual. Vuelva a confirmar los datos que tengan más de 2 años de antigüedad.
Reservado el derecho a errores y omisiones.
Las fichas técnicas de los productos facilitadas son propiedad de WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH es propietaria de todos los derechos de autor, de uso y explotación de las fichas técnicas de los productos. No está permitido modificar las fichas técnicas de los productos ni utilizar los pictogramas. Las fichas técnicas de los productos que se facilitan solo pueden utilizarse junto con los productos originales de WIROS.



TAMPONI

Piccola testina in ovatta di cotone | Bastoncino di legno



PREMIUM





Scheda prodotto

wiroSWABBY



Produttore	
Azienda + Indirizzo	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
Marchio commerciale	care & serve®
Descrizione del prodotto	
Categoria	PREMIUM
Descrizione del prodotto	care & serve® PREMIUM wirosWABBY Tamponi Piccola testina in ovatta di cotone Bastoncino di legno
Caratteristiche del prodotto	Piccola testina in ovatta di cotone Bastoncino di legno
Materiale	
Materiale	Legno di betulla cotone
Utilizzo	
Scopo dell'utilizzo	Prodotto usa e getta per settori medici generici come l'applicazione mirata di unguenti o liquidi, la pulizia e molto altro.
Istruzioni per l'uso	Prodotto monouso non sterile
Campi di applicazione	Ospedale Casa di riposo Altri gruppi specializzati Studi medici Laboratorio Cosmetici Wellness Industria della bellezza
Informazioni supplementari sul	privo di lattice
Standard	
VO (EU) 2023/988	Regolamento (UE) n. 2023/988 sulla sicurezza generale del prodotto
Utilizzo	
Istruzioni per l'uso	Prima dell'uso Assicurarsi che il tampone non abbia schegge o rotture. Utilizzare solo tamponi monouso intatti e inutilizzati. Utilizzo Raccogliere la sostanza da applicare o da pulire con la testina di ovatta e distribuirla con cura o utilizzarla sulla zona da trattare. L'uso di un batuffolo di cotone fresco rende l'applicazione più precisa e igienica rispetto all'uso delle dita. I tamponi non devono essere inseriti nel condotto uditivo. Se si utilizzano tamponi di cotone per pulire le orecchie, utilizzarli con attenzione solo nella parte esterna dell'orecchio.
Avvertenza di sicurezza	Non inserire nel condotto uditivo.
Smaltimento	I prodotti non utilizzati e non contaminati possono essere inceneriti in modo ecologico o smaltiti nelle discariche. I prodotti contaminati devono essere smaltiti in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore per tipo di contaminazione.
Durata	5 anni dalla data di produzione, se non utilizzati e correttamente conservati.
Conservazione	Proteggere dalla luce del sole. Conservare all'asciutto. La conservazione impropria può provocare una riduzione della durata.





Scheda prodotto

wiroSWABBY



Tracciabilità	Tracciabilità del lotto dalla determinazione dei requisiti all'uscita dal magazzino. Scheda prodotto Versione 3 valido da lotto 2679 +
---------------	---

Confezionamento

Riciclaggio	Licenza in conformità a VerpackG, numero di licenza DE1618662887322. Portare l'imballaggio al riciclaggio.	
-------------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/medizin-pflegebedarf/wattestaebchen/wirowsabby/
-----	---

Variante 1

Unità di vendita	24000 Pezzo/Cartone			
Livello di imballaggio 1 2	2400 Pezzo/Scatola			
	100 Pezzo/Sacchetto di plastica			
Unità minima di ordine	1 Cartone			
Numeri articolo	Numero di articolo	Colore	Testina di ovatta (Ø x L)	Bastoncino (Ø x L)
	85800300	naturale	≈ 4 x 15 mm	≈ 2,2 x 150 mm
GTINs	Numero di articolo	Unit of Use	Livello di imballaggio	Livello di imballaggio
	85800300	4051642003849	4051642375045	4051642450056
				Cartone
				4051642875040

Le cifre relative a dimensioni, pesi, spessori e tolleranze vanno intese come valori nominali e possono differire.
Le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Non rappresentano una garanzia sulle caratteristiche del prodotto e non giustificano un aspetto legale contrattuale. Le indicazioni più vecchie di 2 anni devono essere riconfermate.
Con riserva di errori di immissione ed errori.
Le schede tecniche dei prodotti fornite sono di proprietà di WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH è proprietaria di tutti i diritti di creazione, utilizzo e sfruttamento delle schede tecniche dei prodotti. La modifica delle schede tecniche dei prodotti o l'uso dei pittogrammi non è consentito. Le schede tecniche dei prodotti fornite possono essere utilizzate solo per i prodotti WIROS originali.



Δελτίο δεδομένων προϊόντος


wiroSWABBY



ΒΑΜΒΑΚΟΦΏΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΪ

Μικρή κεφαλή βαμβακιού | Ξύλινος στυλεός

PREMIUM





Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroSWABBY



Κατασκευαστής	
Εταιρεία + Διεύθυνση	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Γερμανία
Εμπορικό σήμα	care & serve®
Περιγραφή προϊόντος	
Κατηγορία	PREMIUM
Ονομασία προϊόντος	care & serve® PREMIUM wirosWABBY Βαμβakoφόροι στυλεοί Μικρή κεφαλή βαμβακιού Ξύλινος στυλεός
Ιδιότητες προϊόντος	Μικρή κεφαλή βαμβακιού Ξύλινος στυλεός
Υλικό	
Υλικό	Ξύλο σημύδας Βαμβάκι
Χρήση	
Ενδεδειγμένη χρήση	Προϊόν μίας χρήσης για γενικές ιατρικές εφαρμογές όπως η στοχευμένη επάλειψη αλοιφών ή υγρών, ο καθαρισμός και άλλα πολλά.
Υπόδειξη χρήσης	Προϊόν μίας χρήσης μη αποστειρωμένα 
Τομείς χρήσης	Νοσοκομείο Οίκος ευγηρίας κ.α. κύκλοι ειδικών Ιδιωτικά ιατρεία Εργαστήριο Κοσμετολογία Ευεξία Βιομηχανία ομορφιάς 
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το υλικό	δεν περιέχει λατέξ 
Πρότυπα	
VO (EU) 2023/988	Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 2023/988 σχετικά με τη γενική ασφάλεια προϊόντων
Εφαρμογή	
Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης	Πριν τη χρήση Βεβαιωθείτε πως ο στυλεός μίας χρήσης δεν εμφανίζει θραύσματα (ακίδες) ή σημεία ρήξης. Χρησιμοποιείτε μόνο μη χρησιμοποιημένες βαμβakoφόρους στυλεούς σε άρτια κατάσταση. Χρήση Συλλέξτε την ουσία επάλειψης ή καθαρισμού με την κεφαλή βαμβακιού και επαλείψτε ή/και εφαρμόστε την προσεκτικά στο επιλεγμένο σημείο. Η χρήση μιας μη χρησιμοποιημένου στυλεού επιτρέπει μία πιο εστιασμένη και υγιεινή εφαρμογή από αυτή με τα δάχτυλα. Οι βαμβakoφόροι στυλεοί δεν επιτρέπεται να εισάγονται στον ακουστικό πόρο. Η χρήση βαμβakoφόρων στυλεών για τον καθαρισμό των αυτιών πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και μόνο στην εξωτερική περιοχή του αυτιού.
Υπόδειξη ασφαλείας	Να μην εισάγεται στον ακουστικό πόρο.
Απορρίψη	Τα μη χρησιμοποιημένα ή μη επιμολυσμένα προϊόντα μπορούν να καίγονται με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο σε κιβάνους ή να απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Τα επιμολυσμένα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας ανάλογα με το είδος της
Διάρκεια ζωής	5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και διασφαλίζεται η σωστή αποθήκευση.
Αποθήκευση	Να προστατεύονται από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος. Ο μη ορθός τρόπος αποθήκευσης μπορεί να έχει ως επακόλουθο τη μείωση της διάρκειας ζωής. 





Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroSWABBY



Ιχνηλασιμότητα	Ιχνηλασιμότητα παρτίδων από την καταγραφή των αναγκών έως την έξοδο από την αποθήκη. Δελτίο δεδομένων προϊόντος Έκδοση 3 Ισχύει από παρτίδα 2679 +
----------------	---

Συσκευασία

Ανακύκλωση	Αδειοδότηση κατά τον γερμανικό νόμο περί συσκευασιών (VerpackG), αριθμός αδείας DE1618662887322. Παραδώστε τη συσκευασία προς ανακύκλωση.	
------------	--	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/medizin-pflegebedarf/wattestaebchen/wirowsabby/
-----	---

Παραλλαγή 1

Μονάδα πώλησης	24000 Τεμάχιο/Κουτί			
Επίπεδο συσκευασίας 1 2	2400 Τεμάχιο/Κουτί			
	100 Τεμάχιο/Σακούλα			
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	1 Κουτί			
Κωδικοί είδους	Κωδ. είδους	Χρώμα	Κεφαλή βαμβακιού (Ø x L)	Στειλεός (Ø x L)
	85800300	φυσικό	≈ 4 x 15 mm	≈ 2,2 x 150 mm
GTINs	Κωδ. είδους	Unit of Use	Επίπεδο συσκευασίας	Επίπεδο συσκευασίας
	85800300	4051642003849	4051642375045	4051642450056
				Κουτί
				4051642875040

Οι αναφερόμενες τιμές που αφορούν σε διαστάσεις, βάρος, πάχος και ανοχές πρέπει να νοούνται ως ονομαστικές τιμές και ενδέχεται να παρουσιάζουν αποκλίσεις.
Τα αναφερόμενα στοιχεία βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας. Δεν εξασφαλίζουν εγγυημένα την ύπαρξη των ιδιοτήτων του προϊόντος και δεν θεμελιώνουν καμία συμβατική υποχρέωση κατά την έννοια του Δικαίου. Στοιχεία παλαιότερα των 2 ετών χρήζουν επιβεβαίωσης.
Με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών.
Τα διαθέσιμα φύλλα δεδομένων προϊόντων είναι ιδιοκτησία της WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Η εταιρεία WIROS Wilfried Rosbach GmbH είναι ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων δημιουργού/χρήσης και εκμετάλλευσης των φύλλων δεδομένων προϊόντων. Δεν

KULAK ÇUBUĞU

Küçük pamuk başlık | Tahta çubuklar

PREMIUM



Ürün Bilgi Formu

wiroSWABBY



Üretici

Şirket + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Almanya
Ticari marka	care & serve®

Ürün açıklaması

Kategori	PREMIUM
Ürün tanımı	care & serve® PREMIUM wirosWABBY Kulak çubuğu Küçük pamuk başlık Tahta çubuklar
Ürün özellikleri	Küçük pamuklu kafa Tahta çubuklar

Malzeme

Malzeme	Huş ağacı Pamuk
---------	-------------------

Kullanım

Kullanım amacı	Merhemlerin veya sıvıların hedefli uygulanması, temizlik ve daha fazlası gibi genel tıbbi alanlar için tek kullanımlık ürün.		
Kullanım ile ilgili Notlar	Tek kullanımlık ürün steril değil		
Kullanım alanları	Hastane Yaşlı Bakım Evleri ve diğer Uzman Kurumlar Doktor muayenahaneleri Laboratuvar Kozmetik Sağlık Güzellik Endüstrisi		
Ek malzeme bilgisi	lateks içermez		

Standartlar

VO (EU) 2023/988	Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (AB) 2023/988
------------------	--

Kullanım

Kullanım Kılavuzu	Kullanmadan önce Lütfen tek kullanımlık kulak çubuğunda kıymık veya kırık olmadığından emin olun. Yalnızca sağlam ve kullanılmamış tek kullanımlık kulak çubukları kullanın. Kullanım Pamuklu başlık ile uygulanacak veya temizlenecek maddeyi alıp uygulama yapılacak alana dikkatlice dağıtın veya uygulayın. Yeni bir kulak çubuğu kullanmak, uygulamayı parmaklarınızla olduğundan daha hassas ve hijyenik hale getirir. Kulak çubukları kulak kanalına sokulmamalıdır. Kulak çubukları kulakları temizlemek için kullanılacaksa, sadece kulağın dış bölgesine dikkatlice uygulanmalı.		
Güvenlik Uyarısı	Kulak kanalına uygulamayın.		
Bertaraf	Kullanılmayan ve kirlenmemiş ürünler çevreye zarar vermeyecek şekilde yakılabilir veya bertaraf edilebilir. Kirlenmiş ürünler, kirlilik türüne göre yürürlükteki ulusal yasa ve talimatlara uygun olarak bertaraf edilmelidir.		
Kullanım Süresi	5 yıl , üretim tarihinden itibaren, kullanılmadığı ve doğru depolandığı takdirde.		
Saklama	Güneş ışınlarından koruyun. Kuru bir yerde depolayın. Yanlış depolama dayanıklılığın azalmasına neden olabilir.		

Ürün Bilgi Formu

wiroSWABBY



İzlenebilirlik

Gereksinimlerin belirlenmesinden depo çıkışına kadar parti ile ilgili izlenebilirlik sağlanmaktadır.
Ürün Bilgi Formu Versiyon 3 Geçerli parti başlangıcı 2679 +

Ambalaj

Geri Dönüşüm

VerpackG uyarınca lisanslı, Lisans No. DE1618662887322.
Lütfen ambalajı geri dönüşüme aktarın.



www.wiros.de

WEB

<https://www.wiros.de/shop/medizin-pflegebedarf/wattestaebchen/wirowsabby/>

Varyant 1

Satış birimi

24000 Adet/Karton

Ambalaj düzeyi 1 | 2

2400 Adet/Kutu
100 Adet/Poli torba

Minimum sipariş miktarı

1 Karton

Ürün Numarası

Ürün numarası

Renk

Pamuk başlık (Ø x U)

Çubuk (Ø x U)

85800300

doğal

≈ 4 x 15 mm

≈ 2,2 x 150 mm

GTINs

Ürün numarası

Unit of Use

Ambalaj seviyesi

Ambalaj seviyesi

Karton

85800300

4051642003849

4051642375045

4051642450056

4051642875040

Boyut, ağırlık, kalınlık ve toleranslar için belirtilen rakamlar nominal değerler olarak anlaşılmalıdır ve farklılık gösterebilir.

Verilen bilgiler, bilgilerimizin mevcut durumuna dayanmaktadır. Bunlar, ürün özelliklerinin garantisini teşkil etmemektedir ve sözleşmeye ilişkin yasal bir anlayışı haklı çıkarmaz. 2 yıldan eski bilgileri lütfen teyit edin.

Şirketimiz tipografik hata ve yanlışlardan sorumlu değildir.

Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları WIROS Wilfried Rosbach GmbH şirketinin mülkiyetidir. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ürün veri sayfalarının tüm telif/kullanım ve değerlendirme haklarının sahibidir. Ürün veri sayfalarının değiştirilmesi veya piktogramların kullanılması yasaktır. Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları sadece WIROS ürünleriyle bağlantılı olarak temel alınabilir.



ВАТНАЯ ПАЛОЧКА

Маленькая ватная головка из хлопка | Деревянная палочка



PREMIUM





Техническая спецификация

wiroSWABBY



Производитель	
Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
Торговая марка	care & serve®

Описание изделия	
Категория	PREMIUM
Обозначение продукции	care & serve® PREMIUM wirosWABBY Ватная палочка Маленькая ватная головка из хлопка Деревянная палочка
Характеристики продукции	Малая хлопковая ватная головка Деревянная палочка

Материал	
Материал	Березовая древесина Хлопок

Использование	
Назначение	Одноразовое изделие для общих медицинских потребностей, таких как целевое нанесение мазей или жидкостей, очистка и многое другое.
Инструкция по применению	Одноразовый продукт нестерильные 
Области применения	Больница Дом престарелых в том числе группы специалистов Врачебные практики Лаборатории Косметика Велнес Индустрия красоты 
Информация о добавках в составе материала	без латекса 

Стандарты	
VO (EU) 2023/988	Регламент ЕС № 2023/988 об общей безопасности продукции

Использование	
Инструкция по использованию	Перед использованием Убедитесь, что на ватной палочке нет заноз и расщепления. Используйте только неповрежденные и неиспользованные ватные палочки. Применение Захватите ватной головкой вещество, необходимое для нанесения или очистки, и осторожно нанесите его или распределите по обрабатываемой области. Использование новой ватной палочки делает нанесение более точным и гигиеничным, чем при нанесении пальцами. Не следует вставлять ватные палочки в слуховой проход. Если ватные палочки используются для чистки ушей, то пользуйтесь ими очень осторожно только в области наружного уха.
Инструкция по технике безопасности	Не вставляйте в слуховой проход.
Утилизация	Неиспользованные и незагрязненные изделия можно сжигать экологически безопасным образом или утилизировать в местах для сбора мусора. Загрязненные изделия следует утилизировать в соответствии с действующим национальным законодательством и нормативно-правовыми актами, в зависимости от типа загрязнения.
Срок службы	5 лет с даты изготовления, если они не были в употреблении и при правильном хранении.
Хранение	Защищать от солнечных лучей. Хранить сухим. Неправильное хранение может привести к снижению долговечности. 





Техническая спецификация

wiroSWABBY



Прослеживаемость	Прослеживаемость партии от определения потребностей до выхода со склада. Техническая спецификация Версия 3 действительный, начиная с партии 2679 +
------------------	---

Упаковка

Переработка	Лицензировано согласно Закону об упаковке, номер лицензии DE1618662887322. Пожалуйста, отправьте упаковку на переработку.	
-------------	--	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/medizin-pflegebedarf/wattestaebchen/wirowsabby/
-----	---

Вариант 1

Торговая единица	24000 шт./Коробка			
Уровень упаковки 1 2	2400 шт./Коробка			
	100 шт./Полиэтиленовый пакет			
Минимальное количество заказа	1 Коробка			
Номера артикула	Номер артикула	Цвет	Ватная головка (Ø x Д)	Палочка (Ø x Д)
	85800300	натуральный	≈ 4 x 15 mm	≈ 2,2 x 150 mm
GTINs	Номер артикула	Unit of Use	Уровень упаковки	Уровень упаковки
	85800300	4051642003849	4051642375045	4051642450056
				Коробка
				4051642875040

Цифровые данные размеров, веса, толщины и допустимых отклонений следует понимать как номинальные величины и они могут отличаться. Данные основаны на текущем уровне наших знаний. Они не являются гарантированным заверением о характеристиках товара и не создают договорного правового понимания. Информацию, которой больше 2 лет, необходимо подтвердить повторно. Возможны опечатки и другие ошибки.

Предоставленные технические паспорта изделий продукции являются собственностью компании WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компания WIROS Wilfried Rosbach GmbH является владельцем всех авторских прав/прав на использование и реализацию технических паспортов изделий. Запрещается вносить изменения в технические паспорта изделий или использовать пиктограммы. Предоставленные технические паспорта изделий могут использоваться только в связи с оригинальными изделиями

PATYCZKI HIGIENICZNE

Mała główka z waty bawełnianej | Patyczki drewniane

PREMIUM





Karta produktu

wiroSWABBY



Producent	
Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Niemcy
Znak towarowy	care & serve®
Opis produktu	
Kategoria	PREMIUM
Nazwa produktu	care & serve® PREMIUM wirosWABBY Patyczki higieniczne Mała główka z waty bawełnianej Patyczki drewniane
Właściwości produktu	Mała główka z waty bawełnianej Patyczki drewniane
Materiał	
Materiał	Drewno brzoźowe bawełna
Zastosowanie	
Zamierzone przeznaczenie	Produkt jednorazowy przeznaczony do czynności medycznych, takich jak precyzyjne nakładanie maści, roztworów, czyszczenie i tym podobne.
Instrukcja użytkowania	Produkt jednorazowego użytku niesterylne 
Obszary zastosowania	Szpitala Domy opieki w tym Ośrodki specjalistyczne Gabinety lekarskie laboratorium Salony urody Wellness Przemysł kosmetyczny 
Dodatkowe informacje o materiałach	nie zawiera lateksu 
Standardy	
VO (EU) 2023/988	Rozporządzenie (UE) nr 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
Stosowanie	
Instrukcja obsługi	Przed użyciem Należy upewnić się, że patyczek higieniczny nie posiada żadnych drzazg i uszkodzeń. Należy korzystać jedynie z nieuszkodzonych i nieużywanych patyczków. Użytkowanie Nabrać substancję czyszczącą lub lek za pomocą główki z waty bawełnianej i ostrożnie rozprowadzić lub zastosować na leczonym obszarze. Aplikacja za pomocą świeżego patyczka jest bardziej higieniczna i precyzyjna niż aplikacja palcami. Patyczków higienicznych nie wolno wprowadzać do kanału słuchowego. Podczas czyszczenia uszu, należy używać patyczków ostrożnie jedynie do zewnętrznych części ucha.
Wskazówka bezpieczeństwa	Nie wprowadzać do kanału słuchowego.
Utylizacja	Produkty, który nie były użytkowane ani skażone, mogą zostać spalone lub zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Skażone produkty należy zutylizować w sposób zgodny z obowiązującym krajowymi zaleceniami i przepisami prawnymi.
Trwałość	5 lat od daty produkcji, jeśli produkt był prawidłowo przechowywany i nieużywany
Przechowywanie	Chronić przed promieniowaniem słońca Przechowywać w suchym miejscu. Niewłaściwe przechowywanie może obniżyć trwałość produktu. 





Karta produktu

wiroSWABBY



Identyfikowalność	Możliwość identyfikacji konkretnej partii od zgłoszenia zapotrzebowania do opuszczenia magazynu. Karta produktu Wersja 3 ważne od partii 2679 +
-------------------	--

Opakowanie

Recykling	Licencjonowane przez VerpackG, numer licencji DE1618662887322. Opakowanie należy zwrócić do ponownego przetworzenia.	
-----------	---	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/medizin-pflegebedarf/wattestaebchen/wirowsabby/
-----	---

Wariant 1

jednostka sprzedaży	24000 sztuka/karton				
Poziom pakowania 1 2	2400 sztuka/Pojemnik				
	100 sztuka/Torebka foliowa				
Minimalna ilość zamówienia	1 karton				
Numer artykułu	Numer artykułu	kolor	Główka z waty (Ø x L)	Patyczek (Ø x L)	
	85800300	naturalny	≈ 4 x 15 mm	≈ 2,2 x 150 mm	
GTINs	Numer artykułu	Unit of Use	Poziom pakowania	Poziom pakowania	karton
	85800300	4051642003849	4051642375045	4051642450056	4051642875040

Wartości liczbowe dotyczące rozmiarów, masy, grubości i tolerancji należy rozumieć jako wartości nominalne, które mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.
Podane informacje są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Nie stanowią gwarancji właściwości produktu oraz nie stanowią umownego rozumienia prawa. Informacje, które zostały podane przed okresem 2 lat, wymagają ponownego potwierdzenia.
Błędy i pomyłki zastrzeżone.
Udostępnione karty informacyjne produktów są własnością firmy WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Firma WIROS Wilfried Rosbach GmbH jest właścicielem wszelkich praw autorskich/praw do używania i wykorzystywania kart informacyjnych produktów. Zabronione jest dokonywanie zmian w kartach informacyjnych produktów oraz wykorzystywanie piktogramów. Udostępnionych kart informacyjnych produktów można używać wyłącznie w połączeniu z oryginalnymi produktami firmy WIROS.



VATPIND

Lille bomuldsvathoved | Træpinde



PREMIUM





Produktdatablad

wiroSWABBY



Producent	
Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmærke	care & serve®

Produktbeskrivelse	
Kategori	PREMIUM
Produktbetegnelse	care & serve® PREMIUM wiroSWABBY Vatpind Lille bomuldsvathoved Træpinde
Produktegenskaber	Lille bomuldsvathoved Træpinde

Materiale	
Materiale	Birketræ Bomuld

Anvendelse	
Anvendelsesformål	Engangsprodukt til generelle medicinske områder såsom målrettet påføring af salver eller væsker, rengøring og meget mere.
Anvendelseshenvisning	Engangsprodukt ikke steril 
Anvendelsesområder	Hospital Plejehjem herunder faggrupper Lægeklinikker Laboratorium Kosmetik Wellness Skønhedsindustri 
Yderligere oplysninger om materialet	latexfri 

Standarder	
VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 vedr. generel produktsikkerhed

Anvendelse	
Brugsanvisning	Før brug Sørg for, at vatpinden ikke har splinter eller mellemrum. Brug kun intakte og ubrugte vatpinde. Håndtering Saml det stof, der skal påføres eller rengøres, med bomulds hovedet, og fordel det eller brug det omhyggeligt på det område, der skal behandles. Brug af en frisk vatpind gør applikationen mere præcis og hygiejnisk end med fingrene. Vatpinde bør ikke indsættes i øregangen. Hvis der bruges vatpind til rengøring af ørerne, skal du være forsigtig med det ydre område af øret.
Sikkerhedshenvisning	Sæt det ikke ind i øregangen.
Bortskaffelse	Ubrugte og ukontaminerede produkter kan forbrændes på miljøvenlig vis eller bortskaffes via et deponeringsanlæg. Kontaminerede produkter skal bortskaffes i henhold til nationale love og forskrifter alt efter den pågældende kontamineringstype.
Holdbarhed	5 år efter produktionsdatoen, hvis ubrugte og under forudsætning af korrekt opbevaring.
Opbevaring	Skal beskyttes mod direkte sol. Skal opbevares tørt. Forkert opbevaring kan medføre reduceret holdbarhed. 
Sporbarhed	Charge-baseret sporbarhed fra meddelelse om behov frem til forsendelse fra lageret. Produktdatablad Version 3 gyldig fra charge 2679 +





Produktdatablad

wiroSWABBY



Emballage		
Genbrug	Licenseret i henhold til VerpackG, licensnummer DE1618662887322. Aflever emballagen på en genbrugsstation.	

www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/medizin-pflegebedarf/wattestaebchen/wiroswabby/

Variant 1					
Salgsenhed	24000 Styk/Kasse				
Emballageniveau 1 2	2400 Styk/Boks				
	100 Styk/Plasticpose				
Minimumsbestillingsmængde	1 Kasse				
Varenumre	Artikelnummer	Farve	Vathoved (Ø x L)	Stang (Ø x L)	
	85800300	natur	≈ 4 x 15 mm	≈ 2,2 x 150 mm	
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Emballageniveau	Emballageniveau	Kasse
	85800300	4051642003849	4051642375045	4051642450056	4051642875040

Talangivelserne vedrørende mål, vægt, tykkelse og tolerancer skal forstås som målværdier og kan afvige.
Angivelserne er baseret på vores aktuelle viden. De udgør ikke nogen garanti for bestemte produkttegenskaber og danner ikke noget grundlag for et juridisk kontraktforhold. Angivelser ældre end 2 år bør søges bekræftet på ny.
Med forbehold for fejl.
Produktdatabladene er WIROS Wilfried Rosbach GmbH's ejendom. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er indehaver af alle ophavsrettigheder/rettigheder til brug og udnyttelse af produktdatabladene. Det er ikke tilladt at ændre produktdatabladene eller at bruge piktogrammerne. De medfølgende produktdatablade må kun anvendes i forbindelse med originale WIROS produkter.





BOMULLSPINNAR

Litet bomullshuvud | Träpinnar

PREMIUM





Produktdatablad

wiroSWABBY



Tillverkare	
Företag + Adress	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
Varumärke	care & serve®
Produktbeskrivning	
Kategori	PREMIUM
Produktbeteckning	care & serve® PREMIUM wiroSWABBY Bomullspinnar Litet bomullshuvud Träpinnar
Produktegenskaper	Bomullspinne med litet huvud Träpinnar
Material	
Material	Björkträ Bomull
Användning	
Användningsområde	Engångsprodukt för allmänna medicinska områden såsom riktad applicering av salvor eller vätskor, rengöring och mycket mer.
Anvisningarna för användandet	Produkt för engångsbruk ej steril 
Användningsområden	Sjukhus Äldershem inkl. Expertkretsar Läkarpraxis Laboratorier Kosmetik Wellness Skönhetsindustri 
Ytterligare materialinformation	Latexfri 
Standarder	
VO (EU) 2023/988	EU-förordning nr 2023/988 om allmän produktsäkerhet
Användning	
Bruksanvisning	Före användning Säkerställ att det inte kan lossna några stickor eller träflisor från engångsmunspateln. Använd endast intakta och oanvända bomullspinnar. Hantering Plocka med bomullshuvudet upp ämnet som ska appliceras eller användas för rengöring och fördela eller använd det försiktigt på området som ska behandlas. Användning en ny bomullspinne gör applikationen mer exakt och hygienisk än med fingrarna. Bomullspinnar får inte sättas in i hörselgången. Om bomullspinnar används för att rengöra öronen ska detta ske mycket försiktigt och endast i det yttre området av örat.
Säkerhetsanvisning	För inte in den i hörselgången.
Avfallshantering	Oanvända och okontaminerade produkter kan miljövänligt förbrännas eller avfallshanteras på en deponi. Kontaminerade produkter måste avfallshanteras i enlighet med gällande lagar och förordningar utifrån typ av kontaminering.
Hållbarhet	5 år från produktionsdatumet, om den är oanvänd och har förvarats korrekt.
Förvaring	Undvik direkt solljus. Förvaras torrt. Felaktig förvaring kan leda till en minskad hållbarhet. 





Produktdatablad

wiroSWABBY



Spårbarhet	Batchrelaterad spårbarhet från behovsbedömning till lagerutgång. Produktdatablad Version 3 Giltigt fr.o.m. batch 2679 +
------------	--

Förpackning

Återvinning	Licensierad enligt VerpackG (tysk förpackningslag), licensnummer DE1618662887322. Vänligen lämna in förpackningen för återvinning.	
-------------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/medizin-pflegebedarf/wattestaebchen/wirowsabby/
-----	---

Varianter 1

Försäljningsenhet	24000 Antal/Kartong			
Förpackningsnivå 1 2	2400 Antal/Box			
	100 Antal/Polypåse			
Minsta ordervolym	1 Kartong			
Artikelnummer	Artikelnummer	Färg	Bomullshuvud (Ø x L)	Pinnar (Ø x L)
	85800300	natur	≈ 4 x 15 mm	≈ 2,2 x 150 mm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Förpackningsnivå	Förpackningsnivå
	85800300	4051642003849	4051642375045	4051642450056

Siffrorna för mått, vikter, tjocklekar och toleranser ska förstås som börvärden och kan variera.
Uppgifterna är baserade på vår nuvarande kunskapsnivå. De är inte någon garanterad försäkras om produktfunktioner och motiverar inte någon avtalsenlig tolkning av lagen. Var god och inhämta bekräftelse för uppgifter som är äldre än 2 år.
Inmatningsfel och fel förbehållna.
De bifogade produktdatablad tillhör WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH är innehavare av alla upphovs-/användnings-/nyttjanderättigheter till produktdatablad. Det är inte tillåtet att ändra produktdatablad eller använda piktogrammen. De bifogade produktdatablad får endast användas i samband med original WIROS-produkter.



VATTPINNER

Lite bomullsvatthode | Trepinne



PREMIUM





Produktdatablad

wiroSWABBY



Produsent	
Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
Varemerke	care & serve®

Produktbeskrivelse	
Kategori	PREMIUM
Produktnavn	care & serve® PREMIUM wiroSWABBY Vattpinner Lite bomullsvatthode Trepinne
Produktegenskaper	Lite bomulls/vatthode Trepinner

Materiale	
Materiale	Bjørketre bomull

Bruk	
Bruksområde	Engangsprodukt til generelle medisinske bruksområder som målrettet påføring av salver eller væsker, rensing og mye mer.
Veiledning ang. bruk	Engangsprodukt Ikke-sterile 
Bruksområder	Sykehus Aldershjem Bl.a. spesialistgrupper Legekontorer Laboratorier Kosmetikk Velvære Skjønnhetsindustri 
Ytterligere informasjon om materialet	uten lateks 

Standarder	
VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 om generell produktsikkerhet

Bruk	
Bruksanvisning	Før bruk Forsikre deg om at vattpinnen ikke er oppfliset eller brukket. Bruk bare intakte og ubrukte vattpinner. Håndtering Plukk opp stoffet som skal påføres eller rengjøres med vatthodet, og fordel eller bruk det forsiktig på flaten som skal behandles. Ved å bruke en fersk vattpinne blir påføringen mer presis og hygienisk enn med fingrene. Vattpinner får ikke føres inn i øregangen. Dersom vattpinner brukes til å rense ørene, må du være forsiktig med det ytre området av øret.
Sikkerhetshenvisninger	Får ikke føres inn i øregangen.
Avfallshåndtering	Produkter som ikke er brukte eller ikke er kontaminerte kan brennes i henhold til lovverket eller leveres til avfallshåndtering. Kontaminerte produkter må avhendes etter gjeldende lovverk og forskrifter i henhold til type forurensning.
Holdbarhet	5 år etter produksjonsdato, så lenge produktet er ubrukt og korrekt oppbevart.
Oppbevaring	Beskyttes mot direkte sollys. Skal oppbevares tørt. Feil oppbevaring kan føre til en reduksjon av holdbarheten. 





Produktdatablad

wiroSWABBY



Sporbarhet	Sporbarhet for batcher fra behovsbestemmelse til transport fra lager. Produktdatablad Versjon 3 gyldig fra batch 2679 +
------------	--

Forpakning

Gjenvinning	Lisensiert i henhold til VerpackG, lisensnummer DE1618662887322. Lever også forpakningen til gjenvinning.	
-------------	--	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/medizin-pflegebedarf/wattestaebchen/wiroswabby/
-----	---

Variant 1

Salgsenhet	24000 Stk./Kartong			
Emballasjenivå 1 2	2400 Stk./Eske			
	100 Stk./Plastpose			
Minste bestillingsvolum	1 Kartong			
Artikkelnumre	Varenummer	Farge	Vatthode (Ø x L)	Pinne (Ø x L)
	85800300	natur	≈ 4 x 15 mm	≈ 2,2 x 150 mm
GTINs	Varenummer	Unit of Use	Emballasjenivå	Kartong
	85800300	4051642003849	4051642375045	4051642450056

Tallverdiene for størrelser, vekt, styrke og toleranser er å anse som nominelle verdier og kan være avvikende.
Angivelsene er basert på vår nåværende kunnskap. De er ingen garantert forsikring om produktegenskaper og er ikke å forstå som en rettskraftig kontrakt. Informasjon som er eldre enn 2 år skal bekreftes på nytt.
Med forbehold om feil og mangler.
Produktdatabladene som tilbys tilhører WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er eier av alle opphavsrettigheter, utnyttings- og bruksrettigheter av produktdatabladene. Det er ikke tillatt å endre produktdatabladene eller bruke piktogrammene.
Produktdatabladene som leveres kan kun brukes sammen med originale WIROS-produkter.



VATOVÉ TYČINKY

Malá vatová hlavička z bavlny | Dřevěné tyčinky

PREMIUM





Informační list výrobku

wiroSWABBY



Výrobce	
Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Německo
Obchodní značka	care & serve®
Popis výrobku	
Kategorie	PREMIUM
Označení výrobku	care & serve® PREMIUM wirosWABBY Vatové tyčinky Malá vatová hlavička z bavlny Dřevěné tyčinky
Vlastnosti výrobku	Malá vatová hlavička z bavlny Dřevěné tyčinky
Materiál	
Materiál	Březové dřevo Bavlna
Použití	
Účel použití	Jednorázový produkt pro všeobecné lékařské účely, například pro cílenou aplikaci masťů nebo kapalin, čištění atp.
Pokyny pro použití	Jednorázový výrobek nesterilní
Oblasti použití	Nemocnice Domov důchodců a jiné odborné kruhy Lékařské ordinace Laboratoř Kosmetika Wellness Estetický průmysl
Další informace o materiálu	bez latexu
Standardy	
VO (EU) 2023/988	Nařízení (EU) č. 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků
Použití	
Návod k použití	Před použitím Ujistěte se, že na vatové tyčince nejsou viditelné žádné třísky ani praskliny. Používejte pouze neporušené a nepoužité vatové tyčinky. Manipulace Vatovou hlavičkou naberte aplikovanou nebo čisticí látku a opatrně ji rozetřete, resp. aplikujte na ošetřované místo. Aplikace pomocí nové vatové tyčinky je preciznější a hygieničtější než aplikace prsty. Vatové tyčinky se nesmí zavádět do zvukovodu. Pokud vatové tyčinky používáte k čištění uší, používejte je pouze velmi opatrně na vnější část ucha.
Bezpečnostní upozornění	Nezavádějte do zvukovodu.
Likvidace	Nepoužité a nekontaminované výrobky lze spálit způsobem šetrným k životnímu prostředí nebo uložit na skládku. Kontaminované výrobky je nutné zlikvidovat v souladu s platnými vnitrostátními zákony a předpisy v závislosti na typu kontaminace.
Životnost	5 let od data výroby, pokud je zboží nepoužité a bylo skladováno správně.
Skladování	Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladujte v suchu. Nevhodné skladování může vést ke snížení životnosti.





Informační list výrobku

wiroSWABBY



Vysledovatelnost	Vysledovatelnost šarže od zjištění potřeb až po odběr ze skladu. Informační list výrobku Verze 3 platí od šarže 2679 +
------------------	---

Obal

Recyklace	Licence podle zákona VerpackG, číslo licence: DE1618662887322. Obal prosím předejte k recyklaci.	
-----------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/medizin-pflegebedarf/wattestaebchen/wirowsabby/
-----	---

Varianta 1

Prodejní jednotka	24000 kus/Kartón			
Úroveň obalu 1 2	2400 kus/Box			
	100 kus/Sáček			
Minimální objednáci množství	1 Kartón			
Číslo výrobků	Číslo výrobku	Barva	Vatová hlavička (Ø x L)	Tyčinka (Ø x L)
	85800300	přírodní	≈ 4 x 15 mm	≈ 2,2 x 150 mm
GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use	Úroveň obalu	Kartón
	85800300	4051642003849	4051642375045	4051642450056 4051642875040

Číselné údaje o rozměrech, hmotnostech, tloušťkách a tolerancích je nutné chápat jako cílové hodnoty, a proto mohou být odlišné.
Veškeré údaje jsou založeny na aktuálním stavu našich vědomostí. Nejsou ujištěním o vlastnostech výrobku a nevyplývá z nich žádný právní vztah smluvní povahy. Údaje starší než 2 roky nechte prosím znovu ověřit.
Chyby při zadávání a omyly vyhrazeny.
Poskytnuté informační listy výrobků jsou majetkem společnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Společnost WIROS Wilfried Rosbach GmbH vlastní veškerá autorská/uživatelská a užívací práva k informačním listům výrobků. Není dovoleno informační listy výrobků měnit nebo používat jejich piktogramy. Poskytnuté informační listy výrobků smějí být použity pouze v souvislosti s originálními výrobky WIROS.



VATTAPÁLCIKA

Kis pamut vattafej | Fapálcika



PREMIUM





Termékadatlap

wiroSWABBY



Gyártó	
Cég + Cím	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Németország
Márkanév	care & serve®
Termékleírás	
Kategória	PREMIUM
Termék megnevezése	care & serve® PREMIUM wirosWABBY Vattapálcika Kis pamut vattafej Fapálcika
Termékjellemzők	Kis pamut vattafej Fapálcika
Anyaga	
Anyaga	Nyírfa pamut
Használat	
Felhasználási cél	Általános gyógyászati területeken, például kenőcsök vagy folyadékok célzott felvitelére, tisztításra és számos egyéb célra alkalmas, egyszer használatos termék.
Felhasználásra vonatkozó előírás	Egyszer használatos termék nem steril
Felhasználási területek	Kórház időotthon többek között szakmai körök Orvosi rendelők Labor Szépségápolás wellness szépségipar
Az anyagra vonatkozó további információk	latex-mentes
Szabványok	
VO (EU) 2023/988	988/2023 sz., az általános termékbiztonságról szóló EU-rendelet
Alkalmazás	
Használati utasítás	Használat előtt Bizonyosodjon meg arról, hogy a vattapálcikán nincsenek-e szálkák vagy törések. Ne használjon sérült vagy használt vattapálcikát. Használat A vattapálcika segítségével vigye fel a szükséges vagy tisztításra használt anyagot, és gondosan oszlassa el a terméket vagy használja a kezelendő felületen. Egy friss vattapálcikával precízebben és higiénikusabban dolgozhat, mint az ujjával. A vattapálcikák a hallójáratba való behelyezésre nem alkalmasak. Amennyiben a vattapálcikát fültisztításra használja, járjon el óvatosan, és kizárólag a fül külső részét érintse.
Biztonsági figyelmeztetés	Ne helyezze be a hallójáratba.
Ártalmatlanítás	A fel nem használt és nem kontaminált termékeket környezetbarát módon el lehet égetni vagy ártalmatlanítani. A szennyezett termékeket a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően, a kontamináció típusa szerint kell megsemmisíteni.
Eltarthatóság	5 év a gyártás dátumától számítva, amennyiben nem használják fel és helyesen tárolják.
Tárolás	Védje a napfénytől. Száras helyen tárolandó. A szakszerűtlen tárolás csökkentheti az eltarthatóságot.





Termékadatlap

wiroSWABBY



Visszakövethetőség	A tételekkel kapcsolatos nyomon-követhetőség a szükségletek megadásától a raktárból történő kilépéséig. Termékadatlap Verzió 3 érvényes ettől a tételtől 2679 +
--------------------	--

Csomagolás

Recycling	Engedélyezve a VerpackV szerint, licensz-szám: DE1618662887322. Kérjük, adja le a csomagolást újrahasznosítás céljából.	
-----------	--	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/medizin-pflegebedarf/wattestaebchen/wirowsabby/
-----	---

Változatok 1

Eladási egység	24000 Darab/Karton			
1. Csomagolási szint 2	2400 Darab/Doboz			
	100 Darab/Polybag			
Minimális rendelési mennyiség	1 Karton			
Cikkszámok	Cikkszám	RAL	Vattafej (Ø x H)	Pálcika (Ø x H)
	85800300	natúr	≈ 4 x 15 mm	≈ 2,2 x 150 mm
GTINs	Cikkszám	Unit of Use	Csomagolási szintek	Csomagolási szintek
	85800300	4051642003849	4051642375045	4051642450056
				Karton
				4051642875040

A méretekre, súlyokra, vastagságokra és tűrésekre vonatkozó számadatokat névleges értékeként kell érteni, és azok eltérhetnek.
Az információ ismereteink jelenlegi állásán alapul. Ezek nem garantálják a termék tulajdonságait, és nem indokolják a jog szerződéses megértését. A 2 évnél régebbi információkra, kérjük, kérjen ismételt megerősítést.
Fenntartjuk a hibák és a tévedések jogát.
A rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlapok a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonát képezik. A termékismertető adatlapokhoz tartozó minden szerzői/használati és értékesítési jog a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonában áll. Tilos a termékismertető adatlapok módosítása vagy a piktogramok használata. A rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlapok csak az eredeti WIROS termékekre vonatkoznak.

VATOVÁ TYČINKA

Malá bavlnená vatová hlavička | Drevená tyčinka

PREMIUM





Informačný list výrobku

wiroSWABBY



Výrobca	
Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemecko
Ochranná známka	care & serve®
Opis výrobku	
Kategória	PREMIUM
Označenie výrobku	care & serve® PREMIUM wirosWABBY Vatová tyčinka Malá bavlnená vatová hlavička Drevená tyčinka
Vlastnosti výrobku	Malá bavlnená vatová hlavička Drevená tyčinka
Materiál	
Materiál	Brezové drevo bavlna
Použitie	
Účel použitia	Jednorazový produkt pre všeobecné medicínske oblasti, ako je cielené nanášanie masťí alebo tekutín, čistenie a oveľa viac.
Pokyn na použitie	Jednorazový výrobok nesterilné
Oblasti použitia	Nemocnica domov dôchodcov a iné odborné odvetvia Lekárske praxe Laboratórium Kozmetika wellness skrášľovací priemysel
Doplňujúce informácie o materiáli	bez latexu
Štandardy	
VO (EU) 2023/988	Nariadenie (EÚ) č. 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov
Použitie	
Návod na použitie	Pred použitím Uistite sa, že vatová tyčinka nevykazuje žiadne triesky alebo zlomené miesta. Používajte len nepoškodené a nepoužité vatové tyčinky. Manipulácia Na vatovú hlavičku zachyťte nanášajú alebo čistiacu substanciu a opatrne ju rozotrite, resp. aplikujte na ošetrovanom mieste. Vďaka použitiu vatovej tyčinky je nanášanie presnejšie a hygienickejšie ako prstami. Vatové tyčinky sa nesmú zavádzať do zvukovodu. Keď sa vatové tyčinky používajú na čistenie uší, potom len úplne opatrne vo vonkajšej oblasti ucha.
Bezpečnostné upozornenie	Nezavádzajte do zvukovodu.
Likvidácia	Nepoužité a nekontaminované výrobky je možné spáliť ekologickým spôsobom alebo uložiť na skládku. Kontaminované výrobky musia byť zlikvidované podľa platných národných zákonov a predpisov v závislosti od druhu kontaminácie.
Trvanlivosť	5 rokov od dátumu výroby, pokiaľ výrobok nebol použitý a bol správne skladovaný.
Skladovanie	Chráňte pred slnečným žiarením. Skladujte na suchom mieste. Nevhodné skladovanie môže spôsobiť skrátenie trvanlivosti.





Informačný list výrobku

wiroSWABBY



Vysledovateľnosť	Vysledovateľnosť vzťahujúca sa na šaržu od zistenia potrieb až po odber zo skladu. Informačný list výrobku Verzia 3 platné od šarže 2679 +
------------------	---

Balenie

Recyklácia	Licencované podľa zákona VerpackG, číslo licencie DE1618662887322. Obal odovzdajte na recykláciu.	
------------	--	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/medizin-pflegebedarf/wattestaebchen/wiroswabby/
-----	---

Variant 1

Predajná jednotka	24000 Kus/Kartón			
Úroveň balenia 1 2	2400 Kus/Box 100 Kus/Polyetylénové vrečko			
Minimálne objednané množstvo	1 Kartón			
Číslo výrobkov	Číslo výrobku	Farba	Vatová hlavička (Ø x d)	Tyčinka (Ø x d)
	85800300	prírodná	≈ 4 x 15 mm	≈ 2,2 x 150 mm
GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use	Úroveň balenia	Kartón
	85800300	4051642003849	4051642375045	4051642450056 4051642875040

Číselné údaje o rozmeroch, hmotnostiach, hrúbkach a toleranciách je potrebné chápať ako požadované hodnoty a môžu sa líšiť.
Údaje vychádzajú z aktuálneho stavu našich znalostí. Nepredstavujú garantovaný prísľub vlastností výrobku, a preto nezakladajú žiadny právny vzťah zmluvnej povahy. Údaje, ktoré sú staršie ako 2 roky, si nechajte potvrdiť nanovo.
Chyby pri zadávaní a omyly sú vyhradené.
Poskytnuté karty údajov o výrobku sú vlastníctvom spoločnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Spoločnosť WIROS Wilfried Rosbach GmbH je vlastníkom všetkých autorských práv/práv na používanie a práv na využitie kariet údajov o výrobku. Karty údajov o výrobku nie je dovolené meniť alebo používať piktogramy. Poskytnuté karty údajov o výrobku sa môžu používať len v súvislosti s originálnymi výrobkami WIROS.



Podatkovni list izdelka

wiroSWABBY



VATIRANE PALČKE

Majhna vatirana bombažna glava | Lesena palčka

PREMIUM





Podatkovni list izdelka

wiroSWABBY



Proizvajalec	
Podjetje + Naslov	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemčija
Blagovna znamka	care & serve®
Opis izdelka	
Kategorija	PREMIUM
Opis izdelka	care & serve® PREMIUM wirosWABBY Vatirane palčke Majhna vatirana bombažna glava Lesena palčka
Lastnosti izdelka	Majhna vatirana bombažna glava Lesene palčke
Material	
Material	Brezov les Bombaž
Uporaba	
Namen uporabe	Izdelek za enkratno uporabo za splošna medicinska področja z natančnim nanosom mazil ali tekočin, za čiščenje in veliko več.
Napotek za uporabo	Izdelek za enkratno uporabo nesterilno 
Področja uporabe	Bolnišnice Domovi za ostarele in druge strokovne ustanove Zdravniške ordinacije Laboratorij Kozmetika Dobro počutje Lepotna industrija 
Dodatne informacije o materialu	ne vsebuje lateksa 
Standardi	
VO (EU) 2023/988	Uredba (EU) št. 2023/988 o splošni varnosti proizvodov
Uporaba	
Navodila za uporabo	Pred uporabo Prosimo, prepričajte se, da vatirana palčka nima trsk ali mest zloma. Uporabljajte samo brezhibne in neuporabljene vatirane palčke. Uporaba Z vatirano glavo zajemite snov, katero želite nanesti ali s katero želite čistiti in previdno porazdelite oz. uporabite na mestu zdravljenja. Uporaba sveže vatirane palčke zagotavlja natančnejši in bolj higieničen nanos, v primerjavi z nanosom s prsti. Vatiranih palčk ni dovoljeno vstavljati v sluhovod. Kadar uporabljate vatirano palčko za čiščenje ušes, potem samo previdno na zunanjem območju ušes.
Varnostni napotek	Ne vstavljajte v sluhovod.
Odlaganje	Neuporabljene izdelke in izdelke, ki niso kontaminirani, lahko zažgete na okolju prijazen način ali pa jih odložite na deponijo. Kontaminirane izdelke je treba odložiti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo in predpisi glede na vrsto onesnaženosti.
Rok trajanja	5 let od datuma proizvodnje, če so neuporabljene in pravilno skladiščene.
Skladiščenje	Zaščititi pred sončnim sevanjem. Skladiščiti na suhem. Nepravilno skladiščenje lahko pripelje do zmanjšanja obstojnosti. 
Sledljivost	Sledljivost, ki se nanaša na posamezne serije, od ugotavljanja potreb do zmanjšanja zalog Podatkovni list izdelka Različica 3 veljavno od serije 2679 +





Podatkovni list izdelka

wiroSWABBY



Embalaža

Recikliranje	Licenca v skladu z zakonom o embalaži, številka licence DE1618662887322. Prosimo, da embalažo oddate v recikliranje.	
--------------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/medizin-pflegebedarf/wattestaebchen/wiroswabby/
-----	---

Različica 1

Prodajna enota	24000 kos/Karton			
Raven pakiranja 1 2	2400 kos/Posoda			
	100 kos/Poliestrska vrečka			
Minimalna količina naročila	1 Karton			
Številke artiklov	Številka proizvoda	Barva	Vatirana glava (Ø x D)	Palčka (Ø x D)
	85800300	naravna	≈ 4 x 15 mm	≈ 2,2 x 150 mm
GTINs	Številka proizvoda	Unit of Use	Raven pakiranja	Raven pakiranja
	85800300	4051642003849	4051642375045	4051642450056

Številčne navedbe k meram, težam, debelinam in tolerancam, se razumejo kot predvidene vrednosti in lahko odstopajo.
Navedbe se opirajo na aktualno stanje našega znanja. Niso zagotovilo o lastnostih izdelka in ne utemeljujejo nobenega pogodbenega pravnega razumevanja. Za navedbe, starejše od 2 let, zagotovite ponovno potrditev.
Pridržana pravica do napak pri vnosu in pomot.
Razpoložljivi podatkovni listi proizvodov so last podjetja WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Podjetje WIROS Wilfried Rosbach GmbH je lastnik vseh avtorskih pravic/pravic uporabe in pravic do izkoriščanja podatkovnih listov proizvoda. Informativnih listov proizvodov ni dovoljeno spreminjati ali uporabljati piktogramov. Razpoložljivi podatkovni listi izdelka se lahko uporabljajo samo v povezavi z originalnimi izdelki WIROS.



Fişa produsului

wiroSWABBY



BEȚIGAȘE PENTRU URECHI

Capăt mic din vată de bumbac | Bețigașe din lemn



PREMIUM





Fișa produsului

wiroSWABBY



Producător	
Firmă + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
Marca comercială	care & serve®

Descrierea produsului	
Categorie	PREMIUM
Denumire produs	care & serve® PREMIUM wirosWABBY Bețigașe pentru urechi Capăt mic din vată de bumbac Bețigașe din lemn
Proprietăți produs	Capăt mic din vată de bumbac Bețigașe din lemn

Material	
Material	Lemn de mesteacăn Bumbac

Utilizare	
Scopul utilizării	Produs de unică folosință pentru domenii medicale generale cum ar fi aplicarea alifiilor sau a lichidelor, curățare și mult mai multe.
Indicații de utilizare	Produs de unică folosință nesteril 
Domenii de utilizare	Spital Azil de bătrâni și alte grupuri de specialitate Cabinete medicale Laborator Cosmetică Wellness Industria frumuseții 
Informații suplimentare referitoare la materiale	fără latex 

Standarde	
VO (EU) 2023/988	Regulamentul (UE) nr. 2023/988 referitor la siguranța generală a produsului

Utilizare	
Instrucțiuni de utilizare	Înainte de utilizare Vă rugăm să vă asigurați că bețigașul cu vată nu prezintă schije sau rupturi. Folosiți doar bețigașe cu vată intacte și neutilizate. Manipulare Cu ajutorul capătului cu vată se preia substanța de aplicat sau de curățare și se distribuie sau se aplică cu grijă pe locul care trebuie tratat. Folosirea unui bețigaș cu vată nou, face aplicarea mai precisă și mai igienică decât cu degetele. Bețigașele cu vată nu pot fi introduse în canalul auditiv. Dacă folosiți bețigașe pentru curățarea urechilor, faceți acest lucru cu atenție în zona exterioară a urechii.
Indicație de siguranță	A nu se introduce în canalul auditiv.
Înlăturare	Produsele neutilizate și necontaminate pot fi arse conform prevederilor mediului sau pot fi eliminate la punctele de colectare. Produsele contaminate trebuie eliminate conform legilor și prevederilor naționale în vigoare în funcție de tipul de contaminare.
Durată de valabilitate	5 ani de la data fabricației, în măsura în care sunt neutilizate și în cazul unei depozitări corecte.
Depozitare	A se proteja contra radiațiilor solare. Depozitare uscată Depozitarea necorespunzătoare poate duce la reducerea valabilității. 





Fișa produsului

wiroSWABBY



Trasabilitatea	Trasabilitatea în funcție de lot de la redarea necesarului până la ieșirea din depozit. Fișa produsului Versiune 3 valabil de la lotul 2679 +
----------------	--

Ambalaj

Reciclare	Licențiat conform ambalajului, număr licență DE1618662887322. Vă rugăm să duceți ambalajul la reciclare.	
-----------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/medizin-pflegebedarf/wattestaebchen/wiroswabby/
-----	---

Variantă 1

Unitate de vânzare	24000 bucată/Carton			
Strat de ambalaj 1 2	2400 bucată/Cutie			
	100 bucată/Pungă din plastic			
Cantitate minimă de comandă	1 Carton			
Număr articole	Nr. articol	Vopsea	Cap din vată (diametru x lungime)	Bețigașe (diametru x lungime)
	85800300	natur	≈ 4 x 15 mm	≈ 2,2 x 150 mm
GTINs	Nr. articol	Unit of Use	Strat de ambalaj	Strat de ambalaj
	85800300	4051642003849	4051642375045	4051642450056
				Carton
				4051642875040

Cifrele referitoare la dimensiuni, greutate, grosimi și toleranțe trebuie înțelese ca valori nominale și pot varia.
Datele se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre. Nu reprezintă o asigurare garantată a caracteristicilor produsului și nu reprezintă un drept contractual. Datele care sunt mai vechi de 2 ani trebuie confirmate din nou.
Ne asumăm dreptul la erorile de introducere și la greșeli.
Fișele produsului puse la dispoziție sunt proprietatea WIROS Wilfried Rosbach Gmbh. WIROS Wilfried Rosbach GmbH este proprietarul tuturor drepturilor de autor/utilizare și exploatare ale fișelor cu datele produselor. Nu este permisă modificarea fișelor cu datele produsului sau modificarea pictogramei. Fișele cu datele produsului puse la dispoziție pot fi utilizate doar împreună cu produsele originale WIROS.



COTONETE

Cabeça de algodão pequena | Varas de madeira



PREMIUM





Folha de dados do produto

wiroSWABBY



Fabricante	
Empresa + Morada	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemanha
Marca comercial	care & serve®
Descrição do produto	
Categoria	PREMIUM
Designação do produto	care & serve® PREMIUM wirosWABBY Cotonete Cabeça de algodão pequena Varas de madeira
Características do produto	Cabeça de algodão pequena Varas de madeira
Material	
Material	Madeira de bétula algodão
Utilização	
Uso pretendido	Produto descartável para áreas gerais da Medicina, tais como a aplicação orientada de pomadas ou líquidos, limpeza e muito mais.
Indicação de utilização	Produto descartável. não estéril
Áreas de aplicação	Hospitais lares da terceira idade e outros meios profissionais Consultórios médicos Laboratório Cosmética spas indústria da beleza
Informações adicionais sobre o material	sem látex
Normas	
VO (EU) 2023/988	Regulamento (UE) n.º 2023/988 relativo à segurança geral dos produtos
Utilização	
Instruções de utilização	Antes da utilização Certifique-se de que o cotonete não apresenta lascas ou quebras. Utilize apenas cotonetes descartáveis novos e intactos. Manuseamento Recolha a substância a ser aplicada ou de limpeza com a cabeça de algodão e espalhe ou aplique cuidadosamente na área a ser tratada. A utilização de um cotonete novo torna a aplicação mais precisa e higiénica do que com os dedos. Cotonetes não devem ser inseridos no canal auditivo. Se cotonetes forem utilizados para limpar as orelhas, isto deve ser feito com muito cuidado na zona exterior da orelha.
Nota de Segurança	Não inserir no canal auditivo.
Eliminação	Os produtos não utilizados e não contaminados podem ser incinerados ou descartados de maneira ambientalmente correta. Os produtos contaminados devem ser descartados de acordo com as leis e regulamentos nacionais aplicáveis a cada tipo de contaminação.
Validade	5 anos a partir da data de produção, se não for usado e armazenado corretamente.
Armazenagem	Proteger da exposição ao sol. Armazenar a seco. Um armazenamento inadequado pode levar a uma redução na validade.





Folha de dados do produto

wiroSWABBY



Rastreabilidade	Rastreabilidade relacionada ao lote desde a determinação de requisitos até a saída do armazém Folha de dados do produto Versão 3 Válido a partir do lote 2679 +
-----------------	--

Embalagem

Reciclagem	Licenciado de acordo com a norma alemã VerpackG, número de licença DE1618662887322. Por favor, devolva a embalagem para reciclagem.	
------------	--	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/medizin-pflegebedarf/wattestaebchen/wirowsabby/
-----	---

Variante 1

Unidade de venda	24000 unidade/Cartão				
Nível de embalagem 1 2	2400 unidade/Caixa				
	100 unidade/Saco poli				
Quantidade mínima	1 Cartão				
Números de artigo	Número de artigo	Cor	Cabeça de algodão (Ø x C)	Vara (Ø x C)	
	85800300	natural	≈ 4 x 15 mm	≈ 2,2 x 150 mm	
GTINs	Número de artigo	Unit of Use	Nível de embalagem	Nível de embalagem	Cartão
	85800300	4051642003849	4051642375045	4051642450056	4051642875040

Os valores das dimensões, pesos, espessuras e tolerâncias devem ser entendidos como valores nominais e podem diferir.
As informações são baseadas no estado atual do nosso conhecimento. Elas não são uma garantia dos recursos do produto e não fundamentam um entendimento contratual da lei Por favor, reconfirme as informações com mais de 2 anos.
Erros ortográficos e equívocos reservados.
As fichas técnicas do produto fornecidas são propriedade da WIROS Wilfried Rosbach GmbH. A WIROS Wilfried Rosbach GmbH é detentora de todos os direitos de autor, de utilização e exploração das fichas técnicas do produto. Não são permitidas quaisquer alterações às fichas técnicas do produto ou a utilização de pictogramas. As fichas técnicas do produto fornecidas só podem ser utilizadas em conjunto com os produtos originais WIROS.

VATOS KRAPŠTUKAI

Nedidelė medvilnės vatos galvutė | Mediniai krapštukai

PREMIUM





Gaminio duomenų lapas

wiroSWABBY



Gamintojas	
Firma + Adresas	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vokietija
Prekiniai ženklai	care & serve®

Gaminio aprašymas	
Kategorija	PREMIUM
Gaminio pavadinimas	care & serve® PREMIUM wiroSWABBY Vatos krapštukai Nedidelė medvilnės vatos galvutė Mediniai krapštukai
Gaminio savybės	Nedidelė medvilnės vatos galvutė Mediniai krapštukai

Medžiaga	
Medžiaga	Beržo mediena Medvilnė

Naudojimas	
Naudojimo paskirtis	Vienartinis bendrosios medicinos srities gaminy, pvz., užtepti tepalui arba skysčiams, valyti arba kitiems tikslams.
Naudojimo nurodymas	Vienartinis gaminy nesterilus 
Naudojimo sritys	Ligoninė Slaugos namai ir kiti specialistai Gydytojų kabinetai Laboratorija Kosmetika Sveikatingumas Grožio pramonė 
Papildoma informacija apie medžiagas	be latekso 

Standartai	
VO (EU) 2023/988	Reglamentas (ES) Nr. 2023/988 dėl bendros gaminių saugos

Naudojimas	
Naudojimo instrukcija	Prieš naudojimą Įsitikinkite, ar ant vatos krapštuko nėra atplaišų ir ar jis nesulūžęs. Naudokite tik nepriekaištingos būklės ir nepanaudotus vatos krapštukus. Naudojimas Vatos krapštuku paimkite užtepamą arba valomąją medžiagą ir atsargiai paskirstykite arba naudokite ant gydomos vietos. Naudojant vatos krapštuką, medžiagą galima užtepti tiksliau ir tai daryti žymiai higieniškiau nei pirštais. Vatos krapštukų negalima kišti į klausos kanalą. Jeigu vatos krapštuką naudojate ausies valymui, jį kiškite labai atsargiai ir tik į išorinę ausies sritį.
Saugos nurodymas	Nekiškite į klausos kanalą.
Utilizavimas	Nepanaudoti ir neužteršti gaminiai gali būti deginami aplinkai saugiu būdu arba utilizuojami saugykloje. Užteršti gaminiai privalo būti utilizuojami pagal galiojančius nacionalinius įstatymus ir potvarkius atsižvelgiant į jų užterštumo pobūdį.
Tinkamumas naudoti	5 metai nuo pagaminimo datos, jei nenaudotos ir tinkamai sandėliuotos.
Laikymo sąlygos	Saugokite nuo saulės spindulių. Laikykite sausoje vietoje. Netinkamos laikymo sąlygos gali sutrumpinti tinkamumo naudoti trukmę. 





Gaminio duomenų lapas

wiroSWABBY



Atsekamumas	Prekės partijos atsekamumas nuo paklausos tyrimo iki atsargų sumažinimo. Gaminio duomenų lapas Versija 3 galioja nuo prekės partijos 2679 +
-------------	--

Pakuotė

Perdirbama	Licencija išduota pagal „VerpackG“, licencijos numeris DE1618662887322. Prašome pakuotę pristatyti perdirbti.	
------------	--	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/medizin-pflegebedarf/wattestaebchen/wiroswabby/
-----	---

Variantas 1

Pardavimo pakuotė	24000 vienetų/Kartono dėžutė				
1 pakuotės lygis 2	2400 vienetų/Dėžutė				
	100 vienetų/Polietileno maišelis				
Mažiausias galimas užsakyti kiekis	1 Kartono dėžutė				
Gaminio numeris	Gaminio numeris	Spalva	Vatos galvutė (skersmuo x I)	Krapštukai (skersmuo x I)	
	85800300	natūralus	≈ 4 x 15 mm	≈ 2,2 x 150 mm	
GTINs	Gaminio numeris	Unit of Use	Lygių pakuotė	Lygių pakuotė	Kartono dėžutė
	85800300	4051642003849	4051642375045	4051642450056	4051642875040

Išmatavimų, svorio, storio ir tolerancijos duomenys yra tik formalūs ir gali skirtis.
Duomenys paremti mūsų turima dabartine informacija. Jie neužtikrina gaminio savybių ir nepagrindžia sutartinių teisinių santykių. Informaciją, kuri yra senesnė nei 2 metai, prašome patvirtinti iš naujo.
Galimi klaidingi duomenys ir neatitikimai.
Pristatomi gaminio duomenų lapai yra „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ nuosavybė. „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ yra gaminio duomenų lapų visų autorių (arba) naudojimo teisių savininkas. Draudžiama keisti gaminio duomenų lapus arba naudoti piktogramas.
Pristatomus gaminio duomenų lapus leidžiama naudoti tik su originaliais WIROS gaminiiais.



Produkta datu lapa

wiroSWABBY



VATES KOCIŅI

Maza kokvilnas vates galviņa | Koka irbulīši



PREMIUM





Produkta datu lapa

wiroSWABBY



Ražotājs	
Uzņēmums + Adrese	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vācija
Preču zīme	care & serve®

Produkta apraksts	
Kategorija	PREMIUM
Produkta nosaukums	care & serve® PREMIUM wiroSWABBY Vates kociņi Maza kokvilnas vates galviņa Koka irbulīši
Produkta īpašības	Maza kokvilnas vates galviņa Koka irbulīši

Materiāls	
Materiāls	Bērza koksne Kokvilna

Lietošana	
Lietošanas mērķis	Vienreiz lietojamais izstrādājums vispārējām medicīniskām jomām, piemēram, ziežu vai šķidrumu uzklāšanai, tīrīšanai un daudz kam citam.
Lietošanas norādījums	Vienreizlietojams produkts nav sterili
Pielietojuma jomas	Slimnīca Veco ļaužu pansionāts u.c. speciālistu aprindas Ārstu prakses Laboratorijas Kosmētika Labsajūta Skaistumkopšanas industrija
Papildu informācija par materiālu	nesatur lateksu

Standarti	
VO (EU) 2023/988	Regula (ES) Nr. 2023/988 par ražojumu vispārēju drošumu

Lietošana	
Lietošanas instrukcija	Pirms lietošanas Lūdzu, pārlicinieties, vai vates kociņam nav skabargu vai lūzuma vietu. Lietojiet tikai nebojātus un iepriekš nelietotus vates kociņus. Lietošana Ar vates galviņu paņemiet uzklājamo vai tīrīšanai paredzēto vielu un uzmanīgi sadaliet vai pielietojiet uz apstrādāmajām virsmām. Izmantojot tīru vates kociņu, uzklāšana ir precīzāka un higiēniskāka nekā ar pirkstiem. Neievietojiet vates kociņus dzirdes kanālā. Izmantojot vates kociņus ausu tīrīšanai, dariet to īpaši uzmanīgi tikai auss ārējā daļā.
Drošības norāde	Neievadiet balsenē.
Utilizācija	Nelietotus un nekontaminētus produktus var sadedzināt vai utilizēt izgāztuvē vidi saudzējošā veidā. Kontaminēti produkti ir jāutilizē saskaņā ar spēkā esošajiem nacionālajiem likumiem un noteikumiem un atbilstoši kontaminācijas veidam.
Derīguma termiņš	5 gadi no ražošanas datuma, ja produkts nav lietots un ir pareizi uzglabāts.
Glabāšana	Sargājiet no saules stariem. Glabājiet sausā vietā. Nepareiza glabāšana var izraisīt derīguma termiņa saīsināšanos.



Produkta datu lapa

wiroSWABBY



Izsekojamība	Izsekojamas partijas no pieprasījuma noteikšanas līdz preču izsūtīšanai. Produkta datu lapa Versija 3 spēkā no partijas 2679 +
--------------	---

Iepakojums

Pārstrāde	Licencēts saskaņā ar Vācijas Likumu par iepakojumiem (VerpackG), licences numurs DE1618662887322. Lūdzu, nododiet iepakojumu otrreizējai pārstrādei.	
-----------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/medizin-pflegebedarf/wattestaebchen/wiroswabby/
-----	---

Variants 1

Pārdošanas vienība	24000 Gab./Kartona kaste				
Iepakojuma līmenis 1 2	2400 Gab./Kaste				
	100 Gab./Polietilēna maisiņš				
Minimālais pasūtīšanas daudzums	1 Kartona kaste				
Preču numuri	Preces numurs	Krāsa	Kokvilnas galviņa (Ø x L)		Irbuļiši (Ø x L)
	85800300	dabīga	≈ 4 x 15 mm		≈ 2,2 x 150 mm
GTINs	Preces numurs	Unit of Use	Iepakojuma līmenis	Iepakojuma līmenis	Kartona kaste
	85800300	4051642003849	4051642375045	4051642450056	4051642875040

Izmēru, svara, stiprības un pielaižu skaitliskās vērtības ir uzskatāmas par nominālajām vērtībām un var atšķirties no faktiskajām vērtībām.
Dati ir balstīti uz mūsu jaunākajām zināšanām. Tie negarantē produktu īpašības un nepamato līgumiskas saistības. Lūdziet apstiprināt datus, kas ir vecāki par 2 gadiem.
Ir iespējamas ievades kļūdas un kļūdaina informācija.
Sniegtās produktu datu lapas ir uzņēmuma WIROS Wilfried Rosbach GmbH īpašums. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ir visu autortiesību, lietošanas tiesību un produktu datu lapu izmantošanas tiesību īpašnieks. Nav atļauts mainīt produktu datu lapas vai izmantot piktogrammas. Nodrošinātās produktu datu lapas drīkst izmantot tikai saistībā ar oriģinālajiem WIROS produktiem.



КЛЕЧКА С ПАМУК

Малка глава от памук | Дървени клечки



PREMIUM





Информационен лист за продукта

wiroSWABBY



Производител	
Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
Търговска марка	care & serve®
Описание на продукта	
Категория	PREMIUM
Наименование на продукта	care & serve® PREMIUM wirosWABBY Клечка с памук Малка глава от памук Дървени клечки
Характеристики на продукта	Малка глава от памук Дървени клечки
Материал	
Материал	Дърво от бреза Памук
Употреба	
Употреба по предназначение	Продукт за еднократна употреба за общи медицински приложения, като насочено нанасяне на мехлеми или течности, почистване и много други.
Указание за употреба	Продукт за еднократна употреба нестерилни
Области на приложение	Болница Дом за възрастни и др. специализирани кръгове Лекарски практики Лаборатория Козметика Уелнес Индустрия за красота
Допълнителна информация за	не съдържа латекс
Стандарти	
VO (EU) 2023/988	Регламент (ЕС) № 2023/988 относно общата безопасност на продуктите
Приложение	
Инструкция за употреба	Преди употреба Моля, уверете се, че клечката с памук няма пукнатини или счупени места. Използвайте само изправни и неизползвани клечки с памук. Боравене Вземете с главата с памук субстанцията за нанасяне или почистване и внимателно разпределете или приложете върху мястото за третиране. Използването на чиста клечка с памук прави нанасянето по-прецизно и по-хигиенично отколкото с пръсти. Клечките с памук не трябва да се вкарват в ушния канал. Ако клечките с памук се използват за почистване на уши, тогава само съвсем внимателно във външната област на ухото.
Указание за безопасност	Не вкарвайте в ушния канал.
Изхвърляне	Неизползвани и незамърсени продукти могат да бъдат изгорени по екологосъобразен начин или предадени в пункт за отпадъци. Замярсени продукти трябва да бъдат изхвърлени съгласно важащите национални закони и предписания в зависимост от вида на замърсяването.
Срок на годност	5 години от датата на производство, ако не са използвани и при правилно съхранение.
Съхранение	Пазете от слънчево лъчение. Съхранявайте на сухо място. Неправилно съхранение може да доведе до намаляване на срока на годност.





Информационен лист за продукта

wiroSWABBY



Обратна проследимост

Отнесена към партидите обратна проследимост от определянето на нуждата до излизането от склада.
Информационен лист за продукта Версия 3 важи от партида 2679 +

Опаковка

Рециклиране

Лицензирани съгласно Закона за опаковките VerpackG, номер на лиценз DE1618662887322.
Моля, предайте опаковката за рециклиране.

www.wiros.de

WEB

<https://www.wiros.de/shop/medizin-pflegebedarf/wattestaebchen/wirowsabby/>

Вариант 1

Продажна единица	24000 броя/Кашон			
Ниво на опаковката 1 2	2400 броя/Кутия			
	100 броя/Полиетиленова торбичка			
Минимално количество за поръчка	1 Кашон			
Каталожни номера	Номер на артикул	Цвят	Глава от памук (Ø x Д)	Клечки (Ø x Д)
	85800300	естествен	≈ 4 x 15 mm	≈ 2,2 x 150 mm
GTINs	Номер на артикул	Unit of Use	Плоска опаковка	Плоска опаковка
	85800300	4051642003849	4051642375045	4051642450056
				Кашон
				4051642875040

Цифровите данни за размерите, теглата, дебелините и допуските трябва да се разбират като зададени стойности и могат да се различават.
Данните се базират на текущото ниво на нашите знания. Те не представляват гаранция за продуктови характеристики и не обосновават договорно правно разбиране. Моля, поискайте повторно потвърждение на данни, които са по-стари от 2 години.
Не се поема отговорност за печатни грешки.
Предоставените на разположение продуктови спецификации са собственост на фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH е собственик на всички авторски права и права за употреба и експлоатация на продуктовите спецификации. Промяна на продуктовите спецификации или използване на пиктограмите не са разрешени. Предоставените на разположение продуктови спецификации могат да се използват само във връзка с оригиналните продукти на фирма WIROS.



ВАТНА ПАЛИЧКА

Маленька ватяна головка з бавовни | Дерев'яна паличка



PREMIUM





Технічний лист


wiroSWABBY



Виробник	
Фірма + Адреса	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Німеччина
Торговельна марка	care & serve®

Опис продукту	
Категорія	PREMIUM
Найменування продукту	care & serve® PREMIUM wirosWABBY Ватна паличка Маленька ватяна головка з бавовни Дерев'яна паличка
Властивості продукту	Мала бавовняна ватяна головка Дерев'яна паличка

Матеріал	
Матеріал	Березова деревина Бавовна

Використання						
Призначення	Одноразовий виріб для загальних медичних потреб, таких як цільове нанесення мазі або рідини, очищення та багато іншого.					
Інструкція щодо використання	Виріб одноразового використання не стерильний					
Галузі застосування	Лікарня Будинок пристарілих в тому числі групи фахівців Лікарські практики Лабораторії Косметика Велнес Індустрія краси					
Інформація про добавки до матеріалу	без латексу					

Стандарти	
VO (EU) 2023/988	Регламент (ЄС) № 2023/988 про загальну безпеку виробу

Використання	
Інструкція з використання	Перед використанням Переконайтеся, що на ватяній паличці немає скалок і розщеплення. Використовуйте тільки неушкоджені і невикористані ватяні палички. Застосування Візьміть ватяною головкою речовину, необхідну для нанесення або очищення, і обережно нанесіть його або розподіліть в області обробки. Використання нової ватної палички робить нанесення більш точним і гігієнічним, ніж при нанесенні пальцями. Не слід вставляти ватні палички в слуховий прохід. Якщо ватяні палички використовуються для чищення вух, то користуйтеся ними дуже обережно тільки в області зовнішнього вуха.
Інструкція з безпеки	Не вставляйте в слуховий прохід.
Утилізація	Невикористані та незабруднені вироби можна спалювати екологічно безпечним чином або утилізувати в місцях для збору сміття. Забруднені вироби слід утилізувати відповідно до чинного національного законодавства та нормативно-правових актів, в залежності від типу забруднення.
Термін служби	5 років з дати виготовлення, якщо вони не використовуються та правильно зберігаються.
Зберігання	Захищати від сонячних променів. Зберігати в сухому місці. Неправильне зберігання може призвести до зниження терміну служби.





Технічний лист

wiroSWABBY



Простежуваність	Простежуваність партії від визначення потреб аж до виходу зі складу. Технічний лист Версія 3 дійсний з партії 2679 +
-----------------	---

Упаковка

Переробка	Ліцензовано згідно Закону про упаковку, номер ліцензії DE1618662887322. Будь ласка, поверніть упаковку для переробки.	
-----------	--	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/medizin-pflegebedarf/wattestaebchen/wirowsabby/
-----	---

Варіант 1

Торгова одиниця	24000 штук/Коробка				
Рівень упаковки 1 2	2400 штук/Коробка				
	100 штук/Поліетиленовий мішок				
Мінімальна кількість замовлення	1 Коробка				
Номери артикулу	Номер артикулу	Колір	Ватяна головка (Ø x Д)	Паличка (Ø x Д)	
	85800300	природний	≈ 4 x 15 mm	≈ 2,2 x 150 mm	
GTINs	Номер артикулу	Unit of Use	Рівень упаковки	Рівень упаковки	Коробка
	85800300	4051642003849	4051642375045	4051642450056	4051642875040

Цифрові дані розмірів, ваги, товщини та допустимих відхилень слід розуміти як номінальні величини, що можуть відрізнятися.
Дані базуються на поточному стані наших знань. Вони не є гарантованим запевненням щодо характеристик товару і не створюють договірного правового розуміння. Необхідно повторно засвідчити інформацію, якій більше ніж 2 роки.
Можливі друкарські та інші помилки.
Надані технічні паспорти продукту є власністю компанії WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компанія WIROS Wilfried Rosbach GmbH є власником усіх авторських прав, прав на використання та реалізацію технічних паспортів продукту. Не дозволяється змінювати технічні паспорти продукту або використовувати піктограми. Надані технічні паспорти продукту дозволяється використовувати лише у зв'язку з оригінальними продуктами WIROS.



Toote teabeleht

wiroSWABBY



VATITIKUD

Väike puuvillast vatiots | Puidust tikud



PREMIUM





Toote teabeleht

wiroSWABBY



Tootja	
Ettevõte + Aadress:	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksamaa
Kaubamärk	care & serve®
Tootekirjeldus	
Kategooria	PREMIUM
Toote nimetus	care & serve® PREMIUM wirosWABBY Vatitikud Väike puuvillast vatiots Puidust tikud
Toote omadused	Väike puuvillast vatiots Puidust spaatel
Materjal:	
Materjal:	Kasepuit puuvill
Kasutamine	
Kasutusotstarve	Ühekordselt kasutatav toode erinevates meditsiinivaldkondades kasutamiseks, näiteks salvide ja vedelike täpseks pealekandmiseks, puhastamiseks ja paljuks muuks.
Kasutusjuhis	Ühekordselt kasutatav toode mittesteriilne
Kasutusvaldkonnad	Haigla vanadekodu jt erialased ringkonnad Arstipraksised Labor Kosmeetika heaolu ilutööstus
Lisateave materjali kohta	ei sisalda lateksit
Standardid	
VO (EU) 2023/988	ELi direktiiv nr 2023/988 üldise tooteohutuse kohta
Kasutamine	
Kasutusjuhend	Enne kasutamist Veenduge, et vatitikul ei esineks pinde ega katkiseid kohti. Kasutage ainult terveid ja kasutamata ühekordselt kasutatavaid vatitikke. Käsitsemine Võtke pealekantav või puhastav aine vatioticsale ja kandke või määrige see ettevaatlikult töödeldavale kohale. Puhta vatitiku kasutamisel on protseduur täpsem ja hügieenilisem kui näpu kasutamisel. Vatitikku ei tohi sisestada kuulmekäiku. Kui vatitikku kasutatakse kõrvade puhastamiseks, tohib väga ettevaatlikult puhastada vaid väliskõrva.
Ohutusjuhis	Mitte sisestada kuulmekäiku.
Kasutusest kõrvaldamine	Kasutamata ja saastumata tooted võib põletada keskkonnasõbralikult või ladestada prügilasse. Saastunud tooted tuleb olenevalt saastumisviisist kõrvaldada vastavalt kehtivatele riiklikele seadustele ja määrustele.
Säilivus	5 Viis aastat alates tootekuupäevast, kui on kasutamata ja õigesti hoiustatud.
Hoiustamine	Kaitsta päikesekiirguse eest. Hoiustada kuivas keskkonnas. Mittevastav hoiustamine võib vähendada säilivust.





Toote teabeleht

wiroSWABBY



Jälgitavus	Partiipõhine jälgitavus alates vajaduste hindamisest kuni laost väljaminekuni. Toote teabeleht Versioon 3 Kehtib alates partiist 2679 +
------------	--

Pakendamine

Taaskasutus	Litsentseeritud vastavalt Saksa pakendiseadusele, litsentsinumber DE1618662887322. Palun viige pakend taaskasutusse.	
-------------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/medizin-pflegebedarf/wattestaebchen/wirowsabby/
-----	---

Variant 1

Müügiühik	24000 Tk/Kartong			
Pakkimistasand 1 2	2400 Tk/Karp 100 Tk/Kilekott			
Tellimuse miinimumkogus	1 Kartong			
Toote number	Tootenumber	Värvus	Vatiots (Ø x P)	Tikk (Ø x P)
	85800300	looduslik	≈ 4 x 15 mm	≈ 2,2 x 150 mm
GTINs	Tootenumber	Unit of Use	Pakkimistasand	Pakkimistasand
	85800300	4051642003849	4051642375045	4051642450056

Mõõtmeid, raskust, tugevust ja hälbeid iseloomustavad arvandmed on sihtväärtused ja võivad erineda.
Andmed tuginevad meie praegustele teadmistele. Need ei taga tootemaduste üldhinnangut ega põhjenda lepingujärgset õigust. Laske üle kahe aasta vanused andmed uuesti kinnitada.
Sisestusvead ja vead on reserveeritud.
Esitatud toote andmelehed on ettevõtte WIROS Wilfried Rosbach GmbH omand. WIROS Wilfried Rosbach GmbH on toote andmelehtede kõikide autori- ja kasutusõiguste omanik. Toote andmelehti pole lubatud muuta ega piktogramme kasutada. Esitatud toote andmelehti tohib kasutada ainult koos ettevõtte WIROS originaaltoodetega.





VANUPUIKOT

Pieni puuvillapää | Puutikku

PREMIUM





Tuotetietolehti

wiroSWABBY



Valmistaja	
Yritys + Osoite	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksa
Tavaramerkki	care & serve®

Tuotekuvaus	
Kategoria	PREMIUM
Tuotenimike	care & serve® PREMIUM wiroSWABBY Vanupuikot Pieni puuvillapää Puutikku
Tuotteen ominaisuudet	Pieni puuvillapää Puutikku

Materiaali	
Materiaali	Koivua Puuvillaa

Käyttö	
Käyttötarkoitus	Kertakäyttötuote yleisiin lääketieteellisiin tehtäviin, kuten voiteiden tai nesteiden kohdistettuun levitykseen, puhdistukseen ja useaan muuhun tarkoitukseen.
Käyttöohje	Kertakäyttötuote Ei steriili 
Käyttöalueet	Sairaalat Vanhainkodit Muut alan yritykset Lääkäriasemat Laboratoriot Kosmetiikka Hyvinvointi Kauneusteollisuus 
Materiaalin lisätiedot	Lateksiton 

Standardit	
VO (EU) 2023/988	Yleisestä tuoteturvallisuudesta annettu asetus (EU) N:o 2023/988

Käyttö	
Käyttöohje	Ennen käyttöä Varmista, että vanupuikossa ei ole tikkuja tai säröjä. Käytä vain uutta ja käyttämätöntä vanupuikkoa. Käyttö Ota levitettävä tai puhdistava aines vanupäällä ja levitä tai vie se varovasti käsiteltävälle alueelle. Puhtaan vanupuikon käyttö tekee levityksestä tarkempaa ja hygieenisempää kuin sormilla. Vanupuikkoa ei saa viedä korvakäytävään. Jos vanupuikkoa käytetään korvan puhdistukseen, silloin vain varoen korvan ulkoreunassa.
Turvallisuusohjeet	Ei saa viedä korvakäytävään.
Hävittäminen	Käyttämättömät ja kontaminoitumattomat tuotteet voidaan polttaa ympäristöä säästävällä tavalla tai toimittaa kaatopaikalle. Kontaminoituneet tuotteet täytyy hävittää kontaminoitumistavan mukaan voimassa olevia kansallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen.
Säilyvyysaika	5 vuotta valmistuspäivästä, mikäli tuote on käyttämätön ja varastoitu oikein.
Varastointi	Suojaa auringonvalolta. Säilytettävä kuivassa. Epäasianmukainen varastointi voi lyhentää säilyvyysaikaa. 





Tuotetietolehti

wiroSWABBY



Jäljitettävyys	Eräkohtainen jäljitettävyys tarvearvioinnista aina varastosta poistumiseen. Tuotetietolehti Versio 3 voimassa alkaen erästä 2679 +
----------------	---

Pakkaus

Kierrätys	Lisensoitu Saksan pakkauslain (VerpackG) mukaisesti, lisenssinumero DE1618662887322. Toimita pakkaus kierrätykseen.	
-----------	--	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/medizin-pflegebedarf/wattestaebchen/wiroswabby/
-----	---

Vaihtoehdot 1

Myyntiyksikkö	24000 Kappale/Pahvilaatikko			
Pakkaustaso 1 2	2400 Kappale/Laatikko 100 Kappale/Muovipussi			
Minimitilausmäärä	1 Pahvilaatikko			
tuotenumero	Tuotenumero	Väri	Puuvillapää (Ø x P)	Tikku (Ø x P)
	85800300	luonnonvaalea	≈ 4 x 15 mm	≈ 2,2 x 150 mm
GTINs	Tuotenumero	Unit of Use	Pakkaustaso	Pakkaustaso
	85800300	4051642003849	4051642375045	4051642450056

Mittoa, painoja, vahvuuksia ja toleransseja koskevat luvut ovat ohjearvoja ja voivat poiketa todellisista arvoista.
Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta. Jos tiedot ovat yli kaksi vuotta vanhoja, pyydä niille vahvistus.
Mahdollisuus näppäily- ja muihin virheisiin varataan.
Saatavilla olevat tuotteen tietolehdet ovat WIROS Wilfried Rosbach GmbH:n omaisuutta. WIROS Wilfried Rosbach GmbH omistaa kaikki tuotteen tietolehtien tekijän-, käyttö- ja hyödyntämisoikeudet. Tuotteen tietolehtien muuttaminen tai piktogrammien käyttäminen on kielletty. Saatavilla olevia tuotteen tietolehtiä saa käyttää vain yhdessä alkuperäisten WIROS-tuotteiden kanssa.

